



Deta
Elis
Holding
Υγεία
Καινοτομίες
Ανθρώπος

Συσκευή ενίσχυσης των
προστατευτικών δυνάμεων και
αποκατάστασης της φυσικής
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
σε φυσικά βιοσυστήματα

DeVita AP+
Μοντέλο Mini

Οδηγίες χρήσης

Εισαγωγή

Μια καινοτόμα συσκευή, που ισάξια της σε δράση και αποτελεσματικότητα δεν υπάρχει στην αγορά. Στις μέρες μας είναι αναγκαίο, ο κάθε άνθρωπος να είναι σε θέση να διατηρεί έναν υψηλό συντελεστή υγείας. Η συσκευή χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του άγχους που προκαλείται από την παρουσία παρασιτικών οργανισμών στο ανθρώπινο σώμα: ιοί, βακτηρίδια, μύκητες, πρωτόζωα, ελμινθες. Επίσης, ρυθμίζει την παρουσία ενδο- και εξω- τοξινών που εμποδίζουν το έργο των κυριότερων απεκκριτικών συστημάτων, η οποία είναι μία από τις κύριες αιτίες των προβλημάτων υγείας.

Μεθοδος λειτουργίας

Η αντιπαρασιτική δράση της συσκευής βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας του επιστήμονα και μηχανικού R. Rife και των συνεχιστών του. Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι κάθε ζωντανός οργανισμός έχει τη δική του ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα κύματα μιας ορισμένης συχνότητας, που αναπαράγονται από τη συσκευή, αντηχούν με τη δική τους ακτινοβολία, ενισχύοντας τις φυσικές τους ταλαντώσεις. Οι εντατικές ταλαντώσεις αποτελούν παράγοντα εξολόθρευσης των παρασίτων. Η συσκευή DeVita AP+ Mini διαθέτει ξεχωριστές συχνότητες ταλαντώσεων για ορισμένους τύπους ιών, βακτηρίων, ελμινθών, πρωτόζωων και μυκήτων και πέραν αυτού, παρέχει την δυνατότητα για έναν βαθύ καθαρισμό του σώματος από τις τοξίνες.

Δυνατοτητες συσκευης

Η συσκευή περιλαμβάνει 27 (7 από αυτά είναι νέα) ΣΕΤ προγραμμάτων που αποτελούνται από χειροκίνητα και αυτόματα προγράμματα. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του μοναδικά ΣΕΤ προγραμμάτων (η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50 συνολικά) και έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει νέα ΣΕΤ προγραμμάτων και προγράμματα που θα δημιουργηθούν από τους ειδικούς της εταιρείας.

Χρονος χρησης

Η χρήση της συσκευής DeVita AP+ Mini συνιστάται κατά τις απογευματινές ή τις βραδινές ώρες, τοποθετώντας την συσκευή κάτω από το μαξιλάρι με το πίσω μέρος να «κοιτάει» προς εσάς.

Για την βελτίωση περίπλοκων προβλημάτων υγείας και τη διατήρηση του υψηλού τόνου, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις συσκευές DeVita Energy 11 Mini το πρωί και DeVita Ritm+ Mini κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι παρούσες Οδηγίες περιέχουν έναν κατάλογο όλων των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στα ΣΕΤ προγραμμάτων που αναφέρονται παρακάτω, διαγράμματα εφαρμογής του DeVita AP+ Mini για τα ΣΕΤ προγραμμάτων αριθ. 4-20 και περιγραφή των αυτόματων προγραμμάτων. Αναλυτικά σχήματα εφαρμογής των συσκευών δίνονται στον κατάλογο «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση». Μια περιγραφή όλων των χειροκίνητων προγραμμάτων και της εφαρμογής τους διατίθεται στο φυλλάδιο «Κατάλογος χειροκίνητων προγραμμάτων DeVita AP+ Mini».

Σετ προγραμμάτων (complexes)

- | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|
| 1. Γενική Λίστα Προγραμμάτων 1 | 11. Κίνηση χωρίς πόνους | 20. Κατά του Κορωνοϊού |
| 2. Γενική Λίστα Προγραμμάτων 2 | 12. Υγεία της γυναίκας | 21. Πρώτες βοήθειες |
| 3. Γενική Λίστα Προγραμμάτων 3 | 13. Αντρική υγεία | 22. Γαστρεντερικό + |
| 4. Καρδιά και αγγεία | 14. Κατά των αλλεργιών | 23. Υγιές δέρμα |
| 5. Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου | 15. Λαμπερή επιδερμίδα | 24. Υγιής πλάτη |
| 6. Κατά της αύπνιας | 16. Διαχείριση σωματικού βάρους | 25. Κατά της λοίμωξης |
| 7. Αντιστρές | 17. Κατά του Lyme | 26. Υγεία 60+ |
| 8. Χωρίς κρυολογήματα | 18. Υγιές Κύτταρο | 27. Υγεία παιδιού |
| 9. Για αθλητές | 19. Υγιή Δόντια | |
| 10. Τέλος τα παράσιτα | | |

1. ΣΕΤ προγραμμάτων «Γενική λίστα προγραμμάτων 1»

Χειροκίνητα προγράμματα

- Χωρίς κρυολόγημα
- Προστασία από την γρίπη
- Αντικό
- Υγεία του γαστρεντερικού
- Σεξουαλική υγεία
- Κατά της Κάντιντα
- Κατά της γρίπης (βασικό)
- Κατά του έρπη
- Χωρίς τοξίνες
- Κατά του απλού έρπη
- Κατά του έρπη ζωστήρα
- Απαλλαγή από μύκητες και μούχλα
- Απαλλαγή από τα χλαμύδια
- Τέλος στα εντεροστομαχικά παράσιτα
- Τέλος στα παράσιτα
- Προστασία από τα πρωτόζωα
- Κατά των σταφυλόκοκκων
- Κατά των στρεπτόκοκκων
- Έλεγχος βάρους
- Κατά του Lyme 1
- Κατά του Lyme 2
- Αντικό Γαστρεντερικού
- Προστασία Κυττάρου 1
- Προστασία Κυττάρου 2
- Χωρίς Αμοιβάδα
- Χωρίς Πενικίλλιο
- Χωρίς Τριχομονάδα
- Αρχικός καθαρισμός

- Υγιές λέμφος

Αυτόματα προγράμματα

- Πρόγραμμα λειτουργίας 1 – αυτόματο
- Πρόγραμμα λειτουργίας 2 – αυτόματο
- Πρόγραμμα λειτουργίας 3 – αυτόματο
- Πρόγραμμα λειτουργίας 4 – αυτόματο
- Καθαρισμός – αυτόματο
- Τέλος στα παράσιτα – αυτόματο
- Χωρίς γρίπη – αυτόματο
- Κατά του έρπητα S – αυτόματο
- Κατά του έρπητα Z – αυτόματο
- Χωρίς κρυολόγημα – αυτόματο
- Υποστήριξη ανοσοποιητικού – αυτόματο
- Απώλεια βάρους – αυτόματο
- Ελάττωση πόντων – αυτόματο
- Υγιές Κύτταρο 1 – αυτόματο
- Υγιές Κύτταρο 2 – αυτόματο
- Υγιές Κύτταρο 3 – αυτόματο
- Υγιές Κύτταρο 4 – αυτόματο
- Lyme 1 – αυτόματο
- Lyme 2 – αυτόματο
- Lyme 3 – αυτόματο
- Lyme 4 – αυτόματο

2. ΣΕΤ προγραμμάτων «Γενική λίστα προγραμμάτων 2»

Χειροκίνητα προγράμματα

1. Χωρίς Σαλμονέλα
2. Χωρίς Υερσίνια
3. Χωρίς Πρωτέα – Γενικό
4. Χωρίς Κλεμπσιέλλα
5. Χωρίς Καμπυλοβακτηρίδιο
6. Χωρίς Κλωστρίδια
7. Χωρίς Σιγκέλα
8. Χωρίς Ροταϊό
9. Χωρίς Τρηματώδη - Γενικό 1
10. Χωρίς Τρηματώδη – Γενικό 2
11. Χωρίς Εντερόκοκκο
12. Χωρίς Νηματούδη και Ασκαρίδες – Νέο
13. Χωρίς Αδενοϊό - Γενικό
14. Χωρίς Κορονοϊό
15. Χωρίς Ρικέτσια
16. Χωρίς Θηλώματα - Γενικό
17. Χωρίς Θηλώματα στα νεφρά
18. Χωρίς Λεπτόσπειρα
19. Χωρίς Κρυπτοκόκκο
20. Χωρίς Τοξόπλασμα
21. Χωρίς Ουρεοπλάσμα
22. Χωρίς Εχινοκόκκο
23. Χωρίς Ψευδομονάδα Αεριογόνος
24. Κατά της δηλητηρίασης
25. Αντιβακτηριακό
26. Κατά των μυκήτων
27. Κατά του ελικοβακτηριδίου
28. Χωρίς ηπατίτιδα Α
29. Χωρίς σχιστόσωμα και τρηματώδη
30. Κατά των νηματοδών και ασκαρίδων

3. ΣΕΤ προγραμμάτων «Γενική λίστα προγραμμάτων 3»

Χειροκίνητα προγράμματα

1. Υγιή Ούλα
2. Αποκατάσταση Βλεννογόνων
3. Υγιές Στόμα
4. Χωρίς Συρίγγιο
5. Υγιή Δόντια
6. ΚΝΣ Χωρίς Προβλήματα
7. Υγιή Νεύρα
8. Καθαρά Ιγμόρεια - Γενικό
9. Καθαρά Ιγμόρεια
10. Ώτα Χωρίς Φλεγμονή
11. Υγιείς Αμυγδαλές
12. Χωρίς Φαρυγγίτιδα
13. Αντιφλεγμονώδη - Γενικό
14. Κατά της ημικρανίας
15. Αντισηπτική Δράση
16. Υγιής Χοληδόχος Κύστη
17. Κυτταρική αποτοξίνωση
18. Detox Mexicana
19. Αντιμετώπιση αλλεργιών

Αυτόματα προγράμματα

20. Αποκατάσταση 1
21. Αποκατάσταση 2
22. Υγιή Ούλα - Αυτόματο
23. Αποκατάσταση νευρικού συστήματος- αυτόματο

Προσοχή! Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των αντίστοιχων προγραμμάτων παρατηρηθεί κεφαλαλγία, εφίδρωση ή άλλες εκδηλώσεις τοξικότητας, τότε η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για τους επόμενους 3 μήνες. Κάθε ένα από τα προγράμματα συμβάλλει δραστικά στην όλη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής του μολυσματικού παράγοντα.

Εφαρμογή:

- Προγράμματα λειτουργίας 1-3 για 14 μέρες

- Πρόγραμμα λειτουργίας 4 για 30 μέρες.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή καθημερινά, τη νύχτα.

4. ΣΕΤ προγράμματος «Καρδιά και αγγεία»

Χρησιμοποιείται σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό και το λεμφικό σύστημα

1ος μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1- αυτόματο»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2- αυτόματο»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3- αυτόματο»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4- αυτόματο»

2ος μήνας:

1^η-2^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Χωρίς σπασμό & τρηματώδη» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3^η-4^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Απαλλαγή από τα χλαμύδια» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

1^η-4^η εβδομάδα — «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3ος μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4ος μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

5. ΣΕΤ προγράμματος «Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου»

Χρησιμοποιείται σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με το πεπτικό σύστημα και ως πρόσθετο μέσο για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης.

1ος μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1- αυτόματο»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2- αυτόματο»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3- αυτόματο»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4- αυτόματο»

2ος μήνας:

1^η-2^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Χωρίς σχιστόσωμα & τρηματώδη» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3^η-4^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Κυτταρική αποτοξίνωση» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

1^η -4^η εβδομάδα — «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

Απαραίτητο:

«Κατά του ελικοβακτηριδίου» — καθημερινά το βράδυ για ένα μήνα.

3ος μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4ος μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης:

- «Πρόγραμμα λειτουργίας 3- αυτόματο»

- Πρόγραμμα «Κατά της δηλητηρίασης»

Καθημερινά κατά τη διάρκεια 10 ημερών εναλλάξ το ένα με το άλλο.

6. ΣΕΤ προγράμματος «Αντιστρέζ»

Σε περίπτωση άγχους, κόπωσης, μειωμένης απόδοσης, καταθλιπτικών καταστάσεων.

1ος μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1- αυτόματο»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2- αυτόματο»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3- αυτόματο»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4- αυτόματο»

2ος μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3ος μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4ος μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

7. ΣΕΤ προγράμματος «Κατά της αιπνίας»

Σε κατάσταση νευρικής διέγερσης, προβλήματα με τον ύπνο.

1ος μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1- αυτόματο»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2- αυτόματο»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3- αυτόματο»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4- αυτόματο»

2ος μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3ος μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4ος μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

8. ΣΕΤ προγράμματος «Χωρίς κρυολογήματα»

Για την πρόληψη των κρυολογημάτων, καθώς και την ανακούφιση από βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις.

Κατά την περίοδο καταρροϊκών ασθενειών, υποθερμίας:

- «Υποστήριξη ανοσοποιητικού αυτόματο» 1-2 φορές την εβδομάδα.

Κατά τα πρώτα σημάδια καταρροϊκών ασθενειών (εκτός από τη γρίπη) για 2 μέρες

- «Χωρίς κρυολόγημα αυτόματο»

Έπειτα για 5 έως 7 μέρες εναλλάξ μεταξύ τους καθημερινά:

- «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

- πρόγραμμα «Κατά της γρίπης (βασικό)»

Εάν υπάρχει βήχας - Επιπλέον, το πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό»

Κατά τα πρώτα σημάδια της γρίπης, κάθε μέρα για 2 ημέρες εναλλάξ μεταξύ τους:

- πρόγραμμα «Αντιικό»

- «Χωρίς γρίπη αυτόματο»

Επιπλέον, καθημερινά για 5 ημέρες: «Χωρίς γρίπη αυτόματο»

Στο τέλος, «Πρόγραμμα λειτουργίας 2- αυτόματο» καθημερινά για 5-7 ημέρες, εάν είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό».

9. ΣΕΤ προγράμματος «Κίνηση χωρίς πόνο»

Σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με το μυοσκελετικό σύστημα: πόνος, φλεγμονή των αρθρώσεων, των μυών, της σπονδυλικής στήλης, τραυματισμοί.

1ος μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1- αυτόματο»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2- αυτόματο»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3- αυτόματο»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4- αυτόματο»

2ος μήνας:

- «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

- πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό» και «Κυτταρική αποτοξίνωση». καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini για χρονικό διάστημα 14 ημερών.

3ος μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4ος μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματα» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

10. ΣΕΤ προγράμματος «Για αθλητές»

Σε περίπτωση έντονης σωματικής άσκησης, τραυματών, αλλά και για την μείωση του τοξικού φορτίου και για ταχεία ανάκαμψη μετά την προπόνηση.

1ος μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1- αυτόματα»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2- αυτόματα»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3- αυτόματα»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4- αυτόματα»

2ος μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3ος μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4ος μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματα» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

11. ΣΕΤ προγράμματος «Λαμπερή επιδερμίδα»

Σε περίπτωση φλεγμονωδών διεργασιών στο δέρμα, μυκητιάσεων στα μαλλιά και στα νύχια, έρπη (έρπητα ζωστήρα).

1ος μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1- αυτόματα»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2- αυτόματα»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3- αυτόματα»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4- αυτόματα»

2ος μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

Απαραίτητα:

- σε περίπτωση μυκητίασης πρόγραμμα «Κατά των μυκήτων» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3ος μήνας:

- απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.
- σε περίπτωση έρπητα: πρόγραμμα «Κατά του έρπη S αυτόματο» ή «Κατά του έρπη Z αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα.

4ος μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

12. ΣΕΤ προγράμματος «Τέλος στα παράσιτα»

Για να προφυλάξετε από τον κίνδυνο: ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων, ταξιδιώτες, οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών. Όταν αλλάζει η όρεξή σας, βιώνετε ανεξήγητο πόνο, φλεγμονή, εμφάνιση αλλεργιών.

1ος μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

- 1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1- αυτόματο»
- 2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2- αυτόματο»
- 3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3- αυτόματο»
- 4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4- αυτόματο»

2ος μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3ος μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4ος μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

Επιπλέον:

Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα του βήχα - Πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό» — κάθε μέρα τη νύχτα, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων DeVita Ritm Mini, για 14 ημέρες.

Σε περίπτωση επιβάρυνσης από τον ιό του έρπητα:

- πρόγραμμα «Κατά του απλού έρπη» - κατά τα πρώτα σημάδια εξανθήματος κάθε 3 ώρες, ύστερα κάθε μέρα 1-2 φορές την ημέρα το πρόγραμμα «Κατά του έρπητα S αυτόματο» τη νύχτα, για 1 μήνα.
- πρόγραμμα «Κατά του έρπη ζωστήρα» - κατά τα πρώτα σημάδια εξανθήματος κάθε 3 ώρες, ύστερα κάθε μέρα 1-2 φορές την ημέρα το πρόγραμμα «Κατά του έρπητα Z αυτόματο» τη νύχτα, για 1 μήνα.

Όταν επισκέπτεστε χώρες της Ασίας και της Αφρικής για την πρόληψη του ιικού φορτίου στο ήπαρ, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα -«Χωρίς ηπατίτιδα Α» - καθημερινά 1-2 φορές την ημέρα για ένα μήνα.

13. ΣΕΤ προγράμματος «Κατά των αλλεργιών»

Σε περίπτωση διαφόρων αλλεργικών αντιδράσεων από φαγητό, σκόνη, κατοικίδια ζώα, γύρη φυτών.

1ος μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1- αυτόματο»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2- αυτόματο»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3- αυτόματο»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4- αυτόματο»

Επιπλέον:

πρόγραμμα «Αντιμετώπιση αλλεργιών» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

2ος μήνας:

1^η-2^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Χωρίς σπασμό & τρηματώδη» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3^η-4^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Αντιμετώπιση αλλεργιών» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

1^η -4^η εβδομάδα — «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3ος μήνας:

- απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

- πρόγραμμα «Αντιμετώπιση αλλεργιών» καθημερινά την νύχτα.

4ος μήνας:

- «Τέλος στα παράσιτα αυτόματα» απαραίτητη η καθημερινή χρήση τη νύχτα, για 1 βδομάδα.

- πρόγραμμα «Αντιμετώπιση αλλεργιών» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

Προσοχή! Σε περίπτωση αλλεργικής ρινίτιδας, η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει 2 μήνες πριν από την ανθοφορία των φυτών. Ένα σταθερό θετικό αποτέλεσμα για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις αλλεργίες μπορεί να επιτευχθεί με την τακτική χρήση του συγκεκριμένου ΣΕΤ προγράμματος για 6 μήνες.

14. ΣΕΤ προγράμματος «Αντρική υγεία»

Σε περίπτωση ψυχολογικών και λειτουργικών προβλημάτων του ανδρικού ουρογεννητικού συστήματος.

1ος μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1- αυτόματο»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2- αυτόματο»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3- αυτόματο»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4- αυτόματο»

2ος μήνας:

- «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

- πρόγραμμα «Απαλλαγή από τα χλαμύδια» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3ος μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4ος μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

15. ΣΕΤ προγράμματος «Υγεία της γυναίκας»

Σε περίπτωση λειτουργικών διαταραχών του γυναικείου ουρογεννητικού συστήματος, την εναρμόνιση της λειτουργίας του σώματος στην προεμμηνορροιακή και κλιμακτηριακή περίοδο.

1ος μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1- αυτόματο»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2- αυτόματο»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3- αυτόματο»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4- αυτόματο»

2ος μήνας:

- «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

- πρόγραμμα «Απαλλαγή από τα χλαμύδια» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3ος μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4ος μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

16. ΣΕΤ προγράμματος «Διαχείριση σωματικού βάρους»

Για αποτελεσματική απώλεια βάρους και ρύθμιση της όρεξης.

Προσοχή:

Για βέλτιστο αποτέλεσμα πριν την χρήση του συγκεκριμένου ΣΕΤ προγράμματος, συνιστάται πρωτίστως η μείωση του παρασιτικού και τοξικού φορτίου, χρησιμοποιώντας τα βασικά προγράμματα («Πρόγραμμα λειτουργίας 1-4», «Καθαρισμός», «Τέλος στα παράσι-

τα -αυτόματο») του ΣΕΤ «Τέλος στα παράσιτα» εντός 3-4 μηνών.

4ος - 6ος μήνας:

- προγράμματα «Απώλεια βάρους -αυτόματο» και «Ελάττωση πόντων -αυτόματο» καθημερινά εναλλάξ το ένα με το άλλο ανά ημέρα, τη νύχτα.

17. ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγιές Κύτταρο»

Χρησιμοποιείται για την πρόληψη του εκφυλισμού των κυττάρων και του σχηματισμού παθολογικών νεοπλασμάτων.

Προσοχή! Το συγκεκριμένο ΣΕΤ προγραμμάτων συνιστάται να χρησιμοποιείται ύστερα από την ολοκλήρωση του βασικού καθαρισμού, 2 μηνών, σύμφωνα με το σχήμα του ΣΕΤ προγραμμάτων «Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου».

3^{ος} μήνας καθημερινά, βραδινές ώρες, σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η - 2^η εβδομάδα: — «Υγιές Κύτταρο 1 – αυτόματο» και «Υγιές Κύτταρο 2 – αυτόματο» εναλλαγή κάθε δεύτερη μέρα. Η ώρα έναρξης του προγράμματος να μην είναι αργότερα από τις 17:00 μ.μ. .

3^η - 4^η εβδομάδα: — «Υγιές Κύτταρο 3 – αυτόματο» και «Υγιές Κύτταρο 4 – αυτόματο» εναλλαγή κάθε δεύτερη μέρα. Η ώρα έναρξης του προγράμματος να μην είναι αργότερα από τις 17:00 μ.μ. .

4^{ος} μήνας:

1^η ημέρα — πρόγραμμα «Καθαρισμός – αυτόματο», τη νύχτα.

2^η ημέρα — το πρόγραμμα «Χωρίς Θηλώματα – Γενικό», το βράδυ ή τη νύχτα.

Το σχήμα του 3^{ου} και του 4^{ου} μήνα να επαναληφθεί για ακόμη 2 κύκλους.

18. ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά του Lyme»

Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση ενός καλού συντελεστή υγείας, ύστερα από την μόλυνση από βορρελίωση (ασθένεια που μεταφέρουν τα τσιμπούρια) ή αλλιώς ασθένεια του Lyme.

Προσοχή! Το συγκεκριμένο ΣΕΤ προγραμμάτων συνιστάται να χρησιμοποιείται ύστερα από την ολοκλήρωση του βασικού καθαρισμού, 2 μηνών, σύμφωνα με το σχήμα του ΣΕΤ προγραμμάτων «Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου».

3^{ος} μήνας καθημερινά, βραδινές ώρες, σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η - 2^η εβδομάδα — «Lyme 1 - αυτόματο» και «Lyme 2 - αυτόματο» εναλλαγή κάθε δεύτερη μέρα. Η ώρα έναρξης του προγράμματος να μην είναι αργότερα από τις 17:00 μ.μ. .

3^η - 4^η εβδομάδα — «Lyme 3 - αυτόματο» και «Lyme 4 - αυτόματο» εναλλαγή κάθε

δεύτερη μέρα. Η ώρα έναρξης του προγράμματος να μην είναι αργότερα από τις 17:00 μ.μ. .

4^{ος} μήνας:

1^η ημέρα — πρόγραμμα «Καθαρισμός – αυτόματο», τη νύχτα.

2^η ημέρα — πρόγραμμα «Αποκατάσταση νευρικού συστήματος- αυτόματο» το βράδυ ή τη νύχτα.

Το σχήμα του 3^{ου} και του 4^{ου} μήνα να επαναληφθεί για ακόμη 2 κύκλους.

19. ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγιή Δόντια»

Χρησιμοποιείται ύστερα από οδοντικές χειρουργικές επεμβάσεις και με χρόνια προβλήματα της στοματικής κοιλότητας.

Σχήμα 1. Χρήση μετά από οδοντιατρικές επεμβάσεις (αφαίρεση, εμφύτευση, θεραπεία κ.λπ.) Διάρκεια χρήσης 2 εβδομάδες:

1^η ημέρα — «Αποκατάσταση 1 – αυτόματο» το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini. «Αποκατάσταση 2 – αυτόματο» τη νύχτα.

2^η ημέρα — «Αποκατάσταση 2 – αυτόματο» το βράδυ ή τη νύχτα.

Με την παρουσία αποστημάτων, συριγγίων προσθέστε το πρόγραμμα «Χωρίς Συρίγγιο» σε καθημερινή βάση.

Σχήμα 2. Χρήση για χρόνια προβλήματα της στοματικής κοιλότητας:

1^{ος} μήνας: καθημερινά τη νύχτα σύμφωνα με το σχήμα του ΣΕΤ προγραμμάτων «Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου».

2^{ος} μήνας:

1 ημέρα — το πρόγραμμα «Υγιή Ούλα – Αυτόματο», τη νύχτα.

2 ημέρα — το πρόγραμμα «Καθαρισμός – αυτόματο», τη νύχτα.

3^{ος} μήνας: όλα τα προγράμματα του 1^{ου} μήνα.

4^{ος} μήνας:

- «Τέλος στα παράσιτα – αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα, για μία εβδομάδα.

20. ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά του Κορωνοϊού»

Για την πρόληψη της λοίμωξης από κορωνοϊό, καθώς και την ανακούφιση της κατάστασης σε περίπτωση βακτηριακών και ιογενών επιβαρύνσεων.

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης 2-3 φορές την εβδομάδα:

- «Χωρίς κρυολόγημα – αυτόματο» – τη νύχτα.
- «Χωρίς Κορωνοϊό – Νέο» – ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στη συσκευή DeVita Ritm.

Στα πρώτα σημάδια της ασθένειας, καθημερινή εφαρμογή, εναλλάσσονται μεταξύ τους κάθε δεύτερη μέρα:

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, τη νύχτα:

- «Χωρίς κρυολόγημα – αυτόματο»
- «Υγιής ανπνοή – αυτόματο»

Επιπλέον:

- «Αποκατάσταση 2 – αυτόματο» ύστερα από την ολοκλήρωση του αυτόματου προγράμματος «Ευ ζην – αυτόματο» στη συσκευή DeVita Ritm.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας, τη νύχτα:

- «Πρόγραμμα λειτουργίας 2 – αυτόματο»
- «Υγιής ανπνοή – αυτόματο»

Επιπλέον, ύστερα από την ολοκλήρωση του αυτόματου προγράμματος «Υγεία - αυτόματο» στη συσκευή DeVita Ritm:

- «Χωρίς Βήχα»
- «Χωρίς Πνευμονία»

Για τη διατήρηση της υγείας μετά τη μόλυνση, καθημερινή εφαρμογή, εναλλάσσονται μεταξύ τους κάθε δεύτερη μέρα, για 2 εβδομάδες, τη νύχτα:

- «Αποκατάσταση 2 – αυτόματο»
- «Πρόγραμμα λειτουργίας 4 – αυτόματο»

21. ΣΕΤ προγραμμάτων «Πρώτες βοήθειες»

Η δράση του ΣΕΤ προγραμμάτων αποσκοπεί στην ταχύτερη εξάλειψη των δυσάρεστων αισθήσεων: ναυτία, πόνος, φλεγμονή.

Χειροκίνητα προγράμματα

1. Σπονδυλική στήλη χωρίς φλεγμονή
2. Κατά του πόνου (σπονδυλική στήλη)
3. Κατά του πόνου (τραύμα)
4. Κατά της φλεγμονής της πύελου
5. Κατά των σπασμών (μυς)
6. Χωρίς ναυτία
7. Κατά των σπασμών (έντερο)

Αυτόματα προγράμματα

19. Χωρίς ναυτία - αυτόματο
20. Sos! Αλλεργία - αυτόματο
21. Αποκατάσταση 3 - αυτόματο
22. Δυνατός ύπνος - αυτόματο
23. Κατά της κόπωσης - αυτόματο
24. Κατά της φλεγμονής (γυναικείο) - αυτόματο

- | | |
|---|---|
| 8. Αποκατάσταση της κυκλοφορίας του αίματος | 25. Κατά της φλεγμονής (ανδρικό) - αυτόματο |
| 9. Ίαση | 26. Κατά του πόνου σπονδυλική στήλη |
| 10. Ανδρική ισχύς | |
| 11. Χωρίς αλλεργίες - νέο | |
| 12. Κατά της επιπεφυκίτιδας | |
| 13. Γερά νεύρα | |
| 14. Ήρεμος ύπνος | |
| 15. Χωρίς αιμορροΐδες | |
| 16. Κυκλοφορία του αίματος στο κεφάλι | |
| 17. Για γυναίκες | |
| 18. Κατά της κόπωσης | |

22. ΣΕΤ προγραμμάτων «Γαστρεντερικό +»

Η δράση των προγραμμάτων του ΣΕΤ αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας των γαστρεντερικών οργάνων: μείωση της φλεγμονής, αποκατάσταση των βλενογόνων μεμβρανών, εξάλειψη των δυσάρεστων αισθήσεων και φυσιολογική λειτουργία του στομάχου, όλων των τμημάτων του εντέρου, του παγκρέατος και του ήπατος.

Χειροκίνητα προγράμματα

1. Χωρίς σαλμονέλα
2. Ήσυχιο έντερο
3. Υγιές στομάχι
4. Κατά της δωδεκαδακτυλίτιδας
5. Υγιές πάγκρεας
6. Σάκχαρο υπό έλεγχο
7. Κατά του διαβήτη
8. Λεπτό έντερο
9. Έντερο χωρίς διαταραχές
10. Χωρίς δυσκοιλιότητα
11. Χωρίς ναυτία
12. Κατά των σπασμών (έντερο)
13. Υγιής σπλήνας

Αυτόματα προγράμματα

14. Χωρίς ναυτία - αυτόματο
15. Ενεργοποίηση γαστρεντερικού - αυτόματο
16. Έντερο χωρίς ερεθισμό - αυτόματο
17. Χωρίς δυσκοιλιότητα - αυτόματο

23. ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγιές δέρμα»

Η δράση του ΣΕΤ προγραμμάτων στοχεύει στην καταπολέμηση των παθογόνων βακτηρίων και μυκήτων του δέρματος, στη μείωση της φλεγμονής, στην αύξηση της δερματικής ανοσίας, στη βελτίωση της εξωτερικής κατάστασης του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών.

Χειροκίνητα προγράμματα

1. Κατά του βακτηρίου ακμής
2. Χωρίς μικροσπόριο

3. Χωρίς ονυχομυκητίαση
4. Κατά των ζυγομυκήτων
5. Νύχια χωρίς μύκητες
6. Χωρίς τριχόφυτο
7. Mycosis fungoides
8. Χωρίς επιδερμόφυτο
9. Χωρίς ακτινομύκητες
10. Δέρμα χωρίς μύκητες
11. Ακτινική κεράτωση
12. Κατά των κονδυλωμάτων
13. Κατά της ακμής
14. Δάχτυλα χωρίς φλεγμονή
15. Χωρίς σκληρόδερμα
16. Κατά της νόσου των χοίρων
17. Ανακούφιση από την ψωρίαση
18. Φοινικική ασθένεια
19. Δέρμα χωρίς ακμή
20. Χωρίς τοξίνες

Αυτόματα προγράμματα

21. Δέρμα χωρίς ακμή - αυτόματο
22. Υγιή νύχια - αυτόματο
23. Κατά των μυκήτων του δέρματος - αυτόματο

24. ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγιής πλάτη»

Η δράση του ΣΕΤ προγραμμάτων αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης της σπονδυλικής στήλης και των μυών της πλάτης, μειώνοντας τον πόνο, τη φλεγμονή και το πρήξιμο. Διευκολύνει την ελευθερία κινήσεων.

Χειροκίνητα προγράμματα

1. Σπονδυλική στήλη χωρίς φλεγμονή
2. Ίσια σπονδυλική στήλη
3. Κατά του πόνου (σπονδυλική στήλη)
4. Κατά των σπασμών (μύες)
5. Μύες χωρίς σφίξιμο

Αυτόματα προγράμματα

6. Σπονδυλική στήλη χωρίς πόνο - αυτόματο
7. Υγιής πλάτη - αυτόματο

25. ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά της λοίμωξης»

Η δράση του ΣΕΤ προγραμμάτων αποσκοπεί στην καταστροφή των παθογόνων ιών και βακτηρίων, που είναι οι αιτιολογικοί παράγοντες των πιο κοινών λοιμώξεων, καθώς και στην απομάκρυνση των τοξινών από τον οργανισμό.

Χειροκίνητα προγράμματα

1. Κατά της ανεμοβλογιάς
2. Κατά της ερυθράς
3. Χωρίς παρωτίτιδα
4. Κατά της οστρακιάς
5. Κατά της ιλαράς
6. Χωρίς διφθερίτιδα

7. Κατά του κοκκύτη
8. Κατά της Gardnerella
9. Κατά του γονόκοκκου
10. Κατά του παρβοϊού
11. Χωρίς φυματίωση
12. Χωρίς βρουκέλλα
13. Κατά της χολέρας
14. Χωρίς τοξίνες

26. ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγεία 60+»

Η δράση του ΣΕΤ προγραμμάτων αποσκοπεί στη διατήρηση της υγείας των ηλικιωμένων, λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια προβλήματα που χαρακτηρίζουν αυτή την κατηγορία του πληθυσμού. Θα συμβάλει στην επίτευξη της ενεργού μακροζωίας.

Χειροκίνητα προγράμματα

1. Κατά της άνοιας
2. Κατά του Πάρκινσον
3. Κυκλοφορία του αίματος στο κεφάλι
4. Γερά νεύρα
5. Ήρεμος ύπνος
6. Ακτινική κεράτωση
7. Κατά της κόπωσης
8. Χωρίς δυσκοιλιότητα
9. Χωρίς κρουαλόγημα
10. Αντιικό
11. Υγεία του γαστρεντερικού
12. Σπονδυλική στήλη χωρίς φλεγμονή
13. Κατά του πόνου (σπονδυλική στήλη)
14. Κατά του πόνου (τραύμα)
15. Κατά της φλεγμονής της πυέλου
16. Χωρίς αλλεργίες - νέο
17. Κατά της επιπεφυκίτιδας
18. Γερά νεύρα
19. Ήρεμος ύπνος
20. Χωρίς αιμορροΐδες
21. Ήσυχνο έντερο
22. Υγιές στομάχι
23. Κατά της δωδεκαδακτυλίτιδας
24. Υγιές πάγκρεας
25. Σάκχαρο υπό έλεγχο
26. Αντιφλεγμονώδη-Γενικό
27. Κατά της ημικρανίας
28. Αντισηπτικό
29. Υγιής Χοληδόχος Κύστη

Αυτόματα προγράμματα

43. Κατά της γήρανσης του εγκεφάλου - αυτόματο
44. Δυνατός ύπνος - αυτόματο
45. Υγιή νύχια - αυτόματο
46. Κατά του πόνου σπονδυλική στήλη
47. Ενεργοποίηση γαστρεντερικού - αυτόματο
48. Χωρίς κρουαλόγημα-αυτόματο
49. Υγιής αναπνοή-αυτόματο
50. Αποκατάσταση 3 - αυτόματο

30. Κατά των σπασμών (μυς)
31. Αποκατάσταση της κυκλοφορίας του αίματος
32. Ίαση
33. Υγιή Ούλα
34. Χωρίς ουρομυκητίαση
35. Χωρίς τριχόφυτο
36. Νύχια χωρίς μύκητες
37. Χωρίς μικροσπόριο
38. Χωρίς πνευμονοβακτήρια
39. Χωρίς Κορωνοϊό
40. Αντιικό Γαστρεντερικού
41. Χωρίς τοξίνες
42. Υγιής λέμφος

27. ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγεία παιδιού»

Η δράση του ΣΕΤ προγραμμάτων αποσκοπεί στη διατήρηση της υγείας των παιδιών από 0 έως 12 ετών, λαμβάνοντας υπόψη τα ηλικιακά χαρακτηριστικά. Θα βοηθήσει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στην καλύτερη προσαρμογή στις νέες συνθήκες (νηπιαγωγείο, σχολείο).

Χειροκίνητα προγράμματα

1. Κατά της ανεμοβλογιάς
2. Κατά της ερυθράς
3. Χωρίς παρωτίτιδα
4. Κατά της οστρακιάς
5. Κατά της ιλαράς
6. Χωρίς διφθερίτιδα
7. Κατά του κοκκύτη
8. Χωρίς ηπατίτιδα Α
9. Χωρίς κρουστίδα
10. Αντιικό
11. Κατά της δηλητηρίασης
12. Υγεία του γαστρεντερικού
13. Χωρίς πνευμονοβακτήρια
14. Κατά των στρεπτόκοκκων
15. Κατά των σταφυλόκοκκων
16. Τέλος στα παράσιτα
17. Χωρίς Νηματώδη και Ασκαρίδες-Νέο
18. Χωρίς πρωτόζωα
19. Χωρίς τοξίνες
20. Αντιφλεγμονώδη-Γενικό
21. Αντισηπτικό
22. Χωρίς αλλεργίες - νέο
23. Χωρίς ναυτία

Αυτόματα προγράμματα

41. Χωρίς κρουστίδα-αυτόματο
42. Πρόγραμμα λειτουργίας 2-αυτόματο
43. Χωρίς ναυτία - αυτόματο
44. Υγιής πλάτη - αυτόματο
45. Αποκατάσταση 2
46. Χωρίς δυσκοιλιότητα - αυτόματο

24. Κατά των σπασμών (έντερο)
25. Υγιές στομάχι
26. Κατά της δωδεκαδακτυλίτιδας
27. Χωρίς δυσκοιλιότητα
28. Υγιής Χοληδόχος Κύστη
29. Έντερο χωρίς διαταραχές
30. Ίσια σπονδυλική στήλη
31. Κατά των σπασμών (μυς)
32. Μύες χωρίς σφίξιμο
33. Χωρίς Φαρυγγίτιδα
34. Ωτα Χωρίς Φλεγμονή
35. Υγιείς Αμυγδαλές
36. Κατά της γρίπης (βασικό)
37. Προστασία από την γρίπη
38. Κατά του πόνου (τραύμα)
39. Χωρίς βήχα
40. Καθαρά Ιγμόρεια-Γενικό

Με την τακτική και ορθή χρήση των συσκευών DeVita Mini κάθε χρήστης απολαμβάνει θεαματικά αποτελέσματα ανάκαμψης, νεότητας και μακροζωίας.

Αυτόματα προγράμματα-complexes

Όνομασία	Δράση	Περιεχόμενα αυτόματου προγράμματος	Χρόνος λειτουργίας
Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο	Καταστέλλει τη δραστηριότητα των ιών και τη ζωτική δραστηριότητα των πρωτόζωων μικροοργανισμών. Βέλτιστη πρόληψη ασθενειών κυρίως κατά την αλλαγή κλιματικών ζωνών, για παράδειγμα συχνά ταξίδια, σε χώρες της Ασίας.	Αντιικό, Προστασία από τα πρωτόζωα, Χωρίς τοξίνες	6:47
Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο	Αφαιρεί το τοξικό φορτίο που προκαλείται από τους στρεπτόκοκκους και τους σταφυλόκοκκους. Είναι αποτελεσματικό τόσο με τα κοινά κρυολογήματα όσο και για την πρόληψη λοιμώξεων από κόκκους.	Κατά των στρεπτόκοκκων, Κατά των σταφυλόκοκκων, Χωρίς τοξίνες	7:53
Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο	Πρωωθεί την αφαίρεση των βακτηριακών επιπλοκών του γαστρεντερικού σωλήνα και του ουρογεννητικού συστήματος.	Υγεία του γαστρεντερικού, Σεξουαλική υγεία, Χωρίς τοξίνες	8:26
Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο	Απομακρύνει τις μυκοτοξίνες που σχηματίζονται από μούχλα και ζυμομύκητες. Μειώνει τον κίνδυνο συσσώρευσης καρκινογόνων παραγόντων στον οργανισμό.	Κατά της κάντινα, Απαλλαγή από μύκητες και μούχλα, Χωρίς τοξίνες	7:47
Καθαρισμός - αυτόματο	Πρωωθεί την αποβολή των τοξινών, την ομαλοποίηση της λεμφικής αποστράγγισης (αποτοξίνωσης), την ενίσχυση των λεμφικών αγγείων. Βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας του υγρού από τον ενδοκυττάριο χώρο, έχει αντισηπτικά αποτελέσματα.	Υγείας λέμφος, Αρχικός καθαρισμός	7:10

Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο	Μειώνει το παρασιτικό φορτίο του ήπατος, του παγκρέατος, των εντέρων και επίσης το τοξικό φορτίο που προκαλείται από τη ζωτική δραστηριότητα αυτών των οργάνων.	Τέλος στα εντεροστομαχικά παράσιτα, Τέλος στα παράσιτα, Χωρίς τοξίνες	7:38
Χωρίς γρίπη - αυτόματο	Καταστέλλει τη δραστηριότητα διαφόρων στελεχών του ιού της γρίπης, βοηθά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων δηλητηρίασης και ανακουφίζει την κατάσταση του ατόμου κατά τη διάρκεια της νόσου.	Προστασία από την γρίπη, Κατά της γρίπης (βασικό), Χωρίς τοξίνες	6:38
Κατά του έρπητα S - αυτόματο	Προλαμβάνει την ανάπτυξη του απλού έρπητα και την τοξική επίδρασή του στο σώμα(σχηματισμός κυστιδίων στις βλεννώδεις μεμβράνες στο δέρμα) μειώνει τον κνησμό.	Κατά του έρπη, Κατά του απλού έρπη, Χωρίς τοξίνες	7:35
Κατά του έρπητα Z - αυτόματο	Μειώνει τη ζωτική δραστηριότητα των ιών του έρπητα ζωστήρα, απομακρύνει το τοξικό φορτίο της εκδήλωσής του ιού στην επιφάνεια του δέρματος και την αίσθηση του πόνου.	Κατά του έρπη ζωστήρα, Κατά του έρπη, Χωρίς τοξίνες	5:47
Χωρίς κρουσολόγημα - αυτόματο	Προλαμβάνει την ανάπτυξη των ιών που προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα, μειώνει τα συμπτώματα που προκαλούν, τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις και τις πιθανότητες επιπλοκών.	Αντικό, Χωρίς κρουσολόγημα, Χωρίς τοξίνες	8:09
Υποστήριξη ανοσοποιητικού - αυτόματο	Μειώνει τη ζωτική δραστηριότητα διάφορων ιών, την εξάπλωσή τους στον ανθρώπινο οργανισμό και προωθεί την ενεργοποίηση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος. Συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη των λοιμώξεων όταν το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση υποθερμίας και κατά τη διάρκεια επιδημιών.	Αντικό, Χωρίς τοξίνες	5:03

Απώλεια βάρους - αυτόματο	Μειώνει το παρασιτικό φορτίο και εξουδετερώνει τους ιούς που προκαλούν το υπερβολικό βάρος. Ρυθμίζει τη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, διατηρεί τον τόνο του σώματος και βελτιώνει την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση.	Έλεγχος βάρους, Χωρίς τοξίνες	4:28
Ελάττωση πόντων - αυτόματο	Καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες, ομαλοποιεί την λεμφική αποστράγγιση (αποτοξίνωση), διατηρεί την σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και αυξάνει τη ζωτική ενέργεια.	Υγιής λέμφος, Χωρίς τοξίνες	4:31
Υγιές Κύτταρο 1 - αυτόματο	Το πρόγραμμα βοηθά στην απομάκρυνση των ιογενών, βακτηριακών και τοξικών φορτίων, αυξάνοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού.	Αντιικό, Κατά των στρεπτόκοκκων, Κατά του απλού έρπη, Χωρίς τοξίνες	12:09
Υγιές Κύτταρο 2 - αυτόματο	Αποτρέπει την επίδραση διαφόρων καρκινογόνων παραγόντων στο ανθρώπινο σώμα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο εκφυλισμού των κυττάρων.	Προστασία Κυττάρου 1, Προστασία Κυττάρου 2, Αντιικό Γαστρεντερικού, Χωρίς Τριχομονάδα	13:54
Υγιές Κύτταρο 3 - αυτόματο	Το πρόγραμμα βοηθά τον οργανισμό να αντισταθεί σε ιογενείς, βακτηριακές και πρωτοζωικές λοιμώξεις, μειώνοντας τον βαθμό δηλητηρίασης.	Κατά του έρπη ζωστήρα, Κατά των σταφυλόκοκκων, Απαλλαγή από τα χλαμύδια, Σεξουαλική υγεία, Χωρίς Αμοιβάδα	12:42
Υγιές Κύτταρο 4 – αυτόματο	Το πρόγραμμα μειώνει το μυκητιακό τοξικό φορτίο αυξάνοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και μειώνει τις διεργασίες αύξησης όγκου (πρήξιμο).	Προστασία Κυττάρου 1, Προστασία Κυττάρου 2, Κατά της κάντινα, Χωρίς Πενικίλλιο	12:48

Lyme 1 - αυτόματο	Το πρόγραμμα βοηθά στην απομάκρυνση των ιογενών, βακτηριακών και τοξικών φορτίων, αυξάνοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού.	Αντιικό, Κατά των στρεπτόκοκκων, Κατά του απλού έρπη, Χωρίς τοξίνες	12:09
Lyme 2 - αυτόματο	Το πρόγραμμα εξαλείφει τους παθογόνους παράγοντες που έχουν εισέλθει στον οργανισμό από δάγκωμα τιμπουριού και μειώνει το συνολικό τοξικό φορτίο.	Κατά του Lyme 1, Κατά του Lyme 2, Αντιικό Γαστρεντερικού, Χωρίς Τριχομονάδα	11:39
Lyme 3 - αυτόματο	Το πρόγραμμα βοηθά τον οργανισμό να αντισταθεί σε ιογενείς, βακτηριακές και πρωτοζωικές λοιμώξεις, μειώνοντας τον βαθμό δηλητηρίασης.	Κατά του έρπη ζωστήρα, Κατά των σταφυλόκοκκων, Απαλλαγή από τα χλαμύδια, Σεξουαλική υγεία, Χωρίς Αμοιβάδα	12:42
Lyme 4 - αυτόματο	Το πρόγραμμα μειώνει το μυκητιακό τοξικό φορτίο, αυξάνοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος κατά της βορρελίωσης.	Κατά του Lyme 1, Κατά του Lyme 2, Κατά της κάντιντα, Χωρίς Πενικίλλιο, Χωρίς τοξίνες	11:51
Αποκατάσταση 1 - αυτόματο	Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανακούφιση του πόνου μετά από οδοντική χειρουργική επέμβαση, στην αποκατάσταση του κατεστραμμένου βλεννογόνου, στη μείωση του οιδήματος, οιδήματος και την επιτάχυνση της διαδικασίας αναγέννησης των ιστών.	Υγιή Δόντια, Υγιές Στόμα	6:33
Αποκατάσταση 2 - αυτόματο	Το πρόγραμμα μειώνει την επίδραση διαφόρων παθογόνων παραγόντων, μειώνοντας τον βαθμό της φλεγμονώδους διαδικασίας. Προωθεί την ταχεία αποκατάσταση.	Αντισηπτική Δράση, Αντιφλεγμονώδη - Γενικό	6:09
Υγιή Ούλα - αυτόματο	Το πρόγραμμα βοηθά στη μείωση της φλεγμονώδους διαδικασίας της στοματικής κοιλότητας, βελτιώνει τη θρέψη του ιστού, ενισχύει τις τοπικές αμυντικές διεργασίες.	Υγιή Ούλα, Αποκατάσταση Βλεννογόνων	6:48

Αποκατάσταση νευρικού συστήματος-αυτόματο	Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος, όταν επηρεάζεται από παθογόνους παράγοντες που έχουν εισέλθει στο σώμα εξαιτίας τσιμπήματος τσιμπουριού. Μειώνει το πρήξιμο, βοηθά στην αποκατάσταση της ακεραιότητας των νευρικών ινών και των νευρικών συνδέσεων διαφόρων τμημάτων του νευρικού συστήματος.	Υγιή Νεύρα, ΚΝΣ Χωρίς Προβλήματα	4:51
Υγιής αναπνοή – αυτόματο	Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καταστολή της δραστηριότητας των ιών και των βακτηρίων που προκαλούν αναπνευστικές νόσους, συμβάλλει στη μείωση της πιθανότητας παροξυσμών, στη μείωση της τοξικότητας, στην αύξηση της άμυνας του οργανισμού.	Χωρίς Κορωνοϊό – Νέο + Χωρίς πνευμονοβακτήρια +Χωρίς τοξίνες	10:37
Χωρίς ναυτία - αυτόματο	Το πρόγραμμα βοηθά στη χαλάρωση του εντερικού τοιχώματος, στη μείωση του πόνου, στις κρίσεις ναυτίας και στη βελτίωση της κατάστασης. Εφαρμογή: χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση 30 λεπτά πριν την έναρξη του ταξιδιού.	Χωρίς ναυτία Κατά των σπασμών (έντερο)	4:35
Sos! Αλλεργία - αυτόματο	Το πρόγραμμα μειώνει τις αλλεργικές εκδηλώσεις, βελτιώνει την αναπνοή, ανακουφίζει από σπασμούς, μειώνει τη φλεγμονώδη διαδικασία, ανακουφίζει από το πρήξιμο και τον κνησμό.	Χωρίς αλλεργίες - νέο Κατά της επιπεφυκίτιδας	6:14

<p>Sos! Αλλεργία - αυτόματο</p>	<p>Εφαρμογή: καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης σε αλλεργιογόνα ή ανάλογα με τις ανάγκες, σε συνδυασμό με κατάλληλα προγράμματα στη συσκευή DeVita Ritm (βλ. ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά της αλλεργίας»).</p>	<p>Χωρίς αλλεργίες - νέο Κατά της επιπεφυκίτιδας</p>	<p>6:14</p>
<p>Αποκατάσταση 3 - αυτόματο</p>	<p>Το πρόγραμμα βοηθά στη βελτίωση της παροχής αίματος σε όργανα και ιστούς, ενεργοποιεί τη διαδικασία αναγέννησης, ειδικά μετά από μολυσματικές ασθένειες ή τραυματισμούς.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα, αν χρειαστεί, το πρόγραμμα χρησιμοποιείται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση, σε συνδυασμό με προγράμματα στη συσκευή DeVita Ritm (βλ. ΣΕΤ προγραμμάτων «Καρδιά και αγγεία»).</p>	<p>Αποκατάσταση της κυκλοφορίας αίματος Ίαση</p>	<p>2:53</p>
<p>Γαλήνιος ύπνος - αυτόματο</p>	<p>Το πρόγραμμα ομαλοποιεί την ψυχολογική κατάσταση, μειώνει τη διεγερσιμότητα του νευρικού συστήματος, βελτιώνει τη διάθεση και προάγει τον ξεκούραστο ύπνο.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα, σε συνδυασμό με τα προγράμματα στη συσκευή DeVita Ritm (βλ. ΣΕΤ προγραμμάτων «Αντιστρές» ή «Κατά της αϋπνίας»).</p>	<p>Υγιή Νεύρα Ήρεμος ύπνος</p>	<p>6:20</p>

<p>Κατά της γήρανσης του εγκεφάλου - αυτόματο</p>	<p>Το πρόγραμμα βοηθά στη διατήρηση των εγκεφαλικών λειτουργιών, στην επιβράδυνση της διαδικασίας καταστροφής των νευρώνων και βοηθά στη βελτίωση της παροχής αίματος στους ιστούς των οργάνων της κεφαλής, αυξάνοντας έτσι την παροχή οξυγόνου και διαδικασίες θρέψης τους.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα, σε συνδυασμό με κατάλληλα προγράμματα στη συσκευή DeVita Ritm (βλ. ΣΕΤ προγραμμάτων «Καρδιά και αγγεία»). Επαναλάβετε το σχήμα εφαρμογής τακτικά κάθε τρίμηνο.</p>	<p>Κατά της άνοιας Κατά του Πάρκινσον Κυκλοφορία του αίματος στο κεφάλι</p>	<p>9:36</p>
<p>Κατά της κόπωσης - αυτόματο</p>	<p>Το πρόγραμμα μειώνει τη διεγερσιμότητα του νευρικού συστήματος, βοηθά στην ομαλοποίηση της ψυχολογικής κατάστασης, βελτιώνει την παροχή αίματος στους ιστούς των οργάνων της κεφαλής και συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά, σε συνδυασμό με τα προγράμματα στη συσκευή DeVita Ritm (βλ. ΣΕΤ προγραμμάτων «Αντιστρές»).</p>	<p>Υγιή νεύρα Κυκλοφορία του αίματος στο κεφάλι Κατά της κόπωσης</p>	<p>9:09</p>
<p>Κατά της φλεγμονής (γυναικείο) - αυτόματο</p>	<p>Το πρόγραμμα μειώνει τη φλεγμονώδη διαδικασία, ανακουφίζει από τον πόνο, βοηθά στην αποκατάσταση της ορμονικής ισορροπίας και της φυσιολογικής λειτουργίας του αναπαραγωγικού συστήματος.</p>	<p>Κατά της φλεγμονής της πυέλου Για γυναίκες</p>	<p>6:35</p>

<p>Κατά της φλεγμονής (γυναικείο) - αυτόματο</p>	<p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα, σε συνδυασμό με προγράμματα για σχετικούς μολυσματικούς παράγοντες στη συσκευή DeVita AP και προγράμματα στη συσκευή DeVita Ritm (βλ. ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγεία της Γυναίκας»).</p>	<p>Κατά της φλεγμονής της πυέλου Για γυναίκες</p>	<p>6:35</p>
<p>Κατά της φλεγμονής (ανδρικό) - αυτόματο</p>	<p>Το πρόγραμμα βοηθά στη μείωση της φλεγμονώδους διαδικασίας, στην αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας του αναπαραγωγικού συστήματος και στη μείωση της πιθανότητας επιπλοκών (ανικανότητα, υπογονιμότητα).</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα, σε συνδυασμό με προγράμματα για σχετικούς μολυσματικούς παράγοντες στη συσκευή DeVita AP και προγράμματα στη συσκευή DeVita Ritm (βλ. ΣΕΤ προγραμμάτων «Ανδρική υγεία»).</p>	<p>Κατά της φλεγμονής της πυέλου Ανδρική ισχύς</p>	<p>5:56</p>
<p>Ενεργοποίηση γαστρεντερικού - αυτόματο</p>	<p>Το πρόγραμμα βοηθά στην ανακούφιση του πόνου, στην ανακούφιση της φλεγμονής, στην αποκατάσταση των βλεννογόνων και στην αμалоποίηση της λειτουργίας του στομάχου, της χοληδόχου κύστης και του παγκρέατος.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Στομάχι + αυτόματο» στη συσκευή DeVita Ritm και τα ΣΕΤ προγραμμάτων «Αντιστρές» ή «Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου». Προκειμένου να αποφευχθούν οι παροξύνσεις, χρησιμοποιήστε το σχήμα εφαρμογής 2-3 φορές το χρόνο.</p>	<p>Υγιές στομάχι Κατά της δωδεκαδακτυλίτιδας Υγιές πάγκρεας</p>	<p>9:21</p>

Έντερο χωρίς ερεθισμούς - αυτόματο	<p>Το πρόγραμμα μειώνει τον πόνο, τον μετεωρισμό, το φούσκωμα, ανακουφίζει από τη φλεγμονή της βλεννογόνου μεμβράνης και ομαλοποιεί τη γαστρεντερική κινητικότητα.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα προγράμματα στη συσκευή DeVita Ritm (βλ. ΣΕΤ προγραμμάτων «Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου»).</p>	Ομαλό έντερο Έντερο χωρίς διαταραχές	7:56
Χωρίς δυσκοιλιότητα - αυτόματο	<p>Το πρόγραμμα βοηθά στην ανακούφιση των σπασμών, στη μείωση του πόνου και στην ομαλοποίηση της κινητικότητας του παχέος εντέρου.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα προγράμματα στη συσκευή DeVita AP και στη συσκευή DeVita Ritm (βλ. ΣΕΤ προγραμμάτων «Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου», «Αντιστρέζ», «Τέλος στα παράσιτα»).</p>	Χωρίς δυσκοιλιότητα Κατά των σπασμών (έντερο)	3:44
Δέρμα χωρίς ακμή - αυτόματο	<p>Το πρόγραμμα καταπολεμά την παθογόνο μικροχλωρίδα, μειώνει τη φλεγμονή, απομακρύνει τις τοξίνες από το σώμα, ρυθμίζει τη λειτουργία φραγμού του δέρματος και βελτιώνει την κατάστασή του.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο» στη συσκευή DeVita AP και τα αντίστοιχα προγράμματα στη συσκευή DeVita Ritm (βλ. ΣΕΤ προγραμμάτων «Λαμπερή επιδερμίδα»).</p>	Κατά του βακτηρίου ακμής Χωρίς τοξίνες Δέρμα χωρίς ακμή Κατά της ακμής	5:01

<p>Δέρμα χωρίς ακμή - αυτόματο</p>	<p>Εάν το δέρμα έχει προδιάθεση για ακμή, για να αποφευχθεί η φλεγμονή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα κάθε τρίμηνο σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα.</p>	<p>Κατά του βακτηρίου ακμής Χωρίς τοξίνες Δέρμα χωρίς ακμή Κατά της ακμής</p>	<p>5:01</p>
<p>Υγιή νύχια - αυτόματο</p>	<p>Το πρόγραμμα προκαλεί την καταστροφή των παθογόνων μυκήτων, μειώνει τη φλεγμονή, απομακρύνει τις τοξίνες, βοηθά στην αποκατάσταση της ακεραιότητας του δέρματος των ποδιών και των νυχιών, βελτιώνοντας την κατάστασή τους. Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα προγράμματα στη συσκευή DeVita Ritm (βλ. ΣΕΤ προγραμμάτων «Λαμπερή επιδερμίδα»).</p>	<p>Χωρίς ονυχομυκητίαση Χωρίς τριχόφυτο Νύχια χωρίς μύκητες Χωρίς μικροσπόριο Χωρίς τοξίνες</p>	<p>10:41</p>
<p>Κατά των μυκήτων του δέρματος - αυτόματο</p>	<p>Το πρόγραμμα καταστέλλει την ανάπτυξη της μυκητιακής χλωρίδας του τριχωτού της κεφαλής και του σώματος, μειώνει τις φλεγμονώδεις διεργασίες, μειώνει το τοξικό φορτίο και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα προγράμματα στη συσκευή DeVita Ritm (βλ. ΣΕΤ προγραμμάτων «Λαμπερή επιδερμίδα»).</p> <p>Η προσωπική υγιεινή είναι υποχρεωτική. Για να εδραιωθούν τα αποτελέσματα, συνιστάται η επανάληψη του σχήματος εφαρμογής μετά από ένα μήνα.</p>	<p>Χωρίς επιδερμοφυτία Χωρίς τριχόφυτο Χωρίς μικροσπόριο Δέρμα χωρίς μύκητες Χωρίς τοξίνες</p>	<p>8:23</p>

<p>Σπονδυλική στήλη χωρίς πόνο - αυτόματο</p>	<p>Το πρόγραμμα ανακουφίζει από τον πόνο, μειώνει τη φλεγμονή και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στην οσφυϊκή περιοχή.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2-4 εβδομάδες ή ανάλογα με τις ανάγκες, σε συνδυασμό με τα προγράμματα «Αρθρώσεις χωρίς πόνο - αυτόματο», «Υγίης Σπονδυλική Στήλη - αυτόματο» στη συσκευή DeVita Ritm.</p>	<p>Σπονδυλική στήλη χωρίς φλεγμονή</p> <p>Κατά του πόνου (σπονδυλική στήλη)</p>	<p>6:14</p>
<p>Υγίης πλάτη - αυτόματο</p>	<p>Το πρόγραμμα βοηθά στη μείωση του μυϊκού σπασμού, στη μείωση του πόνου, στην αποκατάσταση των μυϊκών ινών, στην αύξηση της ελαστικότητας των μυών, στη μείωση του μυϊκού τόνου και στη βελτίωση της κατάστασης όλων των ιστών της σπονδυλικής στήλης.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα, σε συνδυασμό με τα προγράμματα «Αρθρώσεις χωρίς πόνο - αυτόματο», «Υγίης Σπονδυλική Στήλη - αυτόματο» στη συσκευή DeVita Ritm.</p>	<p>Ορθή στάση σπονδυλικής στήλης</p> <p>Κατά των σπασμών (μύες)</p> <p>Μύες χωρίς σφίξιμο</p>	<p>8:24</p>

www.deholding.info

Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany