

Συσκευή για διόρθωση
και εναρμόνιση φυσικής
ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολία
σε φυσικά βιοσυστήματα

DeVita Ritm
Μοντέλο Mini

Οδηγίες χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μια καινοτόμα συσκευή ευεξίας, που ισάζει της σε δράση και αποτελεσματικότητα δεν υπάρχει στην αγορά. Στις μέρες μας είναι αναγκαίο, ο κάθε άνθρωπος να είναι σε θέση να διατηρεί έναν υψηλό επίπεδο υγείας. Η συσκευή χρησιμοποιείται για να συντελεί στην προστασία του οργανισμού από παράγοντες στρες, να συντελεί στην διατήρηση της ομοιόστασης, να συμμετέχει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των οργάνων, να βοηθά στην αποτροπή της πρόωρης γήρανσης.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η συσκευή βασίζεται στο έργο των επιστημόνων R. Voll, H. Shimmel, A.P. Cramer και άλλων που μελέτησαν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του σώματος. Σύμφωνα με τις μελέτες τους, κάθε όργανο έχει τις δικές του ταλαντώσεις, οι οποίες στα εξασθενημένα όργανα διαφέρουν από τα υγιή. Η συσκευή DeVita Ritm Mini διαθέτει ξεχωριστές συχνότητες χαμηλής έντασης για διάφορα όργανα και συστήματα οργάνων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις δονήσεις των υγιών οργάνων. Ο αντίκτυπος αυτών των συχνοτήτων «προσαρμόζει» το σώμα σε ένα υγιές κύμα, το οποίο ως εκ τούτου οδηγεί σε αύξηση των αποθεμάτων προσαρμογής και αποκατάστασης των διαδικασιών αυτορρύθμισης.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή περιλαμβάνει στην παρούσα χρονική στιγμή 14 βασικά ΣΕΤ προγραμμάτων (complexes) που αποτελούνται από χειροκίνητα και αυτόματα προγράμματα. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εξατομικευμένα ΣΕΤ προγραμμάτων (η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50). Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα λήψης νέων ΣΕΤ και προγραμμάτων που θα δημιουργηθούν από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή DeVita Ritm Mini είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας, καθώς επίσης και όταν υπάρχει ανάγκη τις απογευματινές ώρες.

Για την ολοκληρωμένη επίλυση των προβλημάτων υγείας, τη διατήρηση υψηλού τόνου και αποθεμάτων προσαρμογής, σας συνιστούμε τη χρήση των συσκευών DeVita Energy Mini το πρωί και το DeVita AP Mini το βράδυ ή τη νύχτα.

Η μέθοδος χρήσης των συσκευών Devita περιγράφεται στα ΣΕΤ προγραμμάτων.

ΣΕΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

- | | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 | 6. Κατά της αύπνίας | 12. Κατά των αλλεργιών |
| 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2 | 7. Χωρίς κρυολγήματα | 13. Αντρική υγεία |
| 3. Καρδιά και αγγεία | 8. Κίνηση χωρίς πόνο | 14. Υγεία της γυναίκας |
| 4. Ρύθμιση πεπτικού | 9. Για αθλητές | 15. Διαχείριση |
| και αποτοξίνωση εντέρου | 10. Λαμπερή επιδερμίδα | σωματικού βάρους |
| 5. Αντιστρες | 11. Τέλος στα παράσιτα | |

1. ΣΕΤ προγραμμάτων «ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1»

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 7 τσάκρα | 33. Αρθρώσεις χωρίς πόνο - αυτόματο |
| 2. Ενεργή προστασία | 34. Υγιείς αρθρώσεις - αυτόματο |
| 3. Κατά του άγχους - Antistress | 35. Ανδρική υγεία - αυτόματο |
| 4. Βελτίωση του κυκλοφορικού | 36. Κατά της αρθρίτιδας - αυτόματο |
| 5. Καθαρά νεφρά | |
| 6. Καθαρή λέμφος | |
| 7. Αποτοξίνωση (Detox) | |
| 8. Ομαλοποίηση Πεπτικού | |
| 9. Ρύθμιση του μεταβολισμού | |
| 10. Υγεία της γυναίκας | |
| 11. Υγεία του άνδρα | |
| 12. Υγιής καρδιά | |
| 13. Ήρεμος ύπνος | |
| 14. Ορμονική ισορροπία | |
| 15. Έντερο χωρίς προβλήματα | |
| 16. Αρθρώσεις χωρίς φλεγμονές | |
| 17. Αρθρώσεις χωρίς πόνο | |
| 18. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού | |
| 19. Κυτταρική αναπνοή | |
| 20. Υγιή νεφρά | |
| 21. Αυτόνομη ρύθμιση | |
| 22. Υγιείς αρθρώσεις | |
| 23. Κατά της προστατίτιδας | |
| 24. Φυσιολογική λειτουργία νευρικού συστήματος | |
| 25. Ευ ζην- αυτόματο | |
| 26. Υγεία -αυτόματο | |
| 27. Ολικός καθαρισμός- αυτόματο | |
| 28. Υψηλός τόνος- αυτόματο | |
| 29. Υγιής μεταβολισμός-αυτόματο | |
| 30. Κατά της δηλητηρίασης - αυτόματο | |
| 31. Κανονική αρτηριακή πίεση - αυτόματο | |
| 32. Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο | |

2. ΣΕΤ προγραμμάτων «ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2»

1. Κανονικός καρδιακός ρυθμός
2. Ισχυρή όραση
3. Καλή ψυχική διάθεση
4. Γρήγορη απούλωση
5. Γυναικεία σεξουαλικότητα
6. Ανδρική σεξουαλικότητα
7. Προθέρμανση
8. Προπόνηση
9. Αποκατάσταση από την προπόνηση
10. Κατά των αλλεργιογόνων
11. Υγιές φλεβικό σύστημα
12. Κατά των πονοκεφάλων
13. Φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου
14. Λειτουργική μνήμη +
15. Κατά του κρυολγήματος
16. Ελεύθερη αναπνοή
17. Όμορφη επιδερμίδα
18. Όμορφα μαλλιά και νύχια
19. Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο
20. Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο

Αυτόματα προγράμματα

Ονομασία	Δράση	Λειτουργία (ώρα)
Ευ ζην αυτόματο	Συμμετέχει στην Βελτίωση της παροχής αίματος σε όργανα και ιστούς, ενεργοποιεί το απεκκριτικό σύστημα, βελτιώνει τον μεταβολισμό, κατανέμει σωστά το ενεργειακό ισοζύγιο, ανακουφίζει από την νευρική ένταση, ενισχύει τις προστατευτικές λειτουργίες του σώματος. Δρα ενάντια των τοξικών φορτίων που συγκεντρώνονται σύμφωνα με την καθημερινή βιολογική δραστηριότητα των οργάνων.	5:21
Υγεία αυτόματο	Βοηθά το του ανοσοποιητικό σύστημα έναντι των ιογενών παθήσεων και του κρυολγήματος, βελτιώνει τον κυτταρικό μεταβολισμό, γεγονός που διευκολύνει την ταχύτερη κάθαρση των τοξινών. Συντελεί στην αποκατάσταση του έργου των συστημάτων και των οργάνων που διαταράσσονται κατά τη διάρκεια της ασθένειας.	8:03

Ολικός καθαρισμός αυτόματο	Ενεργοποιεί τη λειτουργία του απεκκριτικού συστήματος, απομακρύνει τις τοξίνες, αυξάνει τα προσαρμοστικά αποθέματα και την άμυνα του οργανισμού. Δρα ενάντια των τοξικών φορτίων που συγκεντρώνονται στην καθημερινή βιολογική δραστηριότητα των οργάνων.	14:10
Υψηλός τόνος αυτόματο	Πρωωθεί την απομάκρυνση τοξικών φορτίων από το συκώτι, τα νεφρά και το λεμφικό σύστημα, ενεργοποιεί τη λειτουργία τους, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Δραστηριοποιεί τις φυσικές διαδικασίες αναζωογόνησης.	6:20
Υγιές μεταβολισμός αυτόματο	Εναρμονίζει το έργο του σώματος, ρυθμίζει τη δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, σταθεροποιεί την όρεξη, ενεργοποιεί το έργο των πεπτικών οργάνων και των εκκρίσεων. Πρωωθεί την ομαλοποίηση των μεταβολικών διεργασιών και την ψυχο-συναισθηματική κατάσταση, τη μείωση του σωματικού βάρους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.	6:00
Κατά της δηλητηρίασης - αυτόματο	Συντελεί στην μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων των τοξινών (τρόφιμα, ναρκωτικά, αλκοόλ) στο σώμα. Βοηθά στην εξουδετέρωση και την απομάκρυνση των τοξινών από το έντερο και το συκώτι, μειώνοντας την επιβάρυνση αυτών των οργάνων.	2:26
Κανονική αρτηριακή πίεση - αυτόματο	Ανακουφίζει από τον σπασμό των αιμοφόρων αγγείων, πρωωθεί την ομαλοποίηση της αρτηριακής πίεσης. Συντελεί στην διαδικασία αποκατάστασης της καρδιάς και τα νεφρών, ομαλοποιώντας τον κυτταρικό μεταβολισμό, μειώνοντας την υποξία, ενώ ανακουφίζει από τις τοξίνες. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στα όργανα, βοηθά στη μείωση του πρηξίματος.	6:07
Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο	Αφαιρεί το ψυχολογικό στρες, συντελεί στην ομαλοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος, βελτιώνει την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου.	3:06
Αρθρώσεις χωρίς πόνο - αυτόματο	Χαλαρώνει τους μυς, βελτιώνει την κατάσταση των συνδέσμων, την παροχή αίματος, συντελεί στην μείωση του πόνου και της φλεγμονής των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης. Αποτελεσματικό έναντι του φορτίου στο μυοσκελετικό σύστημα και σε περίπτωση τραυματίων.	3:06

Υγιές αρθρώσεις - αυτόματο	Ανακουφίζει από τη φλεγμονή και τον πόνο στις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη. Συντελεί στην βελτίωση της παροχής αίματος στις πάσχουσες περιοχές. Πρωωθεί την αποκατάσταση ιστών που έχουν υποστεί βλάβες, συμπεριλαμβανομένου του αρθρικού χόνδρου και της αρθρικής μεμβράνης, καθώς και των περιβαλλόντων ιστών: συνδέσμων, τενόντων και μυών. Αποτελεσματικό για τυχόν προβλήματα με αρθρώσεις: αρθρίτιδα, αρθροπάθεια, δυσκαμψία.	5:22
Υγιές δέρμα και μαλλιά - αυτόματο	Συντελεί στην βελτίωση της παροχής αίματος στο δέρμα, ρυθμίζει τη λειτουργία των σμηγματογόνων και ιδρωτοποιών αδένων, γεγονός που αυξάνει την ανοσία του δέρματος και μειώνει την εκδήλωση βακτηριακών και μυκητιακών βλαβών. Επίσης, συντελεί στην βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος στα τριχοειδή αγγεία των τριχοθυλακίων και στην επιφάνεια των νυχιών, προωθώντας την θρέψη των μαλλιών και των νυχιών.	3:36
Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο	Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κρυολογήματος και αλλεργικών αντιδράσεων. Ανακουφίζει από τη φλεγμονή και μειώνει την αναπνευστική εκδήλωση κρυολογήματος και αλλεργιών: πρήξιμο, βουλωμένη μύτη, βήχας.	3:31
Ανδρική υγεία - αυτόματο	Πρωωθεί την ομαλοποίηση του αδένα του προστάτη, τη γενική βελτίωση του ουρογεννητικού συστήματος στους άνδρες, αυξάνει τη δραστηριότητα και τη σεξουαλική αντοχή. Συμμετέχει στο να αποτρέψει την εμφάνιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη διακοπή των λειτουργιών του ουρογεννητικού συστήματος.	3:31
Χωρίς ουρική αρθρίτιδα - αυτόματο	Συμμετέχει στην ομαλοποίηση του μεταβολισμού, συντελεί στην ισορροπία των K, Ca, Na, P. Συμμετέχει στην καταπολέμηση των φλεγμονών των αρθρώσεων, βοηθά στο να μειωθεί το πρήξιμο, προάγει την απομάκρυνση των αλάτων και των τοξινών. Συντελεί στην βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης των νεφρών.	6:07

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανάλογα με τον βαθμό τοξικότητας του οργανισμού, υπό την επίδραση του αυτόματου προγράμματος «Ολικός καθαρισμός αυτόματος», κατά τις πρώτες ημέρες χρήσης μπορεί να εμφανιστούν δυσάρεστες αισθήσεις: ναυτία, πονοκέφαλος, ουρολόιμωξη, εφίδρωση, αυξημένη ούρηση κ.λπ. Προσπαθήστε να πίνετε περισσότερο καθαρό πόσιμο νερό, κάντε ένα μπάνιο 2 φορές την ημέρα.

Εάν υπάρχουν σοβαρές χρόνιες παθήσεις, τότε τις πρώτες 2 εβδομάδες, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα κάθε δεύτερη μέρα.

3. ΣΕΤ προγράμματος «Καρδιά και αγγεία»

Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με το κυκλοφορικό και το λεμφικό σύστημα.

1^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- με σαταθή πίεση (μη φυσιολογική) – «Κανονική αρτηριακή πίεση – αυτόματο»

Εάν είναι απαραίτητο:

- πρόγραμμα «Κανονικός καρδιακός ρυθμός», «Υγιές φλεβικό σύστημα», «Χωρίς πονοκέφαλο»

2^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα κάθε μέρα το απόγευμα.

3^{ος} μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4^{ος} μήνας εναλλάξ κάθε δεύτερη μέρα:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα κάθε μέρα το απόγευμα.

4. ΣΕΤ προγράμματος «Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου»

Για τα χρόνια προβλήματα με τα όργανα του πεπτικού συστήματος.

1^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- αν υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία του εντέρου, του ήπατος, της χοληδόχου κύστης – πρόγραμμα – «Εντερο χωρίς προβλήματα»
- αν υπάρχουν προβλήματα με τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα – «Φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου»

2^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα.

3^{ος} μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4^{ος} μήνας καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης:

- «Κατά της δηλητηρίασης – αυτόματο» — καθημερινά για 3-5 μέρες.

5. ΣΕΤ προγράμματος «Αντιστρες»

Σε περίπτωση άγχους, κόπωσης, μειωμένης απόδοσης, καταθλιπτικών καταστάσεων.

1^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- Για να βελτιωθεί η διαδικασία απομνημόνευσης, απομάκρυνσης της ψυχικής κόπωσης – πρόγραμμα – «Λειτουργική μνήμη +»
- Μείωση υψηλού φορτίου του άγχους – «Φυσιολογική λειτουργία νευρικού συστήματος»
- Σε περιόδους πίεσης, κατάθλιψης – «Καλή ψυχική διάθεση»

2^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα.

3^{ος} μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα

6. ΣΕΤ προγράμματος «Κατά της αϋπνίας»

Σε κατάσταση νευρικής διέγερσης, προβλήματα ή διαταραχές ύπνου.

1^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- Με τακτικά προβλήματα ύπνου — πρόγραμμα «Ήρεμος ύπνος», καθημερινά 2 ώρες πριν τον ύπνο.
- Με διαταραχές ύπνου λόγω κατάθλιψης — πρόγραμμα «Καλή ψυχική διάθεση» και «Ήρεμος ύπνος», καθημερινά 3 ώρες πριν τον ύπνο.
- Με διαταραχές του ύπνου, ως συνέπεια της νευρικής υπερκόπωσης – πρόγραμμα «Φυσιολογικός ύπνος – αυτόματο», καθημερινά 3 ώρες πριν τον ύπνο.

2^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα.

3^{ος} μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα

7. ΣΕΤ προγράμματος «Χωρίς κρυολογήματα»

Για την πρόληψη των κρυολογημάτων, καθώς και την ανακούφιση από βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις.

Κατά την περίοδο εποχικών κρυολογημάτων ή σε περίπτωση υποθερμίας - καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Κατά τα πρώτα σημάδια κρυολογήματος (εκτός από τη γρίπη), καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον ημερησίως για 5 - 7 ημέρες:

- πρόγραμμα «Χωρίς κρυολόγημα» ή «Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο» – υπό την παρουσία βήχα.

Κατά τα πρώτα σημάδια της γρίπης κάθε μέρα για 5-7 ημέρες, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον στις επόμενες 10-12 ημέρες: «Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο».

8. ΣΕΤ προγράμματος «Κίνηση χωρίς πόνο»

Σε περίπτωση προβλημάτων με το μυοσκελετικό σύστημα: πόνος, φλεγμονή των αρθρώσεων, των μυών, της σπονδυλικής στήλης, τραυματισμοί.

1^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- Με την ενεργή σωματική δραστηριότητα στις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη, μετατραυματικές φλεγμονώδεις εκδηλώσεις – «Αρθρώσεις χωρίς πόνο - αυτόματο»
- Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων στις αρθρώσεις και πρόληψης της επιδείνωσης τους – «Υγιείς αρθρώσεις - αυτόματο»
- να ανακουφίσει την κατάσταση των αρθρώσεων σε ουρική αρθρίτιδα – «Χωρίς ουρική αρθρίτιδα - αυτόματο»

2^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα.

3^{ος} μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα.

9. ΣΕΤ προγράμματος «Για αθλητές»

Σε καταστάσεις έντονης σωματικής άσκησης, τραυματισμών, αλλά και μείωσης του τοξικού φορτίου και ταχείας ανάκαμψης μετά την προπόνηση.

1^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον:

- πρόγραμμα «**Προθέρμανση**», 1,5 ώρα πριν την προπόνηση
- πρόγραμμα «**Προπόνηση**», κατά τη διάρκεια την προπόνησης
- πρόγραμμα «**Αποκατάσταση από την προπόνηση**», μετά την προπόνηση

2^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα

3^{ος} μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα

10. ΣΕΤ προγράμματος «Λαμπερή επιδερμίδα»

Σε περίπτωση φλεγμονωδών διεργασιών στο δέρμα, μυκητιάσεων στα μαλλιά και τα νύχια, έρπητα (έρπητα ζωστήρα).

1^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- «Υγιές δέρμα και μαλλιά - αυτόματο»

2^{ος} μήνας καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- «Υγιές δέρμα και μαλλιά - αυτόματο»

3^{ος} μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4^{ος} μήνας καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- «Υγιές δέρμα και μαλλιά - αυτόματο»

11. ΣΕΤ προγράμματος «Τέλος στα παράσιτα»

Για να προφυλάξετε από τον κίνδυνο: ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων, κηπουροί, ταξιδιώτες, οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών. Όταν αλλάζει η όρεξή σας, βιώνετε ανεξήγητο πόνο, φλεγμονή, εμφάνιση αλλεργιών.

1^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- πρόγραμμα «**Εντερο χωρίς προβλήματα**»

2^{ος} μήνας καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- πρόγραμμα «**Εντερο χωρίς προβλήματα**»

3^{ος} μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4^{ος} μήνας καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- πρόγραμμα «**Εντερο χωρίς προβλήματα**»

12. ΣΕΤ προγράμματος «Κατά των αλλεργιών»

Σε περίπτωση διαφόρων αλλεργικών αντιδράσεων από φαγητό, σκόνη, κατοικίδια ζώα, γύρη φυτών.

1^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- πρόγραμμα «Κατά των αλλεργιογόνων»

Εάν είναι απαραίτητο: για την ανακούφιση των συμπτωμάτων αλλεργίας - «Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο»

2^{ος} μήνας καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- πρόγραμμα «Κατά των αλλεργιογόνων»

Εάν είναι απαραίτητο: για την ανακούφιση των συμπτωμάτων αλλεργίας - «Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο»

3^{ος} μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4^{ος} μήνας καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- πρόγραμμα «Κατά των αλλεργιογόνων»

Εάν είναι απαραίτητο: για την ανακούφιση των συμπτωμάτων αλλεργίας - «Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο»

Προσοχή! Με αλλεργική ρινίτιδα, η χρήση πρέπει να ξεκινήσει 2 μήνες πριν από την ανθοφορία των φυτών. Ένα σταθερό θετικό αποτέλεσμα για την επίλυση προβλημάτων με αλλεργίες μπορεί να επιτευχθεί με την τακτική χρήση των προγραμμάτων του ΣΕΤ για 6 μήνες.

13. ΣΕΤ προγράμματος «Αντρική υγεία»

Σε περίπτωση ψυχολογικών και λειτουργικών προβλημάτων του ανδρικού ουρογεννητικού συστήματος.

1^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- σε περίπτωση φλεγμονής του ουρογεννητικού συστήματος και προβλημάτων με τη στύση «Ανδρική υγεία - αυτόματο»
- Σε περίπτωση μειωμένης σεξουαλικής δραστηριότητας των ανδρών και πρόληψη των προβλημάτων με το ουρογεννητικό σύστημα, πρόγραμμα «Υγεία του άνδρα»

Εάν είναι απαραίτητο: σε περίπτωση ψυχολογικών διαταραχών - πρόγραμμα «Ανδρική σεξουαλικότητα»

2^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα

3^{ος} μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα

14. ΣΕΤ προγράμματος «Υγεία της γυναίκας»

Σε περιπτώσεις λειτουργικών διαταραχών του γυναικείου ουρογεννητικού συστήματος, την εναρμόνιση της λειτουργίας του σώματος στην προεμμηνορρυσιακή και κλιμακτηριακή περίοδο.

1^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- πρόγραμμα «Υγεία της γυναίκας»

Εάν είναι απαραίτητο, με μείωση της λίμπιντο πρόγραμμα «Γυναικεία σεξουαλικότητα»

2^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- πρόγραμμα «Υγεία της γυναίκας»

3^{ος} μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4^{ος} μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

— πρόγραμμα «Υγεία της γυναίκας»

15. ΣΕΤ προγράμματος «Διαχείριση σωματικού βάρους»

Για βοήθεια στην απώλεια βάρους και στην ρύθμιση της όρεξης.

Προσοχή! Για βέλτιστα αποτέλεσμα, πριν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου ΣΕΤ, συνιστάται πρωτίστως η μείωση του ταξικού φορτίου και η αποκατάσταση των διαδικασιών αυτορρύθμισης, χρησιμοποιώντας τα βασικά προγράμματα («Ευ ζην αυτόματο», «Υγεία αυτόματο», «Ολικός καθαρισμός αυτόματο») του ΣΕΤ «Τέλος στα παράσιτα» κατά τη διάρκεια 3-4 μηνών.

4-6^{ος} μήνας : «Υψηλός τόνος αυτόματο» και «Υγιής μεταβολισμός αυτόματο» κάθε δεύτερη ημέρα, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ΣΕΤ προγραμμάτων, ανατρέξτε στον ιστότοπο της εταιρείας www.deholding.info στην ενότητα «Προϊόντα» - «ΣΕΤ προγραμμάτων».

Με την τακτική και ορθή χρήση των συσκευών DeVita Mini κάθε χρήστης μπορεί να βιώσει θεαματικά αποτελέσματα ανάκαμψης, νεότητας και μακροζωίας.

www.deholding.info

Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserserstraße 74,
63065 Offenbach, Germany