

Gerät zur Stärkung der  
körpereigenen Abwehrkräfte  
und zur Optimierung der  
natürlichen elektromagnetischen  
Strahlung in natürlichen  
Biosystemen

DeVita AP  
Modell Base

Gerät zur Stärkung der  
körpereigenen Abwehrkräfte  
und zur Optimierung der  
natürlichen elektromagnetischen  
Strahlung in natürlichen  
Biosystemen

DeVita AP  
Modell Base

Methodische empfehlungen

## Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres «DeVita AP Modell Base»! Dieses elektromagnetische Gerät zur Gesundheitsförderung ist weltweit einzigartig. Das «DeVita AP Modell Base» erzeugt eine elektromagnetische Strahlung, die eine Resonanz der von anderen Lebensformen, wie Viren oder Helminthen ausgehenden Schwingungen hervorruft und dadurch zielgerichtet und abtötend auf Krankheitserreger einwirken kann. Das schafft ein natürliches, nicht belastetes Umfeld für den menschlichen Körper.

Die Effizienz dieses Verfahrens beruht darauf, dass elektromagnetische Wellen tief in den menschlichen Organismus eindringen können und ihre Schwingungsfrequenz so exakt eingestellt werden kann, dass eine Einwirkung auf einen konkreten Mikroorganismus möglich ist, ohne umliegende Gewebe oder Organe zu schädigen.

Trotz unterschiedlichster interner und externer Faktoren ist der gesundheitsfördernde Effekt des «DeVita AP Modell Base» dank speziell entwickelter Programme gewährleistet, denn jedes dieser Programme ist auf einen konkreten Mikroorganismus abgestimmt.

Um Ihnen die Handhabung maximal zu erleichtern, wurde das «DeVita AP Modell Base» mit einer Reihe automatischer Programme ausgestattet, die eine Gesundheitsförderung auf hohem Niveau erlauben. Außerdem ist eine individuelle Programmierung mit «DeInfo» möglich, so dass jeder Anwender seine eigenen, speziell auf ihn zugeschnittenen Prophylaxeprogramme einstellen kann.

## Installierte Programme

- |                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anti-Erkältung                                | 12. Anti-Candida              |
| 2. Anti-Grippe                                   | 13. Anti-Chlamydien           |
| 3. Anti-Virus                                    | 14. Anti-Pilz                 |
| 4. Unterstützung des M-D-T<br>(Magen-Darm-Trakt) | 15. Anti-Grippe Basisprogramm |
| 5. Dränage Anti-Toxisch                          | 16. Anti-Helicobacter         |
| 6. Dränage allgemein                             | 17. Anti-Hepatitis A          |
| 7. Unterstützung bei einer Vergiftung            | 18. Gesunde Lymphe            |
| 8. Intime Zone                                   | 19. Anti-Herpes allgemein     |
| 9. Extreme Detoxikation (Mexikan.)               | 20. Ohne Giftstoffe           |
| 10. Anti-Allergie                                | 21. Anti-Herpes Simplex       |
| 11. Anti-Bakterien                               | 22. Anti-Herpes Zoster        |
|                                                  | 23. Anti-Schimmel und Pilze   |

24. Anti-Nematoden und -Ascaris

25. Anti-M-D-T Parasiten

(Magen-Darm-Trakt)

26. Anti-Parasiten allgemein

27. Anti-Protozen

28. Anti-Schistosoma und -Trematoden

29. Anti-Staphylokokken

30. Anti-Streptokokken

**Achtung!** Für Frauen in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft und für Transplantatträger ist die Anwendung des «DeVita AP Modell Base» kontraindiziert! Eine Anwendung in den ersten zwei Monaten nach einem Myokardinfarkt sollte ebenfalls vermieden werden, bei schweren Herzerkrankungen muss ein Abstand von mindestens 0,5 m vom Gerät eingehalten werden.

## 1. Anti-Erkältung

Als Erkältungserreger erweisen sich die respiratorischen Viren, die die obere Atemwege, bzw. Nase, Rachen, Luftröhre und Kehlkopf befallen. Die von dieser Gruppe der Viren verursachten Erkrankungen verbreiten sich durch Tröpfchen und werden durch Antibiotika nicht behandelt. Gefährlich sind die Komplikationen nach der überstandenen Erkältung, und zwar Rhinitis, Sinusitis, Ohrenentzündungen und andere. Neben der Virusinfektion entsteht oft eine bakterielle Infektion wegen der Immunschwäche. Deshalb ist es zweckmässig, das vorliegende Programm im zusammen mit den Programmen «Anti-Staphylokokken» und «Anti-Streptokokken» anzuwenden. Das Programm mildert die Entzündung der Schleimhäute der Nase, des Kehlkopfes und der Bronchien, und aktiviert die lokale Immunität.

**Anwendung:** Bei ersten Anzeichen einer Erkältung innerhalb der ersten 3 Tage – 2-3 Mal pro Tag anwenden. Danach – 1 Mal pro Tag für 7-14 Tage.

## 2. Anti-Grippe

Die Grippe erweist sich als eine schwere Virusinfektion, die jede Altersgruppe betreffen kann. Jährlich erkranken bis zu 500 Millionen Menschen an Grippe. Bei einer schweren Grippe entsteht eine Schädigung des Herzkreislaufsystems, der Atemwege und des zentralen Nervensystemes. Der Virus verbreitet sich durch die Tröpfcheninfektion beim Niesen, Husten oder Sprechen. Die häufigste Komplikation der Grippe ist die Lungenentzündung. Das Programm ist auf die Vernichtung verschiedener Stämme der Grippeviren, sowie auf den Ausschluss der entzündlichen Erscheinungen gerichtet.

**Anwendung:** Zur Vorbeugung der Grippe während der Epidemie wird das Programm einmal alle 2 Tage angewendet. Falls notwendig: täglich 2-3 Mal, mit dem Programm «Anti-Grippe Basisprogramm» abwechseln. Danach muss man das Programm «Dränage allgemein» benutzen. Zur Vermeidung bakterieller und mykotischer Belastung ist es auch möglich dieses Programm zusätzlich zu folgenden Programmen anzuwenden: «Anti-Staphylokokken», «Anti - Streptokokken» und «Anti-Candida», sowie die Programme «Anti-Virus» und «Anti-Erkältung».

### 3. Anti-Virus

Die Viren erweisen sich als Übergangsformen zwischen der belebten und unbelebten Natur. Da die Viren ein genetisches Material und keine eigenen Zellen haben, erweisen sie sich als intrazelluläre Parasiten. Darin besteht nämlich die Komplexität ihrer Vernichtung: sie sind unter dem Schutz der Zelle, in der sie sich befinden. Die Viren werden durch Tröpfcheninfektion, im Haushalt und beim Geschlechtsverkehr übertragen. Besonders betroffen sind die Menschen mit schwachem Immunsystem.

Das Programm bekämpft verschiedene Viren, insbesondere den Zytomegalievirus und den Epstein-Barr-Virus. Unter anderem wird das Programm zwecks der Stärkung des Immunsystems des menschlichen Körpers, sowie für die Vernichtung des Virus empfohlen.

**Anwendung:** Täglich für 14 Tagen, während diversen Epidemien - im täglichen Wechsel zur Stärkung des Immunsystems.

### 4. Unterstützung des M-D-T (Magen-Darm-Trakt)

Eine Darminfektion entsteht, wenn bestimmte krankheitserregende Viren oder Bakterien in den menschlichen Körper gelangen. Betroffen sind die Menschen jeden beliebigen Alters, meistens Kinder. Symptome sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen und Fieber. Bei den Virusinfektionen können weitere Symptome beobachtet werden wie z.B. Schnupfen und Rötung der Kehle, Schluckenbeschwerden, Appetitmangel und ein Schwächegefühl.

Das Programm vernichtet den Virus der Darmgrippe, bzw. den Rotavirus, sowie pathogene Stämme des Darmstäbchens. Es hilft den Gesundheitszustand des Betroffenen zu normalisieren.

**Anwendung:** In den ersten Tagen 4-5 Mal täglich unmittelbar anwenden. Danach 1-2 Mal pro Tag innerhalb von 3-5 Tagen. Abwechselnd mit: «Drainage allgemein» und «Anti-Virus». Unbedingt zusätzlich ausreichend Flüssigkeit trinken.

### 5. Drainage Antitoxisch

Die Interzellulärmatrix ist eine Hauptstelle der Ansammlung der Toxine. Sie trägt zu Stoffwechselstörungen, sowie zur Entwicklung schwerer chronischer Erkrankungen und dem vorzeitigen Altern des menschlichen Körpers bei. Die Gewebedrainage ist ein Entgiftungsmittel des Gewebesektors, der zur Ausscheidung der Schwermetallsalze und Radionuklide, sowie zur Verbesserung der metabolischen Prozesse und des allgemeinen Zustandes des menschlichen Körpers beiträgt.

**Anwendung:** Bei starker Vergiftung täglich und zusammen mit dem Programm «Drainage allgemein» anwenden.

### 6. Drainage allgemein

Es ist eines der Hauptprogramme zur Reinigung des menschlichen Körpers von Toxinen. Das Lymphsystem beschäftigt sich mit der Ausscheidung der giftigen Stoffe

aus dem Gewebe und den Organen. Bei verschiedenen Erkrankungen nimmt die Zahl der schädlichen Stoffe um das Vielfache zu. Das Lymphsystem kann diese in vollem Umfang nicht ausscheiden und der menschliche Körper kann wieder vergiftet werden. Die überflüssige Ansammlung der Flüssigkeit, die die krankheitserregenden Organismen enthält, kann eine ernste Entzündung verursachen und zur Verschlechterung des Zustandes des menschlichen Körpers beitragen.

Das Programm schützt den menschlichen Körper vor überflüssigen toxischen Belastungen, neutralisiert und führt die Toxine ab, ohne eine Belastung des Lymphsystems.

**Anwendung:** Einmalig, nach dem Gebrauch eines der Antiparasitenprogramme von «DeVita AP Modell Base».

## 7. Unterstützung bei einer Vergiftung

Wenn die Darmbakterien oder Darmviren in den menschlichen Körper gelangen, entwickelt sich eine Infektion, die im Volksmund als Vergiftung bekannt ist. Diese Infektion kann folgende Symptome haben: Kopfschmerzen, Muskelkater im abdominalen Bereich, Fieber, Erbrechen und Durchfall. Die Folgen können schwerwiegend für die Organe sein.

Das Programm hilft dem menschlichen Körper dabei, mit Darmviren und Salmonellen zurechtzukommen, den Wiederherstellungsprozeß zu beschleunigen und die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen zu minimieren.

**Anwendung:** Während der erster 24 Stunden 4-5 Mal nacheinander zur Erreichung eines standfesten Ergebnisses anwenden. Danach – täglich 1-2 Mal innerhalb von 3-5 Tagen. Abwechselnd mit dem Programm «Dränage allgemein» und «Anti-Virus». Unbedingt ausreichend Flüssigkeit trinken!

## 8. Intime Zone

Die Infektionen des Urogenitalsystems können in einer akuten oder chronischen Form verlaufen. Die chronische Infektion kann die Engstellung der Harnröhre und die Entzündung der Gelenke mit der Zeit herbeirufen, sowie zur Infertilität führen und das Risiko der Tubenschwangerschaft vergrößern. Ab und zu während der Erkältung oder der emotionalen Überlastungen kann es zur Verschlimmerung beitragen. Die Infektionen werden vor allem beim Geschlechtsakt übertragen und einige bei der Geburt. Die Gefahr besteht darin, dass sie asymptomatisch verlaufen können.

Das Programm wirkt auf solche Mikroorganismen, wie Ureaplasma, Mykoplasma und Toxoplasma ein.

**Anwendung:** Täglich innerhalb 1 Monats.

## 9. Extreme Detoxikation (Mexikan.)

Es ist das System der kompletten Tiefenreinigung des menschlichen Körpers, das von R. Raif vorgeschlagen wurde. Das Programm trägt zur Ausscheidung des

Stoffwechselproduktes und der Toxine, zur Verbesserung der Drainagefunktion, des Lymphsystems und der Entgiftungsmöglichkeiten der Leber, sowie zur Aktivierung der Absonderungsfunktion der Nieren und zur Erhöhung des Niveaus der Immunabwehr bei.

Während der Drainage werden die Toxine aus der Matrix durch das Lymphsystems in den Blutfluß umgeleitet. Aus dem Blutfluß entfernen sich die Toxine über die Organen des Ausscheidungssystems, hauptsächlich über Leber und Nieren. Bei der Drainage kann das Risiko der Überlastung der Organe des Ausscheidungssystems entstehen, bei der eine Entwicklung der Dysfunktion dieser lebenswichtigen Organe möglich ist. Deshalb sind die Frequenzen ins Programm «Extreme Detoxikation (Mexikan.)» aufgenommen worden, die die Organe des Ausscheidungssystems unterstützen.

**Anwendung:** Täglich im Laufe von 1 Monat, falls keine ernsten Erkrankungen der Leber, der Nieren und des Lymphsystems vorhanden sind. Bei Vorhandensein der obengenannten Krankheiten zur milden Reinigung ist es empfehlenswert, das automatische Programm «Gesamtreinigung des Körpers» von «DeVita Ritm Modell Base» zusätzlich anzuwenden.

## 10. Anti-Allergie

Die Allergie ist eine erhöhte Sensibilität des menschlichen Körpers zu irgendwelchen Stoffen. Zum Beispiel: Lebensmittel, Wolle, Staub, Blütenstaub, chemische und infektiöse Agenten. An einer Allergie leidet fast die Hälfte der Bevölkerung des Planeten. Meistens erweisen sich falsche Ernährung und ungesunde Lebensweise als Gründe für die Entstehung einer Allergie.

Das Programm reduziert die Hauptscheinungen der Allergie, erleichtert den Zustand des Menschen und trägt zur Stabilisierung des Immunsystems bei.

**Anwendung:** Täglich beim Vorhandensein einer Indikation. Beim wiederholten Ausbruch einer Allergie 2-3 Mal täglich.

## 11. Anti-Bakterien

Am gefährlichsten in der Entwicklung von der bakteriellen Infektion verursachten Erkrankungen ist die Absonderung der Toxine von den Bakterien, bzw. der Gifte, die über eine entzündliche Wirkung verfügen, die die Vergiftung des menschlichen Körpers herbeirufen und die inneren Organe beschädigen.

Das Programm reduziert die Symptome einer Vergiftung bei der Ansteckung mit Klebsiella, Listerellen und Pneumokokken, sowie erleichtert den Zustand des Betroffenen bei einer bakteriellen Infektion der Organe des Magen-Darm-Traktes und des Atmungssystems.

**Anwendung:** Täglich bis zum Abklingen.

## 12. Anti-Candida

Die Candida gehört zur normalen Mikroflora des Darms, der Vagina und des Mundes. Bei einer Immunschwäche beginnt sich die Candida aktiv zu vermehren und dem

menschlichen Körper zu schaden. Es existieren auch krankheitserregende Pilze, die in den menschlichen Körper über Lebensmitteln, durch Gebrauchsgegenstände, nach dem Einnehmen von starkwirkenden Antibiotika und beim Geschlechtsakt gelangen. Zu den Symptomen der Ansteckung gehören allergischer Hautausschlag und Stomatomykose, sowie Schmerzen und Brennen in den Geschlechtsorganen und Dysbakteriose.

Das Programm kann vorsorglich angewendet werden.

**Anwendung:** 1-3 Mal am Tag innerhalb von 2-4 Wochen. Zusammen mit dem Programm «Anti-Protozen» anzuwenden.

### 13. Anti-Chlamydien

Die Chlamydien rufen infektiöse sexuell übertragbare Erkrankungen herbei. Die Chlamydiose verläuft oft asymptomatisch oder mit minimalen Erscheinungen. Die Organe des urogenitalen Bereiches sind hauptsächlich davon betroffen. Die Frauen sind für diese Infektion empfänglicher und die Kinder können auf den Geburtsweg durch die Mutter infiziert werden. Die Chlamydiose verursacht ernste Komplikationen, bis zur Infertilität und Affektion der Urogenitalorgane, Gelenke und Augen, wenn die Infektion nicht rechtzeitig bekämpft wird.

**Anwendung:** Täglich, über einen Zeitraum von 2-3 Monaten.

### 14. Anti-Pilz

Die Hauptgefahr der Pilzkrankheit besteht darin, dass die von Pilzen befallenen Stellen offene Kanäle für verschiedene Infektionen darstellen. Meistens betreffen die Pilze die Haut und ihre Derivate (das Haar und die Nägel), sowie die Schleimhäute der inneren Organe. Die Heilung fordert das komplexe Herangehen und die Einhaltung der Gesundheitsregeln. Das Programm bekämpft Pilze wie: Trichophyton, Mikrosporum und Kopfschimmel.

**Anwendung:** Zwecks der Verhinderung einer Ansteckung mit Pilzinfektionen wird die Nutzung des Programms jedesmal nach dem Besuch der Sauna, des Schwimmbads und des Strandes, sowie nach dem Verkehr mit einem Betroffenen empfohlen. Beim Vorhandensein der Pilzinfektionen im menschlichen Körper – 1-2 Mal pro Tag innerhalb 1 Monats.

### 15. Anti-Grippe Basisprogramm

Die Grippe ist eine Erkrankung, die obere und untere Atemwege betrifft. Die Grippe kann zu ernststen Komplikationen führen. Die Grippe verbreitet sich rasant und schnell (ab dem Moment der Ansteckung bis zu den ersten Krankheitsanzeichen vergehen 48 Std.). Ein Hauptsymptom der Krankheit ist das Fieber (40 ° C und mehr). Das Fieber kann länger als 5 Tage anhalten und Atemnot oder Atemstörung, Bewußtseinsstörung und Krämpfe hervorrufen. Bei Menschen mit einer Immunschwäche, sowie bei Kindern und älteren Menschen führt solches Fieber zum infektiös-toxischen Schock, bzw. zur Beeinträchtigung lebenswichtiger Organe.

Mit dem Programm «Anti-Grippe Basisprogramm» können Sie den Zustand des Betroffenen erleichtern. Bei der gemeinsamen Nutzung einiger Programme gegen die Viren der Grippe kann man die Gesundheit schnell wieder herstellen, ohne Komplikationen aufkommen zu lassen.

**Anwendung:** Bei den ersten Anzeichen einer Grippeerscheinungen mit Fieber ist das Programm 1-3 Mal täglich nacheinander anzuwenden oder in Kombination mit dem Programm: «Anti-Grippe Basisprogramm» abzuwechseln. Unbedingt auf ausreichende Trinkzufuhr achten!

## 16. Anti-Helicobacter

Helicobacter Pylori ist der Mikroorganismus, der sich im Magen und Zwölffingerdarm des Menschen befindet und die Entwicklung der gefährlichen Erkrankungen verursacht, und zwar Magenentzündungen, Geschwüre, Leberentzündungen und andere. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation der UNO sind 60 % der Weltbevölkerung mit der Helicobacter Pylori-Infektion befallen. Man kann sich ganz einfach anstecken, bei einer Ansteckung eines Familienangehörigen beträgt die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung der übrigen Familienangehörigen 95 %. Die Parasiten werden infolge der gemeinsamen Nutzung der Hygienemittel, des Geschirrs und durch Tröpfchen übertragen. Solche Symptome, wie Sodbrennen, Blähungen, Schmerzen und Druck im Magen können von diesem Mikroorganismus herbeigerufen werden.

**Anwendung:** Tägliche Anwendung für 2 Wochen lang.

## 17. Anti-Hepatitis A

Der Virus der Leberentzündung A wird durch schmutzige Hände, Nahrung, Wasser, einschließlich des Meerwasseres, übertragen. Besonders ist dieser Virus in den Ländern Asiens und Afrikas verbreitet. Bei der Planung der Reisen in diese Länder muss man rechtzeitig die entsprechenden Vorkehrungen treffen: auf ausreichende Hygiene achten, nur abgefülltes Wasser trinken und das Programm «Anti-Hepatitis A» zur Vorbeugung und bei ersten Anzeichen einer Infektion anwenden.

**Anwendung:** Täglich bis zu 2-3 Mal pro Tag, mindestens 1 Monat lang.

## 18. Gesunde Lymphe

Die Lymphe ist die interzelluläre Flüssigkeit im Lymphsystem. Die Lymphe spielt eine sehr wichtige Rolle, da sie das Gleichgewicht des Wasserhaushalts und die Homöostase der Mikroumgebung der Zellen reguliert und die pathologischen Mikroorganismen und die Toxinen aus den Geweben entfernt. Die unzureichende Zirkulation der Lymphknoten führt zu einer Nicht-Reaktion der Lymphfunktion, was zu einem pathologischen Prozess führt.

Das Programm zielt darauf ab, die Lymphdrainage zu normalisieren, die Lymphgefäße zu stärken und die Lymphknoten zu verbessern, was zu einer Minderung von Ödemen und einer besseren Freisetzung von Metaboliten aus den

Geweben führt. Die Anwendung dieses Programms erhöht zudem die Abwehr des

**Anwendung:** täglich für einen Monat.

## 19. Anti-Herpes allgemein

Als Virusträger verschiedener Herpestypen erweisen sich mehr als 90 % aller Menschen auf dem Planeten. Man kann sich auf verschiedene Weise anstecken: durch Speichel, Geschlechtsverkehr, Gegenstände der Hygiene, sowie durch Tröpfcheninfektion. Am Anfang kann die Krankheit asymptomatisch verlaufen, mit der Zeit erscheinen die charakteristischen Symptome: Kopfschmerzen, Unwohlsein, Fieber und herpische Eruptionen. Das Programm hilft, einen Schub zu verringern und die Entzündungs- und Schmerzerscheinungen bei verschiedenen herpischen Infektionen zu verringern.

**Anwendung:** 1-2 Mal pro Tag für 1 Monat lang anwenden.

## 20. Ohne Giftstoffe

Das Programm unterstützt die Ausscheidung von Toxinen, verbessert die Entwässerungsfunktion und führt somit zur Verbesserung des Immunsystems und einer Steigerung der Lebensenergie. Das Programm kann nach Anti-Parasiten-Programmen aber auch unabhängig für einen Monat angewendet werden. Im Gegensatz zu anderen Entgiftungsprogrammen verbraucht es nicht die Energieressourcen des Körpers.

**Anwendung:** täglich für einen Monat.

## 21. Anti-Herpes Simplex

Jeder dritte Mensch erweist sich als Träger des Herpes Simplex Virus. Der Virus befindet sich auf den Schleimhäuten der Lippen, des Mundes und der Geschlechtsorgane. Er wird vorzugsweise durch Kontakt von Flüssigkeiten des Trägers (Blut, Speichel, Sperma und Schleimhaut) übertragen. Bei einmaligem Ausbrechen existiert Herpes weiterhin im Körper in einer latenten Form, indem er als Eruptionen während einer Immunschwäche - zum Beispiel während einer Unterkühlung oder einer Überhitzung, der Infektionskrankheiten oder im Laufe der Menstruation bei den Frauen wieder ausbricht. Das Programm verringert herpische Belastung wirksam und behindert die Krankheitszeichen auf den Schleimhäuten.

**Anwendung:** Bei den ersten Eruptionen alle 3 Stunden, danach 1-2 Mal pro Tag 1 Monat lang anwenden. Verwenden Sie im zusammen mit dem Programm «Anti-Herpes allgemein».

## 22. Anti-Herpes Zoster

Die mit dem Virus Herpes Zoster herbeigerufene Erkrankung wird als Zoster benannt. Wenn der Mensch an Windpocken (eine der Formen von Zoster) erkrankt war, so bleibt der Virus im Körper in einer latenten Form und hält sich in den Nervenzellen auf. Bei Unterkühlung, Erkältungskrankheiten oder chronischen Erkrankungen

erscheint der Virus auf der Oberfläche der Haut. Er bildet die charakteristischen Eruptionen und starke Schmerzempfindungen. Das Programm vernichtet den Virus und die Hauptzeichen seiner Erscheinungen.

**Anwendung:** Täglich bis zu 3-4 Mal bis zum Abklingen der Krankheitszeichen, mindestens 1 Monat lang. Wenden Sie es zusammen mit dem Programm «Anti-Herpes allgemein».

**Achtung!** bei Windpocken wird das Programm nicht angewendet.

## 23. Anti-Schimmel und Pilze

Eine moderne beheizte Wohnung oder ein Haus erweisen sich hervorragend für Schimmel und Pilze. Schimmel findet sich in schlecht belüfteten Räumen wie Badezimmer oder Kellerräumen. Die Pilze können in den menschlichen Körper über die Nahrung, das Wasser oder die Luft eindringen. Der Schimmel dringt durch die Hautbarriere überall ein, wo es entsprechende Bedingungen gibt (Feuchtigkeit, Temperatur, organische Reste in Form von Schmutz oder Hautfett). Pilze und Schimmel rufen die Erkrankungen der Atmungsorgane, Magen-Darm-Kanäle, Haut, sowie Allergien hervor.

Das Programm wird für die Vorbeugung der herpischen Infektionen und Senkung der Erscheinungen von allergischen Reaktionen angewendet.

**Anwendung:** 1 – 3 Mal pro Tag im über 4 Wochen. Wenden Sie es zusammen mit dem Programm «Anti-Pilz» an.

## 24. Anti-Nematoden und -Askaris

Die Eier der Helminthen, bzw. Nematoden und Askariden geraten in den menschlichen Körper durch nicht gewaschenen Früchten und Gemüse, sowie mit dem schlecht zubereiteten Fleisch oder durch schmutzige Hände. Helminthen, die den Körper eines Menschen bewirten, ernähren sich von seinem Gewebe, verarbeiten seine Nährstoffe, was zu ungesundem Appetit beiträgt, und sondern die Toxine aus. Der Betroffene leidet oft an heftiger Gewichtsabnahme, Hautschuppen und Haarausfall. Öfter treten Helminthen, bzw. Askariden auf. Die Askariden und Nematoden rufen allergische Reaktion hervor, die sich in Form von Bronchialasthma und Hautausschlag in Erscheinung äussern. Mit dem Programm hören die Helminthen auf sich zu ernähren, was zu ihrem Tod und einer natürlichen Ausscheidung der Parasiten aus dem Magen-Darm-Trakt führt.

**Anwendung:** Das Programm wird täglich angewendet. Anwendungsdauer mind. 10 Behandlungen. Nach 14 Tagen ist die Behandlung zu wiederholen. Menschen, die sich oft mit Tieren und kleinen Kindern umgeben, sollten diese Schutzmaßnahmen einmal pro Quartal ergreifen.

## 25. Anti-M-D-T Parasiten (Magen-Darm-Trakt)

Die Parasiten in dem Magen-Darm-Trakt und in der Leber verursachen Erkrankungen, wie Cholangitis, Dyskinesie der Gallenwege, Cholezystitis und Leberentzündung. Die Darmparasiten rufen eine Entzündung der Darmwand und eine Verminderung der Nährstoffaufnahme hervor. Die Toxine, die die Parasiten absondern, rufen Schmerzen in Gelenken und Muskeln hervor, greifen das zentrale Nervensystem an, tragen zu Depressionen, Nervosität, Unruhen und Schlafstörung bei.

Das Programm reinigt den menschlichen Körper von den Parasiten des Magen-Darm-Trakts, der Leber und der Bauchspeicheldrüse.

**Anwendung:** Das Programm wird täglich über 7-10 Tagen angewendet. Nach 14 Tagen ist die Behandlung nochmals zu wiederholen.

## 26. Anti-Parasiten allgemein

Die Parasiten erweisen sich als Startmechanismus für viele chronische Erkrankungen: Cholezystitis, Gallensteinkrankheit, Pankreatitis, Kolitis, Zuckerkrankheit, Bronchialasthma und Hautentzündung. Symptome, wie: chronische Müdigkeit, Reizbarkeit und Angstzustände, Hyperaktivität bei Kindern, Anämie, brüchige Nägel und Haar, Problemhaut, Kopfschmerzen, Appetitstörung und Immunschwäche können Symptome für das Vorhandensein von Parasiten sein. Alle parasitären Erkrankungen sind gefährlich, weil ihre Symptome unter andere Krankheitsbilder fallen können.

**Anwendung:** Das Programm wird täglich angewendet. Insgesamt mind. 10 Behandlungen. Nach 14 Tagen ist die Behandlung nochmals zu wiederholen.

## 27. Anti-Protozen

Die Protozoen befinden sich im Körper jedes fünften Menschen, die Ansteckung erfolgt durch schmutzige Hände, Lebensmittel oder Wasser. Mit der Ansteckung entstehen starke Schmerzen im Bauch, Blähungen, ständiges Gefühl der Ermüdung und Depression. Es kann dazu führen, dass die Leber und die Bauchspeicheldrüse daran stark leiden.

Das Programm wirkt auf die am meisten verbreiteten Arten der Urtierchen (Lambliia und Amöbe) ein.

**Anwendung:** 1-2 Mal pro Tag über 10-14 Tage. Bei der Reinfektion muss man die Quellen der Ansteckung feststellen.

## 28. Anti-Schistosoma und -Trematoden

Die Trematoden sind flache Würmer, die eine ernsthafte Infektionskrankheit herbeirufen können. Die Trematoden können sich im Blut (Pärchenegel), der Leber, dem Darm und den Lungen befinden. Diese Parasiten im Körper können

ein Grund für starke Allergien in Form von Juckreiz am Körper, Dyskinesie der ableitenden Gallenwege, Vergrößerung der Umfänge der Leber, Kopfschmerzen und Schmerzen im Bauch sein. Die Ansteckung geschieht durch den Verzehr von schlecht gewaschenem Gemüse oder durch den nicht ganz durchgebratenen Fleisch oder Fisch.

Das Programm ist auf die Ausscheidung der Mehrheit von Trematodenarten, einschließlich der Pärchenegel, unabhängig von ihrer Entwicklungsstufe und ihrer Lokalisation im Körper gerichtet.

**Anwendung:** Täglich für 14 Tage.

## 29. Anti-Staphylokokken

Laut Statistik erweisen sich 20 % der Weltbevölkerung als ständige Träger des Staphylokokkus. Die Bakterien befinden sich auf der Haut, sowie im Bereich der oberen Atemwege. Der Staphylokokkus ist der häufigste Erreger von Infektionskrankheiten, welcher die Hautoberfläche, das weiche Gewebe, die oberen Atemwege und den Stütz- und Bewegungsapparat befällt. Der Staphylokokkus ruft Komplikationen bei der Grippe, sowie Eiterungen in den Wunden und Lebensmittelvergiftung, hervor.

Das Programm wirkt auf die verbreiteten Arten des Staphylokokkus und ist bei der komplexen Therapie der Erkrankungen, die von diesen Bakterien herbeigerufen sind, wirksam.

**Anwendung:** Täglich bis zu 14 Tagen.

## 30. Anti-Streptokokken

Die Streptokokken sind eine weitverbreitete Gruppe der Mikroorganismen, unter deren sich auch die Pathogenen befinden. Sie finden sich auf Hautoberfläche, oberen Atemwege und Darm eines Menschen. Streptokokken können Auslöser von Mittelohr-, Nasennebenhöhlen- und Mandelentzündungen sein. Sie können auch das Harnausscheidungssystem, die Haut und das weiche Gewebe angreifen. Die Streptokokken-Infektion kann zur Schädigung der Gelenken, des Herzens, der Nieren führen.

Das Programm ist bei Angina, Ohrenentzündung, Kieferhöhlenentzündung sowie als Zusatzprogramm, als auch getrennt wirksam.

**Anwendung:** Täglich bis zu 14 Tagen.

## Autoprogramme - Komplexe

| Nr. im Gerät | Bezeichnung            | Wirkung                                                                                                                                                                                                              | Anwendung                                                 |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 31           | Funktionsprogramm 1    | Unterdrückt die Virusaktivität, hemmt die Aktivität der Protozoen-Mikroorganismen. Optimaler Krankheitsschutz bei Reisen in andere klimatische Zonen, wie z.B. in asiatische Länder..                                | Täglich, während der 1.Woche des ersten Behandlungsmonats |
| 32           | Funktionsprogramm 2    | Beseitigt durch Streptokokken und Staphylokokken hervorgerufene toxische Belastung. Effektiv sowohl bei Erkältungen als auch zur Vorbeugung von Infektionen.                                                         | Täglich, während der 2.Woche des ersten Behandlungsmonats |
| 33           | Funktionsprogramm 3    | Fördert die Beseitigung von bakteriellen Komplikationen des M-D-T und des Urogenitalsystems.                                                                                                                         | Täglich, während der 3.Woche des ersten Behandlungsmonats |
| 34           | Funktionsprogramm 4    | Entfernt Mykotoxine, die von Schimmel und Hefe gebildet werden. Es reduziert das Risiko der Ansammlung von krebserregenden Stoffen.                                                                                  | Täglich, während der 4.Woche des ersten Behandlungsmonats |
| 35           | Autoprogramm Reinigung | Fördert die Ausführung von Toxinen, die Normalisierung der Lymphdrainage (Entgiftung), die Stärkung der Lymphgefäße. Hilft, überschüssige Flüssigkeit aus dem intrazellulären Raum zu entfernen, wirkt antiseptisch. | Täglich, während des zweiten Behandlungsmonats            |

**Anwendung:** um eine hohe toxische Belastung zu vermeiden, wird empfohlen, das Autoprogramm «Reinigung» und das Autoprogramm «Ganzheitliche Reinigung» des DeVita Ritm Base einen Monat lang nicht anzuwenden.

**Vorsicht!** Sollte während der Anwendung der jeweiligen Programme Symptome wie Kopfschmerzen, Schwitzen oder andere Anzeichen einer toxischen Belastung auftreten, muss die Anwendung dieser Programme nach den folgenden Anweisungen für die nächsten 3 Monate durchgeführt werden. Jedes der Programme trägt drastisch zum gesamten Prozess bei, wobei der Lebenszyklus des Infektionserregers berücksichtigt wird.

**Anwendung:**

- Funktionsprogramme 1-3 für 14 Tage

- Funktionsprogramm 4 für 30 Tage

Benutzen Sie das Gerät jeden Tag, nachts.

A wellness device for  
enhancing our own protective  
forces and correcting the natural  
electromagnetic radiation  
in natural bio-systems

DeVita AP  
Model Base

Methodological recommendations

## Introduction

You are holding a unique, unparalleled anywhere in the world, electromagnetic «DeVita AP Model Base» device – the device for maintenance of high factor of health. Its action is based on the emission of electromagnetic waves, which resonate with (self) oscillations of parasites of different types – from viruses to helminthes. Thus, «DeVita AP Model Base» selectively and deliberately influences causal organisms and destroys them, which allows the human body to function in the natural conditions not weighted down by external factors.

The outstanding effect of «DeVita AP Model Base» use is achieved due to the high power of its electromagnetic field to penetrate into the human body. The oscillation frequency is set with high precision that allows to influence the very microorganisms deliberately, without harming the surrounding organs and tissues.

Specially developed care programs allow to maintain a high health factor in conditions of the most diverse external and internal factors' influence. Each developed course is aimed at influencing a certain microorganism.

The most important advantage of «DeVita AP Model Base» is availability of automatic, specially developed programs for maintenance of high health factor in conditions of the most diverse external and internal factors' influence. Moreover, the owner of the device has a possibility of device programming, using any available preventive programs with «DelInfo» utilization. That enables everyone to select an individual course of preventive care procedures.

## List of programs

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Anti-Cold              | 12. No. candida        |
| 2. Anti-Flu               | 13. No. chlamydia      |
| 3. Anti-Virus             | 14. No. fungi          |
| 4. Digestive tract health | 15. No. flu, general   |
| 5. Drainage Anti-Tox      | 16. No. helicobacter   |
| 6. Drainage, general      | 17. No. hepatitis A    |
| 7. Help against poisoning | 18. Healthy lymph      |
| 8. Intimate health        | 19. No. herpes         |
| 9. Mexican detoxification | 20. Without toxins     |
| 10. No. allergies         | 21. No. herpes simplex |
| 11. No. bacteria          | 22. No. herpes zoster  |

- |                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 23. No. mould & fungi              | 27. No. protozoans                               |
| 24. No. nematodes & ascarides      | 28. No. schistosomes (blood-flukes) & trematodes |
| 25. No. parasites, Digestive tract | 29. No. staphylococcus                           |
| 26. No. parasites, general         | 30. No. streptococcus                            |

**Caution!** The device has contraindication to its use by women in the first trimester of pregnancy and by people, who undergone an organ transplantation. In addition, it is not recommended to use the device within the first two months after suffering a myocardial infarction. In case of suffering from serious heart disease, the device must be positioned no closer than 0,5 m from the body.

## 1. Anti-Cold

The causative agents of colds are the following: respiratory viruses, affecting the upper respiratory tract (nose, throat, trachea, larynx). Diseases caused by this group of viruses are airborne and cannot be treated with antibiotics. Complications from a cold can be very dangerous: rhinitis, sinusitis, otitis, etc. Often, when someone catches a cold, bacterial infection can accrue to viral infection due to his (her) low immunity. Therefore, it is advisable to use this program in conjunction with «No staphylococcus» and «No streptococcus» programs. The aim of the program is to reduce inflammation of the mucous membranes of the nose, throat and bronchi, and to activate the local immunity.

**Use:** At the first sign of a cold, during the first 3 days – up to 2-3 times a day. Further – once (1 time) a day for 7-14 days.

## 2. Anti-Flu

Flu is a severe viral infection that affects people of any age. Every year, up to 500 million people become sick with flu. A severe bout of flu may lead to irreversible lesions of the cardiovascular system, respiratory system, central nervous system. The virus is airborne and passed by way of sneezing, coughing and talking. The most common complication of flu is pneumonia. The aim of the program is to destroy different strains of influenza, to remove the skin manifestations.

**Use:** For the prevention of influenza at the epidemic period, the program is used once (1 time) in 2 days. If necessary, once a day, up to 2-3 times a day, alternating with the «No flu, general» program. After that, you should use the program «Drainage, general». In addition, it is possible to use the following programs: «No staphylococcus», «No streptococcus», «No candida», in order to prevent bacterial and fungal contagion; the «Anti-Virus», «Anti-Cold» programs can also be added to this complex.

## 3. Anti- Virus

Viruses represent a transitional form between living and inanimate nature. Since the viruses have genetic material but no cell, they are intracellular parasites. This adds to

the complexity of their destruction: they are under the protection of the cells in which they live. The virus is airborne, household and sexually transmitted. In particular, people with a weakened immune system can be easily infected.

The aim of the program is to fight certain viruses, including cytomegalovirus and Epstein-Barr's virus. Also, the program is used to strengthen the body's immunity and to destroy the virus.

**Use:** On a daily basis over 14 days, during the period of various epidemics, use every other day to enhance the immunity.

#### 4. Digestive tract health

Intestinal infection occurs by ingestion of certain pathogenic viruses or bacteria. A similar infection is usually faced by people of any age, but more often by children and those who take antibiotics. This condition is accompanied by nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal pain, and fever. In viral infections other symptoms may also be experienced: a runny nose and redness of the throat, pain at swallowing, lack of appetite, lack of energy.

The aim of the program is to destroy intestinal flu virus (rotavirus) and pathogenic strains of E.coli. The program will help to normalize the situation and to stop dehydration, which is destructive to the body.

**Use:** On the first day use 4-5 times, one after another, in order to achieve sustainable results. Further, use every day: 1-2 times a day for 3-5 days. Alternate with «Drainage, general» and «Anti-Virus» programs. Be sure to drink plenty of liquids.

#### 5. Drainage Anti-Tox

Intercellular matrix is the main place of accumulation of toxins that lead to metabolic disorders, the development of chronic diseases, premature aging of the organism. Drainage means detoxifying tissue types; this helps to remove heavy metals and radionuclides and improves the metabolic processes and the general state of the organism.

**Use:** At severe intoxication – use every day and also in conjunction with «Drainage, general» program.

#### 6. Drainage, general

It is one of the basic programs to clean the body of toxins. Removal of toxic substances from the tissues and organs is performed by the lymphatic system. In the presence of various diseases, a number of harmful substances may increase many times. The lymphatic system has no time to remove them and intoxication can occur again. In addition, illness or injury may affect the process of natural outflow of the wound cavity or organ contents. Excessive accumulation of fluid containing pathogenic organisms may cause severe inflammation and deterioration of the state of a human body.

The program protects the body from unnecessary toxic load, neutralizes and removes toxins from the body, while not impacting the lymphatic system.

**Use:** Once (1 time), after the use of any of the basic anti-parasitic «DeVita AP Model Base» programs.

## 7. Help against poisoning

When enterobacteria or enterovirus enter the organism, they cause an infection to develop, which is popularly called «the poisoning». This infection may be of a hidden nature or possibly more obvious in its manifestation, for example, a headache, muscle spasm in the abdominal area, fever, vomiting, bowel disorders. The consequences may lead to serious injury of the body's organs.

The program helps the body to fight the infection caused by enteroviruses and certain types of Salmonella; it accelerates the recovery process and reduces the probability of complications.

**Use:** The first day 4-5 times (one after another) in order to achieve sustainable results. Further, use it 1-2 times a day, for 3-5 days. Alternate with the programs: «Drainage, general» and «Anti-Virus». Be sure to drink plenty of liquids.

## 8. Intimate health

Genitourinary infections may occur in acute or chronic form.

Chronic infection can eventually cause a narrowing of the urethra, inflammation of the joints, cause infertility and increase the risk of ectopic pregnancy. Periodically, deterioration can occur during a cold or an emotional overload. Infections are mainly transmitted through sexual contact and some of them may be transmitted at birth. Their risk is that they may be asymptomatic in nature.

The program affects the micro-organisms, such as Ureaplasma, Mycoplasma, Toxoplasma.

**Use:** Every day for a month

## 9. Mexican detoxification

Mexican detoxification is the system of complete deep body cleansing, proposed by R. Rife. The program helps to remove metabolic products and toxins from an organism, to improve the drainage function of the lymphatic system, to increase detoxification capabilities of the liver, to activate excretory functions of kidneys and to improve the immune protection.

During the drainage process, the toxins transfer from the matrix through the lymphatic system into the bloodstream. From the bloodstream the toxins are removed by the organs of the excretory system, mainly by the liver and kidneys. In the course of drainage, there is a risk of overload to the organs of the excretory system, which may develop a dysfunction of these vital organs. For this reason the «Mexican detoxification» program includes frequencies, which support the organs of the excretory system.

**Use:** Every day, during one month, at the absence of serious diseases of the liver, kidneys, and lymphatic system. In case of having any of those, it is recommended to use the «Complete cleansing» automatic program for genital cleansing of the body.

## 10. No allergies

An allergy is a hypersensitivity of the organism to any substance, food, wool, dust, pollen, chemical and infectious agent. Almost half of the world's population suffers from some sort of allergy. Often the reason for the allergy is an improper diet and unhealthy lifestyle.

The program relieves the basic symptoms of the allergy, alleviates the human condition, and helps to stabilize the immune system.

**Use:** Every day – when it is indicated, and to ease the symptoms. Use 2-3 times a day, if particularly exacerbated symptoms persist.

## 11. No bacteria

The most dangerous in the development of diseases caused by a bacterial infection is a bacterial toxin excretion (poisons), which creates an inflammatory action, intoxication and damages internal organs.

The program is used in the presence of infecting by bacteria of *Klebsiella*, *Listeria*, and *Pneumococcus* to reduce the severity of symptoms of intoxication and to facilitate the human condition, at the point of a bacterial infection of the digestive tract or of the respiratory system.

**Use:** Every day, until signs of the infection have disappeared.

## 12. No candida

*Candida* is part of the normal microflora of intestines, vagina, or mouth. But with lowered immunity *Candida* begins to proliferate and harm the body. There is also pathogenic *Candida*, which enters the organism with food, through household items, after the use of potent antibiotics, after sexual contact with an infected partner. Symptoms of infection are manifested in the form of allergic rashes on the skin, thrush, pain and burning in the genital organs, dysbacteriosis.

The program allows the preventing of candidiasis.

**Use:** 1-3 times a day for 2-4 weeks. Use in the complex with «No protozoans» program.

## 13. No chlamydia

Chlamydia causes infectious sexually transmitted diseases. Chlamydia is often asymptomatic or with minimal symptoms. It affects mainly urogenital organs. Women are more susceptible to this infection; children can become infected when passing through the mother's birth ways. Chlamydia provokes serious complications, including infertility, lesions of the urogenital organs, joints and eyes if the infection is not treated in time.

**Use:** Every day, for a period of 2-3 months.

## 14. No fungi

The main danger of fungal disease is that areas affected by fungus open the way for the pathogens of various infections. The most common fungal infections affect the skin and its derivatives (hair, nails), and mucous membrane of the internal organs. Treatment requires an integrated approach and good hygiene. The program actively fights the fungi: such as Trichophyton, Mikrosporum, Mucor.

**Use:** In order to prevent invasion by fungal infections, it is recommended to use the program each time after visiting the sauna, pool, beach, after contact with an infected person. If there is a fungal infection in the body: use 1-2 times a day during a 1 month period.

## 15. No flu, general

The flu is a disease that affects the upper and lower respiratory tract; it is accompanied by severe intoxication and can lead to serious complications. Flu begins acutely and quickly (48 hours from the moment of infection until the first signs). The main symptom of intoxication is a raised body temperature (40° C and above). This temperature can last for more than 5 days which causes shortness of breath or respiratory failure, impairment of consciousness, seizures. For people with weakened health, the elderly, small children, this temperature leads to an infectious-toxic shock (a condition when the vital organs are denied. By using «No flu, general» program, you will be able to alleviate the condition of the patient and by complex use of several programs against influenza viruses you can quickly restore health and prevent the complications.

**Use:** Use at the first sign of flu symptoms with increased body temperature. Use the program 1-3 times (one after another), or alternate it with «Anti-Flu» program. Be sure to drink plenty of liquids.

## 16. No helicobacter

Helicobacter Pylori is a microorganism, living in the stomach and duodenum of humans and provokes the development of dangerous diseases: gastritis, ulcers, hepatitis, etc. According to WHO (World Health Organisation), 60% of the population is infected with Helicobacter Pylori. Infection occurs easily: when a family member is infected, the chance of other members to be infected is 95%. Transmission of the parasite occurs as a result of the general use of personal care products, tableware and it is also airborne. This microorganism may cause such symptoms as heartburn, bloating, pain, heaviness in the stomach.

**Use:** Every day, for 2 weeks.

## 17. No hepatitis A

Hepatitis A virus is transmitted through dirty hands, food, water, including sea water. It is especially common in Asia and Africa. When planning travel to these countries

you should take appropriate precautions: observe hygiene, drink only bottled water and use «No hepatitis A» program for the prevention and at the first suspicion of the presence of infection in you or in other people.

**Use:** Every day up to 2-3 times a day, for at least a month.

## 18. Healthy lymph

The lymph is the intercellular fluid found in the lymphatic system. The role of the lymph is particularly important as it contributes to the maintenance of water balance, homeostasis of the microenvironment of cells and has the potential to eliminate pathological microorganisms and toxins from the tissues. The inadequate circulation of the lymph nodes results in the non-response of the lymph function, leading to a pathological process.

The program aims to normalize lymphatic drainage, enhance lymphatic vessels, improve lymph nodes, which leads to decreased edema and better release of metabolites from the tissues. The use of this program, apart from the above, increases the defense of the organization.

**Use:** every day for one month.

## 19. No herpes

More than 90% of all people in the world are the carriers of different types of the herpes virus. You can become infected in many ways: through saliva, sex, unhygienic items, as well as airborne. At the beginning the disease may be asymptomatic, then the following characteristic symptoms may appear: headache, malaise, fever, herpetic eruptions. The program will help to reduce the recovery period and reduce inflammation and pain at various herpes infections.

**Use:** 1-2 times a day for a month.

## 20. Without toxins

The program contributes to the removal of toxins, improves drainage (detoxification) functions, resulting in improved immunity and increased vital energy. The program can be used after anti-parasitic programs, and independently for one month. Unlike other detox programs, it does not consume the body's energy resources.

**Use:** every day for one month.

## 21. No herpes simplex

Every third person is a carrier of the herpes simplex virus. This virus is localized in the mucous membranes of the lips, mouth, and genitals. It is transmitted mainly by contact with the fluids of the infected person's body (blood, saliva, semen, mucus secretion). If a person has been infected, herpes continues to exist in his body in a latent form, which exerts in the form of a rash when the immunity is decreased:

during hypothermia or overheating, during infectious diseases or during menstruation in women. The program effectively reduces the herpetic complications and prevents occurrence of the infection signs in the mucous.

**Use:** At the first signs of rash every 3 hours, and then 1-2 times a day for a month.

## 22. No herpes zoster

The disease, caused by herpes zoster virus, is called «shingles». If a person is ill with chicken pox (a form of zoster virus), the virus remains in the body in a latent form, and hides in the nerve cells. When person becomes ill with cold or chronic diseases, the virus enters the skin surface and forms on it the characteristic rash and severe pain on the path of any sensory nerve.

The aim of the program is to destroy the virus and to remove the main signs of its manifestation.

**Use:** Everyday up to 3-4 times a day, until the disappearance of symptoms of the disease, at least during 1 month. Use in complex with «No herpes» program.

**Caution!** The program is not used when a person is ill with varicella.

## 23. No mould & fungi

Modern heated apartments or private houses are the perfect abode for mould and fungi. Favorite habitats of mould are bathrooms, libraries, poorly ventilated premises. Fungi can enter the body through food, water, air. Mould penetrates the skin barrier wherever there are suitable conditions for it: humidity, temperature, organic residues in the form of mud or sebum. Fungi and mould cause diseases of the respiratory organs, digestive tract, skin and allergy.

The program is used to prevent fungal infections and to reduce manifestations of allergic reactions.

**Use:** 1-3 times a day, during a 4 week period. Use in complex with «No fungi» program.

## 24. No nematodes & ascarides

The eggs of helminthes, such as nematodes and ascaris, are ingested with unwashed fruits and vegetables, undercooked meat, through dirty hands. Living in their host organism, helminthes eat their tissues, process their nutrients (that is why there is an unhealthy appetite), and produce toxins. The infected person starts rapidly to lose weight, his/her skin peels, and he/she has hair loss. The most common helminthes are roundworms (ascaris). They can cause damage to the wall of the small intestine, intestinal obstruction, parotitis, bronchitis, focal pneumonia, hemoptysis, diseases of the liver and pancreas. Parasitism of ascarids and hookworms causes an allergic reaction, which manifests in the form of asthma and skin rash. Under the action of the program the helminthes stop eating, which leads to their death and to the natural withdrawal of the parasites from the digestive tract.

**Use:** On a daily basis. In total you should have at least 10 sessions. Repeat the course after 14 days. People who often communicate with animals and small children are advised to carry out preventive measures regularly: once (1 time) every quarter (every 4 months).

## 25. No parasites, Digestive tract

The presence of parasites in the digestive tract and in the liver causes different diseases: such as cholangitis, biliary dyskinesia, cholecystitis, hepatitis. The presence of parasites in the gut causes inflammation of the intestinal wall and reduced absorption of nutrients. Parasites release toxins which cause pain in the joints and muscles, affect the central nervous system, contribute to the emergence of depressive state, nervousness, restlessness, and sleep disturbances.

The aim of the program is to cleanse the body, liver and pancreas from the gastrointestinal parasites.

**Use:** The program is used on a daily basis, during 7-10 days. Repeat the course after 14 days.

## 26. No parasites, general

Wellness of the body without decontamination of parasites does not give a positive effect. The parasites are a trigger for many chronic diseases: cholecystitis, cholelithiasis, pancreatitis, colitis, diabetes, asthma, dermatitis. Symptoms such as chronic fatigue, irritability and anxiety, hyperactivity in children, anemia, brittle nails and hair, problem skin, headaches, eating disorders, low immunity, can be signals of this parasitosis. All parasitic diseases are dangerous because they are perfectly disguised as other diseases.

**Use:** The program is used on a daily basis. In total you should have at least 10 sessions. Repeat the course after 14 days.

## 27. No protozoans

Protozoa live in the body of every fifth person; infection occurs through dirty hands or food and water. The infected person feels severe abdominal pain, bloating, constant feeling of fatigue, depression. His liver and pancreas can suffer.

The program affects the most common types of protozoa: such as giardiasis, amoebas.

**Use:** 1-2 times a day, for 10-14 days. If re-infection occurs, it is necessary to identify the source of infection.

## 28. No schistosomes (blood-flukes) & trematodes

Trematodes are flat worms which cause serious infectious diseases. Trematodes can parasitize in the blood (schistosoma), liver, intestines, and lungs. The presence

of these parasites in the body can also become the cause of severe allergies in the form of itching, biliary dyskinesia, increased liver size, headaches and abdominal pain. Infection occurs by eating poorly washed greens or lettuce, not fully cooked meat of cattle, fish.

The aim of the program is to remove most trematode species from the organism (including schistosoma), irrespective of their stage of development and their location in the body.

**Use:** On a daily basis, for 14 days.

## 29. No staphylococcus

According to statistics, 20% of the population are constant carriers of staphylococcus. The bacteria live on the skin and in the upper part of the airways. Staphylococcus aureus is a frequent pathogen of infectious diseases, which affects the skin, soft tissue, upper respiratory tract, musculoskeletal system. Staphylococcus causes complications in the presence of flu, festering wounds, food poisoning.

The program works for common types of staphylococci, and is effective in the treatment of diseases caused by these bacteria.

**Use:** On a daily basis, up to 2 weeks, depending on the manifestations of infection.

## 30. No streptococcus

Streptococcus is a widespread group of microorganisms, including pathogens. They live on human skin, in the respiratory tract, in the intestine. They cause acute inflammation of the upper respiratory tract, urinary tract, abdominal organs, skin and soft tissues. Streptococcal infection is more severe than staphylococcus and can lead to disease of the joints, heart, kidneys, upper respiratory tract and others. The program is effective in the presence of angina, otitis, sinusitis and can be used both in complex therapy and in monotherapy.

**Use:** On a daily basis, up to 2 weeks, depending on the manifestations of infection.

## Automatic programs

| No in device | Name of the program   | Aim of program                                                                                                                                                                                                   | Use                                       |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 31           | Mode 1 - automatic    | Oppresses the activity of viruses, inhibits the vital activity of protozoal microorganisms. Optimal prevention of diseases when changing climatic zones, like visiting Asian countries.                          | Daily, during 1st week of the first month |
| 32           | Mode 2 - automatic    | Removes toxic load caused by strepto- and staphylococcus. It is effective both for colds and for the prevention of coccal infections.                                                                            | Daily, during 2nd week of the first month |
| 33           | Mode 3 - automatic    | Promotes the removal of bacterial complications of the gastrointestinal tract and urogenital system.                                                                                                             | Daily, during 3rd week of the first month |
| 34           | Mode 4 - automatic    | It displays mycotoxins formed by molds and yeast fungi. Reduces the risk of accumulation of carcinogenic factors.                                                                                                | Daily, during 4th week of the first month |
| 35           | Cleansing - automatic | It stimulates the removal of toxins and the normalization of lymphatic drainage, strengthening the lymphatic vessels. Helps removing the excess fluid from the intercellular space, it has an antiseptic effect. | Daily, during the second month            |

**Application:** in order to avoid a large toxic load, it is not recommended to use the «Cleaning» program and the «Complete Cleansing» automatic program of DeVita Ritm in one month.

**Attention!** If during the use of the programs of the first month nausea, headache, perspiration, or other symptoms of intoxication are observed, then additional application of this or other mode has to be carried out within the next 3 months. Each of them is involved in the course taking into account the life cycle of the infectious organism.

So:

- Modes 1-3: apply 14 days;
- Mode 4: 30 days.

The device is used daily at night.



Dispositivo para reforzar las  
propias fuerzas de protección  
y corrección de irradiaciones  
electromagnéticas de  
sistemas biológicos naturales

DeVita AP  
Modelo Base

Recomendaciones metódicas

## Introducción

Tienen en sus manos el equipo electromagnético «DeVita AP Modelo Base» el cual no tiene análogos en el mundo – un equipo para mantener un alto índice de salud. Su acción está basada en la irradiación de ondas electromagnéticas, las cuales entran en resonancia con las vibraciones de diferentes tipos de parásitos – de virus a helmintos. De esta forma, «DeVita AP Modelo Base» actúa de forma selectiva y dirigida sobre los agentes morbosos y los elimina, dándole al organismo del ser humano la posibilidad de funcionar en unas condiciones naturales, a no alteradas por factores externos.

El espléndido efecto de uso de «DeVita AP Modelo Base» se alcanza gracias a la alta capacidad penetrante del campo electromagnético en el organismo del ser humano. La frecuencia de las oscilaciones se fija con alta precisión, lo que permite actuar directamente sobre un microorganismo en concreto, sin causar daños a los tejidos y órganos circundantes.

Programas especialmente desarrollados permiten mantener un alto coeficiente de salud, bajo la existencia de los más diversos factores externos e internos. Cada tratamiento está destinado a actuar sobre un microorganismo determinado.

La principal ventaja de «DeVita AP Modelo Base» – es la presencia de programas especialmente desarrollados para mantener un alto coeficiente de salud, bajo la presencia de los más diversos factores internos y externos. Aparte de esto, el dueño de este equipo tiene la posibilidad de programarlo con cualquiera de los programas profilácticos «DeInfo» existentes. Esto permite seleccionar un tratamiento individual de profiláctica para cada persona.

## Listado de programas

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Antirefriado                  | 11. Sin bacterias     |
| 2. Antigripe                     | 12. Sin candida       |
| 3. Antivirus                     | 13. Sin clamidia      |
| 4. Tracto digestivo normal       | 14. Sin hongos        |
| 5. Drenaje, atitoxinos           | 15. Alto gripe básica |
| 6. Drenaje genetal               | 16. Sin helicobacter  |
| 7. Ayuda contra envenenamiento   | 17. Sin hepatitis A   |
| 8. Salud íntima                  | 18. Linfa sana        |
| 9. Mexicana (Detoxicación total) | 19. Sin herpes        |
| 10. Sin alergia                  | 20. Sin toxinas       |

- |                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 21. Sin herpes simplex (simple)         | 26. Alto parásitos            |
| 22. Sin herpes zoster                   | 27. Sin protozoarios          |
| 23. Sin antihongo y hongos              | 28. Sin schistosoma y digenea |
| 24. Sin nematodos y ascaride            | 29. Sin estafilococos         |
| 25. Alto Parásitos del tracto digestivo | 30. Sin estreptococos         |

**¡Atención!** El equipo tiene contraindicaciones para ser usado por mujeres en el primer trimestre de embarazo y personas, quienes han sufrido trasplantes de órganos. Asimismo no se recomienda usarlo en el transcurso de los dos primeros meses posteriores al infarto de miocardio. En casos de graves afecciones de corazón, hay que ubicar el dispositivo a una distancia superior a 0,5 m del cuerpo.

## 1. Antiresfriado

Los estimulantes de resfriado son los virus respiratorios que afectan los tractos respiratorios superiores (nariz, garganta, tráquea, laringe). Las enfermedades, causadas por este grupo de virus, se transmiten a través de las vías respiratorias y a gotas y no son tratadas con antibióticos. Las complicaciones después del resfriado son peligrosas – rinitis, sinusitis, otitis, etc. A menudo, debido a la reducción de inmunidad durante el resfriado, a la infección viral se agrega la infección bacterial. Por lo tanto, es conveniente utilizar este programa en conjunto con los programas «Sin estafilococos», «Sin estreptococos». El programa está dirigido a la reducción de inflamación de las membranas mucosas de la nariz, la garganta, los bronquios y a la activación de la inmunidad local.

**Uso:** Con los primeros síntomas del resfriado, en los primeros 3 días – hasta 2-3 veces al día. Después, 1 vez al día durante 7-14 días.

## 2. Antigripe

La gripe es una infección viral grave que afecta a las personas de cualquier edad. Cada año enferman de gripe hasta 500 millones de habitantes. Durante el curso grave de gripe se producen las afecciones irreversibles al sistema cardiovascular, vías respiratorias, sistema nervioso central. El virus se transmite a través de las vías respiratorias y a gotas (al estornudar, toser, hablar). La complicación más frecuente de la gripe es la neumonía. El programa tiene como objetivo la destrucción de distintas cepas de virus de la gripe, eliminación de las manifestaciones inflamatorias.

**Uso:** Para prevenir la gripe durante la epidemia, el programa se aplica 1 vez cada 2 días. Si es necesario, a diario, hasta 2-3 veces al día, en alternancia con el programa de «Alto gripe básica». Después de eso, debe utilizar el programa «Drenaje general». Es posible compartir con los programas «Sin estafilococos», «Sin estreptococos», «Sin cándida» para evitar la sobrecarga de bacterias y hongos, así como con los programas «Antivirus», «Antiresfriado».

### 3. Antivirus

Los virus son una forma transitoria entre la naturaleza animada e inanimada. Dado que el virus tiene el material genético, pero no tiene su propia célula, son los parásitos intracelulares. En esto consiste la complejidad de su destrucción – ellos se encuentran bajo la protección de la célula en la que viven. Los virus se transmiten a través de las vías respiratorias y a gotas, por transmisión doméstica y sexual. Especialmente, las personas con un sistema inmune debilitado son vulnerables a la infección

El programa tiene como objetivo la lucha contra diferentes virus, en particular, citomegalovirus (CMV) y virus de Epstein-Barr. También se utiliza con el propósito de reforzar la inmunidad del organismo y para la destrucción de virus.

**Uso:** Todos los días, durante los 14 días, en el periodo de diversas epidemias – día de por medio para reforzar la inmunidad.

### 4. Tracto digestivo normal

La infección intestinal se produce cuando se caen ciertos virus o bacterias patógenos en el organismo. Las personas de cualquier edad se afectan a similar infección, a menudo los niños y aquellos que toman antibióticos. El estado se acompaña de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, aumento de la temperatura. Durante las infecciones virales se pueden observar otros síntomas: constipado y aréola de la garganta, dolor al tragar, falta de apetito, bájón.

El programa tiene como objetivo la destrucción de virus de la gripe intestinal – rotavirus, así como las cepas patógenas de E. coli. El programa le ayudará a normalizar el estado y detener la deshidratación perjudicial para el organismo.

**Uso:** Utilizar las 4-5 veces seguidas en primer día para lograr el resultado seguro. En adelante, todos los días, 1-2 veces al día, durante 3-5 días. Alterna con el programa «Drenaje general» y «Antivirus». Es obligatorio de beber mucho líquido.

### 5. Drenaje, atitoxinos

Matriz intercelular es el lugar principal de la acumulación de toxinas, que llevan a la alteración del metabolismo, al desarrollo de enfermedades graves crónicas, al envejecimiento prematuro del organismo. Drenaje de los tejidos es la herramienta de desintoxicación del sector de tejido, contribuye a la eliminación de sales de los metales pesados y radionúclidos, a la mejora de los procesos metabólicos y el estado general del organismo.

**Uso:** Con una intoxicación fuerte, todos los días y conjuntamente con el programa «Drenaje general».

### 6. Drenaje general

Es uno de los principales programas para limpiar el organismo de las toxinas. El sistema linfático se ocupa por la retirada de sustancias tóxicas de los tejidos y

los órganos. Con diferentes enfermedades, la cantidad de sustancias nocivas se aumenta muchas veces. El sistema linfático no tiene tiempo para su retirada, y la intoxicación del organismo puede ocurrir de nuevo. Además, como consecuencia de la enfermedad o lesión es posible la alteración de reflujo natural del contenido desde la cavidad la herida o el órgano. La acumulación demasiada del líquido que contiene los organismos patógenos, puede causar la inflamación grave y el empeoramiento de estado del organismo humano.

El programa protege el organismo de la carga tóxica excesiva, neutraliza y elimina las toxinas del organismo, con eso sin cargar el sistema linfático.

**Uso:** Una vez, después de utilizar cualquiera de los programas antiparasitarios «DeVita AP Modelo Base».

## 7. Ayuda contra envenenamiento

Cuando se caen las enterobacterias o enterovirus en el organismo, se desarrolla una infección, que está conocida popularmente como el envenenamiento. Esta infección puede tener el carácter oculto o los signos claros de su presencia: dolor de cabeza, dolor en los músculos, en el espacio abdominal, aumento de temperatura, vómitos, trastorno de defecación. Las consecuencias pueden causar las lesiones graves de los órganos.

El programa ayuda al organismo a combatir la infección que causan los enterovirus y algunos tipos de salmonella, acelera el proceso de recuperación, reduce la probabilidad de complicaciones.

**Uso:** Utilizar las 4 - 5 veces seguidas en primer día para lograr el resultado seguro. En adelante, todos los días, 1-2 veces al día, durante 3-5 días. Alterna con el programa «Drenaje general» y «Antivirus». Es obligatorio de beber mucho líquido.

## 8. Salud íntima

Infecciones de aparato génito-urinario pueden transcurrir en la forma aguda o crónica.

Con el tiempo, la infección crónica puede causar el estrechamiento de uretra, la inflamación de articulaciones, llevar a la infertilidad y aumentar el riesgo de un embarazo ectópico. Periódicamente, durante el resfriado o la sobrecarga emocional, pueden producirse exacerbaciones. En general, las infecciones se transmiten durante los actos sexuales, y algunas en el momento de nacimiento. Su peligro consiste en que pueden transcurrir asintóticamente.

El programa afecta a estos microorganismos, como ureaplasma, mycoplasma, toxoplasma.

**Uso:** Todos los días, durante un mes.

## 9. Mexicana (Detoxicación total)

El sistema de limpieza completa profunda del organismo, que ha sido propuesto por R. Raif. El programa contribuye a la retirada de productos metabólicos y toxinas, mejora de la función de drenaje del sistema linfático, aumento de la capacidad de detoxificación del hígado, la activación de la función de excreción de renal, aumento del nivel de defensas del sistema inmune.

Durante el drenaje se produce el traspaso de toxinas desde la matriz al torrente sanguíneo a través del sistema linfático. Las toxinas se eliminan desde el torrente sanguíneo por los órganos de sistema de secreción, principalmente, por el hígado y los riñones. Durante el drenaje puede surgir el riesgo de sobrecarga de los órganos de sistema de secreción, en la que es posible el desarrollo de disfunción de estos órganos vitales. Por eso, en el programa «Mexicana (Detoxicación total)» han sido incluidas las frecuencias, dirigidas al apoyo de los órganos de sistema de secreción.

**Uso:** Todos los días, durante un mes, si son ausentes las enfermedades graves de hígado, riñones, sistema linfático. En caso de existencia de estas enfermedades, se recomienda utilizar el programa «Detoxicación total» de «DeVita Ritm Modelo Base» para la limpieza suave del organismo.

## 10. Sin alergia

La alergia es la sensibilidad excesiva del organismo a cualquier sustancia - productos, lana, polvo, polen, a los agentes químicos e infecciosos. Casi la mitad de la población del planeta sufre de alergia. La causa más común de alergia es la alimentación incorrecta y estilo de vida insalubre.

El programa elimina las principales manifestaciones de la alergia, facilita el estado de persona, contribuye a la estabilización del sistema inmunológico.

**Uso:** Todos los días, cuando hay indicaciones y para facilitar el estado. Con una fuerte agudización – 2-3 veces al día.

## 11. Sin bacterias

Es más peligroso en el desarrollo de enfermedades, causadas por una infección bacteriana, es la secreción de toxinas (venenos) por las bacterias, que poseen la acción inflamatoria, causan la intoxicación del organismo y dañan los órganos internos.

El programa se aplica cuando se infectan con bacterias de klebsiella, listeria, neumococo para reducir la manifestación de síntomas de la intoxicación y facilitar el estado de persona con una infección bacteriana de los órganos gastrointestinales y del sistema respiratorio.

**Uso:** Todos los días, hasta la desaparición de los síntomas de infección.

## 12. Sin candida

La candida entra en la composición de la microflora normal del intestino, vagina, boca. Pero al descenso de la inmunidad, la candida empieza a multiplicarse activamente y dañar el organismo. También existen las candidas patógenas, que caen en el organismo con los alimentos, a través de artículos para el hogar, después del uso de antibióticos drásticos, durante el acto sexual con una pareja infectada. Los síntomas de infección se manifiestan como erupciones alérgicas, lactumen, el dolor y ardor en los genitales, disbiosis.

El programa permite realizar la prevención de candidiasis.

**Uso:** 1-3 veces al día, durante 2-4 semanas. Utilizar en combinación con el programa «Sin protozoarios».

## 13. Sin clamidia

Las clamidias causan enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Las infecciones por clamidias a menudo transcurren asintóticamente, o con un mínimo de manifestaciones. Principalmente se afectan los órganos genito-urinario. Las mujeres son más susceptibles a esta infección, los niños pueden infectarse a través de los órganos de parto de la madre. Las infecciones por clamidias provocan las complicaciones graves, hasta la infertilidad, el daño de los órganos urinarios y genitales, las articulaciones, los ojos, si a tiempo liberarse de la infección.

**Uso:** Todos los días, durante 2-3 meses.

## 14. Sin hongos

El principal peligro de enfermedades de hongos es que, los sectores afectados por el hongo son el camino abierto para los agentes causales de diversas infecciones. A menudo, micosis afectan la piel, sus derivados (pelo, uñas), las membranas mucosas de los órganos internos. El saneamiento requiere un enfoque integrado y cumplimiento de las normas de higiene. El programa lucha activamente con los hongos, como trichophyton, microsporum, mucor.

**Uso:** Con el fin de prevenir la transmisión de infecciones producidas por hongos, se recomienda el uso de programa después de cada visita a la sauna, piscina, playa, comunicación con la persona infectada. A la presencia de infección por hongos en el organismo – 1-2 veces al día durante un mes.

## 15. Alto gripe básica

La gripe es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias superior e inferior, se acompaña por la intoxicación expresada y se puede llevar a las complicaciones graves. La gripe comienza con agudeza y rapidez (desde el momento de infección hasta los primeros síntomas pasa 48 horas). El principal síntoma de la intoxicación

es el aumento de temperatura corporal (40°C y superior). Esta temperatura puede persistir más de 5 días, lo que provoca la disnea o dificultad respiratoria, alteración de conciencia, convulsiones. En las personas con problemas de salud, los ancianos, los niños pequeños, esta temperatura lleva a shock infeccioso - tóxico (el estado, cuando se niegan los órganos vitales). Usando el programa «Alto gripe básica», Ud. se puede aliviar el estado del enfermo, y durante el uso complejo de varios programas contra el virus de gripe – restaurar rápidamente la salud, evitando complicaciones.

**Uso:** Con los primeros síntomas de la gripe con una temperatura corporal elevada, usar el programa 1-3 veces seguidas o alternar con el programa «Antigripe». Es obligatorio de beber mucho líquido.

## 16. Sin helicobacter

Helicobacter Piloni – es un microorganismo que habita en el estómago y el duodeno humano y genera el desarrollo de enfermedades peligrosas – gastritis, úlceras, hepatitis y otras. Según los datos de OMS, 60 % de la población de Tierra están infectados por helicobacteriosis. La infección se produce fácilmente, si un miembro de la familia se infecta, la probabilidad de infección del resto de familia es de 95 %. La transmisión del parásito se produce como resultado de utilización común de los medios de higiene personal, utensilios, través de la vía respiratoria y a gotas. Tales síntomas como ardor de estómago, timpanitis, dolor, pesadez en el estómago, pueden ser causados por este microorganismo.

**Uso:** Todos los días, durante 2 semanas.

## 17. Sin hepatitis A

El virus de hepatitis A se transmite a través de las manos sucias, comida, agua, incluida, agua del mar. Es especialmente común en los países de Asia y África. Al planear un viaje a estos países deben adoptar medidas de seguridad: observar higiene, beber sólo agua embotellada y utilizar el programa «Sin hepatitis A» para la prevención y a la primera sospecha de presencia de la infección de Ud. o de los demás.

**Uso:** Todos los días hasta 2-3 veces al día, durante 1 mes.

## 18. Linfa sana

La linfa es un tejido líquido del cuerpo. Desempeña un papel muy importante en el mantenimiento del equilibrio hídrico, la homeostasis del microambiente de las células y es capaz de eliminar microorganismos patológicos y toxinas de los tejidos. En el caso de insuficiencia de la circulación linfática, la linfa no logra cumplir con sus tareas básicas, lo que conlleva el origen de un proceso patológico.

El programa ayuda a normalizar el reflujo de linfa, fortalece las paredes de vasos linfáticos, mejora la condición de ganglios linfáticos, lo que conduce a una reducción de edematización y mejora la liberación de metabolitos de los tejidos. El seguimiento del programa aumenta las defensas del cuerpo.

**Uso:** Todos los días durante un mes.

## 19. Sin herpes

Los portadores del virus de diferentes tipos de herpes es más del 90% de todas las personas en el planeta. Las personas pueden infectarse de diferentes maneras: a través de saliva, relaciones sexuales, artículos de higiene, así como través de la vía respiratoria y a gotas. En el comienzo, la enfermedad puede ser asintomática, en adelante, aparecen síntomas característicos: dolor de cabeza, malestar general, aumento de temperatura, erupciones herpéticas. El programa le ayudará a reducir el tiempo de recuperación y reducir las manifestaciones inflamatorias y dolorosas durante diferentes infecciones herpéticas.

**Uso:** 1-2 veces al día durante un mes.

## 20. Sin toxinas

El programa ayuda a eliminar toxinas, mejora las funciones de drenaje, y, como consecuencia, se mejora la inmunidad y se fortalece la energía vital. Se usa como un programa de desintoxicación después de enfermedades parasitarias, y también de forma independiente durante un mes. A diferencia de otros programas de desintoxicación, no consume recursos energéticos del organismo.

**Uso:** Todos los días durante un mes.

## 21. Sin herpes simplex (simple)

Una de cada tres personas es portadora del virus herpes simplex. El virus se localiza en las membranas mucosas de los labios, la boca, los genitales. Se transmite principalmente por contacto de líquidos corporales de la persona infectada (sangre, saliva, semen, secreto de la mucosa). Si la persona ha sido infectada, el herpes sigue existiendo en el organismo en el estado latente, apareciendo como erupciones durante la bajada de inmunidad – durante la hipotermia o el exceso de temperatura, las enfermedades infecciosas o durante la menstruación. El programa reduce eficazmente las agravaciones herpéticas y evita la aparición de síntomas de infección en la mucosa.

**Uso:** Con los primeros síntomas de erupciones, utilizar cada 3 horas y, a continuación, 1-2 veces al día durante un 1 mes. Utilizar en combinación con el programa de «Sin herpes».

## 22. Sin herpes zoster

La enfermedad, causada por el virus herpes zoster, se llaman herpes zóster. Si la persona había padecido de la enfermedad de varicela (una de las formas de zoster), el virus permanece en el organismo en estado latente y se esconde en las células nerviosas. Durante la hipotermia, enfermedades por resfriado o enfermedades crónicas, el virus entra en la superficie de piel con formación en ella de las erupciones características y las sensaciones fuertes dolorosas de cualquier nervio sensorial.

El programa tiene como objetivo la destrucción de virus y la retirada de síntomas principales de su manifestación.

**Uso:** Todos los días hasta 3-4 veces al día, hasta la desaparición de manifestaciones de la enfermedad, minimum 1 mes. Utilice en combinación con el programa de «Sin herpes».

**¡Atención!** Si hay la varicela, el programa no se usa.

## 23. Sin antihongo y hongos

Apartamento moderno climatizado o una casa privada – es un refugio excelente para el moho y los hongos. Querida hábitat de mohos son baños, bibliotecas, alojamientos mal ventilados. Los hongos pueden caer en el organismo con el alimento, agua, aire. El moho penetra a través de cada barrera en todas las partes, donde hay las condiciones adecuadas (humedad, temperatura, residuos orgánicos en forma de suciedad o la grasa de piel) para ello. Los hongos y el moho causan las enfermedades respiratorias, gastrointestinales, de la piel y alergias.

El programa se utiliza para prevenir las infecciones por hongos y la reducción de manifestaciones de las reacciones alérgicas.

**Uso:** 1-3 veces al día durante 4 semanas. Utilice en combinación con el programa «Sin hongo».

## 24. Sin nematodos y ascáride

Los huevos de verme – nematodos y ascáride – caen en el organismo a través de las frutas y verduras sucias, carne mal preparado, manos sucias. Los vermes, viviendo en el organismo humano, se alimentan sus tejidos, reciclan sus nutrientes (de ahí apetito insalubre), emiten toxinas. Comienza la reducción drástica de peso, descamación de piel, pérdida de pelo. Los más comunes son helmintos – ascárides. Ellos pueden causar daños en las paredes del intestino delgado, obstrucción del intestino, peritoneo, bronquitis, neumonías locales, hemoptisis, enfermedad del hígado y páncreas. Vida de parásito de ascárides y nematodos provoca una reacción alérgica que se manifiesta en forma de asma bronquial y erupciones en la piel. Bajo la influencia del programa, los vermes dejan de nutrirse, que lleva a su muerte y retirada natural de los parásitos desde el tracto digestivo.

**Uso:** El programa se utiliza cada día. Total es no menos de 10 sesiones. El curso repetir dentro los 14 días. La gente que a menudo relaciona con animales y niños pequeños, se recomienda 1 vez en el trimestre realizar regularmente las actividades de prevención.

## 25. Alto parásitos del tracto digestivo

La presencia de parásitos en el tracto digestivo y en el hígado se convierte en la causa del desarrollo de enfermedades tales como la colangitis, la disquinesia de las vías biliares, colecistitis, hepatitis. La presencia de parásitos en el intestino provoca la inflamación de pared intestinal y la disminución de absorción de los nutrientes. Las toxinas, liberadas por los parásitos, causan el dolor en las articulaciones y músculos, afectan al sistema nervioso central, favorecen a la aparición de estados depresivos, estados de nerviosismo, ansiedad, trastornos del sueño.

El programa tiene como objetivo la purificación de organismo de los parásitos de tracto digestivo, hígado y páncreas.

**Uso:** El programa se usa a diario, durante 7-10 días. Repetir dentro los 14 días de curso.

## 26. Alto parásitos

El saneamiento del organismo sin liberación de los parásitos no da el efecto positivo manifestado. Precisamente, los parásitos son un mecanismo de arranque para muchas enfermedades crónicas: colecistitis, mal de piedra, pancreatitis, colitis, diabeto, asma bronquial, dermatitis. Tales síntomas como fatiga crónica, irritabilidad y ansiedad, hiperactividad en los niños, anemia, cabello y uñas quebradizas, piel problemática, dolores de cabeza, trastornos del apetito, disminución de la inmunidad, pueden ser señales de parasitosis actual. Todas enfermedades parasitarias son peligrosas porque se camuflan bien por otras enfermedades.

**Uso:** El programa se utiliza a diario. En total es no menos de 10 sesiones. Repetir el curso dentro de los 14 días.

## 27. Sin protozoarios

Los protozoarios viven en el organismo de cada quinta persona, el contagio se produce a través de las manos sucias o los alimentos y el agua. El infectado tiene los fuertes dolores abdominales, tumefacción, sensación permanente de la fatiga, depresión. Pueden afectarse el hígado y páncreas.

El programa afecta a más comunes tipos de los protozoarios (lamblia, amebas).

**Uso:** 1-2 veces al día, durante 10 - 14 días. Cuando se vuelve la infección, es necesario identificar las fuentes de infección.

## 28. Sin schistosoma y digenea

Digenea – son los gusanos planos que causan graves enfermedades infecciosas. Digenea pueden vivir como parásitos en la sangre (schistosoma), el hígado, el intestino, los pulmones. La presencia de estos parásitos en el organismo también

puede causar alergias en la forma de piel con picor, disquinesia biliar, aumento de tamaño del hígado, dolores de cabeza y dolor abdominal. La infección se produce durante el consumo de la verdura o ensalada mal lavadas, carne de vacuno no preparado hasta el final, pescado.

El programa tiene como objetivo de retirada de la mayoría de especies de digenea, incluyendo schistosoma, independientemente de la etapa de su desarrollo y de localización en el organismo.

**Uso:** Todos los días, durante 14 días.

## 29. Sin estafilococos

Según las estadísticas, el 20% de la población de Tierra son los portadores permanentes de estafilococos. Las bacterias se habitan en la piel, así como en la zona de las vías respiratorias superiores. El estafilococo – es el estimulante frecuente de las enfermedades infecciosas, que afectan a la epidermis, tejido blando, parte superior de las vías respiratorias, el aparato locomotor. Los estafilococos causan las complicaciones durante la gripe, supuraciones en las heridas, intoxicaciones alimentarias.

El programa afecta a los tipos comunes de estafilococos, es eficaz durante la terapia combinada de enfermedades, causadas por estas bacterias.

**Uso:** Todos los días, hasta 2 semanas, dependiendo de la manifestación de infección.

## 30. Sin estreptococos

Los estreptococos – es un grupo amplio de microorganismos, donde se encuentran los microorganismos patógenos. Ellos habitan en la cutícula de los humanos, en las vías respiratorias, el intestino. Se producen las inflamaciones agudas de los órganos otorrinos, el sistema urinario, los órganos de cavidad abdominal, la piel y los tejidos blandos. La infección de estreptococo es más grave que los estafilococos, puede hacer daño a las articulaciones, el corazón, los riñones, los órganos otorrinos y otros. El programa es eficaz durante la angina, otitis, sinusitis como en el uso combinado, tanto por separado.

**Uso:** Todos los días, hasta 2 semanas, dependiendo de la manifestación de infección.

## Programas automáticos

| No. en dispositivo | Denominación            | ¿Cuál es el objetivo?                                                                                                                                                                                                | Uso                                         |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 31                 | Básico 1 automático     | Oprime la actividad de los virus, inhibe la actividad vital de microorganismos protozoarios. Prevención óptima de enfermedades cuando se cambian las condiciones climatológicas, cuando uno visita países asiáticos. | Diariamente durante la 1ª semana del 1º mes |
| 32                 | Básico 2 automático     | Elimina la carga tóxica causada por estreptococos y estafilococos. Es efectivo tanto para resfriados como para la prevención de infecciones cónicas.                                                                 | Diariamente durante la 2ª semana del 1º mes |
| 33                 | Básico 3 automático     | Contribuye a la eliminación de complicaciones bacterianas del tracto gastrointestinal y del sistema urogenital.                                                                                                      | Diariamente durante la 3ª semana del 1º mes |
| 34                 | Básico 4 automático     | Elimina micotoxinas formadas por hongos de moho y hongos de levadura. Disminuye el riesgo de acumulación de factores cancerígenos.                                                                                   | Diariamente durante la 4ª semana del 1º mes |
| 35                 | Purificación automática | Ayuda a eliminar toxinas, favorece a la normalización del reflujo de linfa, el fortalecimiento de los vasos linfáticos. Ayuda a eliminar el exceso de líquido del espacio intercelular, tiene un efecto antiséptico. | Diariamente durante el 2º mes               |

**Uso:** para evitar una carga tóxica grande, no se recomienda usar en un mes el programa «Purificación Automática» y el programa «Purificación Completa» de DeVita Ritm.

**¡Advertencia!** En el proceso de aplicación de los programas del primer mes, puede haber signos de intoxicación manifestada en forma de: náuseas, dolor de cabeza, irritación de garganta u otros síntomas. En este caso, es necesario repetir los programas correspondientes durante el 3º mes. Cada uno de ellos se activa por el curso en atención al ciclo de vida del agente infeccioso.

Así:

- los programas «Básico 1-3» — se usan durante 14 días;
- el programa «Básico 4» — se usa durante 30 días.

El dispositivo se activa diariamente en la noche.

Συσκευή ενίσχυσης των  
προστατευτικών δυνάμεων και  
αποκατάστασης της φυσικής  
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  
σε φυσικά βιοσυστήματα

DeVita AP  
Μοντέλο Base

Οδηγίες χρήσης

## Εισαγωγή

Έχετε στα χέρια σας την μοναδική ηλεκτρομαγνητική συσκευή «DeVita AP Μοντέλο Base», – μια συσκευή που στοχεύει στην διατήρηση ενός υψηλού συντελεστή της υγείας και ευεξίας. Η λειτουργική δράση της συσκευής βασίζεται στην εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων, που συντονίζονται με τις ταλαντώσεις, οι οποίες εκπέμπονται από διαφορετικών τύπων παράσιτα - από ιούς έως και ελμινθες. Μ' αυτόν τον τρόπο το «DeVita AP Μοντέλο Base» επιλεκτικά στοχεύει τα παθογόνα μικρόβια και συμβάλει στην εξουδετέρωσή τους, το γεγονός που επιτρέπει στον ανθρώπινο οργανισμό να λειτουργήσει σε φυσικές, μη επιβαρυμένες από εξωτερικές παράγοντες συνθήκες.

Το ξεχωριστό αποτέλεσμα της χρήσης «DeVita AP Μοντέλο Base» επιτυγχάνεται λόγω της υψηλής διεισδυτικής ικανότητας της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα. Η συχνότητα δόνησης ρυθμίζεται με εξαιρετική ακρίβεια, ώστε να πλήξει στοχευόμενα κάποιο συγκεκριμένο μικροοργανισμό, χωρίς να βλάπτει τους περιβάλλοντες ιστούς και όργανα.

Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα επιτρέπουν να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο της υγείας και ευεξίας ανεξάρτητα από διάφορους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Κάθε τέτοιο πρόγραμμα προορίζεται να πλήξει ένα συγκεκριμένο είδος μικροοργανισμού .

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα «DeVita AP Μοντέλο Base» – είναι η διαθεσιμότητα των αυτόματων, ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων. Επιπλέον, ο χρήστης της συσκευής έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα προγράμματα πρόληψης «DelInfo». Το γεγονός που επιτρέπει να επιλεχτεί μια εξατομικευμένη πορεία πρόληψης για κάθε άτομο.

## Κατάλογος των προγραμμάτων

- |                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1. Χωρίς κρυολόγημα         | 13. Απαλλαγή από τα χλαμύδια             |
| 2. Προστασία από την γρίπη  | 14. Κατά των μυκήτων                     |
| 3. Αντικό                   | 15. Κατά της γρίπης (βασικό)             |
| 4. Υγεία του γαστρεντερικού | 16. Κατά του ελικοβακτηριδίου            |
| 5. Κυτταρική αποτοξίνωση    | 17. Χωρίς ηπατίτιδα Α                    |
| 6. Αρχικός καθαρισμός       | 18. Υγιής λέμφος                         |
| 7. Κατά της δηλητηρίασης    | 19. Κατά του έρπη                        |
| 8. Σεξουαλική υγεία         | 20. Χωρίς τοξίνες                        |
| 9. Detox Mexicana           | 21. Κατά του απλού έρπη                  |
| 10. Αντιμετώπιση αλλεργιών  | 22. Κατά του έρπη ζωστήρα                |
| 11. Αντιβακτηριακό          | 23. Απαλλαγή από μύκητες και μούχλα      |
| 12. Κατά της κάντιντα       | 24. Κατά των νηματοδών και των ασκαρίδων |

- |                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| 25. Τέλος στα εντεροστομαχικά παράσιτα | 28. Χωρίς σχιστόσωμα και τριματώδη |
| 26. Τέλος στα παράσιτα                 | 29. Κατά των σταφυλόκοκκων         |
| 27. Προστασία από τα πρωτόζωα          | 30. Κατά των στρεπτόκοκκων         |

**Προσοχή!** Η συσκευή έχει αντένδειξη της χρήσης σε γυναίκες κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και σε ανθρώπους, που έχουν υποστεί μεταμόσχευση οργάνων. Επίσης, δεν συνιστάται η χρήση κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Με σοβαρές καρδιακές νόσους η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση όχι πιο κοντά από 0,5 μ.

## 1 Χωρίς κρυολόγημα

Στους διεγέρτες τού κρυολογήματος περιλαμβάνονται ιοί που προσβάλλουν τις οδούς τού άνω αναπνευστικού (μύτη, φάρυγγα, τραχεία, λάρυγγα). Οι ασθένειες που προκαλούνται από αυτή την ομάδα των ιών μεταδίδονται δια μέσου αέρος και σταγονιδίων και δεν θεραπεύονται με αντιβιοτικά. Επικίνδυνες επιπλοκές μετά από ένα κρυολόγημα αποτελούν: η ρινίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα, η ωτίτιδα κ.α. Εξαιτίας τού αποδυναμωμένου ανοσοποιητικού, συχνά στην λοίμωξη από ιό προστίθεται και η βακτηριακή λοίμωξη. Γι'αυτό το λόγο είναι σκόπιμο το συγκεκριμένο πρόγραμμα να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τα προγράμματα «Κατά στρεπτόκοκκων» και «Κατά σταφυλόκοκκων». Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην μείωση της λοίμωξης των βλεννογόνων της μύτης, τού λαιμού, των βρόγχων και την ενεργοποίηση του τοπικού ανοσοποιητικού.

**Εφαρμογή:** Στις πρώτες ενδείξεις κρυολογήματος, στα πρώτα 3 εικοσιτετράωρα έως 2-3 φορές ανά ημέρα. Στη συνέχεια, 1 φορά την ημέρα για 7-14 μέρες.

## 2 Προστασία από την γρίπη

Η γρίπη αποτελεί μια βαριά ιογενής λοίμωξη η οποία προσβάλλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας. Κάθε χρόνο από τη γρίπη προσβάλλονται έως 500 εκατ. άτομα. Σε βαριές μορφές γρίπης προκαλούνται μη αντιστρεπτές βλάβες του καρδιαγγειακού συστήματος, τού αναπνευστικού, τού κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο ιός μεταδίδεται με το διασκορπισμό σταγονιδίων στον αέρα (με φτερνίσματα, βήχα, κατά τη διάρκεια συνομιλίας). Η πιο δύσκολη επιπλοκή τη γρίπης είναι η πνευμονία. Το πρόγραμμα προορίζεται για την εξολόθρευση διαφόρων στελεχών της γρίπης και την εξουδετέρωση των φλεγμονωδών εκδηλώσεων.

**Εφαρμογή:** προληπτικά κατά την περίοδο επιδημίας το πρόγραμμα εφαρμόζεται 1 φορά ανά 2 ημέρες. Εάν είναι απαραίτητο: καθημερινά 2-3 φορές ανά ημέρα, εναλλάξ με το πρόγραμμα «Κατά της γρίπης (Βασικό)». Μετά από αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα «Αρχικός καθαρισμός». Προς αποφυγή μυκητιακής επιβάρυνσης είναι πιθανή η συνδυαστική χρήση και των προγραμμάτων «Κατά των σταφυλόκοκκων», «Κατά στρεπτόκοκκων», «Κατά κάντιντα», όπως και των προγραμμάτων «Αντιικό» και «Χωρίς κρυολόγημα».

### 3 Αντικό

Οι ιοί αποτελούν μια μεταβατική μορφή μεταξύ ζωντανής και νεκρής φύσης. Επειδή οι ιοί διαθέτουν γενετικό υλικό, αλλά δεν έχουν δικό τους κύτταρο, αυτοί αποτελούν ενδοκυτταρικά παράσιτα. Εδώ ακριβώς συνίσταται και η δυσκολία στην εξολόθρευση τους: βρίσκονται υπό την προστασία του κυττάρου, μέσα στο οποίο ζουν. Οι ιοί μεταδίδονται δια μέσου του αέρα, με την επαφή και σεξουαλικά. Τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό κινδυνεύουν περισσότερο.

Το πρόγραμμα προορίζεται για την καταπολέμηση διαφόρων ιών και ιδιαίτερα του κυτταρομεγαλοϊού και ιού Epstein-Barr. Επίσης, χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, για την καταπολέμηση του ιού μαζί με τα προσβεβλημένα κύτταρα.

**Εφαρμογή:** Καθημερινά, για ένα μήνα.

### 4 Υγεία του γαστρεντερικού

Η λοίμωξη του γαστρεντερικού προκαλείται με την προσβολή του οργανισμού από ορισμένα παθογόνα βακτήρια και ιούς. Από μια τέτοια λοίμωξη κινδυνεύουν άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά και αυτοί που λαμβάνουν αντιβιοτικά. Σε μια τέτοια κατάσταση παρατηρούνται: ναυτία, έμετος, διάρροια, πόνοι στο στομάχι, πυρετός. Σε ιογενείς λοιμώξεις μπορούν να παρατηρηθούν και άλλα συμπτώματα: συνάχι, ερεθρύλες στο λαιμό, πόνοι κατά την κατάποση, ανορεξία, μειωμένες αντοχές.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξολόθρευση του ιού εντερικής γρίπης, τον ροταϊό, και των παθογόνων στελεχών του E. Coli. Συμβάλει στην ομαλοποίηση της κατάστασης και σταματάει την καταστροφική για τον οργανισμό αφυδάτωση.

**Εφαρμογή:** για την επίτευξη ενός σταθερού αποτελέσματος να χρησιμοποιείται τα πρώτα είκοσι τετράωρα 4-5 συνεχόμενες φορές. Στη συνέχεια, 1-2 φορές/ημέρα για 3-5 ημέρες. Χρησιμοποιείτε το, εναλλάξ με το πρόγραμμα «Αρχικός καθαρισμός» και «Αντιϊός». Υποχρεωτική είναι η μεγάλη κατανάλωση υγρών.

### 5 Κυτταρική αποτοξίνωση

Το διακυτταρικό πλέγμα αποτελεί την κυριότερη περιοχή συσσώρευσης των τοξινών, οι οποίες προκαλούν την διαταραχή στον μεταβολισμό, την ανάπτυξη βαρέων χρόνιων ασθενειών, την πρόωρη γήρανση του οργανισμού. Ο διακυτταρικός καθαρισμός αποτελεί μέσον αποτοξίνωσης των ιστών, συμβάλει στην αποβολή αλάτων βαρέων μετάλλων και ραδιονουκλιδίων, στην βελτίωση του μεταβολισμού και της συνολικής κατάστασης του οργανισμού.

**Εφαρμογή:** σε περίπτωση ισχυρής τοξικής προσβολής, καθημερινά σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Αρχικός καθαρισμός»

### 6 Αρχικός καθαρισμός

Αποτελεί ένα από τα βασικότερα προγράμματα καθαρισμού του οργανισμού από τις τοξίνες. Το λεμφικό σύστημα είναι αυτό που έχει αναλάβει την αποβολή των τοξινών

από τους ιστούς και τα όργανα. Με τις διάφορες ασθένειες ο αριθμός των βλαπτικών για τον οργανισμό στοιχείων αυξάνεται πολλαπλώς. Το λεμφικό σύστημα δεν προλαβαίνει να τις αποβάλλει με αποτέλεσμα ο οργανισμός μπορεί να προσβληθεί και πάλι από τις τοξίνες. Εκτός απ' αυτό, εξαιτίας μιας ασθένειας ή τραύματος, είναι πιθανή η διαταραχή στην φυσιολογική εκροή των τοξικών περιεχομένων από την κοιλότητα ή το όργανο. Η πλεονάζουσα συσσώρευση υγρών με παθογενείς οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη και την επιδείνωση στην κατάσταση του ανθρώπινου οργανισμού.

Το πρόγραμμα προστατεύει τον οργανισμό από το επιπλέον τοξικό φορτίο, εξουδετερώνει και αποβάλλει τις τοξίνες από τον οργανισμό, χωρίς να επιβαρύνει την λειτουργία του λεμφικού.

**Εφαρμογή:** μια φορά, μετά από την χρήση ενός οποιουδήποτε από τα βασικά αντιπαρασιτικά προγράμματα «DeVita AP Μοντέλο Base».

## 7 Κατά της δηλητηρίασης

Κατά την προσβολή του ανθρώπινου οργανισμού από εντεροβακτηρίδια ή εντεροϊούς, αναπτύσσεται μια λοίμωξη που συνηθίζουμε να την ονομάζουμε δηλητηρίαση. Η λοίμωξη αυτή μπορεί να είναι «αφανής» ή να έχει εμφανή συμπτώματα: πονοκέφαλο, πόνους στους μύες, πόνους στην περιοχή στομάχου, πυρετό, έμετο, διαταραχή στην κένωση του εντέρου. Οι συνέπειες μπορούν να είναι οδυνηρές για κάποια όργανα.

Το πρόγραμμα βοηθάει τον οργανισμό ν'αντιμετωπίσει τη λοίμωξη που προκαλούν οι εντεροϊοί και κάποιες μορφές σαλμονέλας, επιταχύνει την διαδικασία αποκατάστασης, μειώνει την πιθανότητα επιπλοκών.

**Εφαρμογή:** να χρησιμοποιείτε τα πρώτα 24-ωρα 4-5 συνεχόμενες φορές για την επίτευξη ενός σταθερού αποτελέσματος. Στη συνέχεια, καθημερινά από 1-2 φορές, για 3-5 μέρες. Χρησιμοποιείτε το εναλλάξ με το πρόγραμμα «Αρχικός καθαρισμός» και «Αντιϊός». Υποχρεωτική είναι η μεγάλη κατανάλωση υγρών.

## 8 Σεξουαλική υγεία

Οι λοιμώξεις του ουρογεννητικού μπορούν να περνούν υπό οξεία είτε χρόνια μορφή. Μια χρόνια λοίμωξη, με τον καιρό μπορεί να προκαλέσει το στένωμα της ουρήθρας, την φλεγμονή των αγγείων, να οδηγήσει στη στειρότητα και ν'αυξήσει το ρίσκο της εξωμήτριας εγκυμοσύνης. Περιοδικά, κατά την διάρκεια κάποιου κρυολογήματος είτε μιας συναισθηματικής φόρτισης, μπορεί να προκληθεί επιδείνωση. Οι λοιμώξεις μεταδίδονται κατά κανόνα με σεξουαλικό τρόπο, ενώ μερικές μεταδίδονται και κατά την γέννα. Η επικινδυνότητά τους έγκειται στο γεγονός ότι, αυτές μπορούν να υπάρχουν χωρίς να εκδηλώνουν συμπτώματα.

Το πρόγραμμα επιδρά σε μικροοργανισμούς όπως ουρεόπλασμα, μυκόπλασμα, τοξόπλασμα.

**Εφαρμογή:** καθημερινά, για ένα μήνα.

## 9 Detox Mexicana

Σύστημα πλήρους και βαθέως καθαρισμού τού οργανισμού, όπως προτάθηκε από τον R. Raif. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην απομάκρυνση των προϊόντων μεταβολισμού και των τοξινών, στη βελτίωση της λειτουργίας τού λεμφικού συστήματος, στην αύξηση των δυνατοτήτων αποτοξίνωσης τού συκωτιού, την ενεργοποίηση των απεκκριτικών λειτουργιών των νεφρών, την ενδυνάμωση των αμυντικών μηχανισμών του ανοσοποιητικού.

**Εφαρμογή:** Σε περίπτωση απουσίας σοβαρών παθήσεων των νεφρών, του συκωτιού, λεμφικού συστήματος, να χρησιμοποιείτε καθημερινά, για ένα μήνα. Σε περίπτωση ύπαρξης αυτών των παθήσεων, για έναν απαλό καθαρισμό του οργανισμού συνίσταται η χρήση τού αυτόματου προγράμματος «Πλήρης καθαρισμός» της «DeVita Ritm Μοντέλο Base».

## 10 Αντιμετώπιση αλλεργιών

Η αλλεργία αποτελεί μια αυξημένη ευαισθησία του οργανισμού απέναντι σε κάποια στοιχεία: προϊόντα, τρίχες των ζώων, σκόνη, γύρη, χημικά προϊόντα, παράγοντες λοίμωξεων. Ο μισός πληθυσμός τού πλανήτη σχεδόν, υποφέρει από αλλεργίες. Ως αιτία μιας αλλεργίας είναι συχνά η κακή διατροφή και ο μη υγιής τρόπος ζωής.

Το πρόγραμμα αφαιρεί τις κυριότερες εκδηλώσεις της αλλεργίας, ανακουφίζει την κατάσταση του ανθρώπου, συμβάλλει στην σταθεροποίηση του ανοσοποιητικού.

**Εφαρμογή:** καθημερινά, κατά την διάρκεια εκδηλώσεων και για την ανακούφιση της κατάστασης.

## 11 Αντιβακτηριακό

Το πιο επικίνδυνο στην ανάπτυξη ασθενειών που προκαλούνται από μια βακτηριακή λοίμωξη αποτελεί η έκκριση από τα βακτήρια τοξινών (δηλητηρίων), οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια φλεγμονώδη δράση, προκαλούν την τοξική προσβολή του οργανισμού και καταστρέφουν τα εσωτερικά όργανα.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την μείωση των συμπτωμάτων της τοξικής προσβολής και την ανακούφιση της κατάστασης του ατόμου σε περίπτωση βακτηριακής λοίμωξης των οργάνων του γαστρεντερικού και αναπνευστικού.

**Εφαρμογή:** καθημερινά, έως την εξαφάνιση των εκδηλώσεων της λοίμωξης.

## 12 Κατά της κάντιντα

Η κάντιντα περιλαμβάνεται στην σύνθεση κανονικής μικροχλωρίδας του εντέρου, τού αιδοίου, τού στόματος. Όμως, με την αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού η κάντιντα αρχίζει να πολλαπλασιάζεται δυναμικά και να προκαλεί ζημιά στον οργανισμό. Επίσης, υπάρχουν διάφορα παθογενή κάντιντα που προσχωρούν στον οργανισμό μαζί με προϊόντα διατροφής, μέσω αντικειμένων της καθημερινότητας, μετά από την χρήση ισχυρών αντιβιοτικών, κατά την σεξουαλική πράξη με μολυσμένο σύντροφο. Τα συμπτώματα της προσβολής εμφανίζονται με την μορφή αλλεργικών εξανθημάτων

στην επιδερμίδα, μυκητιασική στοματίτιδα, πόνους και κάψιμο στα γεννητικά όργανα, δυσβακτηρίωση.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται και προληπτικά κατά της καντινίωσης.

**Εφαρμογή:** 1-3 φορές ημερησίως για 2-4 εβδομάδες. Χρησιμοποιείτε το σε συνδυασμό «Προστασία από τα πρωτόζωα».

### 13 Απαλλαγή από τα χλαμύδια

Τα χλαμύδια προκαλούν λοιμώδεις ασθένειες, που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή. Η χλαμυδίωση συχνά περνάει χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, είτε με ελάχιστες εκδηλώσεις. Προσβάλλονται κυρίως τα όργανα του ουρογεννητικού. Οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες σ'αυτή τη λοίμωξη, ενώ τα παιδιά μπορούν να προσβληθούν κατα τον τοκετό. Εάν δεν απαλλαγούμε έγκαιρα, η χλαμυδίωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, ακόμα και την στειρότητα, μπορεί να προσβάλλει τα όργανα του ουρογεννητικού, τα αγγεία, τα μάτια.

**Εφαρμογή:** καθημερινά, για 2-3 μήνες.

### 14 Κατά των μυκήτων

Ο βασικότερος κίνδυνος από τις μυκητιάσεις αποτελεί το γεγονός ότι, οι περιοχές που προσβάλλονται από τον μύκητα αποτελούν την «πόρτα εισόδου» για διάφορους παράγοντες λοίμωξης. Οι μύκητες προσβάλλουν συχνότερα την επιδερμίδα και τους παράγωγους της (μαλλιά, νύχια), τους βλεννογόνους των εσωτερικών οργάνων. Η αποθεραπεία απαιτεί μια συνολική αντιμετώπιση και τήρηση των κανόνων υγιεινής. Το πρόγραμμα καταπολεμάει ενεργά τέτοιους μύκητες όπως Trichophyton, Microsporum και Mucor.

**Εφαρμογή:** με σκοπό να προλάβουμε την προσβολή από μύκητες συνίσταται η χρήση τού προγράμματος κάθε φορά μετά από επίσκεψη σε σάουνα, πισίνα, πλαζ, είτε συναναστροφή με προσβεβλημένο άτομο. Σε περίπτωση μυκητίασης: 1-2 φορές την ημέρα, για ένα μήνα.

### 15 Κατά της γρίπης (βασικό)

Η γρίπη είναι μια ασθένεια που προσβάλλει το ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό, η οποία συνοδεύεται με εκφρασμένη τοξική προσβολή και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Η γρίπη εκδηλώνεται απότομα και έντονα (από την στιγμή της προσβολής έως τα πρώτα συμπτώματα μεσολαβούν 48 ώρες). Βασικό σύμπτωμα αποτελεί ο υψηλός πυρετός (400C και άνω). Μια τέτοια θερμοκρασία μπορεί να διατηρηθεί για πάνω από 5 ημέρες, κάτι που προκαλεί δύσπνοια ή διαταραχές στην αναπνοή, διαταραχή στην αντίληψη, σπασμούς. Στα άτομα με ασθενή υγεία, στους ηλικιωμένους, στα μικρά παιδιά μια τέτοια θερμοκρασία επιφέρει τοξικό (μολυσματικό) σοκ (μια κατάσταση, στην οποία μπορεί να σταματήσει η λειτουργία ζωτικής σημασίας οργάνων). Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Κατά της γρίπης (βασικό)» θα μπορέσετε

να ελαφρύνετε την κατάσταση τού ασθενή, ενώ σε συνδυαστική εφαρμογή μερικών προγραμμάτων κατά τού ιού της γρίπης θα μπορούσατε ν'αποκαταστήσετε την υγεία αποκλείοντας τις επιπλοκές.

**Εφαρμογή:** με την τις πρώτες ενδείξεις της γρίπης με αυξημένη θερμοκρασία τού σώματος το πρόγραμμα να χρησιμοποιείται 1-3 συνεχόμενα, είτε εναλλάξ με το πρόγραμμα «Προστασία από την γρίπη». Υποχρεωτική είναι μεγάλη κατανάλωση υγρών.

## 16 Κατά του ελικοβακτηριδίου

Ο *Helicobacter Pylori* είναι ένας μικροοργανισμός ο οποίος βιώνει στο στομάχι και στο δωδεκαδάκτυλο τού ανθρώπου και προκαλεί την ανάπτυξη επικίνδυνων ασθενειών όπως γαστρίτιδας, ηπατίτιδας, έλκη κλπ. Σύμφωνα με τα στοιχεία Π.Ο.Υ. το 60% τού πληθυσμού της γης έχει προσβληθεί από ελικοβακτηρίωση. Η μετάδοση της ασθένειας γίνεται πολύ εύκολα, αφού στην περίπτωση που μολυνθεί ένα μέλος μιας οικογένειας, η πιθανότητα να κολλήσουν και τα υπόλοιπα μέλη ανέρχεται στο 95%. Η μετάδοση του παράσιτου γίνεται λόγω της κοινής χρήσης των ειδών υγιεινής, των οικιακών σκευών, και από τον αέρα.

Συμπτώματα όπως καούρα, φούσκωμα, πόνος, βάρος στο στομάχι είναι πιθανόν να προκαλούνται απ'αυτόν τον μικροοργανισμό.

**Εφαρμογή:** καθημερινά, για 2 εβδομάδες.

## 17 Χωρίς ηπατίτιδα Α

Ο ιός ηπατίτιδας Α μεταδίδεται με τα βρώμικα χέρια, την τροφή, το νερό ακόμα και το θαλασσινό. Ιδιαίτερα διαδεδομένος είναι στις χώρες Ασίας και Αφρικής. Όταν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε σ'αυτές τις χώρες θα πρέπει να λάβετε τα αντίστοιχα μέτρα προφύλαξης: να τηρείτε τα μέτρα υγιεινής, να πίνετε μόνο εμφιαλωμένο νερό και να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα «Χωρίς ηπατίτιδα Α» προληπτικά, είτε με την πρώτη υποψία μόλυνσης σε σας, είτε στους γύρω σας.

**Εφαρμογή:** καθημερινά 2-3 φορές την ημέρα, τουλάχιστον για 1 μήνα.

## 18 Υγιής λέμφος

Η λέμφος είναι το μεσοκυττάριο υγρό που βρίσκεται στο λεμφικό σύστημα. Ο ρόλος της λέμφου είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της υδατικής ισορροπίας, της ομοιότητας του μικροπεριβάλλοντος των κυττάρων και έχει την ιδιότητα να αποβάλλει τους παθολογικούς μικροοργανισμούς και τις τοξίνες από τους ιστούς. Η ανεπαρκής κυκλοφορία των λεμφαδένων, έχει ως αποτέλεσμα την μη ανταπόκριση των βασικών λειτουργιών της λέμφου, γεγονός που οδηγεί στην εμφάνιση μιας παθολογικής διαδικασίας.

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ομαλοποίηση της λεμφικής αποστράγγισης (αποτοξίνωσης), την ενίσχυση των λεμφικών αγγείων, τη βελτίωση των λεμφαδένων, η οποία οδηγεί στην μείωση των οιδημάτων και στην καλύτερη απελευθέρωση

μεταβολιών από τους ιστούς. Η χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος, εκτός των άνωθεν, αυξάνει την άμυνα του οργανισμού.

**Εφαρμογή:** καθημερινά για ένα μήνα.

## 19 Κατά του έρπη

Φορείς του ιού διαφόρων τύπων του έρπη είναι πάνω από το 90% των κατοίκων του πλανήτη. Η μόλυνση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους: με το σάλιο, την σεξουαλική επαφή, με τα είδη υγιεινής και διαμέσω του αέρα. Αρχικά η ασθένεια εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα, στη συνέχεια εμφανίζονται χαρακτηριστικές ενδείξεις: πονοκέφαλος, αδιαθεσία, πυρετός, ερπητικά εξανθήματα. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει στην γρήγορη αποθεραπεία, θα μειώσει τις φλεγμονώδεις εκδηλώσεις και τους πόνους σε διάφορες ερπητικές λοιμώξεις.

**Εφαρμογή:** 1-2 φορές την ημέρα, για ένα μήνα.

## 20 Χωρίς τοξίνες

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην απομάκρυνση των τοξινών, βελτιώνει τις λειτουργίες αποστράγγισης (αποτοξίνωσης), με αποτέλεσμα, την βελτίωση του ανοσοποιητικού και την αύξηση της ζωτικής ενέργειας. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από αντιπαρασπαστικά προγράμματα, αλλά και ανεξάρτητα για ένα μήνα. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα αποτοξίνωσης, δεν καταναλώνει τους ενεργειακούς πόρους του οργανισμού.

**Εφαρμογή:** καθημερινά για ένα μήνα.

## 21 Κατά του απλού έρπη

Ο ένας στους τρεις ανθρώπους είναι φορέας του απλού έρπη. Ο ιός εντοπίζεται στους βλεννογόνους των χειλιών, του στόματος, των γεννητικών οργάνων. Μεταδίδεται κατά κύριο λόγο με την επαφή με τα υγρά του μολυσμένου ατόμου (αίμα, σάλιο, σπέρμα, εκκρίσεις βλεννογόνων). Εάν ένα άτομο είχε μολυνθεί παλιότερα, ο έρπης συνεχίζει να εφίσταται στον οργανισμό σε λανθάνουσα μορφή, και εμφανίζεται υπό μορφή εξανθημάτων σε περιόδους αποδυνάμωσης του ανοσοποιητικού: σε περιπτώσεις υπερψύξης ή υπερθέρμανσης του οργανισμού, σε λοιμώδεις ασθένειες ή την περίοδο της έμμηνου ρύσης στις γυναίκες. Το πρόγραμμα μειώνει αποτελεσματικά την ερπητική επιβάρυνση και αποτρέπει την εμφάνιση των συμπτωμάτων της λοίμωξης στους βλεννογόνους.

**Εφαρμογή:** με τα πρώτα εξανθήματα, κάθε 3 ώρες, κατόπιν 1-2 φορές την ημέρα, για ένα μήνα. Εφαρμόστε το συνδυαστικά με το πρόγραμμα «Κατά του έρπη».

## 22 Κατά του έρπη ζωστήρα

Ο ιός του έρπη ζωστήρα προκαλεί την ομώνυμη πάθηση. Εάν κάποιος άνθρωπος πέρασε την ανεμοβλογιά (μία από τις μορφές του ζωστήρα), ο ιός παραμένει στον οργανισμό σε λανθάνουσα μορφή και κρύβεται στα νευρικά κύτταρα. Σε περίπτωση ψύξης, κρυολογημάτων ή χρόνιων νοσημάτων, ο ιός βγαίνει στην επιφάνεια της

επιδερμίδας με την δημιουργία χαρακτηριστικών εξανθημάτων και έντονους πόνους κατά μήκος οποιουδήποτε αισθητήριου νεύρου.

Το πρόγραμμα προορίζεται για την εξολόθρευση του ιού και την εξουδετέρωση των βασικών του συμπτωμάτων.

**Εφαρμογή:** καθημερινά έως 3-4 φορές την ημέρα, έως την πλήρη εξαφάνιση των εκδηλώσεων της νόσου, τουλάχιστον για 1 μήνα. Εφαρμόστε το συνδυαστικά με το πρόγραμμα «Κατά του έρπη».

**Προσοχή!** σε περίπτωση ανεμοβλογιάς το πρόγραμμα δεν χρησιμοποιείται.

## 23 Απαλλαγή από μύκητες και μούχλα

Ένα σύγχρονο διαμέρισμα ή μονοκατοικία αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας. Το αγαπημένο ενδιαίτημα της μούχλας είναι το μπάνιο, οι βιβλιοθήκες, οι οικιακοί χώροι που δεν αερίζονται καλά. Οι μύκητες μπορούν να εισχωρήσουν στον ανθρώπινο οργανισμό με την τροφή, με το νερό ή μέσω αέρα. Η μούχλα διαπερνά τον επιδερμικό φλοιό σε οποιοδήποτε σημείο του, αρκεί να επικρατούν οι κατάλληλες γι' αυτό συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία, οργανικά υπολείμματα υπό μορφή λασπωμένης βρωμιάς ή σμήγματος). Οι μύκητες και η μούχλα προκαλούν παθήσεις του αναπνευστικού, του γαστρεντερικού, της επιδερμίδας, όπως και αλλεργία.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την πρόληψη των μυκητιάσεων και την μείωση των αλλεργικών αντιδράσεων.

**Εφαρμογή:** 1-3 φορές την ημέρα, για 4 εβδομάδες. Χρησιμοποιείστε συνδυαστικά με το πρόγραμμα «Κατά των μυκήτων».

## 24 Κατά των νηματοδών και των ασκαρίδων

Τα αυγά των σκωλήκων (νηματοδών και ασκαρίδων) εισχωρούν στον οργανισμό με τα άπλυτα φρούτα και λαχανικά, με το μη καλά μαγειρεμένο κρέας, μέσω βρώμικων χειρών. Οι σκωλήκες, ζώντας στον οργανισμό τρέφονται με τους ιστούς του, ανακυκλώνουν τα θρεπτικά του συστατικά (από εδώ και η έλλειψη όρεξης), εκκρίνουν τοξίνες. Τότε ξεκινάει η απότομη απώλεια βάρους, ξεφλούδισμα της επιδερμίδας, η τριχόπτωση. Οι ασκαρίδες και τα νηματώδη είναι τα έλμινθα που συναντιούνται συχνότερα. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα τοιχώματα του λεπτού εντέρου, την αδιαπερατότητα του εντέρου, την περιτοναϊκή φλεγμονή, βρογχίτιδα, εστιακή πνευμονία, αιμόπτυση, παθήσεις συκωτιού και παγκρέατος. Η παρασιτική δράση των νηματοδών και ασκαρίδων προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις, που εμφανίζονται υπό μορφή βρογχικού άσθματος και δερματικών εξανθημάτων. Με την εφαρμογή του προγράμματος οι σκωλήκες σταματούν να τρέφονται, κάτι που προκαλεί τον θάνατό τους και την εν συνεχεία φυσιολογική τους απομάκρυνση από το έντερο.

**Εφαρμογή:** το πρόγραμμα χρησιμοποιείται καθημερινά. Συνολικά τουλάχιστον 10 εφαρμογές. Μετά από 14 ημέρες η αγωγή να επαναληφθεί. Στα άτομα που έχουν

συχνή επαφή με ζώα ή μικρά παιδιά συνίσταται να κάνουν τακτικές προληπτικές εφαρμογές 1 φορά ανά τρίμηνο.

## 25 Τέλος στα εντεροστομαχικά παράσιτα

Η ύπαρξη παρασίτων στο εντεροστομαχικό και το συκώτι αποτελούν την αιτία για την ανάπτυξη τέτοιων παθήσεων όπως χολαγγεΐτιδα, δυσκινησία της χολής, χολοκυστίτιδα, ηπατίτιδα. Η παρουσία παράσιτων στο έντερο προκαλεί φλεγμονή στα τοιχώματα του εντέρου και την αποδυνάμωση στην αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών. Οι τοξίνες που εκκρίνουν τα παράσιτα προκαλούν πόνους στις αρθρώσεις και μύες, προσβάλλουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, συμβάλλουν στη ανάπτυξη της κατάθλιψης, νευρικότητας, ανησυχίας, διαταραχών ύπνου.

Το πρόγραμμα προορίζεται για τον καθαρισμό του οργανισμού από τα παράσιτα στο γαστρεντερικό, το συκώτι και το πάγκρεας.

**Εφαρμογή:** το πρόγραμμα χρησιμοποιείται καθημερινά για 7-10 ημέρες. Μετά από 14 ημέρες η αγωγή να επαναληφθεί.

## 26 Τέλος στα παράσιτα

Μια πλήρης αποκατάσταση της υγείας του οργανισμού δεν είναι εφικτή χωρίς την ολοκληρωτική απαλλαγή από τα παράσιτα. Τα παράσιτα είναι αυτά που αποτελούν την πρωταρχική αιτία για πολλές χρόνιες ασθένειες: χολοκυστίτιδα, χολολιθίαση, παγκρεατίτιδα, κολίτιδα, διαβήτης, άσθμα, δερματίτιδα. Συμπτώματα όπως χρόνια κόπωση, ευερεθιστότητα και αγωνία, υπερκινητικότητα στα παιδιά, αναίμια, εύθραυστα νύχια και αδύναμα μαλλιά, προβληματική επιδερμίδα, πονοκέφαλοι, ανορεξία, εξασθένηση τού ανοσοποιητικού, μπορούν ν'αποτελούν σημάδια μιας εν εξελίξει παρασίτωσης. Όλες οι παρασιτικές ασθένειες είναι επικίνδυνες διότι καμουφλάρονται άριστα πίσω από άλλες ασθένειες.

**Εφαρμογή:** το πρόγραμμα χρησιμοποιείται καθημερινά. Συνολικά, τουλάχιστον 10 εφαρμογές. Μετά από 14 ημέρες η αγωγή να επαναληφθεί.

## 27 Προστασία από τα πρωτόζωα

Τα πρωτόζωα βρίσκονται στον οργανισμό κάθε πέμπτου ανθρώπου. Η μόλυνση πραγματοποιείται μέσω βρώμικων χειρών, προϊόντων διατροφής και νερού. Στο άτομο που έχει προσβληθεί ξεκινούν έντονοι στομαχόπονοι, φουσκώματα, μια μόνιμη αίσθηση κούρασης, κατάθλιψη. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο συκώτι και το πάγκρεας.

Το πρόγραμμα προορίζεται για την αντιμετώπιση των πιο διαδεδομένων πρωτόζωων (λάμβλιες, αμοιβάδες).

**Εφαρμογή:** 1-2 φορές την ημέρα, για 10-14 ημέρες. Εάν η μόλυνση επαναληφθεί για δεύτερη φορά, είναι απαραίτητο ν'αναβρεθεί η πηγή (μόλυνσης).

## 28 Χωρίς σχιστόσωμα και τριματώδη

Τα τριματώδη είναι επίεδοι σκώληκες, οι οποίοι προκαλούν σοβαρά λοιμώδη νοσήματα. Τα τριματώδη μπορούν ν'αναπτυχθούν στο αίμα (σχιστοσώματα), στο συκώτι, το έντερο, τούς πνεύμονες. Η ύπαρξη αυτών των παρασίτων στον οργανισμό μπορεί να αποτελέσει αιτία μιας ισχυρής αλλεργίας υπό μορφή κνησμού, δυσκινησίας στις οδούς της χοληδόχου κύστης, αύξηση των διαστάσεων τού συκωτιού, πονοκεφάλων και πόνων στο στομάχι. Η μόλυνση πραγματοποιείται από κατανάλωση σαλατικών που δεν έχουν πλυθεί καλά, κρέατος βοοειδών που δεν μαγειρεύτηκε επαρκώς είτε ψαρικών.

Το πρόγραμμα προορίζεται για την απομάκρυνση των περισσότερων τριματωδών, και σχιστοσωμάτων μαζί, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξής τους και την θέση τους στον ανθρώπινο οργανισμό.

**Εφαρμογή:** καθημερινά για 14 ημέρες.

## 29 Κατά των σταφυλόκοκκων

Σύμφωνα με την στατιστική, το 20% τού πληθυσμού της Γης είναι μόνιμοι φορείς τού σταφυλόκοκκου. Τα βακτήρια αυτά ζουν στην επιδερμίδα, όπως και στη ζώνη τού άνω αναπνευστικού. Ο σταφυλόκοκκος αποτελεί συχνή αιτία λοιμωδών νοσημάτων, που προσβάλλουν την επιδερμίδα, τον μαλακό ιστό, την ανώτερη αναπνευστική οδό, το μυοσκελετικό σύστημα. Οι σταφυλόκοκκοι προκαλούν επιπλοκές σε περιπτώσεις γρίπης, διαπύηση σε πληγές, τροφικές δηλητηριάσεις.

Το πρόγραμμα προορίζεται για την καταπολέμηση των πιο διαδεδομένων ειδών σταφυλόκοκκων και είναι αποτελεσματικό σε συνδυαστική με άλλα προγράμματα αντιμετώπιση των παθήσεων που προκαλούνται απ' αυτά τα βακτήρια.

**Εφαρμογή:** καθημερινά για έως και 2 εβδομάδες, ανάλογα με την εκδήλωση της λοίμωξης.

## 30 Κατά των στρεπτόκοκκων

Οι στρεπτόκοκκοι αποτελούν μια ευρέως διαδεδομένη ομάδα μικροοργανισμών, μεταξύ των οποίων συναντιούνται και παθογόνα. Ζουν στο ανθρώπινο δέρμα, στην αναπνευστική οδό, στο έντερο. Προκαλούν οξεία φλεγμονή στην ανώτερη αναπνευστική οδό, στο ουροποιητικό σύστημα, στα όργανα κοιλιακής χώρας, στο δέρμα και στον μαλακό ιστό. Μια στρεπτοκοκκική λοίμωξη είναι πιο σοβαρή από ό, τι μια σταφυλοκοκκική, και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες των αρθρώσεων, της καρδιάς, των νεφρών, ΩΡΛ-οργάνων κ.α.

Το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό στη στηθάγχη, ωτίτιδα, ιγμορίτιδα τόσο σε συνδυαστική θεραπεία, όσο και μεμονωμένα.

**Εφαρμογή:** καθημερινά για έως 2 εβδομάδες, ανάλογα με την εκδήλωση της λοίμωξης.

## Αυτόματα προγράμματα-complexes

| Νο<br>στη<br>συσκευή | Ονομασία                      | Δράση                                                                                                                                                                                                                                      | Εφαρμογή                                                                 |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 31                   | Πρόγραμμα<br>λειτουργίας<br>1 | Καταστέλλει τη δραστηριότητα των ιών, αναστέλλει τη ζωτική δραστηριότητα των πρωτόζωων μικροοργανισμών. Βέλτιστη πρόληψη ασθενειών κατά την αλλαγή κλιματικών ζωνών, που παρατηρούνται σε ασιατικές χώρες                                  | Καθημερινά, κατά τη διάρκεια της 1ης εβδομάδας του πρώτου μήνα θεραπείας |
| 32                   | Πρόγραμμα<br>λειτουργίας<br>2 | Αφαιρεί το τοξικό φορτίο που προκαλείται από τους στρεπτό- και σταφυλόκοκκους. Είναι αποτελεσματικό τόσο για κρυολογήματα όσο και για την πρόληψη λοιμώξεων από κόκκους.                                                                   | Καθημερινά, κατά τη διάρκεια της 2ης εβδομάδας του πρώτου μήνα θεραπείας |
| 33                   | Πρόγραμμα<br>λειτουργίας<br>3 | Πρωωθεί την αφαίρεση των βακτηριακών επιπλοκών του γαστρεντερικού σωλήνα και του ουρογεννητικού συστήματος.                                                                                                                                | Καθημερινά, κατά τη διάρκεια της 3ης εβδομάδας του πρώτου μήνα θεραπείας |
| 34                   | Πρόγραμμα<br>λειτουργίας<br>4 | Απομακρύνει τις μυκοτοξίνες που σχηματίζονται από μούχλα και ζυμομύκητες. Μειώνει τον κίνδυνο συσσώρευσης καρκινογόνων παραγόντων.                                                                                                         | Καθημερινά, κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας του πρώτου μήνα θεραπείας |
| 35                   | Καθαρισμός<br>αυτόματο        | Πρωωθεί την αποσυμφόρηση των τοξινών, την ομαλοποίηση της λεμφικής αποστράγγισης (αποτοξίνωσης), την ενίσχυση των λεμφικών αγγείων. Βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας του υγρού από τον ενδοκυττάριο χώρο, έχει αντισηπτικό αποτέλεσμα | Καθημερινά, κατά τη διάρκεια του δεύτερου μήνα θεραπείας                 |

**Εφαρμογή:** Για να αποφύγετε ένα μεγάλο τοξικό φορτίο, δεν συνιστάται η χρήση του αυτόματου προγράμματος «Καθαρισμός» και του αυτόματου προγράμματος «Ολικός Καθαρισμός» της DeVita Ritm Base για ένα μήνα.

**Προσοχή!** Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των αντίστοιχων προγραμμάτων παρατηρηθεί, κεφαλαλγία, εφίδρωση ή άλλες εκδηλώσεις τοξικότητας, τότε η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για τους επόμενους 3 μήνες. Κάθε ένα από τα προγράμματα συμβάλλει δραστικά στην όλη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής του μολυσματικού παράγοντα.

Εφαρμογή:

- Προγράμματα λειτουργίας 1-3 για 14 μέρες
- Πρόγραμμα λειτουργίας 4 για 30 μέρες.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή καθημερινά, τη νύχτα.

Dispositif pour améliorer  
leurs propres forces  
de sécurité et les  
corrections rayonnement  
électromagnétique naturel

DeVita AP  
Modèle Base

Recommandations méthodologiques

## Introduction

Vous avez à la main un dispositif électromagnétique unique «DeVita AP Modèle Base» qui n'a pas d'équivalents mondiaux, c'est un appareil pour le maintien du haut coefficient de la santé. Son action se base sur l'émission des ondes électromagnétiques qui résonnent avec les oscillations de divers types de parasites – des virus aux helminthes. Donc, «DeVita AP Modèle Base» exerce une influence sélective et orientée sur les agents pathogènes et les détruit, ce qui donne à l'organisme humain une possibilité de fonctionner dans les conditions naturelles qui ne sont pas surchargées par les facteurs extérieurs.

Un effet excellent de l'utilisation de «DeVita AP Modèle Base» est atteint grâce à un haut pouvoir de pénétration du champ électromagnétique dans un organisme humain. La fréquence d'oscillations est formée avec une haute précision, ce qui permet d'exercer une influence orientée sur un microorganisme concret sans porter atteinte aux tissus et organes ambiants.

Les programmes spécialement élaborés permettent de maintenir un haut coefficient de la santé les facteurs extérieurs et intérieurs les plus différents étant réunis. Chaque cours est destiné pour l'influence sur un certain microorganisme.

Un avantage très important de «DeVita AP Modèle Base» – c'est la présence des programmes automatiques spécialement élaborés pour le maintien du haut coefficient de la santé les facteurs extérieurs et intérieurs les plus différents étant réunis. Outre cela, le possesseur du dispositif a une possibilité de programmation à l'aide de n'importe quels programmes prophylactiques disponibles de «DeInfo». Cela permet de trouver un cours individuel de la prophylaxie pour chaque homme.

## Liste des programmes

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Anti-refroidissement              | 11. Stop bactéries      |
| 2. Anti-grippe                       | 12. Stop candida        |
| 3. Anti-virus                        | 13. Sans chlamydias     |
| 4. Tractus gastrointestinal en ordre | 14. Sans dermatophytes  |
| 5. Drainage antitoxique              | 15. Stop grippe de base |
| 6. Drainage général                  | 16. Sans helicobacter   |
| 7. Aide aux empoisonnements          | 17. Sans hépatite A     |
| 8. Santé intime                      | 18. Lymphe saine        |
| 9. Désintoxication mexicaine         | 19. Stop herpès         |
| 10. Sans allergie                    | 20. Sans toxines        |

- |                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 21. Stop herpès simplexe                       | 27. Sans protozoaires           |
| 22. Stop zona                                  | 28. Sans bilharzies et distomes |
| 23. Stop moisi et dermatophytes                | 29. Sans staphylocoques         |
| 24. Sans anguillules et ascarides              | 30. Sans streptocoques          |
| 25. Stop parasites de tractus gastrointestinal |                                 |
| 26. Stop parasites général                     |                                 |

**Attention!** Le dispositif a des contre-indications contre l'utilisation par les femmes dans le premier trimestre de la grossesse et les gens ayant supporté la transplantation des organes. Il n'est non plus recommandé de l'utiliser les deux premiers mois après l'infarctus du myocarde. Il faut placer le dispositif pas plus près que 0,5 m du corps en cas des maladies graves du cœur.

## 1. Anti-refroidissement

Les agents pathogènes du refroidissement sont des virus respiratoires frappant les voies respiratoires supérieures (nez, gorge, trachée, larynx). Les maladies provoquées par ce groupe des virus sont transmises par propagation en gouttelettes et ne peuvent pas être traitées par les antibiotiques. Les complications après le refroidissement – les rhinites, les sinusites, les otites etc sont dangereuses. Souvent à cause de l'affaiblissement de l'immunité l'infection bactériologique s'ajoute au refroidissement. C'est pourquoi il est rationnel d'utiliser ce programme avec ceux de «Sans staphylocoques», «Sans streptocoques». Le programme est adressé à la réduction de l'inflammation des muqueuses du nez, de la gorge, des bronches et à l'intensification de l'immunité locale.

**Mode d'emploi:** Aux premiers indices de refroidissement, les premiers 3 jours – 2-3 fois par jour. Ensuite – une fois par jour pendant 7-14 jours.

## 2. Anti-grippe

La grippe c'est une grave infection virulente frappant les gens de tout âge. Environ 500 millions d'hommes tombent malades chaque année de la grippe. Au grave déroulement de la grippe des affections irréversibles du système cardio-vasculaire, des voies respiratoires, du système cérébro-spinal apparaissent. Le virus est transmis par propagation en gouttelettes (à l'éternuement, la toux, la conversation). La complication la plus fréquente de la grippe – la pneumonie. Ce programme est ciblé à la suppression des diverses souches des virus de la grippe, l'élimination des manifestations inflammatoires.

**Mode d'emploi:** Pour la prévention de la grippe pendant l'épidémie ce programme est appliqué 1 fois dans 2 jours. En cas de nécessité – chaque jour, 2-3 fois par jour au maximum, en alternant avec le programme «Stop grippe de base». Après quoi il faut se servir du programme «Drainage général». Pour éviter des

complications bactériologiques et fongiques l'utilisation avec les programmes «Sans staphylocoques», «Sans streptocoques», «Stop candida», ainsi que les programmes «Anti-virus», «Anti-refroidissement» est possible.

### 3. Anti-virus

Les virus représentent une forme de transition entre les vivants et le règne minéral. Puisque les virus ont un matériel génétique, mais ils n'ont pas des cellules, ils sont des parasites intercellulaires. Notamment dans cela est la complexité de leur destruction – ils sont sous la protection de la cellule, où ils vivent. Les virus sont transmis par propagation en gouttelettes, par voie ménagère et sexuelle. Les gens avec l'immunité affaiblie sont particulièrement exposés à la contamination.

Le programme est ciblé à la lutte contre différents virus, en particulier, le cytomégalovirus et le virus d'Epstein-Barr. Il est utilisé aussi en vue du renforcement de l'immunité de l'organisme, de la destruction du virus.

**Mode d'emploi:** Chaque jour, pendant 14 jours, aux période des épidémies tous les deux jours, pour renforcer l'immunité.

### 4. Tractus gastrointestinal en ordre

L'infection intertinale apparaît à l'atteinte de l'organisme de certains virus ou bactéries pathogènes. Les gens de tout âge sont sujets à telle infection, le plus souvent, les enfants et ceux qui prennent des antibiotiques. L'état est accompagné par la nausée, le vomissement, la diarrhée, les douleurs de le ventre, l'élévation de température. Aux infections virulentes d'autres symptômes peuvent être observés: le rhume et la rougeur de la gorge, la douleur à la déglutition, l'absence de l'appétit, la faiblesse.

Le programme est ciblé à la destruction du virus de la gastro-entérite aiguë épidémique non bactérienne – rotavirus, ainsi que des souches pathogènes du bacille intestinal. Il aide à normaliser l'état et arrêter la déshydratation pernicieuse pour l'organisme.

**Mode d'emploi:** Utilisez au premier jour 4-5 fois consécutivement afin d'atteindre un résultat durable. Après - chaque jour, 1-2 fois par jour, pendant 3-5 jours. Combinez avec le programme «Drainage général» et «Anti-virus». La boisson abondante est vivement conseillée.

### 5. Drainage antitoxique

La matrice extracellulaire est un principal lieu de l'accumulation des toxines, qui provoquent le désordre métabolique, le développement des graves maladies chroniques, le vieillissement prématuré de l'organisme. Le drainage des tissus est le moyen de la détoxification du secteur de tissu, contribuant à l'élimination des sels des métaux lourds et des radiollucléides, l'amélioration des processus métaboliques et l'état général de l'organisme.

**Mode d'emploi:** En cas d'intoxication grave chaque jour et avec le programme «Drainage général».

## 6. Drainage général

C'est un des programmes principaux d'épuration de l'organisme des toxines. C'est le système lymphatique qui s'occupe de l'élimination des matières toxiques des tissus et des organes. Les maladies diverses entraînent une augmentation accrue de la quantité de substances nuisibles. Le système lymphatique n'a pas le temps de les éliminer, et l'intoxication de l'organisme peut avoir lieu de nouveau. En outre, en conséquence de la maladie ou de la blessure, la détérioration du reflux naturel du contenu de la cavité de la blessure ou de l'organe est possible. L'accumulation superflue du liquide contenant des organismes pathogènes, peut provoquer une inflammation sérieuse et l'aggravation de l'état de l'organisme humain.

Le programme protège l'organisme contre la charge superflue toxique, neutralise et évacue les toxines de l'organisme, sans charger avec ceci le système lymphatique.

**Mode d'emploi:** Une fois, après l'utilisation de chaque programme de base contre les parasites de «DeVita AP Modèle Base».

## 7. Aide en cas d'empoisonnement

L'infection se développe à l'atteinte de l'organisme des entérobactéries ou enrétovirus, ce qui est appelé dans le peuple par l'empoisonnement. Cette infection peut avoir un caractère caché ou des indices évidents de son existence: le mal de tête, la douleur des muscles, dans le domaine abdominal, l'élévation de température, le vomissement, les troubles des selles. Les conséquences peuvent amener aux graves affections des organes.

Le programme aide l'organisme à venir à bout de l'infection, provoquée par les entérovirus et certains types des salmonelles, accélère le processus de la restitution, réduit la probabilité des complications.

**Mode d'emploi:** Prendre aux premiers jours 4-5 fois de suite pour atteindre un résultat durable. Puis - chaque jour 1-2 fois, pendant 3-5 jours. Alternier avec le programme «Drainage général» et «Anti-virus». La boisson abondante est vivement conseillée.

## 8. Santé intime

Les infections de l'appareil uro-génital peuvent évoluer sous une forme aiguë ou chronique.

L'infection chronique peut provoquer avec le temps le rétrécissement de l'urètre, l'inflammation des articulations, amener à la stérilité et augmenter le risque de la grossesse ultra-utérine. Périodiquement, des aggravations peuvent apparaître pendant le refroidissement ou les surcharges émotionnelles. Les infections sont essentiellement transmises lors d'un rapport sexuel, et certains à la naissance. Leur danger est qu'elles peuvent être asymptomatiques.

Le programme influence tels microorganismes, comme ureaplasma, mycoplasma, toxoplasma.

**Mode d'emploi:** Chaque jour pendant un mois.

## 9. Désintoxication mexicaine

C'est le système de la dépuración complète profonde de l'organisme proposé par R. Rife. Ce programme contribue à l'élimination des déchets de métabolisme et des toxines, à l'amélioration de la fonction de drainage du système lymphatique, à l'augmentation des possibilités de détoxification du foie, à l'intensification de la fonction sécrétoire des reins, à l'augmentation du niveau de la défense immunitaire.

Pendant le drainage les toxines de la matrice sont transférées au flux sanguin par le système lymphatique. Les toxines sont évacuées du flux sanguin par les organes de sécrétion, principalement, par le foie et les reins. Lors du drainage, le risque de surcharge des organes de sécrétion peut surgir, ce qui peut provoquer la dysfonction de ces organes d'une importance vitale. C'est pourquoi le programme «Désintoxication mexicaine» contient des fréquences ciblées au soutien des organes de sécrétion.

**Mode d'emploi:** Chaque jour, pendant un mois, en l'absence des maladies sérieuses du foie, des reins, du système lymphatique. Le cas échéant, il est recommandé, pour la dépuración douce de l'organisme, d'utiliser le programme automatique «Dépuración Complète» «DeVita Ritm Modèle Base».

## 10. Sans allergie

L'allergie c'est une extrême sensibilité de l'organisme à certaines substances – les produits, la laine, la poussière, le pollen, les agents chimiques et infectieux. Presque la moitié de la population de la planète souffre de l'allergie. La raison de l'allergie est le plus souvent la malnutrition et le mode de vie malsain.

Le programme retire les manifestations principales de l'allergie, soulage l'état de l'homme, contribue à la stabilisation du système immunitaire.

**Mode d'emploi:** Chaque jour, en présence des indications et pour le soulagement de l'état. En cas de l'aggravation – 2-3 fois par jour.

## 11. Stop bactéries

L'émission par les bactéries des toxines (poisons) avec l'action inflammatoire, ce qui provoque l'intoxication de l'organisme et l'endommagement des organes intérieurs, est le plus dangereux dans le développement des maladies provoquées par l'infection bactériologique.

Le programme est appliqué à la contamination par les bactéries de klebsielle, listeria, pneumocoque pour la réduction de l'amplitude des symptômes de l'intoxication et pour l'allègement de l'état de l'homme à l'infection bactériologique des organes de tractus gastrointestinal et du système respiratoire.

**Mode d'emploi:** Chaque jour jusqu'à la disparition des indices de l'infection.

## 12. Stop candida

Le candida fait partie de la microflore normale de l'intestin, du vagin, de la cavité buccale. Mais à l'affaiblissement de l'immunité le candida commence à se produire

activement et nuire à l'organisme. Il y a aussi des candidas pathogènes, qui atteignent l'organisme avec les produits de l'alimentation, par les objets d'usage courant, après la prise des certaines antibiotiques énergiques, à l'acte sexuel avec le partenaire infecté. Les symptômes de la contamination se manifestent en forme des éruptions allergiques de la peau, le blanchet, les douleurs et la brûlure des organes génitaux, la dysbiose.

Ce programme permet de faire la prévention de la candidose.

**Mode d'emploi:** 1-3 fois par jour, pendant 2-4 semaines. Prendre avec le programme «Sans protozoaires».

### 13. Sans chlamydias

Les chlamydias provoquent les maladies infectieuses transmises par voie sexuelle. La chlamydiose s'évolue souvent sans symptômes, ou avec des manifestations minimales. Ce sont les organes de la sphère génito-urinaire qui sont affectés. Les femmes sont plus réceptives à cette infection, les enfants peuvent être infectés au passage par la filière pelvi-génitale de la mère. La chlamydiose provoque les complications sérieuses, jusqu'à la stérilité, l'affection des organes génito-urinaires, des articulations, des yeux, si ne pas se délivrer de l'infection à temps.

**Mode d'emploi:** Chaque jour, pendant 2-3 mois.

### 14. Sans dermatophytes

Le principal danger des mycoses consiste en ce que les terrains frappés par le microorganisme végétal sont une porte ouverte pour les agents pathogènes des diverses infections. Le plus souvent les mycoses frappent la peau, ses dérivés (les cheveux, les ongles), les muqueuses des organes intérieurs. L'assainissement exige une approche complexe et l'observation des règles de l'hygiène. Le programme lutte activement contre tels microorganismes végétaux, comme trichophyton, microspore, mucor.

**Mode d'emploi:** Il est recommandé, aux fins de la prévention des infections de microorganismes, d'utiliser ce programme chaque fois après la visite du sauna, de la piscine, de la plage, des relations avec une personne infectée. En cas de l'existence de l'infection de microorganismes dans l'organisme – 1-2 fois par jour pendant un mois.

### 15. Stop grippe de base

La grippe c'est une maladie qui frappe les voies respiratoires supérieures et inférieures, accompagnée par une grave intoxication et peut amener aux complications sérieuses. La grippe commence d'une façon brusque et rapide (seulement 48 heures du moment de la contamination aux premiers indices de la maladie). Le symptôme principal de l'intoxication est la température élevée du corps (40° C et plus). Une telle température peut être gardée plus de 5 jours ce qui provoque l'essoufflement ou la détoxication respiratoire, les troubles de la vigilance, la crampe. Une telle température provoque le choc infectieux toxique (l'état de défaillance des

organes vitaux) des gens avec la santé affaiblie, de petits enfants, des hommes âgés. En utilisant le programme «Stop grippe de base», vous pourrez soulager l'état du malade, et dans le cas de l'utilisation complexe de plusieurs programmes contre les virus de la grippe – rétablir la santé rapidement et sans complications.

**Mode d'emploi:** Aux premiers indices de la la grippe avec la température élevée du corps utiliser le programme consécutivement 1-3 fois ou l'alterner avec le programme «Antigrippe». La boisson abondante est vivement conseillée.

## 16. Sans helicobacter

*Helicobacter pylori* c'est le microorganisme habitant dans l'estomac et le duodénum de l'homme provoquant le développement des maladies dangereuses – les gastrites, les ulcères, les hépatites etc. D'après les données de l'OMS, 60 % de la population de la Terre est infectée par *Helicobacter pylori*. Il est facile à s'infecter, à la contamination d'un membre de la famille la probabilité de la contamination des autres fait 95 %. Le transfert du parasite se passe suite à l'utilisation collective des moyens de l'hygiène individuelle, de la vaisselle, par propagation en gouttelettes. Tels symptômes comme le pyrosis, le ballonnement, les douleurs, la pesanteur d'estomac, peuvent être provoquée par ce microorganisme.

**Mode d'emploi:** Chaque jour, pendant 2 semaines.

## 17. Sans hépatite A

Le virus de l'hépatite A est transmis par les mains sales, la nourriture, l'eau, y compris, marine. Il est nommément répandu dans les pays de l'Asie et de l'Afrique. Il est nécessaire de prendre, à la planification des voyages à ces pays, des mesures de sécurité correspondantes: suivre l'hygiène, boire seulement l'eau en bouteilles et utiliser le programme «Sans hépatite A» pour la prévention aux premiers soupçons de l'infection de vous ou de vos proches.

**Mode d'emploi:** Chaque jour 2-3 fois par jour au maximum, 1 mois au minimum.

## 18. Lymphe saine

La lymphe est un tissu corporel liquide. Elle joue un rôle très important dans le maintien du bilan hydrique, l'homéostasie du microenvironnement des cellules et peut évacuer les micro-organismes pathologiques et les toxines à partir des tissus. Quand la circulation lymphatique est insuffisante, la lymphe ne réussit pas à accomplir ses rôles principaux, ce qui donne naissance à un processus pathologique.

Le programme aide à normaliser le drainage lymphatique, renforcer les parois des vaisseaux lymphatiques, améliorer l'état des ganglions lymphatiques, ce qui diminue l'œdème et améliore l'élimination des métabolites des tissus. En utilisant le programme, les capacités de défense du corps augmentent.

**Mode d'emploi:** Chaque jour pendant un mois.

## 19. Stop herpès

Plus de 90 % de la population de la planète sont des porteurs du virus des divers types de l'herpès. On peut contracter de plusieurs modes: par le salive, par les contacts sexuels, par des objets de l'hygiène, ainsi que par propagation en gouttelettes. Au début, la maladie peut évoluer sans symptômes, puis des indices typiques se déclarent: le mal de tête, le malaise, l'élévation de température, les éruptions herpétiques. Le programme aide à réduire les délais de la restitution et diminuer les manifestations inflammatoires et douloureuses aux diverses infections herpétiques.

**Mode d'emploi:** 1-2 fois par jour pendant un mois.

## 20. Sans toxines

Le programme contribue à l'élimination des toxines, améliore les fonctions de drainage, par conséquent, l'immunité et l'énergie vitale augmentent. Il est utilisé comme un programme dé-tox après les infections parasitaires et aussi de façon indépendante pendant un mois. Au contraire d'autres programmes dé-tox, celui-ci ne consomme pas de ressources énergétiques du corps.

**Mode d'emploi:** Chaque jour pendant un mois.

## 21. Stop herpès simplexe

Chaque troisième personne est porteuse du virus de l'herpès simplexe. Le virus est localisée sur les membranes muqueuses des lèvres, de la bouche, des organes génitaux. Il est transmis principalement par contact des liquides du corps de la personne infectée (le sang, le salive, le sperme, le secret muqueux). Si un homme a été infecté, l'herpès continue à exister dans l'organisme sous forme latente, en se manifestant sous forme des éruptions à la réduction de l'immunité – pendant les refroidissements ou la surchauffe, les maladies infectieuses ou pendant les menstrues des femmes. Le programme réduit effectivement l'accablement de l'herpès et empêche l'apparition des indices de l'infection sur les muqueuses.

**Mode d'emploi:** Aux premiers indices de l'éruption toutes les 3 heures, et puis 1-2 fois par jour pendant 1 mois. Appliquez avec le programme «Stop herpès».

## 22. Stop zona

La maladie provoquée par le virus l'herpès zostérien, appelé zona. Si un homme a été malade de la varicelle (une des formes de zostérien), le virus reste dans l'organisme sous la forme latente et se cache dans les cellules nerveuses. Au refroidissement, aux maladies de refroidissement ou chroniques le virus monte à la surface de la peau avec la formation des éruptions typiques et de fortes sensations douloureuses le long de tout nerf sensible.

Le programme est ciblé à la destruction du virus et à l'élimination des indices principaux de sa manifestation.

**Mode d'emploi:** Chaque jour 3-4 fois par jour au maximum, jusqu'à la disparition des manifestations de la maladie, 1 mois au minimum. Utilisez avec le programme «Stop herpès».

**Attention!** Ne pas utiliser le programme à la varicelle.

## 23. Stop moisi et dermatophytes

L'appartement moderne ou la maison privée chauffés – c'est un refuge excellent pour les moisissures et dermatophytes. Le milieu de vie aimé du moisi – les salles de bain, les bibliothèques, les locaux mal aérés. Les dermatophytes peuvent atteindre l'organisme avec la nourriture, l'eau, l'air. Le moisi pénètre par la barrière cutanée partout, où les conditions sont convenables (l'humidité, la température, les restes organiques en forme de la boue ou de la graisse cutanée). Les dermatophytes et le moisi provoquent les maladies des organes respiratoires, de tractus gastrointestinal, de la peau, ainsi que l'allergie.

Le programme est utilisé pour la prévention des infections de dermatophytes et de la réduction des réactions allergiques.

**Mode d'emploi:** 1-3 fois par jour, 4 semaines. Prendre avec le programme «Sans dermatophytes».

## 24. Sans anguillules et ascarides

Les oeufs des helminthes – anguillules et ascarides – atteignent l'organisme avec les sales fruits et légumes, la viande mal préparée, les mains sales. Les helminthes, en vivant dans l'organisme de son hôte, se nourrissent de ses tissus, traitent ses éléments nutritifs (d'ici l'appétit malade), excrètent les toxines. L'allègement vif, la desquamation de la peau, la chute des cheveux commencent. Les ascarides sont les entozoaires rencontrés le plus souvent. Ils peuvent provoquer l'endommagement des parois de l'intestin grêle, l'occlusion intestinale, la péritonite, la bronchite, les pneumonies focales, l'hémoptysie, la maladie du foie et du pancréas. Le parasitisme des ascarides et les anguillules provoque la réaction allergique, manifestée en forme de l'asthme bronchique et l'éruption cutanée. Sous l'effet du programme les helminthes cessent de se nourrir ce qui amène à leur destruction et la sortie naturelle des parasites du tractus gastrointestinal.

**Mode d'emploi:** Le programme est utilisé chaque jour. Pendant 10 séances au minimum. répéter le cours dans 14 jours. Il est recommandé aux gens qui communiquent souvent avec de petits enfants et animaux, d'organiser régulièrement des événements prophylactiques 1 fois par trimestre.

## 25. Stop parasites du tractus gastrointestinal

L'existence des parasites dans le tractus gastrointestinal et le foie est la raison du développement de telles maladies comme l'angiocholite, la dystonie vésiculaire, la cholécystite, les hépatites. L'existence des parasites dans l'intestin provoque

l'inflammation des parois de l'intestin et la réduction de l'assimilation des éléments nutritifs. Les toxines sécrétées par les parasites provoquent les douleurs des articulations et des muscles, frappent le système cérébro-spinal, contribuent à l'apparition des dépressions, de la nervosité, des inquiétudes, des troubles du sommeil.

Le programme est ciblé à la dépuración de l'organisme des parasites du tractus gastrointestinal, du foie et du pancréas.

**Mode d'emploi:** Le programme est utilisé chaque jour, pendant 7-10 jours. Répéter le cours dans 14 jours.

## 26. Stop parasites général

L'assainissement de l'organisme sans se débarrasser des parasites ne donne pas l'effet positif. Ce sont les parasites qui sont le dispositif d'amorçage pour plusieurs maladies chroniques: la cholécystite, la maladie lithiasique, la pancréatite, la colite, le diabète sucré, l'asthme bronchique, la dermatite. Tels symptômes, comme la fatigue chronique, l'irritabilité et le caractère alarmant, l'hyperactivité des enfants, l'anémie, les ongles et les cheveux fragiles, la peau problématique, les maux de tête, la dysorexie, la réduction de l'immunité, peuvent être les signaux de la maladie parasitaire. Toutes les maladies parasitaires sont dangereuses parce qu'elles se camouflent parfaitement sous d'autres maladies.

**Mode d'emploi:** Le programme est utilisé chaque jour. 10 séances au minimum. Répéter le cours dans 14 jours.

## 27. Sans protozoaires

Les protozoaires habitent dans l'organisme de chaque cinquième homme, la contamination se passe par les mains sales ou les produits et l'eau. L'infecté souffre de fortes douleurs dans le ventre, le ballonnement, le sentiment constant de la fatigue, la dépression. Le foie et le pancréas peuvent être victimes.

Le programme influence les types des protozoaires les plus répandus (la lamblia, l'amibe).

**Mode d'emploi:** 1-2 fois par jour, pendant 10-14 jours. Il est nécessaire de révéler les sources de la contamination en cas de d'une nouvelle infection.

## 28. Sans bilharzies et distomes

Les distomes sont des vers plats provoquant des graves maladies infectieuses. Les distomes peuvent parasiter le sang (bilharzies), le foie, l'intestin, les poumons. L'existence de ces parasites dans l'organisme peut aussi devenir la raison de la forte allergie en forme du prurit cutané, de la dyskinésie des voies biliaires, l'hépatomégalie, les maux de tête et les douleurs dans le ventre. La contamination se passe à l'utilisation de la verdure ou la salade mal lavée, de la viande, le poisson mal préparé.

Le programme est ciblé à l'élimination de la plupart des types de distomes, y compris les bilharzies, indépendamment du stade de leur développement et localisation dans l'organisme.

**Mode d'emploi:** Chaque jour, pendant 14 jours.

## 29. Sans staphylocoques

Conformément à la statistique, 20% de la population de la Terre sont les porteurs constants de staphylocoques. Les bactéries habitent sur la peau, ainsi que dans la zone des voies respiratoires supérieures. Le Staphylocoque est fréquemment l'agent pathogène des maladies infectieuses frappant les épidermes, les tissus mous, les voies respiratoires supérieures, l'appareil locomoteur. Les staphylocoques provoquent les complications à la grippe, les suppurations dans les blessures, les intoxications alimentaires.

Le programme influence les types répandus des staphylocoques, il est effectif à la thérapeutique complexe des maladies provoquées par ces bactéries.

**Mode d'emploi:** Chaque jour pendant 2 semaines, suivant la manifestation de l'infection.

## 30. Sans streptocoques

Les streptocoques – est le groupe largement répandu des microorganismes, y compris pathogènes. Ils habitent sur l'épiderme de l'homme, dans les voies respiratoires, dans l'intestin. Ils provoquent des inflammations aiguës de l'oreille, du nez, de la gorge et du larynx, du système d'écoulement mictionnel, des organes de la cavité abdominale, de la peau et des tissus mous. L'infection streptococcique s'évolue plus difficilement, que staphylocoque, et peut atteindre les articulations, le cœur, les reins, l'oreille, le nez, la gorge et le larynx etc. Le programme est effectif à l'angine, l'otite, la sinusite maxillaire comme dans l'utilisation complexe et séparément.

**Mode d'emploi:** Chaque jour pendant 2 semaines, suivant la manifestation de l'infection.

## Programmes automatiques

| n° dans le dispositif | Dénomination       | Cible                                                                                                                                                                                                                | Mode d'emploi                                   |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 31                    | Basique 1 automate | Inhibe l'activité des virus, inhibe l'activité vitale des microorganismes protozoaires. Prévention optimale des maladies lors du changement des zones climatiques, des visites des pays asiatiques.                  | Chaque jour pendant la 1ère semaine du 1er mois |
| 32                    | Basique 2 automate | Enlève la charge toxique causée par les streptocoques et staphylocoques. Efficace à la fois pour les maladies liées au froid et pour la prévention des infections contractées par les cocci.                         | Chaque jour pendant la 2ème semaine du 1er mois |
| 33                    | Basique 3 automate | Favorise l'élimination de la charge bactérienne du système digestif et urogénital.                                                                                                                                   | Chaque jour pendant la 3ème semaine du 1er mois |
| 34                    | Basique 4 automate | Élimine des mycotoxines formées par des moisissures et des champignons de levure. Réduit le risque d'accumulation de facteurs cancérigènes.                                                                          | Chaque jour pendant la 4ème semaine du 1er mois |
| 35                    | Épuration automate | Favorise l'élimination des toxines, la normalisation du drainage lymphatique et le renforcement des vaisseaux lymphatiques. Aide à éliminer l'excès de liquide de l'espace intercellulaire, a un effet antiseptique. | Chaque jour pendant le 2ème mois.               |

**Mode d'emploi:** afin d'éviter une grande charge toxique, il n'est pas recommandé d'utiliser le programme « Épuration automate » et le programme « Épuration complet » DeVita Ritm dans le même mois.

**Attention!** Pendant l'utilisation des programmes du premier mois, des signes d'intoxication peuvent se manifester sous forme de: la nausée, des maux de tête, le raclement de gorge ou d'autres symptômes. Dans ce cas, pendant le 3ème mois, il faut repasser les programmes correspondants. Il faut subir un cours complet de chacun d'eux en fonction du cycle de vie de l'agent infectieux.

Par exemple:

- les programmes «Basique 1-3» – sont appliqués pendant 14 jours;
- le programme «Basique 4» – est appliqué pendant 30 jours.

Le dispositif est utilisé chaque jour dans la nuit.

[www.deholding.info](http://www.deholding.info)

Deta-Elis Europa GmbH  
Kaiserstrasse 74,  
63065 Offenbach, Germany