



Deta
Elis
Holding
Gesundheit
Innovationen
Mensch

Gerät zur Stärkung der kör-
pereigenen Abwehrkräfte und
Optimierung der körpereigenen
Strahlung in natürlichen biologi-
schen Systemen

DeVita
Energy

DAS NEUE GERÄT

Gerätepass • Bedienungsanleitung

Languages

Deutsch.....	3
English.....	17
Ελληνικά.....	31
Русский.....	45

Deta-Elis Europa GmbH

20200914.Auflage



Deta
Elis
Holding
Gesundheit
Innovationen
Mensch

Gerät zur Stärkung der kör-
pereigenen Abwehrkräfte und
Optimierung der körpereigenen
Strahlung in natürlichen biologi-
schen Systemen

DeVita
Energy

DAS NEUE GERÄT

Gerätepass • Bedienungsanleitung

Einsatzbereich des Gerätes

Das Gerät „DeVita Energy“ generiert schwache elektromagnetische Strahlung, die mit der Strahlung von natürlichen organischen Systemen identisch ist.

Das Gerät dient zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte und Optimierung der körpereigenen Strahlung in natürlichen biologischen Systemen. Das Prinzip der optimierenden Wirkung basiert auf der Anwendung von Frequenzen nach den Verfahren von R. Rife, R. Voll und F. Morell.

Wichtig! Dieses Gerät kann von Kindern nur bei der Aufsicht von Erwachsenen angewandt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Personen mit geistiger oder körperlicher Behinderung dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht von Pflegepersonen anwenden.

Lieferumfang

„DeVita Energy“ -Gerät.....	1 St.
Gerätepass/Bedienungsanleitung.....	1 St.
Verpackung.....	1 St.
USB-Ladekabel.....	1 St.
Halskordel.....	1 St.

Technische Daten

1. Anzahl der Komplexe St.....	1
2. Frequenzbereich, Hz.....	0,1÷15000
3. Abweichung der Frequenzeinstellung, max. %.....	±0,003
4. Dauerbetrieb, max. Std.....	20
5. Tastatur.....	Sensortasten
6. Display.....	TFT 128x160
7. Stromversorgung:	
- Li-Pol-Akku 3,7B, eingebaut St.....	1
8. Maximale Ladedauer, Std.....	6
9. Abmessungen, max., mm	102x44x15

10. Gewicht des Geräts, max., kg.....	0,1
11. Durchschnittliche Lebensdauer, mind., Jahre.....	5

Sicherheitsinformationen

Das Gerät:

- ist sicher in der Handhabung;
- enthält keine giftige Stoffe;
- ist nicht leichtentzündlich;
- ist nicht explosionsgefährlich;
- sendet keine gesundheitsschädliche Strahlung aus.

Die Ladung des Akkus des Gerätes der Schutzklasse III ist ausschließlich über einen mit Sicherheitskleinspannung betriebenen Netzadapter durchzuführen.

Umweltschutz

Der eingebaute Akku enthält umweltgefährliche Stoffe. Nach dem Ende der Lebensdauer des Gerätes und vor dessen Übergabe zur Verwertung ist der Akku zu entnehmen und an einer speziellen Abfall-Sammelstelle zu entsorgen. 

Vorschriften für Pflege, Lagerung und Transport

Das Gerät ohne Verpackung ist in Räumen bei Temperaturen zwischen 10 und 35°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80% zu lagern.

Schützen Sie das Gerät vor direktem Eindringen von Wasser und vor chemisch aktiven Stoffen.

Demontieren Sie das Gerät nicht.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

Lassen Sie keine anderen Gegenstände auf das Gerät fallen.

Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung während der Garantiezeit aufzubewahren.

Beschreibung des Gerätes

1. Ein/Aus-Taste
2. Display
3. Ladeanschluss
4. Cursortasten
5. Bestätigungstaste
6. Zurück-Taste
7. LED „Programm läuft“




Abb.1

Bedienung

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie auf Taste **1**. Das Display erlischt 15 Sekunden nach der letzten Betätigung einer Taste. Durch erneute Betätigung Taste **1** kann das Display vor dieser Zeit erlischt werden. Falls das Display erlischt bevor Sie Ihre Eingabe abgeschlossen haben, schalten Sie es durch erneute Betätigung Taste **1** ein.



Wenn Sie die **1 Ein/Aus-Taste** (Abb.1) betätigt haben, erscheint ein Bildschirmschoner. Nach zwei Sekunden geht das Gerät automatisch zum Programmauswahl-Menü über.



Um in den Einstellungsmodus zu übergehen, betätigen Sie die Zurück-Taste.

Untermenü „Einstellungen“

Untermenü „Einstellungen“



Mit den Cursortasten wählen Sie die Option „Einstellungen“ und betätigen



Sie die Bestätigungstaste.

Auf dem Display erscheint das Untermenü „Einstellungen“.



Sprachauswahl




Mit den Cursortasten wählen Sie die Option „Sprache“ und betätigen Sie die



Bestätigungstaste.

Auf dem Display erscheint das Untermenü „Sprache“



Mit den Cursortasten wählen Sie die gewünschte Sprache und betätigen Sie die Bestätigungstaste.




Um in den Einstellungsmodus zu übergehen, betätigen Sie die Zurück-Taste.



Toneinstellungen


-  Mit den Cursortasten wählen Sie die Option „Ton“ und betätigen Sie die
-  Bestätigungstaste.

Auf dem Display erscheint das Untermenü „Ton“.



-  Mit den Cursortasten wählen Sie die Option „Ein“ oder „Aus“ aus und betätigen
-  Sie die Bestätigungstaste.
-  Um in den Einstellungsmodus zu übergehen, betätigen Sie die Zurück-Taste.


Haben Sie „Aus“ gewählt, so ist die Audio-Bestätigung der Tasteneingaben ausgeschaltet.




Uhrzeiteinstellungen

-  Mit den Cursortasten wählen Sie die Option „Uhrzeit“ und betätigen Sie die
-  Bestätigungstaste.

Auf dem Display erscheint das Untermenü „Uhrzeit“



-  Mit der Bestätigungstaste wählen Sie das Fenster „Stunden“, „Minuten“ und mit den
-  Cursortasten stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein.
-  Um in den Einstellungsmodus zu übergehen, betätigen Sie die Zurück-Taste.



Über das Gerät



Mit den Cursortasten wählen Sie die Option „Über das Gerät“ und betätigen Sie die Bestätigungstaste.



Auf dem Display erscheint die Geräte-Nummer und die Programmversion.




Das Untermenü „Programme“



Mit den Cursortasten wählen Sie die Option „Programme“ und betätigen Sie



die Bestätigungstaste.




Programmauswahl



Mit den Cursortasten wählen Sie das gewünschte Programm aus und betätigen



Sie die Bestätigungstaste.



Auf dem Display erscheint das Fenster der Anzahl von Programmzyklen.




Mit den Cursortasten wählen Sie die gewünschte Anzahl von Programmzyklen




und betätigen Sie die Bestätigungstaste.

Das Programm wird gestartet, was durch Blinken der roten LED unter dem Logo angezeigt wird.




Auf dem Display erscheint das Untermenü der Ausführung des laufenden Programmes.

Der Zeitschalter im oberen Teil des Displays gibt die verbleibende Zeit bis zum Programmende an.



Information zum Stand der Programmausführung

Möchten Sie sich über den Stand der Programmausführung bei ausgeschaltetem Display informieren, betätigen Sie **1** die **Ein/Aus-Taste** (Abb. 1). Auf dem Display erscheint das Untermenü der Ausführung des laufenden Programmes.



Programmabbruch


Wenn Sie das Programm abbrechen möchten



Mit den Cursortasten wählen Sie die Option „Ja“ und betätigen Sie die



Bestätigungstaste.




Wenn Sie eine Programmausführung für eine Pause anhalten möchten



Mit den Cursortasten wählen Sie die Option „Pause“



und betätigen Sie die Bestätigungstaste.



Auf dem Display erscheint das Untermenü „Pause“. Wenn Sie das Programm fortsetzen möchten,



Mit den Cursortasten wählen Sie die Option „Ja“



und betätigen Sie die Bestätigungstaste.

Falls Sie nicht die Auswahl „Ja“ zur Option „Die Pause beenden?“ treffen, schaltet sich das Gerät nach 1 Stunde automatisch ab.

Geräteanwendung bei Programmausführung


Legen Sie sofort nach Programmbeginn das Gerät mit seiner Rückseite an den Körper und stecken Sie es. z. B. in die Hosentasche.

Das Laden des Gerätes

Akku-Anzeige

Wenn drei  oder zwei  Sektoren der Anzeige weiß leuchten, ist der Akku geladen.

Wenn ein  Sektor der Anzeige rot leuchtet, ist der Akku fast leer.



Leuchtet die leere Akku-Anzeige rot und auf dem Display erscheint die Angabe «Akku aufladen!», ist der Akku vollständig entladen.

Ladeverfahren des Akkus

Falls der Akku fast leer bzw. vollständig entladen ist, schließen Sie die Mini USB-Stecker des Kabels an die Lade-/Programmierzugabe des Gerätes und den USB-Stecker an den USB-Port Ihres PC an. Die LED der Akku-Anzeige wird den Ladevorgang signalisieren.

Herstellergarantie

Der Hersteller garantiert die Übereinstimmung des Gerätes „DeVita Energy“ mit den Technischen Daten bei Einhaltung der Vorschriften für Betrieb, Transport und Lagerung.

Die Garantiezeit des Gerätes beträgt 24 Monate ab Verkaufstag im Einzelhandel.

Bei Fehlen des Verkaufsdatums mit Stempel der Verkaufseinrichtung im Gerätepass wird die Garantiezeit vom Produktionsdatum des Gerätes an gerechnet.

Während der Garantiezeit hat der Käufer das Recht auf kostenlose Reparatur. Die Garantiereparatur wird im Herstellerbetrieb durchgeführt. Die Kosten für die Einlieferung des defekten Gerätes trägt der Käufer.

Bei mechanischen Beschädigungen des Gehäuses und/oder bei fehlendem Garantieschein können Garantieansprüche nicht geltend gemacht werden und es erfolgt keine Garantiereparatur.

Die Garantie verfällt, wenn es folgende Mängel vorhanden sind:

- Mängel durch unsachgemäße Bedienung;
- Mängel durch Naturkatastrophen;
- beschädigte Verschlussplomben;
- mechanische Beschädigungen wie Risse, Bruchstellen usw.

Der Käufer hat Anspruch auf Ersatz des defekten Gerätes durch ein neues Gerät im Laufe der Garantiezeit in folgenden Fällen:

- wenn das Gerät zum vierten Mal repariert wird;
- das Gerät ist unreparierbar.

Wichtig! Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Design und der Software des Gerätes vorzunehmen, ohne die bestehenden Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Methodische Empfehlungen

Der Zusammenhang zwischen dem Fluss der Lebensenergie im Körper und der Gesundheit wurde bereits von den antiken Heilkundigen in China, Indien und Ägypten bekundet. Heutzutage ist es wissenschaftlich erwiesen, dass jedes Organ im Körper sein eigenes elektromagnetisches Schwingungsspektrum hat. Ungünstige Umwelteinflüsse, stressreiches Leben und schlechte Ökologie verursachen die Abweichung des Schwingungsspektrums des jeweiligen Organs von den physiologischen Werten. Im Ergebnis entstehen Depressionen, Apathie und chronische Schlaflosigkeit.

Das Gerät „DeVita Energy“ sendet harmonische elektromagnetische Frequenzen aus, die den Energiezustand des Körpers verbessern, auf Resonanz basierende Selbstregulationsmechanismen anregen sowie biologische und geopathogene Belastungen reduzieren. Das „DeVita Energy“ wirkt sanft und ungefährlich auf den Körper, ohne sein energetisches Gleichgewicht weder im Ganzen noch in Teilen zu stören.

Diese Wirkungsmethode basiert auf den Forschungen von Franz Morell, der Bioresonanztherapie entwickelt hat. Die acht zusammengestellten, elektromagnetisch wirkenden Programme stellen physiologische Normalwerte wieder her und stärken sie, bauen psychische Anspannung ab, liefern Energie, sorgen für gute Laune und gutes Wohlbefinden sowie harmonisieren den Menschen in allen Ebenen seiner Existenz.

Wichtig! Gegenindikationen zur Anwendung des Gerätes bestehen für Frauen in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft, für Personen nach Organtransplantationen und für Personen mit schweren Herzkrankheiten.

Die „DeVita Energy“ Programme

Das Programm „Überfluss“. Dauer – 2:17.

Beschreibung: Menschen haben stets beschränkende Überzeugungen und Ängste, die es uns verhindern, Geldressourcen zu genießen bzw. mit denen richtig umzugehen. Daher entstehen Ängste wie Angst, Geld zu verlieren oder zu haben (es kann auch gestohlen werden und wenn man es leicht bekommt, entwickeln sich Schuldgefühle). All dies kann starke Anspannung, innere Unruhe und andere negativen Emotionen, die sich im Körper widerspiegeln, auslösen. Das Programm hilft Ihre Beziehung zu Geld auszugleichen, unabhängig von Ihren finanziellen Möglichkeiten. Darüber hinaus beeinflusst es Ihre Beziehung zu Wohlstand und Partnerbeziehungen sowie fördert die Entfaltung Ihrer kreativen Fähigkeiten.

Anwendung: bei Bedarf kann das Programm zusammen mit den Programmen „Beziehungen“, „Gesundheit“ und „Harmonie“ täglich angewandt werden.

Das Programm „Harmonie“. Dauer – 2:19.

Beschreibung: Das Programm wirkt wohltuend auf das Nervensystem, harmonisiert den psycho-emotionalen Zustand und hilft versteckte Blockaden, unbewusste negative Überzeugungen und Ängste zu lösen. Zudem fördert es Schlafverbesserung und Entfaltung des eigenen Potenzials, was für die optimale Zielerreichung sorgt, und verschafft eine positive Einstellung.

Anwendung: Das zweite Hauptprogramm zur Gesundheitsförderung wird täglich zusammen mit dem Programm „Gesundheit“ angewandt.

Das Programm „Schutz“. Dauer– 1:42.

Beschreibung: wenn man beruflich Kontakt mit Menschen hat, kann man häufig unter Beschwerden wie Kopfschmerzen, Wutausbrüche, Depression, Appetitlosigkeit, Auseinandersetzungen in Partnerbeziehungen usw. leiden. Das kann auch funktionelle Störungen auslösen. Das Programm sorgt für perfekten Schutz gegen negative Energien und deren negativen Auswirkungen auf Ihren Körper und Ihre Gesundheit. Es ist für alle, die beruflich viel Kontakt mit Menschen und Kollegen haben, u.a. für Ärzte, Trainer, Lehrer, Psychologen und Sozialarbeiter, geeignet.

Anwendung: Das Programm wird bei Bedarf angewandt.

Das Programm „Gesundheit“. Dauer – 2:59.

Beschreibung: Das Programm zielt darauf ab, die Funktion des Körpers auf funktioneller Ebene zu unterstützen, das energetische Potenzial der betroffenen Organe wiederherzustellen und den Körper zu verjüngen.

Anwendung: Das erste Hauptprogramm zur Gesundheitsförderung wird täglich zusammen mit dem Programm „Harmonie“ angewandt.

Das Programm „Schlanke Figur“. Dauer – 1:01.

Beschreibung: Das Programm zielt auf Beseitigung psychosomatischer Faktoren, die Übergewicht verursachen, ab. Unser Unbewusstes kann Essattacken und folglich Übergewicht als Antwort auf psycho-emotionale Anspannung, die durch private und berufliche Konflikte sowie Haushalts- und emotionale Unzufriedenheit ausgelöst werden, hervorrufen. Darüber hinaus ist das Programm für alle, die zunehmen möchten, geeignet, da es für innere Ruhe und stille Freude sorgt. Das fördert eine gesunde Verdauung und vollständige Absorption von Nährstoffen.

Anwendung: bei Bedarf kann das Programm zusammen mit den Programmen „Beziehungen“, „Gesundheit“ und „Harmonie“ täglich angewandt werden.

Das Programm „Langes Leben“. Dauer – 1:15.

Beschreibung: Das Programm dient zur Unterstützung des gesundheitlichen Zustandes auf gutem Niveau, trägt zum Schutz der DNA vor negativer elektromagnetischer Strahlung im Haushalt, Internet-Netzwerken usw. bei und stimmt den Körper auf seinen idealen Klang (Solfeggio-Frequenzen). Im Ergebnis steigt Lebensenergie, geistige Klarheit und klares Bewusstsein, erfolgt die Einstellung auf gesunde Lebensweise und werden kreative Fähigkeiten aktiviert.

Anwendung: bei Bedarf kann das Programm zusammen mit den Programmen „Gesundheit“ und „Harmonie“ täglich angewandt werden.

Wichtig! In den ersten Tagen der Anwendung können leichter Schwindel, Übelkeit und Schläfrigkeit auftreten.

Das Programm „Beziehungen“. Dauer – 1:16.

Beschreibung: Es wird zur Harmonisierung von Beziehungen, ob in der Familie, zwischen den Partnern oder Freunden, und zur Lösung sozialer Probleme angewandt. Das Programm erweitert Möglichkeiten für Kommunikation, Verständigung, Toleranz und Liebe, hilft Konflikte zu lösen und gibt das Gefühl der Einigkeit mit der Welt. Es wird für Introvertierte als ein Mittel zur Lösung deren inneren Blockaden und Entfaltung deren kreativen Potentials nützlich sein.

Anwendung: bei Bedarf kann das Programm zusammen mit anderen Programmen auf dem „DeVita Energy“ täglich angewandt werden.

Das Programm „Energie“. Dauer – 0:41.

Beschreibung: das Programm liefert Energie und Kraft zu Weiterentwicklung, wirkt gesundheitsfördernd sowie schützt vor bio- und geopathogenen Einflüssen.

Anwendung: bei Bedarf kann das Programm zusammen mit anderen Programmen auf dem „DeVita Energy“ täglich angewandt werden.

Hinweise zur Anwendung des Gerätes „DeVita Energy“

Die Anwendung dieses Gerätes wird denjenigen empfohlen, die unter den folgenden Beschwerden leiden:

- Negative Einflüsse der Stadtumgebung und der Umwelt
- Seelische und körperliche Erschöpfung
- Chronisches Erschöpfungssyndrom
- Hohe körperliche Belastungen
- Depression, Stress, Unruhe, Gereiztheit
- Schwindelgefühl, Schwäche, Schläfrigkeit

Effekte nach der Anwendung des Gerätes „DeVita Energy“:

- Stellt die physiologischen Normalwerte wieder her und stärkt sie
- Baut psychoemotionale Anspannungen ab
- Löst psychosomatische Blockaden
- Liefert Energie und positive Stimmung
- Regt Selbstregulationsmechanismen an
- Reguliert die ausleitenden Funktionen des Körpers
- Reduziert biologische und geopathogene Belastungen
- Schützt vor Elektrosmog
- Wirkt verjüngend

Abschließende Bemerkungen

Wer nach einem Wellness-Konzept, das gesunde Ernährung, frische Luft und Vermeidung von schädlichen Gewohnheiten umfasst, lebt, senkt das Risiko für verschiedene Krankheiten. Allerdings gelingt es, diesem Konzept in der modernen Welt nicht immer konsequent zu folgen. Besonders aktuell ist es für Großstädte mit deren ständigen Stressen, dynamischem Lebenstempo und schlechter Umweltsituation.

Das Gerät „DeVita Energy“ zielt darauf ab, dem Körper zu helfen Energie aufzubauen, die Immunabwehr zu stärken und Vitalität auf hohem Niveau zu unterstützen.

Je höher das Energieniveau des Menschen ist, desto besser ist seine Gesundheit, über desto größeres Potenzial und Möglichkeiten verfügt er dafür, sein Leben ganz nach seinen Wünschen zu gestalten.



Deta
Elis
Holding
Health
Innovations
Human

Device for enhancing your own
defensive systems
and correction of natural elec-
tromagnetic radiation of natural
biosystems

DeVita
Energy

NEW DEVICE

Passport • User's Manual

Purpose of the device

The device „DeVita Energy“ is a generator of weak electromagnetic radiation, identical to the radiation of natural organic systems.

Designed to enhance your own protective systems and correct natural electromagnetic radiation of natural biosystems. The principle of corrective action is based on the use of frequencies according to the methods of R. Rife, R. Voll, F. Morrel.

Attention! The device may only be used by children under adult supervision. Children are prohibited from playing with the device. Persons with physical disabilities and intellectual disabilities may only use the device under the supervision of appropriate personnel.

Box set

„DeVita Energy“ device.....	1 pce
Passport/User's Manual.....	1 pce
Pack.....	1 pce
USB charging cable.....	1 pce
Neck strap.....	1 pce

Technical characteristics

1. Number of complexes.....	1
2. Frequency range, Hz.....	0,1÷15000
3. Accuracy error of frequency setting no more than.....	±0,003
4. Time of continuous work no more than, hours.....	20
5. Keyboard type.....	sensor
6. Display type.....	TFT 128x160
7. Power supply:	
- Li-Pol battery 3,7V, built-in, pce.....	1
8. Maximum charging time, hours.....	6
9. Overall dimensions not more than, mm.....	102x44x15
10. Device's weight no more than, kg.....	0,1
11. Average service life not less, years.....	5

Safety information

Device is:

- safe;
- non toxic;
- not flammable;
- not explosive;
- is not a source of radiation hazardous to health.

When charging the Class III battery, devices must be powered by an Exclusively Safe Low Voltage AC adapter.

Environment safety

The built-in battery contains environmental pollutants. The battery must be removed at the end of its useful life and before sending it for disposal. The battery must be disposed of at a designated collection point. 

Care, storage and transportation rules

The device should be stored without packaging in a room at a temperature of 10 to 35 °C and a relative humidity of no more than 80%.

The device must be protected from direct moisture affection and active chemicals.

Do not disassemble the device.

Do not drop the device.

Do not drop other objects onto the device.

We recommend keeping the packaging during the warranty period.

Device's visual description

1. Device on/off button
2. Display
3. Charging port
4. Navigation buttons
5. Confirmation button
6. Return button
7. Operation indicator




Рис. 1

Working with the device

To turn the device on press **1**. Screen timeout is 15 seconds from the last press on any button. Display may be turned off before that time by pressing button **1** again. If the display went out before you entered the required commands, it must be turned on by pressing the button **1** again.




After pressing button **1 On/Off button** (Fig.1) you will see the launching picture, and after 2 sec. the device automatically enters the program selection mode.



To switch to the device setup mode, press the return key.

Operating device setup mode

Submenu «Settings»




Choose «Settings» using the navigation buttons



Press the confirmation button

Submenu „Settings“ will be shown on the display



Language selection




Choose „Language“ using the navigation buttons



Press the confirmation button

Submenu „Language“ will be shown on the display




Choose the preferred language with the navigation buttons



Press navigation button



To switch to the device setup mode, press the return key




Sound settings



Choose „Sound“ using the navigation buttons



Press the confirmation button



Submenu „Sound“ will be shown on the display



Choose between „On“ or „Off“ with the navigation button




Press the confirmation button



To return to submenu „Settings“ press the return buttons

When you select „Off“ keystrokes will be muted.




Time settings



Choose „Time“ with the navigation buttons



Press the confirmation button



Submenu „Time“ will be shown on the display




With the confirmation button choose between „Hours“ and „Minutes“.



Set actual time with the navigation buttons



To return to submenu „Settings“ press the return buttons



Device




Choose „Device“ with the navigation buttons



Press the confirmation buttons

Serial number and program version will be shown on the display.




Submenu „Complexes“



Choose „Complexes“ with the navigation buttons



Press the confirmation button




Complex selection



Choose the necessary complex with the navigation buttons



Press the confirmation button



Cycles set screen will be shown on the display




Set the needed number of cycles with the navigation buttons




Press the confirmation button

Program will be launched with the red LED under the logo indicating it.




Submenu with the ongoing program will be shown on the display

Timer in the upper part of the screen shows the countdown till the program finishes.



Information about the ongoing program

In case you will need the information about the ongoing program press button **1 On/Off** (Рис.1). Display will show the submenu of the ongoing program



Interruption/cancellation of the program


If the program needs to be cancelled



Choose „Yes“ with the navigation buttons



Press the confirmation button




If the program needs to be interrupted (paused)



Choose „Pause“ with the navigation buttons



Press the confirmation button



Display will show the „Pause“ submenu
If you want to quit the pause



Choose „Yes“ with the navigation buttons



Press the confirmation button

If you will not choose „Yes“ in „Quit the pause?“ submenu, your device will be turned off automatically within an hour.

Using the device with the launched program


Right after program is launched, place the device with the rear side to your body, e.g. in your pocket.

Charging the device

Battery indicator

If the battery indicator is white-colored and two  or three  internal sectors are active – than your battery is charged.

If the battery indicator is red-colored, one internal sector is active  – your battery is running low.



In case of low charge or full discharge of the battery, connect the mini-USB connector of the cable to the charging / recording port of the device, and the USB connector to the USB port of the working computer. The battery indicator will begin to signal the charging process.

How to charge the battery

In case of low charge or full discharge of the battery, connect the mini-USB connector of the cable to the charging / recording port of the device, and the USB connector to the USB port of the working computer. The battery indicator will begin to signal the charging process.

Manufacturer's warranty

The manufacturer guarantees that the device „DeVita Energy“ complies with the technical specifications, provided that the consumer follow the rules of operation, transportation and storage.

The warranty period for the device is 24 months from the date of sale through the retail network.

In the absence of the date of sale and the stamp of the trade organization in the passport, the warranty period is calculated from the date of release of the device by the manufacturer.

During the warranty period, the owner has the right for free repairs. Warranty repairs are carried out at the manufacturer's territory. Delivery of the defective device to the place of repair is carried out at the expense of the buyer.

In the presence of mechanical damage to the device's case and / or with the absence of a warranty card, claims are not accepted and warranty repairs are not performed.

The warranty does not cover the following faults:

- defects due to improper use;
- defects caused by natural disasters;
- in case of damaged screw defensive plugs;
- in the presence of mechanical damage (cracks, chips, etc.).

The buyer has the right to replace the defective device with a new one during the warranty period in the following cases:

- the device is repaired for the fourth time
- the device cannot be repaired

Attention! The manufacturer reserves the right, without prior notice, to make changes in the design of the device and software without affecting the existing characteristics.

Methodical recommendations

For the first time, the idea of the presence of energy in the human body and the dependence of health on its circulation was expressed by the ancient healers of China, India, Egypt. Today it has been scientifically proven that every human organ emits certain frequencies. Under the influence of unfavorable external factors, full of stresses of modern life, poor ecology, its frequencies deviate from their natural parameters, as a result of which is depression, apathy, and chronic insomnia occur. The device „DeVita Energy“ emits harmonious electromagnetic frequencies that equalize the bioenergetic indicators of a person, trigger the body's regulation functions based on resonance phenomena, and reduce bio- and geopathogenic loads. „DeVita Energy“ gently and safely affects the human body, without disturbing its energy balance either as a whole or locally. This method of influence on the body is based on the developments of Franz Morel, the author of the method of bioresonance therapy. Correctly created 8 programs of electromagnetic influence restore and strengthen physiological indicators, relieve psycho-emotional stress, energize, give a good mood and excellent health, harmonize a person at all levels of his being.

Attention! Attention! The device is prohibited for use by pregnant women in the first trimester; people who have undergone organ transplants; also for those with severe heart diseases.

Programs of „DeVita Energy“

„Abundance“ program. Working time – 2:17h.

Description: people always have certain limiting beliefs, fears that do not make it possible to enjoy the financial resource or properly dispose of it. In this regard, fears arise: the fear of losing and the fear of having money (they can also be stolen, and if they are easily obtained, then a certain guilt complex arises). All this can cause intense tension, anxiety and other emotional experiences that are reflected in our body. The program helps to align the attitude towards money, regardless of a person's financial capabilities. In addition, it affects the change in attitudes towards material goods and partnerships, promotes the disclosure of creative abilities.

Application: if necessary, the program can be used daily, combining with the programs: „Relationship“, „Health“, „Harmony“.

„Harmony“ program. Working time – 2:19h.

Description: the program has a beneficial effect on the nervous system, balances the psycho-emotional state, helps to remove hidden blockages, subconscious negative beliefs, fears. It helps to improve sleep, unleash full potential, which

allows you to achieve goals in the best way, sets you up for positive.

Application: the second major wellness program, used daily in conjunction with the „Health“ program.

„Protection“ program. Working time – 1:42h.

Description: working with people you can often experience negative feelings: headache, aggression, depression, loss of appetite, discord in partnerships, etc. All this can lead to functional disorders.

The program creates an excellent barrier against negative energy and does not allow it to harm health and mood. It will be useful for whose specialties are associated with work in large teams and in the stream (doctors, trainers, teachers, psychologists, social workers).

Application: the program is used as needed.

„Health“ program. Working time – 2:59h.

Description: the program is aimed at maintaining the body at a functional level, restoring the energy potential of damaged organs, and rejuvenating.

Application: the first major wellness program, used daily in conjunction with the „Harmony“ program.

„Slimness“ program. Working time – 1:01h.

Description: the program is aimed at eliminating psychosomatic causes that are factors in weight gain. Our subconscious mind can provoke overeating and, as a result, the deposition of extra pounds in response to psycho-emotional stress, which is caused by conflicts in the family, at work, household and emotional dissatisfaction. In addition, the program will be useful for people who want to gain weight, since it gives a feeling of inner calmness, quiet joy, which contributes to the process of proper food intake and its complete assimilation.

Application: if necessary, the program can be used daily in combination with the „DeVita Energy“ programs: „Relationship“, „Health“, „Harmony“.

„Relationship“ program. Working time – 1:16h.

Description: used to harmonize relationships - in the family, between partners, friends, to resolve social problems. This program expands the possibilities of communication, mutual understanding, tolerance and love, helps to eliminate conflicts. Gives a sense of unity with the world. For introverts, it will be useful in order to release internal «clamps» and unleash creativity.

Application: if necessary, the program can be used daily in any combination with other „DeVita Energy“ programs.

„Longevity“ program. Working time – 1:15h.

Description: the program helps to maintain the general level of health at good values, contributes to the protection of DNA from the negative effects of electromagnetic radiation from household appliances, the Internet, etc. Adjusts the body according to its reference „sound“ (solfeeggio frequency). As a result, the amount of vital energy, clarity of mind, consciousness increases, a mood for a healthy lifestyle appears, and creative abilities are activated.

Application: if necessary, the program can be used daily in combination with programs: „Health“, „Harmony“.

Attention! In the first days of the program, there may be: slight dizziness, nausea, drowsiness.

„Energy“ program. Working time – 0:41h.

Description: the program energizes, gives strength for further development, has a healing effect, protects against bio- and geopathogenic factors.

Application: if necessary, the program can be used daily in any combination with other „DeVita Energy“ programs.

Recommendations for using the device „DeVita Energy“

The device is recommended for everyone who has to experience:

- The harmful effects of the city and the environment
- Physical and emotional fatigue
- Chronic fatigue syndrome
- Great physical activity
- Depression, stress, anxiety, irritability
- Dizziness, weakness, drowsiness

Effect after using the device „DeVita Energy“:

- Restores and enhances physiological performance
- Relieves psycho-emotional stress
- Removes psychosomatic blocks
- Charges with energy and positivity
- Launches the body's self-regulation functions
- Regulates drainage and detoxification functions of the body
- Reduces bio- and geopathogenic loads
- Protects against electromagnetic smog
- Rejuvenates

Conclusion

The Wellness concept – healthy eating, moderate exercise, fresh air, giving up bad habits – largely reduces the risk of various diseases. However, in the modern world it is not always possible to consistently adhere to this concept. This is especially true for megalopolises with their constant stress, fast-paced lifestyle and dysfunctional environment.

„DeVita Energy“ devices are designed to help the body restore lost energy, increase immunity and maintain vitality at a high level.

The higher the energy of a person, the better his health, the more potential and opportunities he has in order to create his life the way he wants.



Deta
Elis
Holding

Υγεία
Καινοτομίες
Άνθρωπος

Συσκευή για την ενίσχυση των
ατομικών αμυντικών μηχανισμών
και την αποκατάσταση της
ψυχοσωματικής ισορροπίας του
ανθρώπου

DeVita
Energy

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Εγχειρίδιο • Οδηγίες χρήσης

Ονομασία συσκευής

Η συσκευή «DeVita Energy» εκπέμπει ήπια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, παρόμοια με αυτή που εκπέμπουν τα φυσικά οργανικά συστήματα.

Προορίζεται για την ενίσχυση των προστατευτικών δυνάμεων και την αποκατάσταση της φυσικής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε φυσικά βιοσυστήματα. Η δράση της βασίζεται στη χρήση συχνοτήτων που ανέπτυξαν οι R. Rife, R. Voll, F. Morell.

Προσοχή! Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα. Απαγορεύεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Τα άτομα με σωματική αναπηρία και διανοητική αναπηρία μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό την επίβλεψη κατάλληλου προσωπικού.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Συσκευή «DeVita Energy».....	1 τεμ.
Εγχειρίδιο/Όδηγίες χρήσης.....	1 τεμ.
Συσκευασία.....	1 τεμ.
USB-καλώδιο φόρτισης.....	1 τεμ.
Λουράκι για τον λαιμό.....	1 τεμ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Αριθμός μονάδων σε τεμάχια.....	1
2. Εύρος συχνοτήτων σε Hz.....	0,1÷15000
3. Σφάλμα ρύθμισης συχνότητας, μεγαλύτερο από σε %	±0,003
4. Ελάχιστος χρόνος αδιάκοπης λειτουργίας σε ώρες.....	20
5. Τύπος ηλεκτρολογίου.....	αφής
6. Τύπος οθόνης.....	TFT 128x160
7. Τροφοδοσία:	
- Συσσωρευτής Li-Pol 3,7B, ενσωματωμένος στη συσκευή, τεμάχια.....	1
8. Μέγιστος χρόνος φόρτισης συσσωρευτή σε ώρες.....	6
9. Διαστάσεις σε χιλιοστά.....	102x44x15

10. Βάρος σε κιλά.....	0,1
11. Μέση διάρκεια εργοστασιακής λειτουργίας σε έτη.....	5

Πληροφορίες ασφαλείας

Συσκευή:

- Ασφαλής χρήση
- Μη τοξική
- Δεν είναι εύφλεκτη
- Δεν είναι εκρηκτική
- Δεν αποτελεί πηγή επικίνδυνης ακτινοβολίας

Κατά τη φόρτιση του συσσωρευτή, οι συσκευές που ανήκουν στην 3η γενιά τροφοδοτούνται αποκλειστικά από προσαρμογέα δικτύου ασφαλούς χαμηλής τάσης.

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο ενσωματωμένος συσσωρευτής περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μετά τη λήξη του κύκλου ζωής της συσκευής και προτού την απορρίψετε, αφαιρέστε την μπαταρία. Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς χώρους. 

Οδηγίες φροντίδας, αποθήκευσης και μεταφοράς

Η συσκευή, όταν αφαιρεθεί από τη συσκευασία, πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με θερμοκρασία από 10 έως 35 °C και σχετική υγρασία 80%.

Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία και τις επιπτώσεις των δραστικών χημικών ουσιών.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.


Προστατέψτε τη συσκευή από πτώσεις.

Φροντίστε να μην πέφτουν επάνω στη συσκευή άλλα αντικείμενα.

Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία της συσκευής για την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Περιγραφή της συσκευής


1. Κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
2. Οθόνη
3. Υποδοχή φόρτισης
4. Πλήκτρα πλοήγησης
5. Πλήκτρο επιλογής
6. Πλήκτρο επιστροφής
7. LED εκτέλεσης προγράμματος



ΕΙΚ. 1

Χειρισμός της συσκευής

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο ❶. Η οθόνη θα παραμείνει αναμμένη για 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή του τελευταίου πατήματος κάποιου κουμπιού. Η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί νωρίτερα με ένα πάτημα του πλήκτρου ❶. Εάν η οθόνη σβήσει πριν εισαγάγετε τις απαραίτητες εντολές, πρέπει να την ενεργοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο ❶.




Μετά το πάτημα του κουμπιού **1 ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση** της συσκευής (εικ.1) η οθόνη ενεργοποιείται και μετά από 2 δευτ. η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία επιλογής προγράμματος.



Για μετάβαση στη λειτουργία ρύθμισης της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.

Πλοήγηση στο κύριο μενού της συσκευής



Υπομενού «Ρυθμίσεις»




Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Ρυθμίσεις»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Ρυθμίσεις».



Επιλογή γλώσσας




Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Γλώσσα»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Γλώσσα»





Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής



Για να επιστρέψετε στο υπομενού «Ρυθμίσεις», πατήστε το πλήκτρο επιστροφής




Ρύθμιση ήχου

-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Ήχος»
 Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Ήχος»


-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Ενεργοποίηση» ή «Απενεργοποίηση»
 Πατήστε το πλήκτρο επιλογής
 Για να επιστρέψετε στο υπομενού «Ρυθμίσεις», πατήστε το πλήκτρο επιστροφής

Εάν επιλέξετε «Απενεργοποίηση», απενεργοποιείται ο ήχος των πλήκτρων.




Ρύθμιση ώρας

-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Ώρα»
 Πατήστε το πλήκτρο επιλογής



Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Ώρα»

-  Με το πλήκτρο επιλογής επιλέξτε το πλαίσιο «Ώρες», «Λεπτά»
 Με τα πλήκτρα πλοήγησης ρυθμίστε τις ώρες, τα λεπτά της ώρας
 Για να επιστρέψετε στο υπομενού «Ρυθμίσεις», πατήστε το πλήκτρο επιστροφής



Συσκευή




Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε
«Συσκευή»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός της συσκευής και η έκδοση του λογισμικού.




Υπομενού «Προγράμματα»



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε
«Προγράμματα»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής




Επιλογή προγράμματος



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε το
πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής



Στην οθόνη θα εμφανιστεί το παράθυρο καθορισμού
του αριθμού των κύκλων του προγράμματος.




Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για
να ορίσετε τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων
λειτουργίας του προγράμματος




Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει, το οποίο θα σηματοδοτηθεί από ένα κόκκινο LED που αναβοσβήνει κάτω από το λογότυπο στον πίνακα της συσκευής.




Στην οθόνη εμφανίζεται το υπομενού του τρέχοντος προγράμματος.

Το χρονόμετρο στο πάνω μέρος της οθόνης δείχνει τον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος του προγράμματος.



Πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος

Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος, πατήστε το κουμπί **1** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού εκτέλεσης του προγράμματος



Διακοπή προγράμματος


Αν χρειαστεί να διακόψετε την εκτέλεση του προγράμματος



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε την επιλογή «Ναι»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής




Αν χρειαστεί να κάνετε παύση στη λειτουργία του προγράμματος



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε την επιλογή «Παύση»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής



Στην οθόνη εμφανίζεται το υπομενού «Παύση»

Αν θέλετε να τερματίσετε την παύση



Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε την επιλογή «Ναι»



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Εάν δεν πατήσετε την επιλογή «Ναι» στο ερώτημα «Τερματισμός παύσης;» η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 ώρα.

Χρήση της συσκευής κατά τη λειτουργία προγράμματος


Αμέσως μετά την έναρξη του προγράμματος, τοποθετήστε τη συσκευή με την πίσω πλευρά της στραμμένη σε εσάς, για παράδειγμα, στην τσέπη σας.

Φόρτιση συσκευής

Δείκτης στάθμης μπαταρίας

Εάν ο δείκτης στάθμης μπαταρίας είναι λευκός, δείχνει τρεις  ή δύο  εσωτερικές γραμμές, τότε η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Εάν ο δείκτης στάθμης μπαταρίας είναι κόκκινος, δείχνει μόνο μία  εσωτερική γραμμή, τότε η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή.



Εάν ο δείκτης στάθμης φόρτισης της μπαταρίας είναι κόκκινος, δεν δείχνει καμία εσωτερική γραμμή και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Φορτίστε την μπαταρία!», τότε η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως.

Φόρτιση της μπαταρίας

Σε περίπτωση χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας ή σε περίπτωση αποφόρτισης, συνδέστε την υποδοχή mini-USB του καλωδίου στην υποδοχή φόρτισης/εγκατάστασης προγραμμάτων, και την υποδοχή USB στη θύρα USB ενός ενεργοποιημένου υπολογιστή. Ο δείκτης φόρτισης της μπαταρίας θα αρχίσει να δείχνει τη διαδικασία φόρτισης.

Εγγύηση του κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής εγγυάται τη συμμόρφωση της συσκευής «DeVita Energy» με τις τεχνικές προδιαγραφές μόνον εφόσον ο καταναλωτής συμμορφώνεται με τις οδηγίες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς από κατάστημα λιανικής πώλησης.

Σε περίπτωση απουσίας της ημερομηνίας πώλησης και της σφραγίδας του πωλητή στο εγχειρίδιο, η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία κυκλοφορίας της συσκευής από το εργοστάσιο του κατασκευαστή.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο ιδιοκτήτης δικαιούται δωρεάν επισκευή. Οι επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Οι αποστολές της ελαττωματικής συσκευής για επισκευή πραγματοποιούνται από τον αγοραστή.

Αν η βλάβη αφορά το σώμα της συσκευής ή/και σε περίπτωση μη ύπαρξης της κάρτας εγγύησης, οι απαιτήσεις του αγοραστή δεν γίνονται αποδεκτές και η επισκευή δεν πραγματοποιείται.

Η εγγύηση δεν ισχύει για τις ακόλουθες ζημιές:

- Ελαττώματα που προκαλούνται από κακό χειρισμό;
- Ελαττώματα που προκαλούνται από φυσικές φθορές;
- Παραβίαση των σφραγίδων ασφαλείας;
- Όταν υπάρχουν εξωτερικά ελαττώματα (ρωγμές, χτυπήματα κλπ.).

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την ελαττωματική συσκευή με νέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- η συσκευή έχει επισκευαστεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης
- η συσκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί

Προσοχή! Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, χωρίς ειδοποίηση, το σχεδιασμό της συσκευής και το λογισμικό χωρίς να επηρεάζονται τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά

Μεθοδολογία

Η ιδέα για την ύπαρξη ενέργειας στον οργανισμό και το γεγονός ότι η υγεία εξαρτάται από τη ροή της, εκφράστηκε για πρώτη φορά από αρχαίους ιατρούς της Κίνας, της Ινδίας και της Αιγύπτου. Σήμερα έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι κάθε όργανο εκπέμπει κάποιες συγκεκριμένες συχνότητες. Οι δυσμενείς εξωτερικοί παράγοντες, η γεμάτη άγχη καθημερινή ζωή, οι κακές συνθήκες του περιβάλλοντος αποσυντονίζουν τους φυσιολογικούς ρυθμούς των συχνοτήτων, με αποτέλεσμα συμπτώματα όπως η κατάθλιψη, η απάθεια και η χρόνια αϋπνία.

Η συσκευή «DeVita Energy» εκπέμπει αρμονικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, οι οποίες εξισορροπούν τους βιοενεργειακούς δείκτες του ανθρώπινου οργανισμού, ενεργοποιούν τις λειτουργίες ρύθμισής του, που βασίζονται σε αντανάκλαστικά φαινόμενα, και μειώνουν τις βιοπαθολογικές και γεωπαθητικές επιβαρύνσεις στον οργανισμό. Η συσκευή «DeVita Energy» επιδρά ήπια και με ασφάλεια στον οργανισμό χωρίς να καταστρέφει την ενεργειακή ισορροπία του, συνολικά ή μεμονωμένα.

Αυτή η μέθοδος επίδρασης στον οργανισμό βασίζεται στις ανακαλύψεις του Franz Morell, εφευρέτη της θεραπείας του βιοσυντονισμού. Το 8 ειδικά προγράμματα ηλεκτρομαγνητικής επίδρασης αποκαθιστούν και ενισχύουν τους φυσιολογικούς δείκτες, ανακουφίζουν από την ψυχολογική και συναισθηματική φόρτιση τονώνοντας τον οργανισμό με ενέργεια, χαρίζοντας καλή διάθεση και υγεία.

Προσοχή! Η χρήση της συσκευής αντενδείκνυται σε εγκύους κατά τους τρεις πρώτους μήνες της κύησης, σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων καθώς και σε άτομα με βαριές καρδιολογικές παθήσεις.

Προγράμματα «DeVita Energy»

Πρόγραμμα «Αφθονία». Χρόνος λειτουργίας – 2:17.

Περιγραφή: οι άνθρωποι έχουν πάντα ορισμένες περιοριστικές πεποιθήσεις, φόβους που δεν καθιστούν δυνατή την απόλαυση του οικονομικού πόρου ή τη σωστή διαχείριση του. Από αυτήν την άποψη, προκύπτουν φόβοι: ο φόβος της απώλειας και ο φόβος των χρημάτων (μπορούν επίσης να κλαπούν και αν αποκτηθούν εύκολα, τότε προκύπτει ένα συγκεκριμένο σύμπλεγμα ενοχής). Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν έντονη ένταση, άγχος και άλλες συναισθηματικές εμπειρίες που αντανακλώνται στο σώμα μας. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην ευθυγράμμιση της στάσης απέναντι στα χρήματα, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες ενός ατόμου. Επιπλέον, επηρεάζει την αλλαγή στάσεων απέναντι σε υλικά αγαθά και συνεργασίες, προωθεί την αποκάλυψη δημιουργικών ικανοτήτων.

Εφαρμογή: εάν απαιτείται, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε συνδυασμό με τα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy»: «Συναισθηματική ισορροπία», «Υγεία», «Αρμονία».

Πρόγραμμα «Αρμονία». Χρόνος λειτουργίας – 2:19.

Περιγραφή: το πρόγραμμα έχει ευεργετική επίδραση στο νευρικό σύστημα, εξισορροπεί την ψυχο-συναισθηματική κατάσταση, βοηθά στην άρση των κρυφών περιορισμών, των υποσυνείδητων αρνητικών πεποιθήσεων, των φόβων. Βοηθά στη βελτίωση του ύπνου, στην απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού, το οποίο σας επιτρέπει να επιτύχετε τους στόχους με τον καλύτερο τρόπο, δίνει θετική ενέργεια.

Εφαρμογή: το δεύτερο βασικό πρόγραμμα ευεξίας, που χρησιμοποιείται καθημερινά σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Υγεία».

Πρόγραμμα «Προστασία». Χρόνος λειτουργίας – 1:42.

Περιγραφή: δουλεύοντας με ανθρώπους, μπορεί συχνά να αντιμετωπίσετε αρνητικά συναισθήματα: πονοκέφαλος, επιθετικότητα, κατάθλιψη, απώλεια όρεξης, προβλήματα με σχέσεις κ.λπ. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε λειτουργικές διαταραχές.

Το πρόγραμμα δημιουργεί μια εξαιρετική ασπίδα κατά της αρνητικής ενέργειας και δεν επιτρέπει να βλάψει την υγεία και τη διάθεση σας.

Είναι χρήσιμο για άτομα των οποίων οι ειδικότητες σχετίζονται με την εργασία σε μεγάλες ομάδες (γιατροί, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί).

Εφαρμογή: το πρόγραμμα χρησιμοποιείται, εάν είναι απαραίτητο.

Πρόγραμμα «Υγεία». Χρόνος λειτουργίας – 2:59.

Περιγραφή: το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση του σώματος σε λειτουργικό επίπεδο, την αποκατάσταση του ενεργειακού δυναμικού των κατεστραμμένων οργάνων και την αναζωογόνηση.

Εφαρμογή: το πρώτο βασικό πρόγραμμα ευεξίας, που χρησιμοποιείται καθημερινά σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Αρμονία».

Πρόγραμμα «Σιλουέτα». Χρόνος λειτουργίας – 1:01.

Περιγραφή: Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξάλειψη ψυχοσωματικών αιτιών που είναι παράγοντες αύξησης βάρους. Το υποσυνείδητο μυαλό μας μπορεί να προκαλέσει υπερκατανάλωση τροφής και, ως αποτέλεσμα, την απόθεση επιπλέον κιλών σε απάντηση στο ψυχο-συναισθηματικό άγχος, που προκαλείται από συγκρούσεις στην οικογένεια, στην εργασία, στο σπίτι και στη συναισθηματική

δυσαρέσκεια. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα είναι χρήσιμο για άτομα που θέλουν να αυξήσουν το βάρος τους, καθώς δίνει μια αίσθηση εσωτερικής ηρεμίας, χαράς, η οποία συμβάλλει στη διαδικασία της σωστής πρόσληψης τροφής και της πλήρους αφομοίωσής της.

Εφαρμογή: εάν απαιτείται, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε συνδυασμό με τα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy»: «Συναισθηματική ισορροπία», «Υγεία», «Αρμονία».

Πρόγραμμα «Μακροζωία». Χρόνος λειτουργίας – 1:15.

Περιγραφή: το πρόγραμμα συμβάλλει στη διατήρηση του γενικού επιπέδου υγείας σε καλά επίπεδα, βοηθά στην προστασία του DNA από τις αρνητικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από οικιακές συσκευές, το δίκτυο Διαδικτύου κ.λπ. Ως αποτέλεσμα, η ποσότητα της ζωτικής ενέργειας, η διαύγεια του μυαλού, η συνείδηση αυξάνεται, η διάθεση για υγιεινό τρόπο ζωής και οι δημιουργικές ικανότητες ενεργοποιούνται.

Εφαρμογή: εάν απαιτείται, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε συνδυασμό με τα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy»: «Υγεία», «Αρμονία».

Προσοχή! Τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του προγράμματος, μπορεί να υπάρχει: ελαφρά ζάλη, ναυτία, υπνηλία.

Πρόγραμμα «Συναισθηματική ισορροπία». Χρόνος λειτουργίας – 1:16.

Περιγραφή: χρησιμοποιείται για την εναρμόνιση των σχέσεων - στην οικογένεια, μεταξύ συντρόφων, φίλων, για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Αυτό το πρόγραμμα διευρύνει τις ευκαιρίες για επικοινωνία, αμοιβαία κατανόηση, ανοχή και αγάπη, βοηθά στην εξάλειψη των συγκρούσεων. Δίνει μια αίσθηση ενότητας με τον κόσμο. Για τους εσωστρεφείς, θα είναι χρήσιμο για την απελευθέρωση εσωτερικών «φραγμών» και για την απελευθέρωση της δημιουργικότητας.

Εφαρμογή: εάν είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε οποιονδήποτε συνδυασμό με άλλα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy».

Πρόγραμμα «Ενέργεια». Χρόνος λειτουργίας – 0:41.

Περιγραφή: Το πρόγραμμα ενεργοποιεί τον οργανισμό, δίνει δύναμη, έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα, προστατεύει από βιο- και γεωπαθογόνους παράγοντες.

Εφαρμογή: εάν είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε οποιονδήποτε συνδυασμό με τα άλλα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy».

Οδηγίες χρήσης της συσκευής «DeVita Energy»

Η συσκευή συνιστάται για όλους όσους βιώνουν:

- Επιβλαβείς επιπτώσεις της πόλης και του περιβάλλοντος
- Σωματική και συναισθηματική κόπωση
- Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
- Μεγάλη σωματική δραστηριότητα
- Κατάθλιψη, άγχος, ευερεθιστότητα
- Ζάλη, αδυναμία, υπνηλία

Αποτελέσματα μετά τη χρήση της συσκευής «DeVita Energy»:

- Αποκαθιστά και ενισχύει τη φυσιολογική απόδοση
- Ανακουφίζει το ψυχο-συναισθηματικό άγχος
- Αφαιρεί τους ψυχοσωματικούς περιορισμούς
- Φορτίζει με ενέργεια και θετικότητα
- Ξεκινά τις λειτουργίες αυτορρύθμισης του οργανισμού
- Ρυθμίζει τις λειτουργίες αποτοξίνωσης του οργανισμού
- Μειώνει τα βιο- και γεωπαθογόνα φορτία
- Προστατεύει από την ηλεκτρομαγνητική αιθαλομίχλη
- Αναζωογονεί

Συμπέρασμα

Η έννοια Wellness, δηλαδή η σωστή διατροφή, η καλή σωματική άσκηση, ο

καθαρός αέρας, η εξάλειψη κακών συνθηκών, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πολλών ασθενειών. Ωστόσο, σήμερα δεν είναι πάντα εφικτό να ακολουθεί κανείς έναν τέτοιο τρόπο ζωής και ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις με το μόνιμο άγχος, το φιλόδοξο τρόπο ζωής και τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι συσκευές «DeVita Energy» δημιουργήθηκαν με σκοπό να βοηθήσουν τον οργανισμό στην αποκατάσταση της χαμένης ενέργειας, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην τόνωση της ψυχικής υγείας.

Όσο υψηλότερα τα επίπεδα της ενέργειας στον άνθρωπο κι όσο καλύτερη είναι η κατάσταση της υγείας του, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να χτίσει τη ζωή του όπως την επιθυμεί.



Deta
Elis
Holding

Здоровье
Инновации
Человек

Устройство для усиления
собственных защитных сил
и коррективки естественных
электромагнитных излучений
природных биосистем

DeVita
Energy

NEW DEVICE

Паспорт • Руководство по применению

Назначение устройства

Устройство «DeVita Energy» является генератором слабых электромагнитных излучений, идентичных излучениям природных органических систем.

Предназначено для усиления собственных защитных сил и корректировки естественных электромагнитных излучений природных биосистем. Принцип корректирующего воздействия основан на использовании частот по методам Р. Райфа, Р. Фолля, Ф. Морреля.

Внимание! Устройство может использоваться детьми только под присмотром взрослых. Детям запрещено играть с устройством. Лица с ограниченными физическими возможностями и умственными нарушениями могут использовать устройство только под присмотром соответствующего персонала.

Комплектность

Устройство «DeVita Energy».....	1 шт.
Паспорт/инструкция по применению.....	1 шт.
Упаковка.....	1 шт.
USB-кабель для зарядки.....	1 шт.
Шнурок на шею.....	1 шт.

Технические характеристики

1. Количество комплексов, шт.....	1
2. Диапазон частот, Гц.....	0,1÷15000
3. Погрешность установки частоты не более, %.....	±0,003
4. Время непрерывной работы не более, час.....	20
5. Тип клавиатуры.....	сенсорная
6. Тип дисплея.....	TFT 128x160
7. Питание:	
- аккумулятор Li-Pol 3,7В, встроенный в устройство, шт.....	1
8. Максимальное время зарядки аккумулятора, час.....	6

9. Габаритные размеры не более, мм.....	102x44x15
10. Масса прибора не более, кг.....	0,1
11. Средний срок службы не менее, лет.....	5

Информация о безопасности

Устройство:

- безопасно в использовании;
- не токсично;
- не является легковоспламеняющимся;
- не взрывоопасно;
- не является источником опасных для здоровья излучений.

При зарядке аккумулятора устройства класса III должны питаться от сетевого адаптера исключительно безопасного низковольтного напряжения.

Защита окружающей среды

Встроенный аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы устройства и перед тем как передать его на утилизацию аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специальных пунктах. 

Правила ухода, хранения и транспортировки

Устройство без упаковки должно храниться в помещении при температуре от 10 до 35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Устройство должно быть защищено от прямого попадания влаги и действия активных химических веществ.

Не разбирайте устройство.

Не допускайте падения устройства.

Не допускайте падения на устройство других предметов.

Рекомендуем сохранять упаковочную тару в течение гарантийного срока

Описание устройства

1. Кнопка включения/выключения устройства
2. Дисплей
3. Гнездо зарядки
4. Клавиши перемещения
5. Клавиша выбора опции
6. Клавиша возврата
7. Светодиод выполнения программы





Рис. 1

Работа с устройством

Для включения устройства нажмите кнопку **1**. Время подсвечивания дисплея составляет 15 сек с момента нажатия последней клавиши. Дисплей можно отключить раньше этого времени повторным нажатием кнопки **1**. В случае если дисплей погас до того, как вы ввели нужные команды, его необходимо включить повторным нажатием кнопки **1**.




После нажатия кнопки **1** включения/выключения устройства (Рис.1) на дисплее появится заставка, а через 2 сек. устройство автоматически выйдет в режим выбора программ.



Для перехода в режим настройки прибора необходимо нажать клавишу возврата.

Работа в режиме настройки прибора

Подменю «Настройки»




Клавишами перемещения выберите пункт «Настройки»



Нажмите клавишу выбора опции

На дисплее появится подменю «Настройки»



Выбор языка




Клавишами перемещения выберите пункт «Язык»



Нажмите клавишу выбора опции

На дисплее появится подменю «Язык»





Клавишами перемещения выберите нужный язык





Нажмите клавишу выбора опции



Для возврата в подменю «Настройки» нажмите клавишу возврата



При выборе пункта «Выкл.» звуковое сопровождение нажатия клавиш отключается.



Настройка звука

-  Клавишами перемещения выберите пункт «Звук»
-  Нажмите клавишу выбора опции

На дисплее появится подменю «Звук»


-  Клавишами перемещения выберите пункт «Вкл.» или «Выкл.»
-  Нажмите клавишу выбора опции
-  Для возврата в подменю «Настройки» нажмите клавишу возврата

Настройка времени

-  Клавишами перемещения выберите пункт «Время»
-  Нажмите клавишу выбора опции

На дисплее появится подменю «Время»

-  Клавишей выбора опции выберите окно «Часы», «Минуты».
-  Клавишами перемещения установите необходимые часы, минуты.
-  Для возврата в подменю «Настройки» нажмите клавишу возврата



Об устройстве




Клавишами перемещения выберите пункт «Об устройстве»



Нажмите клавишу выбора опции

На дисплее появится номер вашего устройства и версия программы.




Подменю «Программы»



Клавишами перемещения выберите пункт «Программы»



Нажмите клавишу выбора опции




Выбор программы



Клавишами перемещения выберите необходимую для работы программу



Нажмите клавишу выбора опции



На дисплее появится окно установки количества циклов выполнения программы.




Клавишами перемещения установите необходимое количество циклов работы программы



Нажмите клавишу выбора опции

Программа запустится, о чем будет сигнализировать мигание красного светодиода под логотипом на панели устройства.




На дисплее появится подменю выполнения текущей программы

Таймер в верхней части дисплея отображает время, оставшееся до конца выполнения программы.


Информация о выполнении программы

При необходимости получения информации о выполнении программы при выключенном экране нажмите кнопку **1** **включения/выключения устройства** (Рис.1). и на дисплее появится подменю выполнения текущей программы



Прерывание программы


Если необходимо прервать выполнение программы



Клавишами перемещения выберите пункт «Да»



Нажмите клавишу выбора опции




Если необходимо сделать паузу при выполнении программы



Клавишами перемещения выберите пункт «Пауза»



Нажмите клавишу выбора опции



На дисплее появится подменю «Пауза»

Если необходимо выйти из паузы



Клавишами перемещения выберите пункт «Да»



Нажмите клавишу выбора опции

Если не нажимать кнопку «Да» опции «Выйти из паузы?» прибор автоматически выключится через 1 час.

Пользование устройством в режиме работы программы


Сразу же после запуска программы расположите устройство тыльной стороной к телу, например, в кармане.

Зарядка устройства

Индикатор заряда аккумулятора

Индикатор заряда аккумулятора подсвечен белым цветом. Активны три  или два  внутренних сектора индикатора – аккумулятор заряжен.

Индикатор заряда аккумулятора подсвечен красным цветом, активен один  внутренний сектор индикатора – заряд аккумулятора на исходе.



Индикатор заряда аккумулятора подсвечен красным цветом, ни один из внутренних секторов индикатора не активен, на дисплее высвечивается надпись «Зарядите батарею!» – аккумулятор разряжен полностью.

Зарядка аккумулятора

В случае малой зарядки или полной разрядки аккумулятора подсоедините разъем mini-USB кабеля к гнезду зарядки/записи программ устройства, а разъем USB – к USB порту работающего компьютера. Индикатор заряда аккумулятора начнет сигнализировать о процессе зарядки.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства «DeVita Energy» техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устройства — 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

При отсутствии даты продажи и штампа торговой организации в паспорте, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска устройства предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт. Гарантийный ремонт производится на территории предприятия-изготовителя. Доставка неисправного устройства к месту ремонта осуществляется за счет покупателя.

При нарушении сохранности корпуса устройства и/или при отсутствии гарантийного талона претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- дефекты вследствие неправильной эксплуатации;
- дефекты, вызванные стихийными бедствиями;
- при нарушении сохранности пломб;
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов и др.).

Покупатель имеет право заменить неисправный прибор на новый в течение гарантийного срока в следующих случаях:

- при ремонте устройства в четвертый раз
- прибор не подлежит ремонту

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию прибора и программное обеспечение без ухудшения существующих характеристик.

Методические рекомендации

Впервые мысль о наличии в организме человека энергии и зависимости здоровья от ее циркуляции была высказана древними врачами Китая, Индии, Египта. Сегодня научно доказано, что каждый орган человека излучает определенные частоты. Под действием неблагоприятных внешних факторов, полной стрессов современной жизни, плохой экологии его частоты отклоняются от своих естественных параметров, в результате чего возникает депрессия, апатия, хроническая бессонница.

Устройство «DeVita Energy» излучает гармоничные электромагнитные частоты, которые выравнивают биоэнергетические показатели человека, запускают функции регуляции организма, основанные на резонансных явлениях, снижают био- и гепатогенные нагрузки. «DeVita Energy» мягко и безопасно воздействует на организм человека, не нарушая его энергоравновесие ни в целом, ни локально.

Этот способ воздействия на организм основан на разработках Франца Мореля – автора метода биорезонансной терапии. Правильно созданные 8 программ электромагнитного воздействия восстанавливают и усиливают физиологические показатели, снимают психоэмоциональное напряжение, заряжают энергией, дарят хорошее настроение и прекрасное самочувствие, гармонизируют человека на всех уровнях его бытия.

Внимание! Устройство имеет противопоказание к использованию беременными женщинами в первом триместре; людьми, перенесшими трансплантацию органов; также теми, кто страдает тяжелыми заболеваниями сердца.

Программы «DeVita Energy»

Программа «Изоилие». Время работы – 2:17.

Описание: у людей всегда присутствуют те или иные ограничивающие убеждения, страхи, которые не дают возможности насладиться денежным ресурсом или правильно им распорядиться. В связи с этим возникают страхи: страх потерять и страх иметь деньги (их также могут украсть, а если они достаются легко, то возникает некий комплекс вины). Все это может вызывать сильное напряжение, тревожность и другие эмоциональные переживания, которые отражаются на нашем теле. Программа помогает выровнять отношение к деньгам, независимо от финансовых возможностей человека. Кроме того она влияет на изменение отношения к материальным благам и партнерским взаимоотношениям, способствует раскрытию творческих способностей.

Применение: по необходимости программу можно использовать ежедневно, сочетая с программами: «Отношения», «Здоровье», «Гармония».

Программа «Гармония». Время работы – 2:19.

Описание: программа благотворно воздействует на нервную систему, уравновешивает психоэмоциональное состояние, помогает снять скрытые блокировки, подсознательные негативные убеждения, страхи. Способствует улучшению сна, раскрытию полного потенциала, что позволяет достичь целей наилучшим образом, настраивает на позитив.

Применение: вторая основная программа по оздоровлению, используется ежедневно в сочетании с программой «Здоровье».

Программа «Защита». Время работы – 1:42.

Описание: работая с людьми часто можно испытывать негативные ощущения: головная боль, приступ агрессии, депрессию, потерю аппетита, разлад в партнерских отношениях и т. д. Все это может привести к функциональным расстройствам.

Программа создает прекрасный барьер от отрицательной энергетики и не позволяет ей причинить урон здоровью и настроению. Будет полезна людям, чьи специальности связаны с работой в больших коллективах и в потоке (врачам, тренерам, учителям, психологам, соц.работникам).

Применение: программа используется по необходимости.

Программа «Здоровье». Время работы – 2:59.

Описание: программа направлена на поддержание работы организма на функциональном уровне, восстановление энергопотенциала поврежденных органов, омоложение.

Применение: первая основная программа по оздоровлению, используется ежедневно в сочетании с программой «Гармония».

Программа «Стройность». Время работы – 1:01.

Описание: программа направлена на устранение психосоматических причин, являющихся факторами набора веса. Наше подсознание может проецировать переизбыток и, как следствие, отложение лишних килограммов в ответ на психоэмоциональное напряжение, которое обусловлено конфликтами в семье, на работе, бытовой и эмоциональной неудовлетворенностью. Кроме того программа будет полезна людям, желающим набрать вес, т. к. дает ощущение внутреннего спокойствия, тихой радости, что способствует процессу правильного приема пищи и ее полному усвоению.

Применение: по необходимости программа может использоваться ежедневно в сочетании с программами «DeVita Energy»: «Отношения», «Здоровье», «Гармония».

Программа «Долголетие». Время работы – 1:15.

Описание: программа помогает поддерживать общий уровень здоровья на хороших значениях, способствует защите ДНК от негативного влияния электромагнитных излучений бытовой техники, интернет-сети и др. Настраивает организм согласно его эталонному «звучанию» (частоты сольфеджио). В результате чего увеличивается количество жизненной энергии, ясность ума, сознания, появляется настрой на здоровый образ жизни, активируются творческие способности.

Применение: по необходимости программу можно использовать ежедневно в сочетании с программами: «Здоровье», «Гармония».

Внимание! В первые дни работы программы могут быть: легкое головокружение, подташнивание, сонливость.

Программа «Отношения». Время работы – 1:16.

Описание: используется для гармонизации отношений – в семье, между партнерами, друзьями, для разрешения социальных проблем. Эта программа расширяет возможности общения, взаимопонимания, терпимости и любви, помогает устранить конфликты. Дает чувство единения с миром. Для интровертов будет полезна с целью снятия внутренних «занимов» и раскрытия творческого потенциала.

Применение: по необходимости программа может использоваться ежедневно в любом сочетании с другими программами «DeVita Energy».

Программа «Энергия». Время работы – 0:41.

Описание: программа заряжает энергией, дает силу двигаться вперед, имеет оздоравливающий эффект, защищает от био- и геопатогенных факторов.

Применение: по необходимости программа может использоваться ежедневно в любом сочетании с другими программами «DeVita Energy».

Рекомендации к применению устройства «DeVita Energy»

Применять устройство рекомендуется всем, кому приходится испытывать:

- Вредное воздействие города и окружающей среды
- Физическую и эмоциональную усталость
- Синдром «хронической усталости»
- Большие физические нагрузки
- Депрессию, стрессы, тревожность, раздражительность
- Головокружение, слабость, сонливость

Эффект после применения устройства «DeVita Energy»:

- Восстанавливает и усиливает физиологические показатели
- Снимает психоэмоциональное напряжение
- Убирает психосоматические блоки
- Заряжает энергией и позитивом
- Запускает функции саморегуляции организма
- Регулирует дренажную и детоксикационную функции организма
- Снижает био- и геопатогенные нагрузки
- Защищает от электромагнитного смога
- Омолаживает

Заключение

Концепция Wellness – здоровое питание, умеренные физические нагрузки, свежий воздух, отказ от вредных привычек – во многом снижает риск возникновения различных заболеваний. Однако в современном мире не всегда удается последовательно придерживаться данной концепции. Особенно это актуально для мегаполисов с их постоянными стрессами, стремительным образом жизни и неблагоприятной окружающей средой.

Устройства «DeVita Energy» призваны помочь организму восстановить утраченную энергию, повысить иммунитет и поддерживать жизненный тонус на высоком уровне.

Чем выше энергетика человека, тем лучше состояние его здоровья, тем большим потенциалом и возможностями он обладает для того, чтобы создать свою жизнь такой, какой он хочет.

Konformitätsbescheinigung gem. EU-Richtlinien

	TECHNICAL FILE EC DECLARATION OF CONFORMITY
---	--

EC Declaration of Conformity Nr.W14



The company **DETA-ELIS EUROPA GMBH** with a seat at Kaiserstr. 74, 63065 Offenbach, Germany

Herewith to DECLARE

That the equipment described below complies with all applicable at the time of construction essential requirements of the **Directive 2011/65/EU (RoHS)** and the **Directive 2014/30/EU (EMC)**.

This declaration relates exclusively to the equipment in the state in which it was placed on the market, and excludes alterations or manipulations, components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user without our official consent.

Equipment: DeVita
Type / Model: Energy
Standards Applied: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Date: 23 January 2018

Authorized Representative: The General Manager Ms. Konopleva Tatyana

Title of Signatory:



Company Stamp:


DETA-ELIS
Europa GmbH
Kaiserstr. 74,
63065 Offenbach, Germany
Tel. 069-69-90592855 Fax 069-69-965082852
info@detaholding.org
www.detaholding.info

Konformitätsbescheinigung nach den Ergebnissen technischer Versuche und Prüfungen



CONFIRMATION OF COMPLIANCE

CUSTOMER: DETA-ELIS EUROPA GMBH
JUSTUS-LIEBIG-STR. 2-4
36093 KÜNZEL
GERMANY

SERVICE SUPPLIER: SGS GERMANY GMBH
EMC LABORATORY MUNICH
HOFMANNSTRASSE 50
81379 MUNICH
GERMANY

MODELS: DeVita AP Model Mini; Devita RITM Model Mini;
DeVita Energy

SPECIFICATIONS: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

CONCLUSION: IN REFER TO SGS TEST REPORT NO.: H0FA0005
NO DEVIATION FROM THE STANDARDS HAVE
BEEN IDENTIFIED. THEREFORE THE TESTED
PRODUCT IS IN COMPLIANCE WITH THE
APPROPRIATED STANDARDS.

This Verification of Compliance has been granted to the applicant based on the results of tests, performed by Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards. The CE marking as shown below can be affixed, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives.



Munich,
City, date

June 27, 2016 J. Rave

company, signature 1 and 2

SGS Germany GmbH
Betriebsstätte Münch.
Hofmannstrasse 50
D-81379 München

SGS Germany GmbH, Hofmannstr. 50, D-81379 Munich is testing facility for
ELECTRO-MECH. COMPONENTS TESTING ENVIRONMENTAL SIMULATION ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
MEDICAL DEVICE TESTING BATTERY TESTING PRODUCT SAFETY TELECOM CONFORMANCE TESTS
Phone +49 89 707475-100, Fax +49 89 707475-114, Internet www.sgs.com/de

Nachweis der RoHS-Konformität nach den Testergebnissen einer chemischen Analyse

SGS

**INSTITUT
FRESENIUS**

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Postfach 1201 55220 Taunusstein

Deta-Eis Europe GmbH
Justus-Liebig-Str. 2-4
36093 Körzell

SGS Auftrag Nr. / SGS Job Nr. 3745813
Prüfbericht / Test report: 3745813-04
Kunden-Nr. / Customer ID: 10042938

DEUTSCHLAND

Frau Wera Leonhardt / at
Project Manager
Tel.: +49 (0)6128 / 744 - 186
wera.leonhardt@sgs.com
Consumer and Retail

Taunusstein, 10/JUN/2016

Prüfbericht / Analytical report: RoHS-Screening SUMMARY

SGS-Pr.Nr. / SGS sample ID	Probenbezeichnung / sample designation	Prüfbericht Nr. / report No.
146310052	Devita AP mini	2832535-02
146310053	Devita RM mini	2832535-02
150746698	Devita Energy	3471313-01

Zusammenfassung der Analysenergebnisse / summary of assessment

Parameter	Bewertungsgrundlage Basis of assessment	Ergebnis Result
XRF-Screening	Richtlinie 2011/65/EU Directive 2011/65/EU	Aufgrund der durchgeführten Prüfungen an dem zur Verfügung gestellten Testmuster weisen die Ergebnisse für die Parameter Blei, Cadmium, Chrom (VI) und PBB/PBDE auf keinen Konflikt mit der Richtlinie 2011/65/EU und deren Ergänzungen hin. Based on the performed tests on submitted sample(s), the test results of Lead, Mercury, Cadmium, hexavalent Chromium, Polybrominated diphenyls (PBD) and Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) indicate no conflict with the limits as set by RoHS Directive 2011/65/EU, Annex 2 and subsequent amendments.

Anmerkung/remark:

Die vollständigen Prüfergebnisse entnehmen Sie bitte den angegebenen Prüfberichten.
For complete test results please refer to our reports as declared.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

IV
Wera Leonhardt
Projektleiterin / Project Manager

IA
Dr. Nadine Meisner
Projektleiterin / Project Manager

R:\SGS intern\München\2016\3745813_Devita AP\3745813-04_Summary_Devita.doc

Seite / page 1/1

SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH | inHof 14 D-69232 Taunusstein | T +49 6128 744-0 | F +49 6128 744-131 | www.institut-fresenius.sgs.com/de

Member of the SGS Group | ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

Die Prüfergebnisse stellen ein Zeugnis der Analyse dar. Die Prüfergebnisse sind nur für die Zwecke der Analyse gültig und können nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen liegt bei dem Auftraggeber. Wir übernehmen keine Haftung für die Genauigkeit der Ergebnisse. Die SGS ist eine Tochtergesellschaft der SGS Holding AG, die in der Schweiz registriert ist.

Gezeichnet/Drawn: Stefan Böhmer, Leiter/Manager: Dr. Nadine Meisner, Stb. der Geschäftsführung/Authorized Signatory: Wera Leonhardt, Projektleiterin/Project Manager

Abnahmebescheinigung

Das Gerät «DeVita Energy»

Fabrikations-Nr. _____

wurde in Übereinstimmung mit den verbindlichen Anforderungen der staatlichen Standards und der gültigen technischen Dokumentation hergestellt und abgenommen und seine Betriebsfähigkeit wird bescheinigt.

Seriennummer _____

Bestätigung des technischen Prüfers:

Stempel _____

(Unterschrift)

(Name des Unterzeichners)

«____» _____ 20__.

(Herstellungsdatum)

Garantieschein Nr.1

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von «DeVita Energy»

Übergabe am «____» 20____. Reparaturen durchgeführt von

(Name, Unterschrift)



Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany

Garantieschein Nr.1 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: «DeVita Energy»

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____
(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum «____» _____ 20____.

Stempel des Betriebs _____
(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes

«____» _____ 20____.

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Reparaturen durchgeführt von _____

(Datum, Unterschrift)

Kunde _____

(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

Stempel

«____» _____ 20____.

Der Verantwortliche _____
(Unterschrift)

Garantieschein Nr.2

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von «DeVita Energy»

Übergabe am «___» 20__ . Reparaturen durchgeführt von _____

(Name, Unterschrift)

Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany

Garantieschein Nr.2 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: «DeVita Energy»

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____
(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum «___» _____ 20__.

Stempel des Betriebs _____
(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes

«___» _____ 20__ .

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Reparaturen durchgeführt von _____

(Datum, Unterschrift)

Kunde _____

(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

Stempel

«___» _____ 20__ .

Der Verantwortliche _____
(Unterschrift)



Garantieschein Nr.3

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von «DeVita Energy»

Übergabe am «___» 20__ . Reparaturen durchgeführt von _____

(Name, Unterschrift)

Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany

Garantieschein Nr.3 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: «DeVita Energy»

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____
(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum «___» _____ 20__.

Stempel des Betriebs _____
(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes

«___» _____ 20__ .

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Reparaturen durchgeführt von _____

(Datum, Unterschrift)

Kunde _____

(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

Stempel

«___» _____ 20__ .

Der Verantwortliche _____
(Unterschrift)







www.deholding.info

Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Deutschland