



Deta
Elis
Holding
Gesundheit
Innovationen
Mensch

Gerät
für umfassende Gesundheit

DeVita
Combi

Methodische Empfehlungen

Languages

Deutsch.....	3
English.....	143
Ελληνικά.....	277
اللغة العربية.....	422
Русский.....	533

Gerät
für umfassende Gesundheit

DeVita
Combi

Methodische Empfehlungen

Funktion

DeVita Combi ist ein 5-in-1-Universalgerät (DeVita AP, DeVita Ritm, DeVita Cosmo, HV) für Durchführung von elektromagnetischen, Quanten- und Elektropunkturbehandlungssitzungen. Es dient zum Schutz vor Stressfaktoren, zur Aufrechterhaltung der Homöostase, zur Leistungssteigerung, zur Schmerzlinderung und zur Vorbeugung vorzeitiger Alterung.

Es kann in Schönheits- und Wellnesszentren, in Erholungsräumen und zu Hause verwendet werden.

Wellness-Methoden

1. Elektromagnetische Einwirkung.

Elektromagnetische Regulationswirkung.

Als ein elektromagnetisches Gerät sendet DeVita Combi elektromagnetische Schwingungen geringer Intensität mit einer genau definierten Form und Frequenz aus.

Diese Art der Einwirkung erfolgt in zwei Richtungen:

- Regulation (es werden DeVita Ritm Frequenzen benutzt);
- Zerstörung (es werden DeVita AP Frequenzen benutzt).

Die elektromagnetische Regulationswirkung beruht auf langjährigen Entwicklungen der Wissenschaftler R. Voll, H. Schimmel, A.F. Kramer und anderer. Laut ihren Forschungen hat jedes Organ seine eigenen Schwingungen, die sich bei geschwächten Organen von den der gesunden Organe unterscheiden. In diesem Fall wird das Gerät Frequenzen geringer Intensität für verschiedene Organe und Systeme erzeugen, die die Schwingungen gesunder Organe imitieren. Die Wirkung dieser Frequenzen „stimmt den Körper auf eine gesunde Welle ein“, wodurch die Anpassungsreserven gesteigert und die Selbststeuerungsprozesse wiederhergestellt werden.

Die Wirkung der Methode beruht auf der Fähigkeit eines Lebewesens selektiv auf elektromagnetische Strahlung extrem niedriger Intensität zu reagieren. Unter dem Einfluss einer solchen Einwirkung werden der Stofftransport durch die Zellmembranen und grundlegende bioenergetische Vorgänge aktiviert, die es dem Körper ermöglichen, das entstandene Problem zu bewältigen.

Um die Heilwirkung zu verstärken, kann die elektromagnetische Methode mit der Quanten- bzw. Elektropunkturmethode kombiniert werden.

Achtung: Einige Programme haben Verwendungseinschränkungen nach Tageszeit, Alter. (Siehe die Appendix 1).

Elektromagnetische zerstörerische Einwirkung.

Die zerstörerische Einwirkung beruht auf den Entwicklungen von R. Rife und seinen Anhängern. Die Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass jedes Lebewesen seine eigene elektromagnetische Strahlung hat. Die vom Gerät erzeugten Wellen bestimmter Frequenz treten in Resonanz mit der eigenen Strahlung der Mikroorganismen und verstärken dadurch ihre Eigenschwingungen. Die intensiven Schwingungen wirken zerstörerisch auf Infektionserreger und Parasiten.

In diesem Fall wird das Gerät Frequenzen erzeugen, die für bestimmte Arten von Viren, Bakterien, Helminthen, Protozoen und Pilzen spezifisch sind, und ermöglicht eine tiefe Reinigung des Körpers von Giftstoffen.

Da die Anwendung von AP-Frequenzen an Inkubationszeit von Krankheitserregern bzw. Entzündungen gebunden ist, ist eine tägliche Anwendung über einen längeren Zeitraum nicht ratsam. Eine obligatorische Voraussetzung bei der Verwendung dieses Gerätes ist es, sauberes Trinkwasser zu trinken. Wenn diese Bedingung nicht eingehalten wird, können Nebenwirkungen in Form von Kopfschmerzen, Schwellungen, Hautausschlägen und Übelkeit auftreten.

Um die elektromagnetische Einwirkung auszuüben, können Sie sowohl Programme der Basiskomplexe, die aus manuellen und automatischen Programmen bestehen, als auch DeInfo-Programmsätze verwenden. Darüber hinaus können Sie zum Zweck der Regulationswirkung Ihre eigenen individuellen Komplexe und Programme auf dem Gerät erstellen.

Die Methodik zur Verwendung der Programme und deren Beschreibung finden Sie in den Anlagen 1, 3, 5 – für das Gerät DeVita Ritm, und in den Anlagen 2, 4, 5 – für das Gerät DeVita AP. Wenn Sie Ihre eigenen Genesungspläne unter Einbeziehung destruktiver Programme erstellen, denken Sie daran, dass auf Antiparasitenprogramme Entgiftungsprogramme folgen müssen.

2. Quantenwirkung.

Als ein Gerät mit Quantenwirkung emittiert DeVita Combi Frequenzen, die für elektromagnetische Regulationswirkung (DeVita Ritm) charakteristisch sind, sowie Infrarotlicht und Lichtwellen der 4 Spektralfarben des sichtbaren Lichts.

Das Wirkprinzip beruht auf einer reflektorischen Wirkung auf Nervenenden in der Haut: sie aktiviert die Synthese biologisch aktiver Substanzen, reduziert die

Anzahl der Krankheitserreger auf der Haut- und Schleimhautoberfläche und erhöht die Barrierefunktion der Haut.

Beim Benutzen des Gerätes darf nur der Quanten-Aufsatz verwendet werden, bzw. dessen Wirkung kann mit der elektromagnetischen Richtung kombiniert werden. Solche kombinierte Strahlung ist hochwirksam bei Beeinflussung biologischer Prozesse im Körper und ermöglicht es, das Gleichgewicht des Nerven- und Hormonsystems wiederherzustellen, was sich auf das Funktionieren des gesamten Körpers günstig auswirkt, sowie auf seine Fähigkeit, verschiedenen Erkrankungen zu widerstehen.

Es wirkt entzündungshemmend, regenerierend, tonisierend und verjüngend, verbessert die Durchblutung und die Ernährung des Gewebes, trägt zur Erhöhung des Hauturgors bei, lindert die Symptome von Depressionen und stimuliert geistige Prozesse.

Die heilende Wirkung von Farbe/Licht wird auf die Haut in den Reflexzonen ausgeübt. Dafür werden die "Zakharyin-Head"-Reflexzonen benutzt: die Zonen im Gesicht, an Fußsohlen und Handflächen, die von alten chinesischen Heilern beschrieben wurden (siehe Anlage 1, 2). Jede Zone des menschlichen Körpers ist direkt oder indirekt mit dem einen oder anderen Organ bzw. Organsystem und deren Funktionen verbunden. Die Einwirkung auf Zonen und darunter liegendes Gewebe verändert den Tonus und die Füllung der Endstrombahngefäße, den Stoffwechsel der Coriumzellen, und aktiviert Stoffwechselprozesse in allen Hautschichten und im subkutanen Fettgewebe. Die Reizung des Rezeptorapparats der Haut, der Schleimhäute und des darunter liegenden Gewebes durch das Nervensystem hat eine Einwirkung auf die Funktionssysteme des Körpers zur Folge.

Um den elektromagnetischen Quanteneffekt zu erreichen, können Sie entweder DeVita Cosmo Spezialprogramme (Anlage 6), oder die für DeVita Cosmo empfohlenen Programme (Anlage 7), oder die DelInfo Programmsätze verwenden, oder auch Ihre eigenen Programme erstellen.

Die Methodik zur Verwendung der DeVita Cosmo Spezialprogramme finden Sie in der Anlage 6.

Achtung: Einige Programme haben Verwendungseinschränkungen nach Tageszeit, Alter. (Siehe die Programmbeschreibung von DeVita Ritm mini).

3. Elektropunkturbehandlung.

Als ein Elektropunkturgerät erzeugt DeVita Combi schwache elektrische Entladungen (Impulsströme).

Dabei werden biologisch aktive Punkte (BAP) oder Reflexzonen beeinflusst, die sich an verschiedenen Stellen des Körpers befinden. Die Reflexzonen beinhalten Projektionen innerer Organe. Beim Reizen der Projektionspunkte wird im Körper ein Reflexmechanismus ausgelöst, der dazu beiträgt, die Funktion der Nervenenden und des Gefäßsystems einzuschalten, und biochemische Prozesse zu aktivieren. Dadurch werden Schmerzlinderung und Heilungsprozess erreicht.

Um den Heilungseffekt zu verstärken, ist es möglich, die elektromagnetische Regulationswirkung und die Elektropunktur (HV) zu kombinieren. Das Letztere kann in zwei Richtungen erfolgen: HV STEP und HV RAMPING. Für die HV-STEP-Richtung sind Sätze von Frequenzen und Wirkungszonen für das Lösen entsprechender Probleme verfügbar (siehe Anlage 3). Sie können auch selbstständig einen individuellen Satz von Frequenzen zusammenstellen. Bei dieser Option werden die Frequenzen nacheinander in der von Ihnen eingegebenen Reihenfolge umgeschaltet. Für die HV-RAMPING-Richtung wird der gewünschte Frequenzbereich eingestellt, der automatisch nach einem „Schaukel“-Prinzip ausgeführt wird.

Anwendungsbereich von DeVita Combi

Das Gerät kann bei folgenden Zuständen verwendet werden:

- Funktionsstörung eines beliebigen Körpersystems;
- Traumatische Verletzungen;
- Entzündungsreaktionen;
- Erkältungen und andere Infektionskrankheiten;
- Vorhandensein von Stress, Reizbarkeit;
- Abnahme der Leistungsfähigkeit;
- Abnahme des Hautturgors, Verschlechterung der Gesichtsfarbe.

Verwendungseinschränkungen

Für elektromagnetische Behandlung und Quantenbehandlung:

- Vorhandensein eines implantierten Organs;
- Erstes Trimester der Schwangerschaft.

Für Elektropunkturbehandlung:

- Vorhandensein von bösartigen Neubildungen;
- Vorhandensein eines implantierten Organs;
- Schwangerschaft;
- Ein Myokardinfarkt, der weniger als 2 Monate zurückliegt;

- Individuelle Unverträglichkeit gegenüber elektrischem Strom;
- Hautverletzungen und/oder -erkrankungen an den Stellen der Elektrostimulation.

Durchführungsverfahren der Behandlungssitzungen

Mit **DeVita Combi** kann der Benutzer die Behandlung selbst durchführen, nachdem er die Gebrauchsanweisung studiert hat.

Das Gerät ist einfach zu bedienen, und sein Wirkungsgrad wird durch die Dauer der Behandlungssitzungen gesteuert.

1. Für eine elektromagnetische Behandlungssitzung muss man:

- das Gerät für den Gebrauch vorbereiten;
- die Antennen von Ritm bzw. AP in unmittelbarer Nähe Ihres Körpers (bis zu 150 cm) platzieren.
- das gewünschte Programm wählen;
- das Programm starten;
- um die Behandlungssitzungen für eine kurze Zeit (bis zu 59 Minuten) zu unterbrechen, verwenden Sie die „PAUSE“-Taste.

Die Dauer der Anwendung hängt von der Lösung des jeweiligen Problems ab und kann zwischen 7 und 30 Tagen für die zerstörerische Wirkung, und zwischen 30 Tagen und einem halben Jahr für die Regulationswirkung bei täglicher Anwendung liegen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter: Anlagen 1-4 für die entsprechenden Geräte.

Beim Auftreten unerwünschter Wirkungen (Schwindelgefühl, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Schmerzen, Schläfrigkeit) wird die nächste Behandlungssitzung übersprungen und die Anwendungsdauer der Geräte verlängert. Das Trinkregime muss unbedingt eingehalten werden!

2. Für eine Quantenbehandlungssitzung muss man:

- das Gerät für den Gebrauch vorbereiten;
- den Modus mit der gewünschten Wirkung auswählen (Quantenbehandlung bzw. elektromagnetische Behandlung zusammen mit Quantenbehandlung);
- eine bequeme Position einnehmen;
- die Antenne von Ritm (bei kombinierter Behandlung) in unmittelbarer Nähe Ihres Körpers (bis zu 150 cm) platzieren, halten Sie den Quantenzusatz in den Händen;
- den zu behandelnden Bereich am Körper bestimmen;
- den zu behandelnden Bereich von Kleidung befreien (die Haut muss sauber sein);

- das gewünschte Programm wählen;
- das Programm starten.

Für Durchführung von Behandlungssitzungen mit dem QUANT Gerät wird die Hautoberfläche in Zonen eingeteilt, was die Orientierung und Behandlung der gewünschten Bereiche erleichtert. Die Behandlungszonen sind in den Abbildungen (Anlage 1, 2) dargestellt. Während einer Behandlungssitzung wird der Quantenzusatz in kreisförmigen oder linearen Richtung über der empfohlenen Zone in einem Abstand von 2-3 cm von der Hautoberfläche mit einer Geschwindigkeit von 1-2 cm/Sek. bewegt.

Beim Benutzen des Quantenzusatzes im Gesichtsbereich ist es wünschenswert, die Augen geschlossen zu halten, denn das helle Licht kann unangenehme Empfindungen verursachen. Es wird nicht empfohlen, den Bereich der Schilddrüse (vorne am Hals) zu behandeln!

Bei der Behandlung der Hautzonen nach den vorgeschlagenen Schemata ist die Reihenfolge der Behandlung zu beachten. Im Laufe einer Behandlungssitzung müssen alle Zonen behandelt werden, die in den Anlagen 1 oder 2 für die aktuelle Behandlungssitzung angegeben sind.

In der Anlage 2 finden Sie Sätze von Frequenzen für Lösung verschiedener Probleme und deren Anwendungszyklen mit Rücksicht auf Zonen. Ein Zyklus besteht aus 4 Behandlungssitzungen, die jeden Tag aufeinander folgen. Der ausgeprägteste Effekt wird bei kurmäßiger Anwendung erzielt. Ein Kurs ist eine Reihe von aufeinander folgenden Zyklen.

Wenn die Behandlung gemäß den in der Anlage 2 angegebenen Zonen durchgeführt wird, dauert ein Kurs 3-4 Zyklen (9-12 Tage), darauf muss man eine Pause (10-14 Tage) machen, und den Kurs wiederholen.

Wenn die Behandlung gemäß den in der Anlage 1 angegebenen Zonen durchgeführt wird, dauert ein Kurs 1 Monat täglicher Anwendung, darauf wird eine Pause (7-14 Tage) gemacht. Um die Wirkung aufrechtzuerhalten, können Behandlungssitzungen 1-2 Mal pro Woche durchgeführt werden.

Beim Benutzen des Quantenzusatzes wird die Programmdauer um das Zweifache verkürzt im Vergleich zu den entsprechenden Programmen des elektromagnetischen Modus. Dies ist auf höhere Wirksamkeit der komplexen Behandlung zurückzuführen, wobei weniger Zeit benötigt wird, um eine gute Wirkung zu erzielen.

Bitte beachten Sie, dass während der Anwendung Missemfindungen in Form von Unwohlsein, Übelkeit, Schwäche usw. auftreten können. Ist es der Fall, sollte der Abstand zwischen den Behandlungssitzungen verlängert werden.

Sie zum Beispiel alle 1-2 Tage durchführen.

Der Raum, in dem die Quantenbehandlungssitzungen durchgeführt werden, soll leicht abgedunkelt sein (Vorhänge, Jalousien) oder eine gedämpfte Beleuchtung haben. Eine Behandlungssitzung wird eine Stunde nach der Nahrungsaufnahme bzw. körperlichen Anstrengungen durchgeführt.

Nach dem Abschluss einer Behandlungssitzung sollen Sie einige Minuten in Ruhe sitzen oder liegen. Diese Zeit ist notwendig, damit das Gerät seine volle Wirkung entfaltet.

3. Für eine Elektropunkturbehandlungssitzung muss man:

- das Gerät für den Gebrauch vorbereiten;
- den Modus mit der gewünschten Wirkung auswählen (Elektropunkturbehandlung bzw. elektromagnetische Elektropunkturbehandlung);
- den zu behandelnden Bereich am Körper bestimmen;
- den zu behandelnden Bereich von Kleidung befreien (die Haut muss sauber sein);
- Schmuck, Uhren, persönliche Kommunikationsgeräte (Handy usw.) ablegen;
- eine bequeme Position einnehmen;
- das gewünschte Programm wählen;
- die Elektroden an den zu behandelnden Bereich anlegen;
- das Programm starten.

Um die zu behandelnden Bereiche (Zonen) zu bestimmen benutzen Sie die Tabelle in der Anlage 3.

Die Mindestdauer einer Elektropunkturbehandlung beträgt 3-5 Sitzungen. Der Kurs kann so lange fortgesetzt werden, bis ein positives Ergebnis erzielt wird.

Beim Auftreten unerwünschter Wirkungen (Schwindelgefühl, Müdigkeit, Hautreizungen usw.) wird die nächste Behandlungssitzung übersprungen und der Zeitraum zwischen den Behandlungen verlängert.

Der Einsatz einer Kombination von Methoden im Heilungsprozess gewährleistet eine nachhaltige positive Wirkung und verkürzt die Erholungszeit.

Sicherheitsvorkehrungen bei Behandlungssitzungen

Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gebrauchsanweisung und den Angaben der Methodischen Empfehlungen zu betreiben.

Anlagen

Appendix 1 – „Die Liste der manuellen Programme auf dem DeVita Ritm“.

№	Name des Programmes	Beschreibung
1	Aktiver Schutz	<p>Der menschliche Organismus arbeitet in einer ständig wechselnden Umgebung, an die er sich immer anpassen muss. Er wird negativ von Temperatur- und Luftdruckschwankungen, elektromagnetischer Strahlung von Haushaltsgeräten und Bürotechnik sowie von häufigem Stress beeinflusst. Der Körper wird auch durch körperliche und geistige Belastungen sowie durch ständig wechselnde Arbeitszeiten beeinträchtigt. Das Programm reguliert die Funktion des Nerven- und Hormonsystems, steigert die Leistungsfähigkeit und Aufmerksamkeit, beseitigt Müdigkeit sowie Gereiztheit und schützt vor gesundheitsschädlicher Strahlung.</p> <p>Anwendung: Das Programm wird täglich vormittags oder nachmittags angewandt. Es ist Bestandteil der Autoprogramme „Wohlbefinden“ und „Komplette Reinigung“.</p> <p>Wichtig: Die Anwendung abends und nachts ist nicht zu empfehlen.</p>
2	Regulation Kreislauf	<p>Bewegungsarmut, schlechte Gewohnheiten, ungesunde Ernährung und Stress wirken sich negativ auf den Blutkreislauf aus. Das Programm stellt die Mikro- und Makrozirkulation sowie die optimale Sauerstoffaufnahme wieder her und verbessert die Blutversorgung aller Organe.</p> <p>Anwendung: Das Programm kann bei Bedarf zu einer beliebigen Tageszeit angewandt werden.</p> <p>Wichtig: Die Anwendung des Programmes ist für 2 Monate nach einem Herzinfarkt nicht zu empfehlen.</p>
3	Verdauung	<p>Faktoren wie eine Ernährungsumstellung und unregelmäßige Ernährungsgewohnheiten verursachen eine höhere Belastung des Verdauungstrakts, was zu Verdauungsstörungen, Blähungen, Schmerzen und einem unangenehmen Gefühl führt.</p>

3	Verdauung	<p>Das Programm wirkt sich positiv auf den Verdauungstrakt aus, unterstützt die Lebensmittelaufnahme im Körper, reduziert das Risiko der Essstörungen, mindert das Völlegefühl sowie Unwohlsein und bekämpft Sodbrennen und Darmkrämpfe.</p> <p>Anwendung: Das Programm kann zu einer beliebigen Tageszeit, optimalerweise von 19 bis 21 Uhr angewandt werden. Lassen Sie es bei Bedarf nach einer halben Stunde nochmal laufen.</p>
4	Detoxikation	<p>Im Laufe des Lebens lagern sich Toxine im menschlichen Organismus ab – sowohl in der Zelle als auch im Zwischenzellraum. Toxine stören den Stoffwechsel und bieten günstige Vermehrungsbedingungen für pathogene Mikroorganismen. Das Programm aktiviert die Funktion der Ausscheidungssysteme, trägt zur Ausscheidung von Toxinen bei und reguliert die Funktion der Leber sowie der Gallenblase.</p> <p>Anwendung: Das Programm kann zu einer beliebigen Tageszeit angewandt werden. Trinken Sie unbedingt 1-1,5 Liter sauberes Trinkwasser pro Tag.</p>
5	Anti-Stress	<p>Fast jeden Tag stehen wir unter Stress: bei der Arbeit, unterwegs oder zu Hause. Normalerweise neutralisiert der menschliche Geist die Folgen von Stress, jedoch braucht unser Körper bei ständigen negativen Situationen oder bei einer rasanten Veränderung des Lebenstempos Hilfe. Das Programm hilft in schwierigen Situationen und bei körperlichen sowie seelischen Belastungen. Es reguliert das Nervensystem und trägt zu einem festen Schlaf sowie zum schnellen Einschlafen bei. Bei einer starken Aufregung wenden Sie es zusammen mit dem Programm „Gesunder Schlaf“ an.</p> <p>Anwendung: Das Programm wird vor dem Schlafen angewandt. Das Gerät wird unter das Kissen gelegt. Falls Sie nach Programmende nicht eingeschlafen sind, lassen Sie es nochmal ablaufen.</p>
6	7 Chakren	<p>Der Mensch ist ein komplexes energetisches System, dessen Grundlage sieben entlang der Wirbelsäule angeordnete Chakren sind. Jedes Chakra ist mit bestimmten Organen verbunden, sodass bei einer Störung der Chakren die entsprechenden Organe auch gestört sind.</p>

6	7 Chakren	<p>In den Chakren sammelt sich Energie an. Negative Energie verunreinigt die Chakren und wirkt schädlich auf den ganzen Organismus. Das Programm stellt verlorene Energie wieder her, verteilt sie richtig im Körper und stellt dadurch auch die Funktionen der Organe und Organsysteme wieder her.</p> <p>Anwendung: Das Programm wird nachmittags angewandt.</p>
7	Regulierung der Hormone	<p>Das Hormonsystem reguliert Organfunktionen durch Hormone und sorgt für Homöostase, d.h. für die Aufrechterhaltung des inneren Milieus im Körper. Das Hormonsystem ist an der Entwicklung, dem Wachstum und dem Fortpflanzungssystem des Körpers beteiligt. Es reguliert auch den geistigen Zustand, emotionale Reaktionen, die Hypothalamus-Hypophysen- Nebennierenrinden-Achse sowie die Ausscheidungsprozesse im Körper.</p> <p>Anwendung: Das Programm wird täglich zu einer beliebigen Tageszeit für mindestens einen Monat angewandt. Es ist Bestandteil der Autoprogramme „Wohlbefinden“ und „Komplette Reinigung“.</p> <p>Wichtig: Es ist nicht für Kinder bis zum Alter von 13 Jahren zu empfehlen.</p>
8	Reine Nieren	<p>Die Niere erfüllt verschiedene Funktionen. Die Wichtigste ist die Kontrolle des Wasser- und Elektrolyt-Haushalts, wodurch das Volumen und der Druck des Blutes und anderer Körperflüssigkeiten konstant gehalten werden können. Die Niere reguliert auch den Säure-Basen-Haushalt. Sie scheidet die Endprodukte des Stickstoff-Stoffwechsels, d.h. Harnstoff, Kreatinin, Harnsäure usw. aus. Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen (besonders übermäßiger Fleischkonsum), Vitamin-A-Mangel, Unterkühlung und Infektionen rufen eine Nierenverunreinigung sowie Nierenstein- und Sandbildung hervor. Das Programm fördert eine schnellere Entgiftung, reguliert die Nierenfunktion und beugt Nierensteinbildung vor.</p> <p>Anwendung: Das Programm kann zu einer beliebigen Tageszeit, optimalerweise von 17 bis 19 Uhr angewandt werden. Bei Gift- oder Infektionsschäden wiederholen Sie es nach einer halben Stunde. .</p>

8	Reine Nieren	<p>Für eine normale Nierenfunktion trinken Sie 1-1,5 Liter sauberes Trinkwasser pro Tag.</p> <p>Achtung: Während der Ausführung dieses Programmes kann eine erhöhte Harnproduktion vorkommen</p>
9	Reine Lymphe	<p>Das Lymphsystem sorgt rund um die Uhr für Sauberkeit in unserem Körper und spielt eine wichtige Rolle bei dem Abfalltransport sowie bei der Unterstützung des Immunsystems. Die Lymphe reinigt sich auf natürliche Weise, wenn sie die Lymphknoten passiert, was jedoch manchmal nicht genug ist. Bei Störungen des Lymphsystems lagern sich bis zu 83 % Toxine im Zellzwischenraum ab. Dadurch erhöht sich die Belastung aller Ausscheidungsorgane, d.h. der Leber, des Darmes und der Nieren. Das Programm fördert die Verdünnung der Lymphe, die Entwässerung und Entgiftung, verbessert den Zellstoffwechsel, reguliert den Blutdruck und steigert die Immunabwehr.</p> <p>Anwendung: Das Programm kann zu jeder beliebigen Zeit angewandt werden. Während der Laufzeit des Programmes ist eine leichte Massage mit Streichungen (ohne Anstrengung) zu empfehlen.</p> <p>Achtung: Trinken Sie zur Entgiftung 1-1,5 L sauberes Trinkwasser pro Tag.</p>
10	Gutes Sehvermögen	<p>Ständige Augenbelastung, u.a. beim Lesen sowie bei der Arbeit am Computer, und die Veränderung der Lebensbedingungen sowie des Lebentempos rufen Müdigkeit, Augenreizungen sowie Sehschwäche hervor. Das Programm mindert die Augenbelastung, lindert Schmerzen sowie Müdigkeit und normalisiert die Sehschärfe.</p> <p>Anwendung: Wenden Sie es täglich für 7 Tage an und machen Sie dann einen Tag Pause. Die Anwendungen sollten bis zum Erzielen des gewünschten Ergebnisses wiederholt werden. Nach der Anwendung sollten Sie Ihre Augen nicht belasten. Für beste Ergebnisse kombinieren Sie es mit Übungen für den Ziliarmuskel.</p>
11	Weibliche Sexualität	<p>Die Ausprägung des sexuellen Verlangens kann auf verschiedene Zustände einer Frau hindeuten. Wenn eine Frau das Interesse an sexuellen Aktivitäten verliert, so kann man eine vorhandene Erkrankung vermuten.</p>

11	Weibliche Sexualität	<p>In den meisten Fällen entsteht das verminderte sexuelle Verlangen bei einer Kombination von körperlichen, geistigen und mikrosozialen Faktoren. Das Programm hilft bei einem mangelnden oder verminderten sexuellen Interesse, lindert emotionale Anspannungen sowie geistige Beschwerden und verstärkt das sexuelle Verlangen.</p> <p>Anwendung: Täglich einmal pro Tag.</p>
12	Männliche Sexualität	<p>Das sexuelle Verlangen des Mannes hängt von dem Alter, den körperlichen Aktivitäten, dem emotionalen Zustand und von äußeren Faktoren ab. Stress, berufliche Probleme, verschiedene Ängste und Angststörungen rufen psychisch bedingte Impotenz bei Männern hervor. Folglich sind sie sehr empfindlich, was ihre Erektion sowie deren „Qualität“ angeht, vergleichen und analysieren diese. Je mehr Männer über das Sexresultat nachdenken, desto weniger Erfolgchancen haben sie. Das Programm zielt auf die seelische Regulierung sowie die Stimulierung des 6. Chakras ab, lindert Angstzustände und verstärkt das Vertrauen in ein zufriedenstellendes Resultat beim Geschlechtsverkehr.</p> <p>Anwendung: Täglich einmal pro Tag.</p>
13	Wiederherstellung nach Verletzungen	<p>Schlagverletzungen, Verrenkungen und Brüche kommen sowohl bei Anhängern verschiedener Sportarten als auch bei normalen Menschen vor. In Kombination mit einer ärztlichen Behandlung beschleunigt das Programm den Heilungsprozess, lindert Muskelschmerzen und Schwellungen, stoppt Blutungen und stellt die Elastizität der Muskeln wieder her.</p> <p>Anwendung: Bei Verletzungen täglich 2-3-mal bis zum Erzielen des erwünschten Ergebnisses anwenden. Bei Bedarf wenden Sie es zusammen mit den Programmen „Gelenke ohne Entzündungen“ bzw. „Gelenke ohne Schmerzen“ an.</p>

14	Vorbereitung/ Training	<p>Häufig fehlt den Fitnessstudiobesuchern Energie und Motivation, besonders nach dem Feierabend. Das Programm „Vorbereitung/Training“ liefert Energie, ermöglicht ein intensiveres Training, hilft Übermüdung zu bekämpfen, beschleunigt den Stoffwechsel in den Muskeln und macht das Training wirksamer.</p> <p>Anwendung: Vor jedem Training.</p>
15	Training	<p>Erfolgreiche und intensive Trainingseinheiten führen häufig zu Ermüdung und Muskelschmerzen, die höhere Leistungen verhindern. Das Programm erhöht die Muskelkraft, lindert Muskelkater, stärkt die Muskeln, verbessert die Blut- und Sauerstoffversorgung der Muskeln, erhöht die Ausdauer und hilft, maximale Leistungen bei einem minimalen körperlichen Aufwand zu erreichen.</p> <p>Anwendung: Das Programm wird während des Trainings angewandt.</p> <p>Achtung: Es handelt sich dabei nicht um Doping.</p>
16	Gesundes Herz	<p>Die Herzfunktion steuert die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Organe und damit den ganzen Organismus. Herzstörungen werden durch eine ungesunde Lebensweise, Stress und körperliche Überlastungen verursacht. Das Programm reguliert den Blutkreislauf und den Blutdruck, versorgt den Herzmuskel mit Blut und dient der Selbstregulation und einer stabilen Arbeitsweise des Herzens.</p> <p>Anwendung: Einmal am Tag zu einer beliebigen Tageszeit; bei Bedarf zweimal (optimalerweise von 11 bis 13 Uhr).</p> <p>Achtung: Die Anwendung des Programmes ist für zwei Monate nach einem Herzinfarkt nicht zu empfehlen.</p>
17	Normaler Herzrhythmus	<p>Wenn das Herz schlägt, wie es soll, merken wir seine Arbeit nicht. Wenn es jedoch von seinem normalen Rhythmus abweicht, verursacht es ein großes Unwohlsein. Herzrhythmusstörungen können auch bei gesunden Menschen durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden, unter anderem als eine Reaktion auf enge Kleidung, Insektenstiche, bestimmte Arzneimittel, Stress, üppiges Essen, oder auf Stuhlgang-Probleme.</p>

17	Normaler Herzrhythmus	<p>Das Programm normalisiert den Herzrhythmus, verbessert die Blutversorgung des Herzens und reguliert das Nervensystem.</p> <p>Anwendung: Das Programm wird bei einer Herzrhythmusstörung einmal pro Tag angewandt.</p>
18	Anti-Erkältung	<p>Die ersten Anzeichen einer Erkältung sind eine verstopfte Nase und Kratzen im Hals. Häufig ignorieren wir diese Anzeichen und führen unseren Alltag weiter, was zu Komplikationen führen kann. Die häufigsten Komplikationen sind Infektionen der oberen Atemwege, u. a. Nasennebenhöhlenentzündung, Ohrenentzündung, Kieferhöhlenentzündung und Bronchitis. Das Programm aktiviert das Immunsystem, erhöht die Widerstandsfähigkeit, mindert das Komplikationsrisiko, lindert Schwellungen, erleichtert den Schleimaustritt aus den Nasennebenhöhlen und hilft dabei, sich in kürzester Zeit zu erholen.</p> <p>Anwendung: Das Programm kann zu einer beliebigen Tageszeit angewandt werden. In der Zwischensaison oder zu Epidemiezeiten von Erkältungskrankheiten ist es täglich anzuwenden. Bei einer Allergie bietet es eine Verbesserung des Zustandes.</p>
19	Freies Atmen	<p>Bronchospasmus (Husten) ist eine Schutzreaktion des Körpers auf Irritationen, Infektionen der oberen Atemwege oder auf diverse Medikamente. Besonders anfällig für Bronchospasmen sind Menschen mit Asthma bronchiale und der Neigung zu allergischen Reaktionen. Das Programm stellt die Funktionen des Atemtraktes wieder her, normalisiert die Arbeitsweise der Lungen, reguliert die Blut- und Sauerstoffversorgung und lindert Krämpfe.</p> <p>Anwendung: Täglich bei Bedarf zu einer beliebigen Tageszeit. Bei Krämpfen oder starkem Husten 2-3-mal nacheinander anwenden.</p>
20	Frauengesundheit	<p>Schlechte Umweltbedingungen, ungesunde Gewohnheiten und die Sonne wirken sich negativ auf den Körper der Frau aus, beschleunigen den Alterungsprozess und verursachen Probleme im Frauenkörper. Das Programm bekämpft einen breiten Bereich an Frauenbeschwerden und ist für jedes Alter geeignet.</p>

20	Frauengesundheit	<p>Es lindert das prämenstruelle Syndrom sowie Schmerzen und korrigiert Störungen in den Wechseljahren.</p> <p>Anwendung: Für Mädchen in der Pubertät wird empfohlen, dieses Programm 1-2-mal pro Woche anzuwenden. Für Frauen, die an Regelschmerzen leiden: Täglich während der Periode anwenden. Um den Regulierungseffekt bei sexuellen Problemen bzw. bei Störungen des weiblichen Fortpflanzungssystems zu erhöhen: Täglich zusammen mit dem Programm „Weibliche Sexualität“ anwenden.</p> <p>Achtung: Das Programm ist während der Schwangerschaft oder bei dem Versuch, schwanger zu werden, nicht zu empfehlen.</p>
21	Männergesundheit	<p>Die Männergesundheit umfasst nicht nur eine gesunde Potenz, sondern auch die Gesundheit anderer innerer Organe. Männer sollten bereits in den Jugendjahren auf ihre Gesundheit achten. Das Programm zielt auf die Harmonisierung des männlichen Urogenitaltraktes ab. Es reguliert das Harnlassen und die Funktion der männlichen Gonaden, einschl. der Prostata. Je älter der Mann ist, desto nützlicher ist dieses Programm für ihn.</p> <p>Anwendung: Einmal pro Woche, am besten von 21 Uhr bis 23 Uhr. Bei Beschwerden mit der sexuellen Leistungsfähigkeit bzw. mit der Prostata täglich zusammen mit den Programmen „Männliche Sexualität“ und „Anti-Prostatitis“ anwenden.</p>
22	Gesunder Schlaf	<p>Gesunder und fester Schlaf zählt zu den wichtigsten Lebenskomponenten eines jeden Menschen. Während des Schlafens regeneriert der Körper Energie, die im Laufe des Tages verbraucht wurde. Jedoch können jegliche emotionalen Schocks Schlafstörungen auslösen, was wiederum sowohl körperliche als auch seelische Störungen hervorruft. Gereiztheit, Ermüdung und Konzentrationsstörungen sind die ersten Anzeichen einer Schlafstörung. Das Programm reduziert die Nervenregbarkeit, verhilft zu schnellem Einschlafen und normalisiert alle Schlafphasen.</p> <p>Anwendung: Täglich nachts anwenden. Eine wiederholte Anwendung des Programmes ist bis zu 2-3-mal möglich.</p>

23	Gute Laune	<p>Depression, Unruhe und Angst sind eng miteinander verbunden. Unruhe und Angst sind Anzeichen einer Depression. Sehr häufig führt dieser Zustand zu psychosomatischen Erkrankungen, emotionaler Erschöpfung und Selbstunzufriedenheit. Ängste sind große Faktoren, die den Menschen daran hindern, seine Talente aufzudecken und erfolgreich zu sein. Das Programm „Gute Laune“ hilft, die Depression zu beseitigen, Unruhe zu reduzieren, den Schlaf zu normalisieren und die Laune sowie die geistige Aktivität zu verbessern.</p> <p>Anwendung: Einmal täglich vormittags.</p>
24	Gelenke ohne Schmerzen	<p>Gelenk- oder Wirbelsäulenschmerzen können mehrere Ursachen haben. Am häufigsten handelt es sich um eine Nerveneinklemmung oder –Entzündung, die durch Bewegungsarmut, Stürze, Prellungen, Übergewicht, Bandscheibenvorfall, Unterkühlung, intensive Körperübungen, Knorpelzerstörung oder Schleimbeutelentzündung entstehen kann. Das Programm lindert Schmerzen, verbessert die Mikrozirkulation, normalisiert den Muskeltonus, den Bandapparat sowie das Knorpelgewebe und beschleunigt den Stoffwechsel im betroffenen Gewebe.</p> <p>Anwendung: Bei einer Verschlimmerung ist das Programm als ein Zusatz zur Hauptbehandlung und zusammen mit dem Programm „Gelenke ohne Entzündungen“ anzuwenden. Täglich zu einer beliebigen Tageszeit für zwei Wochen anwenden, einen Tag Pause machen und den Zyklus danach bis zum Erzielen des gewünschten Ergebnisses wiederholen.</p>
25	Gelenke ohne Entzündungen	<p>Jeder dritte Mensch auf der Erde leidet an Schmerzen oder Knacken der Gelenke und der Wirbelsäule. Die Ursachen können Infektionen, Verletzungen, allergische Reaktionen, Übergewicht, Leistungssport, ungesunde Ernährung usw. sein. Das Programm verbessert die Durchblutung des betroffenen Bereiches, lindert Entzündungen, Schwellungen sowie Schmerzen und hat sich als ein Unterstüztungs- und Wiederherstellungsmittel während aktiver körperlicher Gartenarbeiten, bei Verstauchungen und einer starken Muskelererschöpfung erwiesen.</p>

25	Gelenke ohne Entzündungen	<p>Anwendung: Zwei Wochen vor intensiven Gartenarbeiten oder Sportveranstaltungen anfangen und täglich für einen Monat anwenden; danach 1-2-mal pro Woche bis zum Saisonende. Die Anwendung des Programmes ist zweimal pro Jahr jeweils einen Monat lang täglich allen Menschen zu empfehlen, die an wiederkehrenden Rücken- und Gelenkeschmerzen leiden. Generell dient es der Gesundheitsförderung. Bei einer Verschlimmerung sollte dieses Programm mit dem Programm „Gelenke ohne Schmerzen“ kombiniert werden.</p>
26	Darm ohne Probleme	<p>Wer von uns hat nicht schon mal an Blähungen, Übelkeit, Darmbeschwerden, Appetitlosigkeit und Bauchschmerzen gelitten? All diese Symptome weisen auf vorhandene Darmstörungen hin. Sie sind nicht in der Anfangsphase, sondern in der chronischen Phase stärker ausgeprägt. Um Schmerzen zu lindern, Übelkeit sowie Blähungen zu beseitigen und den Stuhlgang zu normalisieren, wenden Sie das Programm „Darm ohne Probleme“ an.</p> <p>Anwendung: Täglich bei Bedarf und je nach dem aktuellen Zustand 1-2-mal pro Tag anwenden.</p>
27	Optimierung Stoffwechsel	<p>Als Stoffwechsel bezeichnet man die gesamten chemischen Reaktionen, die zur Aufrechterhaltung der Körperfunktionen dienen. Die Hauptfaktoren einer Stoffwechselstörung sind ungesunde Ernährung, bestimmte Medikamente, Stress und Bewegungsarmut. Eine Stoffwechselstörung kann Zuckerkrankheit, Gicht, Fettsucht, Allergie, Herz-Kreislauf-Störungen und Entwicklungshemmung bei Kindern hervorrufen. Das Programm zielt auf eine ausgewogene Arbeitsweise der Schilddrüse und der Bauchspeicheldrüse, eine richtige Aufnahme von Kalium, Kalzium, Magnesium und Natrium sowie auf die Regulierung des Säure-Basen-Haushalts ab.</p> <p>Anwendung: Bei Bedarf 1-2-mal pro Tag anwenden.</p>
28	Schöne Haut	<p>Hautprobleme werden durch Funktionsstörungen der inneren Organe verursacht. In diesem Fall übernimmt die Haut die Reinigungsfunktion des Körpers. Auf der Haut treten Akne, Pigmentflecken, Rosazea usw. auf.</p>

28	Schöne Haut	<p>Daran leiden sowohl Jugendliche in der Pubertät, die eine Hormonumstellung durchleben, als auch diejenigen, die generell an Störungen des Hormon- und Verdauungssystems leiden. Das Programm normalisiert die Funktion der Hautdrüsen, verstärkt die Barrierefunktion der Haut und verbessert den Zellstoffwechsel.</p> <p>Anwendung: 1-2-mal pro Tag bis zum Erzielen des gewünschten Ergebnisses anwenden.</p>
29	Schöne Haare und Nägel	<p>Haarausfall, Schuppen und brüchige Nägel weisen auf Störungen der Körperfunktionen oder auf negative Umwelteinflüsse hin. Das Programm fördert die Verbesserung der Mikrozirkulation, die Aktivierung des Zellstoffwechsels, die Beschleunigung des Haarwachstums und die Zellenregeneration. Dies führt zur Kräftigung der Haarzwiebel und der Nägel, zur Aktivierung des Haarwachstums und zur Stärkung der Barrierefunktion der Haut.</p> <p>Anwendung: Täglich bis zum Erzielen des gewünschten Ergebnisses anwenden.</p>
30	Anti-Allergene	<p>Allergene sind Substanzen, auf die der Körper aufgrund einer gestörten Funktion der Immunreaktion sehr empfindlich reagiert. Sie umgeben uns überall: draußen, zu Hause und am Arbeitsplatz. Die häufigsten Allergene sind unter anderem Staub, Pollen, Tierhaare, Arzneimittel und Haushaltsreiniger. Auf diese Substanzen kann der Körper mit Tränenfluss, Schleimhautschwellung, Hautausschlag usw. reagieren. Das Programm lindert Allergiesymptome und normalisiert die Funktion des Immunsystems.</p> <p>Anwendung: Täglich bei Bedarf. Für alle, die an einer Pollenallergie leiden, ist es empfehlenswert, das Programm einen Monat vor dem Pollenflug anzuwenden.</p>
31	Unterstützung des Immunsystems	<p>Das Immunsystem ist ein sehr komplexes, selbstregulierendes, selbstlernendes und mehrstufiges System. Seine gut koordinierte Arbeitsweise sorgt für den körpereigenen Schutz. Das Programm reduziert die Leberbelastung, aktiviert die Funktion des Thymus, der Milz und des Lymphsystems und fördert die Verjüngung sowie ein langes Leben.</p>

31	Unterstützung des Immunsystems	<p>Anwendung: Täglich oder jeden zweiten Tag zu einer beliebigen Tageszeit anwenden. Es ist Bestandteil des Autoprogrammes „Gesundheit“.</p>
32	Gesunde Nieren	<p>Das Programm dient zur Entwässerung und Ausscheidung der Salze, die Wasser im Gewebe binden. Das Programm hat eine ausgeprägte harntreibende Wirkung und dient zur Wiederherstellung der physiologischen Nierenfunktion und zur Schwellungshemmung.</p> <p>Anwendung: Täglich bei Bedarf für einen Monat.</p>
33	Regulierung vegetatives Nervensystems	<p>Das vegetative Nervensystem steuert mehrere Körperfunktionen. Ist das System gestört, kann sich dies durch Herzrhythmusstörungen, Schwankungen im Blutdruck, übermäßiges Schwitzen, erhöhte Erschöpfbarkeit, Kraftlosigkeit oder Haar- und Nagelbrüchigkeit auszeichnen. Das Programm zielt auf die Wiederherstellung der Funktionen des vegetativen Nervensystems, die Aktivierung der Gehirnfunktion, die Normalisierung des Stoffwechsels, des Wärmeaustausches und des Appetits sowie auf die Zellregeneration ab.</p> <p>Anwendung: Täglich oder jeden zweiten Tag zu einer beliebigen Tageszeit. Es ist Bestandteil des Autoprogrammes „Gesundheit“.</p>
34	Sauerstoff für Zellen	<p>Hypoxie bedeutet Sauerstoffmangel, der durch in geringen Mengen eingeatmeten Sauerstoff oder durch eine mangelnde Aufnahmefähigkeit im Gewebe verursacht wird. Das Programm verbessert die Durchblutung des Kopfes, des Herzens und der Lunge, fördert die Sauerstoffaufnahme im Blut, lindert Gefäßkrämpfe, reduziert die Übersäuerung und beschleunigt die Entgiftung.</p> <p>Anwendung: Täglich oder jeden zweiten Tag zu einer beliebigen Tageszeit. Es ist Bestandteil des Autoprogrammes „Gesundheit“.</p>
35	Gesunde Gelenke	<p>Gelenkschmerzen können nicht nur bei älteren, sondern auch bei jungen Leuten entstehen. Sie sind mit von Schwellungen begleitenden Entzündungen, Hautrötungen und Bewegungseinschränkungen verbunden.</p>

35	Gesunde Gelenke	<p>Die Ursachen können Infektionen, Stoffwechselstörungen, Verletzungen, Übergewicht und große mechanische sowie funktionelle Belastungen sein. Das Programm dient zur Verbesserung des Zustandes der betroffenen Gelenke und zur Schmerzlinderung.</p> <p>Anwendung: Täglich für einen Monat. Empfehlenswert ist es, dieses Programm mit den Programmen „Gelenke ohne Schmerzen“ und „Gelenke ohne Entzündungen“ anzuwenden. Am effektivsten ist dieses Programm im Kombination mit einfachen Körperübungen am betroffenen Gelenk.</p>
36	Anti-Prostatitis	<p>Die Prostata ist ein Organ, das mehrere lebenswichtige Funktionen und zwar die Fortpflanzungs-, Sekretions- und Barrierefunktion erfüllt, den Urinabfluß steuert und den emotionalen Zustand beeinflusst. Diese Drüse reagiert sehr empfindlich auf verschiedene pathologische Prozesse. Die auf die Prostata negativ einwirkenden Faktoren können entweder äußere (schlechte Ökologie, ionisierende Strahlung, Stress, bewegungsarmer Lebensstil und Infektionserreger) oder innere (genetische Veranlagungen, korrelierende akute oder chronische Erkrankungen und ungesunde Gewohnheiten) Faktoren sein. Das Programm zielt auf die Hemmung der Entzündungsprozesse und auf die Normalisierung der Drüsenfunktion ab.</p> <p>Anwendung: Täglich für 1-3 Monate. Empfehlenswert ist es, dieses Programm mit dem Programm „Männliche Gesundheit“ zu kombinieren.</p>
37	Ausgewogenes Nervensystem	<p>Die Nervenüberreizung ist eine Folge von dem über einen bestimmten Zeitraum aufgebauten Stress. Sie kann sich durch Schlaflosigkeit, Depressionen, Muskel- oder Kopfschmerzen, erhöhte Erregbarkeit, Stimmungsschwankungen usw. auszeichnen. Das Programm lindert die Nervenüberreizung und harmonisiert die Arbeitsweise des Nervensystems.</p> <p>Anwendung: Bei einem hohem Stressniveau täglich nach dem Feierabend bzw. vor dem Schlafengehen anwenden.</p>
38	Regeneration nach dem Training	<p>Während des Trainings wird der Stoffwechsel im Körper beschleunigt, was zu einer Anreicherung von Metaboliten führt.</p>

38	Regeneration nach dem Training	<p>Dadurch steigt die Belastung auf das vegetative Nervensystem und es können Mikroverletzungen in der Muskulatur, Muskelkater usw. auftreten. Solches Unwohlsein kann nicht jeder ertragen und schließlich hören manche mit dem Training auf. Das Programm beseitigt Muskelkater, beschleunigt die Ausscheidung von Metaboliten und unterstützt das Nervensystem.</p> <p>Anwendung: Nach dem Training anwenden.</p>
39	Gesunde Venen	<p>Wir richten unsere Aufmerksamkeit erst dann auf Venenprobleme, wenn bläuliche Besenreiser auftreten, die anfangs nur Schönheitsmakel sind, jedoch später zu anderen funktionellen Störungen führen können. Am häufigsten wird dieses Problem durch Bewegungsarmut, fehlendes Training oder Spaziergänge, mehrstündige Autofahrten oder Arbeit am Computer sowie durch das häufige Tragen von Schuhen mit hohen Absätzen verursacht. Das Programm trägt zur Schmerz- und Schwellungslinderung, zur Verstärkung der Venenwand sowie zur Erhöhung deren Tonus, zur Entzündungshemmung und zur Verbesserung des Kapillarkreislaufes bei.</p> <p>Anwendung: Bei Bedarf (bei dem Schwere- oder Spannungsgefühl) oder täglich (bei einer Varikose) und am besten sogar nachts oder vor dem Schlafengehen anwenden. Im letzteren Fall sollte eine zusammenge-rollte Decke oder Kissen unter die Füße gelegt werden, damit die Füße angehoben werden. Nach der Anwendung sollte man 30 Minuten lang nicht aufstehen.</p>
40	Ohne Kopfschmerzen	<p>Kopfschmerzen können zahlreiche Probleme verursachen. Die Ursachen sind unterschiedlich, unter anderem schwankender Blutdruck, Vergiftungen, vegetative Störungen, Osteochondrose usw. Das Programm trägt zur Schmerzbeseitigung, Entspannung des Muskelkrampfes der Blutgefäße und zur Verbesserung der Blutversorgung des Gehirns bei.</p> <p>Anwendung: Bei Bedarf, zu einer beliebigen Tageszeit anwenden. Falls der Schmerz nach einer Anwendung nicht verschwunden ist, wiederholen Sie sie nach 20-30 Minuten.</p>

41	Normaler Blutzucker	<p>Erhöhter Blutzucker kann durch schwere körperliche oder geistige Arbeit, übermäßige kohlenhydratreiche Ernährung, viel Stress, Panikattacken, Arzneimittelaufnahme und Funktionsstörungen des Kreislaufes verursacht werden. Lassen Sie Ihre Blutzuckerwerte regelmäßig testen! Um eine schwerwiegendere Krankheit vorzubeugen, wenden Sie das Programm „Normaler Blutzucker“ an, das die Funktion der Bauchspeicheldrüse normalisiert.</p> <p>Anwendung: Täglich für einen Monat und danach bei Bedarf anwenden. Sie können es mit den Programmen „Optimierung Stoffwechsel“ und „Gesundes Pankreas“ kombinieren.</p>
42	Gedächtnisleistung +	<p>Das menschliche Gehirn speichert einen großen Wissensumfang. Mit zunehmendem Alter sowie bei großen geistigen Belastungen kann das Auswendiglernen erschwert werden, sodass das Gedächtnis nicht immer dazu im Stande ist, auf die notwendigen Informationen zuzugreifen. Das Programm aktiviert die Gedächtnisleistung sowie das Auswendiglernen und stellt den psychoemotionalen Zustand des Menschen zusammen mit dem gesunden Lebensstil auf eine positive Denkweise ein.</p> <p>Anwendung: Das Programm ist täglich vor- und nachmittags zu empfehlen und sollte am besten während des Lernprozesses angewandt werden.</p>
43	Nervensystem allgemein	<p>Nach dem Zeckenstich können Anzeichen von Nervensystemstörungen, die sich durch Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Depression, Störung der Gesichtsmuskulatur, Sehnerv-Erkrankungen usw. auszeichnen, sehr oft auftreten. Das Programm hält das Gleichgewicht des Nervensystems aufrecht und harmonisiert die Funktionen dessen Teile, verbessert den funktionellen sowie psychologischen Zustand des Menschen und reguliert die geistige Aktivität sowie die Stimmung.</p> <p>Anwendung: Für 1-6 Monate. Siehe den Komplex „Lyme-Borreliose“.</p>
44	Gesunde Ohren	<p>Ohrenentzündungen und –Schmerzen können durch Verletzungen oder Krankheitserreger wie Viren, Bakterien oder Pilze ausgelöst werden.</p>

44	Gesunde Ohren	<p>Das Problem kann in jedem Lebensalter, jedoch meistens bei Kindern und älteren Leuten auftreten. Das Programm zielt auf die Regeneration der Schleimhaut verschiedener Bereiche des Hörsinnesorganes, die Linderung des Unwohlseins bei Ohrenerkrankungen und auf die Hörverbesserung ab.</p> <p>Anwendung: Täglich für 1-2 Wochen. Empfehlenswert ist die Kombination mit dem Programm „Ohren ohne Entzündungen“ auf dem DeVita AP.</p>
45	Hals ohne Probleme	<p>Halsschmerzen sind ein Problem, das sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern zu verschiedenen Jahreszeiten auftreten kann. Die Ursachen sind Immunschwäche, Infektionskrankheiten der oberen Atemwege, Zahnkaries oder Zahnfleischerkrankungen. Das Programm dient zur Unterstützung der lokalen Immunreaktion, zur Regeneration der Rachenschleimhaut sowie zur Linderung von Schmerzen, Schwellungen und Heiserkeit.</p> <p>Anwendung: Täglich für 1-2 Wochen anwenden. Empfehlenswert ist die Kombination mit dem Programm „Hals ohne Schmerzen“ auf dem DeVita AP.</p>
46	Starke Zähne	<p>Zahnfleischentzündungen stellen ein sehr großes Problem dar, das nicht nur Unwohlsein, sondern auch Zahnverlust hervorrufen kann. Die Ursachen sind Immunschwäche, Kreislaufstörungen und ungesunde Gewohnheiten. Das Programm dient zur Normalisierung der Mikrozirkulation, zur Verstärkung des Zahnfleisches und zur Regeneration der betroffenen Schleimhaut, wodurch der Zustand der Mundhöhle und der Zähne verbessert wird.</p> <p>Anwendung: Täglich für einen Monat anwenden. Siehe den Komplex „Gesunde Zähne“.</p>
47	Gesundes Pankreas	<p>Die Bauchspeicheldrüse erfüllt zwei wichtige Funktionen im Körper und zwar die exokrine und endokrine Funktion. Eine Fehlfunktion der Drüse kann schwerwiegende Probleme des Verdauungstraktes sowie Stoffwechselstörungen auslösen. Das Programm dient zur Regulation der Drüsenfunktion bei verschiedenen Störungen.</p>

47	Gesundes Pankreas	<p>Anwendung: Täglich für 1-6 Monate anwenden. Es kann in Kombination mit den Programmen „Optimierung Stoffwechsel“ und „Normaler Blutzucker“ angewandt werden.</p>
48	Gesunde Schilddrüse	<p>Die Schilddrüse gehört zum menschlichen Hormonsystem und spielt eine wichtige Rolle im Körper. Deren Fehlfunktion kann Störungen des Herzkreislauf-, Atem-, Urogenital- und Fortpflanzungssystems sowie Stoffwechsel- und Flüssigkeitsbilanzstörungen verursachen. Das Programm unterstützt die Schilddrüse bei verschiedenen Belastungen und normalisiert ihre Funktion sowie Stoffwechselprozesse im Körper.</p> <p>Anwendung: Täglich für 1-6 Monate. Es kann in Kombination mit dem Programm „Optimierung Stoffwechsel“ angewandt werden.</p>

Appendix 2 – „Die Liste der manuellen Programme auf dem DeVita AP“.

Nº	Name des Programmes	Beschreibung
1	Anti-Staphylokokken	<p>Laut Statistiken sind 20 % der Bevölkerung Träger von Staphylokokken. Staphylococcus ist ein häufiger Erreger von Infektionskrankheiten, die die Haut, das Weichgewebe, die oberen Atemwege sowie den Bewegungsapparat befallen. Häufige Infektionsquellen sind Krankenhäuser und Ärzte, die zu Bakterienträgern werden, sowie die Menschen, die Antibiotika einnehmen. Staphylokokken verursachen sekundäre Krankheiten bei der Grippe und bei Wundinfektionen, eine postoperative Eiterung und eine Lebensmittelvergiftung. Das Programm beseitigt die Ursache der Infektion, die sich schädlich auf den menschlichen Körper auswirken kann. Es ist auch als Bestandteil einer ganzheitlichen Behandlung bei den durch diese Bakterien ausgelösten Krankheiten wirksam.</p> <p>Anwendung: Täglich bis zu 2 Wochen und abhängig davon, wie schnell die Infektionssymptome abklingen.</p>
2	Anti-Streptokokken	<p>Streptokokken sind eine weit verbreitete Gruppe von Mikroorganismen, die eine Krankheit auslösen können. Sie besiedeln die Haut, die Atemwege und den Darm des Menschen und können akute Entzündungen der HNO-Organe, des Urogenitaltraktes, der Bauchorgane, der Haut und des Weichgewebes verursachen. Die Streptokokken-Infektion verläuft schwerer als eine Staphylokokken-Infektion und kann zu Erkrankungen der Gelenke, des Herzens und der Nieren sowie zu einer Kieferhöhlenentzündung usw. führen. Das Programm ist sowohl im Komplex als auch als einzelnes Programm gegen Otitis, Mandelentzündung und Kieferhöhlenentzündung wirksam.</p> <p>Anwendung: Täglich bis zu 2 Wochen und abhängig davon, wie schnell die Infektionssymptome abklingen.</p>
3	Anti-Chlamydien	<p>Eine Infektion mit Chlamydien gehört zu den sexuell übertragbaren Krankheiten. Chlamydiose verläuft sehr häufig ohne oder mit milden Symptomen. Betroffen ist hauptsächlich der Urogenitaltrakt.</p>

3	Anti-Chlamydien	<p>Frauen sind empfänglicher für diese Infektion und Kinder können bei der Passage durch den Geburtskanal infiziert werden. Chlamydiose kann schwere Komplikationen verursachen. Deshalb ist es sehr wichtig, sich rechtzeitig um eine Prävention zu kümmern, auf Körperhygiene zu achten und die DeVita-Technologien anzuwenden.</p> <p>Anwendung: Täglich für 2-3 Monate.</p>
4	Anti-Helicobacter	<p>Helicobacter Pylori ist ein Bakterium, das den menschlichen Magen und den Zwölffingerdarm besiedeln und verschiedene gefährliche Krankheiten wie Magenschleimhautentzündungen, Magengeschwüre, Hepatitis und viele andere Krankheiten auslösen kann. Laut der WHO sind 60 % der Weltbevölkerung mit H. pylori infiziert. Die Infektion wird leicht übertragen und häufig als eine Familienkrankheit betrachtet, da bei der Ansteckung eines Familienmitgliedes die Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb der Familie weitergegeben wird, bei 95 % liegt. Meistens kommt es durch die gemeinsame Nutzung von persönlichen Hygieneartikeln sowie Geschirr und bei einem Kuss zur einer Übertragung. Symptome wie Sodbrennen, Blähungen, Magenschmerzen und Völlegefühl können auch durch dieses Bakterium ausgelöst werden.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
5	Anti-Bakterien	<p>Viele Krankheiten werden durch Bakterien ausgelöst. Das wichtigste Merkmal bei den durch Bakterien verursachten Krankheiten ist die Produktion von Bakterientoxinen (Giftstoffen), die Entzündungen sowie Vergiftungen verursachen und die inneren Organe angreifen. Das Programm „Anti-Bakterien“ wird zur Linderung der Vergiftungssymptome und zur Verbesserung des Allgemeinbefindens bei einer bakteriellen Infektion des Verdauungs- und Atemtraktes, die durch Pneumokokken, Listerien, Klebsiellen usw. ausgelöst wird, angewandt.</p> <p>Anwendung: Täglich bis zum Verschwinden der Infektionsanzeichen.</p>

6	Anti-Hepatitis A	<p>In den Entwicklungsländern und den Gebieten mit mangelnder Hygiene besteht ein erhöhtes Risiko, an einer Hepatitis-A-Infektion zu erkranken, da das Virus durch schmutzige Hände, Lebensmittel und Wasser, einschl. Meerwasser übertragen wird. Wenn Sie eine Reise nach Asien oder Afrika planen, so beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen: Achten Sie auf Ihre Körperpflege, trinken Sie ausschließlich Flaschenwasser und wenden Sie beim Verdacht auf eine Infektion das Programm „Anti-Hepatitis A“ an.</p> <p>Anwendung: Täglich bis zu 2-3-mal pro Tag für mindestens einen Monat.</p>
7	Frei von Toxinen	<p>Das Programm dient zur Entgiftung des Körpers, verbessert die Drainagefunktion und steigert folglich die Immunität sowie die Lebenskraft. Es wird als ein Detox-Programm nach den antiparasitären Programmen aber auch einen Monat lang als einzelnes Programm angewandt. Anders als andere Detox-Programme verbraucht dieses Programm die Energiereserven des Körpers nicht.</p> <p>Anwendung: Einmal pro Tag nach den antiparasitären Programmen. Es ist Bestandteil der meisten Autoprogramme.</p>
8	Anti-Herpes Zoster	<p>Herpes Zoster (Gürtelrose) ist eine Viruserkrankung. Nachdem bei der Primärinfektion Windpocken ausgelöst werden, verbleibt das Virus in einem Ruhezustand im Körper und versteckt sich in den Nervenzellen. Bei einer Unterkühlung, Erkältung oder chronischen Krankheiten tritt der virusbedingte schmerzhaft, rötliche Hautausschlag entlang eines Nervs auf. Das Programm zielt auf die Virusinaktivierung und die Linderung der Hauptsymptome ab.</p> <p>Anwendung: Täglich bis zu 3-4-mal pro Tag bis zum Verschwinden unerwünschter Symptome. Mindestens einen Monat lang mit dem Programm „Anti-Herpes“ anwenden.</p> <p>Wichtig: Nicht bei Windpocken anwenden.</p>

9	Anti-Herpes Simplex	<p>Herpes simplex ist bereits seit der Antike bekannt. Schätzungsweise hat jeder dritte Mensch Herpes-simplex-Viren im Körper. Es tritt auf den Schleimhäuten der Lippen, des Mundes und der Genitalien auf. Wird das Immunsystem durch eine Unterkühlung oder Überwärmung, eine Infektionskrankheit oder während der Menstruation geschwächt, so kann dies einen Ausschlag auf den Schleimhäuten zur Folge haben. Das Virus wird meistens durch den Kontakt mit Körpersekreten (Blut, Speichel, Sperma, Vaginalsekret) eines infizierten Menschen übertragen. Das Programm verringert wirksam die durch Herpes ausgelöste Belastung und verhindert Infektionserscheinungen auf den Schleimhäuten.</p> <p>Anwendung: Bei den ersten Anzeichen eines Ausschlages jede drei Stunden und danach 1-2-mal pro Tag einen Monat lang in Kombination mit dem Programm „Anti-Herpes“ anwenden.</p>
10	Anti-Herpes	<p>Über 90 % der Weltbevölkerung sind Träger eines Herpes-Virus. Das Virus wird auf verschiedene Weise, u. a. durch Speichel, Geschlechtsverkehr, Hygieneartikel und Tröpfcheninfektion übertragen. Am Anfang kann die Krankheit ohne Symptome verlaufen, dann treten charakteristische Anzeichen wie Kopfschmerzen, schlechtes Allgemeinbefinden, Temperaturerhöhung und Hautausschlag auf. Das Programm hilft, die Regenerationszeit zu reduzieren sowie Schmerzen und Entzündungen zu lindern.</p> <p>Anwendung: 1-2-mal pro Tag für einen Monat zusammen mit dem Programm „Anti-Herpes-Zoster“ oder „Anti-Herpes-Simplex“ anwenden.</p>
11	Gesunde Lymphe	<p>Die Lymphe ist die Gewebsflüssigkeit des Körpers. Sie ist sehr wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt und für die Homöostase der zellulären Mikroumgebung und dient zur Ausleitung der pathogenen Mikroorganismen und Toxine. Bei einer eingeschränkten Funktion des Lymphkreislaufs kann die Lymphe ihre Hauptfunktion nicht erfüllen, was zu einem pathologischen Prozess führt.</p>

11	Gesunde Lymphe	<p>Das Programm fördert die Regulierung des Lymphabflusses, die Stärkung der Lymphgefäße und die Verbesserung des Zustandes der Lymphknoten, was zur Schwellungslinderung sowie zur verbesserten Ausscheidung von Metaboliten führt. Bei der Programm-Anwendung wird die Immunabwehr des Körpers gestärkt.</p> <p>Anwendung: Bei Bedarf einmal pro Tag oder nach den Komplex-Schemas anwenden. Es ist Bestandteil des Autoprogramms „Reinigung“.</p>
12	Anti-Erkältung	<p>Die Erkältung ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten weltweit. Die Erreger sind respiratorische Viren (Adenoviren, das Humane Respiratorische Synzytial-Virus), die die oberen Atemwege (Nase, Rachen, Luftröhre, Kehlkopf) befallen. Die durch diese Virusgruppe ausgelösten Krankheiten sind ansteckend, da sie durch Tröpfcheninfektion übertragen und nicht mit Antibiotika behandelt werden können. Nach einer Erkältung können Komplikationen wie Rhinitis, Sinusitis oder Ohrenentzündungen entstehen. Sehr häufig kann zusätzlich eine bakterielle Infektion im geschwächten Organismus vorliegen. Deshalb ist es sinnvoll, dieses Programm zusammen mit den antibakteriellen Programmen „Anti-Staphylokokken“ und „Anti-Streptokokken“ anzuwenden. Das Programm zielt darauf ab, die Schleimhautentzündung im Hals, in der Nase sowie in den Bronchien zu lindern und die lokale Immunreaktion zu aktivieren.</p> <p>Anwendung: Bei den ersten Erkältungsanzeichen die ersten 3 Tage 2-3-mal pro Tag und danach einmal pro Tag für 7-14 Tage anwenden.</p>
13	Anti-Schimmel und -Pilze	<p>Mikropilze sind fast überall verbreitet. Bei einer modernen Wohnung oder bei einem Einfamilienhaus mit Heizung ist die Schimmelpilz-Bildung begünstigt. Beliebte ökologische Nischen der Schimmelpilze sind Badezimmer, Bibliotheken und schlecht gelüftete Wohnräume. Pilze können durch Lebensmittel, Wasser, Luft und alte staubige Sachen in den Körper eindringen. Schimmelpilze lösen Allergien aus und zwar nicht nur Inhalationsallergien, sondern auch Kreuzreaktionen, die sich an der Haut äußern.</p>

13	Anti-Schimmel und -Pilze	<p>Schimmelpilze können durch die Hautbarriere überall da eindringen, wo man ein Dampfbad nimmt, barfuß läuft und es passende Bedingungen für eine Schimmelbildung gibt (Feuchtigkeit, hohe Temperaturen, organische Reststoffe in Form von Dreck oder Hauttalg). Schimmel und weitere Pilzformen lösen Erkrankungen der Atemwege, des Verdauungstraktes und der Haut mit nachfolgender Gewebeeränderung dieser Organe aus. Um Pilzinfektionen vorzubeugen und allergische Reaktionen zu vermindern, ist die Anwendung des Programmes „Anti-Schimmel und -Pilze“ empfehlenswert. Das Programm ist wirksam gegen Schwarzschiimmel.</p> <p>Anwendung: 1-3-mal pro Tag für 4 Wochen. Bei Beschwerden an der Haut und den Nägeln wird es zusammen mit dem Programm „Anti-Pilze“ angewandt.</p>
14	Anti-Candida	<p>Das Programm schützt Sie vor einer Infektion mit dem häufig vorkommenden Pilz Candida. Er besiedelt die normale Darm-, Vaginal- und Mundflora. Aber bei einem geschwächten Immunsystem vermehrt sich der Candida-Pilz aktiv und schädigt den Organismus. Krankheiten werden auch durch pathogene Candida-Pilze ausgelöst, die durch Lebensmittel, Haushaltsgegenstände, nach der Einnahme starker Antibiotika oder beim Geschlechtsverkehr mit einer infizierten Person übertragen werden. Die Symptome zeichnen sich durch einen allergischen Hautausschlag, Vaginalmykose, Juckreiz in den Genitalien und Dysbiose aus. Sie können die Vermehrung der Candida vorbeugen, wenn Sie das Programm „Anti-Candida“ anwenden.</p> <p>Anwendung: Das Programm wird 1-3-mal pro Tag für 2-4 Wochen zusammen mit dem Programm „Anti-Protozoen“ angewandt.</p>
15	Anti-Pilze	<p>Pilzerkrankungen des Menschen gehören zu den Infektionskrankheiten, die durch krankheitsregende Pilze ausgelöst werden. Die größte Gefahr bei einer Pilzerkrankung besteht darin, dass die betroffenen Stellen häufig eine Eintrittspforte für zahlreiche Infektionserreger sind. Am häufigsten befallen Pilze die Haut sowie deren Anhangsgebilde (Haare, Nägel) und die Schleimhäute der inneren Organe.</p>

15	Anti-Pilze	<p>Die Behandlung erfordert einen ganzheitlichen Ansatz und Körperhygiene. Das Programm bekämpft aktiv Pilze wie Trichophyton, Microsporium und Mucor.</p> <p>Anwendung: Um Pilzinfektionen vorzubeugen, ist es empfehlenswert, das Programm nach jedem Sauna-, Schwimmbad- oder Strandbesuch sowie nach dem Kontakt mit einem infizierten Menschen anzuwenden. Bei einer vorhandenen Pilzinfektion wird das Programm 1-2-mal pro Tag für einen Monat angewandt.</p>
16	Anti-Protozoen	<p>Das Programm schützt Sie vor negativen Auswirkungen der meisten Protozoen, mit denen jeder Fünfte infiziert wird. Protozoen werden durch schmutzige Hände, kontaminiertes Wasser oder Lebensmittel übertragen. Ein infizierter Mensch leidet unter starken Bauchschmerzen, Blähungen sowie unter ständiger Müdigkeit und Depression. Die Leber und die Bauchspeicheldrüse können auch betroffen sein. Sicherlich machen diese Anzeichen uns das Leben schwer. Außerdem besteht ein Risiko, Ihre Angehörigen anzustecken. Das Programm wirkt auf Amöben und Giardien und tötet sie ab. Befolgen Sie Hygienevorschriften sowie die goldene Regel, die lautet „kein Leitungswasser trinken“, und wenden Sie das Programm „Anti-Protozoen“ als Vorsorge regelmäßig an, um sich vor diesen Mikroorganismen zu schützen.</p> <p>Anwendung: 1-2-mal pro Tag für 10-14 Tage. Bei einer erneuten Infektion sollten die Infektionsquellen festgestellt werden.</p>
17	Intime Gesundheit	<p>Es gibt sehr viele Erreger, die Erkrankungen des Urogenitaltraktes verursachen. Diese Erkrankungen werden häufig nicht nur durch einen, sondern durch mehrere pathogene Mikroorganismen ausgelöst. Die Infektionen können in akuter oder chronischer Form verlaufen. Eine chronische Infektion kann mit der Zeit Harnröhrenstrikturen, Gelenkentzündungen sowie Unfruchtbarkeit verursachen und das Risiko einer Eileiterschwangerschaft erhöhen. Manchmal kann während einer Erkältung oder bei psychischen Belastungen eine Verschlimmerung auftreten. Infektionen werden meistens beim Geschlechtsverkehr und manchmal bei der Geburt durch die infizierte Mutter übertragen.</p>

17	Intime Gesundheit	<p>Parasiten wie Ureaplasma können den Körper jahrelang asymptomatisch besiedeln und unbemerkt bleiben. Ein Hauptschutzfaktor der Intimgesundheit ist eine optimale Mikroflora, wobei die heutigen DeVita-Technologien abtötend auf die pathogene Mikroflora wirken und die körpereigene Immunabwehr unterstützen. Das Programm bekämpft effektiv Parasiten wie Ureaplasma, Toxoplasma und Mycoplasma.</p> <p>Anwendung: Täglich für 14 Tage.</p>
18	Anti-Schistosomen und -Trematoden	<p>Saugwürmer (Trematoden) gehören zu den Plattwürmern, die schwere Erkrankungen bei Menschen auslösen können. Sie befallen das Blut (Schistosomen), die Leber, den Darm und die Lunge. Die Infektion wird durch das Kauen an Grashalmen, vor allem in der Nähe von Gewässern oder wenn man darin schwimmt, durch den Verzehr von rohem Salat oder Gemüse sowie von ungenügend gekochtem Fisch und rotem Fleisch übertragen. Das Programm zielt darauf ab, die meisten Saugwurmartensarten, einschließlich der Schistosome, unabhängig von deren Entwicklungsstadien und Lokalisation im Körper, zu entfernen.</p> <p>Anwendung: Täglich für 14 Tage.</p>
19	Anti-Nematoden und -Askariden	<p>Die Wurmeier, die mit bloßem Auge unmöglich zu sehen sind, dringen durch ungenügend gekochtes Fleisch, ungewaschenes Obst und schmutzige Hände in den Mund des Menschen ein. Die im Körper des Wirts lebenden Würmer ernähren sich von dessen Gewebe, entziehen ihm Nährstoffe (daher der übermäßige Hunger) und setzen Toxine frei. Ein infizierter Mensch verliert an Gewicht und es treten Haarausfall und Hautschuppen auf. Die häufigsten Helminthen sind Spulwürmer (Askariden), die eine Verletzung der Dünndarmwand, Darmverschluss, Bauchfellentzündungen, Bronchitis, Herdpneumonie, Bluthusten sowie Leber- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen hervorrufen können. Ascariasis löst eine allergische Reaktion aus, die sich als Hautausschlag und Asthma bronchiale bemerkbar macht. Die Anwendung des Programmes verhindert die Nahrungsaufnahme der Askariden, was zu deren Absterben und natürlichen Ausscheidung aus dem Verdauungstrakt führt.</p>

19	Anti-Nematoden und -Askariden	<p>Das Programm hat keine toxischen Nebenwirkungen. Für Haustierbesitzer, Eltern von Säuglingen, Tierpfleger sowie für alle, die in ihrem Job mit Tieren zu tun haben, ist es empfehlenswert, einmal im Vierteljahr die Präventionsmaßnahmen zu befolgen.</p> <p>Anwendung: Das Programm wird täglich für 7-10 Tage angewandt. Insgesamt mindestens 10 Anwendungen. Nach 14 Tagen sollte der Zyklus wiederholt werden.</p>
20	Anti-Parasiten allgemein	<p>Parasiten dringen durch die Haut sowie durch Lebensmittel, Wasser und Staub in den menschlichen Körper ein. Bei vielen, die eine gesunde Lebensweise führen, lösen Parasiten trotzdem gesundheitliche Probleme aus. Gesunde Ernährung, Sport und körperliche Abhärtung bringen ohne die Befreiung des Körpers von Parasiten keine ausgeprägten positiven Ergebnisse. Gerade Parasiten sind Auslöser vieler chronischer Krankheiten, wie Gallenblasenentzündung, Gallensteinleiden, Bauchspeicheldrüsenentzündung, Kolitis, Zuckerkrankheit, Asthma bronchiale und Dermatitis. Symptome wie Reizbarkeit, Angst, chronische Erschöpfung, Appetitstörungen, Blutarmut, Hyperaktivität bei Kindern, Kopfschmerzen, Problemhaut, brüchige Nägel sowie Haare und Immunschwäche können Anzeichen einer Parasitose sein. Dadurch, dass sich parasitäre Infektionskrankheiten als andere Krankheiten tarnen können, sind sie sehr gefährlich. Die Vorbeugung von Parasitenerkrankungen besteht vor allem darin, Hygienevorschriften zu befolgen und das Programm „Anti-Parasiten Allgemein“ anzuwenden. Diese Maßnahmen dienen zur Erhaltung Ihrer Gesundheit sowie der Gesundheit der Menschen in Ihrem Umfeld.</p> <p>Anwendung: Das Programm wird täglich für 7-10 Tage angewandt. Insgesamt mindestens 10 Anwendungen. Nach 14 Tagen sollte der Zyklus wiederholt werden.</p>
21	Anti-MDTParasiten	<p>Parasiten im Magen-Darm-Trakt und in der Leber lösen Gallenwegsdyskinesie, Cholangitis, Gallenblasenentzündung und Hepatitis aus. Im Darm rufen sie eine Entzündung der Dünndarmwand und eine Reduzierung der Nährstoffaufnahme hervor.</p>

21	Anti-MDTParasiten	<p>Toxine, die durch Parasiten freigesetzt werden, verursachen Gelenk- und Muskelschmerzen, befallen das zentrale Nervensystem und lösen depressive Zustände, Unruhe, Nervosität sowie Schlafstörungen aus. Das Programm dient der Befreiung des Körpers von Parasiten im Magen-Darm-Trakt, in der Leber und Bauchspeicheldrüse.</p> <p>Anwendung: Das Programm wird täglich für 7-10 Tage angewandt. Nach 14 Tagen sollte der Zyklus wiederholt werden.</p>
22	Anti-Grippe	<p>Die Influenza (Virusgrippe) ist eine schwerwiegende Infektionskrankheit, die Menschen in jedem Alter betrifft. Es erkranken jährlich bis zu 500 Millionen Menschen daran. Bei einem schweren Verlauf der Influenza können irreversiblen Schäden des Herz-Kreislauf-Systems, der Atemwege und des zentralen Nervensystems entstehen. Das Virus wird durch Tröpfcheninfektion (beim Niesen, Husten oder beim Gespräch) übertragen. Die häufigste Komplikation der Influenza ist eine Lungenentzündung. Das Programm fördert die Beseitigung verschiedener Influenza-Virusstämme und die Hemmung von entzündlichen Erscheinungen.</p> <p>Anwendung: Um eine Influenza während der Epidemie vorzubeugen, wird das Programm einmal jeden zweiten Tag angewandt. Bei Bedarf täglich bis 2-3-mal pro Tag abwechselnd mit dem Programm „Anti-Grippe Basis“ anwenden. Danach sollte das Programm „Drainage allgemein“ angewandt werden. Eine gemeinsame Anwendung mit den Programmen „Anti-Staphylokokken“, „Anti-Streptokokken“, „Anti-Candida“, „Anti-Virus“ und „Anti-Erkältung“ ist empfehlenswert, um bakterielle und mykotische Belastungen zu vermeiden.</p>
23	Anti-Grippe Basis	<p>Die Influenza ist eine Krankheit, die die oberen und unteren Atemwege befällt, eine ausgeprägte Vergiftung verursacht und zu schweren Komplikationen führen kann. Die Virusgrippe fängt immer akut an und bricht schnell aus (von der Ansteckung bis zu den ersten Anzeichen vergehen 48 Stunden). Das Hauptsymptom einer Vergiftung ist Fieber (40 °C und höher).</p>

23	Anti-Grippe Basis	<p>Solche Temperaturen können bis zu 5 Tagen andauern, was Kurzatmigkeit, Atembeschwerden, Bewusstseinsstörung und Krämpfe verursacht. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, älteren Menschen sowie bei Kindern rufen solche Temperaturen ein toxisches Schocksyndrom (einen Zustand, bei dem lebenswichtige Organe versagen) hervor. Wenn Sie das Programm „Anti-Grippe Basis“ anwenden, so können Sie Ihren Zustand (im Falle der Erkrankung) verbessern sowie Ihre Gesundheit bei der gemeinsamen Anwendung mehrerer Programme gegen Influenzaviren ziemlich schnell und ohne Komplikationen wiederherstellen.</p> <p>Anwendung: Bei ersten Grippeanzeichen und erhöhter Körpertemperatur 1-3-mal nacheinander oder abwechselnd mit dem Programm „Anti-Grippe“ anwenden. Unerlässlich sind ausreichendes Trinken und Körperhygiene.</p>
24	Gesunder MDT	<p>Eine Darminfektion kann durch bestimmte pathogene Viren und Bakterien verursacht werden. Solche Infektionen kommen in jedem Alter vor, vor allem bei Kindern sowie bei Menschen, die Antibiotika einnehmen. Sie werden von Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Fieber begleitet. Bei Virusinfektionen können auch andere Symptome wie Schnupfen, Schluckbeschwerden, Halsrötung, Appetitlosigkeit oder Kräfteverfall entstehen. Das Programm dient der Beseitigung des Rotavirus, das Gastroenteritis verursacht, und der pathogenen Escherichia coli-Stämme, normalisiert das Wohlbefinden und verhindert Dehydratation, die schädlich für unseren Körper ist.</p> <p>Anwendung: Am ersten Tag 4-5-mal nacheinander anwenden, um ein nachhaltiges Ergebnis zu erzielen. Danach 1-2-mal täglich für 3-5 Tage abwechselnd mit den Programmen „Drainage allgemein“ und „Anti-Virus“ anwenden. Dabei ist auf ausreichendes Trinken zu achten.</p>
25	Unterstützung bei Vergiftung	<p>Das Eindringen von Enterobakterien oder -Viren in den Körper durch Lebensmittel, Wasser oder über die Schleimhäute der Atemwege löst eine Infektion aus, die umgangssprachlich als Vergiftung bezeichnet wird.</p>

26	Anti-Virus	<p>Virusinfektionen sind durch Viren hervorgerufene Erkrankungen. Viren stellen den Übergang von der unbelebten zur belebten Natur dar. Da Viren ihr eigenes Erbgut enthalten, jedoch selbst nicht aus einer oder mehreren Zellen bestehen, gehören sie zu den obligat intrazellulären Parasiten. Genau darin besteht die Schwierigkeit deren Beseitigung. Viren können durch Tröpfcheninfektion, Gegenstände, Küsse und Geschlechtsverkehr übertragen werden. Eine große Rolle in der völligen Beseitigung von Viren spielt unser Immunsystem. Das Programm „Anti-Virus“ dient zur Bekämpfung zahlreicher Viren, unter anderem des Zytomegalie- und Eppstein-Barr-Virus. Es dient auch zur Abschwächung jeglicher Virusstämme sowie zur Stärkung der Immunabwehr.</p> <p>Anwendung: Täglich für einen Monat.</p>
27	Drainage allgemein	<p>Es ist eins der Grundprogramme zur Entgiftung. Für die Entgiftung und Lymphdrainage ist das Lymphsystem zuständig. Bei einer Erkrankung steigt die Anzahl der Toxine stark an. Das Lymphsystem schafft es nicht, sie auszuscheiden, wodurch es zur Vergiftung kommen kann. Außerdem kann als Folge einer Erkrankung oder einer Verletzung eine Störung des natürlichen Abflusses der Wundflüssigkeit entstehen. Die Einlagerung der Flüssigkeit, die pathogene Mikroben enthält, kann eine starke Entzündung und eine Verschlimmerung des Gesundheitszustandes hervorrufen. Durch die Anwendung des Programmes „Drainage allgemein“ schützen Sie Ihren Körper vor einer toxischen Belastung, die häufig bei verschiedenen Erkrankungen und Verletzungen entsteht. Das Programm zielt auf die Neutralisierung der Toxine sowie auf die Entgiftung ab, ohne das Lymphsystem dabei zu belasten.</p> <p>Anwendung: Einmal nach der Anwendung eines der DeVita AP-Programme. Es ist Bestandteil des Auto-programmes „Reinigung“.</p>
28	Drainage antitoxisch	<p>Die extrazelluläre Matrix ist ein Treffpunkt von Toxinen, die eine Stoffwechselstörung, schwere chronische Krankheiten sowie einen vorzeitigen Alterungsprozess verursachen.</p>

28	Drainage antitoxisch	<p>Die Lymphdrainage ist eine Gewebeentgiftungsmöglichkeit, die die Ausleitung von Schwermetallsalzen sowie Radionukliden und die Verbesserung des Stoffwechsels sowie des allgemeinen Gesundheitszustandes fördert.</p> <p>Anwendung: Bei einer starken Vergiftung täglich zusammen mit dem Programm „Drainage allgemein“ anwenden.</p>
29	Extreme Detoxikation (mex.)	<p>Eine Methode zur vollständigen Entgiftung des menschlichen Organismus, die von R. Rife stammt. Das Programm fördert die Ausleitung der Abbauprodukte und der Toxine, die Verbesserung der Drainagefunktion des Lymphsystems sowie der Entgiftungsfunktion der Leber, die Beschleunigung der Ausscheidungsfunktion der Nieren und die Stärkung der Immunabwehr.</p> <p>Anwendung: Täglich für einen Monat, wenn keine schwerwiegende Erkrankung der Leber, der Nieren und des Lymphsystems vorliegt. Ist eine vorhanden, so ist es empfehlenswert, das Autoprogramm „Komplette Reinigung“ auf dem DeVita Ritm für eine sanfte Detoxikation anzuwenden.</p>
30	Anti-Allergie	<p>Eine Allergie ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Abwehrsystems auf Lebensmittel, Wolle, Staub, Pollen, chemische Stoffe und Krankheitserreger. Heutzutage leiden über 85 % der Weltbevölkerung an verschiedenen Allergiearten. Die häufigsten Ursachen einer Allergie sind schlechte Ernährung und ein ungesunder Lebensstil. Eine Allergie zeichnet sich durch einen akut einsetzenden Schnupfen, Niesen, Augentränen, Juckreiz und Hautrötung aus. Das Programm lindert die Hauptsymptome einer Allergie, verbessert das Allgemeinbefinden und dient zur Stabilisierung des Immunsystems.</p> <p>Anwendung: Täglich bei vorhandenen Indikationen und zur Verbesserung des Gesundheitszustandes.</p>
31	Gewichtskontrolle	<p>Das Programm zielt auf die Bekämpfung des Adenovirus 36 ab, das häufig Übergewicht verursacht. Außerdem wird bei dessen Anwendung das vegetative Nervensystem reguliert und das Abnehmen beschleunigt.</p>

31	Gewichtskontrolle	<p>Das Programm unterstützt auch die Energiereserven des Organismus.</p> <p>Anwendung: Die Anwendung ist nach dem Schema des Komplexes „Gewichtskontrolle“ empfehlenswert.</p>
32	Ohne Salmonellen	<p>Salmonellen gehören zur Familie der Enterobakterien. Sie sind resistent gegen ihre Umgebung: Sie können in Hausstaub, natürlichen Gewässern, gefrorenem Fleisch, Fleischprodukten, Geflügeleiern und Milchprodukten zwischen 3 und 6 Monaten überleben. Sie werden ab einer Temperatur von 70 °C abgetötet. Die Infektion wird von Fieber, Magenschmerzen, Erbrechen und Durchfall begleitet, kann aber auch ohne Symptome verlaufen.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen anwenden.</p>
33	Ohne Yersinien	<p>Sie gehören zu den Enterobakterien, die eine Entzündung im Dünndarm auslösen, aber auch andere Organe wie Leber, Nieren, Herz und Gelenke befallen können. Yersinia-Arten wurden im Boden, Wasser und in Lebensmitteln gefunden. Sie vertragen niedrige Temperaturen, deswegen können sie im Kühlschrank lange überleben und sich vermehren. Im menschlichen Organismus können sie bis zur Schwächung der Immunsystems verbleiben, ohne dabei Entzündungsanzeichen auszulösen. Danach tritt eine Verschlimmerung auf.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
34	Ohne Proteus	<p>Proteobacteria gehören zu der fakultativ pathogenen Darmflora. Bei zunehmender Vermehrung befallen sie den Verdauungs- sowie Urogenitaltrakt und verursachen angeborene Fehler sowie Wundinfektionen. Die Pathogenität dieser Bakterien ist entweder bei unkontrolliertem Antibiotikaverbrauch oder bei deren Eindringen durch Wasser, Lebensmittel oder schmutzige Hände zu beobachten.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
35	Ohne Klebsiella	<p>Es ist ein fakultativ pathogenes Bakterium. Bei zunehmender Bakterienanzahl greift es die Organe des Verdauungstraktes, die Atemwege und den Urogenitaltrakt an.</p>

35	Ohne Klebsiella	<p>Dadurch werden eine starke Vergiftung und folglich Funktionsstörungen der aufgezählten Organe ausgelöst. Klebsiella wird durch Lebensmittel, Wasser und durch den Kontakt mit infizierten Menschen übertragen.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
36	Ohne Campylobacter	<p>Campylobacter sind Auslöser von Darminfektionen. Sie dringen in die Schleimhaut und Lymphgefäße des Darms sowie anderer Organe ein. Die Infektion wird durch Vieh, Geflügel, Konsum von kontaminiertem Fleisch, Milch oder Wasser, seltener durch beschädigte Haut sowie Stiche von infizierten Tieren, durch eine intrauterine Infektion oder bei der Geburt übertragen. Gefährdet sind Dorfbewohner, Vieh- und Geflügelzüchter sowie die Touristen, die in Entwicklungsländer reisen.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
37	Ohne Clostridien	<p>Clostridium difficile ist bei gesunden Menschen ein harmloses Darmbakterium bei gesunden Menschen, kann aber bei einer Dysbiose die Dickdarmwände befallen. Clostridium botulinum kommt im Boden und in Meerwasser vor, ist weit verbreitet und bildet das Botulinumtoxin, das stärkste von allen bekannten bakteriellen Toxinen.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
38	Ohne Shigella	<p>Shigellen sind Auslöser der Bakterienruhr. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral oder durch Wasser und Nahrungsmittel. Überträger sind Fliegen und Kakerlaken.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
39	Ohne Rotavirus	<p>Das Rotavirus vermehrt sich in der Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes, was schweren Durchfall und Dehydratation zur Folge hat. Die Übertragung erfolgt meistens durch Nahrung.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
40	Anti-Virus Magen-Darm-Trakt	<p>Das Enterovirus und Coxsackie-Virus gehören zu den Enteroviren, die das ZNS, die Muskeln, das Herz, die Haut, das Atmungssystem und den Urogenitaltrakt befallen. Sie werden durch Tröpfchen- und Kontaktinfektion übertragen. Die Infektionswelle tritt in der warmen Jahreszeit auf.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>

41	Anti-Trematoden allgemein 1	Saugwürmer (Trematoda) sind parasitär lebende Plattwürmer, die die Leber, die Bauchspeicheldrüse, den Darm, die Lunge, die Blutgefäße und das Gehirn befallen. Eine Übertragung erfolgt durch das Schwimmen in natürlichen Gewässern in asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Ländern sowie durch den Konsum von rohem oder nur leicht gekochtem Fisch, Schalentieren, Muscheln und Fleisch.
42	Anti-Trematoden allgemein 2	Anwendung: Die beiden Programme zusammen täglich für zwei Wochen anwenden.
43	Stop Amöbe	Entamoeba histolytica ist ein einzelliger Parasit. Er verursacht die Amöbenruhr und befällt den Dickdarm, die Leber, die Lunge und andere Organe. Er dringt durch Lebensmittel und Wasser in den Körper ein. Anwendung: Täglich für zwei Wochen.
44	Ohne Enterokokken	Enterokokken besiedeln die normale Mikroflora des Menschen. Bei der Einnahme von Antibiotika, Störungen der Schutzfunktion der Haut und der Schleimhäute, schweren Erkrankungen oder bei älteren Menschen können Enterokokken bestimmte Beschwerden im Dünndarm, in Harnwegen, im Herzen, in der Scheide, Leber und Haut verursachen. Anwendung: Täglich für zwei Wochen.
45	Anti-Nematoden und -Askariden neu	Es handelt sich um ein neues Programm zur Bekämpfung der runden parasitären Würmer, das die meisten Nematoden-Arten, die den menschlichen sowie tierischen Körper angreifen, umfasst. Anwendung: Täglich für zwei Wochen.
46	Anti-Adenovirus allgemein	Adenoviren sind Viren, die beim Menschen schwere Erkrankungen des Atmungssystems, der Augen und der Lymphknoten auslösen können. Das Virus wird zumeist in der kalten Jahreszeit durch Tröpfcheninfektion übertragen. Anwendung: Täglich für zwei Wochen.

47	Stop Coronavirus	<p>Das Virus ist in Europa, Asien und Nordamerika weit verbreitet und wird durch Tröpfcheninfektion übertragen. Dabei werden die Atemwege schwer getroffen, was sogar zur Zerstörung der Lungenbläschen führen kann.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
48	Anti-Penicillium	<p>Es handelt sich um eine Gattung der Hefepilze, die Organe des Urogenitaltraktes und des Atmungssystems, die Lymphknoten und die Haut belastet und eine starke Intoxikation sowie Allergien hervorruft.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
49	Ohne Rickettsien	<p>Ein intrazellulärer Parasit, der jedes Organ im menschlichen Körper angreifen und wesentliche Störungen des ZNS und des Blutkreislaufes auslösen kann. Er kann durch einen Zeckenstich, Lebensmittel und Kontaktinfektion übertragen werden und ist in Entwicklungsländern verbreitet.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
50	Ohne Papillome allgemein	<p>HPV greifen Haut sowie Schleimhäute an und rufen Warzen hervor. Manche HPV-Viren können bösartige Tumore verursachen, wobei Frauen zur Risikogruppe gehören. Das Virus kann durch Kontaktinfektion, beim Geschlechtsverkehr und bei der Geburt von der Mutter auf das Baby übertragen werden.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
51	Ohne Papillome	<p>Bei der Infizierung der Schleimhaut des Urogenitaltraktes mit HPV entstehen Neubildungen in den Nierenbecken und in der Harnblase. Ist man pathogenen Faktoren lange ausgesetzt, können diese Neubildungen nicht nur die Funktionsfähigkeit der Organe reduzieren, sondern sich auch umwandeln.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
52	Ohne Trichomonaden	<p>Trichomonaden zählen zu den Protozoen, die mehrere Geschlechtskrankheiten des Urogenitaltraktes auslösen.</p>

52	Ohne Trichomonaden	<p>Die Trichomonaden-Infektion erfolgt bei jeder Art von Geschlechtsverkehr sowie bei jeglichem Kontakt mit dem Toilettensitz, im Schwimmbad, mit gemeinsam benutzten Handtüchern, Waschlappen sowie Hygieneartikeln und beim Anprobieren fremder Kleidung bzw. Unterwäsche. Wenn sie ins Blut gelangen, können sie sich als Blutkörperchen tarnen. Meistens stellt nicht das Protozoon selbst, sondern die von ihm übertragenen Krankheitserreger wie Chlamydien, Candida, Gonokokken, Zytomegalievirus und Herpes-Virus die größte Gefahr dar.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
53	Ohne Leptospira	<p>Es handelt sich um ein Bakterium, das Kapillargefäße, Leber, Nieren und Muskeln belastet und in allen Gebieten weit verbreitet ist. Die Infektion wird durch wilde Tiere und Haustiere, durch die von Leptospira befallenen Schleimhäute und Haut sowie durch natürliche Wasserquellen übertragen.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
54	Ohne Kryptokokken	<p>Die Hefepilze der Gattung Cryptococcus besiedeln das ZNS, die Lunge, die Haut und die Schleimhaut. Der Erreger ist häufig im mit Vogelkot beschmierten Boden nachzuweisen. Er wird durch eine aerogene Infektion übertragen.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
55	Ohne Toxoplasma	<p>Die weltweite Verbreitung der Toxoplasmen-Infektion ist sehr hoch und liegt bei 90 %. Zumeist bleibt der Erreger im Körper ohne Symptome. Er wird entweder über die Plazenta übertragen oder auf anderem Wege erworben. Toxoplasmen befallen das Nervensystem, die Augen, das Herz, die Muskeln, die Lunge, den Darm und die Haut.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
56	Ohne Ureaplasma	<p>Ureaplasmen sind pathogene Lebewesen, die Erkrankungen des Urogenitaltraktes und der Gelenke sowie Pathologien der Schwangerschaft und des Fetus auslösen. Sie werden sexuell oder während einer Schwangerschaft bzw. der Geburt übertragen.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>

57	Ohne Echinokokken	<p>Ein großes Problem stellen die Larven der Bandwürmer dar, die im Regelfall Zysten bilden. Diese Zysten drücken auf das umgebende Gewebe, was zu dessen Atrophie und Nekrose führt. Die Larven dringen in die Leber, Lunge, Nieren, Knochen und in das Gehirn ein. Eine Ansteckung erfolgt beim Kontakt mit infizierten Tieren, beim Beeren- und Kräuterpflücken und beim Konsum von kontaminiertem Wasser. Besonders gefährdet sind auch Schlächter, Hirte und Gerber.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
58	Ohne Pseudomonas aeruginosa	<p>Pseudomonas aeruginosa ist ein Bakterium, das gegen die meisten Antibiotika resistent ist. Es befällt den Verdauungstrakt, das Atmungssystem, das ZNS und andere Organsysteme. Infektionsquellen sind Menschen und Tiere. Übertragungswege: Tröpfcheninfektion, Lebensmittelinfektion, Kontaktinfektion.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
59	Gegen Lyme-Borreliose 1	<p>Borreliose (Lyme-Krankheit) ist die häufigste Krankheit, die durch den Stich einer infizierten Schildzecke übertragen werden kann. Betroffen sind dabei das ZNS, das Herz und die Gelenke.</p> <p>Anwendung: Das Programm wird nach einem Stich täglich für 2 Wochen in Kombination mit dem Programm „Gegen Lyme-Borreliose 2“ angewandt. Bei Beschwerden, die durch frühere Stiche entstanden sind, siehe den Komplex „Lyme-Borreliose“.</p>
60	Gegen Lyme-Borreliose 2	<p>Das Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus wird durch den Stich einer infizierten Schildzecke und seltener durch den Konsum von Rohmilch einer infizierten Kuh oder Ziege übertragen. Verbreitungsgebiete: Sibirien, Russlands Ferner Osten, Ural. Am stärksten ist das ZNS betroffen.</p> <p>Anwendung: Das Programm wird nach einem Stich täglich für 2 Wochen in Kombination mit dem Programm „Gegen Lyme-Borreliose 1“ angewandt. Bei Beschwerden, die durch frühere Stiche entstanden sind, siehe den Komplex „Lyme-Borreliose“.</p>

61	Gesunde Zelle 1	Zahlreiche pathogene Faktoren führen zur Ablagerung von Toxinen im Körper, die eine Zellumwandlung verursachen können. Die Programme „Gesunde Zelle 1“ und „Gesunde Zelle 2“ reduzieren das Krebsrisiko, fördern die Korrektur der Gewebeveränderung, hemmen Entzündungen und stärken das Immunsystem.
62	Gesunde Zelle 2	Anwendung: Die Programme sind kombinierbar; siehe den Komplex „Gesunde Zelle“.
63	Gesundes Zahnfleisch	Eine Zahnfleischentzündung wird durch Viren, Bakterien und Pilze ausgelöst. Besonders gefährdet sind Zahnprothesen- und Zahnsparträger. Das Programm fördert die Reduzierung der pathogenen Belastung, die Entzündungshemmung und die Verbesserung des trophischen Gewebes. Anwendung: Täglich für 1–2 Monate.
64	Regeneration der Schleimhaut	Die Bildung von Aphten (Geschwüren) an der Mundschleimhaut weist auf eine Entzündung hin, die durch Viren, Bakterien, Verletzungen oder Mineralstoffmangel ausgelöst werden kann. Das Programm hemmt Entzündungen, dient zur Wiederherstellung der Mundschleimhaut und stärkt die lokale Immunität. Anwendung: Dieses Programm ist täglich für zwei Wochen zusammen mit dem Programm „Gesunder Mund“ anzuwenden.
65	Gesunder Mund	Eine Entzündung der Mundschleimhaut (Stomatitis) wird durch Krankheitserreger, Verletzungen der Mundhöhle, zahnärztliche Eingriffe und unausgewogene Ernährung verursacht. Entzündungen können sich auf der Zunge, dem Gaumen sowie auf der Schleimhaut der Wangen und Lippen ausbreiten. Das Programm hemmt Entzündungen, dient zur Wiederherstellung der Mundschleimhaut und stärkt die lokale Immunität. Anwendung: Täglich für zwei Wochen. Es kann mit dem Programm „Regeneration der Schleimhaut“ kombiniert werden und ist bei jeglichen zahnärztlichen Eingriffen, die mit Verletzungen der Schleimhaut assoziiert sind, anzuwenden.

66	Ohne Zahnfistel	<p>Eine Zahnfleischentzündung mit Eiter wird sehr häufig durch eine Zahnfistelbildung verkompliziert. Als Folge dessen kann es zu Zahnverlusten oder zur Tiefenentzündung kommen. Das Programm hilft die Eiterbildung vorzubeugen und die Entzündung zu hemmen.</p> <p>Anwendung: Täglich für 2-4 Wochen. Es ist sofort nach zahnärztlichen Eingriffen, wie einer Exzision, Implantation oder Behandlung, anzuwenden.</p>
67	Stop Zahnverletzungen	<p>Das Programm lindert Schmerzen, beschleunigt den Heilungsverlauf und lindert Schwellungen.</p> <p>Anwendung: Täglich für 1-2 Wochen. Es ist sofort nach zahnärztlichen Eingriffen, wie einer Exzision, Implantation oder Behandlung, anzuwenden.</p>
68	ZNS ohne Probleme	<p>Das Programm fördert die Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Nervensystems nach zahlreichen Problemfaktoren wie Infektionen, Verletzungen usw., unterstützt die Wiederherstellung der Nervenverbindungen zwischen dem ZNS und dem peripheren Nervensystem und lindert Schwellungen sowie Schmerzen.</p> <p>Anwendung: Täglich für 1-6 Monate. Empfehlenswert ist es, dieses Programm mit dem Programm „Gesunde Nerven“ (siehe den Komplex „Lyme-Borreliose“) zu kombinieren.</p>
69	Gesunde Nerven	<p>Bei einer Verletzung der Nervenfasern können Funktionsstörungen des Nervensystems entstehen. Das Programm verhindert die Zerstörung der Myelinschicht von Nervenfasern, wodurch die Leitfähigkeit der Nervenfasern bewahrt wird.</p> <p>Anwendung: Täglich für 1-6 Monate. Empfehlenswert ist es, dieses Programm mit dem Programm „ZNS ohne Probleme“ (siehe den Komplex „Lyme-Borreliose“) zu kombinieren.</p>
70	Nasennebenhöhlen frei	<p>Eine Sinusitis ist eine Entzündung einer oder mehrerer Nasennebenhöhlen, die als Folge von Infektionskrankheiten der Nase und Atemwege sowie nach Verletzungen des Gesichtsbereiches entstehen kann.</p>

70	Nasennebenhöhlen frei	<p>Das Programm fördert die Entzündungshemmung im Nasennebenhöhlenbereich, die Schleimabsonderung und die Schmerzlinderung bei akuten Zuständen.</p> <p>Anwendung: Täglich für 2 Wochen.</p>
71	Nasennebenhöhlen frei allgemein	<p>Für viele Menschen stellt eine chronische Sinusitis, die zwar symptomlos, aber über einen längeren Zeitraum läuft, das größte Problem dar. Die Ursachen sind Infektionen der oberen Atemwege, Polypen, Septumdeviation oder kariöse Zähne. Das Programm dient zur Hemmung der Entzündungen im Nasennebenhöhlenbereich sowie zur Schwellungsminderung und beugt Verschlimmerungen vor.</p> <p>Anwendung: Täglich für einen Monat, wenn das Problem bereits vorhanden ist oder zur Vorbeugung einer Verschlimmerung während der Erkältungssaison.</p>
72	Ohren ohne Entzündungen	<p>Die Ursachen für eine Ohrenentzündung sind ein pathologischer Prozess im Nasenrachenraum, eine Septumdeviation oder Ohrenverletzungen. Das Programm dient zur Schwellungsminderung sowie zur Hemmung von Entzündungen und Schmerzen.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen. Es ist abwechselnd mit dem DeVita Ritm Programm „Gesunde Ohren“ anzuwenden.</p>
73	Hals ohne Schmerzen	<p>Eine Entzündung der Mandeln des Rachenrings tritt oft nach einer Mandelentzündung oder nach anderen Infektionskrankheiten des Rachens auf. Sie kann in akuter oder in chronischer Form auftreten. Die Übertragung erfolgt entweder von außen als Tröpfcheninfektion oder von innen von chronischen Infektionsherden. Das Programm dient zur Linderung von Mandelentzündungen, Schwellungen und Schmerzen sowie zur Reduzierung der toxischen Belastungen.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen. Es ist abwechselnd mit dem DeVita Ritm Programm „Hals ohne Probleme“ anzuwenden.</p>

74	Anti-Erkältung allgemein	<p>Eine Entzündung der Nasenschleimhaut und der Rachenschleimhaut (Rhinopharyngitis) wird meistens durch Viren und Bakterien ausgelöst. Die höchste Krankheitshäufigkeit ist in der Zwischensaison zu beobachten. Das Programm lindert Entzündungen sowie Schwellungen und beugt Verschlimmerungen vor.</p> <p>Anwendung: Täglich für zwei Wochen.</p>
75	Anti-Entzündung allgemein	<p>Eine Entzündung ist eine körpereigene Reaktion auf eine Verletzung oder einen Erreger. Das Programm hilft dem Körper den Entzündungsherd, unabhängig von dessen Lokalisation, zu beseitigen, die Wirkung pathogener Faktoren zu schwächen und die Homöostase wiederherzustellen.</p> <p>Anwendung: Täglich für 1-4 Wochen. Es ist sinnvoll, dieses Programm mit anderen Programmen zur Entzündungslinderung anzuwenden.</p>
76	Stop Migräne	<p>Migräne ist eine der häufigsten Kopfschmerzarten, die sich durch einen akuten pochenden Schmerz an einer bestimmten Stelle am Kopf auszeichnet. Das Programm lindert Gefäßkrämpfe sowie Schmerzen und reguliert die Durchblutung im Kopf.</p> <p>Anwendung: Bei Bedarf.</p>
77	Antiseptikum	<p>Hautverletzungen wie Kratzer, Schnitte und Brandwunden sind eine Eintrittspforte für Krankheitserreger. Als Folge dessen können Wunden schlechter heilen, sich entzünden und Schmerzen hervorrufen. Das Programm beschleunigt die Wunddesinfektion sowie die Heilung und hemmt Entzündungen.</p> <p>Anwendung: Täglich für 1-4 Wochen. Es ist sinnvoll, dieses Programm mit anderen Programmen zur Entzündungslinderung anzuwenden.</p>
78	Gesunde Galle	<p>Schlechte und unregelmäßige Ernährung (längeres Fasten, Alkohol-, Snack- und Gewürzkonsum, zu scharfes, fettiges und frittiertes Essen, Verzicht auf pflanzliches Öl), Stress, geringe Flüssigkeitsaufnahme und Infektionskrankheiten der Leber sind die Ursachen für Beschwerden mit der Gallenblase. Das Programm fördert den Gallenfluss, trägt zur Wiederherstellung der Funktion der Gallenblase bei und lindert Schmerzen.</p>

78	Gesunde Galle	Anwendung: Täglich für 1-6 Monate, vorzugsweise nachmittags. Ansonsten jeden zweiten Tag.
79	Ohne Husten	Husten ist eine Schutzreaktion des Körpers, die bei einer Reizung der Atemwegsschleimhaut entsteht. Es kann als ein Symptom einer Entzündung der Atmungsorgane auftreten, die durch Viren, Bakterien, Pilze, Allergene sowie durch andere Substanzen verursacht wird. Das Programm lindert den Zustand bei akutem oder chronischem Husten und verringert die Entzündung der Atemwegsschleimhaut. Anwendung: Täglich für 2-4 Wochen.
80	Anti- Pneumobakterien	Laut einer medizinischen Statistik liegen mikrobielle Infektionen als Ursache einer Entzündung der unteren Atemwege auf Platz eins. Die meisten Bakterien, die das Atmungssystem angreifen, sind eigentlich gute Bakterien, werden aber unter ungünstigen Umständen pathogen. Das Programm bekämpft Mikroorganismen wie Streptococcus pneumoniae, Chlamydomydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae usw. Anwendung: Täglich für 2 Wochen.
81	Stop Coronavirus neu	Ein neues, verbessertes Programm, das der Bekämpfung aller Coronavirus-Arten, einschl. neuer mutierter Formen, dient. Anwendung: Täglich für 2 Wochen und zur Vorbeugung 2-3-mal pro Woche.
82	Ohne Pneumonie	Entzündungen des Lungengewebes können durch verschiedene Krankheitserreger, z.B. Viren, Bakterien, Pilze usw., ausgelöst werden. Sie treten nicht nur alleine, sondern auch als Folge einer Erkältung, eines geschwächten Immunsystems oder eines Vitaminmangels auf. Das Programm lindert Schwellungen und Entzündungen der unteren Atemwege, verbessert die Funktionen und das Energieniveau dieser Organe und steigert die lokale Immunität. Anwendung: Täglich für 2-4 Wochen. Empfehlenswert ist die Kombination mit dem Programm „Ohne Husten“.

Appendix 3 – „Hinweise für die DeVita Ritm-Programme“.

DeVita Ritm (manuelle Programme)				
Programm	Probleme, bei denen das Programm angewandt wird	Wirkung	Erste Ergebnisse	Nachhaltige Wirkung
Aktiver Schutz	Bei körperlichen und seelischen Belastungen, verminderter Leistungsfähigkeit, Aufmerksamkeit und Lebenskraft, chronischer Erschöpfung und Gereiztheit sowie der täglichen Arbeit mit Haushalts- und Computergeräten. Zur Beseitigung der bioenergetischen Belastung bei Kontakt mit Menschen.	immunstabilisierend energieliefernd stressabbauend	Innerhalb einer Stunde	1 Monat
Regulation Kreislauf	Bei Störungen der Mikrozirkulation (Blutversorgung der Organe), Sauerstoffmangel im Blut, Kopfschmerzen, Störungen des Blutdrucks und der Spannung der Blutgefäßwände.	krampflösend tonisierend gefäßerweiternd blutdrucknormalisierend	Innerhalb einer Stunde	1 Monat
Verdauung	Bei Überernährung, Völlegefühl, Sodbrennen und Blähungen.	krampflösend entzündungshemmend säureregulierend	Innerhalb einer Stunde	1 Monat
Detoxikation	Bei erhöhter körperlicher Belastung, ungesunder Ernährung, Vergiftungen, Schmerzen im rechten Oberbauch und Alkoholkonsum.	antitoxisch leberschützend choloretisch krampflösend	Innerhalb einer Stunde	1 Monat

Anti-Stress	Bei Stress und erhöhter körperlicher und psychischer Belastung (Studium, Arbeit, Sport).	stressabbauend beruhigend	Innerhalb einer Stunde	1 Monat
7 Chakren	Bei chronischer Erschöpfung, Kopfschmerzen, Immunschwäche, erhöhter körperlicher und psychischer Belastung.	tonisierend harmonisierend schmerzlindernd	Innerhalb einer Stunde	1 Monat
Regulierung der Hormone	Bei Störungen der Pubertätsentwicklung bei Jugendlichen ab 12 Jahren, nach operativen Eingriffen, bei hormonellen Störungen und Störungen des Fortpflanzungssystems bei Männern und Frauen.	hormonregulierend	Innerhalb eines Monats	6 Monate
Reine Nieren	Bei Entzündungen der Nieren und der Harnblase sowie bei Schwellungen.	entwässernd abschwellend entzündungshemmend	Innerhalb eines Tages	1-2 Monate
Reine Lymphe	Bei Störungen des Lymphsystems, Schwellungen, Vergiftungen, Störungen des Zellstoffwechsels und des Blutdrucks sowie bei Immunschwäche und Hautkrankheiten.	lymphableitend abschwellend antitoxisch immunstabilisierend	Innerhalb eines Tages	1 Monat
Gutes Sehvermögen	Bei vermindertem Tonus der Augenmuskeln, Sehstörungen und bei Augenmüdigkeit. Zur Vorbeugung von Sehstörungen bei längerer Arbeit an Computergaräten bzw. mit schriftlichen Unterlagen.	korrigierend tonisierend stärkend	Innerhalb eines Tages	1-3 Monate

Weibliche Sexualität	Bei vermindertem sexuellem Verlangen, erhöhter emotionaler Reizbarkeit und bei der Neigung zu nervöser Übererregung.	antidepressiv aktivierend	2-3 Tage	1 - 2 Monat
Männliche Sexualität	Bei Stress, erhöhter Nervenerregung, verminderter Potenz und Versagensangst.	antidepressiv aktivierend	2-3 Tage	1 -2 Monate
Wiederherstellung nach Verletzungen	Bei jeglichen Verletzungen der Knochen, des Knorpel- sowie des Weichgewebes und des Bandapparates wie Schlagverletzungen, Brüche, Verrenkungen und Schnittwunden. Nach operativen Eingriffen anzuwenden.	schmerzlindernd abschwellend entzündungshemmend regenerierend	Innerhalb einer Stunde	1 Monat
Vorbereitung/ Training	Wird vor Beginn der belastenden körperlichen Aktivität angewandt.	tonisierend energieliefernd	Innerhalb einer Stunde	1 Monat
Training	Wird während der belastenden körperlichen Aktivität angewandt.	tonisierend energieliefernd regulierend	Innerhalb einer Stunde	1 Monat
Gesundes Herz	Bei funktionellen Störungen des Herzens, bei Herzrhythmus- sowie bei Blutdruckstörungen und hoher Stressbelastung.	krampflösend blutdrucknormalisierend tonisierend schmerzlindernd	Innerhalb einer Stunde	1-2 Monate
Normaler Herzrhythmus	Bei Herzrhythmusstörungen wie Tachykardie, kardiale Arrhythmie, einschl. Vorhofflimmern und respiratorischer Arrhythmie.	krampflösend herzschlagregulierend	Innerhalb einer Stunde	1-2 Monate

Anti- Erkältung	Bei Erkrankungen der oberen Atemwege, Schwellungen im Nasenrachenraum und bei Allergien, die von Tränenfluss begleitet werden.	entzündungs- hemmend abschwellend immunstabilisierend	Innerhalb einer Stunde	Innerhalb eines Monats
Freies Atmen	Bei Erkrankungen der unteren Atemwege sowie bei Allergien und Spasmen im Bronchialsystem verschiedener Herkunft.	entzündungs- hemmend krampflösend gefäßerweiternd	Innerhalb einer Stunde	1 Monat
Frauengesundheit	Bei Funktionsstörungen und Entzündungen des Fortpflanzungssystems.	entzündungs- hemmend gefäßerweiternd hormonregulierend verjüngend	2-3 Tage	6-12 Monate
Männergesundheit	Zur Vorbeugung von Funktionsstörungen des Fortpflanzungssystems.	entzündungs- hemmend gefäßerweiternd hormonregulierend verjüngend	2-3 Tage	6-12 Monate
Gesunder Schlaf	Bei Schlaflosigkeit, Schlafphasensyndrom und erhöhter Nerven- erregung.	antidepressiv beruhigend schlafregulierend	Innerhalb eines Tages	1 Monat
Gute Laune	Bei Depression, Ge- reiztheit, psychoemotionaler Belastung und Müdigkeit.	antidepressiv stimmungsaufhellend	Innerhalb eines Tages	1 Monat

Gelenke ohne Schmerzen	Bei Entzündungen und Schmerzen des Bewegungsapparates, u.a. der Gelenke, Muskeln und der Wirbelsäule sowie bei erhöhter körperlicher Belastung, einschl. Sport.	schmerzlindernd regulierend	Innerhalb eines Tages	1 Monat
Gelenke ohne Entzündungen	Bei Entzündungen des Bewegungsapparates, Ödemen, Verletzungen und bei erhöhter körperlicher Belastung, einschl. Sport.	entzündungshemmend abschwellend regulierend	Innerhalb eines Tages	1 Monat
Darm ohne Probleme	Bei Schmerzen, Übelkeit, Blähungen, Dysbiose, vermindertem Tonus des Darms und der Gallenblase, Schleimhautstörungen des Magens und des Zwölffingerdarms sowie bei Leberstörungen.	krampflösend schmerzlindernd choleretisch entzündungshemmend motilitätsregulierend abschwellend	Innerhalb eines Tages	6-12 Monate
Optimierung Stoffwechsel	Bei Funktionsstörungen der Schild- und Bauchspeicheldrüse, Verdauungstraktstörungen, Schwellungen, Aufnahmestörungen von K, Ca, Mg und Na und Störungen des Säure-Basen-Haushalts.	regulierend harmonisierend	5-7 Tage	6-12 Monate
Schöne Haut	Bei gestörter Barrierefunktion der Haut und gestörtem Zellstoffwechsel. Bei Akne, trockener bzw. fettiger Haut und zur Verbesserung des Zustandes bei Schuppenflechte und Vitiligo.	Regulation der Schutz- und Barrierefunktion der Haut Regulation der Zellversorgung	5-7 Tage	1 Monat

Schöne Haare und Nägel	Bei Haarausfall, brüchigen Haaren und Nägeln sowie bei trockenen und fettigen Schuppen.	Regulation der Hautdrüsen Regulation der Zellversorgung	5-7 Tage	1 Monat
Anti-Allergene	Bei verschiedenen Allergie-Arten (respiratorische Allergie: Staub, Haustiere, Heuschnupfen, Gerüche, Hautallergie, Lebensmittelallergie) und Schwellungen im Bereich der oberen Atemwege.	antitoxisch antiallergisch abschwellend entzündungshemmend immunstabilisierend	Innerhalb eines Tages	1-2 Monate
Unterstützung des Immunsystems	Bei Immunschwäche sowie bei erhöhter körperlicher und geistiger Belastung.	immunstabilisierend entzündungshemmend	Innerhalb eines Monats	Monat
Gesunde Nieren	Bei Störungen des Elektrolythaushalts, die mit der Ausscheidung von Elektrolyten verbunden sind sowie bei Funktionsstörungen der Nieren wie Nierensteine, Ablagerungen von Säurekristallen in den Gelenken oder Bluthochdruck.	entwässernd abschwellend	Innerhalb eines Tages	1-2 Monate
Sauerstoff für Zellen	Bei Kopfschmerzen, Problemen mit Kopfgefäßen, Abgeschlagenheit, Schläfrigkeit, Sauerstoffmangel im Blut oder Bewegungsarmut. Für Großstädter.	krampflösend gefäßerweiternd normalisierend sauerstoffversorgend	Innerhalb eines Tages	1-2 Monate
Regulierung vegetatives Nervensystems	Bei anstrengenden Arbeiten, seelischem Stress oder Ungleichgewicht im VNS.	regulierend	Innerhalb eines Tages	1-2 Monate

Gesunde Venen	Bei vermindertem Tonus der Venenwand und venöser Stauung der unteren Extremitäten.	entzündungshemmend schmerzlindernd	Innerhalb einer Stunde	1-2 Monate
Ohne Kopfschmerzen	Bei Spasmen der Hirngefäße, anstrengender mentaler Arbeit, Blutdruckschwankungen und Durchblutungsstörungen im Kopf.	schmerzlindernd krampflösend	Innerhalb einer Stunde	1-2 Monate
Normaler Blutzucker	Bei Funktionsstörungen der Bauchspeicheldrüse, die mit einem erhöhtem Blutzuckerspiegel verbunden sind.	regulierend normalisierend	Innerhalb eines Tages	6-12 Monate
Gesunde Gelenke	Bei Entzündungen der inneren Gelenkkapselschicht und des umliegenden Gewebes sowie bei einer Unterkühlung. Bei körperlicher Überbelastung der Gelenke im Beruf, Haushalt oder Sport und bei Verletzungen der Gelenke.	entzündungshemmend schmerzlindernd	Innerhalb einer Stunde	3-6 Monate
Anti-Prostatitis	Bei Funktionsstörungen der Prostata, verminderter hormoneller Aktivität des Hodens, Störungen der Blasenentleerung und bei unregelmäßigem Sex.	entzündungshemmend funktionsregulierend	2-3 Tage	6-12 Monate

<p>Rege- neration nach dem Training</p>	<p>Für die Regenera- tion nach dem Training. Zur Linderung von Kopfschmerzen, Beseitigung von all- gemeinem Unwohlsein, Abgeschlagenheit und Schläfrigkeit, zur Verringerung der Milch- säure-Konzentration und zur Normalisierung des Atemvorgangs.</p>	<p>regulierend energieauf- bauend krampflösend antitoxisch</p>	<p>Inner- halb einer Stunde</p>	<p>1 Monat</p>
<p>Gedächtnis- leistung +</p>	<p>Bei verminderter Lerngeschwindigkeit beim Auswendiglernen, Konzentrationsschwä- che und bei verkürzter Dauer der Informations- speicherung.</p>	<p>stimulierend</p>	<p>5-7 Tage</p>	<p>1 Monat</p>
<p>Ausgewoge- nes Nerven- system</p>	<p>Bei Stress, Gereiztheit, Stimmungsschwankun- gen und erhöhter kör- perlicher sowie geistiger Belastung (Studium, Arbeit, Sport).</p>	<p>stressab- bauend beruhigend</p>	<p>Inner- halb einer Stunde</p>	<p>1 Monat</p>
<p>Nerven- system allgemein</p>	<p>Bei diagnostizierten Funktionsstörungen des Nervensystems, gestör- ter Gewebeintegrität so- wie bei einer gestörten Verbindung zwischen allen Teilen des ZNS, die zu einem psychischen Ungleichgewicht führen können.</p>	<p>entzündungs- hemmend regenerierend regulierend stressab- bauend</p>	<p>Innerhalb eines Monats</p>	<p>3-4 Monate</p>

Gesunde Ohren	Bei Schmerzen und Unwohlsein im Ohrbereich, die durch Krankheitserreger, Wasser oder Luftdruckschwankungen ausgelöst werden. Auch bei vermindertem Hörvermögen.	regulierend krampflösend entzündungshemmend schmerzlindernd	Innerhalb eines Tages	1 Monat
Hals ohne Probleme	Bei Schmerzen und Schwellungen im Nasen- und Nasenrachenbereich, Verstopfungsgefühl in der Nase, Heiserkeit oder Stimmverlust, die von Entzündungen verursacht werden.	entzündungshemmend schmerzlindernd abschwellend	1-2 Tage	Innerhalb eines Monats
Starke Zähne	Bei Zahnfleischbluten, schwammigem Zahnfleisch und gestörter Integrität der Schleimhäute nach kleinen Verletzungen oder zahnärztlichen Eingriffen.	entzündungshemmend regenerierend durchblutungsverbessernd	5-7 Tage	Innerhalb eines Monats
Gesundes Pankreas	Bei Störungen der exokrinen Drüsenfunktion (Produktion eines Verdauungssekrets) bzw. der endokrinen Drüsenfunktion (Bildung von Hormonen).	normalisierend regulierend entzündungshemmend	1 Monat	6 – 12 Monate
Gesunde Schilddrüse	Bei Stoffwechselstörungen, die mit Funktionsstörungen der Drüse verbunden sind.	normalisierend regulierend entzündungshemmend	1 Monat	6 - 12 Monate

DeVita Ritm (Autoprogramme)

Programm	Probleme, bei denen das Programm angewandt wird	Wirkung	Erste Ergebnisse	Nachhaltige Wirkung
A. Wohlbefinden	Verbessert die Blutversorgung der Organe und Gewebe, aktiviert die Funktion des Ausscheidungssystems, trägt zum verbesserten Stoffwechsel und Energiehaushalt bei, baut Nervenanspannung ab und stärkt die Abwehrkräfte des Körpers.	immunstabilisierend energieliefernd stressabbauend antitoxisch hormonregulierend	5-7 Tage	1 Monat
A. Gesundheit	Unterstützt das Immunsystem bei viralen Erkältungskrankheiten und verbessert den Zellstoffwechsel, was für eine schnellere Entgiftung sorgt. Weiterhin hilft es, die während der Krankheit gestörte Funktion von Systemen und Organen wiederherzustellen.	entzündungshemmend immunstabilisierend krampflösend abschwellend	5-7 Tage	1 Monat
A. Komplette Reinigung	Aktiviert die Funktion des Ausscheidungssystems, leitet Toxine aus und erhöht Anpassungsreserven sowie die Immunabwehr des Körpers. Dabei wird der biologische Tagesrhythmus der Organe berücksichtigt.	energieliefernd antitoxisch abschwellend hormonregulierend	5-7 Tage	1 Monat

<p>A. Hoher Tonus</p>	<p>Fördert die Beseitigung der toxischen Belastung der Leber, der Nieren und des Lymphsystems, aktiviert deren Funktionen und verbessert die Durchblutung. Regt den physiologischen Verjüngungsprozess an.</p>	<p>entzündungshemmend entwässernd abschwellend immunstabilisierend</p>	<p>Innerhalb eines Monats</p>	<p>6-12 Monate</p>
<p>A. Gesunder Stoffwechsel</p>	<p>Harmonisiert die Körperfunktionen, reguliert den Appetit sowie die Funktion des vegetativen Nervensystems und aktiviert den Verdauungstrakt sowie das Ausscheidungssystem. Trägt zur Normalisierung des Stoffwechsels und des psychoemotionalen Zustandes, zur Reduzierung des Körpergewichts und zur Verbesserung der Lebensqualität bei.</p>	<p>entzündungshemmend motilitätsregulierend abschwellend appetitregulierend</p>	<p>Innerhalb eines Monats</p>	<p>6-12 Monate</p>
<p>A. Anti-Vergiftung</p>	<p>Reduziert die schädlichen Auswirkungen von Toxinen, die in Lebensmitteln, Arzneimitteln und Alkohol enthalten sind. Neutralisiert Toxine und beschleunigt die Entgiftung des Darms und der Leber. Dadurch wird die Belastung dieser Organe reduziert.</p>	<p>antitoxisch leberschützend choloretisch krampflösend</p>	<p>Innerhalb eines Tages</p>	<p>5-7 Tage</p>

A. Normaler Blutdruck	Lindert Spasmen der Blutgefäße, reguliert den Blutdruck, stellt die Herz- und Nierenfunktion wieder her, reduziert Hypoxie, entgiftet den Körper, verbessert die Blutversorgung der Organe und verringert Schwellungen.	blutdrucknormalisierend krampflösend entwässernd	Innerhalb eines Tages	1 Monat
A. Gesunder Schlaf	Baut psychische Anspannungen ab, entspannt das zentrale Nervensystem und verbessert die Qualität und Dauer des Schlafes.	stressabbauend beruhigend	Innerhalb 1 bis 2 Stunde	1 Monat
A. Gesunde Gelenke	Hemmt Entzündungen, lindert Schmerzen der Gelenke und der Wirbelsäule, verbessert deren Blutzufuhr und Durchblutung und fördert die Regeneration des betroffenen Gelenkgewebes, einschl. der Gelenkknorpel, der Gelenkinnenschicht sowie des umliegenden Gewebes: Bänder, Sehnen und Muskeln. Wirksam gegen alle Gelenkprobleme wie Arthritis, Arthrosen oder Gelenkversteifung.	entzündungshemmend schmerzlindernd abschwellend regulierend funktionsfördernd	Innerhalb eines Tages	3-6 Monate
A. Gelenke ohne Schmerzen	Hilft bei Muskelverspannungen, verbessert den Zustand des Bandapparates, aktiviert die Blutversorgung und lindert Schmerzen sowie Entzündungen der Gelenke und der Wirbelsäule.	entzündungshemmend abschwellend schmerzlindernd	Innerhalb 2 bis 3 Stunden	1 Monat

<p>A. Ge- lenke ohne Schmerzen</p>	<p>Wirksam bei intensiver Belastung des Bewegungsapparates und bei Verletzungen.</p>	<p>entzündungs- hemmend abschwellend schmerzlin- dernd</p>	<p>Innerhalb 2 bis 3 Stunden</p>	<p>1 Monat</p>
<p>A. Schöne Haut und Haare</p>	<p>Verbessert die Blutversorgung der Haut und reguliert die Funktion der Talg sowie der Schweißdrüsen, was die Hautabwehr stärkt und Erscheinungen von Bakterien- und Pilzläsionen vermindert. Zudem verbessert es die Durchblutung in den Kapillaren der Haarfollikel sowie in den Nagelplatten und fördert folglich die Versorgung der Haare und Nägel mit Nährstoffen.</p>	<p>Regulation der Schutz- und Barrierefunk- tion der Haut sowie der Drü- senfunktion Normalisation der Zellver- sorgung</p>	<p>5-7 Tage</p>	<p>1 Monat</p>
<p>A. Anti- Erkältung</p>	<p>Wird gegen Erkältungen und allergische Reaktionen (Heuschnupfen) angewandt. Hemmt Entzündungen und verringert respiratorische Erscheinungen einer Erkältung oder Allergie wie Schwellungen, verstopfte Nase und Husten.</p>	<p>entzündungs- hemmend abschwellend immunstabili- sierend krampflösend</p>	<p>1-2 Stunden</p>	<p>1 Monat</p>

A. Männer- gesundheit	Reguliert die Prostatafunktion, trägt zu einer allgemeinen Verbesserung des männlichen Urogenitalsystems bei und erhöht die sexuelle Aktivität und Ausdauer. Es hilft dabei Probleme zu verhindern, die mit einer Funktionsstörung des Urogenitalsystems einhergehen.	entzündungshemmend gefäßerweiternd hormonregulierend verjüngend	2-3 Tage	6-12 Monate
A. Ohne Gicht	Normalisiert den Stoffwechsel im Körper und reguliert das Konzentrationsgleichgewicht von K, Ca, Na und P. Hemmt Gelenkentzündungen, lindert Schwellungen, fördert die Entgiftung sowie die Salzausscheidung und verbessert die Funktionsleistung der Nieren.	entzündungshemmend schmerzlin- dernd abschwellend entwässernd Regulation des Wasserund Elektrolythaus- halts	1-2 Tage	3-6 Monate

Appendix 4 – „Hinweise für die DeVita AP-Programme“.

DeVita AP (manuelle Programme)				
Programm	Probleme, bei denen das Programm angewandt wird	Wirkung	Erste Ergebnisse	Nachhaltige Wirkung
Anti-Staphylokokken	Bei pyogenen Wundinfektionen, einer Ansteckung, eitrigen Entzündungen verschiedener Organe, u.a. der oberen Atemwege, des Halses, der Haut, des Bewegungsapparats, der äußeren Genitalien, des Urogenitaltraktes sowie der Hirnhäute und bei alimentärer Toxikoinfektion. Zur Vorbeugung einer intrauterinen Infektion in der Schwangerschaft.	antibakteriell entzündungshemmend	2-3 Stunden	10-14 Tage
Anti-Streptokokken	Bei Erkrankungen der Ohren sowie des Halses und bei Entzündungen des Bewegungsapparates, des Herzens, der Nieren und der Haut. Zur Vorbeugung einer intrauterinen Infektion in der Schwangerschaft.	antibakteriell entzündungshemmend	2-3 Stunden	10-14 Tage
Anti-Chlamydien	Bei Infektionen des Urogenitaltrakts, der Gelenke, der Augen, der unteren und oberen Atemwege sowie des Herz-Kreislauf-Systems. Zur Vorbeugung von Berufskrankheiten bei Menschen, die mit Vögeln arbeiten.	antibakteriell entzündungshemmend	1-2 Stunden	10-14 Tage

Anti-Chlamydien	Auch zur Infektionsvorbeugung beim Schwimmen in Gewässern und der Gebärmutter in der Schwangerschaft.	antibakteriell entzündungshemmend	1-2 Stunden	10-14 Tage
Anti-Helicobacter	Bei Entzündungen des Magens und des Zwölffingerdarms sowie bei Verletzungen der Schleimhäute dieser Organe.	antibakteriell entzündungshemmend	5-7 Stunden	3-5 Wochen
Anti-Bakterien	Bei durch Klebsiella ausgelösten Erkrankungen wie Entzündungen der Atemorgane, der Harnwege, der Hirnhäute und der Augen, bei Darminfektionen und bei einer Blutvergiftung. Bei durch Listeria ausgelösten Erkrankungen wie Entzündungen des Verdauungstrakts, der Hirnhäute, der Gelenke und der Atemorgane. Zur Vorbeugung von Berufskrankheiten bei Vieh- und Geflügelzüchtern, Schlachtern und Lederarbeitern. Bei durch Pneumokokken ausgelösten Erkrankungen wie Entzündungen der Atemwege, Ohren, Gelenke und der Hirnhäute sowie bei einer Blutvergiftung.	antibakteriell entzündungshemmend	Innerhalb eines Tages	14-21 Tage
Anti-Hepatitis A	Zur Infektionsprävention bei Reisen in Asien und Afrika und für ein vermindertes Komplikationsrisiko.	antiviral entzündungshemmend	1-2 Wochen	6 Monate

Frei von Toxinen	Ein obligates Programm bei jeglichen toxischen Belastungen – viraler, bakterieller, protozoischer, mykotischer und parasitärer Herkunft.	antitoxisch energiesparend	1-2 Stunden	1 Monat
Anti-Herpes Zoster	Bei Gürtelrose (Herpes Zoster), einem Hautauschlag, der mit starken Schmerzen entlang des Sehnervs verbunden ist.	antiviral entzündungs- hemmend schmerzlindernd	Innerhalb eines Tages	1 Monat
Anti-Herpes Simplex	Bei Lippen- und Genital-Herpes	antiviral entzündungs- hemmend	Innerhalb eines Tages	1 Monat
Anti-Herpes	Zusätzlich zu jeglichem Anti-Herpes Programm zur Verkürzung der Regenerationszeit und zur Linderung entzündlicher und schmerzhafter Erscheinungen.	antiviral entzündungs- hemmend juckreizhemmend	Innerhalb eines Tages	1 Monat
Gesunde Lymphe	Bei Störungen des Lymphsystems, die sich durch folgende Anzeichen auszeichnen: Geschwollene Finger, Neigung zu Schwellungen, chronische Erschöpfung, Verstopfung, blasse Haut an den Beinen, Brustschmerzen, Schwellungen, trockene gereizte Haut, Konzentrationsschwäche, kalte Hände sowie Füße und Orangerhaut.	entzündungs- hemmend abschwellend antitoxisch	Innerhalb eines Tages	1 Monat

<p>Anti- Erkältung</p>	<p>Erkrankungen der Nase, des Halses und der Bronchien. Zusammen mit den Programmen „Anti-Staphylokokken“, „Anti-Streptokokken“ und „Anti-Bakterien“ anzuwenden.</p>	<p>antiviral entzündungs- hemmend abschwellend</p>	<p>2-3 Stunden</p>	<p>5-7 Tage</p>
<p>Anti- Schimmel und -Pilze</p>	<p>Bei Läsionen der Haut, des Fettgewebes der Unterhaut, der Schleimhäute, der Seh- und Hörorgane, der Knochen und der inneren Organe, u.a. des Bronchialsystems, der Leber, der Milz, des Herzens, der Blutgefäße, des Verdauungstrakts, der Nieren und des ZNS. Bei allergischen Reaktionen in Form von Husten, verstopfter Nase und Hautausschlag. Wirksam als Vorbeugungsmaßnahme gegen Pilzinfektionen nach dem Sauna-, Schwimmbadoder Strandbesuch sowie bei längerem Aufenthalt in feuchten Räumen.</p>	<p>antimykotisch entzündungs- hemmend</p>	<p>1-2 Tage</p>	<p>2 Monate</p>
<p>Anti-Candida</p>	<p>Bei Erkrankungen der Schleimhäute der inneren Organe und der Haut, die von Hautausschlag, Dysbiose und Brennen im Genitalbereich begleitet werden.</p>	<p>antimykotisch entzündungs- hemmend</p>	<p>2-3 Tage</p>	<p>1 Monat</p>

Anti-Pilze	Bei Läsionen der Haut, Haare, Nägel und der Schleimhäute der inneren Organe, die durch Pilzgattungen wie Trichophyton, Microsporium und Mucor ausgelöst wurden. Wirksam zur Vorbeugung von Pilzinfektionen nach dem Sauna-, Schwimmbad- oder Strandbesuch sowie nach dem Kontakt mit infizierten Menschen.	antimykotisch entzündungshemmend juckreizhemmend	2-3 Tage	3-6 Monate
Anti-Protozoen	Bei durch Protozoen (z.B. Giardien und Amöben) ausgelösten Entzündungen des Verdauungstrakts. Zur Infektionsprävention beim Schwimmen in Gewässern.	antiprotozoisch entzündungshemmend	2-3 Tage	1 Monat
Intime Gesundheit	Bei Erkrankungen der Schleimhäute der Atemwege und des Urogenitaltrakts, die durch Krankheitserreger wie Ureaplasma, Mycoplasma und Toxoplasma ausgelöst werden. Zur Vorbeugung einer intrauterinen Infektion in der Schwangerschaft und einer Infektionsübertragung auf den Sexpartner.	antibakteriell antiprotozoisch entzündungshemmend	2-3 Tage	1 Monat

<p>Anti-Schistosomen und -Trematoden</p>	<p>Bei Läsionen der Leber, Bauchspeicheldrüse, Lungen, des Herz-Kreislauf-Systems und des Urogenitaltrakts sowie bei allergisch-toxischen Reaktionen, die durch eine Vielfalt von Saugwürmern (Trematoden) wie Lungenwürmer, Katzenleberegel, Kleine und Große Leberegel sowie Schistosomen ausgelöst werden.</p>	<p>antiparasitär</p>	<p>1-5 Tage</p>	<p>1-2 Monate</p>
<p>Anti- Nematoden und -Askariden</p>	<p>Bei Infektionen mit Rundwürmern wie Askariden, Madenwürmer usw., die Gewichtsverlust, Hautausschlag, schuppige Haut, Haarausfall, Darmverschluss, Entzündungen der Atemwege, der Leber und der Bauchspeicheldrüse verursachen. Das Programm bekämpft die Parasiten in ihren verschiedenen Lebensstadien.</p>	<p>antiparasitär</p>	<p>2-3 Tage</p>	<p>1-2 Monate</p>
<p>Anti-Parasiten allgemein</p>	<p>Es unterdrückt die Lebensaktivität verschiedener Parasiten und wird in Kombination mit anderen Programmen gegen Würmer angewandt.</p>	<p>antiparasitär</p>	<p>2-3 Tage</p>	<p>1-2 Monate</p>

Anti-MDTParasiten	Bei Parasiten in der Leber, der Bauchspeicheldrüse und im Zwölffingerdarm. Es ist in Kombination mit anderen Programmen gegen Würmer anzuwenden.	antiparasitär	2-3 Tage	1-2 Monate
Anti-Grippe	Das Programm zielt auf die Auslöschung verschiedener Virus-Stämme (A, B, C) ab.	antiviral	2-3 Stunden	5-10 Tage
Anti-Grippe Basis	Bei mutierten Influenzaviren, erhöhter Temperatur und Schmerzen.	antiviral fiebersenkend schmerzlindernd entzündungshemmend	1-2 Stunden	5-10 Tage
Gesunder MDT	Hilft den Gesundheitszustand wiederherzustellen und Dehydratation bei einer durch Rotaviren und Escherichia coli ausgelösten Dysbiose entgegenzuwirken.	antibakteriell antiviral entzündungshemmend zellschützend motilitätsregulierend	2-3 Stunden	5-7 Tage
Unterstützung bei Vergiftung	Hilft den Gesundheitszustand bei einer Enterovirus- und Salmonellen-Infektion wiederherzustellen.	antibakteriell antiviral entzündungshemmend zellschützend motilitätsregulierend antitoxisch	2-3 Stunden	10 Tage

Anti-Virus	Zur Reduzierung der allgemeinen viralen Belastung und der Zytomegalie- Virus-Infektion, die in Form einer hartnäckigen Erkältung mit Kopf- und Gelenkschmerzen sowie einer Entzündung der Speicheldrüsen verläuft. Bei durch Eppstein-Barr-Virus hervorgerufenen Infektionen der oberen Atemwege, des Lymphgewebes, der Leber und der Milz. Wirksam bei Unterkühlungen.	antiviral entzündungshemmend	2-3 Stunden	1 Monat
Drainage allgemein	Ein obligates Programm bei jeglichen toxischen Belastungen, u.a. viraler, bakterieller, protozoischer, mykotischer und parasitärer Natur.	antiseptisch antitoxisch lymphableitend	Innerhalb eines Tages	1 Monat
Drainage antitoxisch	Bei chemischer toxischer Belastung des Gewebes durch Schwermetallsalze, Radionuklide und Toxine in Lebensmitteln.	antitoxisch lymphableitend	1-2 Tage	14-21 Tage
Extreme Detoxikation (mex.)	Nach operativen Eingriffen sowie bei einer chronischer und medikamentöser Vergiftung.	lymphableitend abschwellend antitoxisch stabilisierend regulierend	6-7 Tage	1 Monat

Anti-Allergie	Bei verschiedenen Allergie-Arten (respiratorische Allergie: Staub, Haustiere, Heuschnupfen, Gerüche, Hautallergie, Lebensmittelallergie) und für die Stabilisierung des Immunsystems.	antitoxisch antiallergisch abschwellend entzündungshemmend immunstabilisierend	1-2 Tage	4-6 Monate
Gewichtskontrolle	Bei Übergewicht und Appetitstörungen. Es bekämpft eine der Ursachen für Fettsucht, nämlich das Adenovirus (Ad-36).	antiviral antitoxisch	2-4 Wochen	4-6 Monate
Gegen Lyme-Borreliose 1	Bei frischen Zeckenstichen. Die Programme werden kombiniert angewandt. Bei älteren Stichen sollte der Komplex „Lyme-Borreliose“ angewandt werden.	antibakteriell antiviral	1-2 Tage	14-28 Tage
Gegen Lyme-Borreliose 2				
Anti-Erkältung allgemein	Bei Erkrankungen der Nase, des Rachens und der Bronchien. Zusammen mit den Programmen „Anti-Staphylokokken“, „Anti-Streptokokken“ und „Anti-Bakterien“ anzuwenden.	abschwellend entzündungshemmend schmerzlindernd	1-2 Tage	1 Monat
Anti-Entzündung allgemein	Bei jeglichen Entzündungen im Körper.	abschwellend entzündungshemmend schmerzlindernd	1-2 Tage	1-2 Monate

Antiseptikum	Nach operativen Eingriffen, bei jeglichen Störungen der Hautintegrität sowie der Schleimhäute und bei Entzündungen anzuwenden.	antiseptisch abschwellend entzündungshemmend schmerzlindernd regenerationsanregend	2-3 Stunden	7-21 Tage
Anti-Virus Magen- Darm-Trakt	Zur Vorbeugung der Coxsackie-Virus-Infektion während einer Reise nach Asien oder Afrika und zur Senkung des Komplikationsrisikos. Auf das Vorhandensein des Virus im Körper weisen Anzeichen wie Dehydratation, Hals-schmerzen und Hautausschlag mit Bläschen hin.	antiviral zellschützend motilitätsregulierend	1-2 Stunden	14-21 Tage
Nasennebenhöhlen frei	Bei akuten Entzündungen der Schleimhaut der Nase und der Nasennebenhöhlen (Nasennebenhöhlenentzündung, Kieferhöhlenentzündung usw.) In Kombination mit antiviralen und antibakteriellen Programmen anzuwenden.	abschwellend entzündungshemmend schmerzlindernd	1-2 Tage	14-21 Tage
Nasennebenhöhlen frei allgemein	Bei chronischen Problemen der Nasenschleimhaut und der Nasennebenhöhlen. Zur Prävention von akuten Problemen der oberen Atemwege bei Erkältungskrankheiten.	abschwellend entzündungshemmend schmerzlindernd stabilisierend	1-2 Tage	14 Tage

ZNS ohne Probleme	Bei Störungen des Nervensystems, die durch Zeckenstiche oder andere Faktoren wie Infektionen, Stress, Verletzungen usw. hervorgerufen werden.	abschwellend schmerzlindernd zellschützend regenerierend	2-3 Tage	6-12 Monate
Ohren ohne Entzündungen	Bei Schmerzen und Unwohlsein im Ohrbereich, die durch Krankheitserreger, Wasser oder Luftdruckschwankungen ausgelöst werden.	abschwellend entzündungshemmend schmerzlindernd	1-2 Tage	14-21 Tage
Gesunde Galle	Bei Störungen des Gallenflusses in den Darm, was eine Folgeerscheinung von unregelmäßiger Ernährung, ungesundem Lebensmittelkonsum, übermäßigem Fettkonsum und Arzneieinnahme sowie von Parasiten im Körper sein kann.	entzündungshemmend schmerzlindernd choleretisch	2-3 Stunden	1-4 Monate
Gesunde Zelle 1	Zur Vorbeugung von Zellveränderungen sowie zur Minderung der negativen Umwelteinflüsse und der toxischen Belastung. Besonders gefährdet sind Bewohner von ökologisch ungünstigen Gebieten sowie diejenigen, die unter starkem emotionalem Stress und berufsbedingten Gesundheitsrisiken leiden. Die Anwendung der Programme wird im Rahmen des Komplexes „Gesunde Zelle“ empfohlen.	antiviral entzündungshemmend zellschützend	3-4 Tage	6-12 Monate
Gesunde Zelle 2				

<p>Gesundes Zahnfleisch</p>	<p>Für Zahnprothesen-, Zahnspangen und Zahnkronenträger sowie bei Infektionen der Mundhöhle, die eine Zahnfleischentzündung auslösen.</p>	<p>entzündungshemmend schmerzlindernd antitoxisch trophisch</p>	<p>2-3 Stunden</p>	<p>1 Monat</p>
<p>Gesunder Mund</p>	<p>Bei Entzündungen der Mundschleimhaut (Geschwüre und Verletzungen der Schleimhaut), die durch Krankheitserreger, Verletzungen der Mundhöhle, zahnärztliche Eingriffe und unausgewogene Ernährung ausgelöst werden. Die besten Ergebnisse werden in Kombination mit dem Programm „Regeneration der Schleimhaut“ erzielt.</p>	<p>antiviral entzündungshemmend schmerzlindernd regenerationsanregend</p>	<p>1-2 Tage</p>	<p>1 Monat</p>
<p>Stop Zahnverletzungen</p>	<p>Nach jeglichen zahnärztlichen Eingriffen, u.a. Behandlungen, Extraktion, Zahnprothesen-Behandlungen, Reinigung usw. Die besten Ergebnisse werden in Kombination mit anderen Programmen (siehe den Komplex „Gesunde Zähne“) erzielt.</p>	<p>schmerzlindernd abschwellend regenerationsanregend</p>	<p>2-3 Stunden</p>	<p>7-14 Tage</p>

Regeneration der Schleimhaut	Bei Entzündungen der Mundschleimhaut (Geschwüre und Verletzungen der Schleimhaut), die durch Krankheitserreger, Verletzungen der Mundhöhle, zahnärztliche Eingriffe und unausgewogene Ernährung ausgelöst werden. Die besten Ergebnisse werden in Kombination mit dem Programm „Gesunder Mund“ erzielt.	entzündungshemmend regenerationsanregend immunstabilisierend	1-2 Tage	1 Monat
Ohne Zahnfistel	Nach zahnärztlichen Eingriffen (Extraktion, Behandlungen) sowie bei Schmerzempfindlichkeit und geschwollenem Zahnfleisch anzuwenden.	entzündungshemmend abschwellend antitoxisch	1-2 Tage	7-14 Tage
Anti-Adenovirus allgemein	Bei Entzündungen der Schleimhäute in der Nase, dem Hals, den Augen und dem Darm.	antiviral entzündungshemmend	1-2 Tage	14-21 Tage
Gesunde Nerven	Bei gestörter Integrität der Nervenfasern, die durch Zeckenstiche oder andere Faktoren wie Infektionen, Stress, Verletzungen usw. verursacht wird.	entzündungshemmend zellschützend	2-3 Tage	6-12 Monate

Anti-Amöben	Verbessert den Gesundheitszustand bei durch Amöben ausgelöster Dysenterie, Gastroenteritis und bei Darmgeschwüren. Wird als Infektionsvorbeugung beim Reisen nach tropischen, subtropischen asiatischen, afrikanischen sowie südamerikanischen Ländern empfohlen.	antiprotozoisch entzündungshemmend motilitätsregulierend	2-3 Tage	1 Monat
Stop Coronavirus	Bei Entzündungen der Schleimhäuteder Nase, des Halses und der Lunge.	antiviral entzündungshemmend	1-2 Tage	14-21 Tage
Ohne Klebsiella	Bei Entzündungen der Atemorgane, Harnwege, Hirnhäute und Augen, bei Darminfektionen sowie bei einer Blutvergiftung. Wird als Zusatz bei viraler Belastung, Essstörungen, Immunschwäche, Zuckerkrankheit, chronischen Erkrankungen der Lungen und der Leber sowie für Alkoholiker empfohlen.	antibakteriell entzündungshemmend antitoxisch	1-2 Tage	14-28 Tage
Stop Migräne	Bei Kopfschmerzen verschiedener Herkunft.	schmerzlindernd spasmolytisch durchblutungsfördernd	Innerhalb eines Tages	1 Monat

Anti-Penicillium	Zur Reduzierung der Toxikoinfektion, beim Verzehr von pilzbefallenen Lebensmitteln, bei chronischen Erkrankungen der Atemwege und der Nieren sowie bei einer allergischen Reaktion auf Penicillium.	antimykotisch entzündungshemmend	2-3 Tage	1 Monat
Hals ohne Schmerzen	Bei Schmerzen und Schwellungen des Nasen-Rachen-Raumes und bei Verstopfungsgefühl, Heiserkeit oder Stimmverlust, die von Entzündungen verursacht werden.	entzündungshemmend abschwellend schmerzlindernd antitoxisch	Innerhalb eines Tages	14-21 Tage
Ohne Campylobacter	Als Zusatzmethode zur Vorbeugung der Campylobacter-Infektion und des Durchfalls für Arbeiter im Bereich von Vieh- und Geflügelhaltungen, für Touristen, die in Entwicklungsländer reisen, und für alle, die infizierte Fleischwaren, Milch und Wasser konsumieren.	antibakteriell entzündungshemmend	1-2 Tage	14-28 Tage
Ohne Clostridien	Bei gestörter Hautintegrität durch Verschmutzungen (als Folge von Schnitten, Stichen und anderen Verletzungen). Bei dem Verzehr von abgelaufenen oder fragwürdigen Lebensmitteln, Konserven usw. Es ist tagsüber mit dem Programm „Frei von Toxinen“ zyklusweise abzuwechseln. Sie sollten unbedingt einen Arzt aufsuchen!	antibakteriell entzündungshemmend	1-2 Tage	14-28 Tage

Ohne Kryptokokken	Als Präventionsmaßnahme für Arbeiter in der Geflügelhaltung, Landwirte und für private Geflügelzüchter. Besonders gefährdet sind Menschen mit Immunschwäche und chronischen Lungenerkrankungen, die sich an Orten befinden, an denen sich viele Vögel versammeln.	antimykotisch entzündungshemmend	2-3 Tage	1 Monat
Ohne Enterokokken	Bei häufigem und schmerzhaftem Wasserlassen, Schmerzen beim Stuhlgang, verminderter Potenz, erhöhter Müdigkeit, Depressionen, Magenschleimentzündungen, Dysbiose sowie bei einer Lebensmittelvergiftung.	antibakteriell entzündungshemmend antitoxisch	1-2 Tage	14-28 Tage
Ohne Echinokokken	Zur Vorbeugung von Wurminfektionen und Läsionen der inneren Organe für Tier- und Viehzüchter, Beeren-, Obst- und Gemüsepflücker sowie für Jäger; besonders für diejenigen, die in Südamerika, Europa, Nordafrika, Neuseeland, Australien und in Russland in Gebieten wie die Wolgaregion, Westsibirien, die Region Krasnodar und der Ferne Osten wohnen.	antiparasitär	2-3 Tage	1-2 Monate

Ohne Leptosira	Bei Gelbsucht und Feldfieber, die als Berufskrankheiten bei Arbeitern in der Landwirtschaft und in der Viehzucht auftreten.	antibakteriell entzündungs- hemmend	1-2 Tage	14-28 Tage
Anti-Nematoden und -Askariden neu	Bei Infektionen mit Rundwürmern wie Askariden, Madenwürmer usw., die Gewichtsverlust, schuppige Haut, Hautausschlag, Haarverlust, Darmverschluss und Entzündungen der Atemwege, der Leber sowie der Bauchspeicheldrüse verursachen. Das stärkere und erweiterte Programm bekämpft diese Parasiten in ihren verschiedenen Lebensstadien.	antiparasitär antitoxisch	2-3 Tage	1-2 Monate
Ohne Papillome	Bei der HPV-Infektion der Schleimhaut des Urogenitaltraktes, d.h. der Nierenbecken und der Harnblase.	antiviral zellschützend	2-3 Tage	1 Monat
Ohne Papillome allgemein	Bei der Infizierung der Haut und der Schleimhäute mit dem Humanen Papillomavirus. Die Anwendung wird in Kombination mit dem Komplex „Strahlende Haut“ empfohlen.	antiviral zellschützend	2-3 Tage	1 Monat

Ohne Proteus	Bei Magenschleimhautentzündungen, Durchfall, Magenschmerzen, Erbrechen, akuter Dermatitis, Allergien, Beschwerden des Urogenitaltrakts und schlecht heilenden Wunden.	antibakteriell entzündungshemmend antitoxisch	1-2 Tage	14-28 Tage
Ohne Pseudomonas aeruginosa	Bei lokalen eitrigen Entzündungen des Weichgewebes, der Hörorgane, Lungen, Gelenke usw. Auch für alle geeignet, die über einen langen Zeitraum im Krankenhaus bleiben.	antibakteriell entzündungshemmend antitoxisch	1-2 Tage	14-28 Tage
Ohne Rickettsien	Bei Zeckenstichen, (insbesondere in Asien und Australien), Fleckfieber, Zeckenfieber usw.	antibakteriell entzündungshemmend zellschützend	1-2 Tage	14-28 Tage
Ohne Rotavirus	Hilft den Gesundheitszustand wiederherzustellen und Dehydratation bei einer durch Rotaviren ausgelösten Dysbiose entgegenzuwirken.	antiviral zellschützend	1-2 Tage	14-21 Tage
Ohne Salmonellen	Hilft den Gesundheitszustand bei einer Toxikoinfektion, die durch den Verzehr von kontaminierten Lebensmitteln ausgelöst wird, wiederherzustellen.	antibakteriell entzündungshemmend antitoxisch	1-2 Tage	14-28 Tage

Ohne Shigella	Hilft den Gesundheitszustand wiederherzustellen und Dehydratation bei dem durch dieses Bakterium ausgelösten Durchfall entgegenzuwirken.	antibakteriell entzündungshemmend zellschützend	1-2 Tage	14-28 Tage
Ohne Toxoplasma	Bei einem Toxoplasmenbefall, der von Entzündungen in den Lymphknoten, der Leber, dem Gehirn, den Lungen, dem Herzen, den Muskeln usw. begleitet wird.	antiprotozoisch entzündungshemmend	2-3 Tage	1 Monat
Anti-Trematoden allgemein 1	Bei Läsionen der Leber, Lungen, Bauchspeicheldrüse, des Herz- Kreislauf-Systems und des Urogenitaltrakts sowie bei allergisch-toxischen Reaktionen, die durch eine Vielfalt von Saugwürmern (Trematoden) wie Lungenwürmern, Katzenleberegel, Kleinen und Großen Leberegel usw. ausgelöst werden. Die Programme werden zusammen angewandt.	antiparasitär zellschützend antitoxisch	2-3 Tage	1-2 Monate
Anti-Trematoden allgemein 2				
Ohne Trichomonaden	Bei Entzündungen des Urogenitaltrakts, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Juckreiz, Brennen, Ausfluss und üblem Geruch.	antiprotozoisch entzündungshemmend	2-3 Tage	1 Monat

<p>Ohne Ureaplasma</p>	<p>Bei Entzündungen des Urogenitaltraktes, Funktionsstörungen des Fortpflanzungssystems, Unterbauchschmerzen sowie bei schmerzhaftem und häufigem Wasserlassen.</p>	<p>antiprotozoisch entzündungshemmend</p>	<p>2-3 Tage</p>	<p>1 Monat</p>
<p>Ohne Yersinien</p>	<p>Bei einer allergisch-toxischen Reaktion, die bei mangelnder Hygiene auftritt und von Hautausschlag, gestörter Funktion des MDT und Gelenkentzündungen begleitet wird.</p>	<p>antibakteriell entzündungshemmend</p>	<p>1-2 Tage</p>	<p>14-28 Tage</p>
<p>Stop Coronavirus neu</p>	<p>Bei Entzündungen der Schleimhäute der Nase, des Rachens und der Lungen sowie bei Schwächegefühl und vermindertem Geruchs- und Hörvermögen. Es handelt sich um ein verbessertes und erweitertes Programm. Die empfohlene Anwendung erfolgt nach dem Schema des Komplexes „Stop Coronavirus“.</p>	<p>zellschützend antiviral entzündungshemmend</p>	<p>1-2 Tage</p>	<p>1 Monat</p>

Anti-Pneumobakterien	Bei Entzündungen des Atemsystems, die durch Streptococcus pneumoniae, Chlamydomphila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae usw. ausgelöst und die von Fieber, Schwächegefühl, Kopfschmerzen, Husten, Kurzatmigkeit und Schmerzen in der Brust, den Muskeln und Gelenken begleitet werden.	antibakteriell entzündungshemmend	1-2 Tage	1 Monat
Ohne Husten	Sowohl bei Reizhusten als auch bei produktivem Husten aufgrund von verschiedenen Infektionen. Die besten Ergebnisse werden in Kombination mit den Programmen „Anti-Erkältung“ und „Freies Atmen“ auf dem DeVita Ritm erzielt.	entzündungshemmend abschwellend spasmolytisch	Innerhalb eines Tages	1 Monat
Ohne Pneumonie	Bei Infektionen der Atemwege, Husten, allgemeinem Schwächegefühl, Ermüdbarkeit, Schläfrigkeit, Kurzatmigkeit und Brustschmerzen. Die empfohlene Anwendung erfolgt in Kombination mit allgemeinen Programmen, aber auch mit jenen, die auf die Normalisierung der Funktion des Atemsystems abzielen.	entzündungshemmend abschwellend	2-3 Tage	1 Monat

DeVita AP (Autoprogramme)

Programm	Probleme, bei denen das Programm angewandt wird	Wirkung	Erste Ergebnisse	Nachhaltige Wirkung
A. Funktionsprogramm 1	Bei viraler und protozoischer Belastung. Vorbeugungsmaßnahme von Krankheiten, die bei dem Wechsel zwischen Klimazonen und bei Asien-Reisen auftreten können.	antiviral entzündungshemmend antiprotozoisch	1-3 Tage	2-4 Wochen
A. Funktionsprogramm 2	Bei der durch Streptokokken und Staphylokokken ausgelösten toxischen Belastung. Es ist sowohl bei Erkältungskrankheiten als auch zur Vorbeugung von Kokken-Infektionen wirksam.	antibakteriell entzündungshemmend antitoxisch	2-3 Tage	10-14 Tage
A. Funktionsprogramm 3	Bei Bakterienbelastungen des Magen-Darm-Traktes und des Urogenitaltraktes.	antiviral entzündungshemmend antibakteriell antitoxisch	1-3 Tage	2-4 Wochen
A. Funktionsprogramm 4	Bei Mykotoxinen im Körper, die durch Schimmel- und Hefepilze gebildet wurden. Es reduziert das Risiko der Ablagerung krebs-erregender Faktoren.	antimykotisch entzündungshemmend antitoxisch	2-3 Tage	1-2 Monate
A. Reinigung	Bei einer gestörten Funktion des Lymphsystems, Schwellungen und Immunschwäche.	antiseptisch antitoxisch lymphableitend abschwellend	Innerhalb eines Tages	1 Monat

A. Anti-Parasiten	Bei einer Parasitenbelastung der Leber, der Bauchspeicheldrüse und des Darmes sowie bei der toxischen Belastung, die durch diese Mikroorganismen hervorgerufen wird.	antiparasitär antitoxisch	2-3 Tage	1-2 Monate
A. Anti-Grippe	Bei durch verschiedene Influenzavirus-Stämme ausgelösten Entzündungen.	fiebersenkend schmerzlindernd antiviral entzündungshemmend antitoxisch	2-3 Stunden	5-10 Tage
A. Anti-Herpes S	Bei Bläschen an der Schleimhaut der Lippen, der Genitalien, der Augen und des Mundes sowie an der Haut, die durch das Herpes-Simplex-Virus ausgelöst werden.	antiviral entzündungshemmend juckreizhemmend antitoxisch	Innerhalb eines Tages	1 Monat
A. Anti-Herpes Z	Bei Gürtelrose (Herpes Zoster), einem Hautauschlag, der mit starken Schmerzen entlang des Sehnervs verbunden ist.	antiviral entzündungshemmend juckreizhemmend schmerzlindernd antitoxisch	Innerhalb eines Tages	1 Monat
A. Anti-Erkältung	Bei Entzündungen der Nase, des Rachens und der Bronchien.	antiviral entzündungshemmend antitoxisch	Innerhalb eines Tages	5-7 Tage

A. Unterstützung des Immunsystems	Wirksam zur Vorbeugung von respiratorischen Infektionen bei Unterkühlung und zur Zeiten der Massenerkrankungen.	antiviral antitoxisch	2-3 Stunden	5-7 Tage
A. Anti-Würmer	Wirksam zur Vorbeugung von Wurmerkrankungen bei Kindern und Erwachsenen.	antiparasitär antitoxisch	2-3 Stunden	1-2 Monate
A. Gewichtsverlust	Bei Übergewicht, das eine Folgeerscheinung der viralen Belastung ist, sowie bei Schwellungen.	antiviral antitoxisch	1-2 Tage	4-6 Monate
A. Reduzierung des Körperrumfangs	Bei gestörter Funktion des Lymphsystems, Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe und bei Immunschwäche, die durch einen erhöhten Vergiftungsgrad ausgelöst werden.	antitoxisch lymphableitend abschwellend	1-2 Tage	4-6 Monate
A. Zellschutz 1	Zur Beseitigung allgemeiner viraler, herpetischer und bakterieller Belastungen. Es unterdrückt die Aktivität von Viren sowie die negative Auswirkung der Streptokokken-Toxine.	antiviral antibakteriell antitoxisch	3-4 Tage	4-6 Monate
A. Zellschutz 2	Bei ungesunder Lebensweise, starken körperlichen und geistigen Belastungen sowie für Bewohner von ökologisch ungünstigen Gebieten. Die Anwendung des Programmes wird im Rahmen des Komplexes „Gesunde Zelle“ empfohlen.	antiprotozoisch antiviral entzündungshemmend zellschützend	Innerhalb einer Woche	6-12 Monate

A. Zellschutz 3	Das Programm ist gegen Staphylokokken- und Chlamydien-Infektionen wirksam. Zudem reduziert es die negative Auswirkung bei protozoischen Läsionen des Urogenitaltraktes.	antibakteriell antiprotozoisch antiviral entzündungs- hemmend	3-4 Tage	4-6 Monate
A. Zellschutz 4	Bei Pilzbelastungen sowie zur Vorbeugung von Mutationen und Zellveränderungen. Die empfohlene Anwendung erfolgt im Rahmen des Komplexes „Gesunde Zelle“.	antimykotisch entzündungs- hemmend antitoxisch zellschützend	Inner- halb einer Woche	6-12 Monate
A. Lyme- Borreliose 1	Zur Beseitigung allgemeiner viraler, herpetischer und bakterieller Belastungen. Es unterdrückt die Aktivität von Viren sowie die negative Auswirkung der Streptokokken-Toxine.	antiviral antibakteriell antitoxisch	3-4 Tage	4-6 Monate
A. Lyme- Borreliose 2	Bei Zeckenstichen, diagnostizierter Borreliose oder der Lyme-Krankheit. Die empfohlene Anwendung erfolgt im Rahmen des Komplexes „Lyme-Borreliose“.	antibakteriell antiprotozoisch antiviral entzündungs- hemmend	3-4 Tage	6-12 Monate
A. Lyme- Borreliose 3	Das Programm ist gegen Staphylokokken- und Chlamydien-Infektionen wirksam. Zudem reduziert es die negative Auswirkung bei protozoischen Läsionen des Urogenitaltraktes.	antibakteriell antiprotozoisch antiviral entzündungs- hemmend	3-4 Tage	4-6 Monate

A. Lyme-Borreliose 4	Bei Zeckenstichen, diagnostizierter Borreliose oder der Lyme-Krankheit. Die Anwendung des Programmes wird im Rahmen des Komplexes „Lyme-Borreliose“ empfohlen.	antibakteriell antimykotisch entzündungshemmend	3-4 Tage	6-12 Monate
A. Wiederherstellung 1	Bei Entzündungen und Verletzungen der Mundschleimhaut, bei zahnärztlichen Eingriffen und bei einer unausgewogenen Ernährung.	schmerzlindernd abschwellend entzündungshemmend regenerationsanregend	1-2 Tage	1 Monat
A. Wiederherstellung 2	Nach operativen Eingriffen, bei jeglichen Integritätsstörungen der Haut und der Schleimhäute sowie bei Entzündungen.	schmerzlindernd abschwellend entzündungshemmend regenerationsanregend	Innerhalb eines Tages	2-4 Wochen
A. Gesundes Zahnfleisch	Bei Infektionen und Verletzungen der Mundschleimhaut. Die empfohlene Anwendung erfolgt nach dem Schema des Komplexes „Gesunde Zähne“.	abschwellend entzündungshemmend regenerationsanregend	1-2 Tage	4-6 Monate
A. Nervenregeneration	Bei Störungen des Nervensystems und der gestörten Integrität der Nervenfasern, die durch Zeckenstiche und andere Faktoren ausgelöst werden.	entzündungshemmend abschwellend schmerzlindernd zellschützend	Innerhalb einer Woche	6-12 Monate
A. Gesundes Atmen	Bei Erkrankungen der Atemwege, einschl. der Nase, des Rachens, der Bronchien und der Lungen.	antiviral antibakteriell antitoxisch entzündungshemmend	1-2 Tage	1 Monat

Appendix 5 – „Empfohlene DeVita-Programme zur Anwendung bei verschiedenen funktionellen Beschwerden“.

Organsystem	Störungen im Organsystem	Programme auf dem DeVita Ritm	Programme auf dem DeVita AP
Herz-Kreislauf-System	Herz-/ Koronarinsuffizienz (IHK, Angina pectoris, Postmyokardinfarkt- Syndrom, toxische Schädigungen des Herzmuskels, Überbelastung der Herzfunktion)	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, A. Gesunder Schlaf, Gesundes Herz	Anti-Virus, A. Funktionsprogramm 2, Anti-Chlamydien, Anti-Schistosomen und -Trematoden, A. Reinigung, Intime Gesundheit, Anti-Virus Magen- Darm-Trakt, A. Wiederherstellung 2
	Herzrhythmusstö- rungen (Arrhythmie, Tachykardie)	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Gesundes Herz, Normaler Herzrhythmus, A. Gesunder Schlaf	Anti-Virus, A. Funktionsprogramm 2, Anti-Chlamydien, Anti-Schistosomen und -Trematoden, A. Reinigung, Anti-Virus Magen-Darm-Trakt, Intime Gesundheit
	Bluthochdruck, Hypotonie, Varikose, Atherosklerose und weitere Blutgefäß- erkrankungen	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, A. Normaler Blutdruck, Gesunde Venen, Ohne Kopfschmerzen, Optimierung Stoffwechsel, A. Gesunder Schlaf	Anti-Virus, A. Funk- tionsprogramm 2, A. Funktionspro- gramm 3, Anti-Chla- mydien, Anti-Schistosomen und -Trematoden, A. Reinigung, Anti-Virus Magen- Darm-Trakt, Ohne Yersinien, Stop Migräne

Magen-Darm-Trakt	Gastritis, Speiseröhrenentzündung, Sodbrennen, Geschwüre	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Gesunder Schlaf	Anti-Helicobacter, A. Funktionsprogramm 4, A. Anti-Parasiten, A. Reinigung, A. Wiederherstellung 2
	Duodenitis, Kolitis, Enteritis, Geschwür, Reizdarmsyndrom, Dysbiose, Atonie	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung	A. Funktionsprogramm 1, A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 3, A. Funktionsprogramm 4, A. Anti-Parasiten, Anti-Nematoden und -Askariden neu, A. Reinigung, Ohne Salmonellen, Ohne Proteus, Ohne Klebsiella, Stop Amöbe, Ohne Clostridien
	Hepatitis, Gallenwegsdyskinesie, Gallenblasenentzündung, Bauchspeicheldrüsenentzündung, Diabetes mellitus, Gallensteinleiden	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Optimierung Stoffwechsel, Normaler Blutzucker, Gesundes Pankreas	A. Funktionsprogramm 1, A. Funktionsprogramm 3, A. Anti-Parasiten, Anti-Nematoden und -Askariden neu, Anti-Bakterien, A. Reinigung, Gesunde Galle, Anti-Trematoden allgemein 1 & 2, Ohne Salmonellen, Ohne Leptospira, A. Wiederherstellung 2

Magen-Darm-Trakt	Akute Erkrankungen (Vergiftung, Allergie)	A. Wohlbefinden, Optimierung Stoffwechsel, Anti-Allergene, A. Anti-Vergiftung	Gesunder MDT, Unterstützung bei Vergiftung, Drainage antitoxisch, Anti-Allergie, A. Reinigung, Anti-Penicillium, Extreme Detoxifikation (mex.), Ohne Clostridien, Ohne Shigella, Ohne Proteus, Ohne Rotavirus
Nervensystem	Neurosen	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, Gute Laune, A. Gesunder Schlaf, Gedächtnisleistung+	A. Funktionsprogramm 1, A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 3, A. Funktionsprogramm 4, A. Reinigung Stop Migräne, A. Anti-Parasiten, Anti-Bakterien, Anti-Pilze
	Vegetative Dystonie	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, Gute Laune, A. Gesunder Schlaf, Gesundes Herz, Gesunde Nieren, Ohne Kopfschmerzen	A. Funktionsprogramm 1, A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 3, A. Funktionsprogramm 4, A. Reinigung A. Anti-Parasiten, Anti-Bakterien, Anti-Pilze, Anti-Chlamydien, Anti-Virus Magen-Darm-Trakt, Stop Migräne

Nervensystem	Schlaganfall	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, Wiederherstellung nach Verletzungen, A. Gesunder Schlaf, Gesundes Herz, Ohne Kopfschmerzen	A. Funktionsprogramm 1, A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 3, A. Funktionsprogramm 4, A. Reinigung A. Anti-Parasiten, Anti-Bakterien, Anti-Pilze, Anti-Chlamydien, Anti-Virus Magen-Darm-Trakt, Stop Migräne
	Radikulopathie, Nervenentzündung, Herpes Zoster	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, Wiederherstellung nach Verletzungen, A. Gesunder Schlaf, A. Gelenke ohne Schmerzen, Nervensystem allgemein	A. Funktionsprogramm 1, A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 3, A. Funktionsprogramm 4, A. Reinigung A. Anti-Parasiten, Anti-Bakterien, Anti-Pilze, A. Anti-Herpes Z, Anti-Virus Magen-Darm-Trakt, A. Wiederherstellung 2
Hormonsystem	Hypothalamus- und Hypophysen-Störungen	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Frauen-/ Männergesundheit	A. Funktionsprogramm 1, A. Funktionsprogramm 4, A. Reinigung, Drainage antitoxisch, Anti-Virus Magen-Darm-Trakt, Ohne Kryptokokken

Hormon- system	Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Optimierung Stoffwechsel, Normaler Blutzucker, Gesundes Pankreas	A. Funktionspro- gramm 1, A. Anti-Parasiten, A. Reinigung, Anti-Trematoden allgemein 1 & 2, Ohne Salmonellen, A. Wiederherstel- lung 2
	Erkrankungen der Schilddrüse	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Frauen-/ Männergesundheit, Optimierung Stoffwechsel, Gesunde Schilddrüse	A. Funktionspro- gramm 1, A. Funktionspro- gramm 4, A. Reinigung, Drainage antitoxisch, A. Wiederherstel- lung 2
	Nebennierenerkran- kungen	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Frauen-/ Männergesundheit	A. Funktionspro- gramm 1, A. Funktionspro- gramm 2, A. Reinigung, Drainage allgemein, A. Wiederherstel- lung 2

<p>Hormon- system</p>	<p>Erkrankungen der Geschlechtsdrüsen</p>	<p>A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Frauen-/ Männergesundheit, Weibliche/Männliche Sexualität</p>	<p>A. Funktionspro- gramm 1, A. Funktionspro- gramm 2, A. Funktionspro- gramm 3, A. Funktionspro- gramm 4, A. Reinigung, Anti-Chlamydien, A. Anti-Herpes S, Ohne Proteus, Anti-Virus Magen- Darm-Trakt, Ohne Papillome all- gemein, Ohne Trichomo- naden, Ohne Enterokokken, A. Wiederherstel- lung 2</p>
<p>Fortpflan- zungssys- tem</p>	<p>Störungen des weiblichen Uro- genitaltraktes (Zyklusstörungen, schmerzhafte Mens- truation, Menopause, Neubildungen)</p>	<p>A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, Frauengesundheit, Weibliche Sexualität A. Komplette Reinigung</p>	<p>A. Funktionspro- gramm 1, A. Funktionspro- gramm 2, A. Funktionspro- gramm 3, A. Funktionspro- gramm 4, A. Reinigung, Anti-Chlamydien, A. Anti-Herpes S, Ohne Proteus, Anti-Virus Magen- Darm-Trakt, Ohne Papillome all- gemein, Ohne Trichomo- naden, Ohne Enterokokken, A. Wiederherstel- lung 2</p>

<p>Fortpflanzungssystem</p>	<p>Störungen des männlichen Urogenitaltraktes (Prostatitis, Adenom, Potenzstörungen)</p>	<p>A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Männergesundheit, Männliche Sexualität A. Komplette Reinigung</p>	<p>A. Funktionsprogramm 1, A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 3, A. Funktionsprogramm 4, A. Reinigung, Anti-Chlamydien, A. Anti-Herpes S, Ohne Proteus, Anti-Virus Magen-Darm-Trakt, Ohne Papillome allgemein, Ohne Trichomonaden, Ohne Enterokokken, A. Wiederherstellung 2</p>
<p>Harnwege</p>	<p>Harnröhrenentzündung, Harnblasenentzündung, Harnsteinleiden, Gicht, Nierenbeckenentzündung</p>	<p>A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, A. Gesunde Gelenke, A. Ohne Gicht</p>	<p>A. Funktionsprogramm 1, A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 3, A. Funktionsprogramm 4, A. Reinigung, Anti-Chlamydien, A. Anti-Herpes S, Ohne Proteus, Anti-Virus Magen-Darm-Trakt, Ohne Enterokokken, Stop Penicillium, Ohne Papillome, Ohne Trichomonaden, A. Wiederherstellung 2.</p>

Atemsystem	<p>Beschwerden der oberen Atemwege (akute Atemwegserkrankung, Rachenentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung, Nasenschleimhautentzündung, Lufttröhrentzündung, Kehlkopfentzündung, Kieferhöhlenentzündung)</p>	<p>A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, Anti-Allergene, Anti-Erkältung</p>	<p>A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 3, A. Funktionsprogramm 4, A. Anti-Erkältung, A. Reinigung, Anti-Allergie, Anti-Bakterien, Nasennebenhöhlen frei, Anti-Erkältung allgemein, A. Wiederherstellung 2, Anti-Virus Magen-Darm-Trakt, A. Gesundes Atmen</p>
	<p>Beschwerden der unteren Atemwege (Bronchitis, Asthma bronchiale, Lungenentzündung)</p>	<p>A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, Anti-Allergene, A. Anti-Erkältung</p>	<p>A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 3, A. Funktionsprogramm 4, A. Anti-Erkältung, A. Reinigung, Anti-Allergie, Anti-Bakterien, A. Anti-Parasiten, Anti-Nematoden und -Askariden A. Gesundes Atmen Ohne Pneumonie, Ohne Husten, A. Wiederherstellung 2, Ohne Pseudomonas aeruginosa</p>

Haut/ Schleim- häute	Kontaktdermatitis, Seborrhoische Dermatitis	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, A. Gesunder Schlaf, A. Schöne Haut und Haare	A. Funktionspro- gramm 1, A. Funktionspro- gramm 2, A. Funktionspro- gramm 4, Anti-Pilze, Anti-Allergien, Drainage antitoxisch, A. Reinigung, A. Wiederherstel- lung 2
	Atopische Dermatitis, Ekzem	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, A. Gesunder Schlaf, Anti-Allergene, Frauen-/ Männergesundheit, Schöne Haut	A. Funktionspro- gramm 2, A. Funktionspro- gramm 3, Anti-Allergien, Drainage antitoxisch, A. Reinigung, Ohne Proteus, Ohne Pseudomonas aeruginosa, A. Wiederherstel- lung 2
	Allergie	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Anti-Allergene, Anti-Erkältung	A. Funktionspro- gramm 4, A. Anti-Parasiten, Anti-Nematoden und -Askariden neu, Anti-Allergien, Drainage antitoxisch, A. Reinigung

<p>Bewegungsapparat</p>	<p>Osteochondrose, Gicht, rheumatoide Arthritis, Arthrose, Verletzungen, Protrusionen, Myositis, Schleimbeutelentzündung</p>	<p>A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, A. Gelenke ohne Schmerzen, A. Gesunde Gelenke, A. Ohne Gicht, Wiederherstellung nach Verletzungen</p>	<p>A. Funktionsprogramm 1, A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 3, A. Funktionsprogramm 4, A. Reinigung, Anti-Chlamydien, Drainage antitoxisch, Gegen Lyme-Borreliose 1 & 2, Ohne Pseudomonas aeruginosa, Ohne Enterokokken</p>
<p>Immunsystem</p>	<p>Allergie, Probleme mit dem Thymus, der Milz und den Lymphknoten</p>	<p>A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Anti-Allergene, Gesunde Lymphe, Hals ohne Probleme</p>	<p>A. Anti-Erkältung, A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 4, A. Anti-Parasiten, Anti-Nematoden und -Askariden neu, Drainage antitoxisch, A. Reinigung, Extreme Detoxikation (mex.), Anti-Allergien, Anti-Erkältung allgemein, Hals ohne Schmerzen, A. Wiederherstellung 2 Stop Penicillium</p>

Sinnesorgane	Probleme der Sehorgane (Optikusatrophie, Lidrandentzündung, Keratitis, Konjunktivitis, Grauer Star, Glaukom, Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung)	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Gutes Sehvermögen, Anti-Allergene, Nervensystem allgemein	A. Unterstützung des Immunsystems, A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 3, A. Reinigung, A. Anti-Herpes S, A. Wiederherstellung 2 A. Anti-Parasiten, Anti-Nematoden und -Askariden neu, Anti-Chlamydien, Anti-Pilze, Anti-Allergien, Drainage antitoxisch
	Probleme der Hörorgane (Ohrenentzündung, vermindertes Hörvermögen)	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Gesunde Ohren, Nervensystem allgemein, Wiederherstellung nach Verletzungen, Anti-Erkältung	A. Anti-Erkältung, A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 4, Intime Gesundheit, Anti-Allergien, Anti-Virus Magen-Darm-Trakt, Ohren ohne Entzündungen, Nasennebenhöhlen frei, Anti-Erkältung allgemein, A. Wiederherstellung 2

Sinnesorgane	<p>Probleme der Geruchsorgane (akute Atemwegserkrankung, Nasennebenhöhlenentzündung, Nasenschleimhautentzündung, Verletzungen)</p>	<p>A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Nervensystem allgemein, Anti-Erkältung, Anti-Allergene, Wiederherstellung nach Verletzungen</p>	<p>A. Anti-Erkältung, A. Funktionsprogramm 2, Intime Gesundheit, Anti-Allergie, Anti-Bakterien, Anti-Virus Magen-Darm-Trakt, Nasennebenhöhlen frei allgemein, Nasennebenhöhlen frei, Anti-Erkältung allgemein, Stop Coronavirus neu, A. Wiederherstellung 2</p>
Zahnprobleme	<p>Verletzungen und Entzündungen der Schleimhaut, Zahnfleischbluten, Schmerzempfindlichkeit nach zahnärztlichen Eingriffen</p>	<p>A. Wohlbefinden, A. Gesundheit, A. Komplette Reinigung, Starke Zähne, Wiederherstellung nach Verletzungen</p>	<p>A. Funktionsprogramm 1, A. Funktionsprogramm 2, A. Funktionsprogramm 4, Anti-Pilze, A. Gesundes Zahnfleisch A. Wiederherstellung 1 & 2, Stop Zahnverletzungen, Ohne Zahnfistel, Drainage antitoxisch</p>

Anlage 6 – „Liste der Spezialprogramme DeVita Cosmo und Wirkungsbereiche“.

Nr.	Programmbezeichnung	Programmbeschreibung
1	Haut ohne Falten	<p>Das Programm hilft Mimikfalten, Akne zu beseitigen, den Hauttonus zu kräftigen, das Gesichtsoval zu straffen. Das ist das Basisprogramm zur Erhaltung einer gesunden und jugendlichen Haut. Weiter können Sie zu den nachfolgenden Programmen übergehen, die die Funktion der Organe korrigieren und das Gesicht verklären.</p> <p>Anwendung (Abb. 1): Die Anordnung des Gerätes ist nicht von Relevanz. Der Quantenzusatz ist entlang der in Abbildung 1 dargestellten Linien in Richtung der Pfeile (Massagelinien) zu führen. Dabei wird lineare Bewegung des Quantenzusatzes verwendet. Die Augen sind während der Behandlung geschlossen. Richten Sie sich nach Ihren Empfindungen.</p> <p>Achtung: Platzieren Sie weder das Gerät noch den Quantenzusatz im Schilddrüsenbereich.</p>
2	Tonus der Gesichtshaut	<p>Bei regelmäßiger Anwendung des Programms werden die natürlichen Prozesse der Zellregeneration wiederhergestellt, in manchen Fällen sogar intensiviert, der weiteren Hautalterung wird vorgebeugt, feine Linien werden beseitigt und tiefere Falten geglättet.</p> <p>Das Programm gibt dem gesamten Körper Energie, lindert allgemeine Müdigkeit und mildert depressive Zustände. Es ist das zweitwichtigste Programm. Es soll zu prophylaktischen Zwecken eingesetzt werden.</p> <p>Anwendung (Abb. 2): Die Anordnung des Gerätes ist nicht von Relevanz. Streicheln Sie die eine und die andere Ohrmuschel mit dem Quantenzusatz, beginnen Sie am oberen Teil des Ohres und bewegen Sie den Quantenzusatz sanft nach unten.</p>

2	Tonus der Gesichtshaut	<p>Machen Sie 4 Zyklen und gehen Sie zum anderen Ohr über. Wieder 4 Zyklen – und zurück zum ersten Ohr, und so weiter bis zum Ende der Sitzung. Richten Sie sich unbedingt nach der Wärmeempfindung.</p> <p>Achtung! Das Programm wird am Morgen und am Tage eingesetzt.</p>
3	Frauengesundheit	<p>Das Programm ist auf Regulierung des weiblichen Hormon- und Fortpflanzungssystems ausgerichtet. Es wird Frauen jeden Alters gut tun.</p> <p>Anwendung (Abb. 3): Platzieren Sie das Gerät im Bereich des Solarplexus. Legen Sie den Zusatz an die angegebenen Zonen an (Abb. 3) und machen Sie damit kreisende Bewegungen abwechselnd auf der einen und auf der anderen Seite. Die Behandlungssitzungen sind einmal pro Woche durchzuführen.</p> <p>Achtung! Das Programm ist nicht für Schwangere oder Personen unter 14 Jahren geeignet.</p>
4	Männergesundheit	<p>Die Hauptwirkung des Programms liegt in der Regulierung des männlichen endokrinen Systems: Hypothalamus - Hypophyse - Nebennieren - Geschlechtsdrüsen. Auch die Funktion der Prostata wird reguliert. Das ist das Hauptprogramm für die Prävention von Impotenz.</p> <p>Anwendung (Abb. 4): Das Gerät selbst soll im Bereich des Solarplexus platziert werden. Legen Sie den Zusatz an die in Abbildung 4 angegebenen Zonen an und machen Sie damit kreisende Bewegungen abwechselnd auf der einen und auf der anderen Seite. Die Behandlungssitzungen sind einmal pro Woche durchzuführen.</p>
5	Leberfunktion	<p>Das Programm zielt darauf ab, die Leber zu regulieren und ihre Funktionen zu unterstützen.</p> <p>Anwendung (Abb. 5): Platzieren Sie das Gerät im Bereich des rechten Hypochondriums. Mit dem Quantenzusatz behandeln Sie die in Abbildung 5 angegebenen Zonen in kreisenden Bewegungen, eine nach der anderen. Halten Sie die Augen geschlossen und richten Sie sich nach den Wärmeempfindungen.</p>

6	Lebe ruhig	<p>Das Programm ist auf Aufrechterhaltung guter Laune, Abbau von Stress, Normalisierung des Schlafs ausgerichtet.</p> <p>Anwendung (Abb. 6): Begeben Sie sich in einen ruhigen Raum, setzen Sie sich bequem hin und beginnen Sie, die angegebene Zone (Abb. 6) mit kreisenden Bewegungen zu behandeln. Schließen Sie die Augen. Die Behandlung von dieser Zone stimuliert das gesamte Nervensystem. Sie lindert Nervosität und gibt ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit. Die Anordnung des Gerätes ist nicht von Relevanz.</p>
7	Regulation der Magenfunktion	<p>Das Programm normalisiert die Magenfunktion, lindert Unbehagen.</p> <p>Anwendung (Abb. 7): Platzieren Sie das Gerät im Bereich des Magens. Behandeln Sie die in Abbildung 7 angegebenen Zonen mit dem Quantenzusatz in kreisenden Bewegungen. Schließen Sie die Augen.</p>
8	Verdauung	<p>Das Programm beugt Verdauungsstörungen vor, unterstützt die Darmtätigkeit.</p> <p>Anwendung (Abb. 8): Legen Sie das Gerät auf den Bauch. Behandeln Sie die angegebenen Zonen (Abb. 8) mit dem Quantenzusatz in kreisenden Bewegungen. Führen Sie 4 kreisförmige Bewegungen auf einer Zone aus, wechseln Sie dann zu der anderen usw. Kehren Sie zur ersten Zone zurück und wiederholen Sie den Zyklus, bis das Programm endet. Schließen Sie die Augen.</p>
9	Regelmäßige Stuhllentleerung	<p>Die Natur hat eine rechtzeitige Ausscheidung von Schlacken und anderen Schadstoffen aus dem Körper vorgesehen. Verstopfung ist ein Problem, das mit schwieriger und unzureichender Stuhllentleerung zu tun hat. Eine Verzögerung des Stuhlgangs von 48 Stunden gilt bereits als Zeichen einer Verstopfung. Eine chronische Verstopfung lässt die Haut blass oder gelblich aussehen – sie verliert an Elastizität und wird schlaff. Das Programm normalisiert die Funktion des Dickdarms und verhindert das Entstehen von unangenehmen Erscheinungen.</p>

9	Regelmäßige Stuhlentleerung	<p>Anwendung (Abb. 9): Legen Sie das Gerät auf den Bauch. Behandeln Sie die angegebenen Zonen (Abb. 9) mit dem Quantenzusatz in kreisenden Bewegungen. Führen Sie 4 kreisförmige Bewegungen auf einer Zone aus, wechseln Sie dann zu der anderen Zone, darauf kehren Sie zur ersten Zone zurück. Der Zyklus ist zu wiederholen, bis das Programm endet.</p>
10	Anregung der Nierenfunktion	<p>Die Nieren sind nach der Leber das zweitwichtigste Organ, das an der Ausscheidung von Giftstoffen beteiligt ist. Sie regulieren den Wasser- und Elektrolyt-haushalt, das Säuren-Basen-Gleichgewicht, die Natriumkonzentration im Körper, das Volumen und den osmotischen Druck des Blutes und der Körperflüssigkeiten, entfernen überschüssiges Wasser, Harnstoff, Kreatinin, Harnsäure und Salze aus dem Organismus. Eine gestörte Nierenfunktion ist sofort am Gesicht in Form von Ödemen erkennbar. Das Programm hilft, die Nierenfunktion wieder in Gang zu bringen.</p> <p>Anwendung (Abb. 10): Platzieren Sie das Gerät im Nierenbereich am Rücken. Behandeln Sie die angegebenen Zonen (Abb. 10) mit dem Quantenzusatz in kreisenden Bewegungen. Führen Sie 4 kreisförmige Bewegungen auf einer Zone aus, wechseln Sie dann zu der anderen usw. Kehren Sie zur ersten Zone zurück und wiederholen Sie den Zyklus, bis das Programm endet. Schließen Sie die Augen.</p>
11	Schilddrüse	<p>Die Schilddrüse ist ein wichtiges Organ des endokrinen Systems, das den Stoffwechsel, den Wärmeaus-tausch, die Funktion des Nervensystems und anderer Systeme reguliert. Schilddrüsenerkrankungen gehören zu den meist verbreiteten Erkrankungen der Welt und stehen in einer Reihe mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Das Programm zielt darauf ab, solchen Krankheiten vorzubeugen und die Funk-tion des gesamten Körpers zu normalisieren, sowie trockene Haut, brüchige Nägel und Haare zu heilen.</p>

11	Schilddrüse	<p>Anwendung (Abb. 11): Die Anordnung des Gerätes ist nicht von Relevanz, außer dem eigentlichen Schilddrüsenbereich. Behandeln Sie die angegebenen Zonen (Abb. 11) mit dem Quantenzusatz in kreisenden Bewegungen. Bewegen Sie den Zusatz gleichmäßig von einer Zone zur anderen. Wiederholen Sie die Bewegungen, bis das Programm endet.</p> <p>Achtung: Platzieren Sie weder das Gerät noch den Quantenzusatz im Schilddrüsenbereich, die Behandlung erfolgt ausschließlich auf den Projektionszonen: unterer Hals entlang der Speiseröhre, in den Bereich über dem Schlüsselbein und in den Bereich der Drosselgrube.</p>
12	Herz und Gefäße	<p>Das Programm reguliert die Herz- und Gefäßfunktion, verbessert die Gewebedurchblutung.</p> <p>Anwendung (Abb. 12): Platzieren Sie das Gerät im Herzbereich. Behandeln Sie die in Abbildung 12 angegebene Zone mit dem Quantenzusatz in kreisenden Bewegungen. Schließen Sie die Augen.</p>
13	Milzfunktion	<p>Der Zustand der Milz kann sich auf den Hautzustand, das Funktionieren anderer Organe und die „Stimmung“ des gesamten Körpers auswirken. Das Programm hilft, Problemen mit der Milz vorzubeugen.</p> <p>Anwendung (Abb. 13): Legen Sie das Gerät im Bereich der Milz an – die linke Körperseite, direkt über der letzten Rippe. Behandeln Sie die in Abbildung 13 angegebene Zone mit dem Quantenzusatz in kreisenden Bewegungen. Schließen Sie die Augen.</p>
14	Pankreas und gesunde Haut	<p>Das Programm normalisiert die Funktion der Bauchspeicheldrüse.</p> <p>Anwendung (Abb. 14): Platzieren Sie das Gerät im Bereich der Bauchspeicheldrüse. Behandeln Sie die angegebenen Zonen (Abb. 14) in kreisenden Bewegungen. Führen Sie 4 kreisförmige Bewegungen mit dem Quantenzusatz auf einer Zone aus, dann wechseln Sie zu der anderen Zone. Kehren Sie wieder zur ersten Zone zurück und wiederholen Sie den Zyklus, bis das Programm endet. Schließen Sie die Augen.</p>

15	Korrektur des Sehvermögens	<p>Das Programm lindert Krämpfe der kleinen Blutgefäße in den Augen. Es stellt die normale Funktion des für die Linse zuständigen Muskels wieder her.</p> <p>Anwendung (Abb. 15):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehen Sie zum Fenster; - Finden Sie einen kleinen Punkt auf dem Glas. Wenn es keinen gibt, zeichnen Sie einen kleinen Punkt auf das Glas (z. B. mit einem Filzstift); - Platzieren Sie den Quantenzusatz seitlich am Kopf im Bereich der Schläfe. Der Zusatz soll die Sicht nicht versperren. Behandeln Sie die in Abbildung 15 angegebenen Zonen in kreisenden Bewegungen, richten Sie sich dabei nach der Wärmeempfindung; - Beim Benutzen des Gerätes richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Punkt so, dass Sie ihn scharf sehen (wählen Sie dafür einen bequemen Abstand, bei dem Ihr Auge nicht angestrengt wird); - Betrachten Sie den Punkt für 8-10 Sekunden. Dann kehren Sie Ihren Blick für 8-10 Sekunden in die Ferne; - Wiederholen Sie diese Übung bis sich Ihre Augen müde anfühlen. Dann beenden Sie die Übung, aber nehmen Sie den Zusatz nicht von den Zonen weg. - Lassen Sie das Gerät das Programm bis zum Ende ausführen; - Erhöhen Sie allmählich die Übungszeit, bis zu der Laufzeit des Programms. <p>Lassen Sie die Muskeln nach dem Augentraining 20-30 Minuten lang ruhen. Das ist notwendig, damit sich die Augen an die neuen Bedingungen anpassen und die Muskeln Elastizität gewinnen.</p> <p>Achtung: Es ist nicht ratsam, die Augen innerhalb von 2 Stunden nach der Behandlung zu belasten.</p>
16	Reine Haut	<p>Das Programm verringert Entzündungen (Rötungen, Akne usw.)</p> <p>Anwendung (Abb. 16):</p> <p>Das Gerät selbst soll 25-30 cm vom Gesicht entfernt platziert werden. Legen Sie den Quantenzusatz an die angegebenen Zonen an (Abb. 16) und machen Sie damit kreisende Bewegungen auf der einen und der anderen Seite abwechselnd: zuerst die Stirn, dann die Wangen, dann der Bauch (rechts und links vom Nabel).</p>

16	Reine Haut	<p>Führen Sie den Zyklus bis zum Ende des Programms durch. Zu prophylaktischen Zwecken ist das Programm jeden zweiten Tag anzuwenden.</p> <p>Bei Bedarf können Sie auch tägliche Sitzungen durchführen: 3-4 aufeinander folgende Tage zu einer beliebigen Tageszeit, darauf 3-4 Tage Pause und dann die Sitzung wiederholen. Insgesamt 10 Sitzungen. Nach der Anwendung dieses Programms wird empfohlen, das Programm „Verdauung“ sowie „Männergesundheit“ bzw. „Frauengesundheit“ anzuwenden, um die Wirkung zu verbessern.</p>
17	Üppiges Haar	<p>Die Zwischensaison ist eine stressige Phase für den menschlichen Körper: das Haar sieht nach dem Winter nicht perfekt aus. Täglicher Haarausfall (in der Regel bis auf 100) ist physiologisch normal. Ein übermäßiger Haarausfall ist jedoch ein Zeichen von Störungen im Körper, die durch Stress, Kälte, trockenes Raumklima und Mikronährstoffmangel verursacht werden. Manchmal wird Haarausfall durch die Einnahme bestimmter Medikamente hervorgerufen. Das Programm hilft bei der Vorbeugung von Haarausfall und verbessert den Zustand der Haare.</p> <p>Methodik (Schema 17): Platzieren Sie das Gerät vor Ihr Gesicht oder an Ihren Hinterkopf. Legen Sie den Quantenzusatz an die angegebenen Zonen an (Abb. 17). Führen Sie je 4 kreisende Bewegungen auf der einen und der anderen Zone aus, dann gehen Sie zum Nabelbereich (rechts und links) über. Wiederholen Sie die Zyklen, bis das Programm zu Ende ist. Nach der Anwendung dieses Programms wird empfohlen, das Programm „Verdauung“ anzuwenden, um die Wirkung zu verbessern.</p>
18	Handpfleger	<p>Kräftigt und verbessert das Aussehen Ihrer Nägel sowie der Haut Ihrer Hände.</p> <p>Anwendung (Abb. 18): Platzieren Sie das Gerät 20 cm von der zu behandelnden Hand entfernt. Führen Sie den Quantenzusatz in linearen, langsamen Bewegungen von den Fingern bis zum Handansatz (Handgelenk). Zuerst auf der Außenseite, dann auf der Innenseite der Hand. Wiederholen Sie den Vorgang an der anderen Hand.</p>

18	Handpfleger	Gehen Sie zum Bauchbereich (rechts und links vom Nabel) über. Wiederholen Sie den Zyklus bis das Programm zu Ende ist.
19	Makelloses Gesicht	<p>Die Hautzellen erneuern sich ständig. Oftmals wird das schöne und gepflegte Aussehen der Haut von den alten abgestorbenen Hautzellen beeinträchtigt, die an der Oberfläche verbleiben. Eine regelmäßige präventive Anwendung des Programms hilft, diese Erscheinungen zu vermeiden.</p> <p>Anwendung (Abb. 19): Platzieren Sie das Gerät 25-30 cm vom Gesicht entfernt. Legen Sie den Quantenzusatz an die angegebenen Zonen an (Abb. 19) und machen Sie damit kreisende Bewegungen auf der einen und der anderen Seite abwechselnd: zuerst die Stirn, dann die Wangen, dann der Bauch (rechts und links vom Nabel). Wiederholen Sie den Zyklus bis zum Ende des Programms. Zu prophylaktischen Zwecken ist das Programm jeden zweiten Tag anzuwenden. Bei Bedarf können Sie auch tägliche Sitzungen durchführen: 3-4 aufeinander folgende Tage zu einer beliebigen Tageszeit, darauf 3-4 Tage Pause und dann die Sitzung wiederholen. Insgesamt 10 Sitzungen. Nach der Anwendung dieses Programms wird empfohlen, die Programme „Verdauung“ und „Leberfunktion“ anzuwenden, um die Wirkung zu verbessern.</p>
20	Leichte Füße	<p>Das Programm normalisiert die Blutzirkulation in den Beinen, lindert Müdigkeit und Schwellungen.</p> <p>Anwendung (Abb. 20): Platzieren Sie das Gerät 20 cm von dem zu behandelnden Fuß entfernt. Führen Sie den Quantenzusatz in linearen Bewegungen von den Zehenspitzen bis zum Fußansatz (oberen Sprunggelenk). Zuerst auf der Rückfläche, dann auf der Seite der Fußsohle. Wiederholen Sie den Vorgang an dem anderen Fuß. Gehen Sie zum Bauchbereich (rechts und links vom Nabel) über. Wiederholen Sie den Zyklus bis das Programm zu Ende ist.</p>



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16



Abbildung 17



Abbildung 18



Abbildung 19



Abbildung 20

Anlage 7 – „Liste der empfohlenen Sätze von Frequenzen für DeVita Cosmo mit dem Anwendungszyklus und Behandlungszonen“.

1. Allgemeine Erkrankungen

Allgemeiner Schmerz

Satz von Frequenzen: 3,8+4,0+4,9+5,5+8,0+9,4+9,5+9,6

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 10, 12, 16, 19

Tag 2 — 1, 2, 10, 12, 16, 19

Tag 3 — 1, 4, 10, 12, 16, 19

Tag 4 — 4, 5, 10, 12, 19

Detox

Satz von Frequenzen: 0,7+0,9+2,5+2,65+3,3+9,8+56,0+69,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 4, 5, 7, 19

Tag 2 — 5, 6, 9, 12, 16

Tag 3 — 7, 19

Tag 4 — 4, 5, 16, 19

Übergewicht

Satz von Frequenzen: 2,0+4,0+4,9+32,0+35,50

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4, 7, 19

Tag 2 — 2, 4, 5, 19

Tag 3 — 5, 6, 7, 9

Tag 4 — 7, 11, 19

Unwohlsein, Ermüdbarkeit

Satz von Frequenzen: 5,8+9,6+91,5+92,5+99,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 10, 12, 19

Tag 2 — 2, 6, 9, 10

Tag 3 — 2, 10, 19

Tag 4 — 2, 7, 10, 12, 19

Berufliche Exposition gegenüber Risikofaktoren

Satz von Frequenzen: 2,2+10,0+12,5+15,0+19,5+26,0+92,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 4, 5, 7

Tag 2 — 1, 4, 5, 7

Tag 3 — 1, 4, 5, 7

Tag 4 — 1, 4, 5, 7

Krämpfe und Spasmen

Satz von Frequenzen: 6,0+6,8+33,5+54,0+64,0+70,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 19

Tag 2 — 1, 2, 19

Tag 3 — 1, 2, 19

Tag 4 — 2, 19, 19

Tabakrauchen

Satz von Frequenzen: 3,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4

Tag 2 — 1, 4, 12, 19

Tag 3 — 1, 4, 5

Tag 4 — 1, 5, 6, 9, 19

Verletzungen

Satz von Frequenzen: 1,2+2,5+3,6+3,8+3,9+8,6+92,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 4, 7, 10, 12, 14, 19, Verletzungsbereich

Tag 2 — 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19, Verletzungsbereich

Tag 3 — 5, 10, 19, Verletzungsbereich

Tag 4 — 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19, Verletzungsbereich

2. Nervensystem, Verhaltensstörungen

Kopfschmerzen

Satz von Frequenzen: 1,2+3, 8+3,9+6,3+7,5+32,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 10, 12, 19

Tag 2 — 1, 2, 10, 12, 19

Tag 3 — 1, 2, 10, 12, 19

Tag 4 — 1, 2, 10, 12

Schwindel und Gleichgewichtsstörungen

Satz von Frequenzen: 4,0+89,0+89,5+95,0+97,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 10

Tag 2 — 1, 2

Tag 3 — 1, 2, 10

Tag 4 — 1, 2

Neurozirkulatorische Dystonie

Satz von Frequenzen: 1,2+4,0+6,0+6,3+9,4

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 6, 9, 12

Tag 2 — 2, 12, 19

Tag 3 — 1, 2, 6, 9

Tag 4 — 2, 12, 19

Hysterie

Satz von Frequenzen: 2,2+4,5+6,3+31,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 4, 5, 7, 10, 11, 19

Tag 2 — 2, 6, 9, 19

Tag 3 — 2, 10, 11, 19

Tag 4 — 2, 10, 11

Neurasthenie

Satz von Frequenzen: 2,2+4,5+6,3+31,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4, 5, 10

Tag 2 — 10, 12, 19

Tag 3 — 2, 4, 5, 7, 8, 12

Tag 4 — 5, 6, 7, 9, 10, 12, 19

Trigeminusneuralgie

Satz von Frequenzen: 7,5+10,0+30,0+87,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 12, 19

Tag 2 — 1, 2, 4, 19

Tag 3 — 1, 2, 12, 16

Tag 4 — 1, 2, 19

Fazialisneuritis

Satz von Frequenzen: 3,9+7,5+89,5+91,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 10, 19

Tag 2 — 1, 6, 9

Tag 3 — 1, 9, 10

Tag 4 — 1, 9, 10, 19

Appetitlosigkeit (Anorexie)

Satz von Frequenzen: 25,0+31,0+35,0+94,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 5, 7, 12, 16

Tag 2 — 2, 7, 18

Tag 3 — 7, 8, 10, 12

Tag 4 — 4, 5, 6, 9, 12

Fehlen der sexuellen Lust

Satz von Frequenzen: 2,5+12,5+32,0+38,0+55,0+97,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 5, 7, 12, 17, 19

Tag 2 — 2, 7, 10, 19

Tag 3 — 1, 4, 6, 7, 8, 9, 19

Tag 4 — 4, 5, 9, 17, 19

Verschlechterung der Gedächtnisleistung

Satz von Frequenzen: 21,0+50,0+80,0+80,5+90,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 16, 19

Tag 2 — 2, 4, 12

Tag 3 — 2, 16, 19

Tag 4 — 2, 4, 12, 19

Ängstlich-depressive Zustände

Satz von Frequenzen: 3,5+5,5+19,0+92,5+93,5+98,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 5, 19

Tag 2 — 6, 9, 10, 19

Tag 3 — 5, 10, 17, 19

Tag 4 — 6, 9, 10, 19

Schlafstörungen

Satz von Frequenzen: 2,5+3,6+3,9+5,0+8,1+34,0+92,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 11

Tag 2 — 2

Tag 3 — 2, 11

Tag 4 — 1, 2, 11

Zerebro-vaskuläre Insuffizienz

Satz von Frequenzen: 47,5+50,0+50,5+52,5+99,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 16, 19

Tag 2 — 2, 4, 12

Tag 3 — 2, 16, 19

Tag 4 — 2, 4, 11, 19

Erektile Dysfunktion

Satz von Frequenzen: 2,6+4,0+4,9+9,4+55,0+97,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 7, 8, 10, 11, 15, 17

Tag 2 — 2, 6, 9, 11, 17, 19

Tag 3 — 1, 5, 7, 9, 11, 19

Tag 4 — 7, 10, 13, 19

3. Sinnesorgane

Myopie

Satz von Frequenzen: 3,6+4,9+31,5+72,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4, 7, 8, 12, 19

Tag 2 — 1, 2, 6, 9, 12, 16, 19

Tag 3 — 1, 4, 5, 7, 12, 19

Tag 4 — 4, 7, 10, 12, 19

Glaukom

Satz von Frequenzen: 70,0+98,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4, 5, 12, 16, 19

Tag 2 — 1, 2, 5, 6, 9, 12, 19

Tag 3 — 1, 4, 7, 8, 9, 19

Tag 4 — 12, 16, 19

Konjunktivitis

Satz von Frequenzen: 11,0+65,5+66,5+70,0+75,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4, 7, 12, 19

Tag 2 — 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 19

Tag 3 — 4, 12, 16, 19

Tag 4 — 5, 7, 10, 12, 19

Sehnervenentzündung

Satz von Frequenzen: 3,6+4,9+94,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4, 5, 7, 12, 19

Tag 2 — 1, 2, 10, 12, 19

Tag 3 — 1, 5, 6, 9, 10, 16

Tag 4 — 7, 10, 12, 19

Hörnervenentzündung

Satz von Frequenzen: 3,3+5,8+9,2

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 10, 16, 19

Tag 2 — 2, 4, 5, 10, 16, 19

Tag 3 — 1, 3, 5, 7, 12, 16, 19

Tag 4 — 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

Otitis

Satz von Frequenzen: 3,3+5,8+9,2+27,0+98,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 6, 9, 10, 12, 19

Tag 2 — 2, 7, 8, 12, 16

Tag 3 — 2, 12

Tag 4 — 10, 12, 19

Hörminderung

Satz von Frequenzen: 5,8+6,0+9,25+9,8+60,0+95,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 10, 16, 19

Tag 2 — 2, 4, 5, 10, 16, 19
Tag 3 — 1, 3, 5, 7, 12, 16, 19
Tag 4 — 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

4. Herzkreislaufsystem

Krampfadern (untere Extremitäten)

Satz von Frequenzen: 2,5+9,4+10,0+60,5+66,5+68,0+68,5+99,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 7, 8, 12, 14, 19
Tag 2 — 4, 5, 13, 17, 19
Tag 3 — 5, 7, 8, 9, 14, 19
Tag 4 — 7, 9, 16, 19

Vaskuläre Kopfschmerzen

Satz von Frequenzen: 2,5+62,5+65,0+67,5+83,5+96,0+96,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 10, 12
Tag 2 — 2, 7, 12, 16, 19
Tag 3 — 2, 10, 12
Tag 4 — 2, 12, 16, 19

Hämorrhoiden

Satz von Frequenzen: 2,6+3,8+4,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 5, 7, 13, 14
Tag 2 — 6, 9, 10, 17
Tag 3 — 7, 8, 9, 11, 19
Tag 4 — 4, 5, 13, 17

Arterielle Hypertonie

Satz von Frequenzen: 3,3+6,0+9,45+9,5+62,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 4, 6, 9
Tag 2 — 5, 10, 17
Tag 3 — 2, 4, 6, 9
Tag 4 — 10, 12, 15, 19

Arterielle Hypotonie

Satz von Frequenzen: 1,7+47,5+48,5+49,0+49,5+50,0+52,5+99,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 7, 8, 11

Tag 2 — 5, 6, 7

Tag 3 — 2, 7, 11

Tag 4 — 2, 5, 6, 9, 19

Ischämische Herzerkrankung

Satz von Frequenzen: 1,2+3,3+9,45+38,0+38,5+95,0+97,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 4, 5, 7, 11

Tag 2 — 4, 5, 7, 9

Tag 3 — 2, 4, 5, 7, 9

Tag 4 — 2, 6, 9, 12

Mikrozirkulationsstörung

Satz von Frequenzen: 7,0+9,4+9,45+19,5+40,5+46,0+50,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 4, 6, 9

Tag 2 — 5, 10, 17

Tag 3 — 2, 4, 6, 9

Tag 4 — 10, 12, 15, 19

Herzrhythmusstörung (Tachykardie)

Satz von Frequenzen: 1,2+3,3+6,0+9,45+38,0+38,5+95,0+97,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 4, 5, 10, 11

Tag 2 — 4, 5, 11, 19

Tag 3 — 3, 4, 6, 10, 11

Tag 4 — 4, 5, 11, 19

Herzkrankungen (Prophylaxe)

Satz von Frequenzen: 1,2+3,8+8,0+9,45+41,0+43,0+43,5+97,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 4, 5, 10, 11

Tag 2 — 4, 5, 11, 19

Tag 3 — 3, 4, 6, 10, 11

Tag 4 — 4, 5, 11, 19

5. Atmungsorgane

Allergische Rhinitis

Satz von Frequenzen: 2,5+2,9+7,5+12,0+74,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 12, 16, 19

Tag 2 — 1, 2, 12, 19

Tag 3 — 1, 4, 5, 12, 18, 19

Tag 4 — 4, 5, 7, 12, 16, 19

Angina, Tonsillitis

Satz von Frequenzen: 9,45+20,5+52,0+71,5+75,5+82,0+86,0+89,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4, 12, 16, 19

Tag 2 — 2, 4, 5, 7, 12, 19

Tag 3 — 4, 5, 12, 19

Tag 4 — 7, 8, 10, 12, 19

Asthma bronchiale

Satz von Frequenzen: 3,8+5,9+7,7+9,4+50,0+55,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 4, 5, 6, 11

Tag 2 — 2, 7, 8, 11

Tag 3 — 4, 5, 16

Tag 4 — 4, 19

Bronchospasmus

Satz von Frequenzen: 3,8+5,9+7,7+9,4+50,0+55,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4, 5

Tag 2 — 4, 5, 6, 7, 9, 11

Tag 3 — 4, 7

Tag 4 — 11, 19

Bronchitis

Satz von Frequenzen: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+46,0+86,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4, 5

Tag 2 — 4, 5, 6, 7, 9, 11

Tag 3 — 4, 7
Tag 4 — 11, 19

Kieferhöhlenentzündung (Sinusitis maxillaris)

Satz von Frequenzen: 2,9+3,6+53,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 6, 9, 12, 16, 19

Tag 2 — 1, 2, 12, 16, 19

Tag 3 — 1, 12, 19

Tag 4 — 4, 5, 12, 19

Husten

Satz von Frequenzen: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+75,0+81,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 4

Tag 2 — 4, 12, 16

Tag 3 — 4, 5

Tag 4 — 5, 6, 9, 19

Laryngitis

Satz von Frequenzen: 9,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4, 5, 11

Tag 2 — 1, 2, 4, 7, 11, 16, 19

Tag 3 — 4, 11, 19

Tag 4 — 4, 11, 19

Pleuritis

Satz von Frequenzen: 2,5+9,4+11,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 5, 6, 9

Tag 2 — 3, 4, 16

Tag 3 — 4, 11

Tag 4 — 4, 5, 19

Pneumonie

Satz von Frequenzen: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+46,0+86,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 4, 5, 19

Tag 2 — 2, 5, 7, 16

Tag 3 — 4, 11, 19

Tag 4 — 4, 5, 11

6. Verdauungstrakt

Zahnschmerzen

Satz von Frequenzen: 3,6+4,9+8,0+9,5+17,3+30,5+31,0+79,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 10, 12, 16, 19

Tag 2 — 1, 2, 10, 12, 16, 19

Tag 3 — 1, 4, 10, 12, 16, 19

Tag 4 — 4, 5, 10, 12, 19

Gastritis und Duodenitis

Satz von Frequenzen: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 7, 10

Tag 2 — 2, 6, 9, 12, 19

Tag 3 — 4, 5, 10, 19

Tag 4 — 5, 7, 12, 19

Chronische Hepatitis

Satz von Frequenzen: 0,9+2,5+3,3+9,8+17,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 19

Tag 2 — 5, 6, 9, 12, 16

Tag 3 — 7, 19

Tag 4 — 4, 5, 16, 19

Gallenwegsdyskinesie

Satz von Frequenzen: 2,65+9,2

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 7, 12, 19

Tag 2 — 2, 12, 14, 19

Tag 3 — 5, 6, 7, 9, 12, 16

Tag 4 — 7, 10, 18, 19

Gallensteinkrankheit

Satz von Frequenzen: 3,5+17,0+27,0+84,0+85,0+88,5+94,5+96,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 12, 16

Tag 2 — 7, 10, 19

Tag 3 — 5, 6, 7, 9, 16

Tag 4 — 7, 15, 19

Obstipation

Satz von Frequenzen: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 9, 12, 17

Tag 2 — 10, 15, 19

Tag 3 — 7, 9, 12, 19

Tag 4 — 7, 10, 19

Darmkolik

Satz von Frequenzen: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 5, 7, 9, 12, 19

Tag 2 — 5, 7, 17, 19

Tag 3 — 6, 7, 8, 9, 12, 19

Tag 4 — 9, 17, 18, 19

Verdauungsstörung (Dyspepsie)

Satz von Frequenzen: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19

Tag 2 — 2, 7, 19

Tag 3 — 4, 5, 10, 19

Tag 4 — 5, 7, 12

Mundhöhle

Satz von Frequenzen: 4,9+33,6+84,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4, 5, 12, 19

Tag 2 — 1, 2, 4, 5, 7, 19

Tag 3 — 4, 6, 7, 9, 12, 19

Tag 4 — 4, 12, 16

Übelkeit und Erbrechen

Satz von Frequenzen: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 10, 19

Tag 2 — 7, 10

Tag 3 — 5, 6, 11

Tag 4 — 5, 10, 11

Cholezystitis

Satz von Frequenzen: 2,65+9,2

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 7, 10, 19

Tag 2 — 2, 12, 14, 19

Tag 3 — 5, 6, 7, 9, 12, 16

Tag 4 — 7, 10, 18, 19

Enteritis und Kolitis

Satz von Frequenzen: 3,8+5,9+7,7+61,0+63,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 5, 7, 10, 12, 16

Tag 2 — 2, 6, 7, 9, 12

Tag 3 — 7, 8, 9

Tag 4 — 4, 5, 10, 19

Ulkus (Magengeschwür, Duodenalgeschwür)

Satz von Frequenzen: 8,6+9,4+10,0+67,0+73,0+83,0+96,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 4, 10, 12, 17

Tag 2 — 2, 6, 7, 9, 19

Tag 3 — 5, 10, 17

Tag 4 — 4, 5, 10, 19

7. Haut und subkutanes Fettgewebe

Atopische Dermatitis (Neurodermitis)

Satz von Frequenzen: 0,7+1,7+2,6+9,2+9,4+28,0+64,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 4, 5, 10, 11, 15, 18, 19

Tag 2 — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 19

Tag 3 — 7, 9, 10, 11, 17, 19

Tag 4 — 10, 11, 19

Ekzem

Satz von Frequenzen: 0,7+1,7+2,5+9,25+9,4+28,0+64,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 2, 7, 10, 11, 15, 19

Tag 2 — 1, 2, 4, 5, 10, 14, 19

Tag 3 — 3, 4, 5, 7, 9, 19

Tag 4 — 3, 7, 9, 11, 19

8. Stütz- und Bewegungsapparat

Gliederschmerz

Satz von Frequenzen: 3,8+6,8+33,5+54,0+64,0+70,5+95,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 9, 18, 19

Tag 2 — 13, 17, 19

Tag 3 — 13, 14, 19

Tag 4 — 6, 9, 14, 16, 19

Rückenschmerz (verschiedene Ursachen)

Satz von Frequenzen: 1,2+2,5+3,6+3,8+3,9+7,5+33,0+79,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 7, 9, 10, 19

Tag 2 — 7, 9, 15

Tag 3 — 7, 8, 9, 10

Tag 4 — 6, 9, 13

Kniegelenksarthrose

Satz von Frequenzen: 1,2+3,5+7,5+63,5+78,0+100,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 7, 13, 14, 19

Tag 2 — 7, 13

Tag 3 — 13, 15, 19

Tag 4 — 9, 14, 19

Lumbago, Ischias

Satz von Frequenzen: 62,5+64,5+67,5+76,5+94,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 7, 8, 9, 10, 15

Tag 2 — 2, 5, 6, 7, 9

Tag 3 — 7, 9, 10, 15

Tag 4 — 2, 6, 7, 8, 9

Myalgie

Satz von Frequenzen: 4,0+10,0+47,5+50,0+52,5+99,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 4, 7, 10, 12, 14, 19

Tag 2 — 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19

Tag 3 — 5, 10, 19

Tag 4 — 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19

Zervikothorakale Osteochondrose

Satz von Frequenzen: 2,0+2,5+3,0+3,5+9,0+59,0+60,0+67,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 1, 5, 10, 12, 19

Tag 2 — 2, 5, 7, 10, 19

Tag 3 — 2, 5, 7

Tag 4 — 2, 5, 7, 12, 19

Lumbosakrale Osteochondrose

Satz von Frequenzen: 9,6+76,0+84,5+95,0+100,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 7, 9, 10, 19

Tag 2 — 7, 9, 15

Tag 3 — 7, 8, 9, 10

Tag 4 — 6, 9, 13

9. Harnwegsystem

Erschwertes Wasserlassen

Satz von Frequenzen: 8,1+9,4+81,0+86,0+88,0+90,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 7, 13, 14, 19

Tag 2 — 2, 7, 8, 17, 19

Tag 3 — 3, 6, 9, 13, 17

Tag 4 — 9, 19

Harnsteinleiden

Satz von Frequenzen: 3,5+17,0+27,0+84,0+85,0+88,5+94,5+96,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 7, 8, 9, 11, 19

Tag 2 — 2, 4, 14, 17, 19

Tag 3 — 4, 5, 7, 11, 19

Tag 4 — 6, 7, 9, 11, 17, 19

Nephritis

Satz von Frequenzen: 2,8+3,3+8,1+9,2

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 6, 7, 8, 9, 19

Tag 2 — 2, 9, 11, 17

Tag 3 — 3, 5, 7, 11, 14

Tag 4 — 4, 7, 11, 15, 19

Zystitis

Satz von Frequenzen: 2,8+3,3+8,1+9,2+9,4

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 9, 13, 17

Tag 2 — 5, 7, 13, 19

Tag 3 — 7, 14, 17, 19

Tag 4 — 7, 14, 19

10. Reproduktionsorgane

Infertilität bei der Frau

Satz von Frequenzen: 2,5+3,5+4,0+4,9+8,5+9,4+9,5+9,6

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 4, 7, 8, 9, 14, 19

Tag 2 — 2, 11, 13, 17, 19

Tag 3 — 4, 5, 10, 17, 19

Tag 4 — 6, 7, 9, 11, 19

Gynäkologische Probleme (allgemeine)

Satz von Frequenzen: 2,5+4,0+4,9+5,5+9,4+9,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 9, 11, 13, 19

Tag 2 — 7, 11, 14, 19

Tag 3 — 5, 8, 11, 17, 19

Tag 4 — 6, 9, 11, 17, 19

Menopause (Frauen)

Satz von Frequenzen: 2,2+4,0+4,9+6,3+9,5+31,5+98,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 7, 11, 19

Tag 2 — 2, 7, 8, 11, 17

Tag 3 — 4, 5, 10, 19

Tag 4 — 5, 7, 9, 19

Menstruationsstörungen

Satz von Frequenzen: 20,0+22,0+42,0+49,0+63,0

Behandlungszonen:

Tag 1 — 9, 11, 13, 19

Tag 2 — 7, 11, 14, 19

Tag 3 — 5, 8, 11, 17, 19

Tag 4 — 6, 9, 11, 17, 19

Prostatahyperplasie

Satz von Frequenzen: 2,5+2,6+4,0+4,9+9,4

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 7, 9, 17, 19

Tag 2 — 2, 7, 8, 11, 14, 19

Tag 3 — 11, 13, 17, 19

Tag 4 — 6, 9, 11, 13, 19

Prostatitis

Satz von Frequenzen: 2,6+4,0+4,9+9,4+19,5+57,0+88,5

Behandlungszonen:

Tag 1 — 2, 5, 7, 15, 17


Tag 2 — 2, 6, 7, 9, 17, 19

Tag 3 — 7, 8, 9, 15, 19

Tag 4 — 11, 13, 19

Atlas der Zonen für Farbe/Licht-Behandlung

Liste der Ziffernbezeichnungen der Behandlungszonen



1. Stirn
2. Ohr
3. Hals
4. Drosselgrube - Brustbein
5. Brust
6. Rücken
7. Bauch
8. Unterbauch und Geschlechtsorgane
9. Lendenbereich
10. Äusserer Ellenbogen

11. Äußerer Unterarm
12. Rückseite des Unterarms
13. Oberschenkel
14. Knie
15. Kniekehle
16. Außenseite des Unterschenkels
17. Innenseite des Unterschenkels
18. Rückseite des Unterschenkels
19. Fuß

Anlage 8 „Liste der empfohlenen HV-Programme und Behandlungszonen“.

Ord. Nr.	Richtung der Einwirkung	Frequenz, Hz	Position der aktiven „+“ und der passiven „-“ Elektrode
Allgemeine Probleme			
1	Allergie	1,7+3,8+8,1+9,6	+ die rechte (linke) Hand; - der rechte (linke) Fuß
2	Entzündung	3,6	+ auf die betroffene Stelle; - auf die gegenüberliegende Seite
3	Eitrige Entzündung	1,7	+ auf die betroffene Stelle; - in die Hand der betroffenen Seite
4	Kopfschmerzen	9,45+9,5	+ Stirn; - Hinterhaupt
5	Blutergüsse, Verletzungen	2,5	+ auf die betroffene Stelle; - auf die gegenüberliegende Seite
6	Verfettung	4,0+4,9	+ Stirn; - Hinterhaupt oder + die rechte Hand; - die linke Hand
7	Ödeme	2,59	+ an den Schwellungsbereich; - Hand- bzw. Fußelektrode an der gegenüberliegenden Seite
8	Ermüdung	2,2	+ Stirn; - Hinterhaupt oder + die rechte Hand; - die linke Hand
9	Prellung / Kontusion	2,5	+ auf die betroffene Stelle; - auf die gegenüberliegende Seite
10	Krämpfe	3,8	+ auf die betroffene Stelle; - auf die gegenüberliegende Seite
Herz-Kreislauf- und Atmungssystem			
11	Arteriosklerose	3,3	+ die rechte Hand; - die linke Hand
12	Asthma	0,94	+ Brustbereich; - Rückenbereich
13	Bronchitis	9,4	+ Brustbereich; - Rückenbereich
14	Asthmatische Bronchitis	8	+ Brustbereich; - Rückenbereich
15	Krampfaderleiden (Varikose)	2,5	+ auf die betroffene Zone; - auf die gegenüberliegende Seite

16	Hämorrhoiden	2,6+3,8+4,0	Hintereinander: + Handelektrode im Rektalbereich; - der rechte Fuß. Nachfolgend: +Handelektrode im Rektalbereich; - der linke Fuß
17	Hochdruckkrankheit (Hypertonie)	3,3+6,0+9,2+9,4 +9,5	+ die rechte Hand; - die linke Hand oder + Stirn; - Hinterhaupt
18	Systolische Hypertonie	6	+ die rechte Hand; - die linke Hand
19	Diastolische Hypertonie	9,2	+ die rechte Hand; - die linke Hand
20	Hypertonie bei Atherosklerose	3,3	+ die rechte Hand; - die linke Hand
21	Hypotonie (Kollaps)	1,7	+ die rechte Hand; - die linke Hand
22	Pneumonie	9,4	+ die rechte Hand; - die linke Hand
23	Stenokardie	9,45	+ die rechte Hand; - die linke Hand oder + Herzbereich; - Rücken
24	Tachykardie	1,2	+ die rechte Hand; - die linke Hand
25	Rhythmusstörung (Extrasystolie)	6	+ die rechte Hand; - die linke Hand
Magen-Darm-Trakt			
26	Gallenwegsdyskinesie, Überfunktion	9,2	+ die rechte Hand; - der rechte Fuß
27	Gallenwegsdyskinesie, Unterfunktion	2,65	+ die rechte Hand; - der rechte Fuß
28	Zwölffingerdarm-entzündung (Duodenitis)	9,4	+ die rechte Hand; - die linke Hand
29	Gallensteinkrankheit	3,5	+ die rechte Hand; - der rechte Fuß
30	Pankreatitis	4	+ die linke Hand; - der linke Fuß
31	Toxische und infektiöse Leberschäden	0,9+2,5+3,3+9,8	+ die rechte Hand; - der rechte Fuß

32	Ulkus des Zwölffingerdarms	8,6	+ die rechte Hand; - die linke Hand
33	Ulkus des Magens	9,4	+ die rechte Hand; - die linke Hand
Stütz- und Bewegungsapparat			
34	Arthritis, Arthrose	1,2+1,6+9,2+9,6 +9,7	+ Vorderseite (Außenseite) des Gelenks; - Hinterseite (Innenseite) des Gelenks
35	Arthritis des oberen Sprunggelenks	9,6	+ Außenseite des Gelenks; - Innenseite des Gelenks
36	Bechterew-Krankheit	9,6	Hintereinander: + Handektrode an den Bereich der Wirbelsäule; - der rechte Fuß. Nachfolgend: Handektrode an den Bereich der Wirbelsäule; - der linke Fuß
37	Ischias	9,7	+ Schmerzzone; - Rückseite des Oberschenkels oder + Handektrode an den Lendenbereich; - der rechte oder linke Fuß
38	Myalgie	6,8	+ der betroffene Bereich; - die gegenüberliegende Seite
39	Knochenhautentzündung (Periostitis)	2,65	+ die betroffene Zone; - die gegenüberliegende Seite
40	Frakturen	8,6	+ der Frakturzone; - die gegenüberliegende Seite
41	Gicht	9,29	+ die betroffene Zone; - die gegenüberliegende Seite
42	Wirbelsäulenschmerzen bei Osteochondrose	9,6	+ Handektrode an den Bereich der Wirbelsäule; - der rechte oder linke Fuß
43	Erhöhter Nackenmuskeltonus	4,96	+ Halsregion; - die rechte oder linke Hand

44	Rheumatismus	9,7	Hintereinander: + die linke Hand; - der linke Fuß. Nachfolgend: + die rechte Hand; - der rechte Fuß
45	Schwäche in den Kniegelenken	1,23	Hintereinander: + Handelektrode an den Lendenbereich; - der rechte Fuß. Nachfolgend: + Handelektrode an den Lendenbereich; - der linke Fuß
46	Muskelkrämpfe	6,8	+ die betroffene Zone; - die gegenüberliegende Seite
Neuro-endokrines System/Psychologische Störungen			
47	Schlaflosigkeit	2,5 или 8,5	+ Stirn; - Hinterhaupt
48	Vegetative Störungen	2,5	+ die rechte Hand; - die linke Hand
49	Hypophysäre Störungen	4	+ die rechte Hand; - Hinterhaupt oder + die rechte Hand; - die linke Hand
50	Depressionen	5,89	+ Stirn; - Hinterhaupt oder + die rechte Hand; - die linke Hand
51	Melancholie (endogene Depression)	3,5	+ Stirn; - Hinterhaupt oder + die rechte Hand; - die linke Hand
52	Neuralgien	3,9	+ auf die Schmerzzone; - die gegenüberliegende Seite
53	Trigeminusneuralgie	7,5	+ die betroffene Zone; - die rechte oder linke Hand
54	Neurosen	6,3	+ Stirn; - Hinterhaupt
55	Nebennieren-funktionsstörung	9,45	+ der rechte Fuß; - der linke Fuß oder
56	Schlaffe Lähmung	8,29	+ die Hand von der betroffenen Seite; - Hinterhaupt
57	Sensibilitätsminderung und Myasthenie (Parese)	9,4	+ die betroffene Zone; - die gegenüberliegende Seite
58	Weinerlichkeit	3,6	+ Stirn; - Hinterhaupt

59	Nebenschilddrüse (Regulation von Ca und P)	4,69	+ Hals; - die rechte oder linke Hand
60	Irritierbarkeit	3,66	+ Stirn; - Hinterhaupt
61	Schlafstörungen (Einschlafphasen)	3,9	+ Stirn; - Hinterhaupt
62	Angst	3,5	+ Stirn; - Hinterhaupt
63	Gehirnerschütterung	6,3	+ Stirn; - Hinterhaupt
64	Diabetes mellitus (Wirkung - Senkung des Blutzuckerspiegels)	9,2	+ die linke Hand; - der linke Fuß
65	Schilddrüse	9,5	+ Halsregion; - die rechte oder linke Hand
Urogenitalsystem			
66	Entzündung der Gebärmutteranhänge	9,4	+ die rechte oder linke Hand; - der rechte oder linke Fuß
67	Hypermenorrhoe	2,54	+ die rechte (linke) Hand; - der rechte (linke) Fuß
68	Impotenz	2,6+4,0+4,9	Hintereinander: + Handelektrode im Rektalbereich; - der rechte Fuß. Nachfolgend: + Handelektrode im Rektalbereich; - der linke Fuß
69	Klimakterium (Dysmenorrhoe)	4,0+4,9+9,5	+ die rechte Hand; - die linke Hand
70	Gebärmuttermyom	2,5	+ der rechte Fuß; - der linke Fuß oder hintereinander: + Handelektrode auf den Schambereich; - der rechte Fuß. Nachfolgend: + Handelektrode auf den Schambereich; - der linke Fuß
71	Schmerzhafte Menstruation	3,54	+ der rechte Fuß; - der linke Fuß oder hintereinander: + Handelektrode auf den Schambereich; - der rechte Fuß. Nachfolgend: +Handelektrode auf den Schambereich; - der linke Fuß

72	Heftige Menstruation	2,5+4,0+4,9	+ der rechte Fuß; - der linke Fuß oder hintereinander: + Hand- elektrode auf den Schambereich; - der rechte Fuß. Nachfolgend: + Handelektrode auf den Schambe- reich; - der linke Fuß
73	Harntreibende Wirkung (Regulierung von Elektrolythaushalt: K und Na)	8,1	+ der rechte Fuß; - der linke Fuß oder + die rechte Hand; - der rechte Fuß
74	Nierenkolik	2,8+3,3+3,5+8,1	+ der rechte Fuß; - der linke Fuß
75	Nierenentzündung (Pyelonephritis)	2,8+3,3+8,1+9,2	+ der rechte Fuß; - der linke Fuß
76	Entzündung der Vorsteherdrüse (Prostatitis)	9,4	+ der rechte Fuß; - der linke Fuß oder hintereinander: + Handelektrode im Rektalbereich; der rechte Fuß. Nachfolgend: +Handelektrode im Rektalbereich; - der linke Fuß
77	Harnblasenentzündung (Zystitis)	8,19	+ der rechte Fuß; - der linke Fuß oder hintereinander: + Handelektro- de auf den Schambereich; - der rechte Fuß. Nachfolgend: +Hand- elektrode auf den Schambereich; -der linke Fuß
78	Entzündung der Gebärmutter-schleimhaut (Endometritis)	9,4	+ der rechte Fuß; - der linke Fuß oder hintereinander: + Handelektrode im Rektalbereich; - der rechte Fuß. Nachfolgend: Handelektrode im Rektalbereich; -der linke Fuß
Zahn-, Haut- und HNO-Probleme			
79	Eitrige Mandelentzündung (Angina)	9,45	+ an die Halsregion; - die rechte oder linke Hand
80	Hautentzündung (Dermatitis)	0,7+1,7+2,6+9,2 +9,4	+ die rechte Hand; - die linke Hand

81	Schnupfen	2,9	Hintereinander: + an das Nasennebenhöhlenbereich; - der rechte Fuß. Nachfolgend: + an das Nasennebenhöhlenbereich; - der linke Fuß
82	Otosklerose	3,39	+ Mastoidbereich; - von der betroffenen Seite
83	Stimmlosigkeit (Aphonie)	9,5	+ Kehlkopf; - Halsregion oder Hinterhaupt
84	Zahnfleischschädigung (Parodontose)	1,7+2,5+9,5	+ der betroffene Bereich; - die rechte oder linke Hand
85	Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis)	2,5	Hintereinander: + Nebenhöhlenbereich; - der rechte Fuß. Nachfolgend: Nebenhöhlenbereich; - der linke Fuß
86	Akne	1,7	+ auf die betroffene Stelle; - die Hand von der betroffenen Seite
87	Erythema nodosum	9,4	+ der betroffene Bereich; - die gegenüberliegende Seite
88	Furunkulose	1,7+3,3+4,9+9,2+9,4	Hintereinander: + die linke Hand; - der linke Fuß. Nachfolgend: + die rechte Hand; + der rechte Fuß
89	Ekzem	0,7+1,7+2,5+9,2+9,4	Hintereinander: + die linke Hand; - der linke Fuß. Nachfolgend: + die rechte Hand; - der rechte Fuß
90	Pustulöses Ekzem	2,2	+ der betroffene Bereich; - die gegenüberliegende Seite
Spezifische Frequenzen bei Kopfschmerzen verschiedener Herkunft			
91	Zerebrale Kopfschmerzen (bei Durchblutungsstörungen)	1,26	+ Stirn; - Hinterhaupt
92	Meningeale Kopfschmerzen (bei Hirnhautentzündung)	4,9	+ Stirn; - Hinterhaupt oder + die rechte Hand; - die linke Hand

93	Kopfschmerzen bei Ohrenentzündung	5,89	+ Stirn; - die rechte oder linke Hand
94	Kopfschmerzen bei Nasennebenhöhlen-erkrankungen	2,5	+ Nebenhöhlenbereich; - die rechte oder linke Hand
95	Kopfschmerzen bei Mandelerkrankungen	9,45	+ Halsregion (Projektion der Tonsillen); - die rechte oder linke Hand
96	Kopfschmerzen bei Lebererkrankungen	2,66	Hintereinander: + die linke Hand; - der linke Fuß. Nachfolgend: + die rechte Hand; - der rechte Fuß
97	Kopfschmerzen bei Magenerkrankungen	9,4	Hintereinander: + die linke Hand; - der linke Fuß. Nachfolgend: + die rechte Hand; - der rechte Fuß
98	Kopfschmerzen bei Darmerkrankungen	2,6+8,0+9,4	Hintereinander: + Stirn oder die rechte Hand; - der rechte Fuß. Nachfolgend: + Stirn oder die rechte Hand; - der linke Fuß
99	Kopfschmerzen bei Nierenerkrankungen	9,2	Hintereinander: + Stirn oder die rechte Hand; - der rechte Fuß. Nachfolgend: + Stirn oder die rechte Hand; - der linke Fuß
100	Kopfschmerzen bei urogenitalen Erkrankungen	9,4	Aufeinanderfolge: + Stirn; - der rechte Fuß. Nachfolgend: + Stirn; - der linke Fuß
101	Kopfschmerzen bei vegetativer Dystonie	5,5+9,5	+ Stirn; - Hinterhaupt
102	Kopfschmerzen bei vertebrobasilärer Insuffizienz	9,6	+ Stirn; - Hinterhaupt oder hintereinander: + Stirn; - der rechte Fuß. Nachfolgend: + Stirn; - der linke Fuß.

Comprehensive
Wellness Device

DeVita
Combi

Methodological Recommendations

Intended use

DeVita Combi 5-in-1 universal device (DeVita AP, DeVita Ritm, DeVita Cosmo, HV) for electromagnetic, quantum and electropuncture wellness sessions. It is used to protect against stress factors, maintain homeostasis, improve performance, reduce pain, and prevent premature aging

It can be used in beauty and wellness rooms, relaxation rooms, and at home.

Methods of wellness exposures

1. Electromagnetic exposure

Electromagnetic regulatory effect.

The DeVita Combi, as an electromagnetic device, emits low-intensity electromagnetic oscillations of precisely defined shape and frequency.

This type of effect is carried out in two ways:

- regulatory (DeVita Ritm frequencies are used);
- destructive (using DeVita AR frequencies).

Regulatory electromagnetic effect was based on many years of developments by the scientists R. Voll, H. Schimmel, A.F. Cramer and others. According to their studies, each organ has its own oscillations, which in weakened organs differ from healthy ones. In this case, the device will generate low-intensity bioresonance frequencies for various organs and systems imitating the vibrations of healthy organs. The impact of these frequencies "adjusts" the body to a healthy wave, which, as a result, leads to an increase in the reserves of adaptation and restoration of the processes of self-recovery regulation.

The method is based on the ability of a living organism to selectively respond to electromagnetic radiation of extremely low intensity. Under the influence of such exposure, the transport of substances through cell membranes and basic bioenergetic processes will be activated, allowing the body to cope with the problem.

To enhance the healing effect, you can combine the electromagnetic method with quantum or electropuncture.

Note: some programs have restrictions on the use depending on the time of day and age. (See DeVita Ritm mini program description).

Electromagnetic destructive effect.

Destructive effect is based on the development of R. Rife and his supporters. Scientists have proved that every living form has its own electromagnetic radiation. Waves of a certain frequency, reproduced by the device, resonate with the own radiation of the microorganisms, enhancing their natural vibrations. Intensive fluctuations become disastrous for parasites.

In this case, the device will generate frequencies specific to certain types of viruses, bacteria, helminths, protozoa and fungi, and, in addition, allows the deep purification of the body from toxins.

Since the use of AP frequencies is tied to the incubation period of pathogens or the inflammatory process, its daily use for a long time is not recommended. It is mandatory to drink clean potable water during the use of this device. Side effects in the form of: headaches, swelling, skin rashes, nausea may occur in the case of non-compliance.

To perform electromagnetic exposure, you can use both the programs of the basic complexes consisting of manual and automatic programs, and the DeInfo program sets. In addition, the device can create its own unique complexes and programs for the regulatory exposure.

Methods of using the programs and their descriptions are given in Appendices 1, 3, 5 for the DeVita Ritm and Appendices 2, 4, 5 for the DeVita AP. When making your own recovery schemes using programs of destructive direction, remember that antiparasitic programs should be followed by programs for the removal of toxins.

2. Quantum exposure.

As a quantum exposure device, the DeVita Combi emits frequencies similar to electromagnetic regulation (DeVita Ritm), the infra-red light and light waves in four spectral colors of visible light.

The principle of action is a reflexive effect on the nerve endings located in the skin, which activates the synthesis of biologically active substances, reduces the number of pathogens on the surface of the skin and mucous membranes, and increases the barrier function of the skin.

When working with the device, you can use only the quantum console or combine its effect with electromagnetic direction. This combined radiation is highly efficient in affecting the biological processes in the body, it restores the balance of the nervous and endocrine systems, which has a favorable effect on the entire body and its ability to cope with various illnesses.

It has anti-inflammatory, regenerating, toning and rejuvenating effects, improves blood circulation and tissue nutrition, promotes skin turgor, reduces symptoms of depression, and activates mental processes.

The healing effect of color/light is carried out on the skin in the area of the reflex zones. For this purpose, Zakharyin-Geda Zones, zones on the face, feet and palms described by ancient Chinese healers are used (see Appendix 6, 7). Each zone on the human body is directly or indirectly related to a particular organ or system of organs, and their functions. The exposure of areas and underlying tissues changes the tone and the filling of vessels of the microcirculatory system, the metabolism of dermal cells and activates the level of metabolic processes of all skin layers and subcutaneous fatty tissue. Irritation of the receptor apparatus of the skin, mucous membranes and underlying tissues through the nervous system affects the functional systems of the body.

To carry out electromagnetic-quantum exposure, you can use special DeVita Cosmo programs (Appendix 6), recommended programs for DeVita Cosmo (Appendix 7), DelInfo program sets or create your own programs.

See Appendix 6 for methods of using special DeVita Cosmo programs.

Note: some programs have restrictions on the use depending on the time of day and age. (see DeVita Ritm mini program description).

3. Electropuncture exposure.

The DeVita Combi generates weak electrical currents (pulsed currents) as an electropuncture device.

The effect is carried out on the biologically active points (BAP) or reflex zones located on different parts of the body. The reflex zones contain projections of internal organs. When the projection points are irritated, a reflex mechanism is triggered in the body, which can connect the activity of nerve endings; vascular mesh and start biochemical processes. All of this leads to a relief of pain and a healing process.

The combination of electromagnetic regulatory action and electro-puncture (HV) is possible to enhance the healing effect. The latter can be done in two ways: HV STEP and HV RAMPING. For the HV STEP method, sets of frequencies and exposure zones are proposed to solve the corresponding problems (see Appendix 8). You can also choose an individual set of frequencies by yourself. In this option, the frequencies will switch one after the other in the order you specify. The desired frequency range is set for the HV RAMPING direction, which will be carried out automatically according to the "swing" principle.

Area of application of Devita Combi

The device can be used for the following cases:

- dysfunction in any system of the body;
- traumatic injuries;
- inflammatory reactions;
- colds and other infectious diseases;
- stress and irritability;
- a decrease in performance;
- decreased skin turgor, skin paleness.

Usage Limitations

For electromagnetic and quantum exposure:

- presence of an implanted organ
- first trimester of pregnancy

For electropuncture exposure:

- the presence of malignant neoplasms;
- presence of an implanted organ;
- pregnancy;
- myocardial infarction within the 2 last months;
- individual intolerance to electric current;
- skin lesions and diseases in the areas of electrostimulation.

The order of the sessions

DeVita Combi allows the user to perform the procedure himself after studying the user manual.

The device is easy to use, and the degree of its effect is regulated by the duration of the sessions.

1. During a session of electromagnetic exposure, it is necessary to:

- get the device ready to work;
- place the Ritm or AP Antenna near the body (up to 150 cm)
- select the desired program;
- run the program;
- use the **"PAUSE"** button to interrupt the session for a short period of time (up to 59 minutes).

The course of use depends on the solution of the respective problem and can last from 7 to 30 days for destructive, and from 30 days to six months for the regulatory effect with daily use.

For details, see Appendices 1-4 for the respective devices for more details.

In case of undesirable reactions (dizziness, fatigue, loss of appetite, pain, drowsiness), the next session is skipped and the period of work with the devices is increased. It is obligatory to follow a water drinking schedule!

2. During a session of quantum exposure, it is necessary to:

- get the device ready to work;
- select the mode of the desired exposure (quantum or electromagnetic-quantum);
- take a comfortable position;
- place the Ritm Antenna (in case of joint action) near to your body (up to 150 cm), and hold the quantum console in your hands;
- determine the area of exposure on the body;
- remove clothes from the affected area (the skin must be clean);
- select the desired program;
- run the program.

For QUANT sessions, the surface of the skin is divided into zones, making it easy to navigate and expose the desired areas. The exposure zones are shown in the figures (Appendix 6, 7). During the session make circular or linear movements with the quantum console over the recommended zone, 2-3 cm from the skin surface at a speed of 1-2 cm/sec.

When working with the Quantum console in the face area, it is advisable to close your eyes, as the bright light may cause unpleasant sensations. In the area of the thyroid gland (the front of the neck) it is not recommended to work with the console!

Exposure of the skin areas according to the proposed schemes should take into account the sequence of action. During the session, it is necessary to influence all the zones specified in Appendices 6 or 7 for the current session.

Appendix 7 shows the sets of frequency for solving certain problems, and the cycles of their use, taking into account the zones of exposure. The cycle consists of 4 sessions, one after the other each day. The most significant effect occurs as a result of a course of use. A course is several cycles repeated one after another.

When working on the areas in Appendix 7, its duration is 3-4 cycles (9-12 days), then you need to take a break (10-14 days) and repeat the course again.

When working on Appendix 6 areas the course is 1 month of daily use, then a break (7-14 days). To maintain the effect, you can do it once or twice a week.

When working with the quantum console, the program running time is reduced by a factor of 2, as compared to similar programs of the electro-magnetic exposure mode. This is due to the fact that the effectiveness of the complex effect is higher, and it takes less time to get a good effect.

It should be noted that during application there may be discomfort in the form of discomfort, nausea, weakness, etc. In this case it is necessary to increase the interval between sessions. For example, conduct them in one or two days.

The room where the quantum exposure sessions are held should be slightly darkened (curtains, blinds) or have dim lighting. The session is performed one hour after meals or physical activity.

When the session is over, sit or lie down quietly for a few minutes. This time is necessary to fully assimilate the action of the device.

3. During a session of electropuncture exposure, it is necessary to:

- get the device ready to work;
- select the mode of the desired exposure (electro-puncture or electro-magnetic-electropuncture);
- determine the area of exposure on the body;
- remove clothes from the affected area (the skin must be clean);
- remove jewelry, watches, personal communication devices (cell phones, etc.);
- take a comfortable position;
- select the desired program;
- place the electrodes in the exposure zone;
- run the program.

Use the table in Appendix 8 to determine exposure zones.

The minimum course of electropuncture exposure is 3-5 sessions. The course can be prolonged until a positive result is achieved.

If unwanted reactions occur (dizziness, fatigue, skin irritation, etc.), the next procedure is skipped and the period between procedures is increased.

The use of a set of methods in the process of recovery provides a stable positive effect and reduces the recovery time.

Safety precautions for sessions

The operation of the device should be carried out in accordance with the requirements of the Instruction manual and these Guidelines.

Appendices

Appendix 1 – "The list of manual programs DeVita Ritm".

№	The name of the program	Program description
1	Active protection	<p>The human body exists in an ever-changing environment, to which it is necessary to adapt. It is adversely affected by changes in temperature and atmospheric pressure, electromagnetic radiation from household appliances and office equipment, and frequent stresses. The body is also affected by physical and mental stress, a constantly changing mode of operation. The program normalizes the functioning of the nervous and endocrine systems, increases working capacity, attentiveness, gives tone, relieves from fatigue and irritability. Protects from pathogenic radiation.</p> <p>Application: The program is used daily in the morning or afternoon. It is part of the "Healthy Day" and "Complete Cleansing" automatic programs. Attention! It is not recommended for use in the evening and at night.</p>
2	Blood circulation regulation	<p>A sedentary lifestyle, bad habits, poor nutrition, stress negatively affect the state of the circulatory system. The program restores local and general blood circulation, regulates oxygen uptake, improves blood supply to all organs.</p> <p>Application: The program can be used at any time of the day if necessary.</p> <p>Attention! It is not recommended to use the program for 2 months after myocardial infarction.</p>
3	Digestion	<p>Factors such as a violation of the diet, the transition to unusual foods have an increased load on the gastrointestinal tract. This causes indigestion, flatulence, pain and discomfort. The program has a beneficial effect on the work of the gastrointestinal tract, helps the body absorb food more easily, reduces the risk of eating disorders, reduces the feeling of heaviness and discomfort, and relieves heartburn and intestinal cramps.</p> <p>Application: The program can be used at any time of the day, optimally - from 19:00 to 21:00. Reuse if necessary after 0.5 hours.</p>

4	Detoxification	<p>In the process of life, toxins accumulate in the body. They accumulate both in the intercellular substance and in the cells of organs. Toxins disrupt metabolic processes and create a favorable environment for the propagation of pathogens. The program activates the activity of excretory systems and helps to cope with the removal of toxins from the body, and also regulates the liver and gall bladder.</p> <p>Application: The program can be used at any time of the day. Be sure to drink clean drinking water – 1-1.5 liters per day.</p>
5	Anti-stress	<p>Almost every day we experience stress: at work, on the road, at home. Usually the psyche neutralizes the effects of stress, but with a constant layering of negativity or with a sharp change in the rhythm of life, the body needs help. The program will help in a difficult situation, with psychological or physical stress. It normalizes the functioning of the nervous system, promotes quick falling asleep and good sleep. For severe nervous agitation, use in conjunction with the Healthy Sleep program.</p> <p>Application: The program is used before bedtime. The device should be located under the pillow. If at the end of the program sleep does not occur, you must repeat the session.</p>
6	7 Chakra	<p>Humans are complex energy structures, the basis of which are seven chakras located along the spine. Each chakra is associated with certain organs; if the chakras are damaged, the functioning of their corresponding organs is disrupted. The chakras accumulate energy. Negative energy clogs the chakras and has a detrimental effect on the body as a whole. The program restores lost energy, distributes it correctly and thereby restores the functioning of organs and systems.</p> <p>Application: The program is used in the daytime.</p>

7	Hormones normalization	<p>The endocrine system regulates the activity of organs with the help of hormones and ensures the constancy of the internal environment (homeostasis). The endocrine system is involved in the development of the body, its growth, reproductive function. It also regulates the mental state and emotional reactions. The program normalizes the function of the hypothalamus – pituitary – adrenal – gonadal system and regulates excretory processes in the body.</p> <p>Application: The program can be used at any time of the day, daily for at least a month. Included in the automatic programs “Healthy Day” and “Complete Cleansing”.</p> <p>Attention! Not recommended for use by children under 13 years of age.</p>
8	Clean kidneys	<p>The functions performed by the kidneys are diverse. The main one is the regulation of water and electrolyte metabolism in the body, maintaining a constant volume and pressure of blood and other fluids. The kidneys also regulate the acid-base balance in the body. They excrete products of nitrogen metabolism – urea, creatinine, uric acid, etc. Nutritional disorders (especially excessive meat consumption), metabolism, vitamin A deficiency, hypothermia, and infection cause contamination of the kidneys, the formation of sand and stones. The program promotes the active removal of toxins from the body, regulates the functioning of the kidneys, and prevents the formation of kidney stones.</p> <p>Application: The program can be used at any time of the day, optimally - from 17:00 to 19:00. In case of toxic or infectious lesions of the body - repeat after 0.5 hours. For the normal functioning of the kidneys, be sure to use clean drinking water – 1-1.5 liters per day.</p> <p>Caution: During this program, increased urination may be observed.</p>
9	Clean lymph	<p>The lymphatic system is around the clock guarding the purity of the body. It plays an important role in the removal of metabolic products, as well as in maintaining immunity. Naturally, lymph is cleansed by passing through the lymph nodes, but sometimes this is not enough.</p>

9	Clean lymph	<p>In violation of the functions of the lymphatic system, up to 83 harmful substances accumulate in the inter-cellular space. This increases the load on all organs of excretion: liver, intestines, kidneys. The program helps to liquefy the lymph, remove toxins and excess water from the body, improves metabolism in cells, normalizes blood pressure, and boosts immunity.</p> <p>Application: The program can be used at any time. During the operation of the program, it is recommended to carry out a light massage in the form of stroking (without effort).</p> <p>Caution: For the most effective removal of toxins, use clean drinking water – 1-1.5 liters per day.</p>
10	Healthy eyesight	<p>A constant load on the eyes (reading, working on the computer), as well as a change in conditions and rhythm of life, cause eye fatigue and irritation, and reduced vision. The program reduces eye strain, relieves from fatigue and pain, and helps normalize vision.</p> <p>Application: Use before bedtime daily for 7 days. After 7 days, use it every second day. Repeat sessions until the desired result is obtained. After the end of the program, do not strain your eyes. For best results, combine with exercises for the ciliary muscle.</p>
11	Female sexuality	<p>Sexual desire is an indicator of different conditions of a woman. If a woman ceases to be interested in sexual life, it can be assumed that the disease has arisen. In most cases, a decrease in sexual desire develops with a combination of several factors - somatic, mental and micrososomal. The program will help in the absence or decrease in a woman's sexual desire, weaken the feeling of emotional stress, mental discomfort, and strengthen sexual desire.</p> <p>Application: daily 1 time per day.</p>
12	Male sexuality	<p>The manifestation of male attraction depends on age, physical exertion, nervous and mental state, external stimuli, etc. Stress, problems at work, various complexes lead to psychological impotence in men. As a result, they become wary of the appearance and "quality" of an erection, compare, analyze. And the more a man prepares for this "event", the less chance he has of success.</p>

12	Male sexuality	<p>The program is aimed at psychological correction, regulation of the 6th chakra, relieves anxiety and strengthens confidence in the favorable completion of intimacy.</p> <p>Application: daily 1 time per day.</p>
13	Recovery from injuries	<p>Injuries, dislocations, fractures lie in wait for both supporters of various sports and ordinary people. In combination with medical care, the program speeds up the healing process, reduces pain, relieves swelling, eliminates hemorrhages, and restores muscle elasticity.</p> <p>Application: for injuries daily 2-3 times a day until the desired result is obtained. If necessary, combine with the "Joints without inflammation" and / or "Joints without pain" programs.</p>
14	Warm-up	<p>Often, gym visitors lack energy and motivation, especially after a working day. The Warm-up program energizes, increases the intensity of training, helps to overcome fatigue, increases metabolic processes in muscles and makes training more effective.</p> <p>Application: before each workout.</p>
15	Workout	<p>Successful and active training often leads to fatigue and muscle pain, which do not make it possible to achieve greater results. The program increases muscle strength, relieves muscle fatigue, strengthens muscles, improves the supply of blood and oxygen to muscles, increases endurance, and allows you to achieve maximum results with minimal cost to the body.</p> <p>Application: The program is used during training.</p> <p>Attention! It is not a doping program.</p>
16	Healthy Heart	<p>The supply of organs with oxygen and nutrients depends on the work of the heart, which means the effective work of the whole organism. Malfunctions in the activity of the heart are caused by an improper lifestyle, stress, and physical overload. The program regulates complex blood circulation and blood pressure, provides normal blood supply to the heart muscle, and promotes self-regulation of the heart and its stable operation.</p>

16	Healthy Heart	<p>Application: Use at any time, once, twice, if necessary (optimally – from 11:00 to 13:00).</p> <p>Attention! It is not recommended to use the program within 2 months after myocardial infarction.</p>
17	Cardiac rhythm normalization	<p>When the heart beats as it should, we do not notice its work. But if it begins to stray from its rhythm, it brings great discomfort. Arrhythmias can occur in healthy people for various reasons – as a reaction to tight clothing, insect bites, certain medications, stress, plentiful food, and problems with bowel movement. The program restores the heart rhythm, improves blood circulation to the heart, normalizes the nervous system.</p> <p>Application: The program is used for heart rhythm disturbances 1 time per day.</p>
18	Anti-Cold	<p>The first signs of a cold are a stuffy nose and a sore throat. Often we do not pay attention to these symptoms which leads to complications, the most common of which are upper respiratory tract infections – sinusitis, bronchitis, and otitis media. The program activates the immune system, increases resistance, reduces the likelihood of complications, reduces swelling, promotes better discharge of mucus from the sinuses of the nose, and helps to recover in a short time.</p> <p>Application: The program can be used at any time of the day, during the off-season or epidemic of colds, use daily. It alleviates the condition with allergies.</p>
19	Free breath	<p>Bronchospasm (cough) is a protective reaction of the body to an irritant, respiratory tract infection, and may also be a consequence of the effects of certain drugs on the body. Bronchospastic syndrome is characteristic of people with a tendency to allergies and those suffering from bronchial asthma. The program restores the functions of the bronchopulmonary system, normalizes lung function, regulates blood supply and oxygen absorption, and relieves from spasms.</p> <p>Application: daily as needed at any time of the day. With cramping and severe coughing – up to 2-3 times in a row.</p>

20	Women's Health	<p>Bad ecology, bad habits, the sun adversely affect the female body, accelerate the aging process and cause problems in the female body. The program covers a wide range of women's issues and is useful at any age. Reduces premenstrual tension, pain, corrects menopausal disorders.</p> <p>Application: Girls at puberty are recommended to use it 1-2 times a week. For women experiencing pain and discomfort during menstruation – daily during this period. For the effectiveness of the impact in the correction of problems in the sexual sphere and / or in violation of the organs of the female reproductive system – daily in combination with the program "Female sexuality".</p> <p>Attention! It is not recommended to use the program during pregnancy or if a woman wants to become pregnant.</p>
21	Men's Health	<p>Man's health is not only a healthy potency, but also the proper functioning of the rest of the internal organs. It is necessary to take care of male health from youth. The program is designed to harmonize the male genitourinary system. It regulates the processes of urination, the work of the male sex glands, including the representative. The older the man, the more useful this program.</p> <p>Application: The program is used once a week, optimally from 21:00 to 23:00. For problems with potency and / or prostate every day in combination with the program "Male sexuality", "Stop Prostatitis".</p>
22	Healthy sleep	<p>Healthy sound sleep is an important component of the life of any person. During sleep, the body restores the energy spent during the day. However, any psycho-emotional upheaval can serve as an impetus for the development of sleep disorders. Which, in turn, provokes the development of both physiological and mental disorders. Irritability, fatigue, inability to concentrate are the very first signs of a sleep disorder. The program helps to reduce the excitability of the nervous system, quickly fall asleep, normalizes sleep phases.</p> <p>Application: daily at night, it is possible to reuse the program up to 2-3 times.</p>

23	Good mood	<p>Depression, anxiety, fear - these concepts are interconnected. Anxiety and fear are a signs of depression. Very often, this condition leads to psychosomatic diseases, emotional exhaustion, self-dissatisfaction. Fears are powerful factors that prevent a person from discovering his abilities and achieving success. The "Good mood" program allows you to stop a depressive state, reduce anxiety, normalize sleep, and improve mood and mental activity.</p> <p>Application: daily, 1 time, during the day.</p>
24	Joints without pain	<p>Joint or spinal pain can have several causes. Most often, this is a pinched or inflammation of the nerves, which occurs due to a sedentary lifestyle, bruises, falls, being overweight, spinal disc herniation, hypothermia, active physical exertion, and destruction of cartilage tissue or inflammation of the joint bag. The program helps to reduce pain, improve blood microcirculation, normalize muscle tone, ligaments, cartilage, activates metabolic processes in damaged tissues.</p> <p>Application: in case of exacerbation, use the regimen a support to the main therapy and in combination with the «Joints without inflammation» program. Daily, at any time of the day, for 2 weeks, then every second day, then repeat the course until the desired results are obtained.</p>
25	Joints without inflammation	<p>Every third inhabitant of our planet experiences pain or a crunch in the joints and spine. The causes of this problem may be infections, injuries, allergic reactions, being overweight, professional sports, improper nutrition, etc. The program improves blood supply to the damaged area, relieves from inflammation, swelling and pain. It has established itself as a supportive and restorative means during the period of "active successful work", as well as in sprains and severe muscle fatigue.</p> <p>Application: daily for a month, starting 2 weeks before active actions in the country or sporting events. Then 1-2 times a week until the end of the season. For people with periodically worsening problems of the back and joints, in order to maintain health 2 times a year daily for 1 month. If an exacerbation occurs, combine with the Joints Without Pain program.</p>

26	Intestine without problems	<p>How many of us have experienced symptoms such as bloating, nausea, bowel problems, decreased appetite, and abdominal pain? All these are indicators of intestinal abnormalities. These symptoms appear not at the initial stage, but when the disease has turned into a chronic form. To reduce pain, remove nausea and bloating, and normalize bowel movement, use the Intestine Without Problems program.</p> <p>Application: daily as needed and depending on the condition 1-2 times a day.</p>
27	Digestion normalization	<p>Metabolism is a combination of chemical reactions that ensure the normal functioning of the body. The main factors of metabolic disorders are: malnutrition, the use of certain medications, stress, a sedentary lifestyle. Due to metabolic disorders, diseases such as diabetes, gout, obesity, allergies, cardiovascular disorders, growth retardation and development in children can occur. The program is aimed at the balanced functioning of the thyroid and pancreas, the proper assimilation of potassium, calcium, magnesium, sodium, and the alignment of acid-base balance.</p> <p>Application: as needed 1-2 times a day.</p>
28	Beautiful skin	<p>Skin problems arise due to a malfunction of the internal organs - in this case, the skin takes on the function of cleaning. Acne, vascular defects, pigmentation, etc. appear on the face. This is faced by adolescents experiencing hormonal changes, and people suffering from disorders of the endocrine and digestive systems. The program normalizes the work of the skin glands, enhances the barrier function of the skin, improves the metabolic processes in the cells.</p> <p>Application: 1-2 times a day until the desired result.</p>
29	Beautiful hair and nails	<p>Hair loss, dandruff, brittle nails - indicators of disorders of the body or the negative impact of the environment. The program helps improve blood microcirculation, enhance cellular metabolism and cell regeneration. This leads to the strengthening of hair follicles and nails, stimulating hair growth, increasing the protective functions of the skin.</p> <p>Application: daily, until the desired result is obtained.</p>

30	Without allergens	<p>Allergens are substances to which the body is hyper-sensitive due to a disturbed immune response mechanism. They surround us everywhere: on the street, at home, at work. Common allergens are plant pollen, dust, animal hair, medicines, household chemicals, etc. The body can respond to these substances with symptoms such as lacrimation, swelling of the mucous membranes, skin rashes, etc. The program alleviates allergy symptoms, normalizes the functions of the immune system.</p> <p>Application: daily as needed. People allergic to flowering plants are advised to start using 1 month before flowering.</p>
31	Immune protection	<p>The immune system is a very complex, self-regulating, self-learning and multi-level complex. Thanks to its well-coordinated work, biological protection is ensured. The program reduces the load on the liver, activates the work of the thymus, spleen and lymphatic system, and promotes rejuvenation and longevity.</p> <p>Application: daily or every other day, at any time of the day. It is part of the "Health" automatic program.</p>
32	Healthy kidneys	<p>The program is used to remove excess fluid from the body, as well as salts that have the ability to retain it in the tissues. The program has a pronounced diuretic effect, and also helps to restore the physiological function of the kidneys and reduce swelling.</p> <p>Application: daily as needed for a month.</p>
33	Vegetative regulation	<p>The autonomic nervous system controls many of the body's life support functions. Problems in its work can be expressed in violation of the heart rhythm, changes in blood pressure, excessive sweating, fatigue, weakness, brittle hair and nails, etc. The program is aimed at restoring the ANS functions, activating the brain, normalizing metabolism, heat transfer, appetite, cell regeneration.</p> <p>Application: daily or every other day, at any time of the day. It is part of the "Health" automatic program.</p>

34	Cellular respiration	<p>Hypoxia - oxygen starvation, which may be caused by a lack of oxygen entering the body or the termination of its absorption by body tissues. The program helps to improve the blood supply to the head, heart and lungs, the active absorption of oxygen by the blood, relieve vasospasm, reduce acidification, and eliminate toxins.</p> <p>Application: daily or every other day, at any time of the day. Included in the automatic program "Health".</p>
35	Healthy joints	<p>Pain in the joints can occur not only in older people, but also in young people. Pain is associated with inflammatory reactions, accompanied by swelling, redness of the skin, restriction of movement. The causes of this problem can be: infections, metabolic disorders, injuries, being overweight, large mechanical and functional loads. The program helps to improve the condition of damaged joint tissues, and to reduce pain.</p> <p>Application: daily for a month. It is recommended to be used in conjunction with the "Joints without pain", "Joints without inflammation" programs. The most effective program for performing light exercises on a problem joint.</p>
36	Stop prostatitis	<p>The prostate gland is an organ that performs a number of necessary functions: reproductive, secretory, and barrier, controls the outflow of urine, and affects the psychoemotional state. The gland is very vulnerable to various types of pathological processes. Factors that disrupt the functioning of the prostate can be both external (poor ecology, ionizing radiation, stress, passive lifestyle, exposure to infectious agents), and internal (genetic predisposition, concomitant chronic and acute diseases, bad habits). The program is aimed at reducing inflammatory processes and normalizing the gland.</p> <p>Application: daily for 1-3 months. It is recommended to combine with the "Men's health" program.</p>
37	Balanced nervous system	<p>Nervous overexcitation is a consequence of stress accumulated over a certain period of time. This can occur in the form of: insomnia, depression, muscle or headaches, irritability, mood instability, etc. The program removes nervous excitement, harmonizes the work of the nervous system.</p>

37	Balanced nervous system	Application: with great psychological stress every day at the end of the working day and / or before bedtime.
38	Recovery after training	<p>During training, the body activates the metabolism, which leads to the accumulation of metabolites. The load on the autonomic system increases, microtraumas of muscles, their soreness, etc. can be observed. Not everyone can withstand such discomfort, and as a result, they stop further training. The program relieves muscle fatigue, promotes the rapid withdrawal of metabolites and the maintenance of the nervous system.</p> <p>Application: after any kind of training.</p>
39	Healthy venous system	<p>We pay attention to the problem with veins when blue protruding "snakes" are formed on the legs (most often), delivering, initially, aesthetic discomfort. And further leading to other functional disorders. Most often, the cause of this problem is a person's lack of mobility, lack of training or regular walking, hours of sitting behind the wheel or at a computer monitor, and long-term wearing high-heeled shoes. The program helps to relieve pain and swelling, strengthen the venous wall and increase its tone, reduce inflammatory reactions, improve blood circulation in the capillaries.</p> <p>Application: if necessary (with severity, leg fatigue), or daily (in the presence of varicose veins). It is advisable to use the program at night or before bedtime. In the second case, put a folded blanket or pillow under your feet so that your legs are in a raised state. After the session, do not get up for 30 minutes.</p>
40	Without headache	<p>A headache can cause a lot of problems. The causes of a headache are different: blood pressure drops, intoxication, autonomic dysfunctions, osteochondrosis, etc. The program is aimed at eliminating pain, relieving vascular spasms, improving blood supply and nutrition of brain cells.</p> <p>Application: as needed at any time of the day. If at the end of the program the pain persists, repeat the session after 20-30 minutes.</p>

41	Normal blood sugar	<p>Elevated blood sugar can be observed in humans under the influence of a number of factors: hard physical or intense mental work; carbohydrate-rich foods; severe stress, panic attacks; taking medications, functional circulatory disorders. Monitor your blood sugar regularly. To prevent the development of a more serious disease, use the "Normal blood sugar" program, which will help normalize the pancreas.</p> <p>Application: daily for a month, then as needed. It can be combined with the programs "Digestion normalization" and "Healthy Pancreas".</p>
42	Functional memory +	<p>The human brain contains a large amount of knowledge. With age, as well as with great mental stress, a decrease in the process of memorization can be observed and memory is not always capable of issuing the necessary information. The program activates brain activity and the process of memorization, and, in combination with a healthy lifestyle, sets up the psycho-emotional component of a person to be positive.</p> <p>Application: The program is recommended to be applied daily in the morning and afternoon, preferably in the process of studying the necessary material.</p>
43	Nervous System – General	<p>After tick bites, very often there may be signs of a malfunction of the nervous system, expressed as headache, fatigue, insomnia, depression, impaired movement of the facial muscles, malfunctions in the functioning of the optic nerve, etc. The program maintains the nervous system in a harmonious state, brings all its departments are coordinated to work together, establishes the functional and psychological state of a person, and regulates mental processes and mood.</p> <p>Application: within 1-6 months. See the "Lyme Disease" complex.</p>
44	Healthy Ears	<p>Inflammation and pain in the ears can occur as a result of injuries, damage to various infectious agents: viruses, bacteria, fungi. The problem can occur at any age, more often observed in children and the elderly. The program is aimed at restoring the mucous membrane of different parts of the hearing organ, reducing discomfort in ear diseases, and improving hearing.</p>

44	Healthy Ears	<p>Application: daily for 1-2 weeks. Alternation with the DeVita AP program "Ears without inflammation" is desirable.</p>
45	Throat Without Problems	<p>Sore throat is a problem that occurs in both adults and children in different periods of the year. The reasons may be: decreased immunity, infectious diseases of the upper respiratory tract, carious teeth, gum disease. The program helps maintain local immunity, restore the nasopharyngeal mucosa, reduce pain, swelling, and hoarseness.</p> <p>Application: daily for 1-2 weeks. Alternation with the DeVita AP program "Throat without pain" is recommended.</p>
46	Strong teeth	<p>Gum disease is a very big problem for a person, causing not only discomfort, but also capable of leading to tooth loss. The reasons are often: decreased immunity, impaired blood circulation, bad habits. The program helps to normalize blood microcirculation, strengthen gums, and repair damaged mucous membranes, thereby improving the condition of the oral cavity and teeth.</p> <p>Application: daily for 1 month, see the complex «Healthy teeth».</p>
47	Healthy Pancreas	<p>The pancreas performs two main functions in the body: externally and intracretory. An imbalance in the functioning of the gland can lead to serious problems in terms of the functioning of the digestive system and metabolic disorders. The program helps to normalize the functions of the gland in various disorders.</p> <p>Application: daily for 1-6 months. It can be combined with the programs "Digestion normalization" and "Normal blood sugar".</p>
48	Healthy Thyroid	<p>The thyroid gland is part of the human endocrine system, which plays a very large role in the body. If its functioning is disturbed, an imbalance in the work of the cardiovascular, respiratory, urinary, reproductive systems, as well as metabolic and fluid disorders may appear. The program provides support to the thyroid gland under various stresses, normalizing its functioning and metabolic processes in the body.</p> <p>Application: daily for 1-6 months. It can be combined with the program "Digestion normalization".</p>

Appendix 2 – "The list of manual programs DeVita AP".

№	The name of the program	Program description
1	No staphylococcus	<p>According to statistics, 20% of the population are regular carriers of staphylococcus. Staphylococcus is a fairly common causative agent of infectious diseases affecting the skin, soft tissues, upper respiratory tract, and also the musculoskeletal system. The main cause of infection is often the hospital and doctors who become chronic carriers of bacteria and people who have taken antibiotics. Staphylococcus cause secondary diseases with influenza, wound infections, postoperative suppuration, and can also cause food poisoning. The program removes the cause of the infection, which can have a detrimental effect on the human body. It is also effective as a complex treatment for diseases caused by these bacteria.</p> <p>Application: daily up to 2 weeks, depending on the stage of the infection.</p>
2	No streptococcus	<p>Streptococcus is a widespread group of microorganisms. They usually live in the skin of a person, in the respiratory tract, intestines. They can cause acute inflammation of the ENT organs, urinary system, organs of the abdominal cavity, skin and soft tissues. Streptococcal infection is more severe than staphylococcal infection, which can lead to the appearance of joint, heart, kidney damage, sinusitis, etc. The program is effective for complex treatment, and separately.</p> <p>Application: daily up to 2 weeks.</p>
3	No chlamydia	<p>Chlamydia cause sexually transmitted infections. Chlamydia are often asymptomatic, or with minimal manifestations. The organs of the genitourinary sphere are mainly affected. Women are more susceptible to this infection, children can become infected when passing through the birth canal of the mother. Chlamydia can cause serious complications, therefore it is very important to take timely measures to prevent the disease, observing hygiene rules and using DeVita technologies.</p> <p>Application: daily for 2-3 months.</p>

4	No helicobacter	<p>Helicobacter Piloni is a microorganism that lives in the human stomach and duodenum and provokes the development of many dangerous diseases (gastritis, ulcers, hepatitis and many others). According to the WHO, helicobacteriosis infects 60% of the world's population. Infection occurs very easily and is often considered a family disease, because if one member of a family becomes infected, the probability of infection of the rest is 95%. Often the transmission of the parasite occurs as a result of the general use of personal hygiene products, utensils, with a kiss. Symptoms such as heartburn, bloating, pain, and heaviness in the stomach can be caused by this microorganism.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
5	No bacteria	<p>Bacterial infections include a huge group of diseases caused by microorganisms - bacteria. The most important in the development of diseases caused by a bacterial infection is the release of toxins by the bacteria, which have an inflammatory effect, cause intoxication of the body and damage internal organs. The "No bacteria" program is used to reduce the severity of intoxication symptoms and alleviate the human condition during bacterial infections of the digestive tract and respiratory system caused by such forms as pneumococcus, listeria, and Klebsiella.</p> <p>Application: daily until the disappearance of signs of infection.</p>
6	No hepatitis A	<p>In developing countries and in places where hygiene rules are neglected, the incidence of viral hepatitis A is very high. Since the virus is transmitted through dirty hands, food, water, even through salty (sea) water. If you plan to travel to Asia and Africa, you need to take appropriate safety measures: observe hygiene, drink only bottled water, use the "No hepatitis A" program at the first suspicion of the presence of infection in you or others.</p> <p>Application: daily up to 2-3 times a day, at least 1 month.</p>

7	Without toxins	<p>The program promotes the removal of toxins, improves drainage functions, as a result, immunity and vitality are increased. Use is as a detoxification program after parasitic diseases, as well as independently for a month. Unlike other detoxification programs, it does not expend the energy resources of the body.</p> <p>Application: once a day after antiparasitic programs. Included in most automatic programs.</p>
8	No herpes zoster	<p>The disease caused by this virus is called herpes zoster. If a person has had chickenpox (one of the forms of the zoster virus), the virus remains in the body in a latent form and hides in the nerve cells. With hypothermia, colds or chronic diseases, the virus comes to the surface of the skin with the formation of characteristic rashes on it and strong pain along any sensory nerve. The program is aimed at the destruction of the virus and the removal of the main signs of its manifestation.</p> <p>Application: daily up to 3-4 times a day until the disappearance of undesirable manifestations. At least for 1 month. In conjunction with the "No herpes" program.</p> <p>Attention: the program is not used for chickenpox.</p>
9	No herpes simplex	<p>Herpes simplex has been known to mankind since ancient times. Every third person can be a virus carrier. It is localized on the mucous membranes of the lips, mouth, genitals. A decrease in immunity during hypothermia or overheating, during infectious diseases or during the period of menstruation in women contributes to the appearance of unpleasant rashes on the mucous membranes. The virus is transmitted primarily through contact with body fluids of an infected person (blood, saliva, sperm, mucous secretions). The program effectively reduces herpetic burden and prevents the appearance of signs of infection on the mucous membranes.</p> <p>Application: at the first sign of a rash every 3 hours, and then 1-2 times a day for 1 month. In conjunction with the program "No herpes».</p>

10	No herpes	<p>Virus carriers are more than 90% of all people on the planet. You can get infected in various ways: through saliva, sex, hygiene items, as well as by airborne droplets. At the beginning, the disease can be asymptomatic, then characteristic signs appear: headache, malaise, fever, herpetic eruptions. The program will help reduce recovery time and reduce inflammatory and pain manifestations.</p> <p>Application: 1-2 times a day for a month in conjunction with the “No Herpes Zoster” or “No Herpes Simplex” program.</p>
11	Healthy lymph	<p>Lymph is the liquid tissue of the body. It plays a very important role in maintaining water balance, homeostasis of the microenvironment of cells and capable of leaching pathological microorganisms and toxins from tissues. In case of insufficiency of lymphatic circulation, the lymph does not cope with its main tasks, which leads to the emergence of a pathological process. The program helps to normalize lymphatic outflow, strengthen the walls of lymphatic vessels, improve the condition of lymph nodes, which leads to a decrease in swelling and better discharge of metabolites from the tissues. When using the program, the body's defenses increase.</p> <p>Application: if necessary, use 1 time per day or according to the schemes of the complexes (included in the “Cleansing” automatic program).</p>
12	Anti-Cold	<p>The common cold is one of the most common infectious diseases in the world. The causative agents are respiratory viruses (adenoviruses, respiratory syncytial virus) that affect the upper respiratory tract (nose, pharynx, trachea, larynx). Diseases caused by this group of viruses are contagious, because they are transmitted by airborne droplets and are not treated with antibiotics. Complications after a cold - rhinitis, sinusitis, otitis media and more. Very often, an attenuation of the weakened organism can result in the accumulation of a bacterial infection. Therefore, it is advisable to use this program in combination with the antibacterial “No Staphylococcus”, “No Streptococcus”.</p>

12	Anti-Cold	<p>The program is aimed at reducing inflammation of the mucous membranes of the nose, throat, bronchi and activation of local immunity.</p> <p>Application: at the first sign of a cold the first 3 days – up to 2-3 times a day. Then 1 time per day for 7-14 days.</p>
13	No mould & fungi	<p>Microscopic fungi are ubiquitous. A modern heated apartment or private house is an excellent place for mould and fungi. Favorite mold habitats are bathrooms, libraries, and poorly ventilated living spaces. Fungi can enter the body through food, water, air, contact with old dusty things. Mold fungi cause allergies, not only respiratory, but also cause allergic reactions on the skin. Mold can penetrate the skin barrier wherever we bathe, where we walk barefoot, wherever there are conditions for mold (humidity, temperature, organic residues in the form of dirt or skin fat). Fungi and mold cause diseases of the respiratory organs, gastrointestinal tract, skin with a change in the tissue of these organs. To prevent fungal infections and reduce the occurrence of allergic reactions, it is recommended to use the "No mould & fungi" program. The program is effective against aspergillus.</p> <p>Application: 1-3 times a day for 4 weeks. For problems with skin and nails, use the program in conjunction with the «No fungi» program.</p>
14	No candida	<p>The program protects you from infection with such a common fungus as candida. It is part of the natural microflora of the intestine, vagina, and mouth. But with a decrease in immunity, candida begins to multiply actively and harms the body. Diseases are also caused by pathogenic candida, which enter the body through food, through household items, after the use of potent antibiotics, during intercourse with an infected partner. Symptoms are manifested in the form of allergic rashes on the skin, pain and burning in the genitals, dysbiosis. Prevent candida from multiplying using the «No candida» program.</p> <p>Application: the program should be applied 1-3 times a day for 2-4 weeks. Use in conjunction with the "No protozoans" program".</p>

15	No fungi	<p>Human fungal diseases belong to the group of infectious diseases caused by pathogenic fungi. The main danger of fungal diseases is that often the areas affected by the fungus are an open road for pathogens of many different infections. Most often, fungi affect the skin, its derivatives (hair, nails), mucous membranes of internal organs. Treatment requires an integrated approach and hygiene. The program actively fights against such fungi as trichophyton, microsporum, and mucor.</p> <p>Application: In order to prevent infection with fungal infections, it is recommended to use the program every time after visiting the sauna, pool, beach, communicating with an infected person. If there is a fungal infection in the body, the program is used 1-2 times a day for a month.</p>
16	No protozoans	<p>The program protects you from the negative effects of a large number of protozoa. Every fifth person suffers from them, and becomes infected through dirty hands or dirty food and water. The infected person experiences severe abdominal pain, bloating, constant feeling of fatigue, depression. The liver and pancreas may be affected. Of course, all these signs interfere with your life, and besides, you can infect your loved ones. The program works on the amoeba, lamblia, destroying them. Observing the rules of personal hygiene, as well as the "golden rule" - not to drink tap water and regularly using the program "No protozoans" as a preventive measure, you will be protected from these microorganisms.</p> <p>Application: it is recommended to use the program 1-2 times a day for 10-14 days. With re-infection, it is necessary to identify the sources of infection.</p>
17	Intimate health	<p>The causative agents of diseases of the genitourinary system are many and often the cause of the disease is not one microorganism, but several. Infections can occur in acute or chronic form. Chronic infection over time can cause narrowing of the urethra, inflammation of the joints, that can lead to infertility and increase the risk of an ectopic pregnancy. Periodically, during a cold or emotional overload, exacerbations may occur.</p>

17	Intimate health	<p>Infections are mainly transmitted through sexual intercourse, and some during birth from an infected mother to the child. Parasites such as ureaplasma can live in the body for years without causing any symptoms and not manifesting themselves. The main factor in protecting the body is the natural microflora, and modern DeVita technologies that adversely affect the parasitic flora, while maintaining the body's natural defenses. The program effectively fights against parasites such as ureaplasma, toxoplasma, mycoplasma.</p> <p>Application: daily for a month.</p>
18	No schistosomes (blood-flukes) & trematods	<p>Trematodes are flatworms that can cause a variety of serious diseases in humans. They can parasitize in the blood (schistosomes), liver, intestines, lungs. Infection occurs when chewing blades of grass, especially near ponds or while bathing in them, when eating poorly washed greens or lettuce, and also not fully cooked cattle meat, fish. The program is aimed at eliminating most types of trematodes, including schistosomes, regardless of the stage of their development and localization in the body.</p> <p>Application: daily for 14 days.</p>
19	No nematodes and ascarides	<p>With unwashed fruits, poorly prepared meat, and dirty hands, worm eggs that cannot be seen with the naked eye can get into our mouths. Worms, living in the host's body, feed on its tissues, "take food" from a person (that's why you want to eat a lot), and release toxic substances. A person is losing weight, hair is falling out, skin is peeling. The most common helminths are roundworms. They can cause damage to the wall of the small intestine, intestinal obstruction, inflammation of the peritoneum, bronchitis, focal pneumonia, hemoptysis, liver and pancreas diseases. Ascaris parasitism causes an allergic reaction, which can manifest itself in the form of bronchial asthma and skin rash. Under the action of the program, worms cease to feed, which leads to their death and the natural removal of parasites from the digestive tract.</p>

19	No nematodes and ascarides	<p>The program does not have a toxic effect on the human body. It is recommended that people with pets, small children and occupations related to working with animals regularly conduct preventive measures once every three months.</p> <p>Application: the program is used daily. A total of at least 10 sessions. After 14 days, repeat the course.</p>
20	No parasites, General	<p>Parasites are infesting the human body through the skin, and can also enter the body through food, water, and dust. Many people who lead a healthy lifestyle experience health problems due to parasites. Improving the body (proper nutrition, exercise, hardening procedures) without ridding the body of parasites does not produce a pronounced positive effect. Parasites trigger many chronic diseases: cholecystitis, cholelithiasis, pancreatitis, colitis, diabetes mellitus, bronchial asthma, and dermatitis. Problems such as chronic fatigue, irritability and anxiety, hyperactivity in children, anemia, brittle nails and hair, problem skin, headaches, appetite disorders, decreased immunity can be signals of on-going parasitosis. All parasitic diseases are terrible in that they perfectly mask as other diseases. Prevention of parasitic diseases is, first of all, observance of hygienic norms of social behavior, use of the "No parasites, General" program. These measures are aimed at maintaining your health and the health of others.</p> <p>Application: the program is used daily. A total of at least 10 sessions. After 14 days, repeat the course.</p>
21	No parasites, Digestive tract	<p>The presence of parasites in the digestive tract and liver causes the development of diseases such as cholangitis, biliary dyskinesia, cholecystitis, hepatitis. Their presence in the intestine causes inflammation of the intestinal walls and a decrease in the absorption of nutrients. Toxic substances that secrete parasites cause pain in the joints and muscles, affect the central nervous system. Contribute to the onset of depressive states, nervousness, anxiety, and sleep disturbances. The program is aimed at cleansing the body from parasites of the gastrointestinal tract, liver and pancreas.</p> <p>Application: the program is used daily for 7-10 days. After 14 days, repeat the course.</p>

22	Anti-Flu	<p>Influenza is a severe viral infection that affects people of any age. Up to 500 million people get the flu every year. In severe influenza, irreversible damage to the cardiovascular system, respiratory tract, and central nervous system occurs. The virus is transmitted very easily by airborne droplets (by sneezing, coughing, talking). The most common complication of influenza is pneumonia. The program is aimed at the destruction of various strains of influenza viruses, the removal of inflammatory manifestations.</p> <p>Application: to prevent influenza during an epidemic, the program is applied once every 2 days. If necessary - daily up to 2-3 times a day, alternating it with the "Against flu, General" program. After that it is necessary to use the "No streptococcus" program. It can be used together with the programs "No staphylococcus", "No streptococcus", "No candida" in order to avoid bacterial and fungal burden, as well as the programs "Antivirus", "Anti-cold".</p>
23	Against flu – General	<p>Influenza is a disease that affects the upper and lower respiratory tract, is accompanied by severe intoxication and can lead to serious complications. Influenza always begins acutely and quickly (48 hours pass from the moment of infection to the first signs). The main symptom of intoxication is increased body temperature (40 °C and higher). This temperature can persist for more than 5 days, which causes: shortness of breath or respiratory failure, impaired consciousness, convulsions. In people with poor health, elderly, young children, this temperature leads to an infectious toxic shock (a condition when vital organs fail). Using the program "Against flu, General" you can alleviate the patient's condition, and with the integrated use of several programs against influenza viruses, you can quickly restore your health without complications.</p> <p>Application: at the first sign of flu with increased body temperature, use the program 1-3 times in a row or alternating it with the "Anti-flu" program. Be sure to drink plenty of fluids and observe the rules of personal hygiene.</p>

24	Healthy gastrointestinal	<p>Intestinal infection - a disease that occurs when certain pathogens of viruses or bacteria enter the body. People of all ages are affected by this infection, most often children and those who take antibiotics. An intestinal infection is accompanied: nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, fever. In case of viral infections, other symptoms can also be observed: runny nose and redness of the throat, as well as pain that occurs when swallowing, lack of appetite, loss of strength. The program is aimed at the destruction of the intestinal flu virus – rotavirus and pathogenic strains of E. coli, helps in the normalization of the condition and stops dehydration that is destructive for the body.</p> <p>Application: Use on the first day 4-5 times in a row to achieve a stable result. Then within 3-5 days, 1-2 times daily, alternate with the program “Drainage, General” and “Antivirus”. Be sure to drink as much water as possible.</p>
25	Help against poisoning	<p>When enterobacteria or enteroviruses are ingested to the body through food, water, through the mucous membranes of the respiratory tract, an infection develops, which is commonly known as poisoning. This infection can have a latent character or obvious signs of its presence: headache, muscle pain, in the abdominal region, fever, vomiting, impaired bowel movements. Subsequently, it can lead to serious organ damage. The program helps the body cope with the infection caused by enteroviruses and some types of salmonella, accelerates the recovery process, and reduces the likelihood of complications.</p> <p>Application: Use on the first day 4-5 times in a row to achieve a sustainable result. Then, for 3-5 days use 1-2 times daily, alternate with the program “Drainage, General” and “Antivirus”. Be sure to drink as much water as possible.</p>
26	Antivirus	<p>Viral infections are a large group of diseases caused by viruses. Viruses are a transitional form between animate and inanimate nature. Since viruses have genetic material, but do not have their own cell, they are only intracellular parasites. This is precisely the difficulty of their destruction.</p>

26	Antivirus	<p>Viruses can be transmitted by airborne droplets, through various objects, kisses and sexually. A large role in the complete extermination of viruses in the body belongs to the immune system. The "Antivirus" program is aimed at combating various viruses, and in particular the cytomegalovirus and Epstein-Barr virus. It is also used to attenuate any strains of viruses and enhance the body's immunity.</p> <p>Application: daily for a month.</p>
27	Drainage, General	<p>One of the main programs to cleanse the body of toxins. The lymphatic system is involved in the removal of toxic substances from tissues and organs. With various diseases, the amount of harmful substances increases. The lymphatic system does not have enough time to remove them and intoxication of the body may occur again. In addition, due to illness or injury, a violation of the natural outflow of contents from the wound cavity or organ is possible. Excessive accumulation of fluid containing pathogens can cause serious inflammation and deterioration of the human body. By using the "Drainage, General" program you protect your body from the excessive toxic load that it experiences with various diseases or injuries. The program is aimed at neutralizing and removing toxins from the body, while not loading the lymphatic system.</p> <p>Application: once after using any of the DeVita AP device programs. Included in the "Cleansing" automatic program.</p>
28	Drainage Antitox	<p>The intercellular matrix is the main place of accumulation of toxins, which leads to metabolic disorders, the development of many serious chronic diseases, and premature aging of the body. Tissue drainage, is a way of detoxification of the tissue sector, helps to remove salts of heavy metals and radionuclides, improves metabolic processes and the general condition of the body.</p> <p>Application: with severe intoxication daily and in conjunction with the "Drainage, General" program.</p>

29	Mexican detoxification	<p>The system of deep complete cleansing of the body, which was proposed by R. Rife. The program helps to eliminate metabolic products and toxins, improve the drainage function of the lymphatic system, increase the detoxification capabilities of the liver, activate the excretory function of the kidneys, and increase the level of immune defense.</p> <p>Application: daily for a month with serious diseases of the liver, kidneys, lymphatic system. If there aren't any, it is recommended to use the automatic program "Complete Cleansing" on the DeVita Ritm device for gentle cleansing of the body</p>
30	No allergies	<p>Allergy is an increased sensitivity of the body to any substances - products, wool, dust, pollen, chemical, infectious agents. Currently, more than 85% of the entire population of our planet suffer from its various varieties. The cause of allergies is most often malnutrition and an unhealthy lifestyle. An allergy can be recognized by an unexpected runny nose, sneezing or lacrimation, redness and itching of the skin. The program removes the main manifestations of allergies, eases the general condition, and helps stabilize the immune system.</p> <p>Application: daily if indicated and to alleviate the condition.</p>
31	Weight Control	<p>The program is aimed at combating adenovirus 36, a common cause of being overweight. In addition, when it is used, the ANS is regulated, and the processes of weight loss are launched. The program also helps in maintaining the body's energy resources.</p> <p>Application: it is advisable to use according to the scheme of the complex "BODY FIGURE".</p>
32	Without Salmonella	<p>Salmonella is a representative of the enterobacteriaceae family. Resistant to the external environment: can be stored in house dust, in open water, in frozen meat and sausages, poultry eggs, dairy products from 3 to 6 months. They perish at a temperature of more than 70 degrees. Infection is accompanied by: high fever, abdominal pain, vomiting, diarrhea. However, the infection may be without symptoms.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>

33	Without Yersinia	<p>One of the representatives of enterobacteria, which causes inflammation in the small intestine, but can also affect other organs: liver, kidneys, heart, joints. It can be found in water, soil, and food. It tolerates low temperatures, so it can be stored and multiplied in the refrigerator. In the human body, without causing signs of inflammation, it can't be located until the immune system is weakened. Then the exacerbation begins.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
34	Without Proteus	<p>Bacteria of the genus Proteus are part of the conditionally pathogenic intestinal flora. With active growth, they cause damage to the digestive tract, urinary tract, congenital malformations, and wound infections. The pathogenicity of this type of bacteria is observed in the case of uncontrolled intake of antibiotics. Also, when bacteria enter from the outside through food, water, unwashed hands.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
35	Without Klebsiella	<p>Conditionally pathogenic bacterium. With an increase in number occurs, it affects the organs of the gastrointestinal tract, respiratory tract, and urinary system. Causes severe intoxication with impaired functionality of these organs. Ways of infection are through food, water, when communicating with an infected person.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
36	Without Campylobacter	<p>Campylobacter bacteria are causative agents of intestinal infection. They enter into the mucosa and lymphatic tract of the intestine and other organs. Infection occurs through agricultural animals and birds, through the use of contaminated meat products, milk, water. Less often through damaged skin, with bites of infected animals. Also transplacental or during childbirth. At risk are rural residents, livestock and poultry farmers, as well as tourists visiting developing countries.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
37	Without Clostridia	<p>Clostridium difficile is part of the natural intestinal microflora, but due to their multiplication can cause damage to the walls of the colon.</p>

37	Without Clostridia	<p>Clostridium botulinum is an inhabitant of soil and sea water, distributed everywhere and forms the most powerful bacterial toxin known – botulinum toxin.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
38	Without Shigella	<p>Bacteria that cause dysentery. Infection can occur by contact with an infected person or item, through water, food. Carriers can be flies and cockroaches.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
39	Without Rotavirus	<p>The intestinal flu virus multiplies in the cells of the gastrointestinal mucosa, which leads to severe diarrhea and dehydration of the body. The main route of transmission is food.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
40	Anti-virus Gastrointestinal	<p>Enterovirus and Koksaki virus belong to the intestinal group, are able to affect the central nervous system, muscles, heart, skin, respiratory and genitourinary systems. They are transmitted from person to person by airborne droplets and through contact with objects of everyday life. The wave of infection is higher during the warm season.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
41	Without Trematodes - General 1	<p>Trematodes, or flukes, are parasitic flatworms that infect the liver, pancreas, intestines, lungs, blood vessels, and brain. Ways of infection: swimming in open waters of countries such as Asia, Africa, South America, eating poorly cooked or raw fish, shellfish, crustaceans, and meat.</p> <p>Application: the programs are used together, daily for 2 weeks.</p>
42	Without Trematodes - General 2	
43	Stop Amoeba	<p>Entamoeba histolytica is a representative of protozoa. It can cause amoebic dysentery, accompanied by damage to the colon, liver, lungs and other organs. It is ingested with food and water.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>

44	Without Enterococcus	<p>Enterococcus is a part of the natural human microflora. When using antibiotics, when the barrier function of the skin and mucous membranes are impaired, when older people experience serious diseases, enterococcus can cause problems in the small intestine, urinary tract, vagina, heart, liver, skin.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
45	Without nematodes and ascarididae – New	<p>A new program to combat round parasitic worms. Affects the majority of nematode species that infect humans and animals.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
46	Stop Adenovirus – General	<p>Adenoviruses are a group of viruses that cause acute diseases, with damage to the respiratory system, eyes, and lymph nodes. Infection occurs by airborne droplets, often in the cold season.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
47	Stop Coronavirus	<p>The virus is spread in Europe, Asia, North America. It is transmitted by airborne droplets with damage to the respiratory tract, up to the destruction of the pulmonary alveoli.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
48	Stop Penicillium	<p>Genus of molds affecting the organs of the urinary and respiratory systems, lymph nodes, skin. They cause severe intoxication, and also are allergens.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
49	Without Rickettsia	<p>Intracellular parasite. It is able to affect any human organs, cause significant disorders of the central nervous system and circulatory disorders. Routes of transmission: through a tick bite, food, contact. Distributed in developing countries.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
50	Without Papilloma - General	<p>HPV affects the skin and mucous membranes with the formation of lesions. Some can cause malignant tumors, in the risk zone of women. Ways of transmission of this infection: contact with objects of everyday life, through sexual intercourse, during childbirth from the mother to the child.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>

51	Without Kidney Papilloma	<p>With the defeat of HPV of the mucous surface of the urinary system, there are lesions left in the renal pelvis and bladder. With prolonged exposure to adverse factors, these lesions can not only reduce the functionality of organs, but also are capable of degeneration.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
52	Without Trichomonas	<p>Trichomonas is one of the simplest pathogens of many sexual diseases. Infection occurs with any type of sexual contact, as well as through contact with everyday life objects: the rim of the toilet bowl, the pool, the use of common towels, washcloths, hygiene products, and fitting other people's clothes (underwear). Once in the bloodstream, they can disguise themselves as blood cells. The biggest threat, most often, comes from the infectious agents that it carries: chlamydia, candida, gonococcus, cytomegalovirus and herpes viruses.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
53	Without Leptospira	<p>A bacterium that causes damage to capillaries, liver, kidneys, and muscles. Distributed in all regions. Infection occurs from domestic and wild animals, through damaged mucous membranes and skin, from natural water sources.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
54	Without Cryptococcus	<p>Yeast fungi of the genus Cryptococcus, affect the central nervous system, lungs, skin, mucous membranes. The causative agent is present in soil contaminated with bird feces. The way of transmission is through airborne droplets.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
55	Without Toxoplasma	<p>The prevalence of Toxoplasma infection in the world is very high, up to 90%. Being in the body often does not cause problems for its carrier. Infection occurs either in the uterus or is acquired. Toxoplasma affects the nervous system, eyes, heart, muscles, lungs, intestines, skin.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>

56	Without Ureaplasma	<p>Ureaplasma is a pathogenic form that causes diseases of the genitourinary system, joints, pathology of pregnancy and the fetus. The transmission of an infectious agent occurs through sexual contact, in the uterus and during childbirth.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
57	Without Echinococcus	<p>Serious problems are caused by the larvae of this microorganism, which form cysts in the body. These cysts compress the surrounding tissue, which leads to their atrophy and their death. Larvae affect the liver, lungs, kidneys, bones, and brain. Infection occurs through contact with infected animals, when collecting berries and herbs, when drinking water from infected sources. Also, at risk are slaughterhouse workers, shepherds, tanners.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
58	Without Pseudomonas aeruginosa	<p>Pseudomonas aeruginosa is a bacterium characterized by natural resistance to most antimicrobial agents. It affects the organs of the gastrointestinal tract, respiratory system, central nervous system, other organs and systems. Infection sources are is people and animals, patients and carriers. Transmission ways: contact with everyday life objects, airborne droplets, food.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
59	Against Lyme Disease 1	<p>Tick-borne borreliosis (Lyme disease) is the most common problem that occurs when a person gets bitten and infected by an ixodid tick. The central nervous system, heart, joints are affected.</p> <p>Application: the program is used together with the program "Against Lyme Disease 2", after bites every day for 2 weeks. For problems arising from bites in the past, see the "Lyme Disease" complex.</p>
60	Against Lyme Disease 2	<p>Tick-borne encephalitis virus is transmitted by bites of ixodid ticks, less often through the use of raw milk from cows and goats infected with the virus. Distribution: Siberia, the Far East, the Urals. The main organ affected is the central nervous system.</p>

60	Against Lyme Disease 2	Application: the program is used together with the program "Against Lyme Disease 1", after bites every day for 2 weeks. For problems arising from bites in the past, see the "Lyme Disease" complex.
61	Healthy Cell – 1	Various pathogenic factors contribute to the accumulation of toxins in the body that can cause cell degeneration. The programs "Healthy Cell - 1" and "Healthy Cell - 2" reduce the risk of oncological pathology, contribute to the correction of pre-tumor changes, reduce inflammatory processes and enhance immune defense.
62	Healthy Cell – 2	Application: programs are used together, see the "Healthy Cell" complex.
63	Healthy Gums	Gum disease (gingivitis) is caused by viruses, bacteria, and fungi. At risk may be people wearing dentures and braces. The program helps to reduce the pathogenic load, reduce the inflammatory process, and improve trophic tissue. Application: daily for 1-2 months.
64	Mucous Membrane Regeneration	The appearance of ulcers (aphthae) on the oral mucosa indicates the presence of an inflammatory process that can be caused by viral or bacterial agents, trauma or a lack of trace elements. The program removes the inflammatory process, helps restore the oral mucosa, and strengthens local immunity. Application: It is advised to use the program in conjunction with the "Healthy Mouth" program.
65	Healthy Mouth	Inflammation of the oral mucosa (stomatitis) occurs due to a number of factors: the presence of infectious agents, damage to the oral cavity, during dental interventions, and an unbalanced diet. It is localized on the tongue, the inner surface of the lips, cheeks, and palate. The program removes the inflammatory process, helps restore the oral mucosa, and strengthens local immunity. Application: daily for 2 weeks. It is advised to use the program in conjunction with the "Mucous Membrane Regeneration" program. Use in any dental procedures accompanied by mucosal damage.

66	Without Fistula	<p>Suppuration of the gums is very often accompanied by the formation of a fistula. This can be fraught with serious consequences from tooth loss to deep tissue inflammation. The program helps prevent suppuration, reduces the inflammatory process.</p> <p>Application: daily for 2-4 weeks. Use after dental treatment or tooth extraction.</p>
67	Stop Injury (teeth)	<p>The program reduces pain, speeds up the healing process, and relieves from swelling.</p> <p>Application: daily for 1-2 weeks. Use immediately after dental procedures for the treatment, removal, implantation of teeth.</p>
68	CNS Without Problems	<p>The program helps to improve the functioning of the nervous system after exposure to various factors (infectious, traumatic, etc.). It helps to restore nerve connections between the central nervous system and peripheral, relieves swelling and pain.</p> <p>Application: for 1-6 months daily. Preferably together with the program "Healthy Nerves" (see the "Lyme Disease" complex).</p>
69	Healthy Nerves	<p>In case of violation of the integrity of the nerve fiber, functional disorders of the nervous system can occur. The program prevents the destruction of the myelin sheath of nerve fibers, thereby preserving the conductivity of the nerve fiber.</p> <p>Application: for 1-6 months daily. Preferably together with the program "CNS Without Problems" (see the complex "Lyme Disease").</p>
70	Clean Sinuses	<p>Inflammation of the mucous membrane of one or more sinuses – sinusitis. It can occur as a complication of infectious diseases of the nose and respiratory tract, as well as after facial trauma. The program helps to reduce the inflammatory process in the sinus area, better discharge of mucus, and reduce pain during acute processes.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>

71	Clean Sinuses - General	<p>The greatest problem for many people is chronic sinusitis, which occurs without obvious manifestations, but for a sufficiently long time. The causes may be infections of the upper respiratory tract, the presence of polyps, curvature of the nasal septum, and problems with teeth. The program helps to reduce the inflammatory process in the sinus area, reduce swelling, and prevent exacerbations.</p> <p>Application: daily for a month if there is a problem. And in order to prevent exacerbation during the cold season.</p>
72	Ears Without Inflammation	<p>The causes of ear inflammation can be: a pathological process in the area of the nasopharynx, curvature of the nasal septum, ear injury. The program helps to reduce swelling, reduce inflammation and pain.</p> <p>Application: daily for 2 weeks. Alternate with the DeVita Ritm program "Healthy Ears".</p>
73	Throat Without Pain	<p>Tonsil inflammation of the pharyngeal ring is often observed after suffering tonsillitis or other infectious diseases of the pharynx. May occur in acute or chronic form. Transmission externally – by airborne droplets, or internally – from internal foci of chronic infection. The program helps reduce tonsil inflammation, swelling, pain, and toxic stress.</p> <p>Application: daily for 2 weeks. Alternate with the DeVita Ritm program "Throat Without Problems".</p>
74	Against Cold - General	<p>Inflammation of the mucous membranes of the nasopharynx (nasopharyngitis) has an infectious nature, viral or bacterial. The highest frequency is observed in the offseason. The program reduces inflammation, swelling, prevents the development of exacerbations.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
75	Antiinflammation - General	<p>Inflammation is a body reaction that occurs in response to damage or the action of a pathogenic agent. The program helps the body in the elimination of the source of inflammation, wherever it is located, in the reduction of the influence of pathogenic factors, and also in the restoration of homeostasis.</p>

75	Antiinflammation - General	Application: daily for 1-4 weeks. It is advisable to combine with any other program in order to reduce the inflammatory process.
76	Stop Migraine	Migraine headaches are one of the most common types of headaches. They are characterized by acute throbbing pain localized in a certain part of the head. The program relieves spasms of blood vessels, reduces pain, helps normalize blood circulation in the head. Application: as needed.
77	Antiseptic	Damage to the skin: scratches, cuts, burns, etc. are open gates for infectious agents. As a result, the wounds may not heal for a long time, become inflamed, or hurt. The program helps to disinfect the wound, reduce inflammation and quickly tighten it. Application: daily for 1-4 weeks. It is advisable to combine with any other program in order to reduce the inflammatory process.
78	Healthy Bile	Improper and irregular nutrition (prolonged fasting, alcohol, spices, overly spicy fatty and overcooked meals, snacks, refusal to consume vegetable oil), stress, a small amount of fluids intake, infectious liver lesions are the causes of problems in the work of the bile. The program facilitates the outflow of bile, helps restore the work of the gallbladder, reduces pain. Application: daily for 1-6 months, preferably in the evening. Otherwise, during the day.
79	Without cough	Cough is a protective reflex reaction of the body that occurs due to irritation of the respiratory tract mucous membrane. It can be a sign of inflammation of the respiratory system, which can be caused by pathogenic viruses, bacteria, fungi and other agents, as well as allergens. The program alleviates the condition in the presence of acute or chronic cough, reduces inflammation of the mucous membrane of the respiratory tract. Application: daily for 2-4 weeks.
80	Without bacterial pneumonia	According to scientists, the first place among the causes of lower respiratory tract inflammation is occupied by microbial infections.

80	Without bacterial pneumonia	<p>Most bacteria that affect the respiratory system are part of the natural micro flora of the organism, but under adverse conditions they become pathogenic. The program fights against such microorganisms as: Streptococcus pneumoniae, Chlamydomphila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, etc.</p> <p>Application: daily for 2 weeks.</p>
81	No Coronavirus - New	<p>A new improved and expanded program that allows you to fight with all types of coronavirus, including new mutated forms.</p> <p>Application: daily for 2 weeks. In order to prevent the disease 2-3 times a week.</p>
82	Without pneumonia	<p>Inflammation of the lung tissue can be caused by pathogenic flora of various forms: viral, bacterial, fungal, etc. It arises not only as an independent form, but also as a result of the common cold, decreased immunity, and lack of vitamins. The program relieves from swelling and inflammation of the lower parts of the respiratory system, improves the functionality and energy of these organs, increases local immunity.</p> <p>Application: daily for 2-4 weeks. It is advised to combine with the program "Without cough".</p>

Appendix 3 – „Explanations for the use of programs DeVita Ritm“.

DeVita Ritm (manual programs)				
Name of the program	In which cases the program can be used	Effect	First results	Lasting effect
Active protection	With physical and psychological stress, decreased performance, attentiveness and tone, with chronic fatigue and irritability and daily work with household and computer equipment. To remove the bioenergetic load when working with people.	Immunostabilizing Gives energy Anti-stress	Within an hour	1 month
Blood circulation regulation	Violation of blood microcirculation (blood supply to organs), lack of oxygen in the blood, headaches, impaired blood pressure and/or vascular wall tone.	Relieves from spasms Supports tone Expands blood vessels Normalizes blood pressure	Within an hour	1 month
Digestion	Overeating, heaviness in the stomach, heartburn, bloating.	Relieves from spasms Anti-inflammatory Normalizes the acid balance	Within an hour	1 month
Detoxification	High physical activity, malnutrition, food poisoning, pain in the right hypochondrium, alcohol consumption.	Antitoxic Protects the liver Improves the outflow of bile Relieves from spasms	Within an hour	1 month

Anti-stress	Stress, high physical and psychological stress (study, work, sport)	Anti-stress Calming effect	Within an hour	1 month
7 chakras	Chronic fatigue, headaches, decreased immunity, high physical and psychological stress.	Gives tonus Harmonizing effect Anesthetic	Within an hour	1 month
Hormones normalization	In case of puberty disorders in adolescents from 12 years old, after surgical interventions, with hormonal failures, with reproductive system dysfunction in men and women.	Normalizes the hormonal background	Within 1 month	6 months
Clean kidneys	Inflammatory processes in the kidneys, bladder, swelling.	Improves urine output Decongestant Anti-inflammatory	Within 1 day	1-2 months
Clean lymph	Impaired lymphatic system, swelling, intoxication, impaired cellular metabolism, impaired blood pressure, decreased immunity, skin diseases.	Lymphatic drainage effect Decongestant Antitoxic Immunostabilizing	Within 1 day	1 month
Healthy eyesight	Decreased muscle tone of the eyes, visual impairment, visual fatigue. For prevention of visual impairment during prolonged work with computer equipment or texts on paper.	Correction effect Gives tonus Strengthening	Within 1 day	1-3 months

Female sexuality	Decreased libido, increased emotional excitability, a tendency to nervous excitement.	Antidepressant Activating	2-3 days	1 - 2 months
Male sexuality	Increased stress, excitability of the nervous system, decreased potency, fear of "failure".	Antidepressant Activating	2-3 days	1 -2 months
Recovery from injuries	Any injuries of bones, cartilage and soft tissues, ligamentous apparatus: fractures, bruises, dislocations, cuts. After surgery.	Anesthetic Decongestant Anti-inflammatory Regenerating	Within an hour	1 month
Warm -up	Used before physical activity.	Gives tonus Gives energy	Within an hour	1 month
Workout	Used during exercise.	Gives tonus Gives energy Regulatory	Within an hour	1 month
Healthy heart	Disorder of the functional activity of the heart, impaired heart rate, impaired blood pressure, high stress loads.	Relieves from spasms Normalizes blood pressure Gives tonus Anesthetic	Within an hour	1-2 months
Cardiac rhythm normalization	Heart rhythm disturbances: tachycardia, arrhythmia, including respiratory and atrial fibrillation.	Relieves from spasms Normalizes the cardiac rhythm	Within an hour	1-2 months
Anti-cold	Diseases of the upper respiratory tract. Allergy, accompanied by swelling of the nasopharynx, lacrimation.	Anti-inflammatory Decongestant Immunostabilizing	Within an hour	Within 1 month

Free breath	Diseases of the lower respiratory system. Allergy. Spasms of the bronchopulmonary system of various origins.	Anti-inflammatory Relieves from spasms Expands blood vessels	Within an hour	1 month
Women's health	Dysfunction and inflammatory processes of the reproductive system.	Anti-inflammatory Expands blood vessels Hormone-normalizing Anti-aging	2-3 days	6-12 months
Men's health	Reproductive system dysfunctions.	Anti-inflammatory Expands blood vessels Hormone-normalizing Anti-aging	2-3 days	6-12 months
Healthy sleep	Insomnia, sleep phase disturbance, increased nervous irritability.	Antidepressant Calming Normalizes sleep	Within 1 day	1 month
Good mood	Depression, irritability, psycho-emotional stress, fatigue.	Antidepressant Regulating mood	Within 1 day	1 month
Joints without pain	Inflammation and pain of the musculoskeletal system (joints, muscles, spine), high physical exertion, including sports.	Anesthetic Regulatory	Within 1 day	1 month

Joints without inflammation	Inflammation of the musculoskeletal system, swelling, trauma, with high physical exertion, including sports.	Anti-inflammatory Decongestant Regulatory	Within 1 day	1 month
Intestine without problems	Pain, nausea, bloating, dysbiosis, decreased tone of the intestines, gall bladder, violation of the gastric mucosa and duodenum, liver function.	Relieves from spasms Anesthetic Improves the outflow of bile Anti-inflammatory Normalizes metabolism Decongestant	Within 1 day	6-12 months
Digestion normalization	Thyroid, pancreas and gastrointestinal dysfunction, swelling, impaired absorption of K, Ca, Mg, Na, impaired acid-base balance.	Regulatory Harmonizing	5-7 days	6-12 months
Beautiful skin	Decreased barrier function of the skin and cellular metabolism. Acne, dryness or excessive oily skin, relieves from psoriasis and vitiligo.	Regulates the immune and barrier functions of the skin Normalizes cell nutrition	5-7 days	1 month
Beautiful hair and nails	Hair loss and fragility, brittle nails. Dry and oily seborrhea.	Regulating the function of the skin glands Normalizes cell nutrition	5-7 days	1 month

Without allergens	Various types of allergies (respiratory – odors, dust, pets, hay fever, skin, food), swelling of the upper respiratory tract.	Antitoxic Antiallergic Decongestant Anti-inflammatory Immunostabilizing	Within 1 day	1-2 months
Immune protection	Decrease in immune defense, increased physical and mental stress.	Immunostabilizing Anti-inflammatory	Within 1 month	1 month
Healthy kidneys	Violation of metabolic processes associated with the withdrawal of certain acids and salts, impaired functional activity of the kidneys (formation of kidney stones, deposition of salts in the joints, high blood pressure).	Improves urine output Decongestant	Within 1 day	1-2 months
Cellular respiration	Headaches, problems with the vessels of the head, lethargy, drowsiness, lack of oxygen in the blood, a sedentary lifestyle. For residents of large cities.	Relieves from spasms Expands blood vessels Normalizing Fills with oxygen	Within 1 day	1-2 months
Vegetative regulation	When doing hard work for prolonged periods of time, psychological stress, imbalance of the ANS.	Regulatory	Within 1 day	1-2 months
Healthy venous system	Decreased tone of veins, stagnation in the veins of the lower extremities.	Anti-inflammatory Anesthetic	Within an hour	1-2 months

Without headache	Spasms of cerebral vessels, intense mental work, instability of blood pressure, impaired blood microcirculation in the head.	Anesthetic Relieves from spasms	Within an hour	1-2 months
Normal blood sugar	Pancreatic dysfunction associated with an increase in blood sugar.	Regulatory Normalizing	Within 1 day	6-12 months
Healthy joints	Inflammatory changes in the shell of joints and periarticular tissues, hypothermia. Physical overload of joints of a professional, domestic or sports nature. Joint injuries.	Anti-inflammatory Anesthetic	Within an hour	3-6 months
Stop prostatitis	Dysfunction of the prostate gland, decreased functional activity of the testicles, impaired urination. With irregular sexual relations.	Anti-inflammatory Regulatory	2-3 days	6-12 months
Recovery after training	Post-training period. To relieve general discomfort, headaches, lethargy, drowsiness, irritability, reduce the concentration of lactic acid, normalize respiratory processes.	Regulatory Restores energy Relieves from spasms Antitoxic	Within an hour	1 month
Functional memory +	Decrease in the speed of memorization, concentration of attention, the duration of information storage.	Stimulating	5-7 days	1 month

Balanced nervous system	Stress, irritability, emotional instability, high physical and psychological stress (study, work, sport)	Anti-stress Calming	Within an hour	1 month
Nervous System - General	Functional problems of the nervous system, a violation of the integrity of the tissue and the connection between the departments of the central nervous system, leading to a violation of psychological stability.	Anti-inflammatory Regenerating Regulatory Anti-stress	Within 1 month	3-4 months
Healthy Ears	Pain and discomfort in the ear area arising from contact with infectious agents, water, pressure drop. Also in case of hearing loss.	Regulatory Relieves from spasms Anti-inflammatory Anesthetic	Within 1 day	1 month
Throat Without Problems	Pain and swelling in the throat, nasopharynx, feeling of stuffiness, hoarseness or loss of voice arising from the inflammatory process.	Anti-inflammatory Anesthetic Decongestant	1-2 days	Within 1 month
Strong Teeth	Bleeding, friability of the gums, violation of the integrity of the mucous membranes (microtrauma, dental procedures).	Anti-inflammatory Regenerating Normalizes microcirculation	5-7 days	Within 1 month
Healthy Pancreas	Violation of the external-secretory (digestive) or within the secretory (endocrine) functions of the gland.	Normalizing Regulating Anti-inflammatory	1 month	6 - 12 months

Healthy Thyroid	Violation of metabolic processes associated with the functional imbalance of the gland.	Normalizing Regulating Anti-inflammatory	1 month	6 - 12 months
-----------------	---	--	---------	---------------

DeVita Ritm (automatic programs)

Name of the program	In which cases the program can be used	Effect	First results	Lasting effect
Healthy Day - automatic	Improves blood supply to organs and tissues, activates the work of excretory systems, improves metabolism, the correct distribution of energy balance, relieves nervous tension, strengthens the protective functions of the body.	Immunostabilizing Gives energy Anti-stress Antitoxic Normalizes the hormonal background	5-7 days	1 month
Health - automatic	Corrects the state of the immune system for colds and viral diseases, improves cellular metabolism, which contributes to faster cleansing of toxins. It also restores the work of systems and organs that are affected during the illness.	Anti-inflammatory Immunostabilizing Relieves from spasms Decongestant	5-7 days	1 month
Complete cleansing - automatic	Activates the work of excretory systems, removes toxins, increases adaptive reserves and the defense mechanism of the organism. The daily biological activity of organs was taken into account.	Gives energy Antitoxic Decongestant Normalizes the hormonal background	5-7 days	1 month

High tonus - automatic	Relieves the toxic load from the liver, kidneys and lymphatic system, activates their work, improves blood circulation. Starts natural rejuvenation processes.	Anti-inflammatory Improves urine output Decongestant Immunostabilizing	Within 1 month	6-12 months
Healthy metabolism - automatic	Harmonizes the work of the organism, regulates the activity of the autonomic nervous system, stabilizes the appetite, activates the digestive and excretory organs. It contributes to the normalization of metabolic processes and psycho-emotional state, weight loss and improves the quality of life.	Anti-inflammatory Normalizes metabolism Decongestant Regulates appetite	Within 1 month	6-12 months
No poisoning - automatic	Reduces the harmful effects of toxins on the organism (food, drug, alcohol). Neutralize and removes them from the intestines and liver, reducing the burden on these organs.	Antitoxic Protects the liver Improves the outflow of bile Relieves from spasms	Within 1 day	5-7 days
Normal blood pressure - automatic	Relieves from spasm of blood vessels, normalizes blood pressure. Restores the work of heart and kidneys, normalizes cellular metabolism, reduces hypoxia and removes toxins. Improves blood supply to organs, reduces swelling.	Normalizes blood pressure Relieves from spasms Improves urine output	Within 1 day	1 month

Healthy sleep - automatic	Relieves from psychological stress, relaxes the central nervous system, improves the quality and duration of sleep.	Anti-stress Calming	Within 1-2 hours	1 month
Healthy joints - automatic	Relieves from inflammation and pain in the joints and spine. Improves their blood supply and nutrition. Restores damaged joint tissues, including articular cartilage and synovial membrane, as well as surrounding tissues: ligaments, tendons and muscles. Effective for any problems with joints: arthritis, arthrosis, stiffness	Anti-inflammatory Anesthetic Decongestant Regulatory Supports the function of joints	Within 1 day	3-6 months
Joints without pain - automatic	Relaxes tense muscles, improves the condition of the ligamentous apparatus, activates blood supply, and reduces pain and inflammation in the joints and spine. Effective with active load on the musculoskeletal system, injuries.	Anti-inflammatory Decongestant Anesthetic	Within 2-3 hours	1 month
Healthy skin and hair - automatic	Improves blood circulation to the skin, corrects the functioning of the sebaceous and sweat glands, which enhances skin immunity and reduces the manifestation of bacterial and fungal infections.	Regulates the immune and barrier functions of the skin, the function of the glands Normalizes cell nutrition	5-7 days	1 month

Healthy skin and hair – automatic	It also improves blood circulation in the capillaries of the hair follicles and the bed of nail plates, contributing to enhanced nutrition of hair and nails.	Regulates the immune and barrier functions of the skin, the function of the glands Normalizes cell nutrition	5-7 days	1 month
Anti cold - automatic	This program is used during colds and allergic reactions (hay fever). Relieves from inflammation and reduces the respiratory manifestation of colds and allergies: swelling, nasal congestion, cough.	Anti-inflammatory Decongestant Immunostabilizing Relieves from spasms	1-2 hours	1 month
Men's Health - automatic	Contributes to the normalization of the prostate gland, the overall improvement of the genitourinary system in men, increases activity and sexual stamina. It also prevents problems associated with the impaired function of the organs of the genitourinary system.	Anti-inflammatory Expands blood vessels Hormone-normalizing Anti-aging	2-3 days	6-12 months
Without gout - automatic	Normalizes the metabolism in the organism, regulates the balance of K, Ca, Na, P. Relieves from inflammation in the joints, reduces swelling, and removes salts and toxins. Improves the functional state of the kidneys.	Anti-inflammatory Anesthetic Decongestant Improves urine output Regulates salt metabolism	1-2 days	3-6 months

Appendix 4 – „Explanations for the use of programs DeVita AP“.

DeVita AP (manual programs)				
Name of the program	In which cases the program can be used	Effect	First results	Lasting effect
No staphylococcus	<p>Purulent wound infections, infection, purulent inflammatory diseases of various organs (upper respiratory tract, throat, skin, musculoskeletal system, external genital organs, urinary system, meninges, foodborne toxicosis).</p> <p>Prevention of fetal infection during pregnancy.</p>	<p>Antibacterial</p> <p>Anti-inflammatory</p>	2-3 hours	10-14 days
No streptococcus	<p>Diseases of the ear, throat, nose, inflammatory processes of the musculoskeletal system, heart, kidneys, skin.</p> <p>Prevention of fetal infection during pregnancy.</p>	<p>Antibacterial</p> <p>Anti-inflammatory</p>	2-3 hours	10-14 days
No chlamydia	<p>Infections of the genitourinary system, joints, eyes, upper and lower respiratory tracts, as well as the cardiovascular system. Prevention of occupational diseases among people working with birds. As well as prevention of infection through water during bathing and transmission of the infection to the fetus during pregnancy.</p>	<p>Antibacterial</p> <p>Anti-inflammatory</p>	1-2 days	10-14 days

No helicobacter	Inflammation of the stomach, duodenum, damage to the mucous membranes of these organs.	Antibacterial Anti-inflam- matory	5-7 days	3-5 weeks
No bacteria	Problems caused by Klebsiella: inflammation of the respiratory system, urinary tract, meninges, eyes, intestinal infections, blood poisoning. Problems caused by listeria: inflammation of the digestive tract, meninges, joints, respiratory organs. In order to prevent occupational diseases of people involved in animal husbandry, poultry farming, primary processing of meat and skins. Problems caused by pneumococcus: inflammation of the respiratory tract, ears, joints, meninges, blood poisoning.	Antibacterial Anti-inflam- matory	Within 1 day	14-21 days
No hepatitis A	Prevention of the virus infection when visiting countries of Asia and Africa, reduces the risk of complications.	Antiviral Anti-inflam- matory	1-2 weeks	6 months
Without toxins	Mandatory program for any toxic load (viral, bacterial, protozoal, mycotic, parasitic).	Antitoxic Energy saving	1-2 hours	1 month
No herpes zoster	Shingles - skin rashes, accompanied by severe pain along the sensory nerve.	Antiviral Anti-inflam- matory Anesthetic	Within 1 day	1 month

No herpes simplex	Genital herpes and herpes (cold sore) on the lips.	Antiviral Anti-inflammatory	Within 1 day	1 month
No herpes	As an addition to any of the antiherpetic programs to reduce the time of recovery and reduce inflammatory and pain manifestations.	Antiviral Anti-inflammatory Antipruritic	Within 1 day	1 month
Healthy lymph	Disorders in the lymphatic system manifested by the following symptoms: swollen fingers and a tendency to swelling, chronic fatigue, constipation, discolored skin on the legs, chest pain and swelling, dry irritated skin, inability to concentrate, cold hands and feet, cellulite.	Anti-inflammatory Decongestant Antitoxic	Within 1 day	1 month
Anti-Cold	Diseases of the nose, throat, bronchi. In conjunction with the programs: "No Staphylococcus", "No Streptococcus", "No Bacteria".	Antiviral Anti-inflammatory Decongestant	2-3 hours	5-7 days

No mould & fungi	Lesions of the skin, subcutaneous fat, mucous membranes, visual and hearing apparatus, bones, joints, as well as internal organs (bronchopulmonary system, liver, spleen, heart, blood vessels, gastrointestinal tract, kidneys, central nervous system), allergic reactions in the form of cough, nasal congestion, skin rashes. Effective in prevention of fungal infections after visiting the sauna, pool, beach, with prolonged exposure to damp rooms.	Antifungal Anti-inflammatory	1-2 days	2 months
No candida	Diseases of the mucous membranes of the internal organs, skin, accompanied by rashes, dysbiosis, burning sensation in the genitals.	Antifungal Anti-inflammatory	2-3 days	1 month
No fungi	Damage to the skin, hair, nails, mucous membranes of the internal organs by fungi of the genus: trichophyton, microsporium, mucor. Effective in prevention of fungal infections after visiting the sauna, pool, beach, getting in contact with an infected person.	Antifungal Anti-inflammatory Antipruritic	2-3 days	3-6 months

No protozoans	Inflammatory processes of the digestive tract caused by a number of protozoa: giardia, amoeba, etc. Prevention of infection through water when swimming.	Anti-protozoan Anti-inflammatory	2-3 days	1 month
Intimate health	Diseases of the mucous membrane of the respiratory tract, genitourinary tract caused by pathogens such as: ureaplasma, mycoplasma, toxoplasma. Prevention of transmission of infection to the fetus, sexual partner.	Antibacterial Anti-protozoan Anti-inflammatory	2-3 days	1 month
No schistosomes (blood-flukes) & trematods	Damage to the liver, pancreas, lungs, circulatory and genitourinary systems, toxic-allergic reactions caused by a number of flukes: feline, hepatic, pulmonary, lanceolate, as well as schistosomes.	Antiparasitic	1-5 days	1 - 2 months
No nematodes and ascarides	Infection with roundworms, such as ascarides, pinworms, etc. Causing weight loss, peeling of the skin, rash, hair loss, bowel obstruction, inflammation of the respiratory tract, liver and pancreas. The program fights parasites at different stages of their life cycle.	Antiparasitic	2-3 days	1 - 2 months

No parasites, General	Suppression of the vital activity of various types of parasites. Used in combination with other helminth extermination programs.	Antiparasitic	2-3 days	1 - 2 months
No parasites, Digestive tract	Parasites of the liver and pancreas, duodenum ulcer. Used in combination with other helminth extermination programs.	Antiparasitic	2-3 days	1 - 2 months
Anti-Flu	The program aims to destroy various strains of influenza viruses (A, B, C).	Antiviral	2-3 hours	5-10 days
Against flu - General	Mutated forms of flu, fever, pain.	Antiviral Antipyretic Anesthetic Anti-inflammatory	Antiviral Antipyretic Anesthetic Anti-inflammatory	5-10 days
Healthy gastrointestinal	Normalizes the condition and stops dehydration in case of dysbacteriosis caused by rotavirus infection, E. coli.	Antibacterial Antiviral Anti-inflammatory Protects cells Normalizes metabolism	2-3 hours	5-7 days
Help against poisoning	Normalizes the condition with Enterovirus infection and Salmonella infection.	Antibacterial Antiviral Anti-inflammatory Protects cells Normalizes metabolism Antitoxic	2-3 hours	10 days

Antivirus	Reduces the total viral load, cytomegalovirus infection, proceeding in the form of a persistent cold with headaches and joint pain, inflammation of the salivary glands.	Antiviral Anti-inflammatory	2-3 hours	1 month
Drainage, General	Infections of the upper respiratory tract, lymphoid tissue, liver, spleen caused by the Epstein-Barr virus.	Antiseptic Antitoxic Lymphatic drainage	Within 1 day	1 month
Drainage Antitox	With chemical toxic loads of the tissue sector with salts of heavy metals, radionuclides, food toxins.	Antitoxic Lymphatic drainage	1-2 days	14-21 days
Mexican detoxification	After surgical interventions, with chronic and drug intoxication.	Lymphatic drainage Decongestant Antitoxic Stabilizing Regulates excretory functions	6-7 days	1 month
No allergies	Various types of allergies (respiratory – odors, dust, pets, hay fever, skin, food), stabilizes the immune system.	Antitoxic Antiallergic Decongestant Anti-inflammatory Immunostabilizing	1-2 days	4-6 months
Weight Control	Presence of excess weight, impaired appetite, destroys one of the causes of obesity - Ad-36 adenovirus.	Antiviral Antitoxic	2-4 weeks	4-6 months

Against Lyme Disease 1	Tick bites. Those programs are used in pairs. If the bite happened earlier, you must take the full application scheme of the complex "Lyme Disease".	Antibacterial Antiviral	1-2 days	14 – 28 days
Against Lyme days Disease 2				
Against Cold - General	Diseases of the nose, throat, bronchi. Use together with the programs: "No staphylococcus", "No streptococcus", "No bacteria".	Decongestant Anti-inflammatory Anesthetic	1-2 days	1 month
Anti-inflammation - General	Anti-inflammation - General	Decongestant Anti-inflammatory Anesthetic	1-2 days	1 – 2 months
Antiseptic	After surgical interventions, with any damage to the integrity of the skin and mucous membranes, with inflammatory processes.	Antiseptic Decongestant Anti-inflammatory Anesthetic Accelerates regeneration	2-3 hours	7 – 21 days
Anti-virus Gastrointestinal	Prevention of Coxsackie virus disease when visiting countries of Asia and Africa, reducing the risk of complications. The following symptoms can indicate the presence of the virus: dehydration, sore throat, the presence of a vesicle rash on the skin.	Antiviral Protects cells Normalizes metabolism	1-2 days	14 – 21 days

Clean Sinuses	Acute inflammation of the nasal mucosa and sinuses (sinusitis, sinusitis, etc.)	Decongestant Anti-inflammatory Anesthetic	1-2 days	14 - 21 days
Clean Sinuses - General	Together with antiviral and antibacterial programs.	Decongestant Anti-inflammatory Anesthetic Stabilizing	1-2 days	14 days
CNS Without Problems	For chronic problems with the nasal mucosa and sinuses. As one of the means of preventing an acute process in the upper respiratory tract for colds.	Decongestant Anesthetic Protects cells Revitalizing	2-3 days	6-12 months
Ears Without Inflammation	Pain and discomfort in the ear area arising from contact with infectious agents, water, pressure drop.	Decongestant Anti-inflammatory Anesthetic	1-2 days	14 - 21days
Healthy Bile	Violation of the timely and uniform separation of bile into the intestine, which may be a consequence of irregular nutrition, consumption of harmful products, excessive consumption of fats, medicines, and the presence of parasites.	Anti-inflammatory Anesthetic Cholagogic	2-3 hours	1-4 months

Healthy Cell - 1	Prevents the development of cell mutations, reduces the negative effects of the environment and toxic load. Particular attention should be paid to those who live in adverse ecological areas, experience great emotional stress and the influence of negative production factors. Programs should be used in the "Healthy Cell" complex.	Antiviral Anti-inflammatory Protects cells	3-4 days	6-12 months
Healthy Cell - 2				
Healthy Gums	Presence of dentures, braces, crowns, as well as infections of the oral cavity that cause gum disease.	Anti-inflammatory Anesthetic Antitoxic Improves nutrition	2-3 hours	1 month
Healthy Mouth	Inflammation of the oral mucosa (sores, mucosal damage) that occurs when there are infectious agents, damage to the oral cavity, during dental interventions, an unbalanced diet.	Antiviral Anti-inflammatory Anesthetic Accelerates regeneration	1-2 days	1 month
Stop Injury (teeth)	The best effect will be acquired if used in combination with the program "Mucous Membrane Regeneration".	Anesthetic Decongestant Accelerates regeneration	2-3 hours	7-14 days

Mucous Membrane Regeneration	Inflammation of the oral mucosa (sores, mucosal damage) that occurs when there are infectious agents, damage to the oral cavity, during dental interventions, an unbalanced diet.	Anti-inflammatory Accelerates regeneration Immunostabilizing	1-2 days	1 month
Without Fistula	The best effect will be acquired if used in combination with the program "Healthy Mouth".	Anti-inflammatory Decongestant Antitoxic	1-2 days	7-14 days
Stop Adenovirus - General	After dental interventions (removal, treatment), in the presence of swelling of the gums, soreness.	Antiviral Anti-inflammatory	1-2 days	14-21 days
Healthy Nerves	Inflammation of the mucous membranes of the nose, throat, eyes, intestines.	Anti-inflammatory Protects cells	2-3 days	6-12 months
Stop Amoeba	Normalizes the condition with dysentery, gastroenteritis, intestinal ulcers, caused by the presence of protozoa. It is recommended to use to prevent infection when visiting tropical and subtropical countries of Asia, Africa, South America.	Anti-protozoan Anti-inflammatory Normalizes metabolism	2-3 days	1 month
Stop Coronavirus	Inflammation of the mucous membranes of the nose, throat, lungs.	Antiviral Anti-inflammatory	1-2 days	14-21 days

Without Klebsiella	Inflammation of the respiratory system, urinary tract, meninges, eyes, intestinal infections, blood poisoning. It is recommended as an addition for viral load, malnutrition, also for people with reduced immunity, people suffering from alcoholism, diabetes, chronic lung diseases, liver diseases.	Antibacterial Anti-inflammatory Antitoxic	1-2 days	14-28 days
Stop Migraine	Headaches of various origins.	Anesthetic Antispasmodic Normalizes blood circulation	Within 1 day	1 month
Stop Penicillium	Reduces toxic infections when using products affected by the fungus, in case of chronic diseases of the respiratory tract, kidneys, allergic reaction to penicillium.	Antifungal Anti-inflammatory	2-3 days	1 month
Throat Without Pain	Pain and swelling in the throat, nasopharynx, feeling of stuffiness, hoarseness or loss of voice arising from the inflammatory process.	Anti-inflammatory Decongestant Anesthetic Antitoxic	Within 1 day	14-21 days
Without Campylobacter	As an additional method to prevent infection and the development of diarrhea, for people working in livestock and poultry farms, as well as tourists visiting developing countries, people who use contaminated meat products, milk, water.	Antibacterial Anti-inflammatory	1-2 days	14-28 days

<p>Without Clostridia</p>	<p>In case of damage to the integrity of the skin with contamination (cuts, bites, other injuries). When using expired or doubtful foods, canned foods, etc. Alternate with the "Without toxins" program throughout the day. Make sure to contact/see a doctor!</p>	<p>Antibacterial Anti-inflammatory</p>	<p>1-2 days</p>	<p>14-28 days</p>
<p>Without Cryptococcus</p>	<p>As one of the methods for preventing the disease, for people working in poultry farms engaged in breeding birds in an apartment or on their own farm. Particular attention is given to people with reduced immunity and chronic lung diseases located in places where birds gather.</p>	<p>Antifungal Anti-inflammatory</p>	<p>2-3 days</p>	<p>1 month</p>
<p>Without Enterococcus</p>	<p>Frequent and painful urination, pain during bowel movements, decreased potency, increased fatigue, depression, gastritis, dysbiosis, food poisoning.</p>	<p>Antibacterial Anti-inflammatory Antitoxic</p>	<p>1-2 days</p>	<p>14-28 days</p>

Without Echinococcus	Prevention of helminthic invasion and damage to internal organs to people raising animals, livestock, collecting berries, fruits, vegetables, hunting. Especially living in South America and Europe, North Africa, New Zealand, Australia, in Russia in areas: Volga region, Western Siberia, Krasnodar Territory, in the Far East.	Antiparasitic	2-3 days	1-2 months
Without Leptospira	Jaundice, hemorrhagic fever, occupational diseases of pastoralists and agricultural workers.	Antibacterial Anti-inflammatory	1-2 days	14-28 days
Without nematodes and ascaridae - New	Infection with roundworms, such as ascarides, pinworms, etc. Causing weight loss, peeling of the skin, rash, hair loss, bowel obstruction, inflammation of the respiratory tract, liver and pancreas. An enhanced, expanded program fights parasites at different stages of their life cycle.	Antiparasitic Antitoxic	2-3 days	1-2 months
Without Kidney Papilloma	HPV damage to the mucous surface of the urinary system (renal pelvis and bladder).	Antiviral Protects cells	2-3 days	1 month

Without Papilloma - General	Damage to the skin and mucous membranes caused by the Human Papilloma Virus. It is recommended to use with the "Clean Skin" complex.	Antiviral Protects cells	2-3 days	1 month
Without Proteus	Gastritis, diarrhea, abdominal pain, vomiting, exacerbation of dermatitis, allergies, problems in the genitourinary system, long non-healing wounds.	Antibacterial Anti-inflammatory Antitoxic	1-2 days	14-28 days
Without Pseudomonas aeruginosa	Local purulent-inflammatory processes in the soft tissues, organs of hearing, lungs, joints, etc. Also for people who are in hospital for a long time.	Antibacterial Anti-inflammatory Antitoxic	1-2 days	14-28 days
Without Rickettsia	Tick bites, especially in Asia and Australia, typhus, tick-borne fevers, etc.	Antibacterial Anti-inflammatory Protects cells	1-2 days	14-28 days
Without Rotavirus	Normalizes the condition and stops dehydration in case of dysbacteriosis caused by rotavirus infection.	Antiviral Protects cells	1-2 days	14-21 days
Without Salmonella	Normalizes the condition during toxic infection, which appeared as a result of eating foods with pathogenic microorganisms.	Antibacterial Anti-inflammatory Antitoxic	1-2 days	14-28 days

Without Shigella	Normalizes the condition and stops dehydration with diarrhea caused by the presence of this bacterium.	Antibacterial Anti-inflammatory Protects cells	1-2 days	14-28 days
Without Toxoplasma	Parasitic invasion caused by intracellular protozoa and accompanied by the development of the inflammatory process in the lymph nodes, liver, brain, lungs, heart, muscles, etc.	Anti-protozoan Anti-inflammatory	2-3 days	1 month
Without Trematodes - General 1	Damage to the liver, pancreas, lungs, circulatory and genitourinary systems, toxic-allergic reactions caused by a number of flukes: feline, hepatic, pulmonary, lancolate, etc. Programs are used together with each other.	Antiparasitic Protects cells Antitoxic	2-3 days	1-2 months
Without Trematodes - General 2				
Without Trichomonas	Inflammatory processes of the genitourinary sphere, pain during intercourse, itching and burning, discharge and unpleasant odor.	Antiprotozoal Anti-inflammatory	2-3 days	1 month
Without Ureaplasma	Inflammatory processes of the genitourinary sphere, impaired reproductive function, pain in the lower abdomen, rapid and painful urination.	Anti-protozoan Anti-inflammatory	2-3 days	1 month

Without Yersinia	Toxic-allergic reaction that occurs when hygiene measures are not followed and accompanied by skin rashes, a violation of the digestive tract, inflammation of the joints.	Antibacterial Anti-inflammatory	1-2 days	14-28 days
Stop Coronavirus - New	Inflammation of the mucous membranes of the nose, throat, lungs, weakness, decreased sense of smell and hearing. Improved and advanced program. It is advisable to use according to the methodology of the "Stop Coronavirus" complex.	Antiviral Protects cells Anti-inflammatory	1-2 days	1 month
Bacterial pneumonia	Inflammation of the respiratory system caused by Streptococcus pneumoniae, Chlamydomydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, etc., accompanied by fever, weakness, headache, cough, shortness of breath, pain in the chest, muscles and joints.	Antibacterial Anti-inflammatory	1-2 days	1 month
Without cough	In the presence of both dry and wet cough with various infections. To get the best effect, it is recommended to use in conjunction with the "Anti-cold" and "Free Breath" programs on the DeVita Ritm device.	Anti-inflammatory Decongestant Relieves from spasms	Within 1 day	1 month

Without pneumonia	In the presence of respiratory tract infection, cough, general weakness, fatigue, drowsiness, shortness of breath, chest pain. It is recommended to use with other anti-inflammatory programs aimed at normalizing the function of the respiratory system.	Anti-inflammatory Decongestant	2-3 days	1 month
-------------------	--	-----------------------------------	----------	---------

DeVita AP (manual programs)

Name of the program	In which cases the program can be used	Effect	First results	Lasting effect
Mode 1 - automatic	Viral and protozoan loads. Optimal disease prevention when changing climatic zones, visiting Asian countries.	Antiviral Anti-inflammatory Anti-protozoan Antitoxic	1-3 days	2-4 weeks
Mode 2 - automatic	Toxic stress caused by streptococcus and staphylococcus. Effective both for colds and for the prevention of coccal infections.	Antibacterial Anti-inflammatory Antitoxic	2-3 hours	10-14 days
Mode 3 - automatic	Bacterial burden in the digestive tract and the genitourinary system.	Antiviral Anti-inflammatory Antibacterial Antitoxic	1-3 days	2-4 weeks
Mode 4 - automatic	Presence of mycotoxins in the organism formed by mold and yeast. Reduces the risk of accumulation of carcinogenic factors.	Antifungal Anti-inflammatory Antitoxic	2-3 days	1-2 months

Cleansing - automatic	Violation of the lymphatic system, swelling, decreased immunity.	Antiseptic Antitoxic Lymphatic drainage Decongestant	Within 1 day	1 month
No parasites - automatic	Parasitic burden in the liver, pancreas, intestines, as well as toxic load caused by the vital activity of these microorganisms.	Antiparasitic Antitoxic	2-3 days	1 - 2 months
No flu - automatic	Inflammatory processes caused by various strains of the influenza virus.	Antiviral Antipyretic Anesthetic Anti-inflammatory Antitoxic	2-3 hours	5-10 days
Stop herpes S - automatic	In case of vesicles forms on the mucous membranes of the lips, genitals, eyes, mouth, skin, which are formed due to activation of the Herpes Simplex virus.	Antiviral Anti-inflammatory Antipruritic Antitoxic	Within 1 day	1 month
Stop herpes Z - automatic	Shingles - skin rashes, accompanied by severe pain along the sensory nerve.	Antiviral Anti-inflammatory Antipruritic Anesthetic Antitoxic	Within 1 day	1 month
Without cold - automatic	Inflammation of the nose, throat, bronchi.	Antiviral Anti-inflammatory Antitoxic	Within 1 day	5-7 days

Support immune system - automatic	Effective for preventing colds infections during hypothermia and during mass illnesses.	Antiviral Antitoxic	2-3 hours	5-7 days
Without helminths - automatic	Effective for the prevention of helminthiasis in children and adults.	Antiparasitic Antitoxic	2-3 days	1-2 months
Weight Reduction - automatic	Excess weight, resulting from viral complications. Puffiness.	Antiviral Antitoxic	1-2 days	4-6 months
Reduce Points - automatic	Violation of the lymphatic system, fluid retention, decreased immunity due to increased intoxication.	Antitoxic Lymphatic drainage Decongestant	1-2 days	4-6 months
Cell Protection 1	For removal of the general viral, herpetic and bacterial toxic loads. Reduces the activity of viruses and the negative effect of streptococcal toxins.	Antiviral Antibacterial Antitoxic	3-4 days	4-6 months
Cell Protection 2	Wrong lifestyle, great stress and physical exertion, living in adverse ecological areas. It is recommended to use the program within the application scheme of the "Healthy Cell" complex.	Antiviral Anti-protozoan Anti-inflammatory Protects cells	Within 1 week	6-12 months
Cell Protection 3	The program is effective against staphylococcal and chlamydial infections, and also reduces the negative impact of protozoan lesions of the genitourinary tract.	Antiviral Antibacterial Anti-protozoan Anti-inflammatory	3-4 days	4-6 months

Cell Protection 4	Fungal load and in order to prevent mutations and negative cell degeneration. It is recommended to use the program within the application scheme of the "Healthy Cell" complex.	Antifungal Anti-inflammatory Antitoxic Protecting cells	Within 1 week	6-12 months
Lyme 1 - automatic	Removal of the general viral, herpetic and bacterial toxic load. Reduces the activity of viruses and the negative effect of streptococcal toxins.	Antiviral Antibacterial Antitoxic	3-4 days	4-6 months
Lyme 2 - automatic	Tick bites, the detection of tick-borne borreliosis or Lyme disease. It is recommended to use the program within the application scheme of the "Lyme disease" complex.	Antiviral Antibacterial Anti-protozoan Anti-inflammatory	3-4 days	6-12 months
Lyme 3 - automatic	The program is effective against staphylococcal and chlamydial infections, and also reduces the negative impact of protozoan lesions of the genitourinary tract.	Antiviral Antibacterial Anti-protozoan Anti-inflammatory	3-4 days	4-6 months
Lyme 4 - automatic	Tick bites, the detection of tick-borne borreliosis or Lyme disease. It is recommended to use the program within the application scheme of the "Lyme disease" complex.	Antibacterial Antifungal Anti-inflammatory Antitoxic	3-4 days	6-12 months

Restoration 1 - automatic	Inflammation and damage to the mucous cavity, with dental interventions, an unbalanced diet.	Anesthetic Decongestant Anti-inflammatory Accelerates regeneration	1-2 days	1 month
Restoration 2 - automatic	After surgical interventions, with any damage to the integrity of the skin and mucous membranes, with inflammatory processes.	Anesthetic Decongestant Anti-inflammatory Accelerates regeneration	Within 1 day	2-4 weeks
Healthy Gums - Automatic	Infections and injuries of the oral cavity. It is recommended to use according to the application scheme of the "Healthy Teeth" complex	Decongestant Anti-inflammatory Accelerates regeneration	1-2 days	4-6 months
Nerve Regeneration - automatic	Negative disorder of the nervous system, a violation of the integrity of the nerve fiber caused by tick bites or other factors.	Anti-inflammatory Decongestant Anesthetic Protects cells	Within 1 week	6-12 months
Healthy Breathing - automatic	Diseases of the respiratory tract: nose, throat, bronchi, lungs.	Antiviral Antibacterial Antitoxic Anti-inflammatory	1-2 days	1 month

Appendix 5 – „Recommended DeVita programs for use with various functional problems“.

Organ system	Disorders of the organs of the system	Programs on DeVita Ritm	Programs on DeVita Ritm
Cardio-vascular system	Cardiac / coronary insufficiency (coronary heart disease, angina pectoris, post-infarction state, toxic damage to the heart muscle, functional overload of the heart, etc.)	Healthy Day - automatic Health - automatic Complete cleansing - automatic Healthy sleep Healthy heart	Antivirus Mode 2 – automatic No chlamydia No schistosomes (blood-flukes) & trematods Cleansing - automatic Intimate health Anti-virus Gastrointestinal Restoration 2 - automatic
	Heart rhythm disorders (arrhythmia, tachycardia)	Healthy Day - automatic Health - automatic Complete cleansing - automatic Healthy heart Cardiac rhythm normalization Healthy sleep - automatic	Antivirus Mode 2 – automatic No chlamydia No schistosomes (blood-flukes) & trematods Cleansing - automatic Anti-virus Gastrointestinal Intimate health

<p>Cardio-vascular system</p>	<p>Hypertension, hypotension, varicose veins, atherosclerosis and other diseases of the vascular system</p>	<p>Healthy Day - automatic Health - automatic Complete cleansing - automatic Normal blood pressure - automatic Healthy venous system Without headache Digestion normalization Healthy sleep - automatic</p>	<p>Antivirus Mode 2 – automatic Mode 3 – automatic No chlamydia, No schistosomes (blood-flukes) & trematods Cleansing - automatic Anti-virus Gastrointestinal Without Yersinia Stop Migraine</p>
<p>Digestive system</p>	<p>Gastritis, esophagitis, heartburn, ulcer</p>	<p>Healthy Day - automatic Health – automatic Healthy sleep - automatic</p>	<p>No helicobacter Mode 4 – automatic No parasites - automatic Cleansing - automatic Restoration 2 - automatic</p>
	<p>Duodenitis, colitis, enteritis, ulcer, irritable bowel syndrome, dysbiosis, atony.</p>	<p>Healthy Day - automatic Health - automatic Complete cleansing - automatic</p>	<p>Mode 1 - automatic Mode 2 - automatic Mode 3 - automatic Mode 4 - automatic No parasites – automatic Without nematodes and ascarididae - New Cleansing - automatic Without Salmonella Without Proteus Without Klebsiella Stop Amoeba Without Clostridia</p>

Digestive system	Hepatitis, biliary dyskinesia, cholecystitis, pancreatitis, diabetes, cholelithiasis.	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health - automatic</p> <p>Complete cleansing - automatic</p> <p>Digestion normalization</p> <p>Normal blood sugar</p> <p>Healthy Pancreas</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 3 - automatic</p> <p>No parasites – automatic</p> <p>Without nematodes and ascarididae</p> <p>- New</p> <p>No bacteria</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>Healthy Bile</p> <p>Without Trematodes – General 1,2</p> <p>Without Salmonella</p> <p>Without Leptospira</p> <p>Restoration 2 - automatic</p>
	Acute diseases (poisoning, allergies)	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Digestion normalization</p> <p>Without allergens</p> <p>No poisoning - automatic</p>	<p>Healthy Gastrointestinal</p> <p>Help against poisoning</p> <p>Drainage Antitox</p> <p>No allergies</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>Stop Penicillium</p> <p>Mexican detoxification</p> <p>Without Clostridia</p> <p>Without Shigella</p> <p>Without Proteus</p> <p>Without Rotavirus</p>

Nervous system	Neurosis	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health – automatic</p> <p>Good mood</p> <p>Healthy sleep - automatic</p> <p>Functional memory +</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Mode 3 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>Stop Migraine</p> <p>No parasites – automatic</p> <p>No bacteria</p> <p>No fungi</p>
	Autonomic dysfunction	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health – automatic</p> <p>Good mood</p> <p>Healthy sleep - automatic</p> <p>Healthy heart</p> <p>Healthy kidneys</p> <p>Without headache</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Mode 3 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>No parasites – automatic</p> <p>No bacteria</p> <p>No fungi</p> <p>No chlamydia</p> <p>Anti-virus Gastrointestinal</p> <p>Stop Migraine</p>
	Stroke	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health – automatic</p> <p>Recovery from injuries</p> <p>Healthy sleep - automatic</p> <p>Healthy heart</p> <p>Without headache</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Mode 3 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>No parasites – automatic</p> <p>No bacteria,</p> <p>No fungi</p> <p>No chlamydia</p> <p>Anti-virus Gastrointestinal</p> <p>Stop Migraine</p>

Nervous system	Radiculitis, neuritis, shingles	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health – automatic</p> <p>Recovery from injuries</p> <p>Healthy sleep – automatic</p> <p>Joints without pain – automatic</p> <p>Nervous System - General</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Mode 3 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>No parasites – automatic</p> <p>No bacteria,</p> <p>No fungi</p> <p>Stop herpes Z - automatic</p> <p>Anti-virus Gastrointestinal</p> <p>Restoration 2 - automatic</p>
Endocrine system	Hypothalamic-pituitary disorders	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health - automatic</p> <p>Complete cleansing - automatic</p> <p>Women's health,</p> <p>Men's health</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>Drainage Antitox</p> <p>Anti-virus Gastrointestinal</p> <p>Without Cryptococcus</p>
	Pancreatic disease	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health - automatic</p> <p>Complete cleansing - automatic</p> <p>Digestion normalization</p> <p>Normal blood sugar</p> <p>Healthy Pancreas</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>No parasites – automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>Without Trematodes - General</p> <p>1,2</p> <p>Without Salmonella</p> <p>Restoration 2 - automatic</p>

Endocrine system	Thyroid disease	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health - automatic</p> <p>Complete cleansing - automatic</p> <p>Women's health, Men's health</p> <p>Digestion normalization</p> <p>Healthy Thyroid</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>Drainage Antitox</p> <p>Restoration 2 - automatic</p>
	Adrenal disease	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health - automatic</p> <p>Complete cleansing - automatic</p> <p>Women's health, Men's health</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>Drainage Antitox</p> <p>Restoration 2 - automatic.</p>
	Genital Diseases	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health - automatic</p> <p>Complete cleansing - automatic</p> <p>Women's health, Men's health</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Mode 3 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>No chlamydia</p> <p>Stop herpes S - automatic</p> <p>Anti-virus Gastrointestinal,</p> <p>Without Papilloma - General</p> <p>Without Trichomonas</p> <p>Without Enterococcus</p> <p>Restoration 2 - automatic</p>

Reproductive system	Female Genital Disorders (cycle disorders, painful menstruation, menopause, neoplasms)	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health – automatic</p> <p>Women's health</p> <p>Female sexuality</p> <p>Complete cleansing - automatic</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Mode 3 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>No chlamydia</p> <p>Stop herpes S - automatic</p> <p>Without Proteus</p> <p>Anti-virus Gastrointestinal</p> <p>Without Papilloma - General</p> <p>Without Trichomonas</p> <p>Without Enterococcus</p> <p>Restoration 2 - automatic</p>
	Male Genital Disorders (prostatitis, adenoma, problems with potency)	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health – automatic</p> <p>Men's Health - automatic</p> <p>Male sexuality</p> <p>Complete cleansing - automatic</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Mode 3 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>No chlamydia</p> <p>Stop herpes S - automatic</p> <p>Without Proteus</p> <p>Anti-virus Gastrointestinal</p> <p>Without Papilloma - General</p> <p>Without Trichomonas</p> <p>Without Enterococcus</p> <p>Restoration 2 - automatic</p>

<p>Urinary system</p>	<p>Urethritis, Cystitis, Urolithiasis, gout, pyelonephritis</p>	<p>Healthy Day - automatic Health – automatic Complete cleansing – automatic Healthy joints - automatic Without gout - automatic</p>	<p>Mode 1 - automatic Mode 2 - automatic Mode 3 - automatic Mode 4 - automatic Cleansing - automatic No chlamydia Stop herpes S - automatic Without Proteus Anti-virus Gastrointestinal Without Enterococcus Stop Penicillium Without Kidney Papilloma Without Trichomonas Restoration 2 - automatic</p>
<p>Respiratory system</p>	<p>Problems of the upper respiratory tract (acute respiratory infections, rhinitis, tracheitis, laryngitis, pharyngitis, sinusitis)</p>	<p>Healthy Day - automatic Health – automatic Without allergens Anti-cold</p>	<p>Without cold - automatic Mode 2 - automatic Mode 3 - automatic Mode 4 - automatic Cleansing - automatic No allergies No bacteria Clean Sinuses Against Cold - General, Restoration 2 - automatic Anti-virus Gastrointestinal Healthy Breathing - automatic</p>

Respiratory system	Lower respiratory problems (bronchitis, bronchial asthma, pneumonia)	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health – automatic</p> <p>Without allergens</p> <p>Anti-cold - automatic</p>	<p>Without cold - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Mode 3 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>No allergies</p> <p>No bacteria</p> <p>No parasites - automatic</p> <p>No nematodes and ascarides</p> <p>Healthy Breathing - automatic</p> <p>Without pneumonia</p> <p>Without cough</p> <p>Restoration 2 - automatic</p> <p>Without Pseudomonas aeruginosa</p>
Skin / mucous membranes	Contact dermatitis, seborrheic dermatitis	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health – automatic</p> <p>Complete cleansing – automatic</p> <p>Healthy sleep – automatic</p> <p>Healthy skin and hair - automatic</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic</p> <p>No fungi</p> <p>No allergies</p> <p>Drainage Antitox</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>Restoration 2 - automatic</p>

Skin / mucous membranes	Neurodermatitis, eczema	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health – automatic</p> <p>Complete cleansing – automatic</p> <p>Healthy sleep – automatic</p> <p>Without allergens</p> <p>Women’s health, Men’s health</p> <p>Beautiful skin</p>	<p>Mode 2 - automatic</p> <p>Mode 3 - automatic</p> <p>No allergies</p> <p>Drainage Antitox</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>Without Proteus</p> <p>Without Pseudomonas aeruginosa</p> <p>Restoration 2 - automatic</p>
	Allergy	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health - automatic</p> <p>Complete cleansing - automatic</p> <p>Without allergens</p> <p>Anti-cold</p>	<p>Mode 4 - automatic</p> <p>No parasites - automatic</p> <p>Without nematodes and ascarididae - New</p> <p>No allergies</p> <p>Drainage Antitox</p> <p>Cleansing - automatic</p>
Musculo-skeletal system	Osteochondrosis, arthritis, arthrosis, gout, protrusion, trauma, bursitis, myositis	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health – automatic</p> <p>Complete cleansing – automatic</p> <p>Joints without pain - automatic</p> <p>Healthy joints – automatic</p> <p>Without gout - automatic</p> <p>Recovery from injuries</p>	<p>Mode 1 - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Mode 3 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic</p> <p>Cleansing - automatic</p> <p>No chlamydia</p> <p>Drainage Antitox</p> <p>Against Lyme Disease 1,2</p> <p>Without Pseudomonas aeruginosa</p> <p>Without Enterococcus</p>

<p>Immune system</p>	<p>Allergy, problems of the thymus, spleen, lymph nodes</p>	<p>Healthy Day - automatic Health – automatic Complete cleansing – automatic Without allergens Clean lymph Without headache</p>	<p>Without cold - automatic Mode 2 - automatic Mode 4 - automatic No parasites - automatic Without nematodes and ascarididae - New Drainage Antitox Cleansing - automatic Mexican detoxification No allergies Against Cold - General Throat Without Pain Restoration 2 - automatic Stop Penicillium</p>
<p>Sensory organs</p>	<p>Eye problems (optic atrophy, blepharitis, keratitis, conjunctivitis, cataracts, glaucoma, myopia, hyperopia, astigmatism)</p>	<p>Healthy Day - automatic Health – automatic Complete cleansing – automatic Healthy eyesight Without allergens Nervous System - General</p>	<p>Support immune system - automatic Mode 2 - automatic Mode 3 - automatic Cleansing - automatic Stop herpes S - automatic Restoration 2 - automatic No parasites - automatic Without nematodes and ascarididae - New No chlamydia No fungi No allergies Drainage Antitox</p>

Sensory organs	Hearing problems (otitis media, hearing loss)	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health – automatic</p> <p>Complete cleansing – automatic</p> <p>Healthy Ears</p> <p>Nervous System - General</p> <p>Recovery from injuries</p> <p>Anti-cold</p>	<p>Without cold - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Mode 4 - automatic, Intimate health</p> <p>No allergies</p> <p>Anti-virus Gastrointestinal</p> <p>Ears Without Inflammation</p> <p>Clean Sinuses</p> <p>Against Cold - General</p> <p>Restoration 2 - automatic</p>
	Problems of the sense of smell (acute respiratory disease, sinusitis, rhinitis, trauma)	<p>Healthy Day - automatic</p> <p>Health – automatic</p> <p>Complete cleansing – automatic</p> <p>Nervous System - General</p> <p>Anti-cold</p> <p>Without allergens</p> <p>Recovery from injuries</p>	<p>Without cold - automatic</p> <p>Mode 2 - automatic</p> <p>Intimate health</p> <p>No allergies</p> <p>No bacteria</p> <p>Anti-virus Gastrointestinal</p> <p>Clean Sinuses - General</p> <p>Clean Sinuses</p> <p>Against Cold - General</p> <p>Stop Coronavirus - New</p> <p>Restoration 2 - automatic</p>

<p>Dental problems</p>	<p>Damage and inflammation of the mucosa, bleeding gums, pain after dental interventions</p>	<p>Healthy Day - automatic Health – automatic Complete cleansing – automatic Strong Teeth Recovery from injuries</p>	<p>Mode 1 - automatic Mode 2 - automatic Mode 4 - automatic No fungi Healthy Gums - Automatic Restoration 1-2 - automatic Stop Injury (teeth) Without Fistula Drainage Antitox</p>
------------------------	--	--	--

Appendix 6 – "List of DeVita Cosmo special programs and areas of exposure".

Nº	Program name	Program description
1	Wrinkle-free skin	<p>The program helps to eliminate facial wrinkles, acne, strengthen skin tone and tighten the facial oval. This is a main program to maintain the health and youth of the skin. Then you can move on to subsequent programs that correct the work of the organs and make a facial changes.</p> <p>Application (Fig. 1): The position of the device does not matter. Quantum console should be driven along the lines shown in Figure 1 in the direction of the arrows (massage lines). Here the linear motion of the console is applied. The eyes should be closed during the procedure. You have to be guided by the feeling.</p> <p>Attention: do not place the device and quantum console on the thyroid gland area.</p>
2	Face tone	<p>Regular use of the program restores the natural processes of cell regeneration, in some cases strengthening them, prevents further aging of the skin, and eliminates minor wrinkles and smoothes the deeper ones. The program gives energy to the whole body, relieves general fatigue, and eases depressive states. This is the second most important program. It should be used for preventive purposes.</p> <p>Application (Fig. 2): The position of the device does not matter. Move the quantum console over one and the other of the auricle, starting at the top of the ear and moving gently downward. Perform four cycles and move on to the other ear. Again 4 cycles and go back to the first, and so on until the end of the session. Be sure to be guided by the sensation of warmth.</p> <p>Attention! The program is applied in the morning or afternoon.</p>
3	Women's health	<p>The program is designed to regulate the female endocrine and reproductive systems. It will be useful for women of any age.</p>

3	Women's health	<p>Application (Fig. 3): Place the device on the solar plexus area. Place the console on the indicated areas (Fig. 3) and perform circular movements on one side and on the other side alternately. Sessions should be performed once a week.</p> <p>Attention! It is not recommended to use this program during pregnancy and for persons under 14 years old.</p>
4	Men's health	<p>The main action of the program lies in the regulation of the male endocrine system: Hypothalamus - pituitary gland – adrenal glands – reproductive glands. It regulates also the function of the prostate. The program is essential for the prevention of impotency.</p> <p>Application (Fig. 4): The device itself should be placed on the area of the solar plexus. Place the console on the indicated in figure 4 area and perform circular movements on one side and on other side alternately.</p> <p>Sessions should be performed once a week.</p>
5	Liver function	<p>The program is aimed at the regulation of the liver and maintaining its functions.</p> <p>Application (Fig. 5): The device should be placed on the right side of the hypochondrium area. With the quantum console we act on the areas shown in Figure 5 one by one with circular movements. Eyes should be closed and oriented by the warmth sensation.</p>
6	Live in peace	<p>Aimed at maintaining a good mood, reducing stress and normalizing sleep.</p> <p>Application (Fig. 6): It is necessary to be in a quiet room, sit comfortably and begin to influence the specified zone (Fig. 6) with circular movements. Eyes closed. The effect on this area stimulates the entire nervous system. It relieves nervousness and gives a sense of calm and tranquility. The position of the device does not matter.</p>

7	It regulation of the stomach	<p>It normalizes the function of the stomach and relieves discomfort.</p> <p>Application (Fig. 7): Place the device on the stomach area. Apply the quantum console to the areas shown in Figure 7 with circular movements Eyes closed.</p>
8	Digestion	<p>It prevents digestive disorders and supports bowel function.</p> <p>Application (Fig. 8): Place the device on the stomach. Apply the quantum console to the indicated areas (Fig. 8) with circular movements Make 4 circular movements on one zone, then switch to the other, etc. Go back to the first zone again, and repeat the cycle until the end of the program. Eyes closed.</p>
9	Like clockwork	<p>The nature provides a timely removal of toxins and other harmful substances from the body. Constipation is a problem associated with difficult and improper bowel movements. A delay in stools for 48 hours is already considered a sign of constipation. Chronic constipation makes the skin pale or yellowish - it loses elasticity, becomes flabby. The program normalizes the work of the large intestine, preventing the formation of unpleasant phenomena.</p> <p>Application (Fig. 9): Place the device on the stomach. Apply the quantum console on the indicated areas (Fig. 9) with circular movements Make 4 circular movements on one area, then move to the other, then go back to the first. The cycle must be repeated until the end of the program.</p>
10	Kidneys stimulation	<p>The kidneys are the second most important organ after the liver, involved in the removal of toxic substances. They regulate water and electrolyte metabolism, acid-base balance, sodium concentration in the body, volume and osmotic pressure of blood and body fluids, remove excess water, urea, creatinine, uric acid, and salts. Kidney malfunction is instantly reflected on the face in the form of edema. The program helps to improve kidney function.</p>

10	Kidneys stimulation	<p>Application (Fig. 10): Place the device on the kidney area on the back side. Apply the quantum console on the indicated areas (Fig. 10) with circular movements. Make 4 circular movements on one zone, then switch to the other, etc. Go back to the first zone again, and cycle until the end of the program. Eyes closed.</p>
11	Thyroid gland	<p>The thyroid gland is an important organ of the endocrine system that regulates metabolism, heat exchange, nervous and other systems. Thyroid diseases are one of the most common in the world and are in the same order as the diseases of the cardiovascular system. The program is designed to prevent such diseases and normalize the entire body, as well as to eliminate dry skin, brittle nails and hair.</p> <p>Application (Fig. 11): The position of the device does not matter, except for the area of the gland itself. Influence the indicated zones (Fig. 11) with the quantum console by circular movements, smoothly moving from one zone to another. Repeat the movements until the end of the program.</p> <p>Attention: do not place the device and quantum console on the thyroid gland area, the effect is carried out strictly on the projection zones: the lower part of the neck along the esophagus, in the supraclavicular area and the area of the jugular fossa.</p>
12	Heart and Vessels	<p>Regulates the heart and blood vessels, improves blood flow to tissues.</p> <p>Application (Fig. 12): Place the device on the heart area. Apply the quantum console on the area shown in Figure 12 in circular movement. Eyes closed.</p>
13	Function of the spleen	<p>The condition of the spleen can affect the condition of the skin, the functioning of other organs and the "mood" of the whole body. The program helps to prevent spleen problems.</p>

13	Function of the spleen	<p>Application (Fig. 13): Place the device on the spleen area - left side of the body, just above the last rib. Apply the quantum console to the area shown in Figure 13 in circular movement. Eyes closed.</p>
14	Key to life	<p>It normalizes the activity of the pancreas.</p> <p>Application (Fig. 14): Place the device on the area of the pancreas. Apply the on the indicated areas (Fig. 14) with circular movements Make 4 circular movements with the quantum console on one zone, then move to the other zone. Go back to the first one again and repeat the cycle until the end of the program. Eyes closed.</p>
15	Sight correction	<p>The program relieves spasms of the small blood vessels of the eyes. It restores the normal function of the muscle that controls the lens.</p> <p>Application (Fig. 15):</p> <ul style="list-style-type: none"> - go to the window; - find a small dot on the glass. If there isn't any, put a small dot on the glass (e.g., with a marker pen); - place the quantum console on the side of the head near the temple. The console should not block the direction of the view. Apply to the areas shown in Figure 15 in a circular movement, guided by the warmth sensation; - while the device is running, focus your attention on this point so that the point is in sharpness (to do this, choose a comfortable distance at which the eye is not strained); - look at the point for 8-10 seconds. After that, move your gaze to the distance for 8-10 seconds; - then repeat this procedure until your eyes feel tired. After that, stop the exercise, do not take the console away from the zones. - Allow the device to run the program until the end; - Gradually increase the training time to the time of the device program. <p>After eye training, let your muscles rest for 20-30 minutes. This is necessary for the eyes to adapt to the new conditions and the muscles to gain elasticity.</p> <p>Attention: It is not advisable to strain your eyes for 2 hours after the session.</p>

16	Clean skin	<p>The program reduces inflammation (redness, acne, etc.)</p> <p>Application (Fig. 16): The device itself should be placed 25-30 cm from the face. Place the console on the indicated areas (Fig. 16) and perform circular movements on one side and the other in turn: first the forehead, then the cheeks, then the abdomen (to the right and left of the navel). The cycle will run until the end of the program. For prevention, use the program every other day. If needed, it can be used daily in sessions: 3-4 days in a row at any time of the day, then take a 3-4 day break and repeat the session. In total 10 sessions. After using this program, it is recommended to use the program "Digestion" as well as "Men's Health" or "Women's Health" to improve the effect.</p>
17	Braid Beauty	<p>In the off-season, the body is stressed: the hair after the winter season does not look perfect. Daily hair loss (up to 100 is normal) is physiologically normal. Hair loss above the norm indicates a disturbance in the body due to stress, exposure to cold, dry indoor climate, micro-nutrient deficiencies, sometimes the result of certain medications. The program helps in the prevention of hair loss and improves its condition.</p> <p>Application (Fig. 17): Place the device in front of your face or in the back of your head. Place the quantum console on the specified zones (Fig. 17). Make 4 circular movements with the quantum console on one zone, then move to the navel area (right and left). Repeat the cycles until the program is completely finished. After applying this program, it is recommended to use the "Digestion" program to improve the effect.</p>
18	Manicure Master	<p>Strengthens and improves the appearance of nails and hand skin.</p> <p>Application (Fig. 18): Place the device 20 cm from the hand to be treated. Make linear slow movements with the quantum console from the fingers to the base of the hand (wrist joint). First on the outside, then on the inside of the hand. Repeat the procedure on the other hand. Move to the abdominal area (right and left of the navel). Repeat the cycle until the end of the program.</p>

19	Face without flaws.	<p>Skin cells are constantly renewing themselves. Old dead cells that remain on the surface often interfere with its beautiful and well-kept appearance. Regular preventive use of the program will help to avoid such phenomena.</p> <p>Application (Fig. 19): Place the device at a distance of 25-30 cm from the face. Place the console on the indicated areas (Fig. 19) and perform circular movements on one and the other side in turn: first the forehead, then the cheeks, then the abdomen (right and left of the navel). Repeat the cycle until the end of the program. For prevention, use the program every other day. If needed, it can be used daily in sessions: 3-4 days in a row at any time of the day, then take a 3-4 day break and repeat the session. In total 10 sessions. After using this program, it is recommended to use the programs "Digestion", "Liver function" to improve the effect.</p>
20	Normalization of blood circulation in legs	<p>The program normalizes blood circulation in the legs, relieves fatigue and swelling.</p> <p>Application (Fig. 20): Place the device at a distance of 20 cm from the foot to be treated. Make linear movements with the quantum console from the fingertips to the base of the foot (ankle joint). First the back side, then the sole side. Repeat the procedure on the other leg. Move to the abdominal area (right and left of the navel). Repeat the cycle until the end of the program.</p>

Appendix 6 – "List of DeVita Cosmo special programs and areas of exposure".

№	Program name	Program description
1	Wrinkle-free skin	<p>The program helps to eliminate facial wrinkles, acne, strengthen skin tone and tighten the facial oval. This is a main program to maintain the health and youth of the skin. Then you can move on to subsequent programs that correct the work of the organs and make a facial changes.</p> <p>Application (Fig. 1): The position of the device does not matter. Quantum console should be driven along the lines shown in Figure 1 in the direction of the arrows (massage lines). Here the linear motion of the console is applied. The eyes should be closed during the procedure. You have to be guided by the feeling.</p> <p>Attention: do not place the device and quantum console on the thyroid gland area.</p>
2	Face tone	<p>Regular use of the program restores the natural processes of cell regeneration, in some cases strengthening them, prevents further aging of the skin, and eliminates minor wrinkles and smoothes the deeper ones.</p> <p>The program gives energy to the whole body, relieves general fatigue, and eases depressive states. This is the second most important program. It should be used for preventive purposes.</p> <p>Application (Fig. 2): The position of the device does not matter. Move the quantum console over one and the other of the auricle, starting at the top of the ear and moving gently downward. Perform four cycles and move on to the other ear. Again 4 cycles and go back to the first, and so on until the end of the session. Be sure to be guided by the sensation of warmth.</p> <p>Attention! The program is applied in the morning or afternoon.</p>

3	Women's health	<p>The program is designed to regulate the female endocrine and reproductive systems. It will be useful for women of any age.</p> <p>Application (Fig. 3): Place the device on the solar plexus area. Place the console on the indicated areas (Fig. 3) and perform circular movements on one side and on the other side alternately. Sessions should be performed once a week.</p> <p>Attention! It is not recommended to use this program during pregnancy and for persons under 14 years old.</p>
4	Men's health	<p>The main action of the program lies in the regulation of the male endocrine system: Hypothalamus - pituitary gland - adrenal glands - reproductive glands. It regulates also the function of the prostate. The program is essential for the prevention of impotency.</p> <p>Application (Fig. 4): The device itself should be placed on the area of the solar plexus. Place the console on the indicated in figure 4 area and perform circular movements on one side and on other side alternately.</p> <p>Sessions should be performed once a week.</p>
5	Liver function	<p>The program is aimed at the regulation of the liver and maintaining its functions.</p> <p>Application (Fig. 5): The device should be placed on the right side of the hypochondrium area. With the quantum console we act on the areas shown in Figure 5 one by one with circular movements. Eyes should be closed and oriented by the warmth sensation.</p>
6	Live in peace	<p>Aimed at maintaining a good mood, reducing stress and normalizing sleep.</p> <p>Application (Fig. 6): It is necessary to be in a quiet room, sit comfortably and begin to influence the specified zone (Fig. 6) with circular movements. Eyes closed. The effect on this area stimulates the entire nervous system. It relieves nervousness and gives a sense of calm and tranquility. The position of the device does not matter.</p>

7	It regulation of the stomach	<p>It normalizes the function of the stomach and relieves discomfort.</p> <p>Application (Fig. 7): Place the device on the stomach area. Apply the quantum console to the areas shown in Figure 7 with circular movements Eyes closed.</p>
8	Digestion	<p>It prevents digestive disorders and supports bowel function.</p> <p>Application (Fig. 8): Place the device on the stomach. Apply the quantum console to the indicated areas (Fig. 8) with circular movements Make 4 circular movements on one zone, then switch to the other, etc. Go back to the first zone again, and repeat the cycle until the end of the program. Eyes closed.</p>
9	Like clockwork	<p>The nature provides a timely removal of toxins and other harmful substances from the body. Constipation is a problem associated with difficult and improper bowel movements. A delay in stools for 48 hours is already considered a sign of constipation. Chronic constipation makes the skin pale or yellowish - it loses elasticity, becomes flabby. The program normalizes the work of the large intestine, preventing the formation of unpleasant phenomena.</p> <p>Application (Fig. 9): Place the device on the stomach. Apply the quantum console on the indicated areas (Fig. 9) with circular movements Make 4 circular movements on one area, then move to the other, then go back to the first. The cycle must be repeated until the end of the program.</p>
10	Kidneys stimulation	<p>The kidneys are the second most important organ after the liver, involved in the removal of toxic substances. They regulate water and electrolyte metabolism, acid-base balance, sodium concentration in the body, volume and osmotic pressure of blood and body fluids, remove excess water, urea, creatinine, uric acid, and salts. Kidney malfunction is instantly reflected on the face in the form of edema. The program helps to improve kidney function.</p>

10	Kidneys stimulation	<p>Application (Fig. 10): Place the device on the kidney area on the back side. Apply the quantum console on the indicated areas (Fig. 10) with circular movements Make 4 circular movements on one zone, then switch to the other, etc. Go back to the first zone again, and cycle until the end of the program. Eyes closed.</p>
11	Thyroid gland	<p>The thyroid gland is an important organ of the endocrine system that regulates metabolism, heat exchange, nervous and other systems. Thyroid diseases are one of the most common in the world and are in the same order as the diseases of the cardiovascular system. The program is designed to prevent such diseases and normalize the entire body, as well as to eliminate dry skin, brittle nails and hair.</p> <p>Application (Fig. 11): The position of the device does not matter, except for the area of the gland itself. Influence the indicated zones (Fig. 11) with the quantum console by circular movements, smoothly moving from one zone to another. Repeat the movements until the end of the program.</p> <p>Attention: do not place the device and quantum console on the thyroid gland area, the effect is carried out strictly on the projection zones: the lower part of the neck along the esophagus, in the supraclavicular area and the area of the jugular fossa.</p>
12	Heart and Vessels	<p>Regulates the heart and blood vessels, improves blood flow to tissues.</p> <p>Application (Fig. 12): Place the device on the heart area. Apply the quantum console on the area shown in Figure 12 in circular movement. Eyes closed.</p>
13	Function of the spleen	<p>The condition of the spleen can affect the condition of the skin, the functioning of other organs and the "mood" of the whole body. The program helps to prevent spleen problems.</p> <p>Application (Fig. 13): Place the device on the spleen area - left side of the body, just above the last rib. Apply the quantum console to the area shown in Figure 13 in circular movement. Eyes closed.</p>

14	Key to life	<p>It normalizes the activity of the pancreas.</p> <p>Application (Fig. 14): Place the device on the area of the pancreas. Apply the on the indicated areas (Fig. 14) with circular movements Make 4 circular movements with the quantum console on one zone, then move to the other zone. Go back to the first one again and repeat the cycle until the end of the program. Eyes closed.</p>
15	Sight correction	<p>The program relieves spasms of the small blood vessels of the eyes. It restores the normal function of the muscle that controls the lens.</p> <p>Application (Fig. 15):</p> <ul style="list-style-type: none"> - go to the window; - find a small dot on the glass. If there isn't any, put a small dot on the glass (e.g., with a marker pen); - place the quantum console on the side of the head near the temple. The console should not block the direction of the view. Apply to the areas shown in Figure 15 in a circular movement, guided by the warmth sensation; - while the device is running, focus your attention on this point so that the point is in sharpness (to do this, choose a comfortable distance at which the eye is not strained); - look at the point for 8-10 seconds. After that, move your gaze to the distance for 8-10 seconds; - then repeat this procedure until your eyes feel tired. After that, stop the exercise, do not take the console away from the zones. - Allow the device to run the program until the end; - Gradually increase the training time to the time of the device program. <p>After eye training, let your muscles rest for 20-30 minutes. This is necessary for the eyes to adapt to the new conditions and the muscles to gain elasticity.</p> <p>Attention: It is not advisable to strain your eyes for 2 hours after the session.</p>

16	Clean skin	<p>The program reduces inflammation (redness, acne, etc.)</p> <p>Application (Fig. 16): The device itself should be placed 25-30 cm from the face. Place the console on the indicated areas (Fig. 16) and perform circular movements on one side and the other in turn: first the forehead, then the cheeks, then the abdomen (to the right and left of the navel). The cycle will run until the end of the program. For prevention, use the program every other day.</p> <p>If needed, it can be used daily in sessions: 3-4 days in a row at any time of the day, then take a 3-4 day break and repeat the session. In total 10 sessions. After using this program, it is recommended to use the program "Digestion" as well as "Men's Health" or "Women's Health" to improve the effect.</p>
17	Braid Beauty	<p>In the off-season, the body is stressed: the hair after the winter season does not look perfect. Daily hair loss (up to 100 is normal) is physiologically normal. Hair loss above the norm indicates a disturbance in the body due to stress, exposure to cold, dry indoor climate, micronutrient deficiencies, sometimes the result of certain medications. The program helps in the prevention of hair loss and improves its condition.</p> <p>Application (Fig. 17): Place the device in front of your face or in the back of your head. Place the quantum console on the specified zones (Fig. 17). Make 4 circular movements with the quantum console on one zone, then move to the navel area (right and left). Repeat the cycles until the program is completely finished. After applying this program, it is recommended to use the "Digestion" program to improve the effect.</p>
18	Manicure Master	<p>Strengthens and improves the appearance of nails and hand skin.</p> <p>Application (Fig. 18): Place the device 20 cm from the hand to be treated. Make linear slow movements with the quantum console from the fingers to the base of the hand (wrist joint). First on the outside, then on the inside of the hand. Repeat the procedure on the other hand. Move to the abdominal area (right and left of the navel). Repeat the cycle until the end of the program.</p>

19	Face without flaws	<p>Skin cells are constantly renewing themselves. Old dead cells that remain on the surface often interfere with its beautiful and well-kept appearance. Regular preventive use of the program will help to avoid such phenomena.</p> <p>Application (Fig. 19): Place the device at a distance of 25-30 cm from the face. Place the console on the indicated areas (Fig. 19) and perform circular movements on one and the other side in turn: first the forehead, then the cheeks, then the abdomen (right and left of the navel). Repeat the cycle until the end of the program. For prevention, use the program every other day. If needed, it can be used daily in sessions: 3-4 days in a row at any time of the day, then take a 3-4 day break and repeat the session. In total 10 sessions. After using this program, it is recommended to use the programs "Digestion", "Liver function" to improve the effect.</p>
20	Normalization of blood circulation in legs	<p>The program normalizes blood circulation in the legs, relieves fatigue and swelling.</p> <p>Application (Fig. 20): Place the device at a distance of 20 cm from the foot to be treated. Make linear movements with the quantum console from the fingertips to the base of the foot (ankle joint). First the back side, then the sole side. Repeat the procedure on the other leg. Move to the abdominal area (right and left of the navel). Repeat the cycle until the end of the program.</p>



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8



Figure 9



Figure 10



Figure 11



Figure 12



Figure 13



Figure 14



Figure 15



Figure 16



Figure 17



Figure 18



Figure 19



Figure 20

Appendix 7 – "List of recommended frequency sets for DeVita Cosmo with cycle of applications and the zones of exposure".

1. General disorders

Pain in general

Set of frequencies: 3,8+4,0+4,9+5,5+8,0+9,4+9,5+9,6

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 10, 12, 16, 19

2nd day — 1, 2, 10, 12, 16, 19

3rd day — 1, 4, 10, 12, 16, 19

4th day — 4, 5, 10, 12, 19

Detox

Set of frequencies: 0,7+0,9+2,5+2,65+3,3+9,8+56,0+69,0

Areas of exposure:

1st day — 1, 4, 5, 7, 19

2nd day — 5, 6, 9, 12, 16

3rd day — 7, 19

4th day — 4, 5, 16, 19

Overweight

Set of frequencies: 2,0+4,0+4,9+32,0+35,50

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4, 7, 19

2nd day — 2, 4, 5, 19

3rd day — 5, 6, 7, 9

4th day — 7, 11, 19

Weakness, fatigue

Set of frequencies: 5,8+9,6+91,5+92,5+99,5

Areas of exposure:

1st day — 2, 10, 12, 19

2nd day — 2, 6, 9, 10

3rd day — 2, 10, 19

4th day — 2, 7, 10, 12, 19

Professional exposure to risk factors

Set of frequencies: 2,2+10,0+12,5+15,0+19,5+26,0+92,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 4, 5, 7

2nd day — 1, 4, 5, 7

3rd day — 1, 4, 5, 7

4th day — 1, 4, 5, 7

Cramp and spasm

Set of frequencies: 6,0+6,8+33,5+54,0+64,0+70,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 19

2nd day — 1, 2, 19

3rd day — 1, 2, 19

4th day — 2, 19, 19

Tobacco Smoking

Set of frequencies: 3,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4

2nd day — 1, 4, 12, 19

3rd day — 1, 4, 5

4th day — 1, 5, 6, 9, 19

Injuries

Set of frequencies: 1,2+2,5+3,6+3,8+3,9+8,6+92,0

Areas of exposure:

1st day — 4, 7, 10, 12, 14, 19, injury area

2nd day — 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19, injury area

3rd day — 5, 10, 19, injury area

4th day — 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19, injury area

2. Nervous system, behavioral disorders

Headache

Set of frequencies: 1,2+3, 8+3,9+6,3+7,5+32,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 10, 12, 19

2nd day — 1, 2, 10, 12, 19

3rd day — 1, 2, 10, 12, 19

4th day — 1, 2, 10, 12

Dizziness and impaired stability

Set of frequencies: 4,0+89,0+89,5+95,0+97,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 10

2nd day — 1, 2

3rd day — 1, 2, 10

4th day — 1, 2

Neurocirculatory dystonia

Set of frequencies: 1,2+4,0+6,0+6,3+9,4

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 6, 9, 12

2nd day — 2, 12, 19

3rd day — 1, 2, 6, 9

4th day — 2, 12, 19

Hysteria

Set of frequencies: 2,2+4,5+6,3+31,5

Areas of exposure:

1st day — 2, 4, 5, 7, 10, 11, 19

2nd day — 2, 6, 9, 19

3rd day — 2, 10, 11, 19

4th day — 2, 10, 11

Neurasthenia

Set of frequencies: 2,2+4,5+6,3+31,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4, 5, 10

2nd day — 10, 12, 19

3rd day — 2, 4, 5, 7, 8, 12

4th day — 5, 6, 7, 9, 10, 12, 19

Neuralgia of trigeminal nerve

Set of frequencies: 7,5+10,0+30,0+87,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 12, 19

2nd day — 1, 2, 4, 19

3rd day — 1, 2, 12, 16

4th day — 1, 2, 19

Facial nerve neuritis

Set of frequencies: 3,9+7,5+89,5+91,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 10, 19

2nd day — 1, 6, 9

3rd day — 1, 9, 10

4th day — 1, 9, 10, 19

Loss of appetite (anorexia)

Set of frequencies: 25,0+31,0+35,0+94,5

Areas of exposure:

1st day — 2, 5, 7, 12, 16

2nd day — 2, 7, 18

3rd day — 7, 8, 10, 12

4th day — 4, 5, 6, 9, 12

Lack or loss of sexual desire

Set of frequencies: 2,5+12,5+32,0+38,0+55,0+97,0

Areas of exposure:

1st day — 2, 5, 7, 12, 17, 19

2nd day — 2, 7, 10, 19

3rd day — 1, 4, 6, 7, 8, 9, 19

4th day — 4, 5, 9, 17, 19

Reduced memory

Set of frequencies: 21,0+50,0+80,0+80,5+90,0

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 16, 19

2nd day — 2, 4, 12

3rd day — 2, 16, 19

4th day — 2, 4, 12, 19

Anxiety-depression states

Set of frequencies: 3,5+5,5+19,0+92,5+93,5+98,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 5, 19

2nd day — 6, 9, 10, 19

3rd day — 5, 10, 17, 19

4th day — 6, 9, 10, 19

Sleep disorders

Set of frequencies: $2,5+3,6+3,9+5,0+8,1+34,0+92,0$

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 11

2nd day — 2

3rd day — 2, 11

4th day — 1, 2, 11

Cerebrovascular insufficiency

Set of frequencies: $47,5+50,0+50,5+52,5+99,5$

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 16, 19

2nd day — 2, 4, 12

3rd day — 2, 16, 19

4th day — 2, 4, 11, 19

Erectile dysfunction

Set of frequencies: $2,6+4,0+4,9+9,4+55,0+97,0$

Areas of exposure:

1st day — 2, 7, 8, 10, 11, 15, 17

2nd day — 2, 6, 9, 11, 17, 19

3rd day — 1, 5, 7, 9, 11, 19

4th day — 7, 10, 13, 19

3. Sense Organs

Myopia

Set of frequencies: $3,6+4,9+31,5+72,5$

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4, 7, 8, 12, 19

2nd day — 1, 2, 6, 9, 12, 16, 19

3rd day — 1, 4, 5, 7, 12, 19

4th day — 4, 7, 10, 12, 19

Glaucoma

Set of frequencies: $70,0+98,5$

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4, 5, 12, 16, 19

2nd day — 1, 2, 5, 6, 9, 12, 19

3rd day — 1, 4, 7, 8, 9, 19

4th day — 12, 16, 19

Conjunctivitis

Set of frequencies: 11,0+65,5+66,5+70,0+75,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4, 7, 12, 19

2nd day — 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 19

3rd day — 4, 12, 16, 19

4th day — 5, 7, 10, 12, 19

Optic neuritis

Set of frequencies: 3,6+4,9+94,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4, 5, 7, 12, 19

2nd day — 1, 2, 10, 12, 19

3rd day — 1, 5, 6, 9, 10, 16

4th day — 7, 10, 12, 19

Auditory nerve neuritis

Set of frequencies: 3,3+5,8+9,2

Areas of exposure:

1st day — 2, 10, 16, 19

2nd day — 2, 4, 5, 10, 16, 19

3rd day — 1, 3, 5, 7, 12, 16, 19

4th day — 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

Otitis

Set of frequencies: 3,3+5,8+9,2+27,0+98,0

Areas of exposure:

1st day — 6, 9, 10, 12, 19

2nd day — 2, 7, 8, 12, 16

3rd day — 2, 12

4th day — 10, 12, 19

Reduced hearing

Set of frequencies: 5,8+6,0+9,25+9,8+60,0+95,0

Areas of exposure:

1st day — 2, 10, 16, 19

2nd day — 2, 4, 5, 10, 16, 19

3rd day — 1, 3, 5, 7, 12, 16, 19

4th day — 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

4. Cardiovascular system

Varicose veins (lower extremities)

Set of frequencies: 2,5+9,4+10,0+60,5+66,5+68,0+68,5+99,0

Areas of exposure:

1st day — 7, 8, 12, 14, 19

2nd day — 4, 5, 13, 17, 19

3rd day — 5, 7, 8, 9, 14, 19

4th day — 7, 9, 16, 19

Vascular headache

Set of frequencies: 2,5+62,5+65,0+67,5+83,5+96,0+96,5

Areas of exposure:

1st day — 2, 10, 12

2nd day — 2, 7, 12, 16, 19

3rd day — 2, 10, 12

4th day — 2, 12, 16, 19

Hemorrhoids

Set of frequencies: 2,6+3,8+4,0

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 5, 7, 13, 14

2nd day — 6, 9, 10, 17

3rd day — 7, 8, 9, 11, 19

4th day — 4, 5, 13, 17

Arterial hypertension

Set of frequencies: 3,3+6,0+9,45+9,5+62,5

Areas of exposure:

1st day — 2, 4, 6, 9

2nd day — 5, 10, 17

3rd day — 2, 4, 6, 9

4th day — 10, 12, 15, 19

Arterial hypotension

Set of frequencies: $1,7+47,5+48,5+49,0+49,5+50,0+52,5+99,5$

Areas of exposure:

1st day — 2, 7, 8, 11

2nd day — 5, 6, 7

3rd day — 2, 7, 11

4th day — 2, 5, 6, 9, 19

Coronary heart disease

Set of frequencies: $1,2+3,3+9,45+38,0+38,5+95,0+97,0$

Areas of exposure:

1st day — 2, 4, 5, 7, 11

2nd day — 4, 5, 7, 9

3rd day — 2, 4, 5, 7, 9

4th day — 2, 6, 9, 12

Microcirculatory disorder

Set of frequencies: $7,0+9,4+9,45+19,5+40,5+46,0+50,0$

Areas of exposure:

1st day — 2, 4, 6, 9

2nd day — 5, 10, 17

3rd day — 2, 4, 6, 9

4th day — 10, 12, 15, 19

Heart rhythm disorder (tachycardia)

Set of frequencies: $1,2+3,3+6,0+9,45+38,0+38,5+95,0+97,0$

Areas of exposure:

1st day — 2, 4, 5, 10, 11

2nd day — 4, 5, 11, 19

3rd day — 3, 4, 6, 10, 11

4th day — 4, 5, 11, 19

Heart diseases (prevention)

Set of frequencies: $1,2+3,8+8,0+9,45+41,0+43,0+43,5+97,0$

Areas of exposure:

1st day — 2, 4, 5, 10, 11

2nd day — 4, 5, 11, 19

3rd day — 3, 4, 6, 10, 11

4th day — 4, 5, 11, 19

5. Respiratory organs

Allergic rhinitis

Set of frequencies: 2,5+2,9+7,5+12,0+74,0

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 12, 16, 19

2nd day — 1, 2, 12, 19

3rd day — 1, 4, 5, 12, 18, 19

4th day — 4, 5, 7, 12, 16, 19

Angina, tonsillitis

Set of frequencies: 9,45+20,5+52,0+71,5+75,5+82,0+86,0+89,0

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4, 12, 16, 19

2nd day — 2, 4, 5, 7, 12, 19

3rd day — 4, 5, 12, 19

4th day — 7, 8, 10, 12, 19

Bronchial asthma

Set of frequencies: 3,8+5,9+7,7+9,4+50,0+55,0

Areas of exposure:

1st day — 2, 4, 5, 6, 11

2nd day — 2, 7, 8, 11

3rd day — 4, 5, 16

4th day — 4, 19

Bronchospasm

Set of frequencies: 3,8+5,9+7,7+9,4+50,0+55,0

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4, 5

2nd day — 4, 5, 6, 7, 9, 11

3rd day — 4, 7

4th day — 11, 19

Bronchitis

Set of frequencies: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+46,0+86,0

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4, 5

2nd day — 4, 5, 6, 7, 9, 11

3rd day — 4, 7
4th day — 11, 19

Genyantritis (sinusitis)

Set of frequencies: 2,9+3,6+53,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 6, 9, 12, 16, 19

2nd day — 1, 2, 12, 16, 19

3rd day — 1, 12, 19

4th day — 4, 5, 12, 19

Cough

Set of frequencies: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+75,0+81,0

Areas of exposure:

1st day — 2, 4

2nd day — 4, 12, 16

3rd day — 4, 5

4th day — 5, 6, 9, 19

Laryngitis

Set of frequencies: 9,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4, 5, 11

2nd day — 1, 2, 4, 7, 11, 16, 19

3rd day — 4, 11, 19

4th day — 4, 11, 19

Pleurisy

Set of frequencies: 2,5+9,4+11,5

Areas of exposure:

1st day — 2, 5, 6, 9

2nd day — 3, 4, 16

3rd day — 4, 11

4th day — 4, 5, 19

Pneumonia

Set of frequencies: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+46,0+86,0

Areas of exposure:

1st day — 2, 4, 5, 19

2nd day — 2, 5, 7, 16

3rd day — 4, 11, 19

4th day — 4, 5, 11

6. Gastrointestinal

Toothache

Set of frequencies: 3,6+4,9+8,0+9,5+17,3+30,5+31,0+79,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 10, 12, 16, 19

2nd day — 1, 2, 10, 12, 16, 19

3rd day — 1, 4, 10, 12, 16, 19

4th day — 4, 5, 10, 12, 19

Gastritis and duodenitis

Set of frequencies: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 7, 10

2nd day — 2, 6, 9, 12, 19

3rd day — 4, 5, 10, 19

4th day — 5, 7, 12, 19

Chronic hepatitis

Set of frequencies: 0,9+2,5+3,3+9,8+17,0

Areas of exposure:

1st day — 19

2nd day — 5, 6, 9, 12, 16

3rd day — 7, 19

4th day — 4, 5, 16, 19

Biliary dyskinesia

Set of frequencies: 2,65+9,2

Areas of exposure:

1st day — 2, 7, 12, 19

2nd day — 2, 12, 14, 19

3rd day — 5, 6, 7, 9, 12, 16

4th day — 7, 10, 18, 19

Gallstones

Set of frequencies: 3,5+17,0+27,0+84,0+85,0+88,5+94,5+96,0

Areas of exposure:

1st day — 2, 12, 16

2nd day — 7, 10, 19

3rd day — 5, 6, 7, 9, 16

4th day — 7, 15, 19

Constipation

Set of frequencies: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Areas of exposure:

1st day — 2, 9, 12, 17

2nd day — 10, 15, 19

3rd day — 7, 9, 12, 19

4th day — 7, 10, 19

Intestinal colic

Set of frequencies: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Areas of exposure:

1st day — 2, 5, 7, 9, 12, 19

2nd day — 5, 7, 17, 19

3rd day — 6, 7, 8, 9, 12, 19

4th day — 9, 17, 18, 19

Digestive disorders (dyspepsia)

Set of frequencies: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Areas of exposure:

1st day — 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19

2nd day — 2, 7, 19

3rd day — 4, 5, 10, 19

4th day — 5, 7, 12

Oral cavity

Set of frequencies: 4,9+33,6+84,0

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4, 5, 12, 19

2nd day — 1, 2, 4, 5, 7, 19

3rd day — 4, 6, 7, 9, 12, 19

4th day — 4, 12, 16

Nausea and vomiting

Set of frequencies: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Areas of exposure:

1st day — 2, 10, 19

2nd day — 7, 10

3rd day — 5, 6, 11

4th day — 5, 10, 11

Cholecystitis

Set of frequencies: 2,65+9,2

Areas of exposure:

1st day — 2, 7, 10, 19

2nd day — 2, 12, 14, 19

3rd day — 5, 6, 7, 9, 12, 16

4th day — 7, 10, 18, 19

Enteritis and colitis

Set of frequencies: 3,8+5,9+7,7+61,0+63,0

Areas of exposure:

1st day — 2, 5, 7, 10, 12, 16

2nd day — 2, 6, 7, 9, 12

3rd day — 7, 8, 9

4th day — 4, 5, 10, 19

Ulcer (stomach, Duodenum)

Set of frequencies: 8,6+9,4+10,0+67,0+73,0+83,0+96,0

Areas of exposure:

1st day — 2, 4, 10, 12, 17

2nd day — 2, 6, 7, 9, 19

3rd day — 5, 10, 17

4th day — 4, 5, 10, 19

7. Skin and subcutaneous tissue

Atopic dermatitis (neurodermatitis)

Set of frequencies: 0,7+1,7+2,6+9,2+9,4+28,0+64,0

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 4, 5, 10, 11, 15, 18, 19

2nd day — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 19

3rd day — 7, 9, 10, 11, 17, 19

4th day — 10, 11, 19

Eczema

Set of frequencies: $0,7+1,7+2,5+9,25+9,4+28,0+64,0$

Areas of exposure:

1st day — 1, 2, 7, 10, 11, 15, 19

2nd day — 1, 2, 4, 5, 10, 14, 19

3rd day — 3, 4, 5, 7, 9, 19

4th day — 3, 7, 9, 11, 19

8. Musculoskeletal system

Extremity pain

Set of frequencies: $3,8+6,8+33,5+54,0+64,0+70,5+95,0$

Areas of exposure:

1st day — 2, 9, 18, 19

2nd day — 13, 17, 19

3rd day — 13, 14, 19

4th day — 6, 9, 14, 16, 19

Back pain (various causes)

Set of frequencies: $1,2+2,5+3,6+3,8+3,9+7,5+33,0+79,0$

Areas of exposure:

1st day — 7, 9, 10, 19

2nd day — 7, 9, 15

3rd day — 7, 8, 9, 10

4th day — 6, 9, 13

Arthritis of the Knee

Set of frequencies: $1,2+3,5+7,5+63,5+78,0+100,0$

Areas of exposure:

1st day — 7, 13, 14, 19

2nd day — 7, 13

3rd day — 13, 15, 19

4th day — 9, 14, 19

Lumbago, sciatica

Set of frequencies: $62,5+64,5+67,5+76,5+94,0$

Areas of exposure:

1st day — 7, 8, 9, 10, 15

2nd day — 2, 5, 6, 7, 9

3rd day — 7, 9, 10, 15

4th day — 2, 6, 7, 8, 9

Myalgia

Set of frequencies: 4,0+10,0+47,5+50,0+52,5+99,5

Areas of exposure:

1st day — 4, 7, 10, 12, 14, 19

2nd day — 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19

3rd day — 5, 10, 19

4th day — 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19

Cervico-thoracic osteochondrosis

Set of frequencies: 2,0+2,5+3,0+3,5+9,0+59,0+60,0+67,5

Areas of exposure:

1st day — 1, 5, 10, 12, 19

2nd day — 2, 5, 7, 10, 19

3rd day — 2, 5, 7

4th day — 2, 5, 7, 12, 19

Lumbosacral osteochondrosis

Set of frequencies: 9,6+76,0+84,5+95,0+100,0

Areas of exposure:

1st day — 7, 9, 10, 19

2nd day — 7, 9, 15

3rd day — 7, 8, 9, 10

4th day — 6, 9, 13

9. Urinary system

Decreased urine output

Set of frequencies: 8,1+9,4+81,0+86,0+88,0+90,5

Areas of exposure:

1st day — 2, 7, 13, 14, 19

2nd day — 2, 7, 8, 17, 19

3rd day — 3, 6, 9, 13, 17

4th day — 9, 19

Urolithiasis

Set of frequencies: 3,5+17,0+27,0+84,0+85,0+88,5+94,5+96,0

Areas of exposure:

1st day — 2, 7, 8, 9, 11, 19

2nd day — 2, 4, 14, 17, 19

3rd day — 4, 5, 7, 11, 19

4th day — 6, 7, 9, 11, 17, 19

Nephritis

Set of frequencies: 2,8+3,3+8,1+9,2

Areas of exposure:

1st day — 2, 6, 7, 8, 9, 19

2nd day — 2, 9, 11, 17

3rd day — 3, 5, 7, 11, 14

4th day — 4, 7, 11, 15, 19

Cystitis

Set of frequencies: 2,8+3,3+8,1+9,2+9,4

Areas of exposure:

1st day — 2, 9, 13, 17

2nd day — 5, 7, 13, 19

3rd day — 7, 14, 17, 19

4th day — 7, 14, 19

10. Reproductive organs

Female infertility

Set of frequencies: 2,5+3,5+4,0+4,9+8,5+9,4+9,5+9,6

Areas of exposure:

1st day — 2, 4, 7, 8, 9, 14, 19

2nd day — 2, 11, 13, 17, 19

3rd day — 4, 5, 10, 17, 19

4th day — 6, 7, 9, 11, 19

Gynecological problems (common)

Set of frequencies: 2,5+4,0+4,9+5,5+9,4+9,5

Areas of exposure:

1st day — 9, 11, 13, 19

2nd day — 7, 11, 14, 19

3rd day — 5, 8, 11, 17, 19

4th day — 6, 9, 11, 17, 19

Menopause (women)

Set of frequencies: 2,2+4,0+4,9+6,3+9,5+31,5+98,5

Areas of exposure:

1st day — 2, 7, 11, 19

2nd day — 2, 7, 8, 11, 17

3rd day — 4, 5, 10, 19

4th day — 5, 7, 9, 19

Menstrual cycle disorder

Set of frequencies: 20,0+22,0+42,0+49,0+63,0

Areas of exposure:

1st day — 9, 11, 13, 19

2nd day — 7, 11, 14, 19

3rd day — 5, 8, 11, 17, 19

4th day — 6, 9, 11, 17, 19

Benign prostatic hyperplasia

Set of frequencies: 2,5+2,6+4,0+4,9+9,4

Areas of exposure:

1st day — 2, 7, 9, 17, 19

2nd day — 2, 7, 8, 11, 14, 19

3rd day — 11, 13, 17, 19

4th day — 6, 9, 11, 13, 19

Prostatitis

Set of frequencies: 2,6+4,0+4,9+9,4+19,5+57,0+88,5

Areas of exposure:


1st day — 2, 5, 7, 15, 17

2nd day — 2, 6, 7, 9, 17, 19

3rd day — 7, 8, 9, 15, 19

4th day — 11, 13, 19

Atlas of color/light Areas of exposure
List of numerical codes of the Areas of exposure



1. Forehead
2. Ear
3. Neck
4. Jugular notch - sternum
5. Chest
6. Spine
7. Stomach
8. Lower abdomen and genitals
9. Lower back
10. Outside part of the elbow joint

11. Outside surface of the forearm
12. Rear surface of the forearm
13. Thigh
14. Knee
15. Popliteal fossa
16. Outside of lower tibia
17. Inner side of the lower leg
18. Rear side of the shin
19. Foot

Appendix 8 "List of Recommended HV Programs and application Areas".

Nº	Direction of exposure	Frequency, Hz	Active "+" and passive "-" electrode position
Common problems			
1	Allergy	1,7+3,8+8,1+9,6	+ right (left) hand; - right (left) leg
2	Inflammation	3,6	+ on the affected area; - to the opposite side
3	Purulent inflammation	1,7	+ on the affected area; - on the hand on the affected side
4	Headaches	9,45+9,5	+ forehead; - nape (back of the neck)
5	Hemorrhages, injuries	2,5	+ on the affected area; - to the opposite side
6	Obesity	4,0+4,9	+ forehead; - nape or + right hand; - left hand
7	Swelling	2,59	+ on the swollen area; - hand or foot electrode from the opposite side
8	Fatigue	2,2	+ forehead; - nape or + right hand; - left hand
9	Bruise	2,5	+ on the affected area; - to the opposite side
10	Spasms	3,8	+ on the affected area; - to the opposite side
Cardiovascular and respiratory systems			
11	Arteriosclerosis	3,3	+ right hand; - left hand
12	Asthma	0,94	+ chest area; - back area
13	Bronchitis	9,4	+ chest area; - back area
14	Asthmatic bronchitis	8	+ chest area; - back area
15	Varicose veins	2,5	+ on the affected area; - to the opposite side

16	Hemorrhoids	2,6+3,8+4,0	Sequentially: + hand electrode on the rectal area; - right leg Next: + hand electrode on the rectal area; - left leg
17	Hypertensive heart disease	3,3+6,0+9,2+9,4+9,5	+ right hand; - left hand or + forehead; - nape (back of the neck)
18	Systolic hypertension	6	+ right hand; - left hand
19	Diastolic hypertension	9,2	+ right hand; - left hand
20	Hypertension in the background of atherosclerosis	3,3	+ right hand; - left hand
21	Hypotension (collapse)	1,7	+ right hand; - left hand
22	Pneumonia	9,4	+ right hand; - left hand
23	Stenocardia	9,45	+ right hand; - left hand or + heart area; - back
24	Tachycardia	1,2	+ right hand; - left hand
25	Premature heart beat (extrasystole)	6	+ right hand; - left hand
Gastrointestinal tract			
26	Biliary dyskinesia, hyperfunction	9,2	+ right hand; - right leg
27	Biliary dyskinesia, hypo function	2,65	+ right hand; - right leg
28	Inflammation of the duodenum (duodenitis)	9,4	+ right hand; - left hand
29	Gallstones	3,5	+ right hand; - right leg
30	Pancreatitis	4	+ left hand; - left leg
31	Toxic and infectious lesions of the liver	0,9+2,5+3,3+9,8	+ right hand; - right leg

32	Peptic ulcer, 12 duodenal ulcer	8,6	+ right hand; - left hand
33	Peptic ulcer	9,4	+ right hand; - left hand
Musculoskeletal system			
34	Arthritis - arthrosis	1,2+1,6+9,2+9,6 +9,7	+ anterior (outer) side of the joint; - rear (inner) side of the joint
35	Arthritis of the ankle joint	9,6	+ outer side of the joint; - Inner side of the joint
36	Ankylosing spondylitis	9,6	Sequentially: + hand electrode on the vertebral column area; - right leg Next: + hand electrode on the vertebral column area; - left leg
37	Sciatica	9,7	+ zone of pain; - rear surface of the thigh or + hand electrode on the lumbar area; - right leg or left leg
38	Myalgia	6,8	+ affected area; - opposite side
39	Inflammation of the periosteum (periostitis)	2,65	+ affected zone; - opposite side
40	Fractures	8,6	+ zone of fracture; - opposite side
41	Gout	9,29	+ affected zone; - opposite side
42	Spinal pain on the background of osteochondrosis	9,6	+ hand electrode on the vertebral column area; - right or left leg
43	Increased tone of the occipital muscles	4,96	+ neck area; - right or left hand
44	Rheumatism	9,7	Sequentially: + left hand; - left leg. Next: + right hand; - right leg
45	Weakness in the joints of the knees	1,23	Sequentially: + hand electrode on the lumbar area; - right leg Next: +hand electrode on the lumbar area; - left leg

46	Muscle cramps	6,8	+ the affected area; - opposite side
Neuroendocrine System/Psychological Disorders			
47	Insomnia	2,5 или 8,5	+ forehead; - nape
48	Autonomic disorders	2,5	+ right hand; - left hand
49	Hypophysis-disorder	4	+ right hand; - nape or + right hand; - left hand
50	Depressions	5,89	+ forehead; - nape or + right hand; - left hand
51	Melancholy	3,5	+ forehead; - nape or + right hand; - left hand
52	Neuralgia	3,9	+ on the zone of pain; - opposite side
53	Trigeminal neuralgia	7,5	+ affected area; - right or left hand
54	Neuroses	6,3	+ forehead; - nape (back of the neck)
55	Adrenal gland disorder	9,45	+ right leg; - left leg
56	Flaccid paralysis	8,29	+ hand on the affected side; - nape
57	Reduced sensitivity and muscle weakness (paresis)	9,4	+ affected zone; - opposite side
58	Tearfulness	3,6	+ forehead; - nape (back of the neck)
59	Parathyroid gland (Ca and P balance)	4,69	+ neck; - right or left hand
60	Irritability	3,66	+ forehead; - nape (back of the neck)
61	Sleep disorders (phases of sleep)	3,9	+ forehead; - nape (back of the neck)
62	Fear	3,5	+ forehead; - nape

63	Brain concussion	6,3	+ forehead; - nape
64	Diabetes mellitus (glucose reduction effect)	9,2	+ left hand; - left leg
65	Thyroid gland	9,5	+ neck area; - right or left hand
Urogenital system			
66	Inflammation of the uterine appendages	9,4	+ right or left hand; - right or left leg
67	Hypermenorrhea	2,54	+ right (left) arm; - right (left) leg
68	Impotence	2,6+4,0+4,9	Sequentially: + hand electrode on the rectal area; - right leg Next: + hand electrode on the rectal area; - left leg
69	Climax Dysmenorrhea	4,0+4,9+9,5	+ right hand; - left hand
70	Uterine myoma	2,5	+ right leg; - left leg or sequentially: + hand electrode on the pubic area; - right leg Next: + hand electrode on the pubic area; - left leg
71	Painful menstruation	3,54	+ right leg; - left leg or sequentially: + hand electrode on the pubic area; - right leg Next: + hand electrode on the pubic area; - left leg
72	Heavy periods	2,5+4,0+4,9	+ right leg; - left leg or sequentially: + hand electrode on the pubic area; - right leg Next: + hand electrode on the pubic area; - left leg
73	Diuretic effect (regulation of electrolyte balance of K and Na)	8,1	+ right leg; - left leg or + right hand; - right leg
74	Renal colic	2,8+3,3+3,5+8,1	+ right leg; - left leg

75	Kidney inflammation (pyelonephritis)	2,8+3,3+8,1+9,2	+ right leg; - left leg
76	Inflammation of the prostate	9,4	+ right leg; - left leg or sequentially: + hand electrode on the rectal area; right leg Next: + hand electrode on the rectal area; - left leg
77	Bladder inflammation (cystitis)	8,19	+ right leg; - left leg or sequentially: + hand electrode on the pubic area; - right leg Next: + hand electrode on the pubic area; - left leg
78	Inflammation of the uterine mucosa (endometritis)	9,4	+ right leg; - left leg or sequentially: + hand electrode on the rectal area; - right leg Next: hand electrode in the rectal area; - left leg
Dental, skin and ENT problems			
79	Purulent inflammation of the tonsils (angina)	9,45	+ on the neck area; - right or left hand
80	Skin inflammation (dermatitis)	0,7+1,7+2,6+9,2 +9,4	+ right hand; - left hand
81	Runny nose	2,9	Sequentially: + on the area of the sinuses; - right leg. Next: + on the area of the sinuses; - left leg
82	Otosclerosis	3,39	+ area of the mastoid region; - on the affected side
83	Loss of the voice (aphonia)	9,5	+ larynx; - neck area or nape
84	Gum disease (periodontal disease)	1,7+2,5+9,5	+ affected area; - right or left hand
85	Inflammation of the sinuses (sinusitis)	2,5	Sequentially: + the area of the sinuses; - right leg. Next: the area of the sinuses; - left leg
86	Acne	1,7	+ on the affected area; - hand on the affected side
87	Erythema nodosum	9,4	+ affected area; - opposite side

88	Furunculosis	1,7+3,3+4,9+9,2 +9,4	Sequentially: + left hand; - left leg. Next: + right hand; + right leg
89	Eczema	0,7+1,7+2,5+9,2 + 9,4	Sequentially: + left hand; - left leg. Next: + right hand; - right leg
90	Pustular eczema	2,2	+ the affected area; - opposite side
Specific frequencies for headaches of various origins			
91	Cerebral (with circulatory disorders)	1,26	+ forehead; - nape (back of the neck)
92	Meningeal (inflammation of the brain membranes)	4,9	+ forehead; - nape or + right hand; - left hand
93	Headache due to otitis media	5,89	+ forehead; - right or left hand
94	Headache due to diseases of the appendicular sinuses	2,5	+ area of the sinuses; - right or left hand
95	Headache caused by tonsillitis	9,45	+ neck area (projection of tonsils); - right or left hand
96	Headache caused by liver disease	2,66	Sequentially: + left hand; - left leg. Next: + right hand; - right leg
97	Headache caused by stomach diseases	9,4	Sequentially: + left hand; - left leg. Next: + right hand; - right leg
98	Headache caused by intestinal diseases	2,6+8,0+9,4	Sequentially: + forehead or right arm; - right leg. Next: + forehead or right arm; - left leg
99	Headache caused by kidney disease	9,2	Sequentially: + forehead or right arm; - right leg. Next: + forehead or right arm; - left leg
100	Headache caused by urinary tract diseases	9,4	Sequentially: + forehead; - right leg. Next: + forehead; - left leg
101	Headache caused by vegetovascular dystonia	5,5+9,5	+ forehead; - nape (back of the neck)
102	Headache caused by vertebrobasilar insufficiency	9,6	+ forehead; - nape or sequentially: + forehead; - right leg. Next: + forehead; - left leg.

Πολύ -Συσκευή
Ολοκληρωμένης
Αποκατάστασης

DeVita
Combi

Μεθοδολογία

Σκοπός της Συσκευής

Η DeVita Combi είναι μια πολύ-συσκευή ολοκληρωμένη αποκατάστασης 5 σε 1 (DeVita AP, DeVita Ritm, DeVita Cosmo, HV) για ηλεκτρομαγνητικές, κβαντικές και ηλεκτροθεραπευτικές συνεδρίες. Χρησιμοποιείται για την προστασία από παράγοντες άγχους, τη διατήρηση της ομοιόστασης, τη βελτίωση της απόδοσης, τη μείωση του πόνου και την πρόληψη της πρόωρης γήρανσης.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κέντρα αισθητικής/κοσμητολογίας, κέντρα βελτίωσης της υγείας/wellness, στο σπίτι.

Μέθοδοι θεραπευτικής επιρροής

1. Ηλεκτρομαγνητική επιρροή

Ρυθμιστική ηλεκτρομαγνητική επιρροή.

Ως συσκευή ηλεκτρομαγνητικής επιρροής, η DeVita Combi εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα χαμηλής έντασης, αυστηρά καθορισμένου σχήματος και συχνότητας.

Αυτός ο τύπος επιρροής πραγματοποιείται προς δύο κατευθύνσεις:

- ρυθμιστική (χρησιμοποιούνται συχνότητες DeVita Ritm).
- καταστρεπτική για παθογόνα/αντιπαρασιτική (χρησιμοποιούνται συχνότητες DeVita AP).

Η ρυθμιστική ηλεκτρομαγνητική επιρροή βασίστηκε στις μακροχρόνιες έρευνες των R. Voll, H. Schimmel, A.F. Kramer και άλλων επιστημόνων. Σύμφωνα με τις έρευνές τους, κάθε υγιές όργανο έχει τη δική του συχνότητα, η οποία διαφέρει από τη συχνότητα ενός ανάλογου εξασθενημένου οργάνου. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή παράγει συχνότητες χαμηλής έντασης για διάφορα όργανα και συστήματα, προσομοιώνοντας συχνότητες υγιών οργάνων. Η επίδραση αυτών των συχνοτήτων «επαναδιαμορφώνει» το σώμα σε ένα σύνολο υγιών συχνοτήτων το οποίο, ως αποτέλεσμα, οδηγεί σε αύξηση των αποθεμάτων προσαρμογής και αποκατάσταση των διαδικασιών αυτορρύθμισης.

Η λειτουργία της μεθόδου βασίζεται στην ικανότητα ενός ζωντανού οργανισμού να ανταποκρίνεται επιλεκτικά στη δράση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εξαιρετικά χαμηλής έντασης. Υπό την δράση της, ενεργοποιούνται η μεταφορά ουσιών μέσω των κυτταρικών μεμβρανών και οι κύριες βιοενεργειακές διεργασίες, γεγονός που επιτρέπει στον οργανισμό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει προκύψει.

Για να ενισχύσετε το θεραπευτικό αποτέλεσμα, μπορείτε να συνδυάσετε την ηλεκτρομαγνητική μέθοδο με κβαντική ή ηλεκτροθεραπευτική.

Προσοχή: Ορισμένα προγράμματα έχουν περιορισμούς στη χρήση ανά ώρα της ημέρας, ανά ηλικία (βλ. Παράρτημα 1).

Ηλεκτρομαγνητική καταστρεπτική για παθογόνα/αντιπαρασιτική επιρροή.

Η καταστρεπτική για παθογόνα/αντιπαρασιτική επιρροή βασίζεται στις έρευνες του R. Rife και των συνεργατών του. Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι κάθε έμβιο ον έχει τη δική του ηλεκτρομαγνητική υπογραφή. Κύματα ορισμένης συχνότητας, που ταυτίζονται με την ιδιοσυχνότητα των μικροοργανισμών στόχων αναπαράγονται από τη συσκευή, εισέρχονται στον οργανισμό και σε συντονισμό με την ιδιοσυχνότητα των μικροοργανισμών, ενισχύουν τις φυσικές τους ταλαντώσεις. Οι έντονες ταλαντώσεις που δημιουργούνται έχουν μοιραία αποτελέσματα για τους λοιμογόνους παράγοντες και τα παράσιτα.

Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή εκπέμπει συχνότητες για ορισμένους τύπους ιών, βακτηρίων, ελμινθών, πρωτόζωων και μυκήτων και επιτρέπει τον βαθύ καθαρισμό του σώματος από τις τοξίνες.

Δεδομένου ότι η χρήση των συχνοτήτων AP συνδέεται με την περίοδο επώασης παθογόνων μικροοργανισμών ή τη φλεγμονώδη διαδικασία, η καθημερινή χρήση της για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι επιθυμητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της συσκευής είναι η επαρκής κατανάλωση καθαρού πόσιμου νερού. Εάν δεν τηρηθεί αυτό, υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν ανεπιθύμητες παρενέργειες με τη μορφή: πονοκεφάλων, πρηξίματος, δερματικών εξανθημάτων, ναυτίας.

Για την υλοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής επίδρασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο τα προγράμματα των βασικών ΣΕΤ προγραμμάτων, που αποτελούνται από χειροκίνητα και αυτόματα προγράμματα, όσο και το λογισμικό που εμπεριέχει τη βιβλιοθήκη συχνοτήτων DeInfo. Επιπλέον, για ρυθμιστική επίδραση, η συσκευή παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων ΣΕΤ προγραμμάτων και απλών προγραμμάτων.

Η μεθοδολογία χρήσης των προγραμμάτων και η περιγραφή τους παρουσιάζονται αναλυτικά στα Παραρτήματα 1, 3, 5 για τη συσκευή DeVita Ritm και στα Παραρτήματα 2, 4, 5 για τη συσκευή DeVita AP. Κατά τη δημιουργία των δικών σας Σετ προγραμμάτων χρησιμοποιώντας τα καταστρεπτικά για παθογόνα/αντιπαρασιτικά προγράμματα, πρέπει να θυμάστε ότι μετά την εφαρμογή τους, θα πρέπει να ακολουθήσετε προγράμματα για την απομάκρυνση των τοξινών.

2. Κβαντική επιρροή

Ως συσκευή κβαντικής επιρροής, η DeVita Combi εκπέμπει ρυθμιστικές συχνότητες ηλεκτρομαγνητικής επιρροής (DeVita Ritm), κβαντικού φωτός σε 4 φασματικά χρώματα ορατού φωτός και ενός υπέρυθρου.

Η αρχή της λειτουργίας συνίσταται σε μια αντανakλαστική επίδραση στις νευρικές απολήξεις που βρίσκονται στο δέρμα, στην ενεργοποίηση της σύνθεσης βιολογικά δραστικών ουσιών, στη μείωση του αριθμού των παθογόνων μικροοργανισμών στην επιφάνεια του δέρματος και στους βλεννογόνους, καθώς και στην αύξηση της λειτουργίας φραγμού του δέρματος.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μόνο τη μονάδα κβαντικού φωτός ή να συνδυάσετε την επίδρασή του με την ρυθμιστική ηλεκτρομαγνητική επιρροή. Αυτή η συνδυασμένη δράση είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στη ρύθμιση των βιολογικών διεργασιών στο σώμα, επιτρέπει την αποκατάσταση της ισορροπίας του νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος, γεγονός που επηρεάζει ευνοϊκά τη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού και την ικανότητά του να αντιστέκεται σε διάφορες ασθένειες.

Έχει αντιφλεγμονώδες, αναπλαστικό, τονωτικό, αναζωογονητικό αποτέλεσμα, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και τη θρέψη των ιστών, συμβάλλει στην αύξηση της σφριγιλότητας του δέρματος, μειώνει τις πιθανότητες εκδήλωσης καταθλιπτικών επεισοδίων και ενεργοποιεί τις ψυχικές διεργασίες.

Η θεραπευτική συνδυαστική επίδραση του χρώματος/φωτός πραγματοποιείται στο δέρμα στην περιοχή των αντανakλαστικών ζωνών. Για τους σκοπούς αυτούς, χρησιμοποιούνται ζώνες Zakharyin-Ged, ζώνες στο πρόσωπο, τα πόδια και τις παλάμες, που περιγράφονται από αρχαίους Κινέζους θεραπευτές (βλ. Παράρτημα 6, 7). Κάθε ζώνη στο ανθρώπινο σώμα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ένα όργανο ή σύστημα οργάνων και τις λειτουργίες τους. Η επίδραση στις ζώνες και στους υποκείμενους ιστούς αλλάζει τον τόνο και την πλήρωση των αγγείων του μικροαγγειακού συστήματος, τον μεταβολισμό των δερματικών κυττάρων και ενεργοποιεί το επίπεδο των μεταβολικών διεργασιών σε όλα τα στρώματα του δέρματος και του υποδόριου λίπους. Ο ερεθισμός των αισθητήριων υποδοχέων του δέρματος, των βλεννογόνων και των υποκείμενων ιστών μέσω του νευρικού συστήματος οδηγεί σε επίδραση στα λειτουργικά συστήματα του σώματος.

Για την υλοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής-κβαντικής επιρροής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά προγράμματα DeVita Cosmo (Παράρτημα 6), προτεινόμενα προγράμματα για DeVita Cosmo (Παράρτημα 7), προγράμματα βασικών ΣΕΤ προγραμμάτων (DeVita Ritm), το λογισμικό που εμπεριέχει τη βιβιοθήκη συχνότητων Delnfo ή να δημιουργήσετε τα δικά σας προγράμματα.

Ανατρέξτε στο Παράρτημα 6 για τον τρόπο χρήσης των ειδικών προγραμμάτων DeVita Cosmo.

Προσοχή: Ορισμένα προγράμματα έχουν περιορισμούς στη χρήση ανά ώρα της ημέρας, ανά ηλικία.

3. Ηλεκτροθεραπευτική επιρροή

Ως συσκευή ηλεκτροθεραπείας, η DeVita Combi προκαλεί ασθενείς εκκενώσεις ηλεκτρικού ρεύματος (από παραγόμενα παλμικά ρεύματα).

Η επίδραση πραγματοποιείται σε βιολογικά ενεργά σημεία (ΒΕΣ) ή αντανακλαστικές ζώνες που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του σώματος. Στις αντανακλαστικές ζώνες βρίσκονται οι προβολές των εσωτερικών οργάνων. Όταν τα σημεία προβολής είναι ερεθισμένα, ένας αντανακλαστικός μηχανισμός ενεργοποιείται στο σώμα, ο οποίος βοηθά στη σύνδεση της δραστηριότητας των νευρικών απολήξεων και του αγγειακού δικτύου και στην έναρξη βιοχημικών διεργασιών. Όλα αυτά οδηγούν σε μείωση του πόνου και την έναρξη της διαδικασίας επούλωσης.

Για να ενισχυθεί το αποτέλεσμα βελτίωσης της υγείας, είναι δυνατός ένας συνδυασμός ηλεκτρομαγνητικής ρυθμιστικής επιρροής και ηλεκτροθεραπείας (HV). Η τελευταία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο κατευθύνσεις: HV STEP (με βηματισμό παλμού) και HV RAMPING (με επιταχυνόμενο παλμό). Για την κατεύθυνση HV STEP, προτείνονται σύνολα συχνοτήτων και ζώνες εφαρμογής για την επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων (βλ. Παράρτημα 8). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μόνοι σας ένα μεμονωμένο σύνολο συχνοτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συχνότητες θα αλλάζουν η μία μετά την άλλη (θα ακολουθούν «βήματα») με τη σειρά που έχετε καθορίσει. Για την κατεύθυνση HV RAMPING, ρυθμίζεται το επιθυμητό εύρος συχνοτήτων, το οποίο θα εκτελεστεί αυτόματα σύμφωνα με την αρχή «κούνιας / εκκρεμούς» (θα καλύπτεται το εύρος μεταξύ των συχνοτήτων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).

Εύρος εφαρμογής DeVita Combi

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- διαταραχές της λειτουργικότητας οποιουδήποτε συστήματος του σώματος
- τραυματικές κακώσεις
- φλεγμονώδεις αντιδράσεις
- κρυολογήματα και άλλες μολυσματικές ασθένειες
- παρουσία στρες, ευερεθιστότητα
- μείωση της ικανότητας εργασίας
- μείωση της σφριγηλότητας του δέρματος
- ώχρη όψη της επιδερμίδας

Περιορισμοί χρήσης

Για ηλεκτρομαγνητική και κβαντική επιρροή:

- παρουσία ενός μεταμοσχευμένου οργάνου
- πρώτο τρίμηνο εγκυμοσύνης

Για ηλεκτροθεραπευτική επιρροή:

- παρουσία κακοήθων νεοπλασμάτων
- παρουσία ενός μεταμοσχευμένου οργάνου
- εγκυμοσύνη
- έμφραγμα του μυοκαρδίου, έως και πριν από 2 μήνες
- ατομική υπερευαίσθησία στο ηλεκτρικό ρεύμα
- βλάβες και ασθένειες του δέρματος στα σημεία της ηλεκτρικής διέγερσης

Βήματα διεξαγωγής συνεδρίας

Η συσκευή **DeVita Combi** παρέχει στον χρήστη την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τη διαδικασία μιας συνεδρίας, αφού πρώτα μελετήσει το Εγχειρίδιο Χρήσης/ Διαβατήριο Εγγύησης και τη Μεθοδολογία.

Η συσκευή είναι εύκολη στη χρήση και ο βαθμός της επίδρασής της ρυθμίζεται από τη διάρκεια των συνεδριών.

1. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ηλεκτρομαγνητικής επιρροής είναι απαραίτητο να γίνουν τα εξής βήματα:

- προετοιμασία της συσκευής για εκτέλεση συνεδρίας
- τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας Ritm ή AP σε κοντινή απόσταση από το σώμα (έως 150 εκ.)
- επιλογή του απαιτούμενου προγράμματος
- εκτέλεση του προγράμματος
- για να διακόψετε τη συνεδρία για μικρό χρονικό διάστημα (έως 59 λεπτά), χρησιμοποιήστε το κουμπί «**ΠΑΥΣΗ**».

Η περίοδος χρήσης εξαρτάται από τη λύση του αντίστοιχου προβλήματος και μπορεί να διαρκέσει από 7 έως 30 ημέρες για αποτελέσματα με την καταστρεπτική για παθογόνα/αντιπαρασιτική επιρροή και από 30 ημέρες έως έξι μήνες για ρυθμιστικό αποτέλεσμα με καθημερινή χρήση.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα Παραρτήματα 1-4 για τις σχετικές συσκευές.

Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών (ζάλη, κόπωση, απώλεια όρεξης, πόνος, υπνηλία), η επόμενη συνεδρία παραλείπεται και συνεπώς

αυξάνεται η περίοδος χρήσης των συσκευών. Φροντίστε να τηρείτε ένα σωστό πρόγραμμα κατανάλωσης νερού!!

2. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας κβαντικής επιρροής, είναι απαραίτητο να γίνουν τα εξής βήματα:

- προετοιμασία της συσκευής για εκτέλεση της συνεδρίας
- επιλογή του τρόπου της επιθυμητής επίδρασης (κβαντική ή συνδυασμός ηλεκτρομαγνητικής-κβαντικής)
- επιλογή μιας άνετης θέσης
 - τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας Ritm (σε περίπτωση συνδυαστικής ηλεκτρομαγνητικής-κβαντικής επίδρασης) σε κοντινή απόσταση από το σώμα (έως 150 cm) ενώ παράλληλα η μονάδα κβαντικού φωτός βρίσκεται στα χέρια
- προσδιορισμός της ζώνης εφαρμογής στο σώμα
- απελευθέρωση της ζώνης εφαρμογής από ρούχα (το δέρμα πρέπει να είναι καθαρό)
- επιλογή του απαιτούμενου προγράμματος
- εκτέλεση του επιλεγμένου προγράμματος

Για συνεδρίες με τη μονάδα κβαντικού φωτός (QUANT), η επιφάνεια του δέρματος χωρίζεται σε ζώνες, γεγονός που καθιστά εύκολη την πλοήγηση και την έκθεση στις επιθυμητές περιοχές. Οι ζώνες εφαρμογής φαίνονται στα σχήματα (Παράρτημα 6, 7). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, η μονάδα κβαντικού φωτός εκτελεί κυκλικές ή γραμμικές κινήσεις στην προτεινόμενη περιοχή, σε απόσταση 2-3 εκ. από την επιφάνεια του δέρματος με ταχύτητα 1-2 εκ. / δευτ.

Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα κβαντικού φωτός στην περιοχή του προσώπου, καλό είναι να κλείσετε τα μάτια σας, γιατί το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Δεν συνιστάται η χρήση της μονάδας κβαντικού φωτός στην περιοχή του θυρεοειδούς αδένος (μπροστινό μέρος του λαιμού)!

Όταν επηρεάζετε τις δερματικές ζώνες σύμφωνα με τα προτεινόμενα σχήματα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σειρά των ενεργειών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, είναι απαραίτητο να επηρεαστούν όλες οι ζώνες που καθορίζονται στα Παραρτήματα 6 ή 7 για την τρέχουσα συνεδρία.

Το Παράρτημα 7 υποδεικνύει σύνολα συχνотήτων για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων και το σχήμα εφαρμογής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ζώνες. Ένα ολοκληρωμένο σχήμα εφαρμογής περιλαμβάνει 4 συνεδρίες, που ακολουθούν η μία μετά την άλλη κάθε μέρα (1η, 2η, 3η, 4η ημέρα). Η συστηματική ολοκλήρωση των κύκλων εφαρμογής επιτυγχάνει βέλτιστα, από το επιθυμητό, αποτέλεσμα. Κύκλος εφαρμογής - είναι η επανάληψη ενός σχήματος εφαρμογής, αρκετές φορές, το ένα μετά το άλλο.

Όταν εργάζεστε στις ζώνες του Παραρτήματος 7, η διάρκεια του κάθε κύκλου εφαρμογής είναι 3-4 σήματα εφαρμογής (9-12 ημέρες), στη συνέχεια πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα (10-14 ημέρες) και να επαναλάβετε τον κύκλο εφαρμογής ξανά.

Όταν εργάζεστε στις ζώνες του Παραρτήματος 6, ο κύκλος εφαρμογής είναι 1 μήνας καθημερινής χρήσης, μετά ένα διάλειμμα (7-14 ημέρες). Για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα, οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται 1-2 φορές την εβδομάδα.

Όταν εργάζεστε με τη μονάδα κβαντικού φωτός, ο χρόνος εκτέλεσης των προγραμμάτων μειώνεται κατά 2 φορές, σε σύγκριση με παρόμοια προγράμματα της λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικής επιρροής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης επίδρασης είναι υψηλότερη και απαιτείται λιγότερος χρόνος για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διαδικασία εφαρμογής, είναι δυνατή η εκδήλωση δυσάρεστων παρενεργειών με τη μορφή αδιαθεσίας, ναυτίας, αδυναμίας κ.λπ. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να αυξηθεί το διάστημα μεταξύ των συνεδριών. Για παράδειγμα, να περάσει ένα χρονικό διάστημα αποχής 1-2 ημερών.

Ο χώρος όπου διεξάγονται οι συνεδρίες κβαντικής επίδρασης θα πρέπει να είναι ελαφρώς σκοτεινός (κουρτίνες, περσίδες) ή να έχει χαμηλό φωτισμό. Η συνεδρία πραγματοποιείται μία ώρα μετά το φαγητό ή τη σωματική δραστηριότητα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, πρέπει να καθίσετε ήσυχα ή να ξαπλώσετε για λίγα λεπτά. Αυτός ο χρόνος είναι απαραίτητος για την πλήρη αφομοίωση από τον οργανισμό της δράσης της συσκευής.

3. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ηλεκτροθεραπευτικής επιρροής, είναι απαραίτητο να γίνουν τα εξής βήματα:

- προετοιμασία της συσκευής για εκτέλεση συνεδρίας
- επιλογή του τρόπου της επιθυμητής επίδρασης (ηλεκτροθεραπευτική ή συνδυασμός ηλεκτρομαγνητικής-ηλεκτροθεραπευτικής)
- προσδιορισμός της ζώνης εφαρμογής στο σώμα
- απελευθέρωση της ζώνης εφαρμογής από ρούχα (το δέρμα πρέπει να είναι καθαρό)
- αφαίρεση κοσμημάτων, ρολογιών, προσωπικών μέσων επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο κ.λπ.)
- επιλογή μιας άνετης θέσης
- επιλογή του απαιτούμενου προγράμματος
- τοποθέτηση των ηλεκτροδίων στη ζώνη εφαρμογής

- εκτέλεση του προγράμματος

Για να προσδιορίσετε τις ζώνες εφαρμογής, χρησιμοποιήστε τον πίνακα στο Παράρτημα 8.

Ο ελάχιστος κύκλος εφαρμογής στην ηλεκτροθεραπευτική επίδραση είναι 3-5 συνεδρίες. Ο κύκλος εφαρμογής μπορεί να παραταθεί μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών (ζάλη, κόπωση, ερεθισμός του δέρματος κλπ.), παραλείπεται η επόμενη συνεδρία και αυξάνεται ο χρόνος παύσης μεταξύ των κύκλων εφαρμογής.

Η χρήση ενός συνόλου μεθόδων στη διαδικασία της αποκατάστασης παρέχει μόνιμο θετικό αποτέλεσμα και μειώνει τον χρόνο της.

Τεχνικές ασφαλούς πραγματοποίησης συνεδριών

Η χρήση της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Διαβατηρίου εγγύησης/Εγχειριδίου Χρήσης και τα δεδομένα της Μεθοδολογίας.

Παράρτημα

Παράρτημα 1 – «Λίστα των χειροκίνητων προγραμμάτων DeVita Ritm».

№	Ονομασία προγράμματος	Περιγραφή προγράμματος
1	Ενεργή προστασία	<p>Ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί σε συνθήκες συνεχούς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, στο οποίο πρέπει μονίμως να προσαρμόζεται. Ο οργανισμός μας επηρεάζεται από μια σειρά από αρνητικούς κλιματικούς, ηλεκτρομαγνητικούς και ψυχοσυναισθηματικούς παράγοντες. Επίσης, ο οργανισμός μας επηρεάζεται από σωματική και διανοητική κόπωση, τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας.</p> <p>Το πρόγραμμα ομαλοποιεί την λειτουργία του νευρικού και του ενδοκρινικού συστήματος, αυξάνει τις αντοχές, την συγκέντρωση, προσδίδει τόνο, εξουδετερώνει την κόπωση και την ευερεθιστότητα. Προστατεύει από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται καθημερινά το πρωί ή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Περιλαμβάνεται στα αυτόματα προγράμματα «Eu ζην - αυτόματο» και «Ολικός καθαρισμός - αυτόματο».</p> <p>Προσοχή! Δεν συνιστάται η χρήση του προγράμματος το βράδυ ή τη νύχτα.</p>
2	Βελτίωση του κυκλοφορικού	<p>Ο καθιστικός τρόπος ζωής, οι κακές συνήθειες, η λάθος διατροφή, το στρες επιδρούν αρνητικά στο κυκλοφορικό σύστημα. Το πρόγραμμα αποκαθιστά το τοπικό και συνολικό κυκλοφορικό, τη ρύθμιση απορρόφησης οξυγόνου, την σωστή τροφοδοσία με αίμα όλων των οργάνων.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθόλη την διάρκεια του 24-ώρου, εάν είναι απαραίτητο.</p> <p>Προσοχή! Δεν συνιστάται η χρήση του προγράμματος για 2 μήνες μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου.</p>

3	Ομαλοποίηση Πепτικού	<p>Οι διαταραχές στη διατροφή, η λήψη ασυνήθιστων τροφών επιβαρύνουν τη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος. Αυτό προκαλεί αρνητική επίδραση στην ομαλή πέψη, στην αφοδευση και προκαλεί πόνους και δυσφορία. Το πρόγραμμα επιδρά ευεργετικά στην εντεροστομαχική λειτουργία, βοηθάει στην ευκολότερη πέψη της τροφής, μειώνει το ρίσκο διατροφικών διαταραχών, μειώνει την αίσθηση βάρους και δυσφορίας, ανακουφίζει από την καούρα και τους σπασμούς του εντέρου.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθόλη την διάρκεια του 24-ώρου, ιδανικότερα από 19:00 έως 21:00. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε την εφαρμογή του προγράμματος μετά από μισή ώρα.</p>
4	Αποτοξίνωση (Detox)	<p>Καθημερινά μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό συσσωρεύονται τοξίνες. Αυτές δημιουργούνται τόσο στην ενδοκυτταρική ουσία, όσο και στα κύτταρα των οργάνων. Οι τοξίνες διαταράσσουν τις λειτουργίες του μεταβολισμού και δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροοργανισμών. Με την βοήθεια του προγράμματος, ενεργοποιούνται τα απεκκριτικά συστήματα και υποβοηθείται η αποβολή των τοξινών από τον οργανισμό, καθώς επίσης ρυθμίζονται οι λειτουργίες του ηπατοχολικού συστήματος.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθόλη την διάρκεια του 24-ώρου. Να καταναλώνετε οπωσδήποτε 1-1,5 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού την ημέρα.</p>
5	Κατά του άγχους -Antistress	<p>Καθημερινά βιώνουμε άγχος: στη δουλειά, στον δρόμο, στο σπίτι. Συνήθως ο ψυχικός μηχανισμός του ανθρώπου εξουδετερώνει τις συνέπειες του στρες, όμως, σε περίπτωση μόνιμης επιβάρυνσης με αρνητικά συναισθήματα, είτε σε μια απότομη αλλαγή του ρυθμού ζωής, ο οργανισμός χρειάζεται βοήθεια. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει σε μια δύσκολη για τον άνθρωπο κατάσταση, σε ψυχολογικές ή σωματικές επιβαρύνσεις. Ομαλοποιεί την λειτουργία του νευρικού συστήματος και συμβάλλει σε έναν υγιεινό ύπνο. Σε περίπτωση έντονων νευρικών εξάρσεων χρησιμοποιείστε το σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Ηρεμος ύπνος».</p>

5	Κατά του άγχους -Antistress	<p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα εφαρμόζεται όταν νιώθετε ένταση καθώς επίσης και πριν από τον ύπνο. Στην τελευταία περίπτωση η συσκευή τοποθετείται κάτω από το μαξιλάρι. Εάν με την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν έχει επέλθει ο ύπνος, τότε επαναλάβετε την εφαρμογή.</p>
6	Ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 7 τσάκρα	<p>Ο άνθρωπος αποτελεί μια σύνθετη ενεργειακή δομή, η οποία βασίζεται στα 7 τσάκρα, που βρίσκονται νοητά κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Το κάθε τσάκρα συνδέεται με συγκεκριμένα όργανα. Σε περίπτωση διαταραχής κάποιου τσάκρα, τα αντίστοιχα σε αυτό όργανα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στα τσάκρα συσσωρεύεται ενέργεια. Η αρνητική ενέργεια μπλοκάρει τα τσάκρα και βλάπτει τον οργανισμό. Το πρόγραμμα αναπληρώνει την χαμένη ενέργεια, την κατανέμει στον οργανισμό με ορθό τρόπο και αποκαθιστά τη λειτουργία των οργάνων και συστημάτων.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της ημέρας.</p>
7	Ορμονική ισορροπία	<p>Το ενδοκρινικό σύστημα ρυθμίζει την δραστηριότητα των οργάνων με την βοήθεια των ορμονών και εξασφαλίζει την σταθερότητα στη λειτουργία των οργάνων (ομοιόσταση). Το ενδοκρινικό σύστημα συμμετέχει στην ανάπτυξη του οργανισμού, τις λειτουργίες αναπαραγωγής και τις διεργασίες που σχετίζονται με το ενεργειακό δυναμικό. Επίσης, ρυθμίζει την ψυχική κατάσταση και τις συναισθηματικές αντιδράσεις. Το πρόγραμμα ομαλοποιεί τη λειτουργία του συστήματος υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια-γεννητικοί αδένες και ρυθμίζει τις εκκριτικές λειτουργίες του οργανισμού.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, καθημερινά για τουλάχιστον ένα μήνα. Περιλαμβάνεται στα αυτόματα προγράμματα «Ευ ζην - αυτόματο» και «Ολικός καθαρισμός - αυτόματο».</p> <p>Προσοχή! Δεν συνιστάται η χρήση σε παιδιά κάτω των 13 ετών.</p>

8	Καθαρά νεφρά	<p>Οι λειτουργίες που εκτελούν τα νεφρά είναι πολύμορφες. Η κυριότερη από αυτές είναι διαχείριση του υδατικού και ηλεκτρολυτικού μεταβολισμού στον οργανισμό, με την βοήθεια των οποίων διατηρείται ο σταθερός όγκος και η πίεση του αίματος και άλλων υγρών. Τα νεφρά ρυθμίζουν την οξεοβασική ισορροπία του οργανισμού, την συγκέντρωση νατρίου και ιόντων στο αίμα. Τα νεφρά αποβάλλουν τα προϊόντα αζωτικού μεταβολισμού: την ουρία, την κρεατίνη, το ουρικό οξύ κ.α. Με τη διαταραχή στην διατροφή (ιδιαίτερα η υπέρμετρη κατάναλωση κρέατος), διαταραχή στο μεταβολισμό, έλλειψη βιταμίνης Α, μια ψύξη, μια λοιμώδη προσβολή, έχει ως αποτέλεσμα την μόλυνση των νεφρών, την δημιουργία άμμου και πέτρας. Το πρόγραμμα συμβάλλει σε μια δυναμική απομάκρυνση των τοξινών από τον οργανισμό, όπως και προειδοποιεί για την δημιουργία νεφρόλιθων.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθόλη την διάρκεια του 24-ώρου, ιδανικότερα από τις 19:00 έως 21:00. Σε περίπτωση τοξικών ή λοιμώδων προσβολών του οργανισμού συνίσταται η εφαρμογή να επαναληφθεί μετά από μισή ώρα. Για την ομαλή λειτουργία των νεφρών είναι απαραίτητη η τακτική κατάναλωση υγρών.</p> <p>Προσοχή: Κατά την διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος μπορεί να σημειωθεί αυξημένη ούρηση.</p>
9	Καθαρή λέμφος	<p>Το λεμφικό σύστημα παίζει ρόλο στην τροφοδοσία των κυττάρων με θρεπτικά συστατικά και στην αποβολή των προϊόντων μεταβολισμού, όπως επίσης και στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού. Σε μια κανονική λειτουργία η λέμφος καθαρίζεται περνώντας μέσα από τους λεμφοκόμβους. Όμως, κάποιες φορές αυτό δεν είναι αρκετό. Σε περίπτωση διαταραχής της λειτουργίας του λεμφικού συστήματος, έως και το 83% των βλαπτικών ουσιών συσσωρεύονται στον μεσοκυττάριο χώρο. Σε αυτή την περίπτωση αυξάνεται ο φόρτος σε όλα τα όργανα απέκκρισης: το συκώτι, το έντερο, τα νεφρά.</p> <p>Το πρόγραμμα συμβάλει στην ενεργοποίηση της λέμφου, την αποβολή από τον οργανισμό των ακαθαρσιών και πλεονάζοντος ύδατος, βελτιώνει τον ενδοκυτταρικό μεταβολισμό, ομαλοποιεί την πίεση, ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό.</p>

9	Καθαρή λέμφος	<p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή του 24-ώρου. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής συνίσταται να κάνετε ένα ελαφρύ μασάζ υπό μορφή καϊδέματος (χωρίς πίεση).</p> <p>Προσοχή: Είναι απαραίτητη η κατανάλωση νερού για την απομάκρυνση των τοξινών.</p>
10	Ισχυρή όραση	<p>Η μόνιμη επιβάρυνση των ματιών (διάβασμα, εργασία μπροστά στον υπολογιστή), όπως και οι εναλλαγές των συνθηκών και ρυθμών ζωής προκαλούν την κόπωση και τον ερεθισμό των ματιών, την αποδυνάμωση της όρασης. Το πρόγραμμα μειώνει την επιβάρυνση που δέχονται τα μάτια, εξαλείφει την κόπωση και τον πόνο, συμβάλλει στην ομαλοποίηση της όρασης.</p> <p>Εφαρμογή: Χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα πριν από τον ύπνο, καθημερινά, για 7 ημέρες. Ύστερα, μια μέρα διάλειμμα. Επαναλάβετε τις εφαρμογές έως ότου έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος να μην επιβαρύνετε την όραση (τα μάτια πρέπει να παραμείνουν χαλαρά). Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα συνδυάστε το πρόγραμμα με ασκήσεις του ακτινωτού μυ.</p>
11	Γυναικεία σεξουαλικότητα	<p>Η σεξουαλική επιθυμία αποτελεί δείκτη διαφόρων καταστάσεων της γυναίκας. Εάν μια γυναίκα σταματήσει να ενδιαφέρεται για την σεξουαλική ζωή, μπορούμε να υποθέσουμε την ύπαρξη παθολογίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η μείωση της σεξουαλικής έλξης αναπτύσσεται με τον συνδυασμό μερικών παραγόντων ταυτόχρονα: σωματικών, ψυχολογικών και μικροκοινωνικών. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει στην περίπτωση απουσίας ή μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας, θα χαλαρώσει την αίσθηση της συναισθηματικής φόρτισης, την ψυχολογική δυσφορία, θα ενδυναμώσει την libido.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά 1 φορά την ημέρα.</p>
12	Ανδρική σεξουαλικότητα	<p>Η σεξουαλική επιθυμία στους άντρες εξαρτάται από την ηλικία, τις σωματικές επιβαρύνσεις, την νευροψυχική κατάσταση, τους εξωτερικούς παράγοντες κ.ο.κ Το άγχος, προβλήματα στην δουλειά, διάφορες κρίσεις προσωπικότητας κ.λπ., επιφέρουν την ψυχολογική ανικανότητα των αντρών.</p>

12	Ανδρική σεξουαλικότητα	<p>Ως αποτέλεσμα έχουμε μια επιφυλακτική στάση των αντρών ως προς την εμφάνιση και την «ποιότητα» της σύσης, την σύγκριση, την ανάλυση. Και όσο περισσότερο προετοιμάζεται ένας άντρας για αυτό το «γεγονός», τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας. Το πρόγραμμα προορίζεται για την ψυχολογική διόρθωση, ρύθμιση της λειτουργίας του έκτου τσάκρα, απαλύνει από την αίσθηση της αγωνίας και ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση για μια θετική ολοκλήρωση της σεξουαλικής επαφής.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά 1 φορά την ημέρα.</p>
13	Γρήγορη επούλωση	<p>Οι μώλωπες, τα κοψίματα, τα εγκαύματα και τα διαστρέμματα καιροφυλακτούν τόσο για τους ενεργούς αθλητές του fitness, όσο και τους απλούς ανθρώπους. Σε συνδυασμό με την ιατρική βοήθεια, το πρόγραμμα επιταχύνει την διαδικασία επούλωσης κι αποκατάστασης, μειώνει τον πόνο και τα οίδημα, εξαλείφει τα αιματώματα, αποκαθιστά την ελαστικότητα των μυών.</p> <p>Εφαρμογή: σε περίπτωση τραυμάτων, καθημερινά 2-3 φορές την ημέρα, έως την επίτευξη επιθυμητού αποτελέσματος. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείστε το συνδυαστικά με τα προγράμματα «Αρθρώσεις χωρίς φλεγμονές» και/ή «Αρθρώσεις χωρίς πόνο».</p>
14	Προθέρμανση	<p>Πολύ συχνά, ιδιαίτερα μετά από μια εργάσιμη μέρα, λείπει η απαραίτητη ενέργεια και το κίνητρο για να πάμε στο γυμναστήριο. Το πρόγραμμα δίνει ενέργεια, αυξάνει τις αντοχές, βοηθάει να ξεπεράσετε την κόπωση, αυξάνει τις διαδικασίες μεταβολισμού στους μύες και κάνει την προπόνηση πιο αποτελεσματική.</p> <p>Εφαρμογή: πριν από την κάθε προπόνηση.</p>
15	Προπόνηση	<p>Οι δυναμικές και πετυχημένες προπονήσεις προκαλούν συχνά την κόπωση και τον πόνο των μυών, τα οποία και δεν επιτρέπουν να πετύχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα αυξάνει την μυϊκή δύναμη, εξαλείφει την κόπωση των μυών, ενδυναμώνει συνολικά την μυϊκή μάζα, βελτιώνει την τροφοδοσία των μυών με αίμα και οξυγόνο, αυξάνει τις αντοχές, δίνει την δυνατότητα να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα με τις ελάχιστες δυνατές δαπάνες του οργανισμού.</p>

15	Προπόνηση	<p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της προπόνησης.</p> <p>Προσοχή: Δεν αποτελεί ντόπινγκ.</p>
16	Υγιής καρδιά	<p>Από την λειτουργία της καρδιάς εξαρτάται η τροφοδοσία των οργάνων με οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες, κάτι που σημαίνει μια αποτελεσματική λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού. Οι διαταραχές στην λειτουργία της καρδιάς προκαλούνται από τον λανθασμένο τρόπο ζωής, το άγχος, και τις φυσικοσωματικές επιβαρύνσεις.</p> <p>Το πρόγραμμα ρυθμίζει το συνολικό κυκλοφορικό και την πίεση, εξασφαλίζει την κανονική ροή αίματος στον καρδιακό μυ, συμβάλλει στην αυτορρύθμιση της καρδιάς και την σταθερή της λειτουργία.</p> <p>Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται οποιαδήποτε ώρα μέσα στο 24-ωρο 1 φορά και, εάν κρίνεται απαραίτητο 2 φορές (βέλτιστη εφαρμογή από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.).</p> <p>Προσοχή! Δεν συνιστάται η χρήση του προγράμματος για 2 μήνες μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου.</p>
17	Κανονικός καρδιακός ρυθμός	<p>Όταν η καρδιά χτυπά σε κανονικούς ρυθμούς, τότε δεν αντιλαμβανόμαστε την λειτουργία της. Όταν όμως, αρχίζει και αποκλίνει απ'αυτούς τους ρυθμούς, αυτό προκαλεί τεράστια δυσφορία. Οι αρρυθμίες μπορούν να προκληθούν από διάφορες αιτίες ακόμα και σε υγιή άτομα: ως αντίδραση σε στενά ρούχα, τσιμπήματα εντόμων, κάποια ιατρικά σκευάσματα, το άγχος, το υπερβολικό φαγητό, προβλήματα με την κένωση εντέρου. Το πρόγραμμα αποκαθιστά τον καρδιακό ρυθμό, βελτιώνει την αιμάτωση της καρδιάς, ομαλοποιεί την λειτουργία του νευρικού συστήματος.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται κατά την διαταραχή του καρδιακού ρυθμού 1 φορά την ημέρα.</p>
18	Κατά του κρουολογήματος	<p>Τα πρώτα σημάδια κρουολογήματος είναι η βουλωμένη μύτη και ο πονόλαιμος. Συχνά δεν δίνουμε προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές, οι πιο συχνές από τις οποίες είναι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος – ιγμορίτιδα, βρογχίτιδα, ωτίτιδα.</p>

18	Κατά του κρυολογήματος	<p>Το πρόγραμμα ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνει την αντίσταση του οργανισμού, μειώνει την πιθανότητα επιπλοκών, μειώνει το πρήξιμο, προάγει την καλύτερη απόρριψη βλέννας από τους κόλπους της μύτης και βοηθά στην ανάκαμψη σε σύντομο χρονικό διάστημα.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της εποχής ή επιδημίας κρυολογήματος, να χρησιμοποιείται καθημερινά. Ανακουφίζει από αλλεργίες.</p>
19	Υγεία της γυναίκας	<p>Ο βρογχόσπασμος (βήχας) αποτελεί μια αμυντική αντίδραση του οργανισμού σε κάποιο παράγοντα ερεθισμού (προσβολής των αναπνευστικών οδών), καθώς επίσης μπορεί να προκαλείται ως συνέπεια λήψης κάποιων σκευασμάτων. Ο βρογχόσπασμος είναι χαρακτηριστικός για τα άτομα που είναι ευπαθή στις αλλεργίες καθώς επίσης και σε αυτά που υποφέρουν από το βρογχικό άσθμα.</p> <p>Το πρόγραμμα αποκαθιστά τις λειτουργίες του βρογχοπνευμονικού συστήματος, ομαλοποιεί την λειτουργία των πνευμόνων, την κυκλοφορία του αίματος και την απορρόφηση οξυγόνου, εξαλείφει τους σπασμούς.</p> <p>Εφαρμογή: Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση οποιαδήποτε ώρα του 24-ώρου. Σε περίπτωση σπασμών και δυνατού βήχα: έως και 2-3 συνεχόμενες φορές.</p>
20	Υγεία της γυναίκας	<p>Οι κακές συνθήκες του περιβάλλοντος, κακές συνθήκες, η ηλιακή ακτινοβολία επιδρούν αρνητικά στον γυναικείο οργανισμό, επιταχύνουν την γήρανση και προκαλούν διάφορα προβλήματα. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα γυναικείων προβλημάτων και είναι ωφέλιμο για οποιαδήποτε ηλικία. Μειώνει την ένταση πριν τον έμμηνο κύκλο, τους πόνους, αποκαθιστά τις διαταραχές κλιμακτηρίου.</p> <p>Εφαρμογή: Προληπτικά, το πρόγραμμα χρησιμοποιείται 1 φορά την εβδομάδα, οποιαδήποτε ώρα. Για τα κορίτσια, στην περίοδο της εφηβείας, συνίσταται να εφαρμόζεται 1-2 φορές την εβδομάδα. Για τις γυναίκες, που υποφέρουν από πόνους και δυσφορία κατά την έμμηνο ρύση: καθημερινή εφαρμογή σε αυτό το διάστημα.</p>

20	Υγεία της γυναίκας	<p>Για αποτελεσματική δράση σε περιπτώσεις σεξουαλικών διαταραχών και δυσλειτουργιών του αναπαραγωγικού συστήματος, να γίνεται καθημερινή εφαρμογή σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Γυναικεία σεξουαλικότητα».</p> <p>Προσοχή! Δεν συνίσταται η χρήση του προγράμματος κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης είτε όταν υπάρχει πρόθεση εγκυμοσύνης.</p>
21	Υγεία του άνδρα	<p>Η υγεία του άνδρα δεν είναι μόνο η φυσιολογική σεξουαλική ικανότητα, αλλά και η σωστή λειτουργία των εσωτερικών οργάνων. Η μέριμνα για την ανδρική υγεία θα πρέπει να ξεκινάει ήδη από τα νεανικά χρόνια.</p> <p>Το πρόγραμμα προορίζεται για την ομαλοποίηση της λειτουργίας του ουροποιογεννητικού συστήματος. Ρυθμίζει τις διαδικασίες ούρησης, την λειτουργία των αντρικών γεννητικών αδένων. Όσο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο άντρας, τόσο πιο χρήσιμο είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα εφαρμόζεται 1 φορά την εβδομάδα, καλύτερα από τις 21:00 έως 23:00. Σε προβλήματα ανικανότητας ή/και προστάτη: καθημερινά, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Ανδρική σεξουαλικότητα», «Κατά της προστατίτιδας».</p>
22	Ήρεμος ύπνος	<p>Ένας υγιής ύπνος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ποιοτική ζωή κάθε ανθρώπου. Κατά την διάρκεια του ύπνου ο οργανισμός αποκαθιστά την ενέργεια που απώλεσαμε κατά την διάρκεια της ημέρας. Όμως, διάφοροι ψυχοσυναισθηματικοί παράγοντες είναι ικανοί να προκαλέσουν διαταραχές του ύπνου, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη φυσικοσωματικών και ψυχολογικών διαταραχών. Η ευερεθιστότητα, η κόπωση, η αδυναμία συγκέντρωσης αποτελούν τα πρώτα συμπτώματα των διαταραχών ύπνου. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην μείωση της έντασης του νευρικού συστήματος, και στην ομαλοποίηση των φάσεων ύπνου, καθώς και ο άνθρωπος κοιμάται πιο γρήγορα.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά τη νύχτα, είναι δυνατή η επανάληψη της εφαρμογής 2-3 φορές.</p>

23	Καλή ψυχική διάθεση	<p>Η κατάθλιψη, η αγωνία και ο φόβος είναι έννοιες αλληλεξαρτούμενες μεταξύ τους. Οι διάφορες αγωνίες και φοβίες αποτελούν συμπτώματα κατάθλιψης. Πολύ συχνά τέτοιες καταστάσεις οδηγούν σε ψυχοσωματικές ασθένειες, συναισθηματική εξάντληση, μη ικανοποίηση από τον εαυτό μας. Οι φοβίες αποτελούν ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα για την επίτευξη της καλής ποιότητας ζωής με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν τον άνθρωπο να αναπτύξει τις ικανότητες του και να πετύχει στην ζωή του. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα βελτίωσης μιας μελαγχολικής κατάστασης, μείωσης του αισθήματος της αγωνίας, ομαλοποίησης του ύπνου, και ρύθμισης της διάθεσης και της ψυχικής δραστηριότητας.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά, 1 φορά κατά την διάρκεια της ημέρας.</p>
24	Αρθρώσεις χωρίς πόνους	<p>Ο πόνος στις αρθρώσεις είτε στην σπονδυλική στήλη μπορεί να έχει μια σειρά από αιτίες. Συχνότερα πρόκειται για κάποια λοίμωξη νεύρου (νευρών) λόγω του καθιστικού τρόπου ζωής, χτυπημάτων, υπερβολικού βάρους, κήλης στους δίσκους της σπονδυλικής στήλης, ψύξης, έντονης φυσικής άσκησης, καταστροφής χόνδρου είτε φλεγμονής στην αρθρική κάψουλα.</p> <p>Το πρόγραμμα συμβάλλει στη μείωση του πόνου, την βελτίωση του μικροκυκλοφορικού, την ομαλοποίηση του τόνου των μυών, των συνδέσμων, των χόνδρων, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό στους ιστούς που προσβλήθηκαν.</p> <p>Εφαρμογή: σε περίπτωση επιδείνωσης να εφαρμόζεται ως συμπλήρωμα στη βασική θεραπεία και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Αρθρώσεις χωρίς φλεγμονές». Καθημερινά, οποιαδήποτε ώρα, για 2 εβδομάδες. Μια μέρα διακοπή, στη συνέχεια επανάλυση της αγωγής έως την επίτευξη αποτελέσματος.</p>
25	Αρθρώσεις χωρίς φλεγμονές	<p>Πρακτικώς, κάθε τρίτος κάτοικος της χώρας αισθάνεται πόνους στις αρθρώσεις και την σπονδυλική στήλη. Αιτία του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι λοιμώξεις, τραύματα, αλλεργικές αντιδράσεις, υπερβολικό βάρος, επαγγελματική ενασχόληση με τον αθλητισμό, κακή διατροφή κ.α.</p>

25	Αρθρώσεις χωρίς φλεγμονές	<p>Το πρόγραμμα βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στην προσβεβλημένη περιοχή, ανακουφίζει από την φλεγμονή, τα οιδήματα και τους πόνους. Το πρόγραμμα έχει ήδη καθιερωθεί ως υποστηρικτικό μέσο ανάμεσα στα άτομα με έντονες εποχιακές εργασίες στα εξοχικά, στην ύπαιθρο. Γενικώς, είναι ιδανικό σε περιπτώσεις διαστρεμμάτων είτε έντονης κόπωσης των μυών .</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά, 2 εβδομάδες πριν τις έντονες εποχιακές δραστηριότητες. Πριν από αθλητικές εκδηλώσεις: για ένα μήνα. Στη συνέχεια 1-2 φορές την εβδομάδα έως το τέλος της σεζόν. Για τα άτομα που έχουν περιοδικά προβλήματα με την πλάτη και τις αρθρώσεις, υποστηρικτικά, 2 φορές τον χρόνο, καθημερινά για 1 μήνα. Σε περίπτωση επιδείνωσης, συνδυαστικά με το πρόγραμμα «Αρθρώσεις χωρίς πόνους».</p>
26	Έντερο χωρίς προβλήματα	<p>Ποιος από μας δεν υπέφερε από τέτοια συμπτώματα όπως: φουσκώματα, αναούλες, διάρροια είτε προβλήματα κένωσης, μειωμένη όρεξη, πόνους στην περιοχή του στομάχου; Όλα αυτά είναι δείκτες κάποιων προβλημάτων του εντέρου. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται όχι στο αρχικό στάδιο, αλλά όταν η ασθένεια έχει γίνει χρόνια. Για να μειώσουμε τους πόνους, να εξαλείψουμε τις αναούλες και τα φουσκώματα, να ομαλοποιήσουμε την κένωση του εντέρου, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα «Έντερο χωρίς προβλήματα»</p> <p>Εφαρμογή: εάν είναι απαραίτητο καθημερινά, και ανάλογα από την κατάσταση 1-2 φορές την ημέρα.</p>
27	Ρύθμιση του μεταβολισμού	<p>Ο μεταβολισμός είναι ένα σύνολο χημικών αντιδράσεων που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του σώματος. Οι κύριοι παράγοντες των μεταβολικών διαταραχών είναι: υποσιτισμός, χρήση ορισμένων φαρμάκων, άγχος, καθιστικός τρόπος ζωής. Λόγω μεταβολικών διαταραχών, μπορεί να εμφανιστούν ασθένειες όπως ο διαβήτης, ουρική αρθρίτιδα, παχυσαρκία, αλλεργίες, εξασθενημένο καρδιαγγειακό σύστημα, επιβράδυνση ανάπτυξης και ανάπτυξη στα παιδιά. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ισορροπημένη λειτουργία του θυρεοειδούς και του παγκρέατος, στη σωστή αφομοίωση καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου, νατρίου και στην ευθυγράμμιση της οξεο-βασικής ισορροπίας.</p> <p>Εφαρμογή: εάν είναι απαραίτητο, 1-2 φορές την ημέρα.</p>

28	Όμορφη επιδερμίδα	<p>Τα προβλήματα επιδερμίδας προκύπτουν από τις διαταραχές στην λειτουργία των εσωτερικών οργάνων. Σε αυτή την περίπτωση, η επιδερμίδα αναλαμβάνει τη δράση καθαρισμού. Στο πρόσωπο εμφανίζονται σπυράκια, δυσμορφίες αγγείων, μελανώματα κλπ. Τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι έφηβοι, λόγω του ορμονικού μετασχηματισμού, και άτομα που υποφέρουν από διαταραχές του ενδοκρινικού και του πεπτικού συστήματος.</p> <p>Το πρόγραμμα ομαλοποιεί την λειτουργία των επιδερμικών αδένων, ενισχύει τον προστατευτικό ρόλο της επιδερμίδας, βελτιώνει τις διαδικασίες μεταβολισμού στα κύτταρα.</p> <p>Εφαρμογή: 1-2 φορές την ημέρα, έως την επίτευξη επιθυμητού αποτελέσματος.</p>
29	Όμορφα μαλλιά και νύχια	<p>Η απώλεια των μαλλιών, η πιτυρίδα, τα εύθραυστα νύχια έχουν να κάνουν με εσωτερικά προβλήματα του οργανισμού και την αρνητική επίδραση του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην βελτίωση του μικροκυκλοφορικού, την ενεργοποίηση του κυτταρικού μεταβολισμού και την αναγέννηση των κυττάρων. Αυτό επιφέρει την ενδυνάμωση των θυλάκων της τρίχας και νυχιών και την ενίσχυση των αμυντικών λειτουργιών του δέρματος.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά, έως την επίτευξη επιθυμητού αποτελέσματος.</p>
30	Κατά των αλλεργιογόνων	<p>Τα αλλεργιογόνα είναι ουσίες στις οποίες ο ανθρώπινος οργανισμός έχει αυξημένη ευαισθησία εξαιτίας του διαταραγμένου μηχανισμού αντίδρασης τού ανοσοποιητικού. Οι ουσίες αυτές βρίσκονται παντού: στον δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά. Τα πιο διαδεδομένα αλλεργιογόνα είναι: η γύρη των φυτών, η σκόνη, οι τρίχες των ζώων, τα φαρμακευτικά σκευάσματα, τα διάφορα καθαριστικά σπιτιού κ.α. Σε αυτές τις ουσίες ο οργανισμός μπορεί να αντιδράει με τέτοια συμπτώματα όπως δακρύρροια, οίδημα του βλεννογόνου, δερματικά εξανθήματα κ.ο.κ. Το πρόγραμμα απαλύνει τα συμπτώματα της αλλεργίας και ομαλοποιεί τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος.</p>

30	Κατά των αλλεργιογόνων	<p>Εφαρμογή: εάν είναι απαραίτητο, καθημερινά. Στα άτομα που έχουν αλλεργία στην άνθιση των φυτών συνίσταται να ξεκινήσουν την εφαρμογή 1 μήνα πριν την ανθοφορία.</p>
31	Ενίσχυση του ανοσοποιητικού	<p>Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα πολύ σύνθετο, αυτορυθμιζόμενο και πολύπλοκο σύμπλεγμα. Χάρη στο καλά συντονισμένο έργο του, διασφαλίζεται η βιολογική προστασία. Το πρόγραμμα μειώνει το φορτίο του ήπατος, ενεργοποιεί το έργο του θύμου, του σπλήνα και του λεμφικού συστήματος, προωθεί την αναζωογόνηση και τη μακροζωία.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά ή κάθε δεύτερη μέρα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Περιλαμβάνεται στο αυτόματο πρόγραμμα «Υγεία – αυτόματο».</p>
32	Υγιή νεφρά	<p>Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση της περίσσειας υγρού από το σώμα, καθώς και αλάτων που έχουν την ικανότητα να συσσωρεύονται στους ιστούς. Το πρόγραμμα έχει έντονο διουρητικό αποτέλεσμα, βοηθά επίσης στην αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των νεφρών και στη μείωση του πρηξίματος.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά όπως απαιτείται για ένα μήνα.</p>
33	Αυτόνομη ρύθμιση	<p>Το αυτόνομο νευρικό σύστημα ελέγχει πολλές από τις λειτουργίες υποστήριξης της ζωής του οργανισμού. Προβλήματα στην εργασία του μπορούν να εκφραστούν με την παραβίαση του καρδιακού ρυθμού, αλλαγές στην αρτηριακή πίεση, υπερβολική εφίδρωση, κόπωση, αδυναμία, ευθραυστότητα των μαλλιών και των νυχιών κ.λπ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αποκατάσταση των λειτουργιών του αυτόνομου νευρικού συστήματος, την ενεργοποίηση του εγκεφάλου, ομαλοποίηση του μεταβολισμού, όρεξης, αναγέννησης κυττάρων.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά ή κάθε δεύτερη μέρα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Περιλαμβάνεται στο αυτόματο πρόγραμμα «Υγεία – αυτόματο».</p>
34	Κυτταρική ανανηοή	<p>Η υποξία είναι η έλλειψη οξυγόνου, η οποία μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη οξυγόνου στο σώμα ή στον τερματισμό της απορρόφησής του από τους ιστούς του σώματος.</p>

34	Κυτταρική αναπνοή	<p>Το πρόγραμμα συμβάλλει στη βελτίωση της παροχής αίματος στο κεφάλι, την καρδιά και τους πνεύμονες, αφομοιώνει ενεργά το οξυγόνο στο αίμα, ανακουφίζει τους αγγειακούς σπασμούς, μειώνει την οξίνιση και εξαλείφει τις τοξίνες.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά ή κάθε δεύτερη μέρα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Περιλαμβάνεται στο αυτόματο πρόγραμμα «Υγεία – αυτόματο».</p>
35	Υγιείς αρθρώσεις	<p>Ο πόνος στις αρθρώσεις μπορεί να συμβεί όχι μόνο σε ηλικιωμένους, αλλά και σε νέους. Ο πόνος σχετίζεται με φλεγμονώδεις αντιδράσεις, που συνοδεύονται από οίδημα, ερυθρότητα του δέρματος και περιορισμό της κίνησης. Οι αιτίες αυτού του προβλήματος μπορεί να είναι: λοιμώξεις, μεταβολικές διαταραχές, τραυματισμοί, υπερβολικό βάρος, μεγάλα μηχανικά και λειτουργικά φορτία. Το πρόγραμμα συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης των ιστών των αρθρώσεων και στη μείωση του πόνου.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα. Συνιστάται η χρήση μαζί με τα προγράμματα «Αρθρώσεις χωρίς πόνο», «Αρθρώσεις χωρίς φλεγμονή» Το πρόγραμμα είναι πιο αποτελεσματικό όταν εκτελείτε ελαφριές ασκήσεις στην άρθρωση που έχει πρόβλημα.</p>
36	Κατά της προστατίτιδας	<p>Ο προστάτης αδένας είναι ένα όργανο που εκτελεί μια σειρά από απαραίτητες λειτουργίες: αναπαραγωγική, εκκριτική, αμυντική, ελέγχει την εκροή των ούρων, επηρεάζει την ψυχοκινητική κατάσταση. Ο προστάτης αδένας είναι ένα όργανο που εκτελεί μια σειρά από απαραίτητες λειτουργίες: αναπαραγωγική, εκκριτική, αμυντική, ελέγχει την εκροή των ούρων, επηρεάζει την ψυχοκινητική κατάσταση. Ο αδένας είναι πολύ ευάλωτος σε διάφορους τύπους παθολογικών διαδικασιών. Παράγοντες που παρεμποδίζουν τη λειτουργία του προστάτη μπορεί να είναι τόσο εξωτερικοί (κακή οικολογία, ιονίζουσα ακτινοβολία, στρες, παθητικός τρόπος ζωής, έκθεση σε μολυσματικούς παράγοντες), και εσωτερικοί (γενετική προδιάθεση, ταυτόχρονες χρόνιες και οξείες ασθένειες, κακές συνήθειες). Το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση των φλεγμονωδών διεργασιών και στην ομαλοποίηση της λειτουργίας του αδένα.</p>

36	Κατά της προστατίτιδας	Εφαρμογή: καθημερινά για 1-3 μήνες. Συνιστάται να συνδυαστεί με το πρόγραμμα «Υγεία του άνδρα».
37	Φυσιολογική λειτουργία νευρικού συστήματος	<p>Ο νευρικός υπερβολικός ενθουσιασμός είναι το αποτέλεσμα του στρες που συσσωρεύεται για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτό μπορεί να συμβεί με τη μορφή: αϋπνίας, κατάθλιψης, μυών ή πονοκεφάλων, ευερεθιστότητας, αστάθειας της διάθεσης κ.λπ. Το πρόγραμμα αφαιρεί τον νευρικό ενθουσιασμό, εναρμονίζει την εργασία του νευρικού συστήματος.</p> <p>Εφαρμογή: σε περίπτωση υψηλού ψυχολογικού στρες καθημερινά στο τέλος της εργάσιμης ημέρας ή / και κατά τη διάρκεια του ύπνου.</p>
38	Αποκατάστασή από την προπόνηση	<p>Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, το σώμα ενεργοποιεί το μεταβολισμό, ο οποίος οδηγεί στη συσσώρευση μεταβολιτών. Το φορτίο στο αυτόνομο νευρικό σύστημα αυξάνεται, παρατηρούνται μικροτραυματισμοί στους μύες, ο πόνος τους κ.λπ. Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν τέτοια ενόχληση και, ως αποτέλεσμα, σταματούν την περαιτέρω προπόνηση. Το πρόγραμμα ανακουφίζει από την μυϊκή κόπωση, προάγει την ταχεία απόσυρση των μεταβολιτών και τη διατήρηση του νευρικού συστήματος.</p> <p>Εφαρμογή: μετά από κάθε είδους προπόνηση.</p>
39	Υγιές φλεβικό σύστημα	<p>Δίνουμε προσοχή στο πρόβλημα με τις φλέβες όταν σχηματίζονται μπλε προεξοχές στα πόδια, που προσφέρουν, αρχικά, αισθητική δυσφορία. Και περαιτέρω οδηγεί σε άλλες λειτουργικές διαταραχές. Τις περισσότερες φορές, η αιτία αυτού του προβλήματος είναι η έλλειψη κινητικότητας ενός ατόμου, η έλλειψη προπόνησης ή τακτικών περιπάτων, ώρες πίσω από το τιμόνι ή μισοστά από οθόνη υπολογιστή, παρατεταμένη χρήση παπουτσιών με ψηλά τακούνια. Το πρόγραμμα βοηθά στην ανακούφιση από τον πόνο και το πρήξιμο, ενισχύει το φλεβικό τοίχωμα και αυξάνει τον τόνο του, μειώνει τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στα τριχοειδή αγγεία.</p>

39	Υγιές φλεβικό σύστημα	<p>Εφαρμογή: εάν είναι απαραίτητο (με σοβαρότητα, κόπωση στα πόδια) ή καθημερινά (παρουσία κιρσών). Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα τη νύχτα ή πριν τον ύπνο. Στη δεύτερη περίπτωση, βάλτε μια διπλωμένη κουβέρτα ή ένα μαξιλάρι κάτω από τα πόδια σας, έτσι ώστε τα πόδια σας να είναι σε ανυψωμένη θέση. Μετά τη συνεδρία, μην σηκωθείτε για 30 λεπτά.</p>
40	Κατά των πονοκεφάλων	<p>Ένας πονοκέφαλος μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Οι αιτίες ενός πονοκέφαλου είναι διαφορετικές: πτώσεις της αρτηριακής πίεσης, δηλητηρίαση, αυτόνομες δυσλειτουργίες, οστεοχόνδρωση κ.λπ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξάλειψη του πόνου, στην ανακούφιση των αγγειακών σπασμών, στη βελτίωση της παροχής αίματος και στη θρέψη των εγκεφαλικών κυττάρων.</p> <p>Εφαρμογή: όπως απαιτείται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Εάν ο πόνος επιμένει στο τέλος του προγράμματος, επαναλάβετε τη συνεδρία μετά από 20-30 λεπτά.</p>
41	Φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου	<p>Το αυξημένο σάκχαρο στο αίμα μπορεί να παρατηρηθεί στους ανθρώπους υπό την επίρεια πολλών παραγόντων: βαριά σωματική ή έντονη ψυχική εργασία, τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες, σοβαρό άγχος, κρίσεις πανικού, λήψη φαρμάκων, λειτουργικές διαταραχές του κυκλοφορικού. Παρακολουθήστε τακτικά το σάκχαρο στο αίμα σας. Για να αποφύγετε την ανάπτυξη μιας πιο σοβαρής νόσου, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα «Φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου», το οποίο θα βοηθήσει στην ομαλοποίηση του παγκρέατος.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα και μετά ανάλογα με τις ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τα προγράμματα «Ρύθμιση του μεταβολισμού» και «Υγιές πάγκρεας».</p>
42	Λειτουργική μνήμη +	<p>Ο ανθρώπινος εγκέφαλος περιέχει μια μεγάλη ποσότητα γνώσης. Με την ηλικία, καθώς και με μεγάλο ψυχικό στρες, παρατηρείται μείωση της διαδικασίας απομνημόνευσης και η μνήμη δεν είναι πάντα ικανή να εκδίδει τις απαραίτητες πληροφορίες. Το πρόγραμμα ενεργοποιεί τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και τη διαδικασία της απομνημόνευσης και, σε συνδυασμό με έναν υγιή τρόπο ζωής, θέτει το ψυχο-συναισθηματικό στοιχείο ενός ατόμου σε θετικό.</p>

42	Λειτουργική μνήμη +	<p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα συνιστάται να εφαρμόζεται καθημερινά το πρωί και το απόγευμα, κατά προτίμηση κατά τη διαδικασία μελέτης κάποιου απαραίτητου υλικού.</p>
43	Νευρικό Σύστημα - Γενικό	<p>Μετά από τσιμπήματα από τσιμπούρι, πολύ συχνά μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις δυσλειτουργίας του νευρικού συστήματος, που εκφράζονται ως πονοκέφαλος, κόπωση, αϋπνία, κατάθλιψη, μειωμένοι λειτουργία μυών του προσώπου, δυσλειτουργίες στη του οπτικού νεύρου κ.λπ. Το πρόγραμμα διατηρεί το νευρικό σύστημα σε αρμονική κατάσταση, οδηγεί σε συντονισμένη εργασία των τμημάτων του, καθορίζει τη λειτουργική και ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου, ρυθμίζει τις ψυχικές διαδικασίες και τη διάθεση.</p> <p>Εφαρμογή: εντός 1-6 μηνών. Δείτε το ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά του Lyme».</p>
44	Υγιή Ότα	<p>Η φλεγμονή και ο πόνος στα αυτιά μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα τραυματισμών, βλάβης από διάφορους μολυσματικούς παράγοντες: ιούς, βακτήρια, μύκητες. Το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, συχνότερα παρατηρείται σε παιδιά και ηλικιωμένους. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αποκατάσταση της βλεννογόνου μεμβράνης διαφόρων μερών του οργάνου ακοής, στη μείωση της δυσφορίας στις ασθένειες του αυτιού και στη βελτίωση της ακοής.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 1-2 εβδομάδες. Συνιστάται η εναλλαγή του με το πρόγραμμα στη συσκευή DeVita AP «Ότα Χωρίς Φλεγμονή».</p>
45	Λαιμός χωρίς προβλήματα	<p>Ο πονόλαιμος είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά σε διαφορετικές περιόδους του έτους. Οι λόγοι μπορεί να είναι: μειωμένη ανοσία, μολυσματικές ασθένειες της ανώτερης αναπνευστικής οδού, τερηδόνα, ασθένεια των ούλων. Το πρόγραμμα συμβάλλει στη διατήρηση της τοπικής ανοσίας, στην αποκατάσταση του ρινοφάρυγγα, στη μείωση του πόνου, του πρήξιμου και της βραχνάδας.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 1-2 εβδομάδες. Συνιστάται η εναλλαγή του με το πρόγραμμα στη συσκευή DeVita AP «Υγιείς Αμυγδαλές».</p>

46	Δυνατά Δόντια	<p>Η ασθένεια των ούλων είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ένα άτομο, προκαλώντας όχι μόνο δυσφορία, αλλά και ικανό να οδηγήσει σε απώλεια δοντιών. Οι λόγοι είναι συχνά: μειωμένη ανοσία, διαταραχές του κυκλοφορικού, κακές συνήθειες. Το πρόγραμμα βοηθά στην ομαλοποίηση της μικροκυκλοφορίας του αίματος, στην ενίσχυση των ούλων, στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων βλεννογόνων, βελτιώνοντας έτσι την κατάσταση της στοματικής κοιλότητας και των δοντιών.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 1 μήνα, βλέπε το ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγιή Δόντια».</p>
47	Υγιές πάγκρεας	<p>Το πάγκρεας εκτελεί δύο κύριες λειτουργίες στο σώμα: εξωτερικά και ενδοκρινικά. Μια ανισορροπία στην εργασία του αδένα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και τις μεταβολικές διαταραχές. Το πρόγραμμα βοηθά στην ομαλοποίηση των λειτουργιών του αδένα σε διάφορες διαταραχές.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 1-6 μήνες. Μπορεί να συνδυαστεί με τα προγράμματα «Ρύθμιση του μεταβολισμού» και «Φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου».</p>
48	Υγιής θυρεοειδής	<p>Ο θυρεοειδής αδένας είναι μέρος του ανθρώπινου ενδοκρινικού συστήματος, το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο σώμα. Εάν διαταραχθεί η λειτουργία του, μπορεί να εμφανιστεί ανισορροπία στην εργασία των καρδιαγγειακών, αναπνευστικών, ουροποιητικών, αναπαραγωγικών συστημάτων, καθώς και μεταβολικές διαταραχές. Το πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη στον θυρεοειδή αδένα υπό διάφορα φορτία, ομαλοποιώντας τη λειτουργία του και τις μεταβολικές διαδικασίες του σώματος.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 1-6 μήνες. Μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα «Ρύθμιση του μεταβολισμού».</p>

Παράρτημα 2 – «Λίστα των χειροκίνητων προγραμμάτων DeVita AP».

№	Όνομασία προγράμματος	Περιγραφή προγράμματος
1	Κατά των σταφυλόκοκκων	<p>Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 20% του πληθυσμού είναι μόνιμοι φορείς σταφυλόκοκκου. Ο σταφυλόκοκκος είναι ένας αρκετά κοινός αιτιολογικός παράγοντας μολυσματικών ασθενειών που επηρεάζουν το δέρμα, τους μαλακούς ιστούς, την άνω αναπνευστική οδό, καθώς και το μυοσκελετικό σύστημα. Η κύρια αιτία της λοίμωξης είναι συχνά το νοσοκομειακό περιβάλλον και οι γιατροί που γίνονται χρόνιοι φορείς βακτηρίων, καθώς και οι άνθρωποι που έχουν λάβει αντιβιοτικά. Οι σταφυλόκοκκοι προκαλούν δευτερογενείς ασθένειες όταν ο ασθενής πάσχει από γρίπη, λοιμώξεις από τραύματα, μετεγχειρητική εξάντληση και μπορούν επίσης να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Το πρόγραμμα αφαιρεί την αιτία της λοίμωξης, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι αποτελεσματικό για όλο το φάσμα των ασθενειών που προκαλούνται από αυτά τα βακτήρια.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά, για χρονικό διάστημα: έως 2 εβδομάδες, ανάλογα με το βαθμό μείωσης της λοίμωξης.</p>
2	Κατά των στρεπτόκοκκων	<p>Οι στρεπτόκοκκοι είναι μια ευρέως διαδεδομένη ομάδα μικροοργανισμών, ανάμεσα τους συμπεριλαμβάνονται και παθογόνα είδη. Αυτά κατά κανόνα ζουν στο δέρμα ενός ατόμου, στις αναπνευστικές οδούς, στο έντερο. Μπορεί να προκαλέσουν και οξεία φλεγμονή των ωτορινολαρυγγολογικών οργάνων, του ουροποιητικού συστήματος, των οργάνων της κοιλιακής κοιλότητας, του δέρματος και των μαλακών ιστών. Η λοίμωξη από στρεπτόκοκκο είναι σαφώς πιο δύσκολη από εκείνη του σταφυλόκοκκου, και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες στις αρθρώσεις, στην καρδιά, στα νεφρά, στα ιγμόρια και ούτω καθεξής. Το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό για την στηθάγχη, την ωτίτιδα, την παραρινοκολπίτιδα τόσο για ολοκληρωμένη δράση όσο και ξεχωριστά.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά, για χρονικό διάστημα: έως 2 εβδομάδες, ανάλογα με το βαθμό μείωσης της λοίμωξης.</p>

3	Απαλλαγή από τα χλαμύδια	<p>Τα χλαμύδια προκαλούν μολυσματικές ασθένειες και είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενα. Τα χλαμύδια είναι συχνά ασυμπτωματικά ή παρουσιάζουν ελάχιστες εκδηλώσεις. Επηρεάζουν κυρίως τα όργανα του ουρογεννητικού συστήματος. Οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στην συγκεκριμένη μόλυνση. Τα βρέφη μπορούν να μολυνθούν κατά τη διέλευση από τον κόλπο της μητέρας. Τα χλαμύδια μπορούν να προκαλέσουν ιδιαίτερα σοβαρές επιπλοκές, οπότε είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν έγκαιρα μέτρα για την πρόληψη της νόσου, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες DeVita.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά, για χρονικό διάστημα: 2-3 μήνες.</p>
4	Κατά του ελικοβακτηριδίου	<p>Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (<i>Helicobacter Pylori</i>) είναι μικροοργανισμός, που ζει στο στομάχι και στο δωδεκαδάκτυλο ενός ατόμου και προκαλεί την ανάπτυξη πολλών επικίνδυνων ασθενειών (γαστρίτιδα, έλκη, ηπατίτιδα και πολλά άλλα). Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. η ελικοβακτηρίωση μολύνει το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η μόλυνση εμφανίζεται πολύ εύκολα και συχνά θεωρείται οικογενειακή ασθένεια, διότι εάν ένα μέλος μιας οικογένειας μολυνθεί, η πιθανότητα μόλυνσης των υπολοίπων ανέρχεται στο 95%. Συχνά η μετάδοση του παρασίτου είναι αποτέλεσμα της κοινής χρήσης προϊόντων προσωπικής υγιεινής και σκευών οικιακής χρήσης καθώς και με το φιλί. Από αυτόν τον μικροοργανισμό μπορούν να προκληθούν συμπτώματα όπως καούρα, φούσκωμα και πόνος στο στομάχι.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά, για χρονικό διάστημα: έως 2 εβδομάδες.</p>
5	Αντιβακτηριακό	<p>Οι βακτηριακές λοιμώξεις περιλαμβάνουν μια τεράστια ομάδα ασθενειών που προκαλούνται από μικροοργανισμούς, δηλαδή από τα βακτήρια. Το πιο σημαντικό στην ανάπτυξη ασθενειών που προκαλούνται από βακτηριακές λοιμώξεις είναι η απελευθέρωση τοξινών (δηλητηρίων) από τα βακτήρια, οι οποίες προκαλούν φλεγμονώδη δράση, προκαλούν δηλητηρίαση του σώματος και βλάπτουν τα εσωτερικά όργανα.</p>

5	Αντιβακτηριακό	<p>Το πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό» χρησιμοποιείται για την μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων της δηλητηρίασης και για την ανακούφιση της κατάστασης του ατόμου από την βακτηριακή λοίμωξη των οργάνων του πεπτικού και του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από μορφές όπως ο πνευμονιόκοκκος, η λιστέρια και η κλεμψιέλλα.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά μέχρι την εξαφάνιση της λοίμωξης.</p>
6	Χωρίς ηπατίτιδα Α	<p>Στις αναπτυσσόμενες χώρες και σε περιοχές που παραβλέπονται οι κανόνες υγιεινής, η συχνότητα εμφάνισης της ιογενούς ηπατίτιδας Α είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς ο ιός μεταδίδεται μέσω των βρώμικων χειρών, των τροφών ακόμα και μέσω του αλμυρού νερού. Εάν σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε κάποιο ταξίδι στην Ασία ή την Αφρική πρέπει να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας: να τηρείτε αυστηρά τους κανόνες υγιεινής, να πίνετε μόνο εμφιαλωμένο νερό και να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα «Χωρίς ηπατίτιδα Α», ήδη από την πρώτη υποψία παρουσίας λοίμωξης σε εσάς ή σε άλλους.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά έως και 2-3 φορές την ημέρα, τουλάχιστον 1 μήνα.</p>
7	Χωρίς τοξίνες	<p>Το πρόγραμμα συμβάλλει στην εξάλειψη των τοξινών, βελτιώνει τις λειτουργίες αποστράγγισης, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ανοσίας και ζωτικότητας. Χρησιμοποιήστε το ως πρόγραμμα αποτοξίνωσης μετά από παρασιτικές ασθένειες αλλά και μεμονωμένα κατά τη διάρκεια του μήνα. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα αποτοξίνωσης, δεν καταναλώνει τους ενεργειακούς πόρους του σώματος.</p> <p>Εφαρμογή: μια φορά τη μέρα μετά τη χρήση αντιπαρασιτικού προγράμματος. Περιλαμβάνεται στην πλειονότητα των αυτόματων προγραμμάτων.</p>
8	Κατά του έρπη ζωστήρα	<p>Η ασθένεια που προκαλείται από αυτόν τον ιό ονομάζεται έρπη ζωστήρας. Εάν ένα άτομο έχει νοσήσει από ανεμευλογιά (μία από τις μορφές του ιού ζωστήρα), τότε ο ιός παραμένει στο σώμα σε λανθάνουσα μορφή και κρύβεται στα νευρικά κύτταρα.</p>

8	Κατά του έρπη ζωστήρα	<p>Σε περίπτωση υποθερμίας, κρυολογήματος ή χρόνιας ασθένειας, ο ιός αναδύεται στην επιφάνεια του δέρματος με το σχηματισμό χαρακτηριστικών εξανθημάτων και έντονου πόνου κατά μήκος οποιουδήποτε ευαίσθητου νεύρου. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να καταστρέψει τον ιό και να απομακρύνει τα κύρια συμπτώματα της εκδήλωσής του.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά έως και 3-4 φορές την ημέρα μέχρι την εξαφάνιση των ανεπιθύμητων συμπτωμάτων. Τουλάχιστον για 1 μήνα. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Κατά του έρπη».</p> <p>Προσοχή: το πρόγραμμα δεν χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ανεμοβλογιάς.</p>
9	Κατά του απλού έρπη	<p>Ο απλός ο έρπη είναι ευρέως γνωστός ήδη από αρχαιολογικών χρόνων. Ένας στους τρεις ανθρώπους μπορεί να είναι φορέας. Εντοπίζεται στις βλεννογόνες μεμβράνες των χειλιών του στόματος και των γεννητικών οργάνων. Η μειωμένη ανοσία κατά την υποθερμία ή την άνοδο της θερμοκρασίας, κατά την διάρκεια μολυσματικών ασθενειών ή κατά την διάρκεια της περιόδου εμμηνόρροιας στις γυναίκες, συμβάλλει στην εμφάνιση δυσάρεστων εξανθημάτων στις βλεννογόνες μεμβράνες. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τα σωματικά υγρά ενός μολυσμένου ατόμου (αίμα, σάλιο, σπέρμα, εκκρίσεις βλεννογόνου). Το πρόγραμμα μειώνει αποτελεσματικά το ερπητικό βάρος και εμποδίζει την εμφάνιση σημείων μόλυνσης στους βλεννογόνους.</p> <p>Εφαρμογή: την πρώτη στιγμή εμφάνισης εξανθήματος κάθε 3 ώρες και στην συνέχεια 1-2 φορές την μέρα για ένα μήνα. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Κατά του έρπη».</p>
10	Κατά του έρπη	<p>Φορείς του ιού αποτελούν περισσότερο από το 90% των ανθρώπων. Η μόλυνση μπορεί να προκύψει με διάφορους τρόπους: μέσω του σάλιου, του φιλιού, των αντικειμένων υγιεινής καθώς επίσης και των σταγονιδίων που μεταφέρονται με τον αέρα. Στην αρχή η ασθένεια μπορεί να είναι ασυμπτωματική, και στο εξής εμφανίζονται χαρακτηριστικά συμπτώματα: πονοκέφαλος, αίσθημα κόπωσης, πυρετός, ερπητικές εκρήξεις. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει στην μείωση του χρόνου αποκατάστασης και θα μειώσει τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις και το αίσθημα του πόνου.</p>

10	Κατά του έρπη	<p>Εφαρμογή: 1-2 φορές την μέρα για χρονικό διάστημα 1 μήνα σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Κατά του έρπη ζωστήρα» ή «Κατά του απλού έρπη».</p>
11	Υγιής λέμφος	<p>Η λέμφος είναι ο υγρός ιστός του σώματος. Κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της υδατικής ισορροπίας, της ομοιόστασης, του μικροπεριβάλλοντος των κυττάρων και είναι ικανή να αποβάλλει τους παθογόνους μικροοργανισμούς και τις τοξίνες από τους ιστούς. Με την λεμφική ανεπάρκεια οι λεμφαδένες δεν ανταποκρίνονται στα κύρια καθήκοντά τους, γεγονός που οδηγεί στην εμφάνιση μιας παθολογικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα βοηθά στην ομαλοποίηση της λεμφικής εκροής, ενισχύει τα τοιχώματα των λεμφικών αγγείων, βελτιώνει την κατάσταση των λεμφαγγείων γεγονός που οδηγεί σε μείωση της διόγκωσης και στην καλύτερη εκροή των μεταβλητών από τους ιστούς. Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αυξάνεται και η άμυνα του οργανισμού.</p> <p>Εφαρμογή: όταν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείστε το μια φορά την ημέρα σύμφωνα με το σχήμα εφαρμογής των προγραμμάτων (που περιλαμβάνονται στο αυτόματο πρόγραμμα «Καθαρισμός - αυτόματο»).</p>
12	Χωρίς κρυολόγημα	<p>Το κοινό κρυολόγημα είναι μια από τις πιο συχνές μολυσματικές ασθένειες στον κόσμο. Οι παράγοντές που ευθύνονται είναι οι ιοί της αναπνευστικής οδού (αδενοϊοί, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) που επηρεάζουν την άνω αναπνευστική οδό (μύτη, φάρυγγα, τραχεία, λάρυγγα). Οι ασθένειες που προκαλούνται από αυτήν την ομάδα ιών είναι άκρως μεταδοτικές, διότι μεταδίδονται μέσω του αέρα με σταγονίδια και δεν επιδέχονται αντιβιοτικά. Διάφορες επιπλοκές ύστερα από το κοινό κρυολόγημα είναι η ρινίτιδα, η ιγμορίτιδα, η ωτίτιδα και πολλές άλλες. Πολύ συχνά, μια βακτηριακή λοίμωξη μπορεί να εμφανιστεί σε ένα αποδυναμωμένο οργανισμό. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα σε συνδυασμό με το αντιβακτηριακό «Κατά των σταφυλόκοκκων», «Κατά των στρεπτόκοκκων». Το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση της φλεγμονής των βλεννογόνων της μύτης, του λαιμού, των βρόγχων και στην ενίσχυση της τοπικής ανοσίας.</p>

12	Χωρίς κρυολόγημα	<p>Εφαρμογή: με τα πρώτα συμπτώματα του κρυολογήματος τις πρώτες 3 μέρες έως και 2-3 φορές την ημέρα. Στην συνέχεια 1 φορά την ημέρα για 7-14 ημέρες.</p>
13	Απαλλαγή από μύκητες και μούχλα	<p>Οι μικροσκοπικοί μύκητες είναι πανταχού παρόντες. Ένα μοντέρνο θερμαινόμενο διαμέρισμα ή ένα ιδιωτικό σπίτι είναι ένα εξαιρετικό περιβάλλον για μούχλα και μύκητες. Αγαπημένο οικοσύστημα της μούχλας είναι τα μπάνια, οι βιβλιοθήκες, οι ανεπαρκώς αεριζόμενοι χώροι διαβίωσης. Οι μύκητες μπορούν να εισέλθουν στο σώμα μέσω των τροφών, του νερού, του αέρα ή των παλιών και σκονισμένων αντικειμένων. Οι μύκητες της μούχλας προκαλούν αλλεργίες, όχι μόνο αναπνευστικές, αλλά και αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα. Το καλούπι τους μπορεί να διαπεράσει το φράγμα του δέρματος από παντού, από όπου αναπνέουμε, από όπου περπατάμε ξυπόλυτοι, όπου υπάρχουν συνθήκες για μούχλα (υγρασία, θερμοκρασία, οργανικά υπολείμματα υπό μορφή βρωμιάς ή λίπους δέρματος). Οι μύκητες και η μούχλα προκαλούν ασθένειες των αναπνευστικών οργάνων, του γαστρεντερικού σωλήνα, του δέρματος, προκαλώντας αλλαγές στον ιστό των οργάνων αυτών. Για την πρόληψη των μυκητιασικών λοιμώξεων και τη μείωση της εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσεων, συνιστάται η χρήση του προγράμματος «Απαλλαγή από μύκητες και μούχλα». Το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό έναντι στους ασπεργκίλλους.</p> <p>Εφαρμογή: 1-3 φορές τη μέρα για διάστημα 4 εβδομάδων. Για δερματικά προβλήματα και προβλήματα στα νύχια συνιστάται η χρήση σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Κατά των μυκήτων».</p>
14	Κατά της κάντιντα	<p>Το πρόγραμμα προστατεύει από τη μόλυνση από έναν τόσο κοινό μύκητα όπως ο Candida. Αποτελεί μέρος της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του εντέρου, του κόλπου και του στόματος. Ωστόσο, σε περίπτωση μείωσης της ανοσίας, ο μύκητας αρχίζει να πολλαπλασιάζεται ενεργά και να βλάπτει το σώμα. Οι ασθένειες προκαλούνται επίσης από τον παθογόνο candida, που εισέρχεται στο σώμα μέσω των τροφών, μέσω ειδών οικιακής χρήσης, μετά την κατανάλωση ισχυρών αντιβιοτικών, κατά τη συνουσία με έναν μολυσμένο σύντροφο.</p>

14	Κατά της κάντιντα	<p>Τα συμπτώματα εκδηλώνονται με τη μορφή αλλεργικών εξανθημάτων στο δέρμα, καντιντίασης, με πόνο και αίσθημα καψίματος στα γεννητικά όργανα, δυσβακτηρίωσης. Αποτρέψτε την αναπαραγωγή και την εξάπλωση του μύκητα Candida χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Κατά της κάντιντα».</p> <p>Εφαρμογή: το πρόγραμμα εφαρμόζεται 1-3 φορές την ημέρα για 2-4 εβδομάδες. Για ολοκληρωμένη χρήση: σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Προστασία από τα πρωτόζωα».</p>
15	Κατά των μυκήτων	<p>Οι ανθρώπινες μυκητιακές νόσοι ανήκουν στην ομάδα μολυσματικών ασθενειών που προκαλούνται από παθογόνους μύκητες. Ο κύριος κίνδυνος των μυκητιακών ασθενειών είναι ότι συχνά οι περιοχές που επηρεάζονται από τον μύκητα είναι ένας ανοικτός δρόμος για παθογόνους παράγοντες πολλών διαφορετικών λοιμώξεων. Τις περισσότερες φορές, οι μυκητιάσεις επηρεάζουν το δέρμα, τα παράγωγά του (μαλλιά, νύχια), τους βλεννογόνους των εσωτερικών οργάνων. Η θεραπεία απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση και υγιεινή. Το πρόγραμμα καταπολεμά ενεργά τους εν λόγω μύκητες όπως το trichophyton, το microsporium και το mucor.</p> <p>Εφαρμογή: Προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση από μυκητιακές λοιμώξεις, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα κάθε φορά που επισκέπτεστε τη σάουνα, την πισίνα, την παραλία, ή έρχεστε σε επαφή με ένα μολυσμένο άτομο. Εάν υπάρχει μυκητιακή λοίμωξη στο σώμα, το πρόγραμμα χρησιμοποιείται 1-2 φορές την ημέρα για ένα μήνα.</p>
16	Προστασία από τα πρωτόζωα	<p>Το πρόγραμμα προστατεύει από τις αρνητικές επιδράσεις ενός μεγάλου αριθμού πρωτοζώων. Από αυτά νοσεί ένα στα πέντε άτομα. Η μόλυνση γίνεται πολύ απλά μέσω βρώμικων χειρών, μη επεξεργασμένου νερού ή ελάχιστα μαγειρεμένων τροφίμων. Τα συμπτώματα της λοίμωξης μπορεί να διαφέρουν: δυσπεψία και έντονος πόνος στο στομάχι, φούσκωμα, κεφαλαλγίες, αίσθημα εξάντλησης, συνεχή κόπωση, κατάθλιψη. Υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί το ήπαρ και το πάγκρεας. Όλα τα παραπάνω συμπτώματα παρεμβαίνουν στη ζωή σας και υπάρχει πιθανότητα να μολύνετε τους αγαπημένους σας.</p>

16	Προστασία από τα πρωτόζωα	<p>Το πρόγραμμα επηρεάζει τους πιο κοινούς τύπους των πρωτό- ζων - Giardia, amoeba. Τηρώντας τους κανόνες της προσωπικής υγιεινής, καθώς και τον «χρυσό κανόνα», δηλαδή μην πίνετε νερό βρύσης και χρησιμοποιείτε τακτικά το πρόγραμμα «Προστασία από τα πρωτόζωα» ως προληπτικό μέτρο, θα προστατευέστε από αυτούς τους μικροοργανισμούς.</p> <p>Εφαρμογή: Συνιστάται η χρήση του προγράμματος 1-2 φορές την ημέρα για 10-14 ημέρες. Με την εκ νέου μόλυνση, είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι πηγές της μόλυνσης.</p>
17	Σεξουαλική υγεία	<p>Οι αιτιολογικοί παράγοντες των ασθενειών του ουρογεννητικού συστήματος είναι πολλές και συχνά η αιτία της νόσου δεν είναι ένας μικροοργανισμός, αλλά αρκετοί. Οι λοιμώξεις μπορεί να εμφανιστούν σε οξεία ή χρόνια μορφή. Η χρόνια λοίμωξη με την πάροδο του χρόνου μπορεί να προκαλέσει στένωση της ουρήθρας, φλεγμονή των αρθρώσεων, να οδηγήσει σε στειρότητα και να αυξήσει τον κίνδυνο έκτοπης εγκυμοσύνης. Περιοδικά κατά τη διάρκεια ενός κρυολογήματος ή συναισθηματικής υπερφόρτωσης, μπορεί να εμφανιστούν παροξυσμοί. Οι λοιμώξεις μεταδίδονται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής και μερικές φορές κατά τη γέννηση του βρέφους από μια άρρωστη μητέρα. Παράσιτα όπως το ουρεπλάσμα μπορούν να ζουν στο σώμα για χρόνια χωρίς να προκαλούν συμπτώματα και να μην εκδηλώνονται. Ο κύριος παράγοντας για την προστασία του σώματος είναι η φυσιολογική μικροχλωρίδα και οι σύγχρονες τεχνολογίες DeVita που επηρεάζουν δυσμενώς την παρασιτική χλωρίδα, υποστηρίζοντας τις φυσικές αμυντικές ικανότητες του σώματος. Το πρόγραμμα καταπολεμά αποτελεσματικά τα παράσιτα όπως το ουρεπλάσμα, το τοξοπλάσμα, το μυκοπλάσμα.</p> <p>Εφαρμογή: Καθημερινά για 1 μήνα.</p>
18	Χωρίς σχιστόσωμα και τρηματώδη	<p>Τα τρηματώδη είναι επίπεδοι σκώληκες που μπορούν να προκαλέσουν διάφορες σοβαρές ασθένειες στους ανθρώπους. Μπορούν να παρασιτήσουν στο αίμα (σχιστόσωμα), στο συκώτι, στα έντερα, στους πνεύμονες. Η μόλυνση εμφανίζεται όταν έρχεστε σε στοματική επαφή με γρασίδι, ειδικά κοντά σε λίμνες ή ενώ κολυμπάτε μέσα σε αυτές, όταν τρώτε ανεπαρκώς πλυμένα χόρτα ή μαρούλι, αλλά και όχι πλήρως ψημένο κρέας βοοειδών ή ψαριού.</p>

18	Χωρίς σχιστόσωμα και τρηματώδη	<p>Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξάλειψη των περισσότερων τύπων τρηματοδών, συμπεριλαμβανομένων των σχιστοσωμάτων, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξης και εντοπισμού τους στο σώμα.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά, για 14 ημέρες.</p>
19	Κατά των νηματωδών και ασκαρίδων	<p>Μπορούν να εισέρθουν στον οργανισμό μας μέσω ανεπαρκώς πλυμένων φρούτων, ανεπαρκώς προετοιμασμένου κρέατος, βρώμικων χειρών, μέσω των αυγών αυτών των σκωλήκων που δεν μπορούν να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι. Οι σκώληκες, που ζουν στο σώμα του ξενιστή, τρέφονται με τους ιστούς του, «παίρνουν τροφή» από ένα άτομο (επομένως, το άτομο θέλει να τρώει πιο πολύ) και απελευθερώνουν τοξικές ουσίες. Ένα άτομο χάνει βάρος, τα μαλλιά του πέφτουν, το δέρμα του ξεφλουδίζει. Οι πιο συνηθισμένοι έλμινθες είναι οι ασκαρίδες. Μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο τοίχωμα του λεπτού εντέρου, απόφραξη του εντέρου, φλεγμονή του περιτόναιου, βρογχίτιδα, εστιακή πνευμονία, αιμόπτυση, ηπατική και παγκρεατική νόσο. Το παράσιτο <i>Ascaris</i> προκαλεί αλλεργική αντίδραση, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με τη μορφή βρογχικού άσθματος και δερματικού εξανθήματος. Κάτω από τη δράση του προγράμματος, οι σκώληκες παύουν να τρέφονται, γεγονός που οδηγεί στο θάνατό τους και στη φυσική απομάκρυνση των παρασίτων μέσω του πεπτικού σωλήνα. Το πρόγραμμα δεν έχει τοξική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα. Συνιστάται τα άτομα με κατοικίδια ζώα, μικρά παιδιά και επαγγέλματα που σχετίζονται με την καθημερινή επαφή με τα ζώα να εκτελούν τακτικά τα προληπτικά μέτρα μία φορά το τρίμηνο.</p> <p>Εφαρμογή: το πρόγραμμα χρησιμοποιείται καθημερινά. Συνολικά για τουλάχιστον 10 συνεδρίες. Μετά από 14 ημέρες, επαναλάβετε την συνεδρία.</p>
20	Τέλος στα παράσιτα	<p>Τα παράσιτα εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα μέσω του δέρματος και μπορούν επίσης να εισέλθουν στο σώμα μέσω της τροφής, του νερού, της σκόνης. Πολλοί άνθρωποι που υποστηρίζουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής έχουν προβλήματα υγείας εξαιτίας των παρασίτων. Η βελτίωση της κατάστασης του οργανισμού (σωστή διατροφή, άσκηση) χωρίς την απαλλαγή από τα παράσιτα δεν δίνει έντονο θετικό αποτέλεσμα.</p>

20	Τέλος στα παράσιτα	<p>Τα παράσιτα προκαλούν πολλές χρόνιες παθήσεις: χολοκυστίτιδα, χολολιθίαση, παγκρεατίτιδα, κολίτιδα, σακχαρώδη διαβήτη, βρογχικό άσθμα και δερματίτιδα. Προβλήματα όπως: χρόνια κόπωση, ευερεθιστότητα και άγχος, υπερκιντικότητα στα παιδιά, αναιμία, εύθραυστα νύχια και μαλλιά, πρόβλημα στο δέρμα, πονοκέφαλοι, διαταραχές της όρεξης, μειωμένη ανοσία - μπορεί να είναι σημάδια συνεχιζόμενης παρασίτωσης. Όλες οι παρασιτικές ασθένειες είναι τέλεια μεταμφιεσμένες ως άλλες ασθένειες. Η πρόληψη των παρασιτικών νόσων είναι, πρώτον, η τήρηση των κανόνων κοινωνικής και προσωπικής υγιεινής, όπως επίσης και η χρήση του προγράμματος «Τέλος στα παράσιτα». Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στη διατήρηση της υγείας σας.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται καθημερινά, τουλάχιστον για 10 ημέρες. Μετά από 14 ημέρες, επαναλάβετε ξανά την διαδικασία.</p>
21	Τέλος στα εντεροστομαχικά παράσιτα	<p>Η παρουσία παρασίτων στο πεπτικό σωλήνα και το ήπαρ προκαλεί την ανάπτυξη ασθενειών όπως η χολαγγειίτιδα, η χοληφόρική δυσκινησία, η χολοκυστίτιδα και η ηπατίτιδα. Η παρουσία τους στο έντερο προκαλεί φλεγμονή των εντερικών τοιχωμάτων και μείωση της διαδικασίας απορρόφησης των θρεπτικών ουσιών. Τοξικές ουσίες που εκκρίνουν τα παράσιτα προκαλούν πόνο στις αρθρώσεις και τους μύες και επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Συμβάλλουν στην εμφάνιση καταθλιπτικών καταστάσεων, νευρικότητας, άγχους καθώς και διαταραχής του ύπνου. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τον καθαρισμό του σώματος από τα γαστρεντερικά παράσιτα, του ήπατος και του παγκρέατος.</p> <p>Εφαρμογή: το πρόγραμμα χρησιμοποιείται καθημερινά για 7-10 ημέρες. Μετά από 14 ημέρες, επαναλάβετε την συνεδρία.</p>
22	Προστασία από την γρίπη	<p>Η γρίπη είναι μια σοβαρή ιογενής λοίμωξη που επηρεάζει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας. Έως 500 εκατομμύρια άνθρωποι νοσούν από γρίπη κάθε χρόνο. Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού γρίπης, μπορεί να προκύψει μη αναστρέψιμη βλάβη στο καρδιαγγειακό σύστημα, στην αναπνευστική οδό και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο ιός μεταδίδεται πολύ εύκολα μέσω του αέρα με σταγονίδια (με φτάρνισμα, βήχα, ομιλία).</p>

22	Προστασία από την γρίπη	<p>Η πιο συχνή επιπλοκή της γρίπης είναι η πνευμονία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην καταστροφή των διαφόρων στελεχών των ιών της γρίπης, στην απομάκρυνση των φλεγμονωδών εκδηλώσεων.</p> <p>Εφαρμογή: για την πρόληψη της γρίπης κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας, το πρόγραμμα εφαρμόζεται μία φορά κάθε 2 ημέρες. Εάν είναι απαραίτητο εφαρμόζεται καθημερινά έως και 2-3 φορές την ημέρα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Κατά της γρίπης (βασικό)». Μετά από αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα «Αρχικός καθαρισμός». Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τα προγράμματα «Κατά των σταφυλόκοκκων», «Κατά των στρεπτόκοκκων», «Κατά της κάντιντα» για να αποφύγετε το βακτηριακό και μυκητιακό βάρος, καθώς και τα προγράμματα «Αντιικό», «Χωρίς κρουολόγημα».</p>
23	Κατά της γρίπης (βασικό)	<p>Η γρίπη είναι μια ασθένεια που επηρεάζει την άνω και κάτω αναπνευστική οδό, συνοδεύεται από σοβαρή δηλητηρίαση και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές. Η γρίπη αρχίζει πάντα οξεία και γρήγορα (48 ώρες από τη στιγμή της μόλυνσης εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα). Το κύριο σύμπτωμα δηλητηρίασης είναι η αυξημένη θερμοκρασία σώματος (40° C και μεγαλύτερη). Αυτή η θερμοκρασία μπορεί να παραμείνει για περισσότερο από 5 ημέρες, γεγονός που προκαλεί δύσπνοια ή αναπνευστική ανεπάρκεια, εξασθένηση της συνείδησης, σπασμούς. Στα άτομα με κακή υγεία, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, αυτή η θερμοκρασία οδηγεί σε ένα μολυσματικό τοξικό σοκ (μια κατάσταση όταν προσβάλλονται ζωτικής σημασίας όργανα). Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Κατά της γρίπης (βασικό)», μπορείτε να ανακουφίσετε την κατάσταση του ασθενούς και με την ολοκληρωμένη χρήση πολλών προγραμμάτων κατά των ιών της γρίπης, μπορείτε να αποκαταστήσετε γρήγορα την υγεία σας χωρίς επιπλοκές.</p> <p>Εφαρμογή: με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων γρίπης με αυξημένη θερμοκρασία σώματος, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 1-3 φορές στη σειρά ή σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Προστασία από την γρίπη». Φροντίστε να πίνετε άφθονα υγρά και να τηρείτε τους κανόνες προσωπικής υγιεινής.</p>

24	Υγεία του γαστρεντερικού	<p>Εντερική λοίμωξη είναι μια ασθένεια που συμβαίνει όταν ορισμένοι παθογόνοι ιοί ή βακτήρια εισέρχονται στο σώμα. Μια τέτοια λοίμωξη επηρεάζει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, συνήθως όμως τα παιδιά και όσους παίρνουν αντιβιοτικά. Μια εντερική λοίμωξη συνοδεύεται από ναυτία, έμετο, διάρροια, κοιλιακό άλγος και πυρετό. Στις ιογενείς λοιμώξεις, παρατηρούνται και άλλα συμπτώματα όπως ρινική καταρροή και ερυθρότητα του λαιμού, καθώς και πόνος που εμφανίζεται κατά την κατάποση, έλλειψη όρεξης, απώλεια αντοχής. Το πρόγραμμα στοχεύει στην καταστροφή του ιού της γρίπης του εντέρου - του ροταϊού και των παθογόνων στελεχών του E. Coli, γεγονός που θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της κατάστασης και θα σταματήσει την αφυδάτωση η οποία επιφέρει καταστροφικές συνέπειες για το σώμα.</p> <p>Εφαρμογή: Χρησιμοποιήστε την πρώτη ημέρα 4-5 φορές στη σειρά για να επιτύχετε ένα πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για διάστημα 3-5 ημερών χρησιμοποιήστε το 1-2 φορές την ημέρα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Αρχικός καθαρισμός» και «Αντιικό». Φροντίστε να πίνετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό.</p>
25	Κατά της δηλητηρίασης	<p>Κατά την κατάποση μέσω τροφής, νερού ή μέσω των βλεννογόνων της αναπνευστικής οδού, εντεροβακτηρίων ή εντεροϊών, αναπτύσσεται μια λοίμωξη, η οποία ονομάζεται κοινώς δηλητηρίαση. Αυτή η λοίμωξη μπορεί να έχει κρυφή φύση ή να εκδηλώνει εμφανή σημάδια της παρουσίας της: πονοκέφαλο, μυϊκό πόνο, πόνο στην κοιλιακή περιοχή, πυρετό, έμετο, διαταραχές στην αφόδευση. Στη συνέχεια μπορεί να προκύψει σοβαρή βλάβη οργάνων. Το πρόγραμμα βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίσει τη λοίμωξη που προκαλείται από εντεροϊούς και μερικούς τύπους σαλμονέλας, επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασης και μειώνει την πιθανότητα επιπλοκών.</p> <p>Εφαρμογή: Χρησιμοποιήστε την πρώτη ημέρα 4-5 φορές στη σειρά, προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια 3-5 ημερών, 1-2 φορές την ημέρα, εναλλάξ με τα προγράμματα «Αρχικός καθαρισμός» και «Αντιικό». Φροντίστε να πίνετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό.</p>

26	Αντικικό	<p>Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι μια μεγάλη ομάδα ασθενειών που προκαλούνται από ιούς. Οι ιοί είναι μια μεταβατική μορφή μεταξύ έμψυχης και άψυχης φύσης. Δεδομένου ότι οι ιοί έχουν γενετικό υλικό, αλλά δεν έχουν το δικό τους κύτταρο, δεν είναι παρά μόνο ενδοκυτταρικά παράσιτα. Εκεί έγκειται και η πολυπλοκότητα της καταστροφής τους. Οι ιοί μπορούν να μεταδοθούν διαμέσου του αέρα με σταγονίδια, μέσα από διάφορα αντικείμενα, μέσω του φιλιού και της σεξουαλικής επαφής. Έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πλήρη αποδυνάμωση των ιών στο σώμα κατέχει το ανοσοποιητικό σύστημα. Το πρόγραμμα «Αντικικό» στοχεύει στην καταπολέμηση διαφόρων ιών, ιδιαίτερα του κυτταρομεγαλοϊού και του ιού Epstein-Barr. Χρησιμοποιείται επίσης για την αποδυνάμωση οποιωνδήποτε στελεχών ιών και την ενίσχυση της ανοσίας του σώματος.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά, για ένα μήνα.</p>
27	Αρχικός καθαρισμός	<p>Ένα από τα κύρια προγράμματα καθαρισμού του σώματος από τοξίνες. Το λεμφικό σύστημα συμβάλλει στην απομάκρυνση τοξικών ουσιών από τους ιστούς και τα όργανα. Οι διάφορες ασθένειες αυξάνουν την ποσότητα των επιβλαβών ουσιών και το λεμφικό σύστημα δεν έχει χρόνο για να τις αφαιρέσει, με αποτέλεσμα την τοξίκωση του οργανισμού. Επιπλέον, λόγω ασθένειας ή τραυματισμού, είναι δυνατή η παραβίαση της φυσικής εκροής τοξινών από την κοιλότητα ή το όργανο του τραύματος. Η υπερβολική συσσώρευση παθογόνων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή φλεγμονή και αλλοίωση του ανθρώπινου σώματος. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Αρχικός καθαρισμός» προστατεύετε τον οργανισμό σας από το υπερβολικό τοξικό φορτίο που βιώνει σε περιόδους διαφόρων ασθενειών ή τραυματισμών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξουδετέρωση και στην απομάκρυνση των τοξινών από τον οργανισμό, χωρίς να επιβαρύνει το λεμφικό σύστημα.</p> <p>Εφαρμογή: μία φορά μετά τη χρήση οποιουδήποτε προγράμματος της συσκευής DeVita AP. Συμπεριλαμβάνεται στο αυτόματο πρόγραμμα «Καθαρισμός – αυτόματο».</p>

28	Κυτταρική αποτοξίνωση	<p>Ο ενδοκυττάριος χώρος είναι η κύρια τοποθεσία συσσώρευσης τοξινών, η οποία οδηγεί σε μεταβολικές διαταραχές, στην ανάπτυξη πολλών σοβαρών χρόνιων παθήσεων και στην πρόωρη γήρανση του σώματος. Η αποστράγγιση των ιστών είναι ένας τρόπος αποτοξίνωσης του τομέα των ιστών, συμβάλλει στην απομάκρυνση αλάτων βαρέων μετάλλων και ραδιονουκλεϊδίων καθώς και βελτιώνει τις μεταβολικές διεργασίες και τη γενική κατάσταση του σώματος.</p> <p>Εφαρμογή: σε περίπτωση σοβαρής δηλητηρίασης χρησιμοποιείται καθημερινά και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Αρχικός καθαρισμός».</p>
29	Detox Mexicana	<p>Είναι το σύστημα πλήρους καθαρισμού του σώματος, το οποίο προτάθηκε από τον R. Rife. Το πρόγραμμα αυτό βοηθά στην εξάλειψη των μεταβολικών προϊόντων και των τοξινών, βελτιώνει τη λειτουργία αποστράγγισης του λεμφικού συστήματος, αυξάνει τις ικανότητες αποτοξίνωσης του ήπατος, ενεργοποιεί την αποβολική λειτουργία των νεφρών και αυξάνει το επίπεδο ανοσολογικής άμυνας.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα για την εξάλειψη σοβαρών παθήσεων του ήπατος, των νεφρών, του λεμφικού συστήματος, εάν υπάρχουν. Για απλό καθαρισμό του σώματος, συνιστάται η χρήση του αυτόματου προγράμματος «Ολικός καθαρισμός - αυτόματο» της συσκευής DeVita Ritm.</p>
30	Αντιμετώπιση αλλεργιών	<p>Η αλλεργία είναι μια αυξημένη ευαισθησία του σώματος σε ουσίες - προϊόντα, μαλλί, σκόνη, γύρη, χημικά, μολυσματικά μέσα. Επί του παρόντος, πάνω από το 85% του συνολικού πληθυσμού του πλανήτη μας επηρεάζεται από τις διάφορες μορφές αλλεργιών. Το κύριο αίτιο είναι συνήθως ο υποσιτισμός και ένας ανθυγιεινός τρόπος ζωής. Μια αλλεργία μπορεί να αναγνωριστεί από μια μη αναμενόμενη ρινική καταρροή, φτάρνισμα ή δακρύρροια, ερυθρότητα και κνησμό του δέρματος.</p> <p>Το πρόγραμμα αφαιρεί τις κύριες εκδηλώσεις αλλεργιών, διευκολύνει την κατάσταση ενός ατόμου, βοηθά στη σταθεροποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για αποφυγή εμφάνισης αλλά και για ανακούφιση συμπτωμάτων.</p>

31	Έλεγχος βάρους	<p>Το πρόγραμμα στοχεύει στην καταπολέμηση του αδενώϊου 36, μιας κοινής αιτίας που οδηγεί στην υπερβολική αύξηση βάρους. Επιπροσθέτως, όταν χρησιμοποιείται, το ΑΝΣ ρυθμίζεται και ξεκινούν οι διαδικασίες απώλειας βάρους. Το πρόγραμμα βοηθά επίσης στην υποστήριξη των ενεργειακών πόρων του σώματος.</p> <p>Εφαρμογή: συνιστάται να χρησιμοποιείτε σύμφωνα με το σχήμα του ΣΕΤ προγραμμάτων «Διαχείριση σωματικού βάρους».</p>
32	Χωρίς Σαλμονέλα	<p>Η σαλμονέλα είναι ένας εκπρόσωπος της οικογένειας των εντεροβακτηριοειδών. Είναι ανθεκτική στο περιβάλλον: μπορεί να κρύβεται στην οικιακή σκόνη, σε τρεχούμενο νερό, σε κατεψυγμένο κρέας και λουκάνικα, σε αυγά πουλερικών και γαλακτοκομικά προϊόντα από 3 έως 6 μήνες. Η σαλμονέλα αποδυναμώνεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 70 βαθμών. Η μόλυνση συνοδεύεται από πυρετό, κοιλιακό άλγος, έμετο, διάρροια. Ωστόσο, η μόλυνση μπορεί να είναι και ασυμπτωματική.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
33	Χωρίς Υερσίνια	<p>Ένας από τους εκπροσώπους των εντεροβακτηρίων, που προκαλεί φλεγμονή στο λεπτό έντερο, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει και άλλα όργανα όπως το ήπαρ, τα νεφρά, την καρδιά, τις αρθρώσεις. Βρίσκεται στο νερό, στο έδαφος, στα τρόφιμα. Είναι ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί και να πολλαπλασιαστεί στο ψυγείο. Στο ανθρώπινο σώμα, χωρίς να προκαλεί σημάδια φλεγμονής, μπορεί να εντοπιστεί αφότου αποδυναμωθεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Στη συνέχεια αρχίζει η επιδείνωση.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
34	Χωρίς Πρωτέα - Γενικό	<p>Τα βακτήρια του γένους Proteus είναι μέρος της κλινικά παθολογικής εντερικής χλωρίδας. Με την ενεργό ανάπτυξη, προκαλούν βλάβη στο πεπτικό σύστημα, στο ουροποιητικό σύστημα, στις συγγενείς δυσπλασίες, στις λοιμώξεις του τραύματος. Η παθογένεια των βακτηρίων παρατηρείται στην περίπτωση της ανεξέλεγκτης πρόσληψης αντιβιοτικών ή όταν τα βακτηρίδια εισέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον στον οργανισμό μέσω τροφίμων, νερού, άπλυτων χεριών.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>

35	Χωρίς Κλεμψιέλλα	<p>Υποβιβαστικά παθογόνα βακτήρια. Με την αύξηση του αριθμού τους, επηρεάζονται τα όργανα της γαστρεντερικής οδού, του αναπνευστικού συστήματος και του ουροποιητικού συστήματος. Προκαλούν σοβαρή δηλητηρίαση με εξασθενημένη λειτουργικότητα αυτών των οργάνων. Τρόποι μόλυνσης: τα τρόφιμα, το νερό, ή η επαφή με μολυσμένο άτομο.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
36	Χωρίς Καμπυλοβακτηρίδιο	<p>Τα βακτήρια <i>Campylobacter</i> είναι αιτιολογικοί παράγοντες της εντερικής μόλυνσης. Εισάγονται στο βλεννογόνο και στην λεμφική οδό του εντέρου και άλλων οργάνων. Η μόλυνση γίνεται μέσω αγροτικών ζώων και πτηνών, μέσω της χρήσης μολυσμένων προϊόντων κρέατος, γάλακτος, νερού. Λιγότερο συχνά μέσω κατεστραμμένου δέρματος, μέσω δαγκώματος μολυσμένων ζώων. Επίσης διαφραγματικά ή κατά τη διάρκεια του τοκετού. Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν οι κάτοικοι της υπαίθρου, οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνοτρόφοι πουλερικών, καθώς και οι τουρίστες που επισκέπτονται αναπτυσσόμενες χώρες.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
37	Χωρίς Κλωστρίδια	<p>Το <i>Clostridium difficile</i> περιλαμβάνεται στη σύνθεση της φυσιολογικής εντερικής μικροχλωρίδας, αλλά όταν εμφανιστεί δυσθυμία, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα τοιχώματα του παχέως εντέρου. Το <i>Clostridium botulinum</i> είναι στοιχείο του εδάφους και του θαλασσινού νερού, που διανέμεται παντού και αποτελεί την πιο ισχυρή βακτηριακή τοξίνη, γνωστή ως τοξίνη αλλαντίασης.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
38	Χωρίς Σιγκέλα	<p>Βακτήρια που προκαλούν δυσεντερία. Η μόλυνση μπορεί να γίνει μέσω της τροφής, της επαφής με μολυσμένα σκεύη οικιακής χρήσης, μέσω ύδατος ή τροφής. Φορείς μπορεί να είναι οι μύγες και οι κατσαρίδες.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
39	Χωρίς Ροταϊό	<p>Ο ιός της εντερικής γρίπης πολλαπλασιάζεται στα κύτταρα του γαστρεντερικού βλεννογόνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρή διάρροια και αφυδάτωση του σώματος. Το κύριο μέσο μετάδοσης είναι η τροφή.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>

40	Αντικό Γαστρεντερικού	<p>Ο εντεροϊός και ο κοκσακίτης ανήκουν στην εντερική ομάδα και είναι σε θέση να επηρεάσουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, τους μύες, την καρδιά, το δέρμα, τα αναπνευστικά και τα ουρογεννητικά συστήματα. Μεταφέρονται από άτομο σε άτομο μέσω του αέρα με σταγονίδια και μέσω των καθημερινών διεργασιών. Τέτοιες λοιμώξεις παρατηρούνται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
41	Χωρίς Τρηματώδη - Γενικό 1	<p>Τα τρηματώδη, είναι παρασιτικοί επίπεδοι σκώληκες που μολύνουν το ήπαρ, το πάγκρεας, το έντερο, τους πνεύμονες, τα αιμοφόρα αγγεία και τον εγκέφαλο. Τρόποι μόλυνσης: το κολύμπι στα ανοικτά νερά των χωρών της Ασίας, της Αφρικής, της Νότιας Αμερικής, τρώγοντας ανεπαρκώς μαγειρεμένα ή ωμά ψάρια, οστρακοειδή, κρέας.</p>
42	Χωρίς Τρηματώδη - Γενικό 2	<p>Εφαρμογή: Τα προγράμματα χρησιμοποιούνται καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
43	Χωρίς Αμοιβάδα	<p>Το <i>Entamoeba histolytica</i> είναι εκπρόσωπος των πρωτόζωων. Μπορεί να προκαλέσει αμοεβική δυσεντερία, συνοδευόμενη από βλάβες στο παχύ έντερο, το ήπαρ, τους πνεύμονες και άλλα όργανα. Μεταδίδεται μέσω της τροφής και του νερού.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
44	Χωρίς Εντερόκοκκο	<p>Ο εντερόκοκκος είναι μέρος της φυσιολογικής ανθρώπινης μικροχλωρίδας. Όταν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά, όταν υπάρχει μειωμένη λειτουργία των φραγμών του δέρματος και των βλεννογόνων, όταν οι ηλικιωμένοι νοσούν από σοβαρές ασθένειες, ο εντερόκοκκος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο λεπτό έντερο, στο ουροποιητικό σύστημα, στον κόλπο, στην καρδιά, στο συκώτι, στο δέρμα.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
45	Χωρίς Νηματώδη και Ασκαρίδες - Νέο	<p>Ένα νέο πρόγραμμα για την καταπολέμηση των παρασιτικών σκωληκών. Καλύπτει τα περισσότερα είδη νηματωδών που μολύνουν ανθρώπους και ζώα.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>

46	Χωρίς Αδενοϊό - Γενικό	<p>Αδενοϊοί είναι μια ομάδα ιών που προκαλεί οξείες ασθένειες, με βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα, στα μάτια και στους λεμφαδένες. Η μόλυνση μεταδίδεται μέσω του αέρα με σταγονίδια, συχνά κατά την χειμερινή περίοδο.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
47	Χωρίς Κορωνοϊό	<p>Ο ιός αυτός έχει εξαπλωθεί πλήρως στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Βόρεια Αμερική. Μεταδίδεται μέσω του αέρα με σταγονίδια και προκαλεί βλάβη στην αναπνευστική οδό, μέχρι και την καταστροφή των πνευμονικών κυψελίδων.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
48	Χωρίς Πενικίλλιο	<p>Το γένος του πενικίλλιου προσβάλλει τα όργανα του ουροποιητικού και του αναπνευστικού συστήματος, τους λεμφαδένες, το δέρμα. Προκαλούν σοβαρή δηλητηρίαση, είναι αλλεργιογόνα.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
49	Χωρίς Ρικέτσια	<p>Ενδοκυτταρικό παράσιτο. Είναι σε θέση να επηρεάσει οποιαδήποτε ανθρώπινα όργανα, να προκαλέσει σημαντικές διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος. Τρόποι μετάδοσης: μέσω τροφής, νερού, επαφών. Διανέμεται στις αναπτυσσόμενες χώρες.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
50	Χωρίς Θηλώματα - Γενικό	<p>Ο HPV επηρεάζει το δέρμα και τους βλεννογόνους με το σχηματισμό θηλωμάτων. Κάποια είδη μπορεί να προκαλέσουν κακοήθεις όγκους στις γυναίκες. Τρόποι μετάδοσης αυτής της λοίμωξης: επαφή γενικά με μολυσμένο άτομο, σεξουαλικές επαφές, κατά τον τοκετό από τη μητέρα στο παιδί.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
51	Χωρίς Θηλώματα στα νεφρά	<p>Με την καταστροφή του HPV της επιφάνειας του βλεννογόνου του ουροποιητικού συστήματος, δημιουργούνται διάφοροι σχηματισμοί στη νεφρική λεκάνη και στην ουροδόχο κύστη. Με παρατεταμένη έκθεση σε δυσμενείς παράγοντες, αυτοί οι σχηματισμοί δεν μπορούν μόνο να μειώσουν τη λειτουργικότητα των οργάνων, αλλά είναι επίσης ικανοί για εκφυλισμό.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>

52	Χωρίς Τριχομονάδα	<p>Οι τριχομονάδες είναι ένα από τις απλούστερες σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες. Η μόλυνση εμφανίζεται με κάθε είδους σεξουαλική επαφή, καθώς και μέσω επαφής με το νοικοκυριό: το καπάκι της λεκάνης τουαλέτας, την πισίνα, τη χρήση κοινών πετσετών, υφασμάτων, προϊόντων υγιεινής και την χρήση ρούχων άλλων ανθρώπων. Μόλις βρεθούν στην κυκλοφορία του αίματος, μπορούν να συγκαλυφθούν σαν κύτταρα αίματος. Η μεγαλύτερη απειλή, συχνότερα, δεν είναι στους απλούς, αλλά στους μολυσματικούς παράγοντες που μεταφέρει: χλαμύδια, κάντιντα, γονοκόκκοι, κυτταρομεγαλοϊό και ιούς έρπητα.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
53	Χωρίς Λεπτόσπειρα	<p>Ένα βακτήριο που προκαλεί βλάβη στα τριχοειδή αγγεία, στο συκώτι, στα νεφρά και στους μυς. Μεταφέρεται σε όλες τις περιοχές. Η μόλυνση εμφανίζεται από κατοικίδια και άγρια ζώα, μέσω των βλαβερών βλεννογόνων και του δέρματος, από φυσικές πηγές νερού.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
54	Χωρίς Κρυπτοκόκκο	<p>Ο μύκητας του κρυπτόκοκκου επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, τους πνεύμονες, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Ο αιτιολογικός παράγοντας υπάρχει στο έδαφος που έχει μολυνθεί με περιττώματα πουλιών. Το μέσο μετάδοσης είναι ο αέρας.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
55	Χωρίς Τοξόπλασμα	<p>Η διάδοση της λοίμωξης από τοξόπλασμα στον κόσμο είναι πολύ υψηλή έως και 90%. Η ύπαρξη στο σώμα συχνά δεν προκαλεί προβλήματα στον άνθρωπο. Η μόλυνση εμφανίζεται είτε στη μήτρα είτε αποκτάται. Το τοξόπλασμα επηρεάζει το νευρικό σύστημα, τα μάτια, την καρδιά, τους μυς, τους πνεύμονες, το έντερο, το δέρμα.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
56	Χωρίς Ουρεοπλάσμα	<p>Το ουρεοπλάσμα είναι μια παθογόνος μορφή που προκαλεί ασθένειες του ουρογεννητικού συστήματος, των αρθρώσεων, παθολογίες της εγκυμοσύνης και του εμβρύου. Η μετάδοση του μολυσματικού αυτού παράγοντα συμβαίνει μέσω σεξουαλικής επαφής, στην μήτρα και κατά τη διάρκεια του τοκετού.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>

57	Χωρίς Εχινοκόκκο	<p>Ένα σοβαρό πρόβλημα εκπροσωπείται από τις προνύμφες που σχηματίζουν κύστες στο σώμα. Αυτοί οι σχηματισμοί συμπιέζουν τον περιβάλλοντα ιστό, ο οποίος οδηγείται σε ατροφία και θάνατο. Οι προνύμφες επηρεάζουν το ήπαρ, τους πνεύμονες, τα νεφρά, τα οστά, τον εγκέφαλο. Η μόλυνση γίνεται μέσω επαφής με τα ζώα, κατά τη συλλογή μούρων και βοτάνων, μέσω πόσιμου νερού από μολυσμένες πηγές. Επίσης, κινδυνεύουν οι εργάτες του σφαγείου, οι βοσκοί, οι βυρσοδέψες.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
58	Χωρίς Ψευδομονάδα Αεριογόνος	<p>Το <i>Pseudomonas aeruginosa</i> είναι ένα βακτήριο που χαρακτηρίζεται από φυσική αντοχή στους περισσότερους αντιμικροβιακούς παράγοντες. Επηρεάζει τα όργανα της πεπτικής οδού, του αναπνευστικού συστήματος, του κεντρικού νευρικού συστήματος και άλλων οργάνων και συστημάτων. Το μέσο μόλυνσης είναι άνθρωποι και ζώα, ασθενείς και φορείς. Μέθοδοι μετάδοσης: επαφή, νοικοκυριό, μέσω του αέρα, τρόφιμα.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
59	Κατά του Lyme 1	<p>Η βορρελλίωση (νόσος του Lyme) είναι το πιο συνηθισμένο πρόβλημα που συμβαίνει όταν ένα άτομο τσιμπηθεί από ένα μολυσμένο τσιμπούρι. Επηρεάζονται το κεντρικό νευρικό σύστημα, η καρδιά και οι αρθρώσεις.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται μαζί με το, «Κατά του Lyme 2», μετά από τσίμπημα, καθημερινά για 2 εβδομάδες. Για προβλήματα που προκύπτουν από τα τσιμπήματα από την προηγούμενη φορά, δείτε το σχήμα εφαρμογής του ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά του Lyme».</p>
60	Κατά του Lyme 2	<p>Ο ιός της εγκεφαλιτίδας μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος από τσιμπούρι, λιγότερο συχνά με τη χρήση νωπού γάλακτος από αγελάδες και αίγες μολυσμένες με τον ιό. Διανομή: Σιβηρία, Άπω Ανατολή, Ουράλια. Προσβάλλει το κύριο όργανο του κεντρικού νευρικού συστήματος.</p> <p>Εφαρμογή: Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται μαζί με το «Κατά του Lyme 1», μετά από τσίμπημα, καθημερινά για 2 εβδομάδες. Για προβλήματα που προκύπτουν από τα τσιμπήματα από την προηγούμενη φορά, δείτε το σχήμα εφαρμογής του ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά του Lyme»</p>

61	Προστασία Κυττάρου 1	Διάφοροι παθογόνοι παράγοντες συμβάλλουν στη συσώρευση τοξινών στο σώμα που μπορεί να προκαλέσουν τον εκφυλισμό των κυττάρων. Τα προγράμματα «Προστασία Κυττάρου 1 και 2» μειώνουν τον κίνδυνο της ογκολογικής παθολογίας, συμβάλλουν στη διάρθωση των αλλαγών πριν από τον όγκο, μειώνουν τις φλεγμονώδεις διεργασίες και ενισχύουν την άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος.
62	Προστασία Κυττάρου 2	Εφαρμογή: Τα προγράμματα χρησιμοποιούνται μαζί, δείτε το σχήμα εφαρμογής του ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγιές Κύτταρο».
63	Υγιή Ούλα	Η ασθένεια του κόμμεος (ουλίτιδα) προκαλείται από ιούς, βακτήρια και μύκητες. Σε κίνδυνο μπορεί να είναι άνθρωποι που φορούν οδοντοστοιχίες και σιδεράκια. Το πρόγραμμα βοηθά στη μείωση του παθογόνου φορτίου, στη μείωση της φλεγμονώδους διαδικασίας και στη βελτίωση της θρέψης του ιστού. Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.
64	Αποκατάσταση Βλεννογόνων	Η εμφάνιση των ελκών (αφθών) στον βλεννογόνο του στόματος υποδηλώνει την παρουσία φλεγμονώδους διεργασίας που μπορεί να προκληθεί από ιικούς ή βακτηριακούς παράγοντες, τραύμα ή έλλειψη ιχνοστοιχείων. Το πρόγραμμα αφαιρεί τη φλεγμονώδη διαδικασία, βοηθά στην αποκατάσταση του βλεννογόνου του στόματος, ενισχύει την τοπική ανοσία. Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες. Συνιστάται να το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Υγιές Στόμα».
65	Υγιές Στόμα	Η φλεγμονή του στοματικού βλεννογόνου (στοματίτιδα) συμβαίνει από διάφορους παράγοντες: την παρουσία μολυσματικών παραγόντων, την καταστροφή της στοματικής κοιλότητας, κατά τη διάρκεια οδοντικών παρεμβάσεων, την μη ισορροπημένη διατροφή. Εμφανίζεται στη γλώσσα, την εσωτερική επιφάνεια των χειλιών, τα μάγουλα και τον ουρανίσκο. Το πρόγραμμα αφαιρεί τη φλεγμονώδη διαδικασία, βοηθά στην αποκατάσταση του βλεννογόνου του στόματος και παράλληλα ενισχύει την τοπική ανοσία.

65	Υγιές Στόμα	<p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες. Μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα «Αποκατάσταση Βλεννογόνων». Χρησιμοποιείται σε οδοντιατρικές επεμβάσεις που συνοδεύονται από βλάβη του βλεννογόνου.</p>
66	Χωρίς Συρίγγιο	<p>Η επούλωση των ούλων συνοδεύεται πολύ συχνά από το σχηματισμό ενός συριγγίου. Αυτό μπορεί να ακολουθείται από σοβαρές συνέπειες: από την απώλεια δοντιών μέχρι τη βαθιά φλεγμονή των ιστών. Το πρόγραμμα βοηθάει στην πρόληψη της διαδικασίας υπερχειλίσης, μειώνει τη φλεγμονώδη διαδικασία.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2-4 εβδομάδες. Χρήση μετά από οδοντιατρική θεραπεία ή εξαγωγή δοντιών.</p>
67	Υγιή Δόντια	<p>Το πρόγραμμα μειώνει τον πόνο, επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης, ανακουφίζει το πρήξιμο.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 1-2 εβδομάδες. Χρησιμοποιήστε αμέσως μετά από οδοντιατρικές διαδικασίες για τη θεραπεία, αφαίρεση, εμφύτευση των δοντιών.</p>
68	ΚΝΣ Χωρίς Προβλήματα	<p>Το πρόγραμμα βοηθά στη βελτίωση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος μετά από έκθεση σε διάφορους παράγοντες (μολυσματικούς, τραυματικούς κλπ.) Βοηθά στην αποκατάσταση των νευρικών συνδέσεων μεταξύ του κεντρικού νευρικού συστήματος και του περιφερικού, ανακουφίζει από οίδημα και πόνο.</p> <p>Εφαρμογή: για 1-6 μήνες ημερησίως. Συνιστάται σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Υγιή Νεύρα» (δείτε το σχήμα εφαρμογής του ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά του Lyme»).</p>
69	Υγιή Νεύρα	<p>Σε περίπτωση παραβίασης της ακεραιότητας των νευρικών ινών, μπορεί να εμφανιστούν λειτουργικές διαταραχές του νευρικού συστήματος. Το πρόγραμμα αποτρέπει την καταστροφή της θήκης της μυελίνης των νευρικών ινών, διατηρώντας έτσι την αγωγιμότητα των νευρικών ινών.</p> <p>Εφαρμογή: για 1-6 μήνες ημερησίως. Συνιστάται με το πρόγραμμα «ΚΝΣ Χωρίς Προβλήματα» (δείτε το σχήμα εφαρμογής του ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά του Lyme»).</p>

70	Καθαρά Ιγμόρεια	<p>Φλεγμονή της βλεννογόνου μεμβράνης ενός ή περισσότερων ρινικών κόλπων σημαίνει ιγμορίτιδα. Μπορεί να παρουσιαστεί ως μια επιπλοκή των μολυσματικών ασθενειών της μύτης και της αναπνευστικής οδού, καθώς και μετά από τραυματισμό του προσώπου. Το πρόγραμμα βοηθά στη μείωση της φλεγμονώδους διαδικασίας στην περιοχή των ρινικών κόλπων, στην καλύτερη απομάκρυνση της βλέννας και στη μείωση του πόνου κατά τις οξείες διαδικασίες.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
71	Καθαρά Ιγμόρεια - Γενικό	<p>Το μεγαλύτερο πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους είναι η χρόνια ιγμορίτιδα, η οποία συμβαίνει χωρίς προφανείς εκδηλώσεις, αλλά για αρκετό καιρό. Οι αιτίες μπορεί να είναι μολύνσεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, η παρουσία πολυπόδων, η καμπυλότητα του ρινικού διαφράγματος ή τα δόντια.</p> <p>Το πρόγραμμα βοηθά στη μείωση της φλεγμονώδους διαδικασίας στην περιοχή των κόλπων, στη μείωση του πρηξίματος και στην αποφυγή παροξυσμών.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για ένα μήνα εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και για να αποφευχθεί η επιδείνωση κατά την χειμερινή περίοδο.</p>
72	Ώτα Χωρίς Φλεγμονή	<p>Οι αιτίες της φλεγμονής του αυτιού μπορεί να είναι: παθολογική διαδικασία στο ρινοφάρυγγα, καμπυλότητα του ρινικού διαφράγματος, τραυματισμός του αυτιού.</p> <p>Το πρόγραμμα συμβάλλει στη μείωση της διόγκωσης, της φλεγμονής και του πόνου.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Υγιή Ώτα» της συσκευής DeVita Ritm.</p>
73	Υγιείς Αμυγδαλές	<p>Η φλεγμονή των αμυγδαλών, του φαρυγγικού δακτυλίου παρατηρείται συχνά μετά την αμυγδαλίτιδα ή άλλες μολυσματικές ασθένειες του φάρυγγα. Μπορεί να εμφανιστεί σε οξεία ή χρόνια μορφή. Μεταδίδεται εξωτερικά – μέσω του αέρα με σταγονίδια ή εσωτερικά - από εσωτερικές εστίες χρόνιας λοίμωξης.</p> <p>Το πρόγραμμα βοηθά στη μείωση της φλεγμονής των αμυγδαλών, του πρηξίματος, του πόνου και του τοξικού στρες.</p>

73	Υγιείς Αμυγδαλές	Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Λαιμός Χωρίς Προβλήματα» της συσκευής DeVita Ritm.
74	Χωρίς Φαρυγγίτιδα	<p>Η φλεγμονή των βλεννογόνων μεμβρανών του ρινοφάρυγγα (ρινοφαρυγγίτιδα) έχει μολυσματική φύση, ιική ή βακτηριακή. Η υψηλότερη συχνότητα παρατηρείται κατά τους χειμερινούς μήνες.</p> <p>Το πρόγραμμα μειώνει τη φλεγμονή, το πρήξιμο, αποτρέπει την ανάπτυξη παροξυσμών.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες.</p>
75	Αντιφλεγμονώδη - Γενικό	<p>Η φλεγμονή είναι μια αντίδραση του σώματος που συμβαίνει σε απόκριση της βλάβης ή της δράσης ενός παθογόνου παράγοντα. Το πρόγραμμα βοηθά το σώμα να εξαλείψει την εστία της φλεγμονής, όπου και αν βρίσκεται, να μειώσει την επίδραση παθογόνων παραγόντων και επίσης να αποκαταστήσει την ομοιόσταση</p> <p>Εφαρμογή: χρησιμοποιείται καθημερινά για 1-4 εβδομάδες. Συνιστάται να συνδυάζεται με άλλα προγράμματα για τη μείωση της φλεγμονώδους διαδικασίας.</p>
76	Κατά της ημικρανία	<p>Η ημικρανία είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους πονοκεφάλων. Χαρακτηρίζεται από οξύ πόνο που εντοπίζεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του κεφαλιού.</p> <p>Το πρόγραμμα ανακουφίζει τους σπασμούς των αιμοφόρων αγγείων, μειώνει τον πόνο, βοηθά στην ομαλοποίηση της κυκλοφορίας του αίματος στο κεφάλι.</p> <p>Εφαρμογή: όπως απαιτείται.</p>
77	Αντισηπτική Δράση	<p>Οι βλάβες στο δέρμα: γρατζουνιές, κοψίματα, εγκαύματα κλπ. είναι ανοιχτές πύλες για μολυσματικούς παράγοντες. Ως αποτέλεσμα, τα τραύματα μπορεί να μην επουλωθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.</p> <p>Το πρόγραμμα βοηθά στην απολύμανση του τραύματος, στη μείωση της φλεγμονής και στην ταχεία επούλωση.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 1-4 εβδομάδες. Συνιστάται να συνδυάζεται με άλλα προγράμματα για τη μείωση της φλεγμονώδους διαδικασίας.</p>

78	Υγιής Χοληδόχος Κύστη	<p>Η ακατάλληλη και ακανόνιστη διατροφή (παρατεταμένη νηστεία, κατανάλωση αλκοόλ, μπαχαρικά, υπερβολικά πικάντικα λιπαρά και βρασμένα γεύματα, σνακ, άρνηση κατανάλωσης φυτικού ελαίου), το στρές, η χαμηλή πρόσληψη υγρών, οι μολυσματικές αλλοιώσεις του ήπατος αποτελούν αιτίες προβλημάτων στη χοληδόχο κύστη. Το πρόγραμμα διευκολύνει την εκροή χολής, βοηθά στην αποκατάσταση της εργασίας της χοληδόχου κύστης, μειώνει τον πόνο.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 1-6 μήνες, κατά προτίμηση το βράδυ. Διαφορετικά, κάθε δεύτερη μέρα</p>
79	Χωρίς βήχα	<p>Ο βήχας είναι μια προστατευτική αντανακλαστική αντίδραση του οργανισμού που συμβαίνει κατά τον ερεθισμό του βλεννογόνου της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να είναι ένα σημάδι φλεγμονής του αναπνευστικού συστήματος, η οποία προκαλείται από παθογόνους ιούς, βακτήρια, μύκητες και άλλους παράγοντες, καθώς και αλλεργιογόνα.</p> <p>Το πρόγραμμα ανακουφίζει την κατάσταση υπό την παρουσία οξύ ή χρόνιου βήχα, μειώνει τη φλεγμονή του βλεννογόνου της αναπνευστικής οδού.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2-4 εβδομάδες.</p>
80	Χωρίς πνευμονοβακτήρια	<p>Σύμφωνα με τις απόψεις ειδικών, η πρώτη θέση μεταξύ των αιτιών της φλεγμονής του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος καταλαμβάνεται από μικροβιακές λοιμώξεις. Τα περισσότερα βακτήρια που επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα αποτελούν τμήμα της φυσικής μικροχλωρίδας του οργανισμού, αλλά υπό δυσμενείς συνθήκες γίνονται παθογόνα.</p> <p>Το πρόγραμμα καταπολεμά τέτοιους μικροοργανισμούς όπως: <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Chlamydomphila pneumoniae</i>, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, κλπ.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες</p>
81	Χωρίς Κορωνοϊό – Νέο	<p>Ένα νέο, βελτιωμένο και διευρυμένο πρόγραμμα που σας βοηθά στην καταπολέμηση όλων των τύπων κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένων και των νέων μεταλλαγμένων μορφών.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2 εβδομάδες. Προκειμένου να αποφευχθεί η ασθένεια 2-3 φορές την εβδομάδα.</p>

82	Χωρίς πνευμονία	<p>Η φλεγμονή του πνευμονικού ιστού μπορεί να προκληθεί από παθογόνο κλωρίδα διαφόρων μορφών: ιική, βακτηριακή, μυκητιακή, κλπ. Εμφανίζεται όχι μόνο ως ανεξάρτητη μορφή, αλλά και ως αποτέλεσμα του κοινού κρυολογήματος, μειωμένης ανοσίας και έλλειψης βιταμινών.</p> <p>Το πρόγραμμα ανακουφίζει από οίδημα και φλεγμονή των κάτω τμημάτων του αναπνευστικού συστήματος, βελτιώνει τη λειτουργικότητα και την ενέργεια αυτών των οργάνων, αυξάνει την τοπική ανοσία.</p> <p>Εφαρμογή: καθημερινά για 2-4 εβδομάδες. Συνιστάται η χρήση σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Χωρίς βήχα».</p>
----	-----------------	--

Παράρτημα 3 – «Επεξηγήσεις για τη χρήση των προγραμμάτων DeVita Ritm».

DeVita Ritm (χειροκίνητα προγράμματα)				
Ονομασία προγράμματος	Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα	Επίδραση	Πρώτα αποτελέσματα	Διαρκές αποτέλεσμα
Ενεργή προστασία	Σωματική και ψυχολογική πίεση, μειωμένη απόδοση, προσοχή, τόνος, με χρόνια κόπωση και ευερεθιστότητα, με συνεχή ακτινοβολία από οικιακό εξοπλισμό και είδη τεχνολογίας. Για την αφαίρεση του βιοενεργειακού φορτίου όταν εργάζεστε με ανθρώπους.	Σταθεροποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα Δίνει ενέργεια Αντιμετωπίζει το άγχος	Μέσα σε μία ώρα	1 μήνας
Βελτίωση του κυκλοφορικού	Μειωμένη μικροκυκλοφορία του αίματος (παροχή αίματος στα όργανα), έλλειψη οξυγόνου στο αίμα, πονοκεφάλους, διαταραχή της αρτηριακής πίεσης, τονώνει το αγγειακό τοίχωμα.	Ανακουφίζει από σπασμούς (κράμπες) Υποστηρίζει τον σωστό τόνο Αγγειοδιασταλτική Ομαλοποιεί την αρτηριακή πίεση	Μέσα σε μία ώρα	1 μήνας
Ομαλοποίηση Πεπτικού	Υπερβολική κατανάλωση τροφής, αίσθημα 'βάρους' στο στομάχι, καούρα, φούσκωμα.	Ανακουφίζει από σπασμούς Αντιφλεγμονώδης Οξεο-βασική εξισορρόπηση	Μέσα σε μία ώρα	1 μήνας

Αποτοξίνωση (Detox)	Υπερβολική σωματική άσκηση/δραστηριότητα, ανθυγιεινή διατροφή, δηλητηρίαση, πόνος δεξιού υποχονδρίου, κατανάλωση αλκοόλ.	Αντιτοξική Προστασία του ήπατος Βελτιώνει την εκροή της χολής Ανακουφίζει από σπασμούς	Μέσα σε μία ώρα	1 μήνας
Κατά του άγχους - Antistress	Άγχος, υψηλό σωματικό και ψυχολογικό στρες (υπερβολική μελέτη, εργασία, αθλητισμός)	Αντιμετωπίζει το άγχος Καταπραύντικό	Μέσα σε μία ώρα	1 μήνας
Ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 7 τσάκρα	Χρόνια κόπωση, πονοκεφάλους, μειωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, υψηλό σωματικό και ψυχολογικό στρες.	Τόνωση Εναρμόνιση Αναισθητική	Μέσα σε μία ώρα	1 μήνας
Ορμονική ισορροπία	Ορμονικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της εφηβείας, σε παιδιά από 12 ετών, μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, με ορμονικές διαταραχές, με αναπαραγωγική δυσλειτουργία σε άνδρες και γυναίκες.	Ορμονική ομαλοποίηση	Μέσα σε έναν μήνα	6 μήνες
Καθαρά νεφρά	Φλεγμονώδεις διεργασίες στα νεφρά, την ουροδόχο κύστη, πρήξιμο.	Βελτιώνει τη λειτουργία του ουρογεννητικού συστήματος Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης	Μέσα σε μία μέρα	1-2 μήνες

Καθαρή λέμφος	Παραβίαση της λειτουργίας του λεμφικού συστήματος, οίδημα, δηλητηρίαση, παραβίαση του κυτταρικού μεταβολισμού, ανώμαλη αρτηριακή πίεση, μειωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, δερματικές παθήσεις.	Λεμφική αποστράγγιση Αποσυμφορητική Αντιτοξική Ανοσοσταθεροποιητική	Μέσα σε μία μέρα	1 μήνας
Ισχυρή όραση	Μειωμένος μυϊκός τόνος των οφθαλμών, προβλήματα όρασης, οπτική κόπωση. Πρόληψη της όρασης, σε παρατεταμένη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή συνεχή επεξεργασία κειμένων.	Διορθωτική Τόνωση Ενίσχυση	Μέσα σε μία μέρα	1-3 μήνες
Γυναικεία σεξουαλικότητα	Μειωμένη λίμπιντο, αυξημένη συναισθηματική ευερεθιστότητα, τάση για νευρική υπερδιέγερση.	Αντικαταθλιπτική Ενεργοποιητική	2-3 μέρες	1 - 2 μήνες
Ανδρική σεξουαλικότητα	Αυξημένο άγχος, διέγερση του νευρικού συστήματος, μειωμένη σεξουαλική απόδοση, φόβος «αποτυχίας».	Αντικαταθλιπτική Ενεργοποιητική	2-3 μέρες	1 -2 μήνες
Γρήγορη επούλωση	Οποιοδήποτε τραυματισμό των οστών, των χόνδρων και των μαλακών ιστών, των συνδέσμων: κατάγματα, μώλωπες, διαστρέμματα, πληγές. Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.	Ανακούφιση του πόνου Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης Ανανέωση	Μέσα σε μία ώρα	1 μήνας

Προθέρμανση	Χρησιμοποιείται πριν από τη σωματική άσκηση.	Τονώνει Δίνει ενέργεια	Μέσα σε μία ώρα	1 μήνας
Προπόνηση	Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης.	Τονώνει Δίνει ενέργεια Ρυθμίζει	Μέσα σε μία ώρα	1 μήνας
Υγιής καρδιά	Διαταραχή της λειτουργικής δραστηριότητας της καρδιάς, διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, διαταραχή της πίεσης του αίματος, υψηλά φορτία πίεσης.	Ανακουφίζει από σπασμούς Ομαλοποίηση της αρτηριακής πίεσης Τονώνει Ανακουφίζει τον πόνο	Μέσα σε μία ώρα	1-2 μήνες
Κανονικός καρδιακός ρυθμός	Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού: ταχυκαρδία, αρρυθμία, αναπνευστική και καρδιακή.	Ανακουφίζει από σπασμούς Ομαλοποιεί τον καρδιακό ρυθμό	Μέσα σε μία ώρα	1-2 μήνες
Κατά του κρυολογήματος	Ασθένειες του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Αλλεργία, συνοδευόμενη από πρήξιμο του ρινοφάρυγγα, δακρύρροια.	Αντιφλεγμονώδης Αποσυμφορητική Ανοσοσταθεροποιητική	Μέσα σε μία ώρα	Μέσα σε μία ώρα
Ελεύθερη αναπνοή	Ασθένειες του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Αλλεργία. Σπασμοί του βροχοπνευμονικού συστήματος διαφόρων προελεύσεων.	Αντιφλεγμονώδης Ανακουφίζει από σπασμούς Αγγειοδιασταλτική	Μέσα σε μία ώρα	1 μήνας

Υγεία της γυναίκας	Δυσλειτουργία και φλεγμονώδεις διεργασίες του αναπαραγωγικού συστήματος.	Αντιφλεγμονώδης Αγγειοδιασταλτική Ορμονική ομαλοποίηση Αναζωογονητική	2-3 μέρες	6-12 μήνες
Υγεία του άνδρα	Πρόληψη δυσλειτουργιών του αναπαραγωγικού συστήματος.	Αντιφλεγμονώδης Αγγειοδιασταλτική Ορμονική ομαλοποίηση Αναζωογονητική	2-3 μέρες	6-12 μήνες
Ήρεμος ύπνος	Αϋπνία, διαταραγμένες φάσεις ύπνου, αυξημένη νευρική ευερεθιστότητα.	Αντικαταθλιπτικό Καταπραυντικό Ομαλοποιεί τον ύπνο	Μέσα σε μία μέρα	1 μήνας
Καλή ψυχική διάθεση	Κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, ψυχοσυναισθηματικό στρες, κόπωση.	Αντικαταθλιπτικό Ρυθμίζει τη διάθεση	Μέσα σε μία μέρα	1 μήνας
Αρθρώσεις χωρίς πόνους	Φλεγμονή και πόνος στο μυοσκελετικό σύστημα (αρθρώσεις, μύες, σπονδυλική στήλη), υψηλή σωματική άσκηση, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού.	Αναισθητική Ρυθμιστική	Μέσα σε μία μέρα	1 μήνας
Αρθρώσεις χωρίς φλεγμονές	Φλεγμονή του μυοσκελετικού συστήματος, πρήξιμο, τραυματισμό, με υψηλή φυσική άσκηση, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού.	Αντιφλεγμονώδης Αποσυμφορητική Ρυθμιστική	Μέσα σε μία μέρα	1 μήνας

Έντερο χωρίς προβλήματα	Πόνος, ναυτία, φούσκωμα, δυσβακτηρίωση, μειωμένος εντερικός τόνος, δυσλειτουργία χοληδόχου κύστης, παραβίαση του γαστρικού βλενογόνου και έλκος του δωδεκαδακτύλου, δυσλειτουργία του ήπατος.	Ανακουφίζει από σπασμούς Ανακουφίζει τον πόνο Βελτιώνει την εκροή της χολής Αντιφλεγμονώδης Ομαλοποιεί τη κινητικότητα Αποσυμφορητική	Μέσα σε μία μέρα	6-12 μήνες
Ρύθμιση του μεταβολισμού	Δυσλειτουργίες του θυρεοειδούς και του παγκρέατος, γαστρεντερικές διαταραχές, οίδημα, μειωμένη απορρόφηση στοιχείων K, Ca, Mg, Na, διαταραχή οξεο-βασικής ισορροπίας.	Ρυθμιστική Εναρμόνιση	5-7 μέρες	6-12 μήνες
Όμορφη επιδερμίδα	Μείωση της λειτουργίας φραγμού του δέρματος και του μεταβολισμού των κυττάρων. Ακμή, ξηρότητα ή υπερβολικά λιπαρό δέρμα, ανακούφιση από ψωρίαση και λεύκη.	Ρυθμίζει την λειτουργία φραγμού του δέρματος Ομαλοποιεί τη θρέψη των κυττάρων	5-7 μέρες	1 μήνας
Όμορφα μαλλιά και νύχια	Απώλεια μαλλιών και εύθραυστα μαλλιά, δισαυρωμάτωση νυχιών. Ξηρά και λιπαρή σμηγματόρροια.	Ρυθμίζει τη λειτουργία των αδένων του δέρματος Ομαλοποιεί τη θρέψη των κυττάρων	5-7 μέρες	1 μήνας

Κατά των αλλεργιογόνων	Διαφορετικοί τύποι αλλεργιών (αναπνευστικές - οσμές, σκόνη, κατοικίδια ζώα, δέρμα, τροφή), σίδημα της ανώτερης αναπνευστικής οδού.	Αντιτοξική Αντιαλλεργική Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης Ανοσοσταθεροποιητική	Μέσα σε μία μέρα	1-2 μήνες
Ενίσχυση του ανοσοποιητικού	Με μείωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, αυξημένη σωματική και πνευματική πίεση.	Ανοσοσταθεροποιητική Αντιφλεγμονώδης	Μέσα σε έναν μήνα	1 μήνας
Υγιή νεφρά	Παραβίαση των μεταβολικών διεργασιών που σχετίζονται με την απόσυρση ορισμένων οξέων και αλάτων, εξασθενημένη λειτουργική δραστηριότητα των νεφρών (σχηματισμός λίθων στα νεφρά, απόθεση αλάτων στις αρθρώσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση).	Βελτιώνει τη λειτουργία του ουρογεννητικού συστήματος Αποσυμφορητική	Μέσα σε μία μέρα	1-2 μήνες
Κυτταρική αναπνοή	Πονοκεφάλι, προβλήματα με τα αγγεία του κεφαλιού, λήθαργος, υπνηλία, έλλειψη οξυγόνου στο αίμα, καθιστική ζωή. Για κατοίκους μεγάλων πόλεων.	Ανακουφίζει από σπασμούς Αγγειοδιασταλτική Ρυθμιστική Οξυγονοποίηση	Μέσα σε μία μέρα	1-2 μήνες
Αυτόνομη ρύθμιση	Κατά την εκτέλεση βαριάς εργασίας, ψυχολογικό στρες, διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος.	Ρυθμιστική	Μέσα σε μία μέρα	1-2 μήνες

Υγιές φλεβικό σύστημα	Μειωμένος τόνος φλεβικού τοιχώματος, συμφόρηση στις φλέβες των κάτω άκρων.	Αντιφλεγμονώδης, Ανακουφίζει τον πόνο	Μέσα σε μία ώρα	1-2 μήνες
Κατά των πονοκεφάλων	Σπασμοί εγκεφαλικών αγγείων, έντονη νοτική εργασία, αστάθεια αρτηριακής πίεσης, μειωμένη μικροκυκλοφορία του αίματος στην περιοχή της κεφαλής.	Ανακουφίζει τον πόνο Ανακουφίζει από σπασμούς	Μέσα σε μία ώρα	1-2 μήνες
Φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου	Δυσλειτουργία του παγκρέατος που σχετίζεται με αύξηση της συγκέντρωσης σακχάρου στο αίμα.	Ρυθμιστική Εναρμόνιση	Μέσα σε μία μέρα	6-12 μήνες
Υγιείς αρθρώσεις	Φλεγμονώδεις αλλαγές στο κέλυφος των αρθρώσεων και των περιαρθρικών ιστών, υποθερμία. Φυσική υπερφόρτωση αρθρώσεων επαγγελματικού, οικιακού ή αθλητικού χαρακτήρα. Τραυματισμοί των αρθρώσεων.	Αντιφλεγμονώδης, Ανακουφίζει τον πόνο	Μέσα σε μία ώρα	3-6 μήνες
Κατά της προστάτιτιδας	Δυσλειτουργία του προστάτη, μείωση της λειτουργικής δραστηριότητας των όρχεων, εξασθένηση της ούρησης. Με παράτυπες σεξουαλικές σχέσεις.	Αντιφλεγμονώδης Ρυθμιστική λειτουργία	2-3 μέρες	6-12 μήνες

Αποκατάσταση από την προπόνηση	Μετά την προπόνηση, για την ανακούφιση της γενικής ενόχλησης, υπνηλία, ευερεθιστότητα, μείωση της συγκέντρωσης γαλακτικού οξέος και της ομαλοποίησης αναπνευστικών διεργασιών.	Ρυθμιστική Ανανεώνει την ενέργεια, Ανακουφίζει από σπασμούς Αντιτοξική	Μέσα σε μία ώρα	1 μήνας
Λειτουργική μνήμη +	Μείωση του ρυθμού απομνημόνευσης, έλλειψη συγκέντρωσης, μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης πληροφοριών.	Τονώνει	5-7 μέρες	1 μήνας
Φυσιολογική λειτουργία νευρικού συστήματος	Στρες, ευερεθιστότητα, συναισθηματική αστάθεια, υψηλό σωματικό και ψυχολογικό στρες (υπερβολική μελέτη, εργασία, αθλητισμός).	Αντιμετωπίζει το άγχος Καταπραυντικό	Μέσα σε μία ώρα	1 μήνας
Νευρικό Σύστημα - Γενικό	Λειτουργικά προβλήματα του νευρικού συστήματος, παραβίαση της ακεραιότητας του ιστού και της σύνδεσης μεταξύ των τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος, που οδηγεί σε παραβίαση της ψυχολογικής σταθερότητας.	Αντιφλεγμονώδης Αναζωογονητική Ρυθμιστική Κατά του άγχους	Εντός 1 μήνα	3-4 μήνες
Υγιή Ώτα	Πόνος και δυσφορία στην περιοχή του αυτιού λόγω επαφής με μολυσματικούς παράγοντες, νερό, πτώση πίεσης. Επίσης, σε περίπτωση απώλειας της ακοής.	Ρυθμιστική Ανακουφίζει από σπασμούς Αντιφλεγμονώδης Αναισθητική	Εντός 1 ημέρας	1 μήνας

Λαιμός Χωρίς Προ- βλήματα	Πόνος και πρήξιμο στο λαιμό, ρινοφάρυγγα, αίσθημα πνιγηρότητας, βραχνάδα ή απώλεια φωνής που προκύπτει από τη φλεγμονώδη διαδικασία.	Αντιφλεγμονώδης Αναισθητική Αποσυμφορητική	1-2 ημέρες	Εντός 1 μήνα
Δυνατά Δόντια	Αιμορραγία, ευθραπτότητα των ούλων, παραβίαση της ακεραιότητας των βλεννογόνων (μικροτραύμα, οδοντικές επεμβάσεις).	Αντιφλεγμονώδης Αναζωογονητική Ομαλοποιεί τη μικροκυκλοφορία	5-7 ημέρες	Εντός 1 μήνα
Υγιές πάγκρεας	Παραβίαση των εξωτερικά εκκριτικών (πεπτικών) ή εντός εκκριτικών (ενδοκρινικών) λειτουργιών του αδένου.	Ομαλοποίηση Ρυθμιστική Αντιφλεγμονώδης	1 μήνας	6 - 12 μήνες
Υγιές θυρεοειδής	Παραβίαση μεταβολικών διεργασιών που σχετίζονται με τη λειτουργική ανισορροπία του αδένου.	Ομαλοποίηση Ρυθμιστική Αντιφλεγμονώδης	1 μήνας	6 - 12 μήνες

DeVita Ritm (αυτόματα προγράμματα)

Όνομασία προγράμματος	Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα	Επίδραση	Πρώτα αποτελέσματα	Διαρκές αποτέλεσμα
Eu ζην - αυτόματο	Βελτιώνει την παροχή αίματος στα όργανα και τους ιστούς, ενεργοποιεί το έργο των εκκριτικών συστημάτων, βελτιώνει το μεταβολισμό, κατανέμει σωστά το ενεργειακό ισοζύγιο, ανακουφίζει από την νευρική ένταση και ενισχύει τις προστατευτικές λειτουργίες του σώματος.	Ανοσοσταθεροποιητική Δίνει ενέργεια Αντιμετωπίζει το άγχος Αντιτοξική Ορμονική ομαλοποίηση	5-7 μέρες	1 μήνας

<p>Υγεία - αυτόματο</p>	<p>Διορθώνει τις δυσλειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος σε περίπτωση καταρροϊκών νόσων, βελτιώνει τον κυτταρικό μεταβολισμό, γεγονός που συμβάλλει στην ταχύτερη απέκκριση των τοξινών. Βοηθά επίσης να αποκατασταθεί το έργο των συστημάτων και των οργάνων που διαταράσσονται στη διαδικασία της ασθένειας.</p>	<p>Αντιφλεγμονώδης Ανοσοσταθεροποιητική Ανακουφίζει από σπασμούς Αποσυμφορητική</p>	<p>5-7 μέρες</p>	<p>1 μήνας</p>
<p>Ολικός καθαρισμός - αυτόματο</p>	<p>Ενεργοποιεί το απεκκριτικό σύστημα, αποτοξινώνει, αυξάνει τα αποθέματα προσαρμογής και την άμυνα του οργανισμού. Η καθημερινή βιολογική δραστηριότητα των οργάνων λήφθηκε υπόψη.</p>	<p>Δίνει ενέργεια Αντιτοξική Αποσυμφορητική Ορμονική ομαλοποίηση</p>	<p>5-7 μέρες</p>	<p>1 μήνας</p>
<p>Υψηλός τόνος - αυτόματο</p>	<p>Συμβάλλει στην απομάκρυνση των τοξικών φορτίων από το συκώτι, τα νεφρά και το λεμφικό σύστημα, ενεργοποιεί τη σωστή λειτουργία τους, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Εκτοξεύει τις φυσικές διαδικασίες αναζωογόνησης.</p>	<p>Αντιφλεγμονώδης, Βελτιώνει τη λειτουργία του ουρογεννητικού συστήματος, Αποσυμφορητική, Ανοσοσταθεροποιητική</p>	<p>Μέσα σε έναν μήνα</p>	<p>6-12 μήνες</p>

<p>Υγιής μεταβολισμός - αυτόματο</p>	<p>Εναρμονίζει τη λειτουργία του οργανισμού, ρυθμίζει τη δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, σταθεροποιεί την όρεξη και τις εκκριντικές διαδικασίες, ενεργοποιεί τη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Συμβάλλει στην εξομάλυνση των μεταβολικών διεργασιών και στην ψυχο-συναισθηματική κατάσταση, στην απώλεια βάρους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.</p>	<p>Αντιφλεγμονώδης ομαλοποίηση της κινητικότητας Αποσυμφορητική, ρυθμίζει την όρεξη</p>	<p>Μέσα σε έναν μήνα</p>	<p>6-12 μήνες</p>
<p>Κατά της δηλητηρίασης - αυτόματο</p>	<p>Μειώνει τις βλαβερές επιπτώσεις που προκαλούν οι τοξίνες στον οργανισμό (τρόφιμα, φάρμακα, αλκοόλ). Βοηθά στην εξουδετέρωση και την γρήγορη απομάκρυνσή τους από τα έντερα και το συκώτι, μειώνοντας το φορτίο αυτών των οργάνων.</p>	<p>Αντιτοξική Προστασία του ήπατος Βελτιώνει την εκροή της χολής Ανακουφίζει από σπασμούς</p>	<p>Μέσα σε μία μέρα</p>	<p>5-7 μέρες</p>
<p>Κανονική αρτηριακή πίεση - αυτόματο</p>	<p>Ανακουφίζει από τον αγειόσπασμο, ομαλοποιεί την πίεση. Αποκαθιστά τη σωστή λειτουργία της καρδιάς και των νεφρών, ομαλοποιώντας τον μεταβολισμό των κυττάρων, μειώνοντας την υποξία και απελευθερώνοντας τις τοξίνες. Βελτιώνει την παροχή αίματος στα όργανα, βοηθά στη μείωση του πρηξίματος.</p>	<p>Ομαλοποιεί την αρτηριακή πίεση Ανακουφίζει από σπασμούς Βελτιώνει τη λειτουργία του ουρογεννητικού συστήματος</p>	<p>Μέσα σε μία μέρα</p>	<p>1 μήνας</p>

Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο	Ανακουφίζει από το ψυχολογικό στρες, χαλαρώνει το κεντρικό νευρικό σύστημα, βελτιώνει την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου.	Αντιμετωπίζει το άγχος Καταπραυντικό	Μέσα σε 1-2 ώρες	1 μήνας
Υγιείς αρθρώσεις - αυτόματο	Ανακουφίζει από τη φλεγμονή και τον πόνο στις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη. Βελτιώνει την παροχή αίματος και τη θρέψη τους. Βοηθά στην αποκατάσταση των χαλασμένων ιστών των αρθρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του αρθρικού χόνδρου και της αρθρικής μεμβράνης, καθώς και τους περιβάλλοντες ιστούς: συνδέσμους, τένοντες και μύες. Αποτελεσματικό με τυχόν προβλήματα με τις αρθρώσεις: αρθρίτιδα, δυσκαμψία.	Αντιφλεγμονώδης, Ανακουφίζει τον πόνο, Αποσυμφορητική Ρυθμιστική Υποστηρικτική λειτουργία	Μέσα σε μία μέρα	3-6 μήνες
Αρθρώσεις χωρίς πόνο - αυτόματο	Χαλαρώνει τους μυς, βελτιώνει την κατάσταση των συνδέσμων, ενεργοποιεί την σωστή παροχή αίματος, μειώνει τον πόνο και τη φλεγμονή των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης. Αποτελεσματικό με ενεργό φορτίο στο μυοσκελετικό σύστημα, τραυματισμούς.	Αντιφλεγμονώδης Αποσυμφορητική Ανακουφίζει τον πόνο	Μέσα σε 2-3 ώρες	1 μήνας

<p>Υγιές δέρμα και μαλλιά - αυτόματο</p>	<p>Βελτιώνει την παροχή αίματος στο δέρμα, διορθώνει το έργο των σμηγματογόνων και ιδρωτοποιών αδένων, γεγονός που ενισχύει την ανοσία του δέρματος και μειώνει την εμφάνιση βακτηριακών και μυκητιακών βλαβών. Βελτιώνει επίσης την κυκλοφορία του αίματος στα τριχοειδή αγγεία των τριχοθυλακίων και της βάσης των νυχιών, συμβάλλοντας στην αυξημένη θρέψη των μαλλιών και των νυχιών.</p>	<p>Ρυθμίζει τη λειτουργία φραγματος του δέρματος Ομαλοποιεί τη θρέψη των κυττάρων</p>	<p>5-7 μέρες</p>	<p>1 μήνας</p>
<p>Χωρίς κρουολόγημα - αυτόματο</p>	<p>Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κρουολογήματος και αλλεργικών αντιδράσεων (εμβολιασμός). Ανακουφίζει από τη φλεγμονή και μειώνει τα αναπνευστικά συμπτώματα κρουολογήματος και αλλεργιών: οίδημα, ρινική συμφόρηση, βήχας.</p>	<p>Αντιφλεγμονώδης Αποσυμφορητική Ανοσοσταθεροποιητική Ανακουφίζει από σπασμούς</p>	<p>Μέσα σε 1-2 ώρες</p>	<p>1 μήνας</p>
<p>Ανδρική υγεία - αυτόματο</p>	<p>Συμβάλλει στην ομαλοποίηση του αδένα του προστάτη, στη γενική βελτίωση της λειτουργίας του ουρογεννητικού συστήματος στους άνδρες, αυξάνει τη δραστηριότητα και τη σεξουαλική αντοχή. Βοηθά επίσης στην πρόληψη των προβλημάτων που σχετίζονται με τη δυσλειτουργία των οργάνων του ουρογεννητικού συστήματος.</p>	<p>Αντιφλεγμονώδης Αγγειοδιασταλτική Ορμονική ομαλοποίηση Αναζωογονητική</p>	<p>2-3 μέρες</p>	<p>6-12 μήνες</p>

<p>Κατά της αρθρίτιδας - αυτόματο</p>	<p>Ομαλοποιεί το μεταβολισμό του οργανισμού, ρυθμίζει την ισορροπία των Κ, Ca, Na, Ρ. Αφαιρεί την φλεγμονή στις αρθρώσεις, μειώνει το πρήξιμο, προάγει την αφαίρεση των αλάτων και των τοξινών. Βελτιώνει τη λειτουργική κατάσταση των νεφρών.</p>	<p>Αντιφλεγμονώδες Αναισθητικό Αποσυμφορητικό Βελτιώνει τη λειτουργία του ουρογεννητικού συστήματος Ομαλοποιεί την ανταλλαγή αλάτων</p>	<p>1-2 μέρες</p>	<p>3-6 μήνες</p>
---------------------------------------	--	---	------------------	------------------

Παράρτημα 4 – «Επεξηγήσεις για τη χρήση των προγραμμάτων DeVita AP».

DeVita AP (χειροκίνητα προγράμματα)				
Όνομασία προγράμματος	Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα	Επίδραση	Πρώτα αποτελέσματα	Διαρκές αποτέλεσμα
Κατά των σταφυλόκοκκων	<p>Διαπυπτική λοίμωξη τραύματος, μόλυνσης, πυώδης φλεγμονώδεις παθήσεις διαφόρων οργάνων (άνω αναπνευστικής οδού, του λαιμού, του δέρματος, κινητικού συστήματος, του αιδοίου, της ουροποιητικής οδού, μήνιγγες, τροφική δηλητηρίαση).</p> <p>Πρόληψη της μόλυνσης του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.</p>	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης	2-3 ώρες	10-14 μέρες
Κατά των στρεπτόκοκκων	<p>Ασθένειες του αυτιού, του λαιμού, της μύτης, φλεγμονώδεις διεργασίες του μυοσκελετικού συστήματος, της καρδιάς, των νεφρών, του δέρματος. Πρόληψη της μόλυνσης του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.</p>	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης	2-3 ώρες	10-14 μέρες
Απαλλαγή από τα χλαμύδια	<p>Λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος, των αρθρώσεων, των οφθαλμών, της άνω και κάτω αναπνευστικής οδού, καθώς και του καρδιαγγειακού συστήματος.</p>	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης	1-2 μέρες	10-14 μέρες

Απαλλαγή από τα χλαμύδια	Προκειμένου να αποφευχθούν οι επαγγελματικές ασθένειες των ανθρώπων που εργάζονται με πτηνά. Πρόληψη της μόλυνσης μέσω του νερού κατά τη διάρκεια της κολύμβησης και της μετάδοσης στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης	1-2 μέρες	10-14 μέρες
Κατά του ελικοβακτηριδίου	Φλεγμονή του στομάχου, δωδεκαδακτύλου, βλάβη των βλεννογόνων αυτών των οργάνων.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης	5-7 μέρες	3-5 εβδομάδες
Αντιβακτηριακό	Προβλήματα που προκαλούνται από το <i>Klebsiella</i> : φλεγμονή των αναπνευστικών οργάνων, του ουροποιητικού συστήματος, μηνίγγων, ματιών, εντερικές λοιμώξεις, δηλητηρίαση αίματος. Προβλήματα που προκαλούνται από την λιστερία: φλεγμονή του πεπτικού σωλήνα, μηνίγγων, αρθρώσεων και αναπνευστικών οργάνων. Προκειμένου να αποφευχθούν οι επαγγελματικές ασθένειες των ανθρώπων που ασχολούνται με τα ζώα, τα πουλερικά, την πρωτογενή επεξεργασία του κρέατος και των δερμάτων.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης	Μέσα σε μία μέρα	14-21 μέρες

Αντιβακτηριακό	Προβλήματα που προκαλούνται από πνευμονόκοκκο: φλεγμονή των αεραγωγών, αυτιών, αρθρώσεων, μηνίγγων, δηλητηρίαση αίματος.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης	Μέσα σε μία μέρα	14-21 μέρες
Χωρίς ηπατίτιδα Α	Πρόληψη της ιογενούς νόσου όταν επισκέπτεστε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης	1-2 εβδομάδες	6 μήνες
Χωρίς τοξίνες	Υποχρεωτικό πρόγραμμα για κάθε τοξικό φορτίο (ιικό, βακτηριακό, πρωτοζωϊκό, μυκητιακό, παρασιτικό).	Αντιτοξική Ενεργοποιητική	1-2 ώρες	1 μήνας
Κατά του έρπη ζωστήρα	Έρπητας ζωστήρας - δερματικά εξανθήματα, συνοδευόμενα από έντονο πόνο κατά μήκος του αισθητήριου νεύρου.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης Αναισθητική	Μέσα σε μία μέρα	1 μήνας
Κατά του απλού έρπη	Ο έρπης των γεννητικών οργάνων και των χειλιών.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης	Μέσα σε μία μέρα	1 μήνας
Κατά του έρπη	Ως συμπλήρωμα σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα κατά του έρπη για τη συντόμωση του χρόνου αποκατάστασης και τη μείωση των φλεγμονωδών και επώδυνων εκδηλώσεων.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης Αντιμετωπίζει τον κνησμό	Μέσα σε μία μέρα	1 μήνας

Υγιής λέμφος	<p>Διαταραχές στο λεμφικό σύστημα που εκδηλώνονται με τα ακόλουθα συμπτώματα: ηρησμένα δάχτυλα και τάση για οίδημα, χρόνια κόπωση, δυσκοιλιότητα, αποχρωματισμένο δέρμα στα πόδια, πόνος στο στήθος και οίδημα, ξηρό ερεθισμένο δέρμα, αδυναμία συγκέντρωσης, κρύα χέρια και πόδια, κυτταρίτιδα.</p>	<p>Αντιφλεγμονώδης Αποσυμφορητική Αντιτοξική</p>	<p>Μέσα σε μία μέρα</p>	<p>1 μήνας</p>
Χωρίς κρυστάλλωμα	<p>Ασθένειες της μύτης, του λαιμού, των βρόγχων. Μαζί με τα προγράμματα: «Κατά των σταφυλόκοκκων», «Κατά των στρεπτόκοκκων», «Αντιβακτηριακό».</p>	<p>Αντιική Αντιφλεγμονώδης Αποσυμφορητική</p>	<p>2-3 ώρες</p>	<p>5-7 μέρες</p>
Απαλλαγή από μύκητες και μούχλα	<p>Δερματικές αλλοιώσεις, υποδόριο λίπος, προβλήματα βλεννογόνων μεμβρανών, οπτικού και ακουστικού συστήματος, οστών, οργάνων, καθώς και εσωτερικών οργάνων (βρογχοπνευμονικό σύστημα, ήπαρ, σπλήνα, καρδιά, αιμοφόρα αγγεία, γαστρεντερική οδό, νεφρά, κεντρικό νευρικό σύστημα), αλλεργικές αντιδράσεις υπό μορφή βήχα, ρινική συμφόρηση, δερματικά εξανθήματα.</p>	<p>Αντιμυκητιασική Αντιφλεγμονώδης</p>	<p>1-2 μέρες</p>	<p>2 μήνες</p>

Απαλλαγή από μύκητες και μούχλα	Αποτελεσματική προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση από μύκητες μετά από επίσκεψη σε μια σάουνα, πισίνα, παραλία, ενώ παραμένουν σε δωμάτια με πολύ υγρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Αντιμυκητιασική Αντιφλεγμονώδης	1-2 μέρες	2 μήνες
Κατά της κάντιντα	Ασθένειες των βλεννογόνων των εσωτερικών οργάνων, του δέρματος, συνοδευόμενες από εξανθήματα, δυσβακτηρίωση, αίσθηση καψίματος στα γεννητικά όργανα.	Αντιμυκητιασική Αντιφλεγμονώδης	2-3 μέρες	1 μήνας
Κατά των μυκήτων	Βλάβες στο δέρμα, τα μαλλιά, τα νύχια, τους βλεννογόνους των εσωτερικών οργάνων των μυκήτων του γένους: trichofiton, microsporium, μυκοί. Αποτελεσματικό προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση με μυκητιασικές λοιμώξεις μετά την επίσκεψη σε μια σάουνα, πισίνα, παραλία, μετά από επαφή με ένα μολυσμένο άτομο.	Αντιμυκητιασική Αντιφλεγμονώδης Αντιμετωπίζει τον κνησμό	2-3 μέρες	3-6 μήνες
Προστασία από τα πρωτόζωα	Φλεγμονώδεις διεργασίες της πεπτικής οδού, που προκαλούνται από μια σειρά πρωτοζώων: giardia, amoeba, κλπ. Πρόληψη της μόλυνσης από το νερό κατά τη διάρκεια της κολύμβησης.	Αντιπρωτοζωική Αντιφλεγμονώδης	2-3 μέρες	1 μήνας

Σεξουαλική υγεία	Ασθένειες του βλεννογόνου της αναπνευστικής οδού, της ουρογεννητικής περιοχής, που προκαλούνται από παθογόνα όπως ουρεόπλασμα, μυκόπλασμα, τοξόπλασμα. Πρόληψη της μετάδοσης λοιμώξεων στο έμβρυο, στον σεξουαλικό σύντροφο.	Αντιβακτηριακή Αντιπρωτοζωική Αντιφλεγμονώδης	2-3 μέρες	1 μήνας
Χωρίς σχιστόσωμα και τρηματώδη	Βλάβη στο ήπαρ, στο πάγκρεας, στο πνεύμονα, στο κυκλοφορικό και στο ουρογεννητικό σύστημα, τοξικές και αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται από έναν αριθμό τρηματοδών: ηπατικών, πνευμονικών, λόγχων και σχιστοσωμάτων.	Αντιπαρασιτική	1-5 μέρες	1 - 2 μήνες
Κατά των νηματωδών και ασκαρίδων	Λοίμωξη από σκώληκες, ασκαρίδες κτλ. Προκαλούν απώλεια βάρους, απολέπιση του δέρματος, εξάνθημα, απώλεια μαλλιών, εντερική απόφραξη, φλεγμονή του αναπνευστικού συστήματος, συκωτιού και παγκρέατος. Το πρόγραμμα καταπολεμά τα παράσιτα σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής.	Αντιπαρασιτική	2-3 μέρες	1 - 2 μήνες
Τέλος στα παράσιτα	Καταστολή της ζωτικής σημασίας δραστηριότητας διαφόρων τύπων παρασίτων. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προγράμματα για την καταστροφή των σκουληκιών.	Αντιπαρασιτική	2-3 μέρες	1-2 μήνες

Τέλος στα εντεροστομαχικά παράσιτα	Παράσιτα του ήπατος, του παγκρέατος και του δωδεκαδάκτυλου. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προγράμματα για την καταστροφή των έλμινθων.	Αντιπαρασιτική	2-3 μέρες	1-2 μήνες
Προστασία από την γρίπη	Το πρόγραμμα στοχεύει στην καταστροφή των διαφόρων στελεχών των ιών της γρίπης (A, B, C).	Αντιική	2-3 μέρες	5-10 μέρες
Κατά της γρίπης (βασικό)	Μεταλλαγμένες μορφές γρίπης, υψηλός πυρετός, πόνος.	Αντιική Αντιπυρετική Αναισθητική Αντιφλεγμονώδης	1-2 ώρες	5-10 μέρες
Υγεία του γαστρεντερικού	Θα βοηθήσει στην ομαλοποίηση της κατάστασης και θα σταματήσει την αφυδάτωση σε δυσβακτηρίωση που προκαλείται από ροταϊό, Escherichia coli.	Αντιβακτηριακή Αντιική Αντιφλεγμονώδης Προστατεύει τα κύτταρα Ομαλοποίηση μεταβολισμού	2-3 ώρες	5-7 μέρες
Κατά της δηλητηρίασης	Θα βοηθήσει στην ομαλοποίηση της κατάστασης σε περίπτωση μόλυνσης από εντεροϊό και μόλυνσης από σαλμονέλα.	Αντιβακτηριακή Αντιική Αντιφλεγμονώδης Προστατεύει τα κύτταρα Ομαλοποίηση μεταβολισμού Αντιτοξική	2-3 ώρες	10 μέρες

Αντιικό	Μείωση του συνολικού ιικού φορτίου, μόλυνση με κυτταρομεγαλοϊό που εμφανίζεται με τη μορφή επίμονου κρυώματος, κεφαλαλγία και πόνοι στις αρθρώσεις, φλεγμονή των σιελογόνων αδένων. Λοιμώσεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού, λεμφοειδής ιστού, ήπατος, σπλήνα, που προκαλούνται από τον ιό, Epstein-Barr. Αποτελεσματικό με την υπερψύξη.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης	2-3 ώρες	1 μήνας
Αρχικός καθαρισμός	Υποχρεωτικό πρόγραμμα για κάθε τοξικό φορτίο (ιικό, βακτηριακό, πρωτοζωϊκό, μυκητιακό, παρασιτικό).	Αντισηπτική Αντιτοξική Λεμφικός καθαρισμός	Μέσα σε μία μέρα	1 μήνας
Κυτταρική αποτοξίνωση	Σε χημικά τοξικά φορτία των ιστών με άλατα βαρέων μετάλλων, ραδιονουκλίδια, τοξίνες τροφίμων.	Αντιτοξική Λεμφικός καθαρισμός	1-2 μέρες	14-21 μέρες
Detox Mexicana	Μετά από χειρουργική επέμβαση, μετά από χρόνια κατανάλωση φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών.	Λεμφικός καθαρισμός Αποσυμφορητική Αντιτοξική Ρυθμιστική Ρυθμίζει λειτουργίες απέκκρισης	6-7 μέρες	1 μήνας

Αντιμε- τώπιση αλλεργιών	Διαφορετικοί τύποι αλλεργιών (αναπνευστικές - οσμές, σκόνη, κατοικίδια ζώα, αλλεργική ρινίτιδα, δερματικές, τροφικές), σταθεροποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος.	Αντιτοξική Αντιαλλεργική Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης Ανοσοσταθεροποίηση	1-2 μέρες	4-6 μήνες
Έλεγχος βάρους	Υπό την παρουσία υπερβολικού βάρους, διαταραχών όρεξης, καταστρέφει μία από τις αιτίες της παχυσαρκίας - αδενιοϊό Ad-36.	Αντιική Αντιτοξική	2-4 εβδομάδες	4-6 μήνες
Κατά του Lyme 1	Τσιμπήματα τσιμπουριών. Αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιούνται σε ζεύγη. Εάν το τσίμπημα συνέβη νωρίτερα, πρέπει να ακολουθήσετε το πλήρες σχήμα εφαρμογής του ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά του Lyme».	Αντιβακτηριακή Αντιική	1-2 ημέρες	14 – 28 ημέρες
Κατά του Lyme 2				
Χωρίς Φαρυγγίτιδα	Ασθένειες της μύτης, του λαιμού, των βρόγχων. Χρησιμοποιήστε μαζί με τα προγράμματα: «Κατά των σταφυλόκοκκων», «Κατά των στρεπτόκοκκων», «Αντιβακτηριακό».	Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης Αναισθητική	1-2 ημέρες	1 μήνας
Αντιφλεγμονώδη - Γενικό	Με οποιοσδήποτε φλεγμονώδεις διεργασίες στονοργανισμό.	Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης Αναισθητική	1-2 ημέρες	1 – 2 μήνες

Αντισηπτική Δράση	Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, με οποιαδήποτε βλάβη στην ακεραιότητα του δέρματος και των βλεννογόνων, με φλεγμονώδεις διεργασίες.	Αντισηπτική Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης Αναισθητική Επιταχύνει την αναζωογόνηση	2-3 ώρες	7 – 21 ημέρες
Αντιικό Γαστρεντερικού	Πρόληψη της νόσου του ιού Coxsackie όταν επισκέπτεστε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, μειώνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών. Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν την παρουσία του ιού: αφυδάτωση, πονόλαιμος, παρουσία κνησμού στο δέρμα.	Αντιική Προστατεύει τα κύτταρα Ομαλοποιεί το μεταβολισμό	1-2 ημέρες	14 – 21 ημέρες
Καθαρά Ιγμόρεια	Οξεία φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου και των κόλπων (ιγμορίτιδα κ.λπ.)	Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης Αναισθητική	1-2 ημέρες	14 – 21 ημέρες
Καθαρά Ιγμόρεια - Γενικό	Σε συνδυασμό με αντιικά και αντιβακτηριακά προγράμματα.	Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης Αναισθητική Σταθεροποιητική	1-2 ημέρες	14 ημέρες
ΚΝΣ Χωρίς Προβλήματα	Για χρόνια προβλήματα με τον ρινικό βλεννογόνο και τους κόλπους. Ως ένα από τα μέσα πρόληψης μιας οξείας διαδικασίας στην ανώτερη αναπνευστική οδό για κρυολογήματα.	Αποσυμφορητική Αναισθητική Προστατεύει τα κύτταρα Αναζωογονητική	2-3 ημέρες	6-12 μήνες

Ύδα Χωρίς Φλεγμονή	Πόνος και δυσφορία στην περιοχή του αυτιού λόγω επαφής με μολυσματικούς παράγοντες, νερό, πτώση πίεσης.	Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης Αναισθητική	1-2 ημέρες	14 - 21 ημέρες
Υγιής Χοληδόχος Κύστη	Παραβίαση του έγκαιρου και ομοιόμορφου διαχωρισμού της χολής στο έντερο, η οποία μπορεί να είναι συνέπεια της παράτυπης διατροφής, της κατανάλωσης επιβλαβών προϊόντων, της υπερβολικής κατανάλωσης λιπών, φαρμάκων και της παρουσίας παρασίτων.	Αντιφλεγμονώδης Αναισθητική Χολαγογική	2-3 ώρες	1-4 μήνες
Προστασία Κυττάρου 1	Αποτρέπει την ανάπτυξη κυτταρικών μεταλλάξεων, μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις του περιβάλλοντος και το τοξικό φορτίο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε όσους ζουν σε δυσμενείς οικολογικές περιοχές, αντιμετωπίζουν μεγάλο συναισθηματικό στρες και την επίδραση αρνητικών παραγόντων παραγωγής. Τα προγράμματα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγιές Κύτταρο».	Αντιική Αντιφλεγμονώδης Προστατεύει τα κύτταρα	3-4 ημέρες	6-12 μήνες
Προστασία Κυττάρου 2				
Υγιή Ούλα	Παρουσία οδοντοστοιχιών, σιδεράκια, θήκες, καθώς και λοιμώξεις της στοματικής κοιλότητας που προκαλούν νόσους των ούλων.	Αντιφλεγμονώδης Αναισθητική Αντιτοξική Βελτιώνει τη θρέψη	2-3 ώρες	1 μήνας

Υγιές Στόμα	Φλεγμονή του στοματικού βλεννογόνου (πληγές, βλάβη του βλεννογόνου) που εμφανίζεται όταν υπάρχουν μολυσματικοί παράγοντες, βλάβη στη στοματική κοιλότητα, κατά τη διάρκεια οδοντικών επεμβάσεων, μια μη ισορροπημένη διατροφή.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης Αναισθητική Επιταχύνει την αναζωογόνηση	1-2 ημέρες	1 μήνας
Υγιή Δόντια	Το καλύτερο αποτέλεσμα θα επιτευχθεί εάν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Αποκατάσταση Βλεννογόνων».	Αναισθητική Αποσυμφορητική Επιταχύνει την αναζωογόνηση	2-3 ώρες	7-14 ημέρες
Αποκατάσταση Βλεννογόνων	Φλεγμονή του στοματικού βλεννογόνου (πληγές, βλάβη του βλεννογόνου) που εμφανίζεται όταν υπάρχουν μολυσματικοί παράγοντες, βλάβη στη στοματική κοιλότητα, κατά τη διάρκεια οδοντικών επεμβάσεων, μια μη ισορροπημένη διατροφή.	Αντιφλεγμονώδης Επιταχύνει την αναζωογόνηση Ανοσοσταθεροποιητική	1-2 ημέρες	1 μήνας
Χωρίς Συρίγγιο	Το καλύτερο αποτέλεσμα θα επιτευχθεί εάν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Υγιές Στόμα».	Αντιφλεγμονώδης Αποσυμφορητική Αντιτοξική	1-2 ημέρες	7-14 ημέρες
Χωρίς Αδενοϊό - Γενικό	Μετά από οδοντικές επεμβάσεις (αφαίρεση, θεραπεία), παρουσία πρηξίματος των ούλων, πόνος.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης	1-2 ημέρες	14-21 ημέρες

Υγιά Νεύρα	Φλεγμονή των βλεννογόνων της μύτης, του λαιμού, των ματιών, των εντέρων.	Αντιφλεγμονώδης Προστατεύει τα κύτταρα	2-3 ημέρες	6-12 μήνες
Χωρίς Αμοιβάδα	Ομαλοποιεί την κατάσταση σε δυσεντερία, γαστρεντερίτιδα, εντερικά έλκη, που προκαλούνται από την παρουσία πρωτόζωων. Συνιστάται να χρησιμοποιείται για την πρόληψη της λοίμωξης όταν επισκέπτεστε τροπικές και υποτροπικές χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Νότιας Αμερικής.	Αντιπρωτοζωική Αντιφλεγμονώδης Ομαλοποιεί το μεταβολισμό	2-3 ημέρες	1 μήνας
Χωρίς Κορωνοϊό	Φλεγμονή των βλεννογόνων της μύτης, του λαιμού, των πνευμόνων.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης	1-2 ημέρες	14-21 ημέρες
Χωρίς Κλεμπίελλα	Φλεγμονή του αναπνευστικού συστήματος, ουροποιητικού συστήματος, μηνιγγίτιδα, εντερικές λοιμώξεις, δηλητηρίαση αίματος. Συνιστάται ως προσθήκη για ιικό φορτίο, υποσιτισμό, επίσης για άτομα με μειωμένη ανοσία, άτομα που πάσχουν από αλκοολισμό, διαβήτη, χρόνιες πνευμονικές παθήσεις, ηπατικές παθήσεις.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης Αντιτοξική	1-2 ημέρες	14-28 ημέρες
Κατά της ημικρανίας	Πονοκέφαλοι διαφόρων προελεύσεων.	Αναισθητική Αντισπασμωδική Ομαλοποιεί την κυκλοφορία του αίματος	Εντός 1 ημέρας	1 μήνας

Χωρίς Πενικίλλιο	Μειώνει τις τοξικές λοιμώξεις κατά τη χρήση προϊόντων που προσβάλλονται από τον μύκητα, σε περίπτωση χρόνιων παθήσεων της αναπνευστικής οδού, των νεφρών, της αλλεργικής αντίδρασης στο πενικίλιο.	Αντιμυκητιασική Αντιφλεγμονώδης	2-3 ημέρες	1 μήνας
Υγιείς Αμυγδαλές	Πόνος και πρήξιμο στο λαιμό, ρινοφάρυγγα, αίσθημα πνιγηρότητας, βραχνάδα ή απώλεια φωνής που προκύπτει από τη φλεγμονώδη διαδικασία.	Αντιφλεγμονώδης Αποσυμφορητική Αναισθητική Αντιτοξική	Εντός 1 ημέρας	14-21 ημέρες
Χωρίς Καμπυλοβακτηρίδιο	Ως μια πρόσθετη μέθοδος για την πρόληψη της μόλυνσης και της ανάπτυξης της διάρροιας, για άτομα που εργάζονται με ζώα, καθώς και για τουρίστες που επισκέπτονται αναπτυσσόμενες χώρες, άτομα που χρησιμοποιούν μολυσμένα προϊόντα κρέατος, γάλα, νερό.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης	1-2 ημέρες	14-28 ημέρες
Χωρίς Κλωστρίδια	Σε περίπτωση βλάβης στην ακεραιότητα του δέρματος με μόλυνση (κοψίματα, δαγκώματα, άλλοι τραυματισμοί). Όταν χρησιμοποιείτε ληγμένα ή αμφίβολα τρόφιμα, κονσερβοποιημένα τρόφιμα κ.λπ. Εναλλακτικά με το πρόγραμμα «Χωρίς τοξίνες» όλη την ημέρα. Φροντίστε να επικοινωνήσετε / δείτε έναν γιατρό!	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης	1-2 ημέρες	14-28 ημέρες

Χωρίς Κρυπτοκόκκο	<p>Ως μία από τις μεθόδους πρόληψης της νόσου, για άτομα που εργάζονται σε κτηνοτροφικές μονάδες που ασχολούνται με την αναπαραγωγή πτηνών σε ένα διαμέρισμα ή στο δικό τους αγρόκτημα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε άτομα με μειωμένη ανοσία και χρόνιες πνευμονικές παθήσεις που βρίσκονται σε μέρη όπου μαζεύονται πουλιά.</p>	Αντιμυκητιασική Αντιφλεγμονώδης	2-3 ημέρες	1 μήνας
Χωρίς Εντερόκοκκο	<p>Συχνή και επώδυνη ούρηση, πόνος κατά τη διάρκεια των εντερικών κενώσεων, προβλήματα στύσης, αυξημένη κόπωση, κατάθλιψη, γαστρίτιδα, δυσβολία, τροφική δηλητηρίαση.</p>	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης Αντιτοξική	1-2 ημέρες	14-28 ημέρες
Χωρίς Εχινοκόκκο	<p>Πρόληψη της ελμινθικής εισβολής και βλάβης στα εσωτερικά όργανα σε ανθρώπους που εκτρέφουν ζώα, συλλέγουν μούρα, φρούτα, λαχανικά, ασχολούνται με το κυνήγι. Ιδιαίτερα αν ζουν στη Νότια Αμερική και την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, στη Ρωσία σε περιοχές: περιοχή Βόλγα, Δυτική Σιβηρία, Έδαφος Κρασνοντάρ, στην Άπω Ανατολή.</p>	Αντιπαρασιτική	2-3 ημέρες	1-2 μήνες

Χωρίς Λεπτόσπειρα	Ίκτερος, αιμορραγικός πυρετός, επαγγελματικές ασθένειες ποιμένων και αγροτών.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης	1-2 ημέρες	14-28 ημέρες
Χωρίς Νη- ματώ-δη και Ασκαρίδες - Νέο	Λοίμωξη με σκουλήκια, όπως ασκαρίδες κ.λπ. Προκαλεί απώλεια βάρους, ξεφλούδισμα του δέρματος, εξάνθημα, τριχόπτωση, απόφραξη του εντέρου, φλεγμονή της αναπνευστικής οδού, ήπατος και παγκρέατος. Ένα βελτιωμένο, διευρυμένο πρόγραμμα καταπολεμά τα παράσιτα σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής τους.	Αντιπαρασιτική Αντιτοξική	2-3 ημέρες	1-2 μήνες
Χωρίς Θηλώματα στα νεφρά	HPV βλάβη στην βλεννογόνο επιφάνεια του ουροποιητικού συστήματος (νεφρική λεκάνη και ουροδόχος κύστη).	Αντιική Προστατεύει τα κύτταρα	2-3 ημέρες	1 μήνας
Χωρίς Θηλώματα - Γενικό	Βλάβη στο δέρμα και τους βλεννογόνους που προκαλούνται από τον Ιό των Ανθρώπινων Θηλωμάτων. Συνοστάται η χρησιμοσημοΣΕΤ προγραμμάτων «Λαμπερή επιδερμίδα».	Αντιική Προστατεύει τα κύτταρα	2-3 ημέρες	1 μήνας
Χωρίς Πρω- τέα - Γενικό	Γαστρίτιδα, διάρροια, κοιλιακό άλγος, έμετος, επιδείνωση δερματίτιδας, αλλεργίες, προβλήματα στο ουρογεννητικό σύστημα, μακρά μη θεραπευτικά τραύματα.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης Αντιτοξική	1-2 ημέρες	14-28 ημέρες

Χωρίς Ψευδομονάδα Αεριογόνος	Τοπικές φλεγμονώδεις διεργασίες στους μαλακούς ιστούς, στα όργανα ακοής, στους πνεύμονες, στις αρθρώσεις κ.λπ.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης Αντιτοξική	1-2 ημέρες	14-28 ημέρες
Χωρίς Ρικέτσια	Τσιμπήματα τσιμπουριών, ειδικά στην Ασία και την Αυστραλία, τύφος, πυρετός που προκαλείται από τσιμπούρια, κλπ.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης Προστατεύει τα κύτταρα	1-2 ημέρες	14-28 ημέρες
Χωρίς Ροταϊό	Ομαλοποιεί την κατάσταση και σταματά την αφυδάτωση σε περίπτωση δυσβακτηρίωσης που προκαλείται από μόλυνση από ροταϊό.	Αντιική Προστατεύει τα κύτταρα	1-2 ημέρες	14-21 ημέρες
Χωρίς Σαλμονέλα	Ομαλοποιεί την κατάσταση κατά τη διάρκεια της τοξικής λοίμωξης, η οποία εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης τροφών με παθογόνους μικροοργανισμούς.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης Αντιτοξική	1-2 ημέρες	14-28 ημέρες
Χωρίς Σιγκέλα	Ομαλοποιεί την κατάσταση και σταματά την αφυδάτωση με διάρροια που προκαλείται από την παρουσία αυτού του βακτηρίου.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης Προστατεύει τα κύτταρα	1-2 ημέρες	14-28 ημέρες
Χωρίς Τοξόπλασμα	Παρασιτική εισβολή που προκαλείται από ενδοκυτταρικά πρωτόζωα και συνοδεύεται από την ανάπτυξη της φλεγμονώδους διαδικασίας στους λεμφαδένες, στο σκυώτι, στον εγκέφαλο, στους πνεύμονες, στην καρδιά, στους μύες κ.λπ.	Αντιπρωτοζωική Αντιφλεγμονώδης	2-3 ημέρες	1 μήνας

Χωρίς Τρηματώδη - Γενικό 1	Βλάβη στο ήπαρ, το πάγκρεας, τους πνεύμονες, το κυκλοφορικό και το ουρογεννητικό σύστημα, τοξικές αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται από έναν αριθμό παθήσεων: αιλουροειδών, ηπατικών, πνευμονικών, λοχχοειδών κλπ. Τα προγράμματα χρησιμοποιούνται μαζί.	Αντιπαρασιτική Προστατεύει τα κύτταρα Αντιτοξική	2-3 ημέρες	1-2 μήνες
Χωρίς Τρηματώδη – Γενικό 2				
Χωρίς Τριχομονάδα	Φλεγμονώδεις διεργασίες του ουρογεννητικού συστήματος, πόνος κατά τη συνουσία, κνησμός και κάψιμο, εκκένωση και δυσάρεστη οσμή.	Αντιπρωτοζωική Αντιφλεγμονώδης	2-3 ημέρες	1 μήνας
Χωρίς Ουρεοπλάσμα	Φλεγμονώδεις διεργασίες του ουρογεννητικού συστήματος, μειωμένη αναπαραγωγική λειτουργία, πόνος στην κάτω κοιλιακή χώρα, γρήγορη και επώδυνη ούρηση.	Αντιπρωτοζωική Αντιφλεγμονώδης	2-3 ημέρες	1 μήνας
Χωρίς Υερσίνια	Τοξική-αλλεργική αντίδραση που εμφανίζεται όταν δεν ακολουθούνται τα μέτρα υγιεινής και συνοδεύονται από δερματικά εξανθήματα, παραβίαση του πεπτικού συστήματος, φλεγμονή των αρθρώσεων.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης	1-2 ημέρες	14-28 ημέρες

Χωρίς Κορωνοϊό - Νέο	Φλεγμονή των βλεννογόνων της μύτης, του λαιμού, των πνευμόνων, αδυναμία, μειωμένη αίσθηση οσμής και ακοής. Βελτιωμένο και προηγμένο πρόγραμμα. Συνιστάται η χρήση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά του Κορωνοϊού».	Αντιική Προστατεύει τα κύτταρα Αντιφλεγμονώδης	1-2 ημέρες	1 μήνας
Χωρίς πνευμονοβακτήρια	Φλεγμονή του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae κ.λπ., που συνοδεύεται από πυρετό, αδυναμία, κεφαλαλγία, βήχα, δύσπνοια, πόνο στο στήθος, τους μύες και τις αρθρώσεις.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης	1-2 ημέρες	1 μήνας
Χωρίς βήχα	Παρουσία ξηρού και υγρού βήχα με διάφορες λοιμώξεις. Για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, συνιστάται η χρήση σε συνδυασμό με τα προγράμματα «Κατά του κρυολογήματος» και «Ελεύθερη αναπνοή» στη συσκευή DeVitaRitm.	Αντιφλεγμονώδης Αποσυμφορητική Ανακουφίζει από σπασμούς	Εντός 1 ημέρας	1 μήνας
Χωρίς πνευμονία	Παρουσία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος, βήχας, γενική αδυναμία, κόπωση, υπνηλία, δύσπνοια, πόνος στο στήθος.	Αντιφλεγμονώδης Αποσυμφορητική	2-3 ημέρες	1 μήνας

Χωρίς πνευμονία	Συνιστάται η χρήση με άλλα αντιφλεγμονώδη προγράμματα που στοχεύουν στην ομαλοποίηση της λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος.	Αντιφλεγμονώδης Αποσυμφορητική	2-3 ημέρες	1 μήνας
-----------------	--	--------------------------------	------------	---------

DeVita AP (αυτόματα προγράμματα)

Όνομασία προγράμματος	Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα	Επίδραση	Πρώτα αποτελέσματα	Διαρκές αποτέλεσμα
Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο	Ιογενή και πρωτοζωικά φορτία. Βέλτιστη πρόληψη ασθενειών κατά την αλλαγή κλιματικών ζωνών ή την συχνή επίσκεψη σε άλλες ηπείρους.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης Αντιπρωτοζωική Αντιτοξική	1-3 μέρες	2-4 εβδομάδες
Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο	Τοξικό φορτίο που προκαλείται από στρεπτό- και σταφυλόκοκκο. Αποτελεσματικό με τα κρουολογήματα, και για την πρόληψη των μολύνσεων από κόκκους.	Αντιβακτηριακή Αντιφλεγμονώδης Αντιτοξική	2-3 ώρες	10-14 μέρες
Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο	Βακτηριακή επιβάρυνση του πεπτικού συστήματος και του ουρογεννητικού συστήματος.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης Αντιβακτηριακή Αντιτοξική	1-3 μέρες	2-4 εβδομάδες
Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο	Παρουσία μυκοτοξινών στο σώμα, που σχηματίζονται από μούχλα και ζυμομύκητες. Μειώνει τον κίνδυνο συσσώρευσης καρκινογόνων παραγόντων.	Αντιμυκητιασική Αντιφλεγμονώδης Αντιτοξική	2-3 μέρες	1-2 μήνες

Καθαρισμός - αυτόματο	Σε περίπτωση παραβίασης του λεμφικού συστήματος, οιδήματος, μειωμένης ανοσία.	Αντισηπτική Αντιτοξική Λεμφικός καθαρισμός, Αποσυμφορητική	Μέσα σε μία μέρα	1 μήνας
Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο	Παρασιτική επιβάρυνση του ήπατος, του παγκρέατος, των εντέρων, καθώς και το τοξικό φορτίο που προκαλείται από τη ζωτική δραστηριότητα αυτών των οργανισμών.	Αντιπαρασιτική Αντιτοξική	2-3 μέρες	1 - 2 μήνες
Χωρίς γρίπη - αυτόματο	Φλεγμονώδεις διεργασίες που προκαλούνται από διαφορετικά στελέχη του ιού της γρίπης.	Αντιική Αντιπυρετική Αναισθητική Αντιφλεγμονώδης Αντιτοξική	2-3 ώρες	5-10 μέρες
Κατά του έρπητα S - αυτόματο	Κατά τη διάρκεια του σχηματισμού φυσαλίδων στις βλεννώδεις μεμβράνες των χειλιών, των γεννητικών οργάνων, των οφθαλμών, του στόματος, του δέρματος, που σχηματίζονται λόγω της ενεργοποίησης του ιού του απλού έρπητα.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης Αντιμετωπίζει τον κνησμό Αντιτοξική	Μέσα σε μία μέρα	1 μήνας
Κατά του έρπητα Z - αυτόματο	Έρπητας ζωστήρας - δερματικά εξανθήματα, συνοδευόμενα από έντονο πόνο κατά μήκος του αισθητήριου νεύρου.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης Αντιμετωπίζει τον κνησμό Αναισθητική Αντιτοξική	Μέσα σε μία μέρα	1 μήνας

Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο	Φλεγμονή της μύτης, του λαιμού, των βρόγχων.	Αντιική Αντιφλεγμονώδης Αντιτοξική	Μέσα σε μία μέρα	5-7 μέρες
Υποστήριξη ανοσοποιητικού - αυτόματο	Είναι αποτελεσματικό για την πρόληψη κρυολογήματος κατά την υποθερμία και την περίοδο μαζικών ασθενειών.	Αντιική Αντιτοξική	2-3 ώρες	5-7 μέρες
Χωρίς έλμινθες - αυτόματο	Αποτελεσματική για την πρόληψη της ελμινθίασης σε παιδιά και ενήλικες.	Αντιπαρασιτική Αντιτοξική	2-3 μέρες	1 - 2 μήνες
Απώλεια βάρους - αυτόματο	Με το υπερβολικό βάρος, το οποίο είναι συνέπεια του ιογενούς φορτίου. Πρήξιμο.	Αντιική Αντιτοξική	1-2 μέρες	4-6 μήνες
Ελάττωση πόντων - αυτόματο	Σε περίπτωση παραβίασης του λεμφικού συστήματος, κατακράτηση υγρών, μειωμένη ανοσία ως αποτέλεσμα αυξημένης τοξικότητας.	Αντιτοξική Λεμφικός καθαρισμός, Αποσυμφορητική	1-2 μέρες	4-6 μήνες
Υγιές Κύτταρο 1	Για την απομάκρυνση των γενικών ιογενών, ερπητικών και βακτηριακών τοξικών φορτίων. Μειώνει τη δραστηριότητα των ιών και την αρνητική επίδραση των στρεπτοκοκκικών τοξινών.	Αντιική Αντιβακτηριακή Αντιτοξική	3-4 ημέρες	4-6 μήνες
Υγιές Κύτταρο 2	Λάθος τρόπος ζωής, μεγάλο άγχος και σωματική άσκηση, που ζουν σε δυσμενείς οικολογικές περιοχές. Συνιστάται η χρήση του προγράμματος στο σχήμα εφαρμογής του ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγιές Κύτταρο».	Αντιική Αντιπρωτοζωική Αντιφλεγμονώδης Προστατεύει τα κύτταρα	Εντός 1 εβδομάδας	6-12 μήνες

Υγιές Κύτταρο 3	Το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό κατά των σταφυλοκοκκικών και χλαμυδιακών λοιμώξεων και επίσης μειώνει την αρνητική επίδραση των πρωτοζωικών αλλοιώσεων του ουροποιητικού συστήματος.	Αντιιική Αντιβακτηριακή Αντιπρωτοζωική Αντιφλεγμονώδης	3-4 ημέρες	4-6 μήνες
Υγιές Κύτταρο 4	Μυκητιακό φορτίο και προκειμένου να αποφευχθούν μεταλλάξεις και αρνητικός εκφυλισμός των κυττάρων. Συνιστάται η χρήση του προγράμματος στο σχήμα εφαρμογής του ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγιές Κύτταρο».	Αντιμυκητιασική Αντιφλεγμονώδης Αντιτοξική Προστατεύει τα κύτταρα	Εντός 1 εβδομάδας	6-12 μήνες
Lyme 1	Αφαίρεση του γενικού ιικού, ερπητικού και βακτηριακού τοξικού φορτίου. Μειώνει τη δραστηριότητα των ιών και την αρνητική επίδραση των στρεπτοκοκκικών τοξινών.	Αντιιική Αντιβακτηριακή Αντιτοξική	3-4 ημέρες	4-6 μήνες
Lyme 2	Ταιμπήματα ταιμπουριών, η ανίχνευση της βρολίωσης που προκαλείται από ταιμπουρία ή αλλιώς της νόσου του Lyme. Συνιστάται η χρήση του προγράμματος εντός του σχήματος εφαρμογής του ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά του Lyme».	Αντιιική Αντιβακτηριακή Αντιπρωτοζωική Αντιφλεγμονώδης	3-4 ημέρες	6-12 μήνες

Lyme 3	Το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό κατά των σταφυλοκοκκικών και χλαμυδιακών λοιμώξεων και επίσης μειώνει την αρνητική επίδραση των πρωτοζωικών αλλοιώσεων του ουροποιοτικού συστήματος.	Αντιική Αντιβακτηριακή Αντιπρωτοζωική Αντιφλεγμονώδης	3-4 ημέρες	4-6 μήνες
Lyme 4	Τσιμπήματα τσιμποριών, η ανίχνευση της βρολίωσης που προκαλείται από τσιμπούρια ή αλλιώς της νόσου του Lyme. Συνιστάται η χρήση του προγράμματος εντός του σχήματος εφαρμογής του ΣΕΤ προγραμμάτων «Κατά του Lyme».	Αντιβακτηριακή Αντιμυκητιασική Αντιφλεγμονώδης Αντιτοξική	3-4 ημέρες	6-12 μήνες
Αποκατάσταση 1	Φλεγμονή και βλάβη στην βλεννογόνο κοιλότητα, με οδοντικές παρεμβάσεις, μια μη ισορροπημένη διατροφή.	Αναισθητική Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης Επιταχύνει την αναζωογόνηση	1-2 ημέρες	1 μήνας
Αποκατάσταση 2	Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, με οποιαδήποτε βλάβη στην ακεραιότητα του δέρματος και των βλεννογόνων, με φλεγμονώδεις διεργασίες.	Αναισθητική Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης Επιταχύνει την αναζωογόνηση	Εντός 1 ημέρας	2-4 εβδομάδες
Υγιή Ούλα - Αυτόματο	Λοιμώσεις και τραυματισμοί της στοματικής κοιλότητας. Συνιστάται η χρήση σύμφωνα με το σχήμα εφαρμογής του ΣΕΤ προγραμμάτων «Υγιή δόντια»	Αποσυμφορητική Αντιφλεγμονώδης Επιταχύνει την αναζωογόνηση	1-2 ημέρες	4-6 μήνες

Αποκατάσταση νευρικού συστήματος - αυτόματο	Αρνητική διαταραχή του νευρικού συστήματος, παραβίαση της ακεραιότητας των νευρικών ινών που προκαλείται από τσιμπήματα τσιμπουριών ή άλλους παράγοντες.	Αντιφλεγμονώδης Αποσυμφορητική Αναισθητική Προστατεύει τα κύτταρα	Εντός 1 εβδομάδας	6-12 μήνες
Υγιής αναπνοή - αυτόματο	Ασθένειες της αναπνευστικής οδού: μύτη, λαιμός, βρόγχοι, πνεύμονες.	Αντιβιοτική Αντιβακτηριακή Αντιτοξική Αντιφλεγμονώδης	1-2 ημέρες	1 μήνας

Παράρτημα 5 – «Συνιστώμενα προγράμματα DeVita για χρήση με διάφορα λειτουργικά προβλήματα».

Σύστημα οργάνων	Οργανικές δυσλειτουργίες των συστημάτων	Προγράμματα στο Ritm	Προγράμματα στο AP
Καρδιαγγειακό σύστημα	Καρδιακή / στεφανιαία ανεπάρκεια (φλεγμονή της καρδιάς, καρδιακή ισχαιμία, στενοκαρδία, μετά το έμφραγμα, τοξική βλάβη του καρδιακού μυός, λειτουργική υπερφόρτωση της καρδιάς κλπ.).	Ευ ζην Υγιής καρδια Ηρεμος σπνος Ολικος καθαρισμος	Αντικικό Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Απαλλαγή από τα χλαμύδια Χωρίς σχιστόσωμα και τρηματώδη Καθαρισμός - αυτό- ματο Σεξουαλική υγεία Αντικικό Γαστρεντερικού Αποκατάσταση 1
	Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (αρρυθμία, ταχυκαρδία)	Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Υγιής καρδιά Κανονικός καρδιακός ρυθμός Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο	Αντικικό Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Απαλλαγή από τα χλαμύδια Χωρίς σχιστόσωμα και τρηματώδη Καθαρισμός - αυτό- ματο Αντικικό Γαστρεντερικού Σεξουαλική υγεία

<p>Καρδιαγγειακό σύστημα</p>	<p>Υπέρταση, υπόταση, κίρσοι, αθηροσκλήρωση και άλλες ασθένειες του αγγειακού συστήματος</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Κανονική αρτηριακή πίεση - αυτόματο Υγιές φλεβικό σύστημα Κατά των πονοκεφάλων Ρύθμιση του μεταβολισμού Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο</p>	<p>Αντιικό Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Απαλλαγή από τα χλαμύδια, Χωρίς σχιστόσωμα και τρηματώδη Καθαρισμός - αυτόματο Αντιικό Γαστρεντερικού Χωρίς Υερσίνια Κατά της ημικρανίας</p>
<p>Γαστρεντερικός σωλήνας</p>	<p>Γαστρίτιδα, οισοφαγίτιδα, καούρα, έλκος</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο</p>	<p>Κατά του ελικοβακτηριδίου Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Αποκατάσταση 2</p>

<p>Γαστρεντερικός σωλήνας</p>	<p>Δωδεκαδακτίτιδα, κολίτιδα, εντερίτιδα, έλκος, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, δυσβολικότητα, ατονία</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο Χωρίς Νηματούδη και Ασκαρίδες - Νέο Καθαρισμός - αυτόματο Χωρίς Σαλμονέλα Χωρίς Πρωτέα - Γενικό Χωρίς Κλεμψιέλλα Χωρίς Αμοιβάδα Χωρίς Κλωστρίδια</p>
	<p>Ηπατίτιδα, Δυσκινησία της χοληφόρου οδού, χολοκυστίτιδα, παγκρεατίτιδα, διαβήτης, χολολιθίαση.</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Ρύθμιση του μεταβολισμού Φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου Υγιές πάγκρεας</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο Χωρίς Νηματούδη και Ασκαρίδες - Νέο Αντιβακτηριακό Καθαρισμός - αυτόματο Υγιής Χοληδόχος Κύστη Χωρίς Τρηματώδη - Γενικό 1,2 Χωρίς Σαλμονέλα Χωρίς Λεπτόσπειρα Αποκατάσταση 2</p>

<p>Γαστρεντερικός σωλήνας</p>	<p>Οξείες ασθένειες (δηλητηρίαση, αλλεργία)</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Ρύθμιση του μεταβολισμού Κατά των αλλεργιογόνων Κατά της δηλητηρίασης - αυτόματο</p>	<p>Υγεία του γαστρεντερικού Κατά της δηλητηρίασης Κυτταρική αποτοξίνωση Αντιμετώπιση αλλεργιών Καθαρισμός - αυτόματο Χωρίς Πενικίλλιο Detox Mexicana Χωρίς Κλωστρίδια Χωρίς Σιγκέλα Χωρίς Πρωτέα - Γενικό Χωρίς Ροταϊό</p>
<p>Νευρικό σύστημα</p>	<p>Νευρώσεις</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Καλή ψυχική διάθεση Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο Λειτουργική μνήμη +</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Κατά της ημικρανίας Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο Αντιβακτηριακό Κατά των μυκήτων</p>

Νευρικό σύστημα	Φυσικοαγγειακή δυστονία	<p>Ευ ζην - αυτόματο</p> <p>Υγεία - αυτόματο</p> <p>Καλή ψυχική διάθεση</p> <p>Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο</p> <p>Υγιής καρδιά</p> <p>Υγιή νεφρά</p> <p>Κατά των νοκοε-φάλων</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο</p> <p>Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο</p> <p>Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο</p> <p>Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο</p> <p>Καθαρισμός - αυτόματο</p> <p>Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο</p> <p>Αντιβακτηριακό</p> <p>Κατά των μυκήτων</p> <p>Απαλλαγή από τα χλαμύδια</p> <p>Αντιικό Γαστρεντερικού</p> <p>Κατά της ημικρανίας</p>
	Χτυπήματα	<p>Ευ ζην - αυτόματο</p> <p>Υγεία - αυτόματο</p> <p>Γρήγορη επούλωση</p> <p>Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο</p> <p>Υγιής καρδιά</p> <p>Κατά των νοκοε-φάλων</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο</p> <p>Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο</p> <p>Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο</p> <p>Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο</p> <p>Καθαρισμός - αυτόματο</p> <p>Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο</p> <p>Αντιβακτηριακό</p> <p>Κατά των μυκήτων</p> <p>Απαλλαγή από τα χλαμύδια</p> <p>Αντιικό Γαστρεντερικού</p> <p>Κατά της ημικρανίας</p>

<p>Νευρικό σύστημα</p>	<p>Ριζιτιδα, νευρίτιδα, έρπηγ</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Γρήγορη επούλωση Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο Αρθρώσεις χωρίς πόνο - αυτόματο Νευρικό Σύστημα - Γενικό</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο Αντιβακτηριακό Κατά των μυκήτων Κατά του έρπητα Ζ - αυτόματο Αντιικό Γαστρεντερικού Αποκατάσταση 2</p>
<p>Ενδοκρινικό σύστημα</p>	<p>Διαταραχές υποθαλάμου- υπόφυσης</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Υγεία της γυναίκας, Υγεία του άνδρα</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Κυτταρική αποτοξίνωση Αντιικό Γαστρεντερικού Χωρίς Κρυπτοκόκκο</p>
	<p>Νοσήματα του παγκρέατος</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Ρύθμιση του μεταβολισμού Φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου Υγιές πάγκρεας</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Χωρίς Τρηματώδη - Γενικό 1,2 Χωρίς Σαλμονέλα Αποκατάσταση 2</p>

Ενδοκρινικό σύστημα	Ασθένειες του θυρεοειδούς αδένα	Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Υγεία της γυναίκας, Υγεία του άνδρα Ρύθμιση του μεταβολισμού Υγιής θυρεοειδής	Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Κυτταρική αποτοξίνωση Αποκατάσταση 2
	Ασθένειες των επινεφριδίων	Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Υγεία της γυναίκας, Υγεία του άνδρα	Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Κυτταρική αποτοξίνωση Αποκατάσταση 2
	Ασθένειες των σεξουαλικών αδένων	Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Υγεία της γυναίκας, Υγεία του άνδρα	Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Απαλλαγή από τα χλαμύδια Κατά του έρπητα S - αυτόματο Αντικό Γαστρεντερικού, Χωρίς Θηλώματα - Γενικό Χωρίς Τριχομονάδα Χωρίς Εντερόκοκκο Αποκατάσταση 2

Αναπαραγωγικό σύστημα	<p>Γυναικολογικές διαταραχές (διαταραχές κύκλου, επώδυνη εμμηνόρροια, εμμηνόπαυση, νεοπλάσματα)</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Υγεία της γυναίκας Γυναικεία σεξουαλικότητα Ολικός καθαρισμός - αυτόματο</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Απαλλαγή από τα χλαμύδια Κατά του έρπητα S - αυτόματο Χωρίς Πρωτέα - Γενικό Αντιικό Γαστρεντερικού Χωρίς Θηλώματα - Γενικό Χωρίς Τριχομονάδα Χωρίς Εντερόκοκκο Αποκατάσταση 2</p>
	<p>Ανδρολογικές παθήσεις (προστατίτιδα, αδένωμα, σεξουαλική ανικανότητα)</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ανδρική υγεία - αυτόματο Ανδρική σεξουαλικότητα Ολικός καθαρισμός - αυτόματο</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Απαλλαγή από τα χλαμύδια Κατά του έρπητα S - αυτόματο Χωρίς Πρωτέα - Γενικό Αντιικό Γαστρεντερικού Χωρίς Θηλώματα - Γενικό Χωρίς Τριχομονάδα Χωρίς Εντερόκοκκο Αποκατάσταση 2</p>

<p>Ουροποιητικό σύστημα</p>	<p>Ουρηθρίτιδα, Κυστίτιδα, ICD, ουρική αρθρίτιδα, πυελονεφρίτιδα</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Υγιείς αρθρώσεις - αυτόματο Κατά της αρθρίτιδας - αυτόματο</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Απαλλαγή από τα χλαμύδια Κατά του έρπητα S - αυτόματο Χωρίς Πρωτέα - Γενικό Αντικό Γαστρεντερικού Χωρίς Εντερόκοκκο Χωρίς Πενικίλλιο Χωρίς θηλώματα στα νεφρά Χωρίς Τριχομονάδα Αποκατάσταση 2</p>
<p>Αναπνευστικό σύστημα</p>	<p>Προβλήματα της άνω αναπνευστικής οδού (οξεία αναπνευστική ασθένεια, ρινίτιδα, τραχειίτιδα, λαρυγγίτιδα, φαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα)</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Κατά των αλλεργιογόνων Κατά του κρυολογήματος</p>	<p>Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Αντιμετώπιση αλλεργιών Αντιβακτηριακό Καθαρά Ιγμόρεια Χωρίς Φαρυγγίτιδα Αποκατάσταση 2 Αντικό Γαστρεντερικού Υγιής αναπνοή - αυτόματο</p>

<p>Αναπνευστικό σύστημα</p>	<p>Προβλήματα της κάτω αναπνευστικής οδού (βρογχίτιδα, βρογχικό άσθμα, πνευμονία)</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Κατά των αλλεργιογόνων Χωρίς κρουλόγημα - αυτόματο</p>	<p>Χωρίς κρουλόγημα - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Αντιμετώπιση αλλεργιών Αντιβακτηριακό Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο Κατά των νηματωδών και ασκαρίδων Υγίης αναπνοή - αυτόματο Χωρίς πνευμονία Χωρίς βήχα Αποκατάσταση 2 Χωρίς Ψευδομονάδα Αεριογόνος</p>
<p>Δέρμα / βλεννογόνες</p>	<p>Δερματίτιδα εξ επαφής, σηψηγοροϊκή δερματίτιδα</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο Υγίης δέρμα και μαλλιά - αυτόματο</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Κατά των μυκήτων Αντιμετώπιση αλλεργιών Κυτταρική αποτοξίνωση Καθαρισμός - αυτόματο Αποκατάσταση 2</p>

Δέρμα / βλεννογόνες	Νευροδερματίτιδα, έκζεμα	Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο Κατά των αλλεργιο- γόνων Υγεία της γυναίκας, Υγεία του άνδρα Όμορφη επιδερμίδα	Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Αντιμετώπιση αλλερ- γιών Κυτταρική αποτοξίνωση Καθαρισμός - αυτόματο Χωρίς Πρωτέα - Γενικό Χωρίς Ψευδομονάδα Αεριογόνος Αποκατάσταση 2
	Αλλεργία	Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Κατά των αλλεργιο- γόνων Κατά του κρυολογή- ματος	Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο Χωρίς Νηματούδη και Ασκαρίδες - Νέο Αντιμετώπιση αλλερ- γιών Κυτταρική αποτοξίνωση Καθαρισμός - αυτόματο
Μυοσκελετικό σύστημα	Οστεοχόνδρωση, αρθρίτιδα, αρθρώ- σεις, αρθρίτιδα, προεξοχές, τραυμα- τισμοί, θυλακίτιδα, μυοσίτιδα	Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Αρθρώσεις χωρίς πόνο - αυτόματο Υγιείς αρθρώσεις - αυτόματο Κατά της αρθρίτιδας - αυτόματο Γρήγορη επούλωση	Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Απαλλαγή από τα χλαμύδια Κυτταρική αποτοξίνωση Κατά του Lyme 1,2 Χωρίς Ψευδομονάδα Αεριογόνος Χωρίς Εντερόκοκκο

<p>Ανοσοποιητικό σύστημα</p>	<p>Αλλεργίες, διαταραχές του θύμου αδένου, σπλήνα, λεμφαδένες</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Κατά των αλλεργιογόνων Καθαρή λέμφος Κατά των πονοκεφάλων</p>	<p>Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο Χωρίς Νηματώδη και Ασκαρίδες - Νέο Κυτταρική αποτοξίνωση Καθαρισμός - αυτόματο Detox Mexicana Αντιμετώπιση αλλεργιών Χωρίς Φαρυγγίτιδα Υγιείς Αμυγδαλές Αποκατάσταση 2 Χωρίς Πενικίλλιο</p>
<p>Όργανα όρασης</p>	<p>Ατροφία οπτικού νεύρου, βλεφαρίτιδα, κερατίτιδα, επιπεφυκίτιδα, καταρράκτης, γλαύκωμα, μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Ισχυρή όραση Κατά των αλλεργιογόνων Νευρικό Σύστημα - Γενικό</p>	<p>Υποστήριξη ανοσοποιητικού - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 3 - αυτόματο Καθαρισμός - αυτόματο Κατά του έρπητα S - αυτόματο Αποκατάσταση 2</p>
	<p>Ατροφία οπτικού νεύρου, βλεφαρίτιδα, κερατίτιδα, επιπεφυκίτιδα, καταρράκτης, γλαύκωμα, μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Ισχυρή όραση Κατά των αλλεργιογόνων Νευρικό Σύστημα - Γενικό</p>	<p>Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο Χωρίς Νηματώδη και Ασκαρίδες - Νέο Απαλλαγή από τα χλαμύδια Κατά των μυκήτων Αντιμετώπιση αλλεργιών Κυτταρική αποτοξίνωση</p>

	<p>Προβλήματα ακοής (μέση ωτίτιδα, απώλεια ακοής)</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Υγιή Ωτα Νευρικό Σύστημα - Γενικό Γρήγορη επούλωση Κατά του κρυολο- γήματος</p>	<p>Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο, Σεξουαλική υγεία Αντιμετώπιση αλλερ- γιών Αντιικό Γαστρεντερικού Ώτα Χωρίς Φλεγμονή Καθαρά Ιγμόρεια Χωρίς Φαρυγγίτιδα Αποκατάσταση 2</p>
<p>Όργανα όρασης</p>	<p>Προβλήματα της αίσθησης της οσμής (οξεία αναπνευστική νόσος, ιγμορίτιδα, ρινίτιδα, τραύμα)</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Νευρικό Σύστημα - Γενικό Κατά του κρυολο- γήματος Κατά των αλλεργι- ογόνων Γρήγορη επούλωση</p>	<p>Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Σεξουαλική υγεία Αντιμετώπιση αλλερ- γιών Αντιβακτηριακό Αντιικό Γαστρεντερικού Καθαρά Ιγμόρεια - Γενικό Καθαρά Ιγμόρεια Χωρίς Φαρυγγίτιδα Χωρίς Κορωνοϊό- Νέο Αποκατάσταση 2</p>
<p>Οδοντικά προβλήματα</p>	<p>Βλάβη και φλεγμονή του βλεννογόνου, αιμορραγικά ούλα, πόνος μετά από οδοντικές επεμ- βάσεις</p>	<p>Ευ ζην - αυτόματο Υγεία - αυτόματο Ολικός καθαρισμός - αυτόματο Δυνατά Δόντια Γρήγορη επούλωση</p>	<p>Πρόγραμμα λειτουργίας 1 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 2 - αυτόματο Πρόγραμμα λειτουργίας 4 - αυτόματο Κατά των μυκήτων Υγιή Ούλα - Αυτόματο Αποκατάσταση 1-2 - αυτόματο Υγιή Δόντια Χωρίς Συρίγγιο Κυτταρική αποτοξίνωση</p>

Παράρτημα 6 – «Σύνολο ειδικών προγραμμάτων DeVita Cosmo και ζώνες εφαρμογής».

№	Πρόγραμμα	Περιγραφή προγράμματος
1	Δέρμα χωρίς ρυτίδες	<p>Το πρόγραμμα συμβάλλει: στην εξάλειψη των μιμικών ρυτίδων, στην ακμή, στην ενίσχυση του τόνου του δέρματος, στη σύσφιξη του προσώπου. Αυτό είναι το βασικό πρόγραμμα για τη διατήρηση της υγείας και της νεότητας του δέρματος. Στη συνέχεια μπορείτε να μεταβείτε στα επόμενα προγράμματα, τα οποία ρυθμίζουν τη λειτουργία των οργάνων και μεταμορφώνουν το πρόσωπο</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 1): Η θέση της συσκευής δεν έχει σημασία. Η μονάδα κβαντικού φωτός πρέπει να μετακινείται κατά μήκος των γραμμών που αναφέρονται στην Εικόνα 1 , ακολουθώντας την κατεύθυνση των βελακίων. Εδώ εφαρμόζεται η γραμμική μετακίνηση του εξαρτήματος. Τα μάτια πρέπει να είναι κλειστά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επικεντρωθείτε στις κινήσεις σας.</p> <p>Προσοχή: μην τοποθετείτε τη συσκευή και το κβαντικό εξάρτημα στην περιοχή του θυρεοειδούς αδένου.</p>
2	Τόνωση προσώπου	<p>Η τακτική χρήση του προγράμματος αποκαθιστά τις φυσικές διαδικασίες ανάπτυξης των κυττάρων, σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύοντας τές, εμποδίζει τη γήρανση του δέρματος, καθώς επίσης εξαλείφει τις λεπτές ρυτίδες και λειαίνει τις βαθύτερες. Το πρόγραμμα χαρίζει ενέργεια σε όλο το σώμα, ανακουφίζει από τη γενική κόπωση και τις καταθλιπτικές καταστάσεις. Αυτό είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για προληπτικούς σκοπούς.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 2): Η τοποθεσία της συσκευής δεν έχει σημασία. Η μονάδα κβαντικού φωτός πρέπει να μετακινείται κατά μήκος της μιας και της άλλης κόγχης του αυτιού, αρχίζοντας από την κορυφή του αυτιού, και μετακινώντας απαλά προς τα κάτω. Θα πρέπει να κάνετε 4 κύκλους σ' ένα αυτί και να μεταφερθείτε στο άλλο. Κάντε ξανά 4 κύκλους και επιστρέψτε προς το πρώτο και ούτω καθεξής μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίας. Είναι απαραίτητο να επικεντρωθείτε στις αισθήσεις θερμότητας για να καθοδηγήτε τις κινήσεις σας.</p> <p>Προσοχή! Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πρωί ή απόγευμα.</p>

3	Υγεία της γυναίκας	<p>Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει το γυναικείο ενδοκρινικό και αναπαραγωγικό σύστημα. Χρήσιμο για γυναίκες όλων των ηλικιών.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 3): Τοποθετήστε τη συσκευή στην περιοχή του πλιακού πλέγματος. Τοποθετήστε τη μονάδα κβαντικού φωτός στις υποδεικνυόμενες ζώνες (Εικ. 3) και πραγματοποιήστε κυκλικές κινήσεις από τη μία και από την άλλη μεριά με τη σειρά. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.</p> <p>Προσοχή! Δεν συνιστάται η χρήση αυτού του προγράμματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σε άτομα κάτω των 14 ετών.</p>
4	Υγεία του άνδρα	<p>Η κύρια δράση του προγράμματος έγκειται στη ρύθμιση του ανδρικού ενδοκρινικού συστήματος: υποθάλαμος - υπόφυση - επινεφρίδια - γονάδες. Επίσης, ρυθμίζει τη λειτουργία του προστάτη.</p> <p>Αυτό το πρόγραμμα είναι βασικό για την πρόληψη της σεξουαλικής ανικανότητας.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 4): Η ίδια η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στην περιοχή του πλιακού πλέγματος. Τοποθετήστε τη μονάδα κβαντικού φωτός στις ζώνες που υποδεικνύονται στην Εικόνα 4 και πραγματοποιήστε κυκλικές κινήσεις από τη μία και από την άλλη μεριά με τη σειρά. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.</p>
5	Λειτουργία ήπατος	<p>Το πρόγραμμα στοχεύει στη ρύθμιση της λειτουργίας του ήπατος και, στη διατήρηση των λειτουργιών του.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 5): Η συσκευή τοποθετείται δεξιά στη υποπλευρία περιοχή. Με τη μονάδα κβαντικού φωτός επιδράστε με τη σειρά στις ζώνες που υποδεικνύονται στην Εικόνα 5 με κυκλικές κινήσεις. Τα μάτια πρέπει να είναι κλειστά και να επικεντρώνεστε στην αίσθηση της θερμότητας.</p>
6	Ζήσε αρμονικά	<p>Αποσκοπεί στη διατήρηση της καλής διάθεσης, στη μείωση του στρες, στην ομαλοποίηση του ύπνου.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 6): Θα πρέπει να βρίσκεστε σε ένα ήσυχο χώρο, να καθίσετε άνετα και να αρχίσετε την επίδραση στην ενδεδειγμένη περιοχή (Εικόνα 6) με κυκλικές κινήσεις. Τα μάτια πρέπει να παραμένουν κλειστά.</p>

6	Ζήσε αρμονικά	<p>Η επίδραση σε αυτή τη ζώνη διεγείρει ολόκληρο το νευρικό σύστημα. Ανακουφίζει από τη νευρικότητα και δίνει μια αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης. Η θέση της συσκευής δεν έχει σημασία.</p>
7	Ρύθμιση της λειτουργίας του στομάχου	<p>Ομαλοποιεί τη λειτουργία του στομάχου, ανακουφίζει από την δυσφορία.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 7): Η συσκευή τοποθετείται στην περιοχή του στομάχου. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κβαντικού φωτός στις ζώνες που υποδεικνύονται στην Εικόνα 7 με κυκλικές κινήσεις. Τα μάτια πρέπει να παραμείνουν κλειστά.</p>
8	Πέψη	<p>Προλαμβάνει τις πεπτικές διαταραχές, υποστηρίζει τη λειτουργία του εντέρου.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 8): Τοποθετήστε τη συσκευή στο στομάχι. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κβαντικού φωτός στις υποδεικνυόμενες ζώνες (Εικ. 8) με κυκλικές κινήσεις. Εκτελέστε 4 κυκλικές κινήσεις σε μια περιοχή, μετά μεταφερθείτε στην επόμενη κ.λπ. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα μάτια πρέπει να είναι κλειστά.</p>
9	Σαν ρολόι	<p>Η ίδια η φύση έχει προβλέψει την έγκαιρη απομάκρυνση των τοξινών και άλλων βλαβερών ουσιών από το σώμα. Η δυσκοιλιότητα είναι ένα πρόβλημα, που συνδέεται με τις σπάνιες κινήσεις του εντέρου και δύσκολο πέρασμα των κοπράνων. Αντιμετωπίζουμε τη δυσκοιλιότητα όταν η καθυστέρηση της κένωσης διαρκεί περισσότερο από 48 ώρες. Λόγω της χρόνιας δυσκοιλιότητας το δέρμα γίνεται χλωμό ή κιτρινωπό, χάνει την ελαστικότητά του, γίνεται πλαδαρό. Το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να ελέγξετε τη λειτουργία του εντέρου, εμποδίζοντας τη δημιουργία δυσάρεστων γεγονότων.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 9): Τοποθετήστε τη συσκευή στο στομάχι. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κβαντικού φωτός στις υποδεικνυόμενες ζώνες (Εικ. 9) με κυκλικές κινήσεις. Εκτελέστε 4 κυκλικές κινήσεις σε μια περιοχή και έπειτα να μεταφερθείτε στην επόμενη κλπ. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.</p>

10	Ενίσχυση των νεφρών	<p>Τα νεφρά είναι το δεύτερο σε σημαντικότητα όργανο μετά του ήπατος που συμμετέχει στην απομάκρυνση των τοξικών ουσιών. Ρυθμίζουν τον υδατικό και ηλεκτρολυτικό μεταβολισμό, την οξεο-αλκαλική ισορροπία, την συγκέντρωση νατρίου στον οργανισμό, τον όγκο και την οσμωτική πίεση του αίματος και των βιολογικών υγρών, αποβάλλουν την περίσσεια του νερού, ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ και άλατα. Διαταραχές στη λειτουργία των νεφρών άμεσα αντανακλούνται στο πρόσωπο με τη μορφή οιδημάτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η υποστήριξη των νεφρών στη ρύθμιση της λειτουργιάς τους.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 10): Τοποθετήστε τη συσκευή στην περιοχή των νεφρών στην πλάτη. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κβαντικού φωτός στις υποδεικνυόμενες ζώνες (Εικ. 10) με κυκλικές κινήσεις. Εκτελέστε 4 κυκλικές κινήσεις σε μια περιοχή και έπειτα να μεταφερθείτε στην επόμενη κλπ. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα μάτια πρέπει να παραμείνουν κλειστά.</p>
11	Θυρεοειδής	<p>Ο θυρεοειδής αδένας είναι το σημαντικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος, το οποίο ρυθμίζει τον μεταβολισμό, την ανταλλαγή θερμότητας την λειτουργία του νευρικού και άλλων συστημάτων. Οι ασθένειες του θυρεοειδούς είναι από τις πιο γνωστές στον κόσμο και τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο με τις ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη τέτοιων ασθενειών και στη ρύθμιση λειτουργίας του οργανισμού εν γένει, καθώς και στην εξάλειψη των συμπτωμάτων ξηρού δέρματος, εύθραυστων νυχιών και μαλλιών.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 11): Η θέση της συσκευής δεν έχει σημασία, εκτός από την περιοχή του ίδιου του αδένα. Η επίδραση με τη μονάδα κβαντικού φωτός πρέπει να γίνεται στις ενδεδειγμένες περιοχές (Εικ. 11) με κυκλικές κινήσεις, ομαλά μετακινώντας από τη μια περιοχή στην άλλη. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.</p> <p>Προσοχή! μην τοποθετείτε τη συσκευή και τη μονάδα κβαντικού φωτός στη ζώνη του θυρεοειδούς αδένα, η εφαρμογή πραγματοποιείται αυστηρά κατά μήκος των ζωνών προβολής: το κάτω μέρος του λαιμού κατά μήκος του οισοφάγου, στην υπερκλείδια περιοχή και στην περιοχή του βόθρου της σφαγίτιδας.</p>

12	Καρδιοαγγειακό σύστημα	<p>Ρυθμίζει τη λειτουργία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων, βελτιώνει την παροχή αίματος στους ιστούς.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 12): Τοποθετήστε τη συσκευή στην περιοχή προβολής της καρδιάς. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κβαντικού φωτός στην περιοχή που υποδεικνύεται στην Εικόνα 12 με κυκλικές κινήσεις. Τα μάτια πρέπει να παραμείνουν κλειστά.</p>
13	Λειτουργία του σπλήνα	<p>Η κατάσταση του σπλήνα μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση του δέρματος του προσώπου, τη λειτουργία των άλλων οργάνων και τη «διάθεση» ολόκληρου του οργανισμού. Το πρόγραμμα βοηθά στην πρόληψη των προβλημάτων του σπλήνα.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 13): Τοποθετήστε τη συσκευή στην περιοχή του σπλήνα - στην αριστερή πλευρά του σώματος, ακριβώς πάνω από το τελευταίο πλευρό. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κβαντικού φωτός στην περιοχή που υποδεικνύεται στην Εικόνα 13 με κυκλικές κινήσεις. Τα μάτια πρέπει να παραμείνουν κλειστά.</p>
14	Το κλειδί της ζωής	<p>Ομαλοποιεί τη δραστηριότητα του παγκρέατος.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 14): Τοποθετήστε τη συσκευή στην περιοχή του παγκρέατος. Δράστε τις υποδεικνυόμενες ζώνες (Εικ. 14) με κυκλικές κινήσεις. Εκτελέστε 4 κυκλικές κινήσεις με τη μονάδα κβαντικού φωτός σε μια περιοχή και μετά μεταφερθείτε στην επόμενη κτλ. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα μάτια πρέπει να παραμείνουν κλειστά.</p>
15	Καλή όραση	<p>Το πρόγραμμα ανακουφίζει από τους σπασμούς των μικρών αιμοφόρων αγγείων των ματιών. Αποκαθιστά την φυσιολογική λειτουργία των μυών που ελέγχουν το φακό.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 15):</p> <ul style="list-style-type: none"> - πηγαίνετε στο παράθυρο. - βρείτε μια μικρή κουκκίδα στην επιφάνεια του τζαμιού. Εάν δεν υπάρχει, τότε βάλτε μια μικρή κουκκίδα στο τζάμι (πχ με ένα μαρκαδόρο). - τοποθετήστε τη μονάδα κβαντικού φωτός παραπλεύρως του κεφαλιού, στην περιοχή του κροτάφου. Η μονάδα δεν θα πρέπει να εμποδίζει το βλέμμα. Πραγματοποιήστε με κυκλικές κινήσεις στις ενδειγμένες περιοχές (Εικ. 15) και επικεντρωθείτε στην αίσθηση θερμότητας.

15	Καλή όραση	<ul style="list-style-type: none"> - κατά τη λειτουργία της συσκευής επικεντρώστε το βλέμμα σας στην κουκκίδα που δημιουργήσατε, για να είναι στο επίκεντρο (για το σκοπό αυτό, επιλέξτε την κατάλληλη απόσταση, ώστε τα μάτια σας να μην κουράζονται) - κοιτάξτε την κουκκίδα για 8-10 δευτερόλεπτα. Μετά μεταφέρετε το βλέμμα σας σε ένα μακρινό σημείο για 8-10 δευτερόλεπτα. - επαναλάβετε την άσκηση αυτή μέχρι να αισθανθείτε αίσθημα κόπωσης στα μάτια. Έπειτα σταματήστε την άσκηση, χωρίς να απομακρύνετε τη μονάδα κβαντικού φωτός από τα μάτια. - αφήστε τη μονάδα κβαντικού φωτός να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του προγράμματος. - αυξήστε σταδιακά τον χρόνο εξάσκησης των ματιών έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς ολόκληρη η χρονική διάρκεια του προγράμματος. <p>Μετά την ολοκλήρωση της εξάσκησης των ματιών κάντε ένα διάλειμμα για να ξεκουραστούν τα μάτια σας για 20-30 λεπτά. Αυτό είναι απαραίτητο για την προσαρμογή των ματιών στις νέες συνθήκες και για να αποκτήσουν οι μύες ελαστικότητα.</p> <p>Προσοχή: μετά τη συνεδρία, δεν συνιστάται να καταπονήσετε τα μάτια σας για 2 ώρες.</p>
16	Καθαρό δέρμα	<p>Το πρόγραμμα μειώνει τις εκδηλώσεις φλεγμονής (ερυθρότητα, ακμή κ.λπ.)</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 16): Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 25-30 εκ. από το πρόσωπο. Η μονάδα κβαντικού φωτός τοποθετείται στις ενδεδειγμένες περιοχές και πραγματοποιούνται με κυκλικές κινήσεις από μία και άλλη πλευρά με την ακόλουθη σειρά: πρώτα το μέτωπο, μετά τα μάγουλα, στη συνέχεια η κοιλιακή περιοχή. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Με σκοπό την πρόληψη το πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε δεύτερη μέρα. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά με κύκλους: 3-4 μέρες συνεχόμενα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, μετά διάλειμμα για 3-4 ημέρες και επαναλάβετε τη διαδικασία. Συνολικά 10 κύκλους. Μετά την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος για να βελτιωθεί το αποτέλεσμα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα «Πέψη», καθώς και «Ανδρική υγεία» ή «Γυναικεία υγεία».</p>

17	Ωραία μαλλιά	<p>Σε κάθε αλλαγή εποχής ο άνθρωπος οργανισμός βιώνει στρες, για παράδειγμα τα μαλλιά μετά το χειμώνα φαίνονται πιο εύθραυστα. Στην φυσιολογική τριχόπτωση χάνουμε καθημερινά έως 100 τρίχες. Υπάρχει όμως και η τριχόπτωση κατά την οποία πέφτουν περισσότερες από 100 τρίχες ημερησίως, και υποδηλώνει διαταραχές στη λειτουργία του σώματος που προκαλούνται από στρες, έκθεση σε κρύο, ξηρό κλίμα εσωτερικού χώρου, ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών, μερικές φορές αποτέλεσμα της χρήσης ορισμένων ιατρικών παρασκευασμάτων. Το πρόγραμμα βοηθά στην πρόληψη της τριχόπτωσης και βελτιώνει την κατάστασή τους.</p> <p>Εφαρμογή (Σχήμα 17): Τοποθετείτε τη συσκευή μπροστά στο πρόσωπο ή στην περιοχή του σβέρκου. Η μονάδα κβαντικού φωτός τοποθετείται στις ενδεδειγμένες περιοχές (εικ17) . Έπειτα πρέπει να πραγματοποιήσετε 4 κυκλικές κινήσεις σε μία περιοχή και να μεταφερθείτε στην επόμενη, κλπ. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Μετά την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος για να βελτιωθεί το αποτέλεσμα, συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος «Πέψη».</p>
18	Περιποίηση των χεριών	<p>Δυναμώνει και βελτιώνει την όψη των νυχιών και του δέρματος των χεριών.</p> <p>Εφαρμογή (Εικ. 18): Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση 20 εκ. από τον καρπό. Με τη μονάδα κβαντικού φωτός, κάντε γραμμικές αργές κινήσεις από τα δάχτυλα μέχρι τη βάση του χεριού (κερικοδοκαρπική άρθρωση). Πρώτα εξωτερικά και έπειτα εσωτερικά από την πλευρά της παλάμης. Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο χέρι. Μεταφερθείτε στην κοιλική περιοχή (δεξιά και αριστερά του ομφαλού). Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.</p>
19	Πρόσωπο χωρίς ατέλειες	<p>Τα κύτταρα του δέρματος ανανεώνονται συνεχώς. Τα νεκρά κύτταρα του δέρματος που παραμένουν στην επιφάνεια της επιδερμίδας εμποδίζουν την επιδερμίδα να φαίνεται όμορφη και περιποιημένη. Η τακτική προληπτική χρήση του προγράμματος θα βοηθήσει στην αποφυγή τέτοιων φαινομένων.</p>

19	Πρόσωπο χωρίς ατέλειες	<p>Εφαρμογή (Εικ. 19): Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 25-30 εκ. από το πρόσωπο. Τοποθετήστε τη μονάδα κβαντικού φωτός στις υποδεικνυόμενες ζώνες (Εικ. 19) και κάντε κυκλικές κινήσεις στη μία περιοχή και να μεταφερθείτε στην άλλη με την ακόλουθη σειρά: πρώτα το μέτωπο, μετά τα μάγουλα και μετά το στομάχι (δεξιά και αριστερά του ομφαλού). Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Για πρόληψη, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα κάθε δεύτερη μέρα. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά με κύκλους 3-4 μέρες συνεχόμενα σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, μετά διάλειμμα για 3-4 ημέρες και επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Συνολικά 10 κύκλους. Μετά την εφαρμογή αυτού του προγράμματος για τη βελτίωση του αποτελέσματος, συνιστάται η χρήση των προγραμμάτων «Πέψη», «Λειτουργία του ήπατος».</p>
20	Τρυφερές φτέρνες	<p>Το πρόγραμμα ομαλοποιεί την κυκλοφορία του αίματος στα πόδια, ανακουφίζει από την κόπωση και το πρήξιμο.</p> <p>Εφαρμογή (εικ.20): Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση 20 εκ. από τη φτέρνα. Εκτελέστε γραμμικές κινήσεις με τη μονάδα κβαντικού φωτός από τις άκρες των δακτύλων έως τη βάση της φτέρνας (άρθρωση του αστραγάλου). Πρώτα εξωτερικά και έπειτα εσωτερικά από την πλευρά του πέλματος. Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο πόδι. Μεταφερθείτε στην κοιλιακή περιοχή (δεξιά και αριστερά του ομφαλού). Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.</p>



Εικόνα 1



Εικόνα 2



Εικόνα 3



Εικόνα 4



Εικόνα 5



Εικόνα 6



Εικόνα 7



Εικόνα 8



Εικόνα 9



Εικόνα 10



Εικόνα 11



Εικόνα 12



Εικόνα 13



Εικόνα 14



Εικόνα 15



Εικόνα 16



Εικόνα 17



Εικόνα 18



Εικόνα 19



Εικόνα 20

Παράρτημα 7 – «Σύνολο συνιστώμενων συχνοτήτων για DeVita Cosmo με τα ανάλογα σχήματα εφαρμογής και τις ζώνες εφαρμογής».

1. Γενικά προβλήματα

Γενικός Πόνος

Σύνολο Συχνοτήτων: $3,8+4,0+4,9+5,5+8,0+9,4+9,5+9,6$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 10, 12, 16, 19

2^η μέρα — 1, 2, 10, 12, 16, 19

3^η μέρα — 1, 4, 10, 12, 16, 19

4^η μέρα — 4, 5, 10, 12, 19

Αποτοξίνωση

Σύνολο Συχνοτήτων: $0,7+0,9+2,5+2,65+3,3+9,8+56,0+69,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 4, 5, 7, 19

2^η μέρα — 5, 6, 9, 12, 16

3^η μέρα — 7, 19

4^η μέρα — 4, 5, 16, 19

Περιτό Βάρος

Σύνολο Συχνοτήτων: $2,0+4,0+4,9+32,0+35,50$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4, 7, 19

2^η μέρα — 2, 4, 5, 19

3^η μέρα — 5, 6, 7, 9

4^η μέρα — 7, 11, 19

Αδιαθεσία, κόπωση

Σύνολο Συχνοτήτων: $5,8+9,6+91,5+92,5+99,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 10, 12, 19

2^η μέρα — 2, 6, 9, 10

3^η μέρα — 2, 10, 19

4^η μέρα — 2, 7, 10, 12, 19

Επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου

Σύνολο Συχνοτήτων: $2,2+10,0+12,5+15,0+19,5+26,0+92,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 4, 5, 7

2^η μέρα — 1, 4, 5, 7

3^η μέρα — 1, 4, 5, 7

4^η μέρα — 1, 4, 5, 7

Κράμπες και σπασμοί

Σύνολο Συχνοτήτων: 6,0+6,8+33,5+54,0+64,0+70,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 19

2^η μέρα — 1, 2, 19

3^η μέρα — 1, 2, 19

4^η μέρα — 2, 19, 19

Κάπνισμα

Σύνολο Συχνοτήτων: 3,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4

2^η μέρα — 1, 4, 12, 19

3^η μέρα — 1, 4, 5

4^η μέρα — 1, 5, 6, 9, 19

Τραυματισμοί

Σύνολο Συχνοτήτων: 1,2+2,5+3,6+3,8+3,9+8,6+92,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 4, 7, 10, 12, 14, 19, περιοχή τραυματισμού

2^η μέρα — 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19, περιοχή τραυματισμού

3^η μέρα — 5, 10, 19, περιοχή τραυματισμού

4^η μέρα — 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19, περιοχή τραυματισμού

2. Νευρικό σύστημα, διαταραχές συμπεριφοράς

Πονοκέφαλος

Σύνολο Συχνοτήτων: 1,2+3, 8+3,9+6,3+7,5+32,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 10, 12, 19

2^η μέρα — 1, 2, 10, 12, 19

3^η μέρα — 1, 2, 10, 12, 19

4^η μέρα — 1, 2, 10, 12

Ζάλη και αστάθεια

Σύνολο Συχνοτήτων: $4,0+89,0+89,5+95,0+97,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 10

2^η μέρα — 1, 2

3^η μέρα — 1, 2, 10

4^η μέρα — 1, 2

Νευροκυκλοφορική δυστονία

Σύνολο Συχνοτήτων: $1,2+4,0+6,0+6,3+9,4$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 6, 9, 12

2^η μέρα — 2, 12, 19

3^η μέρα — 1, 2, 6, 9

4^η μέρα — 2, 12, 19

Υστερία

Σύνολο Συχνοτήτων: $2,2+4,5+6,3+31,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 4, 5, 7, 10, 11, 19

2^η μέρα — 2, 6, 9, 19

3^η μέρα — 2, 10, 11, 19

4^η μέρα — 2, 10, 11

Νευρασθένεια

Σύνολο Συχνοτήτων: $2,2+4,5+6,3+31,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4, 5, 10

2^η μέρα — 10, 12, 19

3^η μέρα — 2, 4, 5, 7, 8, 12

4^η μέρα — 5, 6, 7, 9, 10, 12, 19

Νευραλγία Τριδύμου

Σύνολο Συχνοτήτων: $7,5+10,0+30,0+87,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 12, 19

2^η μέρα — 1, 2, 4, 19

3^η μέρα — 1, 2, 12, 16

4^η μέρα — 1, 2, 19

Νευρίτιδα του νεύρου του προσώπου

Σύνολο Συχνοτήτων: 3,9+7,5+89,5+91,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 10, 19

2^η μέρα — 1, 6, 9

3^η μέρα — 1, 9, 10

4^η μέρα — 1, 9, 10, 19

Έλλειψη όρεξης (ανορεξία)

Σύνολο Συχνοτήτων: 25,0+31,0+35,0+94,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 5, 7, 12, 16

2^η μέρα — 2, 7, 18

3^η μέρα — 7, 8, 10, 12

4^η μέρα — 4, 5, 6, 9, 12

Έλλειψη ή απώλεια σεξουαλικής επιθυμίας

Σύνολο Συχνοτήτων: 2,5+12,5+32,0+38,0+55,0+97,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 5, 7, 12, 17, 19

2^η μέρα — 2, 7, 10, 19

3^η μέρα — 1, 4, 6, 7, 8, 9, 19

4^η μέρα — 4, 5, 9, 17, 19

Μείωση μνήμης

Σύνολο Συχνοτήτων: 21,0+50,0+80,0+80,5+90,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 16, 19

2^η μέρα — 2, 4, 12

3^η μέρα — 2, 16, 19

4^η μέρα — 2, 4, 12, 19

Άγχος και καταθλιπτικές καταστάσεις

Σύνολο Συχνοτήτων: 3,5+5,5+19,0+92,5+93,5+98,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 5, 19

2^η μέρα — 6, 9, 10, 19

3^η μέρα — 5, 10, 17, 19

4^η μέρα — 6, 9, 10, 19

Διαταραχές ύπνου

Σύνολο Συχνοτήτων: $2,5+3,6+3,9+5,0+8,1+34,0+92,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 11

2^η μέρα — 2

3^η μέρα — 2, 11

4^η μέρα — 1, 2, 11

Εγκεφαλοαγγειακή ανεπάρκεια

Σύνολο Συχνοτήτων: $47,5+50,0+50,5+52,5+99,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 16, 19

2^η μέρα — 2, 4, 12

3^η μέρα — 2, 16, 19

4^η μέρα — 2, 4, 11, 19

Στυτική δυσλειτουργία

Σύνολο Συχνοτήτων: $2,6+4,0+4,9+9,4+55,0+97,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 7, 8, 10, 11, 15, 17

2^η μέρα — 2, 6, 9, 11, 17, 19

3^η μέρα — 1, 5, 7, 9, 11, 19

4^η μέρα — 7, 10, 13, 19

3. Όργανα αισθήσεων

Μυωπία

Σύνολο Συχνοτήτων: $3,6+4,9+31,5+72,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4, 7, 8, 12, 19

2^η μέρα — 1, 2, 6, 9, 12, 16, 19

3^η μέρα — 1, 4, 5, 7, 12, 19

4^η μέρα — 4, 7, 10, 12, 19

Γλαύκωμα

Σύνολο Συχνοτήτων: $70,0+98,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4, 5, 12, 16, 19

2^η μέρα — 1, 2, 5, 6, 9, 12, 19

3^η μέρα — 1, 4, 7, 8, 9, 19

4^η μέρα — 12, 16, 19

Φλεγμονή της μεμβράνης των βλεφάρων(Φλεβαρίτιδα)

Σύνολο Συχνοτήτων: 11,0+65,5+66,5+70,0+75,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4, 7, 12, 19

2^η μέρα — 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 19

3^η μέρα — 4, 12, 16, 19

4^η μέρα — 5, 7, 10, 12, 19

Οπτική νευρίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: 3,6+4,9+94,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4, 5, 7, 12, 19

2^η μέρα — 1, 2, 10, 12, 19

3^η μέρα — 1, 5, 6, 9, 10, 16

4^η μέρα — 7, 10, 12, 19

Ακουστική νευρίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: 3,3+5,8+9,2

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 10, 16, 19

2^η μέρα — 2, 4, 5, 10, 16, 19

3^η μέρα — 1, 3, 5, 7, 12, 16, 19

4^η μέρα — 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

Ωτίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: 3,3+5,8+9,2+27,0+98,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 6, 9, 10, 12, 19

2^η μέρα — 2, 7, 8, 12, 16

3^η μέρα — 2, 12

4^η μέρα — 10, 12, 19

Απώλεια ακοής

Σύνολο Συχνοτήτων: 5,8+6,0+9,25+9,8+60,0+95,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 10, 16, 19

- 2^η μέρα — 2, 4, 5, 10, 16, 19
3^η μέρα — 1, 3, 5, 7, 12, 16, 19
4^η μέρα — 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

4. Καρδιαγγειακό σύστημα

Κιρσοί (κάτω άκρα)

Σύνολο Συχνοτήτων: 2,5+9,4+10,0+60,5+66,5+68,0+68,5+99,0

Ζώνες εφαρμογής:

- 1^η μέρα — 7, 8, 12, 14, 19
2^η μέρα — 4, 5, 13, 17, 19
3^η μέρα — 5, 7, 8, 9, 14, 19
4^η μέρα — 7, 9, 16, 19

Αγγειακός πονοκέφαλος

Σύνολο Συχνοτήτων: 2,5+62,5+65,0+67,5+83,5+96,0+96,5

Ζώνες εφαρμογής:

- 1^η μέρα — 2, 10, 12
2^η μέρα — 2, 7, 12, 16, 19
3^η μέρα — 2, 10, 12
4^η μέρα — 2, 12, 16, 19

Αιμορροΐδες

Σύνολο Συχνοτήτων: 2,6+3,8+4,0

Ζώνες εφαρμογής:

- 1^η μέρα — 1, 2, 5, 7, 13, 14
2^η μέρα — 6, 9, 10, 17
3^η μέρα — 7, 8, 9, 11, 19
4^η μέρα — 4, 5, 13, 17

Αρτηριακή υπέρταση

Σύνολο Συχνοτήτων: 3,3+6,0+9,45+9,5+62,5

Ζώνες εφαρμογής:

- 1^η μέρα — 2, 4, 6, 9
2^η μέρα — 5, 10, 17
3^η μέρα — 2, 4, 6, 9
4^η μέρα — 10, 12, 15, 19

Αρτηριακή υπόταση

Σύνολο Συχνότητων: 1,7+47,5+48,5+49,0+49,5+50,0+52,5+99,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 7, 8, 11

2^η μέρα — 5, 6, 7

3^η μέρα — 2, 7, 11

4^η μέρα — 2, 5, 6, 9, 19

Καρδιακή ισχαιμία

Σύνολο Συχνότητων: 1,2+3,3+9,45+38,0+38,5+95,0+97,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 4, 5, 7, 11

2^η μέρα — 4, 5, 7, 9

3^η μέρα — 2, 4, 5, 7, 9

4^η μέρα — 2, 6, 9, 12

Διαταραχή της μικροκυκλοφορίας

Σύνολο Συχνότητων: 7,0+9,4+9,45+19,5+40,5+46,0+50,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 4, 6, 9

2^η μέρα — 5, 10, 17

3^η μέρα — 2, 4, 6, 9

4^η μέρα — 10, 12, 15, 19

Διαταραχή του καρδιακού ρυθμού (ταχυκαρδία)

Σύνολο Συχνότητων: 1,2+3,3+6,0+9,45+38,0+38,5+95,0+97,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 4, 5, 10, 11

2^η μέρα — 4, 5, 11, 19

3^η μέρα — 3, 4, 6, 10, 11

4^η μέρα — 4, 5, 11, 19

Καρδιοπάθειες (πρόληψη)

Σύνολο Συχνότητων: 1,2+3,8+8,0+9,45+41,0+43,0+43,5+97,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 4, 5, 10, 11

2^η μέρα — 4, 5, 11, 19

3^η μέρα — 3, 4, 6, 10, 11

4^η μέρα — 4, 5, 11, 19

5. Αναπνευστικό σύστημα

Αλλεργική ρινίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: $2,5+2,9+7,5+12,0+74,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 12, 16, 19

2^η μέρα — 1, 2, 12, 19

3^η μέρα — 1, 4, 5, 12, 18, 19

4^η μέρα — 4, 5, 7, 12, 16, 19

Στηθάγχη, αμυγδαλίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: $9,45+20,5+52,0+71,5+75,5+82,0+86,0+89,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4, 12, 16, 19

2^η μέρα — 2, 4, 5, 7, 12, 19

3^η μέρα — 4, 5, 12, 19

4^η μέρα — 7, 8, 10, 12, 19

Βρογχικό άσθμα

Σύνολο Συχνοτήτων: $3,8+5,9+7,7+9,4+50,0+55,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 4, 5, 6, 11

2^η μέρα — 2, 7, 8, 11

3^η μέρα — 4, 5, 16

4^η μέρα — 4, 19

Βρογχοσπασμός

Σύνολο Συχνοτήτων: $3,8+5,9+7,7+9,4+50,0+55,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4, 5

2^η μέρα — 4, 5, 6, 7, 9, 11

3^η μέρα — 4, 7

4^η μέρα — 11, 19

Βρογχίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: $0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+46,0+86,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4, 5

2^η μέρα — 4, 5, 6, 7, 9, 11

3^η μέρα — 4, 7
4^η μέρα — 11, 19

Παραρρινοκολπίτιδα (ιγμορίτιδα)

Σύνολο Συχνότητων: 2,9+3,6+53,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 6, 9, 12, 16, 19

2^η μέρα — 1, 2, 12, 16, 19

3^η μέρα — 1, 12, 19

4^η μέρα — 4, 5, 12, 19

Βήχας

Σύνολο Συχνότητων: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+75,0+81,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 4

2^η μέρα — 4, 12, 16

3^η μέρα — 4, 5

4^η μέρα — 5, 6, 9, 19

Λαρυγγίτιδα

Σύνολο Συχνότητων: 9,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4, 5, 11

2^η μέρα — 1, 2, 4, 7, 11, 16, 19

3^η μέρα — 4, 11, 19

4^η μέρα — 4, 11, 19

Πλευρίτιδα

Σύνολο Συχνότητων: 2,5+9,4+11,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 5, 6, 9

2^η μέρα — 3, 4, 16

3^η μέρα — 4, 11

4^η μέρα — 4, 5, 19

Πνευμονία

Σύνολο Συχνότητων: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+46,0+86,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 4, 5, 19

2^η μέρα — 2, 5, 7, 16

3^η μέρα — 4, 11, 19

4^η μέρα — 4, 5, 11

6. Γαστρεντερικό σύστημα

Γαστρεντερικός σωλήνας

Σύνολο Συχνοτήτων: 3,6+4,9+8,0+9,5+17,3+30,5+31,0+79,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 10, 12, 16, 19

2^η μέρα — 1, 2, 10, 12, 16, 19

3^η μέρα — 1, 4, 10, 12, 16, 19

4^η μέρα — 4, 5, 10, 12, 19

Γαστρίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 7, 10

2^η μέρα — 2, 6, 9, 12, 19

3^η μέρα — 4, 5, 10, 19

4^η μέρα — 5, 7, 12, 19

Χρόνια ηπατίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: 0,9+2,5+3,3+9,8+17,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 19

2^η μέρα — 5, 6, 9, 12, 16

3^η μέρα — 7, 19

4^η μέρα — 4, 5, 16, 19

Δυσκινησία των χοληφόρων

Σύνολο Συχνοτήτων: 2,65+9,2

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 7, 12, 19

2^η μέρα — 2, 12, 14, 19

3^η μέρα — 5, 6, 7, 9, 12, 16

4^η μέρα — 7, 10, 18, 19

Χολολιθίαση

Σύνολο Συχνότητων: $3,5+17,0+27,0+84,0+85,0+88,5+94,5+96,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 12, 16

2^η μέρα — 7, 10, 19

3^η μέρα — 5, 6, 7, 9, 16

4^η μέρα — 7, 15, 19

Δυσκοιλιότητα

Σύνολο Συχνότητων: $3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 9, 12, 17

2^η μέρα — 10, 15, 19

3^η μέρα — 7, 9, 12, 19

4^η μέρα — 7, 10, 19

Κολικός του εντέρου

Σύνολο Συχνότητων: $3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 5, 7, 9, 12, 19

2^η μέρα — 5, 7, 17, 19

3^η μέρα — 6, 7, 8, 9, 12, 19

4^η μέρα — 9, 17, 18, 19

Πεπτικές διαταραχές (δυσπεψία)

Σύνολο Συχνότητων: $3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19

2^η μέρα — 2, 7, 19

3^η μέρα — 4, 5, 10, 19

4^η μέρα — 5, 7, 12

Στοματική κοιλότητα

Σύνολο Συχνότητων: $4,9+33,6+84,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4, 5, 12, 19

2^η μέρα — 1, 2, 4, 5, 7, 19

3^η μέρα — 4, 6, 7, 9, 12, 19

4^η μέρα — 4, 12, 16

Ναυτία και έμετος

Σύνολο Συχνοτήτων: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 10, 19

2^η μέρα — 7, 10

3^η μέρα — 5, 6, 11

4^η μέρα — 5, 10, 11

Χολοκυστίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: 2,65+9,2

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 7, 10, 19

2^η μέρα — 2, 12, 14, 19

3^η μέρα — 5, 6, 7, 9, 12, 16

4^η μέρα — 7, 10, 18, 19

Εντερίτιδα και κολίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: 3,8+5,9+7,7+61,0+63,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 5, 7, 10, 12, 16

2^η μέρα — 2, 6, 7, 9, 12

3^η μέρα — 7, 8, 9

4^η μέρα — 4, 5, 10, 19

Έλκος (στομάχου, δωδεκαδακτύλου)

Σύνολο Συχνοτήτων: 8,6+9,4+10,0+67,0+73,0+83,0+96,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 4, 10, 12, 17

2^η μέρα — 2, 6, 7, 9, 19

3^η μέρα — 5, 10, 17

4^η μέρα — 4, 5, 10, 19

7. Δέρμα και υποδόριος ιστός

Ατοπική δερματίτιδα (νευροδερματίτιδα)

Σύνολο Συχνοτήτων: 0,7+1,7+2,6+9,2+9,4+28,0+64,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 4, 5, 10, 11, 15, 18, 19

2^η μέρα — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 19

3^η μέρα — 7, 9, 10, 11, 17, 19

4^η μέρα — 10, 11, 19

Έκζεμα

Σύνολο Συχνοτήτων: $0,7+1,7+2,5+9,25+9,4+28,0+64,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 1, 2, 7, 10, 11, 15, 19

2^η μέρα — 1, 2, 4, 5, 10, 14, 19

3^η μέρα — 3, 4, 5, 7, 9, 19

4^η μέρα — 3, 7, 9, 11, 19

8. Μυοσκελετικό σύστημα

Πόνος στα άκρα

Σύνολο Συχνοτήτων: $3,8+6,8+33,5+54,0+64,0+70,5+95,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 9, 18, 19

2^η μέρα — 13, 17, 19

3^η μέρα — 13, 14, 19

4^η μέρα — 6, 9, 14, 16, 19

Πόνος στην πλάτη (διάφορες αιτίες)

Σύνολο Συχνοτήτων: $1,2+2,5+3,6+3,8+3,9+7,5+33,0+79,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 7, 9, 10, 19

2^η μέρα — 7, 9, 15

3^η μέρα — 7, 8, 9, 10

4^η μέρα — 6, 9, 13

Αρθροπάθεια γόνατος

Σύνολο Συχνοτήτων: $1,2+3,5+7,5+63,5+78,0+100,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 7, 13, 14, 19

2^η μέρα — 7, 13

3^η μέρα — 13, 15, 19

4^η μέρα — 9, 14, 19

Λουμπάγκο, ισχιαλγία

Σύνολο Συχνοτήτων: $62,5+64,5+67,5+76,5+94,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1η μέρα — 7, 8, 9, 10, 15

2η μέρα — 2, 5, 6, 7, 9

3η μέρα — 7, 9, 10, 15

4η μέρα — 2, 6, 7, 8, 9

Μυαλγία

Σύνολο Συχνοτήτων: $4,0+10,0+47,5+50,0+52,5+99,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1η μέρα — 4, 7, 10, 12, 14, 19

2η μέρα — 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19

3η μέρα — 5, 10, 19

4η μέρα — 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19

Οστεοχόνδρωση της αυχενικής μοίρας

Σύνολο Συχνοτήτων: $2,0+2,5+3,0+3,5+9,0+59,0+60,0+67,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1η μέρα — 1, 5, 10, 12, 19

2η μέρα — 2, 5, 7, 10, 19

3η μέρα — 2, 5, 7

4η μέρα — 2, 5, 7, 12, 19

Οστεοχόνδρωση οσφυϊκής και ιερής περιοχής

Σύνολο Συχνοτήτων: $9,6+76,0+84,5+95,0+100,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1η μέρα — 7, 9, 10, 19

2η μέρα — 7, 9, 15

3η μέρα — 7, 8, 9, 10

4η μέρα — 6, 9, 13

9. Ουροποιητικό σύστημα

Δυσκολία στην ούρηση

Σύνολο Συχνοτήτων: $8,1+9,4+81,0+86,0+88,0+90,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1η μέρα — 2, 7, 13, 14, 19

2η μέρα — 2, 7, 8, 17, 19

3^η μέρα — 3, 6, 9, 13, 17

4^η μέρα — 9, 19

Ουρολιθίαση

Σύνολο Συχνοτήτων: 3,5+17,0+27,0+84,0+85,0+88,5+94,5+96,0

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 7, 8, 9, 11, 19

2^η μέρα — 2, 4, 14, 17, 19

3^η μέρα — 4, 5, 7, 11, 19

4^η μέρα — 6, 7, 9, 11, 17, 19

Νεφρίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: 2,8+3,3+8,1+9,2

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 6, 7, 8, 9, 19

2^η μέρα — 2, 9, 11, 17

3^η μέρα — 3, 5, 7, 11, 14

4^η μέρα — 4, 7, 11, 15, 19

Κυστίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: 2,8+3,3+8,1+9,2+9,4

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 9, 13, 17

2^η μέρα — 5, 7, 13, 19

3^η μέρα — 7, 14, 17, 19

4^η μέρα — 7, 14, 19

10. Αναπαραγωγικά όργανα

Γυναικεία υπογονιμότητα

Σύνολο Συχνοτήτων: 2,5+3,5+4,0+4,9+8,5+9,4+9,5+9,6

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 4, 7, 8, 9, 14, 19

2^η μέρα — 2, 11, 13, 17, 19

3^η μέρα — 4, 5, 10, 17, 19

4^η μέρα — 6, 7, 9, 11, 19

Γυναικολογικά προβλήματα (γενικά)

Σύνολο Συχνοτήτων: 2,5+4,0+4,9+5,5+9,4+9,5

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 9, 11, 13, 19

2^η μέρα — 7, 11, 14, 19

3^η μέρα — 5, 8, 11, 17, 19

4^η μέρα — 6, 9, 11, 17, 19

Εμμηνόπαυση (γυναίκες)

Σύνολο Συχνοτήτων: $2,2+4,0+4,9+6,3+9,5+31,5+98,5$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 7, 11, 19

2^η μέρα — 2, 7, 8, 11, 17

3^η μέρα — 4, 5, 10, 19

4^η μέρα — 5, 7, 9, 19

Διαταραχή εμμήνου ρύσεως

Σύνολο Συχνοτήτων: $20,0+22,0+42,0+49,0+63,0$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 9, 11, 13, 19

2^η μέρα — 7, 11, 14, 19

3^η μέρα — 5, 8, 11, 17, 19

4^η μέρα — 6, 9, 11, 17, 19

Υπερπλασία του προστάτη

Σύνολο Συχνοτήτων: $2,5+2,6+4,0+4,9+9,4$

Ζώνες εφαρμογής:

1^η μέρα — 2, 7, 9, 17, 19

2^η μέρα — 2, 7, 8, 11, 14, 19

3^η μέρα — 11, 13, 17, 19

4^η μέρα — 6, 9, 11, 13, 19

Προστατίτιδα

Σύνολο Συχνοτήτων: $2,6+4,0+4,9+9,4+19,5+57,0+88,5$

Ζώνες εφαρμογής:


1^η μέρα — 2, 5, 7, 15, 17

2^η μέρα — 2, 6, 7, 9, 17, 19

3^η μέρα — 7, 8, 9, 15, 19

4^η μέρα — 11, 13, 19

Άτλας ζωνών εφαρμογής με χρώμα/φως
 Λίστα ονομασιών- ζωνών εφαρμογής



1. Μέτωπο
2. Αυτί
3. Λαιμός
4. Σφαγιτιδική εγκοπή – στέρνο
5. Στήθος
6. Πλάτη
7. Κοιλιά
8. Κάτω κοιλιά και γεννητικά όργανα
9. Οσφυϊκή χώρα
10. Το εξωτερικό μέρος του αγκώνα

11. Η εξωτερική επιφάνεια του πήχη
12. Πίσω επιφάνεια του πήχη
13. Μηρός
14. Γόνατο
15. Ιγνυακός βόθρος
16. Εξωτερική πλευρά της κνήμης
17. Εσωτερική πλευρά της κνήμης
18. Πίσω πλευρά της κνήμης
19. Πατούσα

Παράρτημα 8 «Σύνολο προτεινόμενων προγραμμάτων HV και ζωνών εφαρμογής».

№ α/α	Κατεύθυνση Δράσης	Συχνότητα, Hz	H θέση του θετικού «+» και του αρνητικού «-» ηλεκτροδίου.
Συνθησιμένα προβλήματα			
1	Αλλεργία	1,7+3,8+8,1+9,6	+ δεξί (αριστερό) χέρι - δεξί (αριστερό) πόδι
2	Φλεγμονή	3,6	+ στην πληγείσα περιοχή - στην αντίθετη πλευρά της πληγείσας περιοχής
3	Πυώδης φλεγμονή	1,7	+ στην πληγείσα περιοχή - στο χέρι της πληγείσας πλευράς
4	Πονοκέφαλοι	9,45+9,5	+ μέτωπο - πίσω μέρος του κεφαλιού
5	Αιμορραγίες, τραυματισμοί	2,5	+ στην πληγείσα περιοχή - στην αντίθετη πλευρά της πληγείσας περιοχής
6	Παχυσαρκία	4,0+4,9	+ μέτωπο - πίσω μέρος του κεφαλιού ή + δεξί χέρι - αριστερό χέρι
7	Οιδήματα	2,59	+ στην περιοχή του οιδήματος - ηλεκτρόδιο χεριού ή ποδιού στην αντίθετη πλευρά
8	Κόπωση	2,2	+ μέτωπο - πίσω μέρος του κεφαλιού ή + δεξί χέρι - αριστερό χέρι
9	Μώλωπες	2,5	+ στην πληγείσα περιοχή - στην αντίθετη πλευρά της πληγείσας περιοχής
10	Σπασμοί	3,8	+ στην πληγείσα περιοχή - στην αντίθετη πλευρά της πληγείσας περιοχής
Καρδιαγγειακό σύστημα και αναπνευστικό σύστημα			
11	Αρτηριοσκλήρωση	3,3	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι
12	Άσθμα	0,94	+ περιοχή στήθους - περιοχή πλάτης

13	Βρογχίτιδα	9,4	+ περιοχή στήθους - περιοχή πλάτης
14	Ασθματική βρογχίτιδα	8	+ περιοχή στήθους - περιοχή πλάτης
15	Κιρσοί	2,5	+ στην πληγείσα περιοχή - στην αντίθετη πλευρά της πληγείσας περιοχής
16	Αιμορροΐδες	2,6+3,8+4,0	Με διαδοχική σειρά: + ηλεκτρόδιο χεριού στην περιοχή της ορθικής ζώνης - δεξί πόδι, στη συνέχεια: + ηλεκτρόδιο χεριού στην περιοχή της ορθικής ζώνης - αριστερό πόδι
17	Υπέρταση	3,3+6,0+9,2+9,4 +9,5	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι ή + μέτωπο - πίσω μέρος του κεφαλιού
18	Συστολική υπέρταση	6	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι
19	Διαστολική υπέρταση	9,2	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι
20	Υπέρταση λόγω αθηροσκλήρωσης	3,3	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι
21	Υπόταση (κατάρρευση)	1,7	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι
22	Πνευμονία	9,4	+δεξί χέρι - αριστερό χέρι
23	Στηθάγχη	9,45	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι ή + περιοχή της καρδιάς – πλάτη
24	Ταχυκαρδία	1,2	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι
25	Διαταραχή ρυθμού (εξτραυσυστολία)	6	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι

Γαστρεντερικό Σύστημα

26	Χολική δυσκινησία, υπερλειτουργία	9,2	+ δεξί χέρι - δεξί πόδι
27	Χολική δυσκινησία, υπολειτουργία	2,65	+ δεξί χέρι - δεξί πόδι
28	Φλεγμονή του δωδεκαδακτύλου (δωδεκαδακτυλίτιδα)	9,4	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι
29	Χολολιθίαση	3,5	+ δεξί χέρι - δεξί πόδι
30	Παγκρεατίτιδα	4	+ αριστερό χέρι - αριστερό πόδι
31	Τοξικές και μολυσματικές αλλοιώσεις του ήπατος	0,9+2,5+3,3+9,8	+ δεξί χέρι - δεξί πόδι
32	Πεπτικό έλκος του δωδεκαδακτύλου	8,6	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι
33	Έλκος στομάχου	9,4	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι

Μυοσκελετικό σύστημα

34	Αρθρίτιδα - αρθροπάθεια	1,2+1,6+9,2+9,6+9,7	+ μπροστινή (εξωτερική) πλευρά της άρθρωσης - πίσω (εσωτερική) πλευρά της άρθρωσης
35	Αρθρίτιδα ποδοκνημικής άρθρωσης	9,6	+ στην προσβεβλημένη άρθρωση (πόδι/πατούσα) - αντίθετη άρθρωση (πόδι/πατούσα)
36	Αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα/ νόσος του Bechterew	9,6	Με διαδοχική σειρά: + ηλεκτρόδιο χειρός στην σπονδυλική στήλη - δεξί πόδι, στη συνέχεια: ηλεκτρόδιο χειρός στην σπονδυλική στήλη- αριστερό πόδι
37	Ισχιαλγία	9,7	+ περιοχή πόνου - περιοχή οπίσθιου μηρού ή + ηλεκτρόδιο χεριού στην οσφυϊκή περιοχή - δεξί ή αριστερό πόδι

38	Μυαλγία	6,8	+ κυλινδρικό ηλεκτρόδιο (κύλιση κατά μήκος της πληγείσας περιοχής) - ηλεκτρόδιο χεριού (ποδιού) από την αντίθετη πλευρά
39	Φλεγμονή του περιόστεου (περιοστίτιδα)	2,65	+ πληγείσα περιοχή - αντίθετη πλευρά
40	Κατάγματα	8,6	+ περιοχή κατάγματος - αντίθετη πλευρά
41	Ουρική αρθρίτιδα	9,29	+πληγείσα περιοχή - αντίθετη πλευρά
42	Σπονδυλικός πόνος στο υπόβαθρο της οστεοχόνδρωσης	9,6	+ ηλεκτρόδιο χειρός στη σπονδυλική στήλη - δεξί ή αριστερό πόδι
43	Αύξηση του τόνου των ινιακών μυών	4,96	+ περιοχή του λαιμού - δεξί ή αριστερό χέρι
44	Ρευματισμός	9,7	Με διαδοχική σειρά :+ αριστερό χέρι – αριστερό πόδι, στη συνέχεια + δεξί χέρι – δεξί πόδι
45	Αδυναμία στις αρθρώσεις των γονάτων	1,23	Με διαδοχική σειρά: + ηλεκτρόδιο χειρός στην οσφυϊκή περιοχή - δεξί πόδι, στη συνέχεια: + ηλεκτρόδιο χειρός στην οσφυϊκή περιοχή - αριστερό πόδι
46	Κράμπες στους μύες	6,8	+ στην πληγείσα περιοχή - στην αντίθετη πλευρά της πληγείσας περιοχής
Νευροενδοκρινικό σύστημα/ ψυχολογικές διαταραχές			
47	Αϋπνία	2,5 ή 8,5	+ μέτωπο - το πίσω μέρος του κεφαλιού

48	Διαταραχές αυτόνομου νευρικού συστήματος	2,5	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι
49	Διαταραχές υπόφυσης	4	+ δεξί χέρι - το πίσω μέρος του κεφαλιού ή + δεξί χέρι - αριστερό χέρι
50	Κατάθλιψη	5,89	+ μέτωπο - αυχέννας ή +δεξί χέρι - αριστερό χέρι
51	Μελαγχολία	3,5	+ μέτωπο - αυχέννας ή +δεξί χέρι - αριστερό χέρι
52	Νευραλγία	3,9	+ στην περιοχή του πόνου - αντίθετη πλευρά
53	Νευραλγία τριδύμου	7,5	+ πληγείσα περιοχή - δεξί ή αριστερό χέρι
54	Νευρώνες	6,3	+ μέτωπο - το πίσω μέρος του κεφαλιού
55	Μειωμένη λειτουργία επινεφριδίων	9,45	+ δεξί πόδι - αριστερό πόδι
56	Υποτονική παράλυση	8,29	+ χέρι της πληγείσας πλευράς - αυχέννας
57	Μείωση ευαισθησίας και μυϊκή αδυναμία (μερική παράλυση)	9,4	+ πληγείσα περιοχή - αντίθετη πλευρά
58	Δακρύρροια	3,6	+ μέτωπο - το πίσω μέρος του κεφαλιού
59	Παραθυρεοειδής αδέννας (Ισορροπία Ca και P)	4,69	+ λαιμός - δεξί ή αριστερό χέρι
60	Ευερεθιστότητα	3,66	+ μέτωπο - το πίσω μέρος του κεφαλιού
61	Διαταραχές ύπνου (αρχικής φάσης)	3,9	+ μέτωπο - το πίσω μέρος του κεφαλιού

62	Φόβος	3,5	+ μέτωπο - το πίσω μέρος του κεφαλιού
63	Εγκεφαλική διάσειση	6,3	+ μέτωπο - αυχένιας
64	Σακχαρώδης διαβήτης (μείωση δράσης της γλυκόζης)	9,2	+αριστερό χέρι - αριστερό πόδι
65	Θυροειδής αδένας	9,5	+ περιοχή του λαιμού - δεξί ή αριστερό χέρι
Γεννητικό σύστημα			
66	Φλεγμονή της μήτρας	9,4	+ δεξί ή αριστερό χέρι - δεξί ή αριστερό πόδι
67	Υπερμηνόρροια	2,54	+ δεξί (αριστερό) χέρι. - δεξί (αριστερό) πόδι
68	Σεξουαλική ανικανότητα	2,6+4,0+4,9	Με διαδοχική σειρά: + ηλεκτρόδιο χειρός στην περιοχή της ορθικής ζώνης - δεξί πόδι, στη συνέχεια: + ηλεκτρόδιο χειρός στην περιοχή της ορθικής ζώνης - αριστερό πόδι
69	Δυσμηνόρροια	4,0+4,9+9,5	+ δεξί χέρι - αριστερό χέρι
70	Ινομύωμα της μήτρας	2,5	+ δεξί πόδι - αριστερό πόδι ή με διαδοχική σειρά: + ηλεκτρόδιο χεριού στην ηβική περιοχή - δεξί πόδι, στη συνέχεια: + ηλεκτρόδιο χεριού στην ηβική περιοχή - αριστερό πόδι
71	Επώδυνη εμμηνόρροια	3,54	+ δεξί πόδι - αριστερό πόδι ή με διαδοχική σειρά : + ηλεκτρόδιο χεριού στην ηβική περιοχή -δεξί πόδι, στη συνέχεια + ηλεκτρόδιο χεριού στην ηβική περιοχή -αριστερό πόδι
72	Άφθονη εμμηνόρροια	2,5+4,0+4,9	+ δεξί πόδι - αριστερό πόδι ή με διαδοχική σειρά : + ηλεκτρόδιο χεριού στην ηβική περιοχή - δεξί πόδι, στη συνέχεια + ηλεκτρόδιο χεριού στην ηβική περιοχή - αριστερό πόδι

73	Διουρητική επίδραση (ρύθμιση της ισορροπίας ηλεκτρολυτών Κ και Να)	8,1	+ δεξί πόδι - αριστερό πόδι ή + δεξί χέρι - δεξί πόδι
74	Κολικός Νεφρού	2,8+3,3+3,5+8,1	+ δεξί πόδι - αριστερό πόδι
75	Φλεγμονή νεφρού (πυελονεφρίτιδα)	2,8+3,3+8,1+9,2	+δεξί πόδι - αριστερό πόδι
76	Φλεγμονή του αδένα του προστάτη	9,4	+ δεξί πόδι – αριστερό πόδι ή με διαδοχική σειρά : + ηλεκτρόδιο χεριού στην περιοχή της ορθικής ζώνης – δεξί πόδι, στη συνέχεια + ηλεκτρόδιο χεριού στην περιοχή της ορθικής ζώνης – αριστερό πόδι
77	Φλεγμονή της ουροδόχου κύστης (κυστίτιδα)	8,19	+ δεξί πόδι – αριστερό πόδι ή με διαδοχική σειρά : + ηλεκτρόδιο χεριού στην ηβική περιοχή -δεξί πόδι, στη συνέχεια + ηλεκτρόδιο χεριού στην ηβική περιοχή – αριστερό πόδι
78	Φλεγμονή του βλενογόνου της μήτρας (ενδομητρίτιδα)	9,4	+ δεξί πόδι – αριστερό πόδι ή με διαδοχική σειρά : + ηλεκτρόδιο χεριού στην περιοχή της ορθικής ζώνης – δεξί πόδι, στη συνέχεια + ηλεκτρόδιο χεριού στην περιοχή της ορθικής ζώνης – αριστερό πόδι
Προβλήματα δοντιών, δέρματος και ΩΡΛ			
79	Πυώδη φλεγμονή των αμυγδαλών (πονόλαιμος)	9,45	+ περιοχή του λαιμού - δεξί ή αριστερό χέρι
80	Φλεγμονή του δέρματος (δερματίτιδα)	0,7+1,7+2,6 + 9,2+9,4	+δεξί χέρι - αριστερό χέρι
81	Συνάχι	2,9	Με διαδοχική σειρά: + στην περιοχή των παραρρινίων κόλπων – δεξί πόδι, στη συνέχεια : + στην περιοχή των παραρρινίων κόλπων – αριστερό πόδι

82	Ωτοσκλήρυνση	3,39	+ περιοχή πίσω από το αυτί - ηλεκτρόδιο χειρός στην πληγείσα περιοχή
83	Έλλειψη φωνής (αφωνία)	9,5	+ λάρυγγας - περιοχή του λαιμού ή του αυχένα
84	Διαταραχή των ούλων (περιοδοντίτιδα)	1,7+2,5+9,5	+ πληγείσα περιοχή - δεξί ή αριστερό χέρι
85	Φλεγμονή κόλπων της μύτης (ιγμορίτιδα)	2,5	Με διαδοχική σειρά: + στην περιοχή των παραρρινίων κόλπων – δεξί πόδι, στη συνέχεια: + στην περιοχή των παραρρινίων κόλπων – αριστερό πόδι
86	Ακμή	1,7	+ πληγείσα περιοχή - στο χέρι της πληγείσας πλευράς
87	Ερύθημα	9,4	+ πληγείσα περιοχή - αντίθετη πλευρά
88	Δοθιήνας (καλόγερος)	1,7+3,3+ 4,9+9,2+9,4	Με διαδοχική σειρά: + αριστερό χέρι – αριστερό πόδι, στη συνέχεια + δεξί χέρι – δεξί πόδι
89	Έκζεμα	0,7+1,7+2,5+9,2+ 9,4	Με διαδοχική σειρά: + αριστερό χέρι – αριστερό πόδι, στη συνέχεια + δεξί χέρι – δεξί πόδι
90	Χρόνιο Έκζεμα	2,2	+ πληγείσα περιοχή - αντίθετη πλευρά
Ειδικές συχνότητες για νονοκεφάλους διαφόρων προελεύσεων			
91	Εγκεφαλικός πόνος (σε περίπτωση διαταραχών κυκλοφορικού)	1,26	+ μέτωπο - πίσω μέρος του κεφαλιού
92	Μηνιγγικός πόνος (σε φλεγμονή των μηνίγγων)	4,9	+ μέτωπο - πίσω μέρος του κεφαλιού ή + δεξί χέρι - αριστερό χέρι
93	Πονοκέφαλος λόγω ωτίτιδας	5,89	+ μέτωπο - δεξί ή αριστερό χέρι

94	Πονοκέφαλος λόγω παθήσεων των παραρρίνιων κόλπων (μύτης)	2,5	+ περιοχή των παραρρίνιων κόλπων - δεξί ή αριστερό χέρι
95	Πονοκέφαλος λόγω παθήσεων των αμυγδαλών	9,45	+ περιοχή του λαιμού (προβολή των αμυγδαλών) - δεξί ή αριστερό χέρι
96	Πονοκέφαλος λόγω ηπατικής νόσου	2,66	Με διαδοχική σειρά: + αριστερό χέρι – αριστερό πόδι, στη συνέχεια + δεξί χέρι – δεξί πόδι
97	Πονοκέφαλος λόγω παθήσεων του στομάχου	9,4	Με διαδοχική σειρά: + αριστερό χέρι – αριστερό πόδι, στη συνέχεια: + δεξί χέρι – δεξί πόδι
98	Πονοκέφαλος λόγω εντερικής νόσου	2,6+8,0+9,4	Με διαδοχική σειρά: + μέτωπο ή δεξί χέρι - δεξί πόδι, στη συνέχεια: + μέτωπο ή δεξί χέρι - αριστερό πόδι
99	Πονοκέφαλος λόγω νεφρικής νόσου	9,2	Με διαδοχική σειρά: + μέτωπο ή δεξί χέρι - δεξί πόδι, στη συνέχεια: + μέτωπο ή δεξί χέρι - αριστερό πόδι
100	Πονοκέφαλος λόγω παθήσεων του ουρογεννητικού συστήματος	9,4	Με διαδοχική σειρά : + μέτωπο – δεξί πόδι , στη συνέχεια: + μέτωπο – αριστερό πόδι
101	Πονοκέφαλος λόγω φυτο-αγγειακής δυστονίας	5,5+9,5	+ μέτωπο - πίσω μέρος του κεφαλιού
102	Πονοκέφαλος λόγω σπονδυλοβασικής ανεπάρκειας	9,6	+ μέτωπο – αυχένια ή με διαδοχική σειρά: + μέτωπο – δεξί πόδι , στη συνέχεια : + μέτωπο – αριστερό πόδι

DeVita
Combi

جهاز
العافية (Wellness) الشامل

التوصيات المنهجية

الاستخدام

DeVita Combi هو جهاز شامل 5 في 1 (DeVita AP ، DeVita Ritm ، DeVita Cosmo) ، و HV) لجلسات العلاج الكهرومغناطيسي، الكمي وبالوخز بالإبر الكهربائي. يتم استخدامه للحماية من عوامل الإجهاد، الحفاظ على التوازن، تحسين الأداء، تقليل الألم، ومنع الشيخوخة المبكرة. يمكن استخدامه في صالونات التجميل، مراكز تحسين الصحة، غرف الراحة، و في المنزل.

طرق التأثير لتحسين الصحة

1. التأثير الكهرومغناطيسي

التأثير التنظيمي الكهرومغناطيسي.

جهاز تأثير كهرومغناطيسي، يصدر DeVita Combi تذبذبات كهرومغناطيسية منخفضة الكثافة ذات شكل وتردد محددين بدقة. يتم تنفيذ هذا النوع من التأثير في اتجاهين:
- تنظيمي (باستخدام ترددات DeVita Ritm) ؛
- مدمر (باستخدام ترددات DeVita AP).

يعتمد عمل التأثير الكهرومغناطيسي التنظيمي على التطورات الطويلة للعلماء R. Voll ، H. Schimmel ، R.Voll ، A.F Cramer ، وآخرين. وفقًا لأبحاثهم ، فإن كل عضو له اهتزازاته الخاصة ، والتي تختلف عن تلك السليمة في الأعضاء الضعيفة. في هذه الحالة ، سيولد الجهاز ترددات منخفضة الكثافة لمختلف الأجهزة والأنظمة ، محاكيًا اهتزازات الأعضاء السليمة. تحت تأثير هذه الترددات يتم "اعادة ضبط" الجسم إلى موجة صحية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة احتياطات التكيف واستعادة عمليات التنظيم الذاتي.

يعتمد عمل الطريقة على قدرة الكائن الحي على الاستجابة بشكل انتقائي لتأثير الإشعاع الكهرومغناطيسي منخفض الشدة. تحت فعل هذا التأثير، يتم تنشيط نقل المواد عبر أغشية الخلايا وعمليات الطاقة الحيوية الرئيسية، مما يسمح للجسم بالتعامل مع المشكلة التي حدثت.

لتعزيز تأثير الشفاء، يمكنك الجمع بين الطريقة الكهرومغناطيسية مع الكم أو الوخز الكهربائي.

انتباه: بعض البرامج لها قيود في الاستخدام حسب وقت اليوم، و حسب العمر. (انظر الملحق 1).

التأثير المدمر الكهرومغناطيسي.

يعتمد التأثير المدمر على تطورات ر. رايف (R. Rife) و أتباعه. لقد أثبت العلماء أن كل كائن حي له إشعاع كهرومغناطيسي خاص به. موجات ذات تردد معين ، والتي ينتجها الجهاز، لها صدى مع الإشعاع الذاتي للكائنات الحية الدقيقة، مما يضخم اهتزازاتها الطبيعية. تصبح الاهتزازات الشديدة قاتلة للعوامل المعدية و الطفيليات.

في هذه الحالة، سيولد الجهاز ترددات تذبذب منفصلة لأنواع معينة من الفيروسات، البكتيريا، الديدان الطفيلية، البروتوزوا و بالفطريات، وغيرها مما يسمح بالتطهير العميق للجسم من السموم. نظرًا لأن استخدام ترددات AP مرتبط بفترة حضانة الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض

3. تأثير الوخز الكهربائي

جهاز الوخز بالإبر الكهربائيّة، ينتج DeVita Combi شحنات كهربائية ضعيفة (نبضات التيار). يتم التأثير على النقاط النشطة بيولوجيًا (BAP) أو مناطق الانعكاس الموجودة في أجزاء مختلفة من الجسم. في مناطق الانعكاس توجد إسقاطات الأعضاء الداخلية. عندما تهيج نقاط الإسقاط، يتم إطلاق آلية انعكاسية في الجسم، مما يساعد على ربط نشاط النهايات العصبية؛ شبكة الأوعية الدموية وبدء العمليات البيوكيميائية. كل هذا يؤدي إلى انخفاض الألم وتحسين عملية الشفاء.

لتعزيز تأثير تحسين الصحة، من الممكن الجمع بين الإجراء التنظيمي الكهرومغناطيسي والوخز بالإبر الكهربائيّة (HV). يمكن تنفيذ هذا الأخير في اتجاهين: HV STEP و HV RAMPING. بالنسبة لاتجاه HV STEP، تُقترح مجموعات من الترددات و مناطق التأثير لحل المشكلات المقابلة (انظر الملحق 8). يمكنك أيضًا اختيار مجموعة فردية من الترددات بنفسك. في هذا الخيار، سيتم تبديل الترددات الواحدة تلو الأخرى بالترتيب الذي تقوم بتحديدته. بالنسبة لاتجاه HV RAMPING، يتم تعيين نطاق التردد المطلوب، والذي سيتم تنفيذه تلقائيًا وفقًا لمبدأ "التأرجح".

DeVita Combi استعمال

يمكن استخدام الجهاز في حالة:

- انتهاك وظائف أي نظام في الجسم ؛
- الإصابات ؛
- تفاعلات التهابية؛
- نزلات البرد والأمراض المعدية الأخرى؛
- وجود التوتر و التهيج؛
- انخفاض في القدرة على العمل ؛
- انخفاض مرونة الجلد و تدهور البشرة؛

قيود الاستخدام

للتأثير الكهرومغناطيسي والكمي:

- وجود عضو مزروع
- الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

للتأثير بالوخز الكهربائي:

- وجود الأورام الخبيثة؛
- وجود عضو مزروع؛
- الحمل؛
- احتشاء عضلة القلب خلال الشهرين الماضيين؛
- عدم تحمل التيار الكهربائي ؛
- أضرار وأمراض الجلد في أماكن التنبيه الكهربائي؛

أو العملية الالتهابية، لذلك فإن استخدامها اليومي لفترة طويلة غير مرغوب فيه. شرط أساسي لاستخدام هذا الجهاز هو شرب مياه الشرب النقية. في حالة عدم الامتثال للنصائح، يمكن أن تظهر آثار جانبية على شكل: صداع، تورم، طفح جلدي، أو غثيان.

لتنفيذ التأثير الكهرومغناطيسي، يمكنك استخدام كل من برامج المجمعات الأساسية، التي تتكون من البرامج اليدوية والأوتوماتيكية، ومجموعات برامج DeInfo، من أجل التأثير التنظيمي، يوفر الجهاز القدرة على إنشاء المجمعات و البرامج الفريدة الخاصة.

يتم تقديم طريقة استخدام البرامج و وصفها في الملاحق 1 ، 3 و 5 لجهاز DeVita Ritm و الملاحق 2، 4 و 5 لجهاز DeVita AP. عند وضع مخططات الاسترداد الخاصة بك باستخدام البرامج المدمرة، عليك أن تتذكر أنه بعد تشغيل البرامج المضادة للطفيليات، يجب اتباعها ببرامج إزالة السموم.

2. التأثير الكمي

كجهاز مؤثر كمي، يصدر DeVita Combi ترددات مميزة للتأثير التنظيمي الكهرومغناطيسي (DeVita Ritm) وضوء الأشعة تحت الحمراء و موجات الضوء بأربعة ألوان طيفية للضوء المرئي.

يتكون مبدأ العمل من تأثير انعكاسي على النهايات العصبية الموجودة في الجلد، و تحفيز المواد النشطة بيولوجيًا، وخفض عدد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض على سطح الجلد و الأغشية المخاطية، و زيادة وظيفة حاجز الجلد.

عند العمل مع الجهاز، يمكنك فقط استخدام وحدة التحكم الكمية أو الجمع بين تأثيرها و التأثير الكهرومغناطيسي. هذا الإشعاع المركب فعال للغاية في التأثير على العمليات البيولوجية في الجسم، و يسمح لك باستعادة توازن الجهاز العصبي و الغدد الصماء، مما يؤثر بشكل إيجابي على عمل الجسم بأكمله و قدرته على مقاومة الأمراض المختلفة.

له تأثير مضاد للالتهابات، مجدد، منشط، معيد للشباب، يحسن الدورة الدموية و تغذية الأنسجة، يساعد على زيادة مرونة الجلد، يقلل من مظاهر الاكتئاب، و ينشط العمليات الفكرية.

يتم تنفيذ تأثير الشفاء للون/الضوء على الجلد على مناطق الانعكاس. لهذه الأغراض، يتم استخدام مناطق زاخرين-جد، مناطق على الوجه و القدمين واليدين، و التي تم وصفها من قبل المعالجون الصينيون القدماء (انظر الملحق 6 ، 7). ترتبط كل منطقة في جسم الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر بعضو أو نظام من الأعضاء و وظائفها. التأثير على المناطق و الأنسجة الكامنة يغير نغمة و تدفق الأوعية الدموية الدقيقة، أيضا خلايا الجلد، و ينشط مستوى عمليات التمثيل الغذائي في جميع طبقات الجلد و الدهون تحت الجلد. يؤدي تهيج جهاز الاستقبال للجلد، الأغشية المخاطية، و الأنسجة الكامنة من خلال الجهاز العصبي إلى التأثير على أجهزة الجسم الوظيفية.

لتنفيذ التأثير الكهرومغناطيسي الكمي، يمكنك استخدام برامج DeVita Cosmo الخاصة (الملحق 6) أو البرامج الموصى بها ل DeVita Cosmo (الملحق 7) أو مجموعات برامج DeInfo أو إنشاء برامجك الخاصة.

منهجية استخدام البرامج الخاصة DeVita Cosmo مذكورة في الملحق 6.

انتباه: بعض البرامج لها قيود في الاستخدام حسب وقت اليوم، و حسب العمر.

عند العمل على مناطق الملحق 7، عدد الدورات تتراوح من 3-4 دورات (9-12 يوماً)، لاحقاً من المستحسن أخذ استراحة (10-14 يوماً) و تكرار الدورة مرة أخرى.

عند العمل على مناطق الملحق 6، تكون مدة الدورة شهراً واحداً من الاستخدام اليومي، ثم تاليها فترة راحة (7-14 يوماً). من أجل الحفاظ على التأثير، يمكن إجراء الجلسات من 1-2 مرات في الأسبوع.

عند العمل باستخدام بوحدة التحكم الكمي، يتم تقليل وقت تشغيل البرامج بمرتين، مقارنة بالبرامج المماثلة في وضع التأثير الكهرومغناطيسي. هذا يرجع إلى حقيقة أن فعالية التأثير المعقد أعلى، و يستغرق الحصول على تأثير جيد وقتاً أقل.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عملية التطبيق، من الممكن ظهور أعراض غير مرغوبة في شكل نوعك، غثيان، ضعف، وما إلى ذلك. في هذه الحالة، من الضروري زيادة الفترة الفاصلة بين الجلسات. على سبيل المثال، في يوم أو يومين.

يجب أن تكون الغرفة التي تقام فيها جلسات التأثير الكمي مظلمة قليلاً (ستائر) أو إضاءة خافتة. تقام الجلسة بعد ساعة من الأكل أو ممارسة النشاط البدني .

بعد نهاية الجلسة، عليك الجلوس بهدوء أو الاستلقاء لبضع دقائق. هذا الوقت ضروري للاستيعاب الكامل لتأثير الجهاز.

3. أثناء جلسة التأثير بالوخز الكهربائي، من الضروري:

- تحضير الجهاز للعمل ؛
- حدد وضع التأثير المطلوب (الوخز الكهربائي أو الوخز الكهرومغناطيسي) ؛
- تحديد منطقة التأثير على الجسم ؛
- تحرير المنطقة المصابة من الملابس (يجب أن يكون الجلد نظيفاً) ؛
- إزالة المجوهرات، الساعات و وسائل الاتصال (الهاتف الخليوي وما إلى ذلك) ؛
- اتخاذ موضع مريح
- قم بتحديد البرنامج المطلوب ؛
- قم بوضع الإلكترودات على المنطقة المصابة ؛
- قم بتشغيل البرنامج.
- لتحديد مناطق التأثير، استخدم الجدول في الملحق 8.
- الحد الأدنى من جلسات التعرض للوخز الكهربائي هو 3-5 جلسات. يمكن تمديد الدورة حتى تحقيق نتيجة إيجابية.
- في حالة حدوث تفاعلات غير مرغوب فيها (دوار، إرهاق، تهيج الجلد، إلخ)، يتم تخطي الإجراء التالي و زيادة فترة ما بين الإجراءات.

استخدام مجموعة معقدة من الأساليب في عملية الاسترداد يوفر تأثيراً إيجابياً مستقرًا ويقلل من وقت الاسترداد.

احتياطات السلامة لإجراء الجلسات

يجب أن يتم العمل على الجهاز وفقاً لمتطلبات دليل التشغيل و التوصيات المنهجية.

ترتيب الجلسات

يوفر DeVita Combi للمستخدم إمكانية تنفيذ الإجراء بشكل مستقل بعد دراسة دليل التعليمات. الجهاز سهل الاستخدام، ودرجة تأثيره تنظمها مدة الجلسات.

1. أثناء جلسة التأثير الكهرومغناطيسي، من الضروري:

- تحضير الجهاز للعمل ؛
 - قم بوضع هوائيات Ritm أو AP على مقربة من الجسم (حتى 150 سم)
 - قم بتحديد البرنامج المطلوب ؛
 - قم بتشغيل البرنامج؛
 - لمقاطعة الجلسة لفترة قصيرة (تصل إلى 59 دقيقة) ، استخدم زر «الإيقاف».
- تعتمد دورة الاستخدام على حل المشكلة المقابلة ويمكن أن يستمر من 7 إلى 30 يومًا بالنسبة لتأثير التدمير، ومن 30 يومًا إلى ستة أشهر للتأثير التنظيمي مع الاستخدام اليومي.
- انظر الملاحق 1-4 الخاصة بالأجهزة ذات الصلة للحصول على مزيد من التفاصيل.
- في حالة حدوث ردود فعل سلبية (دوار، إرهاق، فقدان الشهية، ألم، نعاس) يتم تخطي الجلسة التالية و تتم زيادة فترة العمل مع الأجهزة. تأكد من اتباع نظام شرب الماء!

2. أثناء جلسة التأثير الكمي، من الضروري:

- تحضير الجهاز للعمل ؛
- حدد وضع التأثير المطلوب (الكم أو الكم الكهرومغناطيسي) ؛
- اتخاذ موضع مريح ؛
- ضع هوائي Ritm (في حالة التأثير المتكامل) على مقربة من الجسم (حتى 150 سم)، و تكون وحدة التحكم الكمية في اليدين ؛
- تحديد منطقة التأثير على الجسم ؛
- تحرير المنطقة المصابة من الملابس (يجب أن يكون الجلد نظيفًا) ؛
- قم بتحديد البرنامج المطلوب ؛
- قم بتشغيل البرنامج.

بالنسبة للجلسات مع جهاز QUANT، يتم تقسيم سطح الجلد إلى مناطق، مما يسهل التنقل والتأثير على المناطق المرغوبة. مناطق التأثير موضحة في الصور في (الملحق 6 ، 7). أثناء الجلسة، قم بحركات دائرية أو خطية بواسطة وحدة التحكم الكمية فوق المنطقة الموصى بها، على مسافة 2-3 سم من سطح الجلد بسرعة 1-2 سم / ثانية.

عند استخدام وحدة التحكم الكمية في منطقة الوجه، يُنصح بإغلاق العين، لأن الضوء الساطع قد يسبب عدم الراحة. لا ينصح بالعمل مع وحدة التحكم الكمية في منطقة الغدة الدرقية (مقدمة العنق)! عند التأثير على مناطق الجلد وفقًا للمخططات المقترحة، يجب مراعاة تسلسل الإجراء. أثناء الجلسة، من الضروري التأثير على جميع المناطق المحددة في الملحق 6 أو 7 للجلسة الحالية.

يسرد الملحق 7 مجموعات من الترددات لحل المشكلات المختلفة ودورات استخدامها، مع مراعاة مناطق التأثير. تتضمن الدورة 4 جلسات، واحدة تلو الأخرى كل يوم. يتم الحصول على أفضل النتائج من خلال اتباع الاستعمال الدوري. الدورة عبارة عن سلسلة من الجلسات المتكررة.

<p>خلال عملية النشاط الحيوي، تتراكم السموم في الجسم. تتراكم في ما بين الخلايا وخلايا الأعضاء. السموم تعطل عمليات التمثيل الغذائي، و تخلق بيئة مواتية لتكاثر مسببات الأمراض.</p> <p>ينشط البرنامج أجهزة الإخراج ويساعد على التعامل مع إزالة السموم من الجسم، كما ينظم عمل الكبد والمرارة. الاستعمال: يمكن استخدام البرنامج في أي وقت من اليوم و من الضروري شرب المياه النقية من 1.5-1 لتر في اليوم.</p>	<p>إزالة السموم</p>	<p>4</p>
<p>نعاني من الإجهاد كل يوم تقريباً: في العمل، على الطريق و في المنزل. عادة، يعمل الجسم على تحييد آثار التوتر، ولكن مع استمرار التراكم السلبي أو مع تغيير حاد في إيقاع الحياة، يصبح الجسم محتاجاً الى المساعدة.</p> <p>يساعد البرنامج في المواقف الصعبة، مع الإجهاد النفسي أو الجسدي و يعمل على تنظيم عمل الجهاز العصبي، و يعزز النوم السريع و السليم. في حالة التوتر الشديد يوصى باستخدام برنامج "النوم الصحي"</p> <p>الاستعمال: يستخدم البرنامج قبل النوم و يمكن وضع الجهاز تحت الوسادة إذا لم تستطيع النوم في نهاية البرنامج، يجب تكرار العملية.</p>	<p>ضد الإجهاد</p>	<p>5</p>
<p>الإنسان هو عبارة عن هيكل طاقة معقد، يتكون أساساً من سبع شراكات تقع على طول العمود الفقري. ترتبط كل شاكرا بأعضاء معينة. في حالة تلف الشاكرات، يتم تعطيل عمل الأعضاء المقابلة لها. تتراكم الطاقة في الشاكرات. الطاقة السلبية تسد الشاكرات و لها تأثير ضار على الجسم ككل.</p> <p>يعيد البرنامج الطاقة المفقودة و يوزعها بشكل صحيح و بالتالي يعيد عمل الأجهزة و الأنظمة الى طبيعتها.</p> <p>الاستعمال: يستخدم البرنامج اثناء النهار.</p>	<p>7 الشاكرات</p>	<p>6</p>
<p>ينظم جهاز الغدد الصماء نشاط الأعضاء بمساعدة الهرمونات و يضمن ثبات البيئة الداخلية (التوازن الداخلي). يشارك نظام الغدد الصماء في تطوير الجسم، و نموه، و في وظيفة الإنجاب. كما ينظم الصحة العقلية و الردود العاطفية.</p> <p>يقوم البرنامج بتنظيم وظيفة ما تحت المهاد (Hypothalamus)، الغدة النخامية، الغدة الكظرية، نظام الغدد الجنسية و ينظم عمليات الإخراج في الجسم.</p> <p>الاستعمال: يمكن استخدام البرنامج في أي وقت من اليوم، يوماً لمدّة شهر على الأقل.</p> <p>مدرج في البرنامج الأوتوماتيكي "يوم صحي" و "التطهير الكامل".</p> <p>تنبيه: لا ينصح باستعماله مع الأطفال أقل من 13 سنة.</p>	<p>هرمونات في المعايير الطبيعية</p>	<p>7</p>

ملحق 1- قائمة البرامج اليدوية DeVita Ritm.

وصف البرنامج	اسم البرنامج	رقم
<p>يتواجد جسم الإنسان في بيئة متغيرة باستمرار، و عليه أن يتكيف معها. يتأثر الجسم سلبيًا بانخفاض درجة الحرارة والضغط الجوي، الإشعاع الكهرومغناطيسي من الأجهزة المنزلية، المعدات المكتبية و الإجهاد المتكرر. كما يتأثر الجسم بالإجهاد البدني و العقلي، و أسلوب العمل المتغير باستمرار.</p> <p>يقوم البرنامج بتنظيم عمل الجهاز العصبي، الغدد الصماء، يزيد من الكفاءة و الانتباه، يزود بالنغمة و الحيوية، يخفف من التعب و التهيج و يحمي من الأشعة المسببة للأمراض.</p> <p>الاستعمال: يستخدم البرنامج يوميًا في الصباح أو بعد الظهر فهو جزء من البرنامجين الأوتوماتيكيين "يوم صحي" و "التطهير الكامل".</p> <p>تنبيه: لا ينصح باستخدامه في المساء و الليل</p>	الحماية النشطة	1
<p>نمط الحياة القليل الحركة، العادات السيئة، سوء التغذية و التوتر تؤثر سلبيًا على حالة الدورة الدموية. يعيد البرنامج الدورة الدموية المحلية و العامة، ينظم امتصاص الأكسجين، و يحسن إمداد جميع الأعضاء بالدم .</p> <p>الاستعمال: يمكن استخدام البرنامج في أي وقت من اليوم حسب الضرورة.</p> <p>تنبيه: لا ينصح باستخدام البرنامج لمدة شهرين بعد احتشاء عضلة القلب (Myocardial Infarction).</p>	الدورة الدموية	2
<p>عوامل مثل اختلال النظام الغذائي، و الانتقال إلى تناول منتجات أخرى لها عبء متزايد على الجهاز الهضمي و هذا يسبب عسر الهضم، انتفاخ البطن، الألم و انزعاج. البرنامج له تأثير مفيد على عمل الجهاز الهضمي، يساعد الجسم على امتصاص الطعام بسهولة أكبر، و يقلل من مخاطر اضطرابات الأكل، يقلل من الشعور بالثقل و عدم الراحة و يخفف من حرقة المعدة و التشنجات المعوية.</p> <p>الاستعمال: يمكن استخدام البرنامج في أي وقت من اليوم، الاستخدام الأمثل من الساعة 19:00 إلى 21:00. عند الضرورة يمكن استخدام البرنامج مرة أخرى بعد نصف ساعة.</p>	عملية الهضم	3

<p>اللمف هو عبارة عن أنسجة الجسم السائلة. يلعب دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على توازن الماء، و التوازن الداخلي للبيئة الدقيقة للخلايا، وهو قادر على التخلص من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض و السموم من الأنسجة. في حالة نقص الدورة اللمفاوية، فإن الجهاز اللمفاوي لا يقوم بأداء مهامه الرئيسية، مما يؤدي إلى ظهور الأمراض. يساعد البرنامج على تنظيم التدفق اللمفاوي، تقوية جدران الأوعية اللمفاوية، تحسين حالة الغدد اللمفاوية، مما يؤدي إلى انخفاض في الوذمة (Edema) و إفراز أفضل للمستقلبات (metabolites) من الأنسجة.</p> <p>استخدام البرنامج يعزز دفاعات الجسم .</p> <p>الاستعمال: يستخدم مرة واحدة يوميًا إذا لزم الأمر، أو وفقا لمخطط المجمعات (الدرجة في البرنامج الالتي "تطهير")</p>	<p>جهاز لمفاوي سليم</p>	<p>11</p>
<p>الزكام هو من أحد الأمراض المعدية الأكثر شيوعًا في العالم. العوامل المسببة هي فيروسات الجهاز التنفسي (الفيروسات الغدية، فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (respiratory syncytial virus)) التي تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي (الأنف، البلعوم، القصبة الهوائية و الحنجرة). الأمراض التي تسببها هذه المجموعة من الفيروسات المعدية، حيث يتم انتقالها عن طريق الهواء ولا يتم علاجها بالمضادات الحيوية. يمكن حدوث مضاعفات بعد الإصابة بنزلة برد، التهاب الأنف، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الأذن الوسطى، و غيرها. في كثير من الأحيان، يمكن أن تترام العدوى البكتيرية على الجسم الضعيف. لذلك يُصبح باستخدام هذا البرنامج مع مضادات البكتيريا "بدون المكورات العنقودية"، "بدون المكورات العقدية".</p> <p>يهدف البرنامج إلى الحد من التهاب الأغشية المخاطية للأنف، الحنجرة، الشعب الهوائية و تفعيل المناعة الموضوعية.</p> <p>الاستعمال: عند ظهور الاعراض الاولى للزكام في الايام الثلاثة الاولى يستخدم البرنامج من 2-3 مرات في اليوم لاحقا، مرة واحدة يوميًا لمدة 14-7 يوم.</p>	<p>ضد الزكام</p>	<p>12</p>

<p>تؤدي الكلى وظائف عدة. الوظيفة الرئيسية للكلى هو تنظيم استقلاب الماء (Water of Metabolism) و الكهارل (Electrolyte) في الجسم، الحفاظ على حجم و ضغط ثابت للدم و السوائل الأخرى. تعمل الكلى على تنظيم التوازن الحمضي القاعدي للجسم. تزيل منتجات التمثيل الغذائي للنيتروجين، اليوريا، والكرياتينين، وحمض البوليك، إلخ. سوء التغذية (خاصة الاستهلاك المفرط للحوم)، التمثيل الغذائي، نقص فيتامين A، انخفاض حرارة الجسم، العدوى تسبب تلوث الكلى و تكون الرمل و الحصى.</p> <p>يعزز البرنامج الإزالة الفعالة للسموم من الجسم، وينظم عمل الكلى، كما يمنع تكوين حصى في الكلى.</p> <p>الاستعمال: يمكن استخدام البرنامج في أي وقت من اليوم، الوقت الأمثل من الساعة 17:00 الى 19:00. في حالة حدوث ضرر سام أو معدني للجسم، كرر البرنامج بعد نصف ساعة.</p> <p>من أجل الأداء الوظيفي الطبيعي للكلى، من المستحسن استهلاك مياه الشرب نظيفة بكمية تتراوح ما بين 1-1.5 لتر يوميًا.</p> <p>تنبيه: خلال عمل البرنامج، قد تحدث زيادة في كمية البول.</p>	<p>كلى نظيفة</p>	<p>8</p>
<p>الهربس البسيط كان معروفًا منذ العصور القديمة. واحد من كل أربعة أشخاص يمكن ان يكون حاملا للفيروس. فهي تتمركز على الأغشية المخاطية للشفتين، الفم و الأعضاء التناسلية. يساهم انخفاض المناعة أثناء انخفاض درجة حرارة الجسم أو ارتفاع درجة الحرارة أو أثناء الأمراض المعدية أو أثناء الحيض لدى النساء في ظهور طفح جلدي مزعج على الأغشية المخاطية. ينتقل الفيروس بشكل رئيسي من خلال ملامسة سوائل الجسم الشخص المصاب (الدم، اللعاب، السائل المنوي، الإفرازات المخاطية).</p> <p>يقلل البرنامج بشكل فعال من العبء الهربسي و يمنع ظهور علامات العدوى على الأغشية المخاطية.</p> <p>الاستعمال: يستعمل كل 3 ساعات عند ظهور العلامات الأولى للطفح الجلدي، ثم مرة إلى مرتين في اليوم لمدة شهر جنبًا إلى جنب مع برنامج "بدون هربس"</p>	<p>بدون الهربس البسيط</p>	<p>9</p>
<p>أكثر من 90 ٪ من سكان العالم حاملون للفيروس. يمكن حدوث الإصابة بعدة طرق: من خلال اللعاب، الاتصال الجنسي، مستلزمات النظافة، وكذلك عن طريق الهواء. في البداية، قد يكون المرض بدون أعراض، لكن لاحقًا تبدأ العلامات المميزة للمرض بالظهور: صداع، توعك، حمى و تكاثر هربسي سريع.</p> <p>يساعد البرنامج في تقليص وقت الشفاء و تقليل الالتهاب و الألم.</p> <p>الاستعمال: من مرة إلى مرتين في اليوم لمدة شهر جنبًا إلى جنب مع برنامج «بدون الهربس النطاقي» أو «بدون الهربس البسيط».</p>	<p>بدون هربس</p>	<p>10</p>

<p>البرنامج يحمي من الآثار السلبية لعدد كبير من البروتوزوا. يصاب بها واحد من كل خمسة أشخاص، و تنتقل العدوى من خلال الأيدي المتسخة أو الطعام و الماء الملوثن. يعاني الشخص المصاب من آلام شديدة في البطن، انتفاخ ، شعور دائم بالتعب و الاكتئاب. و قد يتأثر الكبد و البنكرياس. بالطبع، كل هذه العلامات تتداخل مع حياتك، و إلى جانب ذلك، يمكن أن تصيب الأشخاص المقربون اليك.</p> <p>يؤثر البرنامج على الأميبا (Amoeba)، جيارديا (Giardia)، و يقضي عليها. مراقبة قواعد النظافة الشخصية، و كذلك اتباع «القاعدة الذهبية» لا تشرب ماء الصنبور، الاستخدام المنتظم للبرنامج «بدون البروتوزوا» كوسيلة وقائية لحمايتك من هذه الكائنات الدقيقة.</p> <p>الاستعمال: يوصى باستخدام البرنامج من مرة الى مرتين في اليوم لمدة تتراوح من 10-14 يوما.</p> <p>في حالة الإصابة بالعدوى مجددا، فمن الضروري تحديد مصدر العدوى.</p>	<p>دون البروتوزوا</p>	<p>16</p>
<p>هناك العديد من العوامل المسببة لأمراض الجهاز البولي التناسلي، وغالبا ما يكون سبب المرض ليس كائنا دقيقا واحدا، بل عدة كائنات دقيقة. العدوى يمكن أن تكون حادة أو مزمنة. يمكن أن تتسبب العدوى المزمنة بمرور الوقت في تضيق مجرى البول، التهاب المفاصل، العقم و زيادة خطر الحمل خارج الرحم (Ectopic pregnancy). قد يحدث التفافم بشكل دوري خلال نزلات البرد أو نتيجة للإرهاق العاطفي الزائد. تنتقل العدوى بشكل رئيسي أثناء الاتصال الجنسي، وبعضها ينتقل عند الولادة من الأم المريضة. يمكن أن تعيش الطفيليات مثل اليوريا بلازما (Ureaplasma) في الجسم لسنوات دون التسبب في أي أعراض و تعمل على عدم إظهار وجودها بأي شكل من الأشكال. العامل الرئيسي للدفاع عن الجسم هو البكتيريا الطبيعية و تقنيات DeVita الحديثة، و التي لها تأثير ضار على الفلورا الطفيلية و تدعم دفاعات الجسم الطبيعية.</p> <p>يحارب البرنامج بشكل فعال طفيليات اليوريا بلازما (Ureaplasma)، التوكسوبلازما (Toxoplasma) و الميكوبلازما (Mycoplasma). الاستعمال: يوميا لمدة أشهر.</p>	<p>الصحة الجنسية</p>	<p>17</p>
<p>الديدان المثقوبة (Trematoda) هي ديدان مسطحة يمكن أن تسبب أمراضا خطيرة مختلفة لدى الانسان. يمكن أن تعيش في الدم (البلهارسيا) (Schistosoma) ، الكبد، الأمعاء و الرئتين. تحدث العدوى عند مضع اطراف العشب اللينة، خاصة بالقرب من المسطحات المائية أو أثناء السباحة فيها، عند تناول الخضراو السلطة الغير مغسولة جيدا، وكذلك من لحوم الأبقار و الأسماك المطبوخة بشكل غير كامل.</p> <p>يهدف البرنامج إلى القضاء على معظم أنواع الديدان المثقوبة، بما في ذلك البلهارسيا، بغض النظر عن مرحلة تطورها و مدة تواجدها في الجسم. الاستعمال: يوميا لمدة 14 يوما.</p>	<p>بدون البلهارسيا و الديدان المثقوبة</p>	<p>18</p>

<p>تتواجد الفطريات المجهرية في كل مكان تقريبًا. تعتبر الشقة الحديثة المدفئة أو المنزل الخاص موطنًا ممتازًا للعفن و الفطريات. موطن العفن المفضل هو الحمامات، المكتبات، والأماكن ذات التهوية السيئة. يمكن للفطريات أن تنتقل إلى الجسم عن طريق الطعام و الماء، الهواء و الأشياء القديمة المغطاة بالغبار. يسبب العفن الحساسية، ليس فقط عن طريق الاستنشاق، و لكن أيضًا عن طريق ردود الفعل المتصالية على الجلد (Cross-reactivity). يمكن أن يخترق العفن حاجز الجلد عند الاستحمام، المشي حافي القدمين، عند توفر الظروف المحفزة للعفن (الرطوبة، درجة الحرارة، المخلفات العضوية على شكل أوساخ أو دهون) تسبب الفطريات و العفن أمراض الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي و الجلد مع تغيرات في أنسجة هذه الأعضاء.</p> <p>لمنع الالتهابات الفطرية و تقليل أعراض الحساسية، يُوصى باستخدام برنامج بدون العفن و الفطريات. البرنامج فعال ضد الرشاشيات (Aspergillus).</p> <p>الاستعمال: من 1-3 مرات في اليوم لمدة 4 أسابيع مع مشاكل الجلد و الأظافر، يستخدم برنامج "بدون فطريات".</p>	<p>بدون العفن و الفطريات</p>	<p>13</p>
<p>البرنامج يحمي من الإصابة بالفطريات الشائعة مثل المبيضات (Candida). وهي جزء من البكتيريا الطبيعية التي تتواجد في الأمعاء، المهبل و الفم. مع انخفاض المناعة، تبدأ المبيضات في التكاثر بسرعة ملحقة أضرارًا بالجسم. تحدث الأمراض أيضًا بسبب المبيضات، التي تدخل إلى الجسم عن طريق الطعام، الأدوات المنزلية، بعد استخدام المضادات الحيوية القوية و أثناء الجماع مع شخص مصاب. تظهر الأعراض على شكل طفح جلدي، سلاق الفم، ألم و حرقان في الأعضاء التناسلية، و إختلال الميكروبيوم (Dysbiosis).</p> <p>يستخدم برنامج "إيقاف المبيضات" لمنع المبيضات من التكاثر.</p> <p>الاستعمال: يجب تطبيق البرنامج من 1-3 مرات في اليوم لمدة تتراوح من 2-4 أسابيع بشكل متكامل مع البرنامج "بدون البروتوزوا".</p>	<p>بدون مبيضات</p>	<p>14</p>
<p>تنتمي الأمراض الفطرية التي تصيب الإنسان إلى مجموعة الأمراض المعدية التي تسببها الفطريات المسببة للأمراض. يتمثل الخطر الرئيسي للأمراض الفطرية في كون المناطق المصابة بالفطر طرفًا مفتوحة للعديد من مسببات الأمراض المختلفة. في أغلب الأحيان، تؤثر العدوى الفطرية (Mycosis) على الجلد (الشعر والأظافر) و الأغشية المخاطية للأعضاء الداخلية. يتطلب العلاج اتباع نهج متكامل و اتباع شروط النظافة. يحارب البرنامج بنشاط الفطريات بشكل فعال مثل التريكوفايتو (Trichophyton)، البويغاف (Microsporium) و العفنة (Mucor). الاستعمال: للوقاية من الإصابة بعدوى فطرية، يوصى باستخدام البرنامج في كل مرة بعد الساوناء، المسبح، الشاطئ أو في حالة الاحتكاك بشخص مصاب.</p> <p>في حالة وجود عدوى فطرية في الجسم، يتم استخدام البرنامج من مرة إلى مرتين في اليوم لمدة شهر.</p>	<p>بدون فطريات</p>	<p>15</p>

<p>بتسبب وجود الطفيليات في الجهاز الهضمي و الكبد في تطور أمراض مثل التهاب الأذنبة الصفراوية، خلل الحركة الصفراوية، التهاب المرارة و التهاب الكبد. يؤدي وجودها في الأمعاء إلى التهاب جدران الأمعاء و تقليل امتصاص العناصر الغذائية. تسبب المواد السامة التي تطلقها الطفيليات ألقا في المفاصل و العضلات و تؤثر على الجهاز العصبي المركزي و تساهم في حدوث حالات الاكتئاب، العصبية، القلق واضطرابات النوم.</p> <p>يهدف البرنامج إلى تطهير الجسم من طفيليات الجهاز الهضمي، الكبد و البنكرياس.</p> <p>الاستعمال: يستخدم البرنامج يوميًا لمدة 10-7 أيام. بعد 14 يومًا ، تُكرر الدورة.</p>	<p>بدون طفيليات في الجهاز الهضمي</p>	<p>21</p>
<p>الإنفلونزا عدوى فيروسية شديدة تصيب الأشخاص من جميع الأعمار. يصاب ما يصل إلى 500 مليون شخص بالإنفلونزا كل عام. في حالات الإنفلونزا الشديدة، يحدث ضرر لا رجعة فيه على الجهاز القلبي الوعائي، الجهاز التنفسي و الجهاز العصبي المركزي. ينتقل الفيروس بسهولة عن طريق الهواء (عند العطس و السعال و أثناء الحديث). أكثر مضاعفات الإنفلونزا شيوعًا هو الالتهاب الرئوي. يهدف البرنامج إلى القضاء على سلالات مختلفة من فيروسات الإنفلونزا و تخفيف المظاهر الالتهابية.</p> <p>الاستعمال: للوقاية من الإنفلونزا أثناء الوباء، يتم تطبيق البرنامج مرة كل يومين. عند الضرورة يستعمل يوميًا من 2-3 مرات في اليوم، بالتناوب مع برنامج "بدون الإنفلونزا العامة". بعد ذلك، استخدام برنامج "النزح العام" و من الممكن استخدامه مع برامج "بدون المكورات العنقودية"، "بدون المكورات العقدية"، "بدون مبيضات" و ذلك لتجنب العبء الجرثومي و الفطري، وكذلك استخدام برامج "مضاد الفيروسات" و "ضد الزكام".</p>	<p>مضاد الإنفلونزا</p>	<p>22</p>
<p>الأنفلونزا مرض يصيب الجهاز التنفسي العلوي و السفلي و يصاحبه تسمم حاد، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. تبدأ الإنفلونزا دائمًا بشكل حاد و سريع (لا تظهر العلامات الأولى الا بعد مرور 48 ساعة من لحظة الإصابة). يتمثل المظهر الرئيسي للتسمم في ارتفاع درجة حرارة الجسم (40 درجة مئوية وما فوق). يمكن أن تستمر درجة الحرارة هذه لأكثر من 5 أيام، مما يؤدي إلى: ضيق في التنفس أو مشاكل في التنفس، ضعف في الوعي و حدوث تشنجات. يؤدي ارتفاع درجة الحرارة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، كبار السن، و الأطفال، إلى صدمة تسممية معدية (فشل في الأعضاء الحيوية). باستخدام برنامج "بدون الإنفلونزا العامة" يمكن التخفيف من حالة المريض، و مع الاستخدام المتكامل لعدة برامج ضد فيروسات الإنفلونزا، يمكن استعادة الصحة بسرعة و بدون مضاعفات. الاستعمال: عند ظهور أعراض الإنفلونزا و ارتفاع درجة حرارة الجسم، استخدم البرنامج من 1-3 مرات متتالية أو بالتناوب مع برنامج مضاد الإنفلونزا. احرص على شرب الكثير من السوائل و الالتزام بقواعد النظافة الشخصية.</p>	<p>دون الإنفلونزا العامة</p>	<p>23</p>

<p>يمكن لبويضات الديدان الغير المرئية بالعين المجردة الدخول إلى الفم عن طريق الفواكه الغير المغسولة، اللحوم غير المطبوخة جيدًا، و الأيدي المتسخة. الديدان التي تعيش في جسم المضيف، تتغذى على أنسجته، "تأخذ الطعام" من الجسم (لذلك، يميل الشخص المصاب الى الأكل بكثرة)، و تطلق مواد سامة. يبدأ الشخص بفقدان الوزن، سقوط الشعر، و تقشر الجلد. الديدان الطفيلية الأكثر شيوعًا هي ديدان الإسكارس. يمكن أن تتسبب في تلف جدار الأمعاء الدقيقة، و انسداد الأمعاء، التهاب البريتوان (Peritoneum)، التهاب الشعب الهوائية، الالتهاب الرئوي، نفث الدم (Hemoptysis) و أمراض الكبد و البنكرياس. يسبب طفيل الإسكارس رد فعل تحسسي يمكن أن يظهر في شكل ربو و طفح جلدي. تحت تأثير البرنامج، تتوقف الديدان عن التغذية، مما يؤدي إلى موتها و الإزالة الطبيعية للطفيليات من الجهاز الهضمي. ليس للبرنامج اي تأثير سام على جسم الإنسان. يُنصح للأشخاص الذين لديهم حيوانات أليفة، أطفال صغار او مهن متعلقة بالعمل مع الحيوانات باتباع التدابير الوقائية بانتظام مرة في كل ثلاثة أشهر. الاستعمال: يستخدم البرنامج يوميًا في المجموع 10 جلسات على الأقل. بعد 14 يومًا ، تُكرر الدورة.</p>	<p>بدون ديدان النيماتودا و الإسكارس</p>	<p>19</p>
<p>تدخل الطفيليات إلى جسم الإنسان من خلال الجلد، و يمكن أيضًا أن تنتقل إلى الجسم مع الطعام، الماء و الغبار. يعاني الكثير من الأشخاص الذين يتبعون أسلوب حياة صحي من مشاكل صحية بسبب وجود الطفيليات. بدون تخليص الجسم من الطفيليات لا يعطي تحسين حالة الجسم (التغذية السليمة، التمارين الرياضية، و تقوية الجسم) تأثيرًا إيجابيًا واضحًا. الطفيليات هي مسبب للعديد من الأمراض المزمنة: التهاب المرارة (Cholecystitis)، حصى المرارة (Gallbladder)، التهاب القولون، داء السكري، الربو القصبي و التهاب الجلد و مشاكل مثل التعب المزمن، التهيج و القلق، فرط النشاط عند الأطفال، فقر الدم، هشاشة الأظافر و الشعر، مشاكل الجلد، الصداع، اضطرابات الشهية، و انخفاض المناعة هي إشارات على الإصابة بالطفيليات. جميع الأمراض الطفيلية مخيفة لأن الطفيليات تتنكر في شكل أمراض أخرى. الوقاية من الأمراض الطفيلية هي ، أولاً و قبل كل شيء، مراعاة المعايير الصحية العامة، و استخدام برامج "بدون الطفيليات العامة" تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على صحتك و صحة الأشخاص من حولك. الاستعمال: يستخدم البرنامج يوميًا في المجموع 10 جلسات على الأقل. بعد 14 يومًا ، تكرر الدورة.</p>	<p>بدون الطفيليات العامة</p>	<p>20</p>

<p>الأبيض هو مجموعة من التفاعلات الكيميائية التي تضمن الأداء الطبيعي للجسم. العوامل الرئيسية لاضطرابات التمثيل الغذائي هي: النظام الغذائي السيئ، استخدام بعض الأدوية، التوتر، ونمط الحياة القليل الحركة. يمكن أن تسبب اضطرابات التمثيل الغذائي أمراضاً مثل السكري، النقرس، السمنة، الحساسية، اضطراب الجهاز القلبي الوعائي، تأخر النمو والتطور عند الأطفال.</p> <p>يهدف البرنامج إلى موازنة الغدة الدرقية البنكرياس، الامتصاص الصحيح للبتواسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم و الصوديوم و تعديل التوازن الحمضي القاعدي.</p> <p>الاستعمال: عند الضرورة من 1-2 مرات في اليوم</p>	<p>أيض سليم</p>	<p>27</p>
<p>تنشأ مشاكل الجلد بسبب خلل في الأعضاء الداخلية، في هذه الحالة، يتولى الجلد وظيفة التنظيف. يظهر حب الشباب، مشكل الشعيرات الدموية و التصبغ و ما إلى ذلك على الوجه. يعاني منها المراهقون الذين يمرضون بتغيرات هرمونية و الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الغدد الصماء و الجهاز الهضمي.</p> <p>يقوم البرنامج بتنظيم عمل الغدد الجلدية، يعزز وظيفة حاجز الجلد، و يحسن عمليات التمثيل الغذائي في الخلايا.</p> <p>الاستعمال: من 1-2 مرات في اليوم حتى يتم الحصول على النتيجة المرجوة.</p>	<p>بشرة جميلة</p>	<p>28</p>
<p>يعتبر تساقط الشعر، قشرة الرأس و هشاشة الأظافر مؤشرات لاضطرابات الجسم أو للتأثيرات البيئية السلبية. يساهم البرنامج في تحسين دوران الأوعية الدقيقة في الدم، تنشيط التمثيل الغذائي للخلايا و تجديد الخلايا. و هذا يؤدي إلى تقوية بصليات الشعر الأظافر، تحفيز نمو الشعر و زيادة وظائف الدفاعية للجلد.</p> <p>الاستعمال: يوميًا حتى يتم الحصول على النتيجة المرجوة.</p>	<p>شعر و أظافر جميلة</p>	<p>29</p>
<p>مسببات الحساسية هي المواد التي يكون للجسم ردة فعل قوية تجاهها بسبب آلية مضطربة للاستجابة المناعية. تحيط مسببات الحساسية بنا في كل مكان: في الشارع، المنزل و في العمل. المواد المسببة للحساسية الشائعة هي حبوب اللقاح، الغبار، وبر الحيوانات الأدوية و المواد الكيميائية المنزلية، إلخ. يمكن للجسم أن يتفاعل مع هذه المواد بمظاهر مثل التمرق، انتفاخ الأغشية المخاطية و الطفح الجلدي، و غيرها.</p> <p>يخفف البرنامج من أعراض الحساسية و يعيد وظائف الجهاز المناعي إلى طبيعتها.</p> <p>الاستعمال: يوميًا حسب الضرورة . ينصح الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبيبات القاح بدء التطبيق قبل شهر من موسم الإزهار.</p>	<p>بدون مسببات الحساسية</p>	<p>30</p>

<p>يمكن أن يكون لألم المفاصل أو العمود الفقري أسباب عدة. في أغلب الأحيان، هو عبارة عن أعصاب مقروصة أو ملتهبة، والتي تحدث بسبب نمط الحياة القليل الحركة، الكدمات، السقوط، زيادة الوزن، انزلاق غضروفي في العمود الفقري (Spinal Disc Herniation)، انخفاض درجة حرارة الجسم، المجهود البدني النشط، تلف في أنسجة الغضروف أو التهاب المحفظة المفصليّة (Joint Capsule).</p> <p>يساعد البرنامج على تقليل الألم، تحسين دوران الأوعية الدموية الدقيقة، تنظيم قوة العضلات، الأربطة، أنسجة الغضاريف، و تنشيط عمليات التمثيل الغذائي في الأنسجة التالفة.</p> <p>الاستعمال: في حالة التفاقم، يجب استخدام البرنامج كإضافة للعلاج الرئيسي جنباً إلى جنب مع برنامج "مفاصل بدون التهاب". كل يوم في أي وقت لمدة أسبوعين، مع استراحة لمدة يوم واحد، ثم كرر الدورة حتى يتم الحصول على النتائج المرجوة.</p>	<p>مفاصل بدون آلام</p>	<p>24</p>
<p>يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص في العالم من آلام في المفاصل و العمود الفقري. يمكن أن تكون أسباب هذه المشكلة هي الالتهابات، الإصابات، ردود الفعل التحسسية، زيادة الوزن، الرياضات الاحترافية و النظام الغذائي الغير الصحي، وغيرها. يعمل البرنامج على تحسين تدفق الدم إلى المنطقة المتضررة، يخفف الالتهاب، التورم و الألم. و قد أثبتت فعاليته كعلاج داعم و ترميمي لفترة "العمل النشط"، وكذلك في حالات الالتواء و التعب الشديد للعضلات. الاستعمال: يومياً لمدة شهر، بدءاً من أسبوعين قبل الشروع في الأعمال الريفية أو الأحداث الرياضية. لاحقاً من 1-2 مرات في الأسبوع حتى نهاية الموسم.</p> <p>للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الظهر والمفاصل المتفاقمة بشكل دوري، من أجل الحفاظ على الصحة، مرتين في السنة يومياً لمدة شهر واحد. في حالة حدوث تفاقم، استعمله جنباً إلى جنب مع برنامج "مفاصل بدون ألم".</p>	<p>مفاصل بدون التهاب</p>	<p>25</p>
<p>من منا لم يعاني من أعراض مثل الانتفاخ الغثيان، مشاكل الأمعاء، نقص الشهية و آلام البطن؟ فهي كلها مؤشرات على وجود الاضطرابات المعوية. لا تظهر هذه الأعراض في المرحلة الأولية، الا عند تحول المرض إلى شكل مزمن. لتقليل الألم، تخفيف الغثيان، الانتفاخ و تنظيم البراز، استخدم برنامج "أمعاء بدون مشاكل".</p> <p>الاستعمال: يومياً حسب الحاجة و حسب الحالة من 1-2 مرات في اليوم.</p>	<p>أمعاء بدون مشاكل</p>	<p>26</p>

<p>غدة البروستاتا هي عضو يؤدي عددًا من الوظائف الضرورية: التكاثرية، الإفرازية، الحاجز، يتحكم في تدفق البول و يؤثر على الحالة النفسية والعاطفية. الغدة شديدة التأثير بأنواع مختلفة من العمليات المرضية. يمكن أن تكون العوامل التي تعطل عمل البروستاتا خارجية (بيئة سيئة، إشعاع مؤين، إجهاد، نمط حياة سلبي، التعرض للعوامل المعدية) و الداخلية (الاستعداد الوراثي، الأمراض المزمنة والحادة المصاحبة، العادات السيئة).</p> <p>يهدف البرنامج إلى الحد من الالتهاب و تنظيم عمل الغدة.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة 1 - 3 أشهر. يوصى بدمجه مع برنامج "صحة الرجل".</p>	<p>بروستات بدون التهابات</p>	<p>36</p>
<p>الإثارة العصبية هي نتيجة الإجهاد المتراكم على مدى فترة زمنية معينة. يمكن أن يتجلى ذلك في شكل: الأرق، و الاكتئاب، الصداع، آلام عضلية، التهيج عدم استقرار المزاج، وغيرها.</p> <p>البرنامج يخفف من الإثارة العصبية و ينسق عمل الجهاز العصبي.</p> <p>الاستعمال: للأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسية حادة يوميًا في نهاية يوم العمل و / أو قبل النوم.</p>	<p>جهاز عصبي متوازن</p>	<p>37</p>
<p>أثناء التدريب، يتم تنشيط التمثيل الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى تراكم المستقلبات (Metabolite). يزداد الحمل على الجهاز العصبي الثاني، و يمكن ملاحظة صدمات دقيقة في العضلات مصحوبة بأوجاع و ما إلى ذلك. لا يمكن لأي شخص أن يتحمل مثل هذا الانزعاج، و نتيجة لذلك، يتم التوقف عن التدريب.</p> <p>يخفف البرنامج من إجهاد العضلات، و يعزز التخلص السريع من المستقلبات و الحفاظ على الجهاز العصبي.</p> <p>الاستعمال: بعد أي نوع من التدريب.</p>	<p>بعد التدريب</p>	<p>38</p>
<p>نولي اهتمامًا لمشكلة الأوردة عندما تتشكل "ثعابين" زرقاء بارزة على الساقين (غالبًا)، و التي تسبب في البداية إزعاجًا جماليًا. و يؤدي بالتالي إلى اضطرابات وظيفية أخرى. غالبًا ما يكون سبب هذه المشكلة هو عدم قدرة الشخص على الحركة، أو قلة التدريب أو المشي المنتظم، الجلوس خلف عجلة القيادة أو شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة، و ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي لفترات طويلة.</p> <p>يساعد البرنامج على تخفيف الآلام، التورم، تقوية جدران الأوردة و زيادة نغمتها، تقليل التفاعلات الالتهابية و تحسين الدورة الدموية في الشعيرات الدموية.</p> <p>الاستعمال: حسب الحاجة (مع ثقل، إرهاق الساقين)، أو يوميًا (مع الدوالي).</p> <p>يُنصح باستخدام البرنامج ليلاً أو قبل النوم. في الحالة الثانية، ضع بطانية أو وسادة مطوية تحت قدميك بحيث تكون ساقيك في حالة مرتفعة. بعد الجلسة، ابقى مستلقيًا لمدة 30 دقيقة</p>	<p>ضد توسع الأوردة</p>	<p>39</p>

<p>جهاز المناعة هو نظام معقد للغاية، و هو ذاتي التنظيم و التعلم و متعدد المستويات. بفضل عملها المنسق بشكل جيد، يتم توفير الحماية البيولوجية للجسم.</p> <p>يقلل البرنامج من الحمل على الكبد، ينشط الغدة الزعترية (Thymus)، الطحال و الجهاز الليمفاوي، و يعزز الشباب و طول العمر.</p> <p>الاستعمال: يوميًا او يوم بيوم في أي وقت. مدرج في البرنامج الأوتوماتيكي "صحة".</p>	<p>الدفاع المناعي</p> <p>31</p>	
<p>يستخدم البرنامج لإزالة السوائل الزائدة من الجسم، و كذلك الأملاح التي لها قابلية للتخزين في الأنسجة.</p> <p>البرنامج له تأثير مدر للبول واضح، كما أنه يساعد على استعادة الوظيفة الفسيولوجية لللكى و تقليل التورم.</p> <p>الاستعمال: يوميًا عند الضرورة لمدة شهر.</p>	<p>كلى سليمة</p> <p>32</p>	
<p>يتحكم الجهاز العصبي اللاإرادي في العديد من وظائف الحيوية في الجسم. تتجلى مشاكل عملها في اختلال ايقاع القلب، تغيرات ضغط الدم، التعرق المفرط، التعب، الضعف، و هشاشة الشعر والأظافر، إلخ. يهدف البرنامج إلى استعادة وظائف الجهاز العصبي اللاإرادي، تنشيط الدماغ، تنظيم التمثيل الغذائي، التبادل الحراري، الشهية و تجديد الخلايا.</p> <p>الاستعمال: يوميًا او يوم بيوم في أي وقت. مدرج في البرنامج الأوتوماتيكي "صحة".</p>	<p>تنظيم الجهاز العصبي اللاإرادي.</p> <p>33</p>	
<p>قد يكون سبب نقص الأكسجين الذي يدخل الجسم هو توقف أنسجة الجسم عن امتصاصه.</p> <p>يساعد البرنامج على تحسين تدفق الدم إلى الرأس، القلب و الرئتين، الاستيعاب النشط للأكسجين عن طريق الدم، تخفيف تقلصات الأوعية الدموية و تقليل التحمض و القضاء على السموم.</p> <p>الاستعمال: يوميًا او يوم بيوم في أي وقت. مدرج في البرنامج الأوتوماتيكي "صحة".</p>	<p>التنفس الخلوي</p> <p>34</p>	
<p>يمكن أن تحدث الأحاسيس المؤلمة في المفاصل ليس فقط عند كبار السن، و لكن أيضًا عند الشباب. يرتبط الألم بردود فعل التهابية، مصحوبة بتورم، احمرار الجلد و ثقل في الحركة. قد تكون أسباب هذه المشكلة: الالتهابات، اضطرابات التمثيل الغذائي، الصدمات، زيادة الوزن، الأحمال الميكانيكية و الوظيفية الكبيرة. يساعد البرنامج على تحسين حالة أنسجة المفاصل التالفة و تقليل الألم.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أشهر. يوصى باستخدامه مع برامج "مفاصل بدون ألم" و "مفاصل بدون التهاب".</p> <p>يكون البرنامج أكثر فاعلية عند إجراء تمارين خفيفة على مفصل المصاب.</p>	<p>مفاصل سليمة</p> <p>35</p>	

<p>يُعد التهاب الحلق مشكلة تحدث لدى البالغين والأطفال في أوقات مختلفة من السنة. قد ترجع الأسباب إلى: انخفاض المناعة، الأمراض المعدية في الجهاز التنفسي العلوي، تسوس الأسنان وأمراض اللثة.</p> <p>يساعد البرنامج في الحفاظ على المناعة المحلية، استعادة الغشاء المخاطي البلعومي، تقليل الألم، التورم، وحة الصوت.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة 1 - 2 اسابيع. من المستحسن استعمالها بالتناوب مع برنامج DeVita AP "حلق بدون آلام".</p>	<p>حلق بدون مشاكل</p>	<p>45</p>
<p>يُعد التهاب اللثة مشكلة كبيرة جدًا بالنسبة للإنسان، حيث لا يسبب عدم الراحة فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى فقدان الأسنان وقد ترجع أسبابه إلى: انخفاض المناعة، ضعف الدورة الدموية و العادات السيئة.</p> <p>يساعد البرنامج على تنظيم دوران الأوعية الدموية الدقيقة، تقوية اللثة، ترميم الأغشية المخاطية التالفة و بالتالي تحسين حالة تجويف الفم و الأسنان.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة شهر، راجع مجمع "أسنان صحية".</p>	<p>أسنان قوية</p>	<p>46</p>
<p>للبنكرياس وظيفتان رئيسيتان في الجسم: إفراز العصارات و وظيفة هرمونية. يمكن أن يؤدي عدم التوازن في عمل الغدة إلى مشاكل خطيرة في عمل الجهاز الهضمي و اضطرابات التمثيل الغذائي.</p> <p>يساعد البرنامج على تنظيم وظائف الغدة في حالة الاضطرابات المختلفة.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة 1 - 6 أشهر و يمكن دمجه مع برنامج "أيض سليم" و "السكر في المعيار الطبيعي"</p>	<p>البنكرياس في المعيار الطبيعي</p>	<p>47</p>
<p>تعد الغدة الدرقية جزءًا من نظام الغدد الصماء للإنسان و تلعب دورًا مهمًا جدًا في الجسم. عند اضطراب عملها، قد يظهر خلل في عمل الجهاز القلبي الوعائي، الجهاز التنفسي، البولي والتناسلي، و كذلك اضطرابات التمثيل الغذائي و السوائل في الجسم.</p> <p>يدعم البرنامج الغدة الدرقية تحت الأحمال المختلفة، مما يؤدي إلى تنظيم عملها و عمليات التمثيل الغذائي في الجسم. الاستعمال: يوميًا لمدة 1 - 6 أشهر. يمكن دمجه مع برنامج "أيض سليم"</p>	<p>غدة درقية سليمة</p>	<p>48</p>

<p>الصداع يمكن أن يكون مشكلة كبيرة. للصداع أسباب مختلفة: انخفاض في ضغط الدم، التسمم، الاختلالات اللاإرادية و الداء العظمي الغضروفي ((Osteochondrosis، وغيرها.</p> <p>يهدف البرنامج إلى القضاء على الألم وتخفيف التشنجات الوعائية، تحسين إمدادات الدم و تغذية خلايا الدماغ.</p> <p>الاستعمال: حسب الحاجة في أي وقت من اليوم. إذا استمر الألم في نهاية البرنامج، كرر العملية بعد 20-30 دقيقة.</p>	<p>رأس بدون صداع</p>	<p>40</p>
<p>يمكن ملاحظة زيادة نسبة السكر في الدم تحت تأثير عدد من العوامل: العمل البدني أو العقلي الشاق، تناول طعام غني بالكربوهيدرات، الإجهاد الشديد، نوبات الذعر، تناول الأدوية و اضطرابات الدورة الدموية الوظيفية. راقب معدل السكر في الدم بانتظام. لمنع تطور خطورة المرض، يوصى باستخدام برنامج "السكر في المعيار الطبيعي" و الذي سيساعد على تنظيم عمل البنكرياس.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة شهر، عند الضرورة. يمكن دمجه مع برنامج "أيض سليم" و "البنكرياس في المعيار الطبيعي"</p>	<p>السكر في المعيار الطبيعي</p>	<p>41</p>
<p>يحتوي الدماغ البشري على قدر كبير من المعلومات. مع التقدم في العمر، وكذلك مع الإجهاد العقلي الكبير، قد يكون هناك انخفاض في عملية الحفظ و تصبح الذاكرة غير قادرة دائمًا على إصدار المعلومات الضرورية.</p> <p>ينشط البرنامج نشاط الدماغ و عملية الحفظ، مع نمط حياة صحي يحفز البرنامج المكون النفسي-العاطفي للشخص إلى ان يكون إيجابيا.</p> <p>الاستعمال: يوصى باستخدام البرنامج يوميًا في الصباح و بعد الظهر و من المستحسن عند دراسة المواد الأساسية.</p>	<p>الذاكرة الفعالة +</p>	<p>42</p>
<p>بعد لدغات القراد، يمكن ملاحظة علامات اضطراب في عمل الجهاز العصبي في كثير من الأحيان، تتجلى على شكل صداع، تعب، أرق، اكتئاب، ضعف حركة عضلات الوجه، و اضطرابات في عمل العصب البصري، إلخ. يحافظ البرنامج على تناغم الجهاز العصبي، التنسيق الجيد لجميع أقسامه، يحسن الحالة الوظيفية و النفسية للشخص و ينظم العمليات العقلية و المزاج.</p> <p>الاستعمال: لمدة 1-6 أشهر. مجمع داء لايم.</p>	<p>الجهاز العصبي، عام</p>	<p>43</p>
<p>يمكن أن يحدث الالتهاب و الألم في الأذنين نتيجة لصدمة ما و التلثف بسبب العوامل المعدية المختلفة: الفيروسات، البكتيريا و الفطريات. يمكن أن تحدث المشكلة في أي عمر، و هي أكثر شيوعًا عند الأطفال و كبار السن. يهدف البرنامج إلى ترميم الأغشية المخاطية لأجزاء مختلفة من جهاز السمع، تقليل الانزعاج في حالة أمراض الأذن و تحسين السمع.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة 1 - 2 أسابيع و من المستحسن استعماله بالتناوب مع برنامج DeVita AP "آذان بدون التهاب".</p>	<p>آذان سليمة</p>	<p>44</p>

<p>هيليكوباكتر بيلوري (Helicobacter Pylori) هو كائن حي دقيق يعيش في معدة الإنسان والاثني عشر (Duodenum) ويؤدي الى تطور العديد من الأمراض الخطيرة (التهاب المعدة، القرحة و التهاب الكبد وغيرها). وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 60% من سكان العالم مصابون بالهيليكوباكتر. تحدث العدوى بسهولة شديدة و غالبًا ما تُعتبر مرضًا عائليًا، في حالة اصابة أحد أفراد الأسرة بالفيروس، فإن فرصة الإصابة الاخرين بالعدوى هي 95 % . في كثير من الأحيان، يحدث انتقال الطفيل نتيجة استخدام العام لمنتجات النظافة الشخصية و الأطباق و عند التقبيل. يمكن أن تحدث أعراض مثل حرقة المعدة، الانتفاخ، الألم، و ثقل في المعدة بسبب هذه الكائنات الحية الدقيقة.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين</p>	<p>ون هيليكوباكتر</p>	<p>4</p>
<p>تشمل الالتهابات البكتيرية مجموعة كبيرة من الأمراض التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة (البكتيريا). العامل الأكثر أهمية في تطور الأمراض التي تسببها العدوى البكتيرية هو إفراز البكتيريا للسموم و التي لها تأثير التهابي، وتسبب تسمم الجسم و تلف الأعضاء الداخلية.</p> <p>يُستخدم برنامج "بدون بكتيريا" لتقليل من شدة أعراض التسمم و تحسين الحالة العامة للشخص المصاب بعدوى بكتيريا في الجهاز الهضمي و الجهاز التنفسي الناتجة عن الليستيريا و الكلبسيلا.</p> <p>الاستعمال: يوميًا حتى اختفاء علامات العدوى.</p>	<p>بدون بكتيريا</p>	<p>5</p>
<p>في البلدان النامية و في الأماكن التي يتم فيها إهمال قواعد النظافة، يكون احتمال الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي A مرتفعًا جدًا. ينتقل الفيروس عن طريق الأيدي المتسخة، الغذاء، الماء و حتى عن طريق الملح. إذا كنت تخطط للسفر إلى دول في آسيا و إفريقيا، فأنت بحاجة إلى اتخاذ تدابير السلامة المناسبة: احرس على اتباع قواعد النظافة الجيدة، اشرب المياه المعبأة فقط، و استخدم برنامج "بدون التهاب الكبد A" في حالة الاشتباه بإصابتك بالعدوى أو لدى الآخرين.</p> <p>الاستعمال: من 2-3 مرات يوميًا، لمدة شهر واحد على الأقل.</p>	<p>بدون التهاب الكبد</p>	<p>6</p>
<p>يعزز البرنامج التخلص من السموم، و يحسن وظائف الاخراج، و نتيجة لذلك، يزيد المناعة و الحيوية.</p> <p>يستخدم كبرنامج للتخلص من السموم بعد العدوى الطفيلية و كذلك بشكل مستقل لمدة شهر. على عكس برامج إزالة السموم الأخرى، فهو لا يستهلك موارد طاقة الجسم.</p> <p>الاستعمال: مرة واحدة في اليوم بعد البرامج المضادة للطفيليات و مدرج في معظم البرامج الآلية.</p>	<p>بدون سموم</p>	<p>7</p>

ملحق 2- قائمة البرامج اليدوية DeVita AP.

وصف البرنامج	اسم البرنامج	الرقم
<p>وفقًا للإحصاءات، 20 ٪ من سكان العالم حاملون دائمون للمكورات العنقودية (Staphylococcus). المكورات العنقودية هي عامل مسبب متكرر إلى حد ما للأمراض المعدية التي تصيب الجلد، الأنسجة اللينة، الجهاز التنفسي العلوي و الجهاز العضلي الهيكلي. غالبًا ما يكون السبب الرئيسي للعدوى هو المستشفيات والأطباء الذين اصبحوا حاملين مزمنين للبكتيريا والأشخاص الذين تناولوا مضادات حيوية. تسبب المكورات العنقودية أمراضًا ثانوية مثل الأنفلونزا، التهابات الجروح والتقيح بعد العمليات الجراحية ويمكن أن تسبب أيضًا تسمما غذائيا.</p> <p>يقوم البرنامج بإزالة سبب العدوى الذي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على جسم الإنسان. كما أنه فعال كعلاج متكامل للأمراض التي تسببها هذه البكتيريا.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة تصل إلى أسبوعين، حسب انخفاض مظاهر العدوى.</p>	دون المكورات العنقودية	1
<p>المكورات العقدية (Streptococci) هي مجموعة واسعة الانتشار من الكائنات الحية الدقيقة المسببة لعدد من الأمراض. فهي عادة ما تعيش على جلد الإنسان، في الجهاز التنفسي و الأمعاء. يمكن أن تسبب التهابًا حادًا في الأنف الأذن و الحنجرة، الجهاز البولي، البطن، الجلد و الأنسجة اللينة. تعد عدوى المكورات العقدية أكثر خطورة من المكورات العنقودية، و يمكن أن تؤدي إلى تلف في المفاصل، القلب، الكلى و التهاب الجيوب الأنفية وغيرها.</p> <p>البرنامج فعال في حالات التهاب اللوزتين، التهاب الأذن الوسطى، التهاب الجيوب الأنفية سواء في الإجراءات المعقدة أو بشكل منفصل.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة تصل إلى أسبوعين، حسب انخفاض مظاهر العدوى.</p>	بدون المكورات العقدية	2
<p>الكلاميديا تعد من أحد مسببات الأمراض المنقولة جنسيا. الكلاميديا غالبا ما تكون بدون أعراض، أو بحد أدنى من مظاهر الإصابة. تؤثر بشكل رئيسي على أعضاء الجهاز البولي التناسلي. النساء أكثر عرضة لهذه العدوى، يمكن أن يصاب الجنين عند المرور عبر قناة الولادة للأم. يمكن أن تسبب الكلاميديا بمضاعفات خطيرة، لذلك من المهم للغاية اتخاذ التدابير في الوقت المناسب للوقاية من المرض، مراعاة قواعد النظافة و استخدام تقنيات DeVita.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة من 2 - 3 أشهر.</p>	بدون الكلاميديا	3

<p>اللمف هو عبارة عن أنسجة الجسم السائلة. يلعب دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على توازن الماء، و التوازن الداخلي للبيئة الدقيقة للخلايا، وهو قادر على التخلص من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض و السموم من الأنسجة. في حالة نقص الدورة للمفاوية، فإن الجهاز اللمفاوي لا يقوم بأداء مهامه الرئيسية، مما يؤدي إلى ظهور الامراض. يساعد البرنامج على تنظيم التدفق اللمفاوي، تقوية جدران الأوعية اللمفاوية، تحسين حالة الغدد اللمفاوية، مما يؤدي إلى انخفاض في الوذمة (Edema) و إفراز أفضل للمستقلبات (metabolites) من الأنسجة.</p> <p>استخدام البرنامج يعزز دفاعات الجسم .</p> <p>الاستعمال: يستخدم مرة واحدة يوميًا إذا لزم الأمر، أو وفقا لمخطط المجمعات (المدرجة في البرنامج الآلي "تطهير")</p>	<p>جهاز لمفاوي سليم</p>	<p>11</p>
<p>الزكام هو من أحد الأمراض المعدية الأكثر شيوعًا في العالم. العوامل المسببة هي فيروسات الجهاز التنفسي (الفيروسات الغدية، فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (respiratory syncytial virus)) التي تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي (الأنف، البلعوم، القصبة الهوائية و الحنجرة). الأمراض التي تسببها هذه المجموعة من الفيروسات المعدية، حيث يتم انتقالها عن طريق الهواء ولا يتم علاجها بالمضادات الحيوية. يمكن حدوث مضاعفات بعد الإصابة بنزلة برد، التهاب الأنف، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الأذن الوسطى، و غيرها. في كثير من الأحيان، يمكن أن تتراكم العدوى البكتيرية على الجسم الضعيف. لذلك يُصبح باستخدام هذا البرنامج مع مضادات البكتيريا "بدون المكورات العنقودية"، "بدون المكورات العقدية".</p> <p>يهدف البرنامج إلى الحد من التهاب الأغشية المخاطية للأنف، الحنجرة، الشعب الهوائية و تفعيل المناعة الموضعية.</p> <p>الاستعمال: عند ظهور الاعراض الاولى للزكام في الايام الثلاثة الاولى يستخدم البرنامج من 2-3 مرات في اليوم لاحقًا، مرة واحدة يوميًا لمدة 7-14 يوم.</p>	<p>ضد الزكام</p>	<p>12</p>

<p>يسمى المرض الذي يسببه هذا الفيروس بالهربس النطاقي (Herpes zoster أو Shingles) إذا كان الشخص مصابًا بجذري الماء (أحد أشكال الفيروس النطاقي) يبقى الفيروس في الجسم بشكل غير ناشط ويختبئ في الخلايا العصبية. مع انخفاض حرارة الجسم أو نزلات البرد أو الأمراض المزمنة، يظهر الفيروس على سطح الجلد مع تكوين طفح جلدي مميز و ألم شديد على طول مسار أي عصب حسي.</p> <p>يهدف البرنامج إلى القضاء على الفيروس و إزالة العلامات الرئيسية لظهوره.</p> <p>الاستعمال: من 3-4 مرات يوميًا حتى اختفاء المظاهر الغير المرغوب فيها لمدة شهر واحد على الأقل جنبًا إلى جنب مع برنامج "بدون هربس"</p> <p>تنبيه: لا يستعمل البرنامج في حالة جذري الماء.</p>	<p>بدون الهربس النطاقي</p>	<p>8</p>
<p>الهربس البسيط كان معروفًا منذ العصور القديمة. واحد من كل أربعة أشخاص يمكن ان يكون حاملًا للفيروس. فهي تتمركز على الأغشية المخاطية للشفتين، الفم والأعضاء التناسلية. يساهم انخفاض المناعة أثناء انخفاض درجة حرارة الجسم أو ارتفاع درجة الحرارة أو أثناء الأمراض المعدية أو أثناء الحيض لدى النساء في ظهور طفح جلدي مزعج على الأغشية المخاطية. ينتقل الفيروس بشكل رئيسي من خلال ملامسة سوائل الجسم الشخص المصاب (الدم، اللعاب، السائل المنوي، الإفرازات المخاطية).</p> <p>يقلل البرنامج بشكل فعال من العبء الالتهابي و يمنع ظهور علامات العدوى على الأغشية المخاطية.</p> <p>الاستعمال: يستعمل كل 3 ساعات عند ظهور العلامات الأولى للطفح الجلدي، ثم مرة إلى مرتين في اليوم لمدة شهر جنبًا إلى جنب مع برنامج "بدون هربس"</p>	<p>بدون الهربس البسيط</p>	<p>9</p>
<p>أكثر من 90 ٪ من سكان العالم حاملون للفيروس. يمكن حدوث الإصابة بعدة طرق: من خلال اللعاب، الاتصال الجنسي، مستلزمات النظافة، وكذلك عن طريق الهواء. في البداية، قد يكون المرض بدون أعراض، لكن لاحقًا تبدأ العلامات المميزة للمرض بالظهور: صداع، تورعك، حمى و تكاثر هربسي سريع.</p> <p>يساعد البرنامج في تقليص وقت الشفاء و تقليل الالتهاب و الألم.</p> <p>الاستعمال: من مرة إلى مرتين في اليوم لمدة شهر جنبًا إلى جنب مع برنامج «بدون الهربس النطاقي» أو «بدون الهربس البسيط».</p>	<p>بدون هربس</p>	<p>10</p>

<p>البرنامج يحمي من الآثار السلبية لعدد كبير من البروتوزوا. يصاب بها واحد من كل خمسة أشخاص، و تنتقل العدوى من خلال الأيدي المتسخة أو الطعام و الماء الملوثن. يعاني الشخص المصاب من آلام شديدة في البطن، انتفاخ ، شعور دائم بالتعب و الاكتئاب. و قد يتأثر الكبد و البنكرياس. بالطبع، كل هذه العلامات تتداخل مع حياتك، و إلى جانب ذلك، يمكن أن تصيب الأشخاص المقربون اليك.</p> <p>يؤثر البرنامج على الأميبا (Amoeba)، جيارديا (Giardia)، و يقضي عليها. مراقبة قواعد النظافة الشخصية، و كذلك اتباع «القاعدة الذهبية» لا تشرب ماء الصنبور، الاستخدام المنتظم للبرنامج «بدون البروتوزوا» كوسيلة وقائية لحمايتك من هذه الكائنات الدقيقة.</p> <p>الاستعمال: يوصى باستخدام البرنامج من مرة الى مرتين في اليوم لمدة تتراوح من 10-14 يومًا.</p> <p>في حالة الإصابة بالعدوى مجددا، فمن الضروري تحديد مصدر العدوى.</p>	<p>دون البروتوزوا</p>	<p>16</p>
<p>هناك العديد من العوامل المسببة لأمراض الجهاز البولي التناسلي، وغالبًا ما يكون سبب المرض ليس كائنًا دقيقًا واحدًا، بل عدة كائنات دقيقة. العدوى يمكن أن تكون حادة أو مزمنة. يمكن أن تتسبب العدوى المزمنة بمرور الوقت في تضيق مجرى البول، التهاب المفاصل، العقم و زيادة خطر الحمل خارج الرحم (Ectopic pregnancy). قد يحدث التفاقم بشكل دوري خلال نزلات البرد أو نتيجة للإرهاق العاطفي الزائد. تنتقل العدوى بشكل رئيسي أثناء الاتصال الجنسي، وبعضها ينتقل عند الولادة من الأم المريضة. يمكن أن تعيش الطفيليات مثل اليوريا بلازما (Ureaplasma) في الجسم لسنوات دون التسبب في أي أعراض و تعمل على عدم إظهار وجودها بأي شكل من الأشكال. العامل الرئيسي للدفاع عن الجسم هو البكتيريا الطبيعية و تقنيات DeVita الحديثة، و التي لها تأثير ضار على الفلورة الطفيلية و تدعم دفاعات الجسم الطبيعية.</p> <p>يحارب البرنامج بشكل فعال طفيليات اليوريا بلازما (Ureaplasma)، التوكسوبلازما (Toxoplasma) و الميكوبلازما (Mycoplasma). الاستعمال: يوميًا لمدة أشهر.</p>	<p>الصحة الجنسية</p>	<p>17</p>
<p>الديدان المثقوبة (Trematoda) هي ديدان مسطحة يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة مختلفة لدى الإنسان. يمكن أن تعيش في الدم (البلهارسيا) (Schistosoma)، الكبد، الأمعاء و الرئتين. تحدث العدوى عند مضغ اطراف العشب اللينة، خاصة بالقرب من المسطحات المائية أو أثناء السباحة فيها، عند تناول الخضراو السلطة الغير مغسولة جيداً، و كذلك من لحوم الأبقار و الأسماك المطبوخة بشكل غير كامل.</p> <p>يهدف البرنامج إلى القضاء على معظم أنواع الديدان المثقوبة، بما في ذلك البلهارسيا، بغض النظر عن مرحلة تطورها و مدة تواجدها في الجسم. الاستعمال: يوميًا لمدة 14 يوما.</p>	<p>بدون البلهارسيا و الديدان المثقوبة</p>	<p>18</p>

<p>تتواجد الفطريات المجهرية في كل مكان تقريبًا. تعتبر الشقة الحديدية المدفئة أو المنزل الخاص موطنًا ممتازًا للعفن و الفطريات. موطن العفن المفضل هو الحمامات، المكتبات والأماكن ذات التهوية السيئة. يمكن للفطريات أن تنتقل إلى الجسم عن طريق الطعام والماء والهواء والأشياء القديمة المغطاة بالغبار. يسبب العفن الحساسية، ليس فقط عن طريق الاستنشاق، ولكن أيضًا عن طريق ردود الفعل المتصالية على الجلد (Cross-reactivity). يمكن أن يخترق العفن حاجز الجلد عند الاستحمام، المشي حافي القدمين، عند توفر الظروف المحفزة للعفن (الرطوبة، درجة الحرارة، المخلفات العضوية على شكل أوساخ أو دهون) تسبب الفطريات والعفن أمراض الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي والجلد مع تغيرات في أنسجة هذه الأعضاء.</p> <p>لمنع الالتهابات الفطرية وتقليل أعراض الحساسية، يُوصى باستخدام برنامج بدون العفن و الفطريات. البرنامج فعال ضد الرشاشيات (Aspergillus).</p> <p>الاستعمال: من 1-3 مرات في اليوم لمدة 4 أسابيع مع مشاكل الجلد والأظافر، يستخدم برنامج "بدون فطريات".</p>	<p>بدون العفن و الفطريات</p>	<p>13</p>
<p>البرنامج يحمي من الإصابة بالفطريات الشائعة مثل المبيضات (Candida). وهي جزء من البكتيريا الطبيعية التي تتواجد في الأمعاء، المهبل والفق. مع انخفاض المناعة، تبدأ المبيضات في التكاثر بسرعة ملحقة أضرارًا بالجسم. تحدث الأمراض أيضًا بسبب المبيضات، التي تدخل إلى الجسم عن طريق الطعام، الأدوات المنزلية، بعد استخدام المضادات الحيوية القوية و أثناء الجماع مع شخص مصاب. تظهر الأعراض على شكل طفح جلدي، سلاق الفم، ألم و حرقان في الأعضاء التناسلية، و إختلال الميكروبيوم (Dysbiosis).</p> <p>يستخدم برنامج "إيقاف المبيضات" لمنع المبيضات من التكاثر.</p> <p>الاستعمال: يجب تطبيق البرنامج من 1-3 مرات في اليوم لمدة تتراوح من 2-4 أسابيع بشكل متكامل مع البرنامج "بدون البروتوزوا".</p>	<p>بدون مبيضات</p>	<p>14</p>
<p>تنتمي الأمراض الفطرية التي تصيب الإنسان إلى مجموعة الأمراض المعدية التي تسببها الفطريات المسببة للأمراض. يتمثل الخطر الرئيسي للأمراض الفطرية في كون المناطق المصابة بالفطر طرقًا مفتوحة للعديد من مسببات الأمراض المختلفة. في أغلب الأحيان، تؤثر العدوى الفطرية (Mycosis) على الجلد (الشعر والأظافر) و الأغشية المخاطية للأعضاء الداخلية. يتطلب العلاج اتباع نهج متكامل و اتباع شروط النظافة. يحارب البرنامج بنشاط الفطريات بشكل فعال مثل التريكوفايتو (Trichophyton)، البوغاء (Microsporum) و العفنة (Mucor). . الاستعمال: للوقاية من الإصابة بعدوى فطرية، يوصى باستخدام البرنامج في كل مرة بعد الساوناء، المسبح، الشاطئ أو في حالة الاحتكاك بشخص مصاب.</p> <p>في حالة وجود عدوى فطرية في الجسم، يتم استخدام البرنامج من مرة إلى مرتين في اليوم لمدة شهر.</p>	<p>بدون فطريات</p>	<p>15</p>

<p>بتسبب وجود الطفيليات في الجهاز الهضمي و الكبد في تطور أمراض مثل التهاب الأقفنية الصفراوية، خلل الحركة الصفراوية، التهاب المرارة و التهاب الكبد. يؤدي وجودها في الأمعاء إلى التهاب جدران الأمعاء و تقليل امتصاص العناصر الغذائية. تسبب المواد السامة التي تطلقها الطفيليات أُلماً في المفاصل و العضلات و تؤثر على الجهاز العصبي المركزي و تساهم في حدوث حالات الاكتئاب، العصبية، القلق واضطرابات النوم.</p> <p>يهدف البرنامج إلى تطهير الجسم من طفيليات الجهاز الهضمي، الكبد و البنكرياس.</p> <p>الاستعمال: يستخدم البرنامج يوميًا لمدة 7-10 أيام. بعد 14 يومًا ، تُكرر الدورة.</p>	<p>بدون طفيليات في الجهاز الهضمي</p>	<p>21</p>
<p>الإنفلونزا عدوى فيروسية شديدة تصيب الأشخاص من جميع الأعمار. يصاب ما يصل إلى 500 مليون شخص بالإنفلونزا كل عام. في حالات الإنفلونزا الشديدة، يحدث ضرر لا رجعة فيه على الجهاز القلبي الوعائي، الجهاز التنفسي و الجهاز العصبي المركزي. ينتقل الفيروس بسهولة عن طريق الهواء (عند العطس و السعال و أثناء الحديث). أكثر مضاعفات الإنفلونزا شيوعًا هو الالتهاب الرئوي.</p> <p>يهدف البرنامج إلى القضاء على سلالات مختلفة من فيروسات الأنفلونزا و تخفيف المظاهر الالتهابية.</p> <p>الاستعمال: للوقاية من الأنفلونزا أثناء الوباء، يتم تطبيق البرنامج مرة كل يومين. عند الضرورة يستعمل يوميًا من 2-3 مرات في اليوم، بالتناوب مع برنامج "بدون الإنفلونزا العامة". بعد ذلك، استخدام برنامج "النزح العام" و من الممكن استخدامه مع برامج "بدون المكورات العنقودية"، "بدون المكورات العقدية"، "بدون مبيضات" و ذلك لتجنب العبء الجرثومي و الفطري، وكذلك استخدام برامج "مضاد الفيروسات" و "ضد الزكام".</p>	<p>مضاد الانفلونزا</p>	<p>22</p>
<p>الأنفلونزا مرض يصيب الجهاز التنفسي العلوي و السفلي و يصاحبه تسهم حاد، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. تبدأ الإنفلونزا دائمًا بشكل حاد و سريع (لا تظهر العلامات الأولى الا بعد مرور 48 ساعة من لحظة الإصابة). يتمثل المظهر الرئيسي للتسمم في ارتفاع درجة حرارة الجسم (40 درجة مئوية وما فوق). يمكن أن تستمر درجة الحرارة هذه لأكثر من 5 أيام، مما يؤدي إلى: ضيق في التنفس أو مشاكل في التنفس، ضعف في الوعي و حدوث تشنجات. يؤدي ارتفاع درجة الحرارة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، كبار السن، و الأطفال، إلى صدمة تسممية معدية (فشل في الأعضاء الحيوية). باستخدام برنامج "بدون الإنفلونزا العامة" يمكن التخفيف من حالة المريض، و مع الاستخدام المتكامل لعدة برامج ضد فيروسات الأنفلونزا، يمكن استعادة الصحة بسرعة و بدون مضاعفات. الاستعمال: عند ظهور أعراض الأنفلونزا و ارتفاع درجة حرارة الجسم، استخدم البرنامج من 1-3 مرات متتالية أو بالتناوب مع برنامج مضاد الأنفلونزا. احرص على شرب الكثير من السوائل و الالتزام بقواعد النظافة الشخصية.</p>	<p>دون الانفلونزا العامة</p>	<p>23</p>

<p>يمكن لبويضات الديدان الغير المرئية بالعين المجردة الدخول إلى الفم عن طريق الفواكه الغير المغسولة، اللحوم غير المطبوخة جيدًا، والأيدي المتسخة. الديدان التي تعيش في جسم المضيف، تتغذى على أنسجته، "تأخذ الطعام" من الجسم (لذلك، يميل الشخص المصاب إلى الأكل بكثرة)، وتطلق مواد سامة. يبدأ الشخص بفقدان الوزن، سقوط الشعر، وتقشر الجلد. الديدان الطفيلية الأكثر شيوعًا هي ديدان الإسكارس. يمكن أن تتسبب في تلف جدار الأمعاء الدقيقة، وانسداد الأمعاء، التهاب البريتوان (Peritoneum)، التهاب الشعب الهوائية، الالتهاب الرئوي، نفث الدم (Hemoptysis) و أمراض الكبد والبنكرياس. يسبب طفيل الإسكارس رد فعل تحسسي يمكن أن يظهر في شكل ربو و طفح جلدي. تحت تأثير البرنامج، تتوقف الديدان عن التغذية، مما يؤدي إلى موتها والإزالة الطبيعية للطفيليات من الجهاز الهضمي. ليس للبرنامج أي تأثير سام على جسم الإنسان. يُصبح للأشخاص الذين لديهم حيوانات أليفة، أطفال صغار أو مهن متعلقة بالعمل مع الحيوانات باتباع التدابير الوقائية بانتظام مرة في كل ثلاثة أشهر. الاستعمال: يستخدم البرنامج يوميًا في المجموع 10 جلسات على الأقل.</p> <p>بعد 14 يومًا ، تُكرر الدورة.</p>	<p>بدون ديدان النيما تودا والإسكارس</p>	<p>19</p>
<p>تدخل الطفيليات إلى جسم الإنسان من خلال الجلد، ويمكن أيضًا أن تنتقل إلى الجسم مع الطعام، الماء و الغبار. يعاني الكثير من الأشخاص الذين يتبعون أسلوب حياة صحي من مشاكل صحية بسبب وجود الطفيليات. بدون تخليص الجسم من الطفيليات لا يعطي تحسين حالة الجسم (التغذية السليمة، التمارين الرياضية، وتقوية الجسم) تأثيرًا إيجابيًا واضحًا. الطفيليات هي مسبب للعديد من الأمراض المزمنة: التهاب المرارة (Cholecystitis)، حصى المرارة (Gallbladder)، التهاب القولون، داء السكري، الربو القصبي و التهاب الجلد و مشاكل مثل التعب المزمن، التهيج و القلق، فرط النشاط عند الأطفال، فقر الدم، هشاشة الأظافر و الشعر، مشاكل الجلد، الصداع، اضطرابات الشهية، و انخفاض المناعة هي إشارات على الإصابة بالطفيليات. جميع الأمراض الطفيلية مخيفة لأن الطفيليات تتنكر في شكل أمراض أخرى. الوقاية من الأمراض الطفيلية هي ، أولاً و قبل كل شيء، مراعاة المعايير الصحية العامة، واستخدام برامج "بدون الطفيليات العامة" تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على صحتك و صحة الأشخاص من حولك. الاستعمال: يستخدم البرنامج يوميًا في المجموع 10 جلسات على الأقل.</p> <p>بعد 14 يومًا ، تُكرر الدورة.</p>	<p>بدون الطفيليات العامة</p>	<p>20</p>

<p>واحد من البرامج الرئيسية لتطهير الجسم من السموم. الجهاز للمفاوي مسؤول عن إزالة المواد السامة من الأنسجة و الأعضاء. مع الأمراض المختلفة، تزداد كمية المواد الضارة عدة مرات. و لا يسع الجهاز المفاوي الوقت لإزالتها ويمكن أن يحدث تسمم في الجسم مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يتأثر التدفق الطبيعي لمحتويات تجويف الجرح أو العضو بسبب المرض أو الإصابة. يمكن أن يتسبب التراكم المفرط للسوائل التي تحتوي على الكائنات الحية المسببة للأمراض في حدوث التهاب شديد وتدهور في جسم الإنسان.</p> <p>باستخدام برنامج "النزح العام"، ستحمي جسمك من الحمل السام الذي يتعرض له في حالة الإصابة بأمراض أو إصابات مختلفة. يهدف البرنامج إلى تحييد وإزالة السموم من الجسم، مع تخفيف الحمل على الجهاز للمفاوي.</p> <p>الاستعمال: مرة واحدة بعد استخدام أي من برامج DeVita AP المدرجة في البرنامج الأوتوماتيكي "تطهير".</p>	<p>النزح العام</p>	<p>27</p>
<p>المصفوفة ما بين الخلايا هي المكان الرئيسي لتراكم السموم، مما يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي، تطور العديد من الأمراض المزمنة الخطيرة، والشيخوخة المبكرة للجسم. تصريف الأنسجة هو وسيلة لإزالة السموم من الأنسجة، فهي تعزز إزالة أملاح المعادن الثقيلة، النويدات المشعة، يحسن عمليات التمثيل الغذائي و الحالة العامة للجسم.</p> <p>الاستعمال: في حالة التسمم الحاد يوميًا، جنبًا إلى جنب مع برنامج النزح العام.</p>	<p>النزح المضاد للسموم</p>	<p>28</p>
<p>نظام التطهير الكامل العميق للجسم الذي اقترحه ريف (Rife .R) يساعد البرنامج على التخلص من منتجات التمثيل الغذائي والسموم، تحسين وظيفة التصريف في الجهاز الليمفاوي، زيادة قدرات إزالة السموم من الكبد، تنشيط وظيفة إفراز الكلى و زيادة مستوى الدفاع المناعي.</p> <p>الاستعمال: كل يوم لمدة شهر في حالة عدم وجود أمراض خطيرة في الكبد، الكلى و الجهاز الليمفاوي.</p> <p>إذا كان ممكنا، فمن المستحسن استخدام برنامج DeVita Ritm الأوتوماتيكي «تطهير كامل» لتنظيف لطيف للجسم.</p>	<p>إزالة السموم المكسيكية</p>	<p>29</p>

<p>العدوى المعوية مرض يحدث عن طريق دخول بعض مسببات الأمراض من الفيروسات أو البكتيريا إلى الجسم. الناس من جميع الأعمار، في أغلب الأحيان الأطفال و الاشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية، معرضون للإصابة بهذه العدوى. العدوى المعوية غالبا ما تكون مصحوبة ب : الغثيان، التقيؤ، الاسهال، آلام في البطن و الحمى. بالنسبة للعدوى الفيروسية، يمكن أيضًا ملاحظة أعراض أخرى: سيلان الأنف و احمرار في الحلق، و كذلك ألم عند البلع، قلة الشهية و فقدان الطاقة. يهدف البرنامج إلى القضاء على فيروس الأنفلونزا المعوي كفيروس الروتا و السلالات الممرضة من الإشريكية القولونية، مما يساعد على استعادة الحالة الطبيعية و وقف جفاف الجسم، و الذي يعتبر مرضا قاتلا للجسم.</p> <p>الاستعمال: استخدمه في اليوم الأول من 4-5 مرات متتالية للحصول على نتائج مستقرة. ثم، لمدة 3-5 أيام، يوميا من 1-2 مرات بالتناوب مع برنامج " النزح العام " و "مضاد الفيروسات" و من المستحسن شرب الكثير من الماء.</p>	<p>جهاز هضمي سليم</p>	<p>24</p>
<p>عند دخول البكتيريا أو الفيروسات المعوية الى الجسم عن طريق الطعام و الماء او من خلال الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، يظهر تتطور للعدوى و التي تسمى عامة بالتسمم. يمكن أن تكون لهذه العدوى علامات خفية أو واضحة لتواجدها: صداع، آلام في العضلات، آلام في البطن، حمى، تقي، اضطراب في البراز. يمكن أن يؤدي كل هذا لاحقا إلى تلف خطير في الأعضاء. يساعد البرنامج الجسم على التعامل مع العدوى التي تسببها الفيروسات المعوية و بعض أنواع السالمونيلا، يسرع عملية الشفاء، و يقلل من احتمالية حدوث مضاعفات.</p> <p>الاستعمال: يستخدم في اليوم الأول من 4-5 مرات متتالية للحصول على نتائج مستقرة. ثم، لمدة 3-5 أيام، يوميا من 1-2 مرات بالتناوب مع برنامج "النزح العام" و "مضاد الفيروسات" و من المستحسن شرب الكثير من الماء.</p>	<p>مساعدة ضد حالة التسمم</p>	<p>25</p>
<p>الالتهابات الفيروسية هي مجموعة كبيرة من الأمراض التي تسببها الفيروسات. الفيروسات هي شكل انتقالي بين الطبيعة الحية و غير الحية. نظرًا الى أن الفيروسات تحتوي على مادة وراثية، و لكن ليس لديها خلية خاصة بها، فهي تعتبر كمجرد طفيليات داخل الخلايا. هنا تكمن بالضببط صعوبة القضاء عليها. يمكن للفيروسات أن تنتقل عن طريق الهواء، من خلال سبل مختلفة، و عن طريق التقبيل و الجنس ايضا. للمناعة دور مهم في القضاء التام على الفيروسات في الجسم. يهدف برنامج "مضاد الفيروسات" إلى مكافحة الفيروسات المختلفة، ولا سيما الفيروس المضخم للخلايا (Cytomegalovirus) و فيروس إبشتاين بار (Epstein-Barr virus). كما أنه يستخدم لإضعاف أي سلالات فيروسية و تعزيز مناعة الجسم.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أشهر.</p>	<p>مضاد الفيروسات</p>	<p>26</p>

<p>بكتيريا مسببة للأمراض مشروطة. مع زيادة أعداده، فإنه يؤثر على الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي و الجهاز البولي كما يسبب تسممًا شديدًا مع اختلال وظائف الأعضاء المذكورة. تنتقل العدوى عن طريق الطعام، الماء و عند الاتصال بشخص مصاب. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>يقاف كليسيلا</p>	<p>35</p>
<p>تعد بكتيريا الكمبيلوباكتري من احد العوامل المسببة للالتهابات المعوية. يمكن ان يتواجد في الغشاء المخاطي و الجهاز الليمفاوي للأعضاء و في أعضاء أخرى. تحدث العدوى عن طريق الحيوانات و الطيور و من خلال استخدام منتجات اللحوم الملوثة، الحليب و المياه و أقل شيوعًا، من خلال الجلد التالف، لدغات الحيوانات المصابة. و تنتقل أيضا عبر العدوى المنتقلة عموديا (Vertically transmitted infection) أو أثناء الولادة . يتعرض سكان الريف، مربوا الحيوانات و الدواجن و السياح الذين يزورون البلدان النامية لخطر الإصابة. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>بدون الكمبيلوباكتري</p>	<p>36</p>
<p>كلوستريديوم ديفيسيل (Clostridium Difficile) هي جزء من البكتيريا المعوية الطبيعية، و عند حدوث اختلال الميكروبيوم (Dysbiosis)، يمكن أن يسبب تلف جدران الأمعاء الغليظة. كلوستريديوم بوتولينيوم (Clostridium Botulinum) يعيش في التربة و مياه البحر، وهو موجود في كل مكان و هو واحدا من السموم البكتيرية الأكثر قوة و التي تعرف ب: توكسين البوتولينوم (Botulinum toxin). الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين</p>	<p>بدون الكلوستريديوم</p>	<p>37</p>
<p>بكتيريا مسببة للدوسنتاريا. يمكن أن تحدث العدوى عن طريق الفم او الشرج أو استعمال الأغراض المنزلية و من خلال الماء و الغذاء. يمكن ان يكون الذباب و الصراصير من احد ناقلات العدوى. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>بدون الشيغلا</p>	<p>38</p>
<p>يتكاثر فيروس الأنفلونزا المعوي في خلايا الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي مما يؤدي إلى الإسهال الشديد و جفاف الجسم. الطريق الرئيسي لانتقال المرض هو الغذاء. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين</p>	<p>إيقاف فيروس الروتا</p>	<p>39</p>
<p>ينتمي الفيروس المعوي (Enterovirus) و فيروس كوكساكي إلى المجموعة المعوية، و يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، العضلات، القلب، الجلد، الجهاز التنفسي و الجهاز البولي التناسلي. تنتقل من شخص لآخر عن طريق الهواء و من خلال استعمال الأغراض المنزلية. تحدث موجة العدوى خلال الموسم الدافئ. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>مضاد فيروسات الجهاز الهضمي</p>	<p>40</p>

<p>الحساسية هي ردة فعل جهاز المناعة الجسم لأي مادة كالطعام، الصوف، الغبار، حبوب اللقاح، المواد الكيميائية والعوامل المرضية. حاليًا، يعاني أكثر من 85% من سكان العالم من أنواع مختلفة من الحساسية. غالبًا ما تحدث الحساسية بسبب سوء التغذية و نمط الحياة الغير الصحي. يمكن التعرف على الحساسية من خلال سيلان الأنف المفاجئ، العطس أو دمعان العينين، الاحمرار و حكة الجلد. يزيل البرنامج الأعراض الرئيسية للحساسية، يخفف من حالة العامة للجسم، و يساعد على استقرار جهاز المناعة.</p> <p>الاستعمال: يوميًا في حالة ظهور الأعراض و يستخدم ايضا لتحسين الحالة بشكل عام.</p>	<p>بدون حساسية</p>	<p>30</p>
<p>يعمل البرنامج على مكافحة الفيروس الغداني 36 (Adenovirus 36) والذي يعتبر سببا شائعا لزيادة الوزن. بالإضافة إلى ذلك، عند استخدام البرنامج، يتم تنظيم الجهاز العصبي الذاتي، و تحفيز عمليات فقدان الوزن. يساعد البرنامج أيضًا في الحفاظ على موارد طاقة الجسم.</p> <p>الاستعمال: يُنصح باستخدامه وفقًا لمخطط استخدام مجمع "مظهر أنيق"</p>	<p>التحكم في الوزن</p>	<p>31</p>
<p>السالمونيلا من عائلة البكتيريا المعوية (Enterobacteriaceae)، مقاوم للبيئة الخارجية: يمكن ان تعيش في غبار المنزل، المسطحات المائية المفتوحة، في اللحم المجمدة و النقانق، بيض الدواجن و منتجات الألبان من 3 إلى 6 أشهر. تموت في درجات حرارة تزيد عن 70 درجة. يصاحب العدوى: ارتفاع في درجة الحرارة، آلام في البطن، تقي و اسهال. ومع ذلك، يمكن ان يكون انتقال العدوى بدون علامات.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين</p>	<p>بدون السالمونيلا</p>	<p>32</p>
<p>ينتمي الى عائلة البكتيريا المعوية التي تسبب التهاب الأمعاء الدقيقة، و لكن يمكن أن تؤثر أيضًا على الأعضاء الأخرى: الكبد، الكلى، القلب و المفاصل. تتواجد في الماء، التربة و الغذاء. يتحمل درجات الحرارة المنخفضة جدًا، لذلك يمكنه العيش و التكاثر في الثلاجة. يمكن ان تتواجد في جسم الانسان دون التسبب في علامات الالتهاب و لا يتم ملاحظتها الا عند ضعف المناعة. و لاحقًا تبدأ التفاقمات في الحدوث.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين</p>	<p>بدون يرسينيا</p>	<p>33</p>
<p>بكتيريا البروتيويس هي نوع من الفلورا المسببة للأمراض المعوية. مع نمو نشط، تسبب أضرارًا للجهاز الهضمي، المسالك البولية، التشوهات الخلقية و التهابات الجروح. يمكن ملاحظة البكتيريا المسببة للأمراض في حالة تناول الغير منتظم للمضادات الحيوية. تنتقل البكتيريا من الخارج من خلال الطعام، الماء و الأيدي غير المغسولة جيدًا.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>بدون بروتيويس</p>	<p>34</p>

<p>الركتسيا هو طفيلي يعيش داخل الخلايا. قادر على التأثير على مختلف اعضاء الجسم، مما يسبب اضطرابات كبيرة في الجهاز العصبي المركزي واضطرابات في الدورة الدموية.</p> <p>طرق انتقال العدوى: من خلال لدغة القراد، الطعام و الاتصال. منتشر في البلدان النامية.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>بدون الركتسيا</p>	<p>49</p>
<p>يؤثر فيروس الورم الحليمي البشري (Human Papillomavirus) على الجلد والأغشية المخاطية مع تكوين الزوائد الجلدية. بعضها قادر على إحداث تكوينات خبيثة، النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة.</p> <p>طرق انتقال العدوى: عن طريق استعمال الاغراض المنزلية، الاتصال الجنسي او أثناء الولادة من الأم إلى الطفل.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>بدون البابيلوما العامة</p>	<p>50</p>
<p>مع آفات فيروس الورم الحليمي البشري في السطح المخاطي للجهاز البولي، حدوث تكوينات في الحوض الكلوي و المثانة. مع التعرض المطول للعوامل الضارة، لا يمكن لهذه التكوينات أن تقلل من وظائف الأعضاء فحسب، بل هي أيضًا قادرة على التسبب بالتنكس (Degeneration).</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>بدون البابيلوما</p>	<p>51</p>
<p>التريكومونيس (Trichomonas) هي واحدة من الكائنات الأولية التي تسبب العديد من الأمراض الجنسية. تحدث العدوى بأي نوع من أنواع الاتصال الجنسي، وكذلك من خلال الاتصال المنزلي: حافة المراض، حمام السباحة، استخدام المناشف العادية، مناشف الغسيل، منتجات النظافة، تجربة ملابس شخص آخر (الملابس الداخلية). عند دخولها إلى مجرى الدم، يمكنها التنكر في شكل خلايا دم. التهديد الأكبر، في أغلب الأحيان، لا يكمن في البروتوزا نفسه، ولكن في العوامل المعدية التي تنقلها: الكلاميديا ، المبيضات، النيسرية البنية (Neisseria Gonorrhoeae)، الفيروس المضخم للخلايا (Cytomegalovirus) و فيروسات الهربس.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين</p>	<p>بدون التريكومونيس</p>	<p>52</p>
<p>جرثومة تسبب تلف الشعيرات الدموية، الكبد، الكلى و العضلات. تتواجد في كل مكان. تنتقل العدوى من الحيوانات الأليفة و البرية، و من خلال الأغشية المخاطية، الجلد التالف و من مصادر المياه الطبيعية.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين</p>	<p>بدون ليبتوسيروسيس</p>	<p>53</p>

التريماتودا أو الديدان المثقوبة و الديدان المسطحة هي ديدان تؤثر على الكبد، البنكرياس، الأمعاء و الرئتين، الأوعية الدموية و الدماغ. طرق انتقال العدوى: السباحة في المسطحات المائية المفتوحة في آسيا، إفريقيا و أمريكا الجنوبية، تناول الأسماك غير المحضرة أو النيئة، الرخويات، القشريات و اللحوم. الاستعمال: يتم استخدام البرامج معًا يوميًا لمدة أسبوعين.	بدون الديدان المثقوبة العامة ١	41
	بدون الديدان المثقوبة العامة ٢	42
Entamoeba histolytica هو كائن أولي (Protozoa) . قادرة على التسبب في مرض الأميبيا (Amoebiasis)، مصحوبًا بتلف القولون، الكبد، الرئتين و أعضاء أخرى. ينتقل الى الجسم عن طريق الطعام و الماء. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.	إيقاف الأميبا	43
المكورات المعوية هي بكتيريا طبيعية تعيش في جسم الانسان. عند استخدام المضادات الحيوية، و اختلال وظيفة الحاجز للجلد و الأغشية المخاطية، الأمراض الشديدة و عند كبار السن، يمكن أن تسبب المكورات المعوية مشاكل في الأمعاء الدقيقة، المسالك البولية، المهبل، القلب، الكبد و الجلد. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.	بدون المكورة المعوية	44
برنامج جديد لمكافحة الديدان الطفيلية المستديرة. تغطي غالبية أنواع الديدان الخيطية التي تصيب الإنسان و الحيوان. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.	بدون الديدان النييماتودا و الاسكاريس-جديد	45
الفيروسات الغدانية هي مجموعة من الفيروسات التي تسبب أمراضًا حادة تصيب أعضاء الجهاز التنفسي، العينين و الغدد الليمفاوية. تحدث العدوى عن طريق الهواء، و غالبًا في موسم البرد. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين	يقاف الفيروسات الغدانية العامة	46
الفيروس جد منتشر في أوروبا و آسيا و أمريكا الشمالية. ينتقل عن طريق الجو و يُحدث تلف مستوى الجهاز التنفسي، و قد يسبب حتى في تدمير الحويصلات الهوائية. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.	يقاف فيروس كورونا	47
البنسيليوم هو نوع من العفن الذي يصيب أعضاء الجهاز البولي، الجهاز التنفسي، الغدد الليمفاوية و الجلد. تسبب التسمم الحاد، و تعد من مسببات الحساسية، ايضًا. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين	إيقاف البنسيليوم	48

<p>ينتقل فيروس التهاب الدماغ المنقول عن طريق لدغات القراد، في كثير من الأحيان بشكل أقل من خلال استهلاك الحليب الطازج من الأبقار و الماعز المصابة بالفيروس. مناطق الانتشار: سيبيريا و الشرق الأقصى الروسي و الأورال. تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي المركزي.</p> <p>الاستعمال: يتم استخدام البرنامج جنباً إلى جنب مع "ضد داء لايم 1"، بعد اللدغة يوماً لمدة أسبوعين. للمشاكل التي تظهر بسبب لدغات سابقة، استعمال مجمع "ضد داء لايم".</p>	<p>ضد داء لايم 2</p>	<p>60</p>
<p>تساهم العوامل الممرضة المختلفة في تراكم السموم في الجسم و التي يمكن أن تسبب تلف الخلايا. برامج «خلية سليمة 1 و 2» تقلل من مخاطر ظهور الأورام، و تساهم في تصحيح التغيرات السابقة للسرطان، و تحد من الالتهاب و تعزز الحماية المناعية.</p> <p>الاستعمال: يتم استخدام البرامج معاً، راجع مجمع "خلية سليمة".</p>	<p>خلية سليمة 1</p> <p>خلية سليمة 2</p>	<p>61</p> <p>62</p>
<p>يحدث التهاب اللثة بسبب الفيروسات، البكتيريا و الفطريات. قد تصيب الأشخاص الذين يرتدون طقم و أقواس الأسنان. يساعد البرنامج في تقليل الحمل الممرض، تقليل الالتهاب و تحسين تغذية الأنسجة.</p> <p>الاستعمال: يومياً لمدة من شهر الى شهرين.</p>	<p>صحة اللثة</p>	<p>63</p>
<p>يشير ظهور القرحة على الغشاء المخاطي للفم إلى وجود عملية التهابية يمكن أن تسببها عوامل فيروسية، بكتيرية، اصابة أو نقص المغذيات الدقيقة. يخفف البرنامج الالتهاب، و يساعد على استعادة الغشاء المخاطي للفم، يقوي المناعة المحلية.</p> <p>الاستعمال: يومياً لمدة أسبوعين من المستحسن استخدامه جنباً إلى جنب مع برنامج "فم سليم".</p>	<p>تجديد الغشاء المخاطي</p>	<p>64</p>
<p>يحدث التهاب الغشاء المخاطي للفم (التهاب الفم) نتيجة لعوامل عدة: وجود عوامل معدية، تلف في تجويف الفم، أثناء إجراءات طب الأسنان و التغذية الغير متوازنة. يتموضع الالتهاب على اللسان، السطح الداخلي للشفتين، الخدين و الحنك. يخفف البرنامج الالتهاب، و يساعد على استعادة في الغشاء المخاطي للفم و يقوي المناعة المحلية.</p> <p>الاستعمال: يومياً لمدة أسبوعين يمكن دمجه مع برنامج "تجديد الغشاء المخاطي"، يستخدم لجميع إجراءات الأسنان التي تتضمن تلف الغشاء المخاطي.</p>	<p>فم سليم</p>	<p>65</p>
<p>غالبًا ما يكون تقيح اللثة مصحوبًا بتكوين الناسور (Fistula). يمكن أن يكون هذا محفوفًا بعواقب وخيمة انطلاقاً من فقدان الأسنان إلى التهاب الأنسجة العميقة.</p> <p>يساعد البرنامج على منع عملية التقيح، و يقلل من عملية الالتهاب.</p> <p>الاستعمال: يومياً لمدة 2 - 4 اسابيع.</p> <p>يُستخدم بعد علاجات الأسنان أو نزع الأسنان.</p>	<p>بدون الناسور</p>	<p>66</p>

<p>فطريات الخميرة من نوع المستخفيات (Cryptococcus) تصيب الجهاز العصبي المركزي، الرئتين، الجلد والأغشية المخاطية. يتواجد العامل الممرض في التربة الملوثة بفضلات الطيور. تنتقل العدوى عن طريق الهواء.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>يقاف كريبتوكوكاس</p>	<p>54</p>
<p>انتشار عدوى التوكسوبلازما في العالم جد مرتفع، يصل إلى 90%. لا يسبب تواجدها في الجسد في الكثير من الأحيان مشاكلًا لحاملها. تحدث العدوى عن طريق العدوى المنتقلة عموديا أو المكتسبة. تؤثر التوكسوبلازما على الجهاز العصبي العيني، القلب، العضلات، الرئتين، الأمعاء والجلد.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين</p>	<p>بدون التوكسوبلازما</p>	<p>55</p>
<p>يوريبلازما (Ureaplasma) هو شكل ممرض يسبب أمراض الجهاز البولي التناسلي، المفاصل وأمراض الحمل وتؤثر على الجنين. يحدث انتقال العامل المُعدي عن طريق الاتصال الجنسي، العدوى المنتقلة عموديا وأثناء الولادة.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>بدون يوريبلازما</p>	<p>56</p>
<p>تعتبر بركات الدودة الشريطية، التي تشكل أكياسًا في الجسم، مشكلة خطيرة. تضغط هذه التكوينات على الأنسجة المحيطة، مما يؤدي إلى ضمور وموت الأخيرة. تصيب البرقات الكبد، الرئتين، الكلى، العظام والدماع. تحدث العدوى من خلال ملامسة الحيوانات المصابة، عند قطف التوت والأعشاب، و شرب المياه من مصادر ملوثة. كما يتعرض عمال المسالخ، الرعاة و الدباغة لخطر الإصابة .</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>بدون ايكينوكوكاس</p>	<p>57</p>
<p><i>Pseudomonas aeruginosa</i> هي بكتيريا مقاومة بشكل طبيعي لمعظم العوامل المضادة للميكروبات. تؤثر على الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي المركزي، الأعضاء والأنظمة. مصدر العدوى هو الأشخاص و الحيوانات المصابة. طرق انتقال العدوى: استعمال الاغراض المنزلية، الأغذية و عن طريق الهواء.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>بدون الزائفة الزنجارية</p>	<p>58</p>
<p>داء القراد (مرض لايم) هو احد المشاكل الأكثر شيوعًا و التي تحدث عند لدغ القراد المصاب لشخص ما. يؤثر لدغ القراد على الجهاز العصبي المركزي، القلب و المفاصل.</p> <p>الاستعمال: يتم استخدام البرنامج جنبًا الى جنب مع برنامج "ضد داء لايم 2"، بعد اللدغة كل يوم لمدة أسبوعين. للمشاكل التي تظهر بسبب لدغات سابقة، استعمل مجمع "ضد داء لايم".</p>	<p>ضد داء لايم ١</p>	<p>59</p>

<p>يمكن أن يحدث التهاب الأذن بسبب: عملية مرضية في منطقة البلعوم الأنفي، انحناء الحاجز الأنفي، إصابات الأذن. يساعد البرنامج في تقليل التورم، الالتهاب و الألم.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين بالتناوب مع برنامج DeVita RITM "أذان سليمة".</p>	<p>آذان بدون التهاب</p> <p>72</p>
<p>غالبًا ما يُلاحظ التهاب اللوزتين في الحلقة البلعومية بعد الإصابة بالتهاب اللوزتين أو غيرها من الأمراض المعدية في البلعوم. يمكن أن تكون حادة أو مزمنة. يحدث الانتقال الخارجي للعدوى عن طريق الهواء، و الداخلي من خلال البؤر الداخلية للعدوى المزمنة. يساعد البرنامج على تقليل التهاب اللوزتين، التورم، الألم و الحمل السمي.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين تتناوب مع برنامج DeVita RITM "حلق بدون مشاكل".</p>	<p>حلق بدون آلام</p> <p>73</p>
<p>التهاب الأغشية المخاطية للبلعوم الأنفي المعدني الفيروسي أو البكتيري و قد لوحظ أعلى عدد لها في غير موسمها. يقلل البرنامج من الالتهاب، التورم و يمنع تطور التفاقم.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين</p>	<p>ضد البرد - عامة</p> <p>74</p>
<p>الالتهاب هو استجابة الجسم للضرر أو لتأثير عامل ممرض. يساعد البرنامج الجسم على القضاء على بؤرة الالتهاب، أينما كانت، تقليل تأثير العوامل المسببة للأمراض، و كذلك استعادة التوازن الداخلي.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة 1 - 4 أسابيع و من المستحسن دمج مع أي برامج أخرى لتقليل عملية الالتهاب.</p>	<p>مضاد الالتهابات العامة</p> <p>75</p>
<p>الصداع النصفي هو أحد أكثر أنواع الصداع شيوعًا. يتميز بألم نابض حاد موضعي في جزء معين من الرأس.</p> <p>يخفف البرنامج من تشنج الأوعية الدموية، يقلل من الألم و يساعد على تنظيم الدورة الدموية في منطقة الرأس.</p> <p>الاستعمال: عند الضرورة.</p>	<p>إيقاف الصداع النصفي</p> <p>76</p>
<p>تلف الجلد: الخدوش، الجروح، الحروق و ما إلى ذلك تعتبر منافذ مفتوحة أمام العوامل المعدية. ونتيجة لذلك، قد لا تلتئم الجروح لفترة طويلة و تصبح ملتهبة و مؤلمة.</p> <p>يعزز البرنامج تطهير الجرح و تقليل الالتهاب و الالتئام السريع للجرح.</p> <p>الاستعمال: يوميًا لمدة 1 - 4 أسابيع و من المستحسن دمج مع أي برامج أخرى لتقليل عملية الالتهاب.</p>	<p>مطهر</p> <p>77</p>

<p>البرنامج يخفف الألم، يسرع عملية الشفاء و يخفف الانتفاخ. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوع إلى اسبوعين. يستخدم مباشرة بعد التدخلات الطبية على الأسنان مثل علاج نزع و عملية زراعة الأسنان.</p>	<p>إيقاف الإصابة، الأسنان</p>	<p>67</p>
<p>يساعد البرنامج على تحسين عمل الجهاز العصبي بعد التعرض لعوامل مختلفة (معدية، رضحية (Traumatic)، و غيرها) يعزز استعادة الروابط العصبية بين الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي، و يخفف الانتفاخ و الألم. الاستعمال: يوميًا لمدة من 1 - 6 أشهر، من المستحسن جنباً الى جنب مع برنامج "أعصاب سليمة" (راجع مجمع، "داء لايم")</p>	<p>الجهاز العصبي المركزي بدون مشاكل</p>	<p>68</p>
<p>في حالة حدوث اختلال في الألياف العصبية، يمكن أن تؤدي الى اضطرابات وظيفية في الجهاز العصبي. يمنع البرنامج تدمير غمد المايلين للألياف العصبية، وبالتالي الحفاظ على ناقلة الألياف العصبية. الاستعمال: يوميًا لمدة من 1 - 6 أشهر، من المستحسن جنباً الى جنب مع برنامج "الجهاز العصبي المركزي بدون مشاكل" (راجع مجمع، "داء لايم")</p>	<p>أعصاب سليمة</p>	<p>69</p>
<p>التهاب الغشاء المخاطي لواحد من الجيوب الأنفية أو أكثر يمكن أن تحدث كمضاعفات للأمراض المعدية في الأنف و الجهاز التنفسي، و كذلك بعد إصابات في منطقة الوجه. يساعد البرنامج على تقليل الالتهاب في منطقة الجيوب الأنفية، وتحسين إفراز المخاط، وتقليل الألم أثناء العمليات الحادة. الاستعمال: يوميًا لمدة أسبوعين.</p>	<p>جيوب أنفية نقية</p>	<p>70</p>
<p>أكبر مشكلة لكثير من الناس هي التهاب الجيوب الأنفية المزمن، و الذي يستمر بدون مظاهر واضحة، و لكن لفترة طويلة. قد تشمل أسباب التهابات الجهاز التنفسي العلوي، الزوائد اللحمية، انحناء الحاجز الأنفي، و تسوس الأسنان. يساعد البرنامج على تقليل العملية الالتهابية في منطقة الجيوب الأنفية، تقليل التورم و منع التفاقم. الاستعمال: يوميًا لمدة شهر في حالة وجود مشكلة وذلك لمنع تفاقم نزلات البرد في موسم الزكام.</p>	<p>جيوب أنفية نقية، عامة</p>	<p>71</p>

الملحق 3 - "تفسيرات لاستخدام برامج DeVita Ritm"

DeVita Ritm (برامج يدوية)				
تأثير دائم	النتائج الأولى	التأثير	لأية مشاكل يستخدم فيها البرنامج؟	اسم البرنامج
في غضون شهر	في غضون ساعة	معزز للمناعة ضد الإجهاد منشط مضاد للتوتر	مع الإجهاد البدني والنفسي، انخفاض الأداء، الانتباه، التوتر، التعب المزمّن التهيج، مع العمل اليومي مع الأجهزة المنزلية و أجهزة الكمبيوتر. لتخفيف العبء على الطاقة الحيوية عند العمل مع الناس.	الحماية النشطة
في غضون شهر	في غضون ساعة	يخفف من التشنجات و يحافظ على التناغم موسع الأوعية الدموية (الضغط الدموي).	اختلال دوران الأوعية الدموية الدقيقة (إمداد الدم للأعضاء)، نقص الأكسجين في الدم، الصداع، اختلال ضغط الدم و نغمة جدار الأوعية الدموية.	تنظيم الدورة الدموية
في غضون شهر	في غضون ساعة	يخفف من التشنجاتمضاد للالتهاباتمنظم للحموضة	الإفراط في الأكل، ثقل في المعدة، حرقة، و انتفاخ.	عملية الهضم
في غضون شهر	في غضون ساعة	مضاد للسموم و واقي للكبد، يحسن تدفق الصفراء و يخفف من التشنجات.	نشاط بدني مرتفع، نظام غذائي غير صحي، تسمم، ألم في المنطقة تحت الغضروفية و استهلاك الكحول.	إزالة السموم
في غضون شهر	في غضون ساعة	مهدئ و مضاد للتوتر	الإجهاد، الضغط الجسدي والنفسي العالي (الدراسة، العمل و الرياضة)	ضد الإجهاد
في غضون شهر	في غضون ساعة	منغم منسق مسكن للآلام	التعب المزمّن، الصداع، انخفاض المناعة و ارتفاع الضغط الجسدي و النفسي.	V الشاكرات
في غضون 6 أشهر	في غضون شهر	يعيد التوازن الهرموني الى طبيعته	مع اضطرابات مرحلة البلوغ لدى المراهقين من سن 12 عائًا، بعد التدخلات الجراحية، الاضطرابات الهرمونية و مع خلل في الجهاز التناسلي لدى الرجال و النساء.	هرمونات في المعايير الطبيعية

<p>التغذية الغير السليمة و الغير المنتظمة (الصيام لفترات طويلة، تعاطي الكحول، التوابل، الأطعمة الدهنية الحارة و المطهية بشكل مفرط، الوجبات الخفيفة، عدم استهلاك الزيت النباتي)، الإجهاد، شرب كمية قليلة من السوائل، امراض الكبد المعدية من أسباب ظهور مشاكل في عمل الغدة الصفراوية.</p> <p>يسهل البرنامج خروج العصارة الصفراوية، يساعد على استعادة عمل المرارة و يقلل الألم.</p> <p>الاستعمال: يوميا لمدة 1-6 أشهر و يفضل تشغيله في المساء. خلاف ذلك، يستخدم يوم بيوم.</p>	<p>غدة صفراوية سليمة</p>	<p>78</p>
<p>السعال هو رد فعل وقائي للجسم يحدث عندما يكون الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي مهيجا. قد يكون علامة على التهاب أجهزة الجهاز التنفسي، والتي تسببها الفيروسات المسببة للأمراض، البكتيريا، الفطريات، مسببات الحساسية، وعوامل أخرى. يحسن البرنامج الحالة اثناء فترة السعال الحاد أو المزمن، ويقلل من التهاب الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي.</p> <p>الاستعمال: يوميا لمدة 2-4 أسابيع.</p>	<p>بدون سعال</p>	<p>79</p>
<p>وفقا للأطباء، تحتل الالتهابات الميكروبية المركز الأول بين أسباب التهاب الجهاز التنفسي السفلي. معظم البكتيريا التي تؤثر على الجهاز التنفسي تكون عموما من اصل الفلورة، و التي يمكن ان تصبح مسببة للأمراض في ظل ظروف غير مواتية. يحارب البرنامج الكائنات الحية الدقيقة مثل: Streptococcus pneumoniae, Chlamydomphila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae وغيرها.</p> <p>الاستعمال: يوميا لمدة أسبوعين</p>	<p>إيقاف البكتيريا الرئوية</p>	<p>80</p>
<p>برنامج جديد محسن وموسع يسمح لك بمحاربة جميع أنواع الفيروسات التاجية، بما في ذلك الأشكال المتحورة الجديدة. الاستعمال: يوميا لمدة أسبوعين من أجل الحماية من هذا المرض 2-3 مرات في الأسبوع.</p>	<p>وقف فيروس كورونا الجديد</p>	<p>81</p>
<p>التهاب أنسجة الرئة يمكن أن تسببها الفلورة المسببة للأمراض من أشكال مختلفة: الفيروسية، البكتيرية، الفطرية، الخ. لا يحدث الالتهاب بشكل مستقل فقط، ولكن يمكن ان يكون نتيجة للبرد، انخفاض المناعة، و نقص الفيتامينات. البرنامج يخفف من تورم والتهاب الجهاز التنفسي السفلي، ويحسن وظائف وعمل هذه الأجهزة، و يعزز المناعة المحلية. الاستعمال: يوميا لمدة 2-4 أسابيع. من المستحسن دمجها مع برنامج "بدون سعال".</p>	<p>بدون التهاب رئوي</p>	<p>82</p>

1-2 أشهر	في غضون ساعة	مخفف للتشنجات اعادة إيقاع القلب الى طبيعته	اضطرابات ضربات القلب: تسارع معدل ضربات القلب، اضطراب النظام القلبي (Arrhythmia) و التنفسي بما في ذلك الرجفان الأذيني (Atrial Fibrillation) و غيرها .	معدل ضربات طبيعي للقلب
في غضون شهر	في غضون ساعة	مضاد للالتهاباتتمزبل للاحتقانمعزز للمناعة	أمراض الجهاز التنفسي العلوي، حساسية مصحوبة بتورم في البلعوم و دمعان العينين.	ضد الزكام
في غضون شهر	في غضون ساعة	مضاد للالتهابات مخفف للتشنجات موسع للأوعية	أمراض الجهاز التنفسي السفلي، الحساسية و خلل التنسج القصبي الرئوي الناتج عن اسباب مختلفة.	التنفس بسهولة
6-12 أشهر	2-3 أيام	مضاد للالتهاباتموسع للأوعية الدموية منظم للمهرمونات مجدد	الخلل الوظيفي و العمليات الالتهابية في الجهاز التناسلي.	صحة الرجل
6-12 أشهر	2-3 أيام	مضاد للالتهاباتموسع للأوعية الدموية منظم للمهرمونات مجدد	الوقاية من الخلل الوظيفي في الجهاز التناسلي.	صحة الرجل
في غضون شهر	في غضون يوم واحد	مضاد للاكتئاب مهدئ منظم للنوم الطبيعي	زيادة الأرق، اضطراب في مراحل النوم، و التهيج العصبي.	نوم صحي
في غضون شهر	في غضون يوم واحد	مضاد للاكتئاب تحسين المزاج	الاكتئاب، التهيج، الضغط النفسي و العاطفي و التعب.	مزاج جيد
في غضون شهر	في غضون يوم واحد	مخفف للألم منظم	التهاب وآلام في الجهاز العضلي الهيكلية (المفاصل، العضلات و العمود الفقري)، ارتفاع النشاط البدني، بما في ذلك الرياضة.	مفاصل بدون آلام

كلية نظيفة	عمليات التهابية في الكلى و المثانة.	تحسين إخراج البول مزيل للاحتقانمضاد لالتهابات	في غضون يوم واحد	1-2 أشهر
جهاز ليمفاوي سليم	اضطراب الجهاز اللمفاوي، وذمة، تسمم، اختلال التمثيل الغذائي الخلوي، ضعف ضغط الدم، وانخفاض المناعة و أمراض الجلد.	التصريف اللمفاوي مزيل للاحتقانمضاد للسموم معزز للمناعة	خلال النهار	في غضون شهر
رؤية سليمة	انخفاض توتر عضلات العين، ضعف البصر والتعب البصري. الوقاية من ضعف البصر أثناء العمل المطول مع أجهزة الكمبيوتر أو النصوص المطبوعة على الورق.	مصحح منشط مقوي	في غضون يوم واحد	1-3 أشهر
النشاط الجنسي للمرأة	انخفاض الرغبة الجنسية، زيادة الإثارة العاطفية، الميل إلى الإثارة العصبية المفرطة.	مضاد للاكتئابمنشط	2-3 أيام	1-2 أشهر
النشاط الجنسي للرجل	زيادة حمولة التوتر، العصبية، انخفاض الفاعلية، والخوف من "القتل".	مضاد للاكتئابمنشط	2-3 أيام	1-2 أشهر
إيقاف الصدمة	لأية إصابات في العظام، الغضاريف، الأنسجة اللينة والاربطة: كسور، كدمات، انخلاع المفاصل، الجروح و بعد العمليات الجراحية.	مسكن للألامزيل للاحتقان مجدد مضاد للتهاب	في غضون ساعة	في غضون شهر
قبل التدريب	تستخدم قبل ممارسة النشاط البدني.	منسق منشط	في غضون ساعة	في غضون شهر
أثناء التدريب	تستخدم أثناء ممارسة النشاط البدني.	منسق منشط منظم	في غضون ساعة	في غضون شهر
قلب سليم	اضطراب في النشاط الوظيفي للقلب، واختلال إيقاع القلب وضغط الشرايين والضغط العالي.	مخفف للتشنجات منظم لضغط الدم منشط مخفف للألم	في غضون ساعة	1-2 أشهر

1-2 أشهر	في غضون يوم واحد	تحسين إخراج البول مزيل للاحتقان	في حالة اختلال عمليات التمثيل الغذائي المرتبطة بإزالة بعض الأحماض والأملاح، ضعف النشاط الوظيفي للكلية (تكون الحصى في الكلى، ترسب الأملاح في المفاصل وارتفاع ضغط الدم).	كلية سليمة
1-2 أشهر	في غضون يوم واحد	مخفف للتشنجات موسع للأوعية الدموية معيد للوظائف الطبيعية مؤكسج	للصداع، مشاكل أوعية الرأس، الخمول، النعاس، نقص الأكسجين في الدم، نمط حياة قليل الحركة و لسكان المدن الكبرى.	التنفس الخلوي
1-2 أشهر	في غضون يوم واحد	منظم	عند أداء العمل الشاق، والضغط النفسي وعدم التوازن الجهاز العصبي الذاتي .	توازن الجهاز العصبي اللاارادي.
1-2 أشهر	في غضون ساعة	مضاد للالتهابات، مسكن للألام	انخفاض نغمة الجدار الوريدي، احتقان في أوردة الأطراف السفلية.	ضد توسع الأوردة
1-2 أشهر	في غضون ساعة	مضاد للالتهابات مخفف للتشنجات	مع تشنجات الأوعية الدماغية، العمل العقلي المكثف، عدم استقرار ضغط الدم، وضعف الدورة الدموية في الرأس.	رأس بدون صداع
6-12 أشهر	في غضون يوم واحد	منظم معيد للوظائف الطبيعية	في حالة خلل في البنكرياس المرتبط بزيادة تركيز السكر في الدم.	السكر في المعيار الطبيعي
3-6 أشهر	في غضون ساعة	مضاد للالتهابات مسكن للألام	التغيرات الالتهابية في غشاء المفاصل و الأنسجة حول المفصل، انخفاض حرارة الجسم، الحمل البدني الزائد على المفاصل ذات الطابع المهني، المحلي أو الرياضي و إصابات المفاصل.	مفاصل سليمة
6-12 أشهر	2-3 أيام	مضاد للالتهابات منظم للوظائف	مع ضعف في غدة البروستاتا، انخفاض النشاط الوظيفي للخصيتين، وضعف التبول. في حالة النشاط الجنسي الغير منظم.	بروستات بدون التهابات

في غضون شهر	في غضون يوم واحد	مضاد للالتهابات مزيل للاحتقان منظم	التهاب الجهاز العضلي الهيكلي ، وذمة، الصدمات و مع ارتفاع النشاط البدني، بما في ذلك الرياضة.	مفاصل بدون التهاب
6-12 أشهر	في غضون يوم واحد	مخفف للتشنجات مخفف للألميحسن العمليات الأفرزية للغددمضاد للالتهاباتمنظم للقدرات الحركية مزيل للاحتقان	ألم ، غثيان ، انتفاخ ، اختلال الميكروبيوم (Dysbiosis) ، انخفاض توتر الأمعاء، المرارة، اختلال الغشاء المخاطي للمعدة، الاثني عشر و وظائف الكبد.	أمعاء بدون مشاكل
6-12 أشهر	5-7 أيام	منظم منسق	اختلال وظائف الغدة الدرقية و البنكرياس، اضطرابات الجهاز الهضمي، الوذمة، اختلال امتصاص البوتاسيوم، الكالسيوم المغنيزيوم، الصدوديوم و التوازن الحمض القاعدي.	أيض سليم
في غضون شهر	5-7 أيام	ينظم وظيفة المناعة، الحاجز الواقي للجلد و يعيد تغذية الخلايا إلى طبيعتها.	انخفاض وظيفة الحاجز الواقي للجلد و التمثيل الغذائي الخلوي، حب الشباب، البشرة الجافة أو الدهنية، يريح من الصدفية و البهاق.	بشرة جميلة
في غضون شهر	5-7 أيام	ينظم وظيفة الغدد الجلدية و يعيد تغذية الخلايا إلى طبيعتها.	تساقط الشعر و هشاشته ، تكسر الأظافر، السيلان الدهني (Seborrhea) الجاف و الدهني.	شعر و أظافر جميلة
1-2 أشهر	في غضون يوم واحد	مضاد للسموم مضاد للحساسية مزيل للاحتقان مضاد للالتهاباتمعزز للمناعة	أنواع مختلفة من الحساسية (تنفسية، روائح، غبار، حيوانات أليفة، حمى القش، جلد، طعام) و تورم الجهاز التنفسي العلوي.	بدون مسببات الحساسية
شهر	في غضون شهر	معزز للمناعةمضاد للالتهابات	مع انخفاض في الدفاع المناعي و زيادة الإجهاد البدني و العقلي.	الدفاع المناعي

غدة درقية سليمة	في حالة خلل التمثيل الغذائي المرتبطة بعدم التوازن وظيفي في الغدة.	معيد للوظائف الطبيعية منظم مضاد للفيروسات	في غضون شهر	6-12 أشهر
-----------------	---	---	-------------	-----------

DeVita Ritm (البرامج الأتوماتيكية)

اسم البرنامج	لأية مشاكل يستخدم فيها البرنامج؟	التأثير	النتائج الأولى	تأثير دائم
آلية يوم صحي	يحسن إمداد الأعضاء و الأنسجة بالدم، ينشط عمل الأجهزة الإخراج، يحسن التمثيل الغذائي، التوزيع الصحيح لتوازن الطاقة، يخفف التوتر العصبي، و يعزز وظائف الجسم الوقائية.	معزز للمناعة مضاد للإجهاد منشط، مضاد للتوتر مضاد للسموم يعيد التوازن الهرموني الى طبيعته	7-5 أيام	شهر
آلية صحة	يصحح حالة الجهاز المناعي في حالة نزلات البرد و الأمراض الفيروسية، يحسن التمثيل الغذائي الخلوي مما يساهم في تطهير أسرع من السموم. كما أنه يساعد على استعادة عمل الأجهزة و الأعضاء المضطربة أثناء المرض.	معيد للوظائف الطبيعية معزز للمناعة مخفف للتشنجات مزيل للاحتقان	7-5 أيام	في غضون شهر
آلية تطهير كامل	ينشط عمل أجهزة الإخراج، يزيل السموم، يزيد من الاحتياطات التكييفية و دفاعات الجسم مع أخذ النشاط البيولوجي اليومي للأعضاء في عين الاعتبار.	منشط مضاد للسموم مزيل للاحتقان يعيد التوازن الهرموني الى طبيعته	7-5 أيام	في غضون شهر
آلية نغمة عالية	يساعد في تخفيف الحمل السام على الكبد الكلى و الجهاز الليمفاوي و ينشط عملهم، يحسن الدورة الدموية، يحفز عمليات التجديد الطبيعية.	مضاد للالتهابات تحسين إخراج البول مزيل للاحتقانمضاد للالتهاباتمعزز للمناعة	في غضون شهر	6-12 أشهر
آلية أيض صحي	ينسق عمل الجسم، ينظم نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي، يثبت الشهية، و ينشط الجهاز الهضمي و الإخراجي. يساعد على تنظيم عمليات التمثيل الغذائي، الحالة النفسية و العاطفية، يعمل على تقليل وزن الجسم و تحسين نوعية الحياة.	مضاد للالتهاباتمنظم للقدرات الحركية مزيل للاحتقانمنظم للشهية	في غضون شهر	6-12 أشهر

في غضون شهر	في غضون ساعة	منظم يساعد على استعادة الطاقة مخفف للتشنجات مضاد للسموم	في فترة ما بعد التدريب، لتخفيف الانزعاج العام، الصداع، الخمول، النعاس، التهيج، انخفاض تركيز حمض اللاكتيك و تنظيم العمليات التنفسية.	بعد التدريب
في غضون شهر	5-7 أيام	محفز	مع انخفاض سرعة الحفظ، التركيز والانتباه، و مدة تخزين المعلومات.	الذاكرة + الفعالة
شهر واحد	في غضون ساعة	مهدئ مضاد للتوتر	الإجهاد، التهيج، عدم الاستقرار العاطفي، ارتفاع الضغط الجسدي و النفسي (الدراسة، العمل، و الرياضة)	جهاز عصبي متوازن
3-4 أشهر	في غضون شهر	مضاد للالتهابات مجدد، منظم مضاد للتوتر	في حالة تحديد المشاكل الوظيفية للجهاز العصبي، اختلال سلامة الأنسجة و التواصل بين أجزاء الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى تدهور الاستقرار النفسي.	الجهاز العصبي، عام
في غضون شهر	في غضون يوم واحد	منظم مخفف للتشنجات مضاد للالتهابات مسكن للألام	في حالة الألم و الأحاسيس المزعجة في منطقة الأذن الناتجة عن دخول العوامل المعدية، الماء و انخفاض الضغط و أيضا في حالة ضعف السمع.	أذان سليمة
في غضون شهر	1-2 أيام	مضاد للالتهابات مسكن للألام مزيل للاحتقان	للألم و التورم في الحلق و البلعوم الأنفي، الشعور بالاحتقان، بحة في الصوت أو فقدان الصوت بسبب العمليات الالتهابية.	حلق بدون مشاكل
في غضون شهر	5-7 أيام	مضاد للالتهابات مجدد تنظيم الدورة الدموية الدقيقة	في حلة نزيف، و رخاوة اللثة، و تدهور سلامة الأغشية المخاطية (الحوادث المنزلية و إجراءات طب الأسنان)	أسنان قوية
6-12 أشهر	في غضون شهر	معيد للوظائف الطبيعية منظم مضاد للفيروسات	في حالة اختلال الوظائف الإفرازية الخارجية (هضمية) أو الإفرازية داخلية (غدد صماء) للغدة.	البنكرياس في المعيار الطبي

في غضون شهر	7-5 أيام	ينظم وظائف المناعة، الحاجز الجلد ووظيفة الغدد. محسن لتغذية الخلايا	يحسن تدفق الدم للجلد، يصحح عمل الغدد الدهنية و العرقية، مما يعزز مناعة الجلد و يقلل من ظهور الأمراض البكتيرية و الفطرية. كما أنه يحسن الدورة الدموية في الشعيرات الدموية لبصيلات الشعر و صفيحة الظفر، مما يساهم في تعزيز تغذية الشعر و الأظافر.	آلية جلد و شعر صحي
في غضون شهر	2-1 ساعات	مضاد للالتهابات مزيل للاحتقان معزز للمناعة مخفف للتشنجات	يتم استخدامه أثناء نزلات البرد و ردود الفعل التحسسية (حُمى القش). يخفف الالتهاب و يقلل من نزلات البرد و الحساسية التنفسية: تورم، احتقان الأنف و السعال.	آلية بدون زكام
6-12 أشهر	3-2 أيام	مضاد للالتهابات موسع للأوعية الدموية منظم للهيمونات مجدد	يعزز تنظيم غدة البروستاتا، التحسين العام للجهاز البولي التناسلي لدى الرجال، و يزيد من النشاط و القدرة على التحمل الجنسي. يساعد أيضًا في منع ضعف الأعضاء جراء داء عديد السكاريد المخاطي (Mucopolysaccharidosis)	آلية صحة الرجل
3-6 أشهر	من يوم الى يومين	مضاد للالتهابات مسكن للألام، مزيل للاحتقان، يحسن إخراج البول، ينظم استقلاب الملح	يعمل على تنظيم الأيض، و توازن الكالسيوم (K)، البوتاسيوم (Ca)، الصوديوم (Na)، و الفوسفور (P) في الجسم. يخفف من التهاب المفاصل، يقلل من التورم، يعزز إزالة الأملاح و السموم و يحسن الحالة الوظيفية للكلى.	آلية إيقاف النقرس

7-5 أيام	في غضون يوم واحد	مضاد للسموم يحمي الكبد، يحسن العمليات الأفرزية للغدد، مخفف للتشنجات	يقلل من الآثار الضارة للسموم على الجسم (غذاء، دواء، كحول)، يساعد على تحييدها و إزالتها بسرعة من الأمعاء والكبد، مما يقلل العبء على هذه الأعضاء.	آلية بدون تسمم
في غضون شهر	في غضون يوم واحد	منظم لضغط الدم مخفف للتشنجات يحسن إخراج البول	يخفف من تشنج الأوعية الدموية، يعيد ضغط الدم إلى طبيعته، يعيد عمل القلب الكلى ، التمثيل الغذائي للخلايا إلى طبيعته، يقلل من نقص الأكسجين، يخلص الجسم من السموم، يحسن إمداد الأعضاء بالدم و يساعد على تقليل التورم.	آلية ضغط دم عادي
شهر واحد	في غضون ساعة الى ساعتين	مهدئ و مضاد للتوتر	يخفف الضغط النفسي، يرخي الجهاز العصبي المركزي و يحسن نوعية و مدة النوم.	آلية نوم صحي
3-6 أشهر	في غضون يوم واحد	مضاد للالتهابات مسكن للألام، مزيل للاحتقان، منظم، معزز للوظائف	يخفف من التهاب، ألم المفاصل و العمود الفقري. يحسن إمدادات الدم و التغذية. يعزز استعادة الأنسجة التالفة، بما في ذلك الغشاء المفصلي و الغشاء الزليلي (Synovial membrane)، وكذلك الأنسجة المحيطة: الأربطة، الأوتار و العضلات. فعال مع مشاكل المفاصل: التهاب المفاصل، فُصال (Arthrosis) و التصلب.	آلية مفاصل سليمة
في غضون شهر	في غضون 2-3 ساعات	مضاد للالتهابات مزيل للاحتقان معزز للمناعة	يريح العضلات المتوترة، يحسن حالة الجهاز الأربطة، ينشط تدفق الدم و يقلل الألم و الالتهابات في المفاصل و العمود الفقري. فعال في حالة الحمل النشط على الجهاز العضلي الهيكلي و الإصابات.	آلية مفاصل بدون آلام

21-14 يوم	في غضون يوم واحد	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات	المشاكل التي تسببها الكلبسيلا: التهاب الجهاز التنفسي، المسالك البولية، السحايا، العيون، الالتهابات المعوية و تسمم الدم. المشاكل التي تسببها الليستيريا: التهاب الجهاز الهضمي، السحايا، المفاصل و الجهاز التنفسي. من أجل الوقاية من الأمراض المهنية للأشخاص العاملين في تربية الحيوانات و الدواجن و المعالجة الأولية للحوم و الجلود. المشاكل التي تسببها المكورات الرئوية: التهاب الجهاز التنفسي، الأذنين، المفاصل، السحايا و تسمم الدم.	بدون بكتيريا
في غضون 6 أشهر	2-1 اسابيع	مضاد للفيروساتمضاد للالتهابات	الوقاية من المرض الفيروسي عند زيارة دول في آسيا و إفريقيا، والحد من مخاطر حدوث مضاعفات.	بدون التهاب الكبد A
في غضون شهر	2-1 ساعات	مضاد للسموم مزود بالطاقة	برنامج ضروري لتعامل مع أي حمولة سام (فيروسي، بكتيري، طفيلي، فطري، جرثومي)	بدون سموم
في غضون شهر	في غضون يوم واحد	مضاد للفيروساتمضاد للالتهابات مسكن للآلام	الهربس النطاقي هو طفح جلدي مصحوب بالألم شديد على طول العصب الحسي.	بدون الهربس النطاقي
في غضون شهر	في غضون يوم واحد	مضاد للفيروساتمضاد للالتهابات	هربس الأعضاء التناسلية و الشفاه.	بدون الهربس البسيط
في غضون شهر	في غضون يوم واحد	مضاد للفيروساتمضاد للالتهابات مضاد للحكة	كإضافة لأي من البرامج المضادة للحساسية لتقصير وقت الشفاء، تخفيف الالتهاب و الألم.	بدون هربس

الملحق ٤ - "تفسيرات لاستخدام برامج DeVita AP".

DeVita AP (البرامج اليدوية)				
اسم ال برنامج	لاية مشاكل يستخدم فيها البرنامج؟	التأثير	النتائج الأولى	تأثير دائم
بدون المكورات العنقودية	التهابات قبيحة للجروح، العدوى، الأمراض الالتهابية القبيحة لأعضاء مختلفة (الجهاز التنفسي العلوي، الحلق، الجلد، الجهاز العضلي الهيكلي، الأعضاء التناسلية الخارجية، الجهاز البولي، أغشية الدماغ، التسمم الغذائي) و منع إصابة الجنين أثناء الحمل.	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات	2-3 ساعات	10-14 يوم
بدون المكورات العقدية	أمراض الأذن، الحنجرة والأنف، العمليات الالتهابية للجهاز العضلي الهيكلي، القلب، الكلى و الجلد و منع إصابة الجنين أثناء الحمل.	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات	2-3 ساعات	10-14 يوم
بدون الكلاميديا	التهابات الجهاز البولي التناسلي، المفاصل، العينين، الجهاز التنفسي العلوي و السفلي وكذلك الجهاز القلبي الوعائي. الوقاية من الأمراض المهنية لدى مربي الطيور و كذلك منع التلوث عن طريق الماء أثناء الاستحمام و نقل العدوى للجنين أثناء الحمل.	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات	من يوم الى يومين	10-14 يوم
بدون هيليكوباكتر	التهاب المعدة، الاثني عشر و تلف الأغشية المخاطية لهذه الأعضاء.	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات	5-7 أيام	3-5 اسابيع

6-3 أشهر	2-3 أيام	مضاد للفطريات مضاد للالتهابات مضاد للحكة	تلف الجلد، الشعر، الأظافر و الأغشية المخاطية للأعضاء الداخلية بفطريات من أصل: التريكوفايتون (Trichophyton)، البويغاء (Microsporum) و العفنة (Mucor). الإصابة بعدوى فطرية بعد زيارة الساونا، المسيح، الشاطئ و في حالة الاحتكاك بشخص مصاب.	بدون فطريات
في غضون شهر	2-3 أيام	مضاد للبروتوزوا مضاد للالتهابات	العمليات الالتهابية في الجهاز الهضمي التي تسببها البروتوزوا: الأميبا (Amoeba)، جيارديا (Giardia) و غيرها. منع انتقال العدوى عند السباحة في المسطحات المائية.	بدون البروتوزوا
في غضون شهر	2-3 أيام	مضاد للبكتيريا مضاد للبروتوزوا مضاد للالتهابات	أمراض الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي و الجهاز البولي التناسلي، التي تسببها مسببات الأمراض مثل: البوريا ، الميكوبلازما، التوكسوبلازما. الوقاية من انتقال العدوى إلى الجنين.	الصحة الجنسية
1-2 أشهر	1-5 أيام	مضاد للطفيليات	لمعالجة الأضرار التي لحقت بالكبد، البنكرياس، الرئتين، الدورة الدموية، الجهاز البولي التناسلي، و ردود الفعل التحسسية السامة الناتجة عن الديدان المثقوبة الكبدية: الهربة، الرئوية، اللانست (Lancet Liver Fluke)، و البلهارسيا.	بدون البلهارسيا و الديدان المثقوبة

في غضون شهر	في غضون يوم واحد	مضاد للالتهابات مزيل للاحتقان مضاد للسموم	اضطرابات في الجهاز اللمفاوي تتجلى في العلامات التالية: تورم الأصابع ، الوذمة، التعب المزمن، الإمساك، تغير لون الجلد على الساقين، ألم و تورم في الصدر، جفاف الجلد المتهيج، عدم القدرة على التركيز، برودة اليدين و القدمين و السيلوليت.	جهاز لمفاوي سليم
7-5 أيام	3-2 ساعات	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات مزيل للاحتقان	أمراض الأنف، الحنجرة و الشعب الهوائية. جنباً إلى جنب مع برامج: "بدون المكورات العنقودية" و "بدون المكورات العقدية" بدون بكتيريا.	ضد الزكام
في غضون شهرين	من يوم الى يومين	مضاد للفطريات مضاد للالتهابات	مشاكل الجلد و الدهون تحت الجلد، الأغشية المخاطية، الأعضاء السمعية و البصرية، العظام، المفاصل، وكذلك الأعضاء الداخلية (النظام القضي الرئوي، الكبد، الطحال، القلب و الأوعية الدموية، الجهاز الهضمي، الكلى والجهاز العصبي المركزي)، أمراض الحساسية في شكل سعال، احتقان الأنف و الطفح الجلدي. فعال للوقاية من العدوى الفطرية بعد زيارة الساونا، المسبح، الشاطئ و في حالة الإقامة لفترات طويلة في غرف رطبة.	بدون العفن و الفطريات
في غضون شهر	3-2 أيام	مضاد للفطريات مضاد للالتهابات	أمراض الأغشية المخاطية للأعضاء الداخلية والجلد مصحوبة بطفح جلدي، اختلال الميكروبيوم (Dysbiosis) و حرقان في الأعضاء التناسلية.	بدون مبيضات

10 يوم	2-3 ساعات	مضاد للبكتيريا مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات حماية الخلايا منظم للقدرات الحركية مضاد للسموم	يساعد على إعادة الحالة الطبيعية عند الإصابة بعدوى الفيروس المعوي و عدوى السالمونيلا.	مساعدة ضد حالة التسمم
في غضون شهر	2-3 ساعات	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات	الحد من الحمل الفيروسي العام و عدوى الفيروس المضخم للخلايا، والتي تحدث على شكل نزلة برد مستمرة مع آلام في الرأس والمفاصل و التهاب الغدد اللعابية.	مضاد الفيروسات
في غضون شهر	2-3 ساعات	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات	عدوى فيروس ابشتاين بار في الجهاز التنفسي العلوي، الأنسجة اللمفاوية، الكبد والطحال. فعال في حالة انخفاض درجة حرارة الجسم.	مضاد الفيروسات
في غضون شهر	في غضون يوم واحد	مطهر مضاد للسموم الزح للمفاوي	برنامج ضروري لتعامل مع أي حمل سام (فيروسي، بكتيري، طفيلي، فطري، جرثومي)	الزح العام
في غضون شهر	6-7 أيام	الزح للمفاويمزبل للاحتقانمضاد للسموماستقرار منظم	بعد التدخلات الجراحية و في حالة التسمم المزمن و الدوائي.	ازالة السموم المكسيكية
4-6 أشهر	1-2 أيام	مضاد للسموم مضاد للحساسية مزيل للاحتقان مضاد للالتهاباتمعزز للمناعة	أنواع مختلفة من الحساسية (تنفسية، روائح، غبار، حيوانات أليفة، حمى القش، جلد، طعام) . استقرار جهاز المناعة.	بدون حساسية

2-1 أشهر	3-2 أيام	مضاد للطفيليات	الإصابة بالديدان المستديرة مثل الديدان الأسطوانية، الديدان الدبوسية و ما إلى ذلك. يسبب فقدان الوزن، تقشر الجلد، الطفح الجلدي، تساقط الشعر، انسداد الأمعاء، التهاب في الجهاز التنفسي، الكبد و البنكرياس. يحارب برنامج الطفيليات في مراحل مختلفة من دورة حياتها.	بدون ديدان النيماتودا و الاسكاريس
2-1 أشهر	3-2 أيام	مضاد للطفيليات	الحد من النشاط الحيوي لأنواع مختلفة من الطفيليات. يستخدم جنباً إلى جنب مع برامج أخرى لمكافحة الديدان الطفيلية.	بدون الطفيليات العامة
2-1 أشهر	3-2 أيام	مضاد للطفيليات	طفيليات الكبد، البنكرياس و الاثني عشر، يستخدم جنباً إلى جنب مع برامج أخرى لمكافحة الديدان الطفيلية.	بدون طفيليات في الجهاز الهضمي
10-5 أيام	3-2 ساعات	مضاد للفيروسات	يهدف البرنامج إلى القضاء على سلالات مختلفة من فيروسات الأنفلونزا (A ، B ، C)	مضاد الانفلونزا
10-5 أيام	2-1 ساعات	مضاد للفيروسات مخفض للحرارة مسكن للألام مضاد للالتهابات	الأنفلونزا، الحمى و الألم.	بدون الانفلونزا العامة
7-5 أيام	3-2 ساعات	مضاد للبكتيريا مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات حماية الخلايا منظم للمقدرات الحركية	يساعد على إعادة الحالة الطبيعية و إيقاف الجفاف في حالة إختلال الميكروبيوم (Dysbiosis) الناجم عن عدوى فيروس الروتا و الإشريكية القولونية.	جهاز هضمي سليم

14 يوم	2-1 أيام	مزيل للاحتقان مضاد للالتهابات مسكن للآلام معزز للاستقرار	في حالة المشاكل المزمنة في الغشاء المخاطي الأنف والجيوب الأنفية. كأحد وسائل الوقاية من حدوث التهابات حادة في الجهاز التنفسي العلوي و لحالة نزلات البرد.	جيوب أنفية نقية، عامة
12-6 أشهر	3-2 أيام	مزيل للاحتقان مسكن للآلام حماية للخلايا، مجدد	في حالة اختلال سلامة الألياف العصبية الناتجة عن لدغات القراد أو عوامل أخرى (العدوى، الإجهاد، الصدمة، إلخ)	الجهاز العصبي المركزي بدون مشاكل
21-14 يوم	2-1 أيام	مزيل للاحتقان مضاد للفيروسات مسكن للآلام	في حالة الألم و الأحاسيس المزعجة في منطقة الأذن الناتجة عن دخول العوامل المعدية، الماء و انخفاض الضغط.	آذان بدون التهاب
4-1 أشهر	3-2 ساعات	مضاد للالتهابات مسكن للآلام محفز للإفراز	في حالة حدوث خلل آني للصفراء في الجزء المتصل بالأمعاء، و الذي قد يكون نتيجة للتغذية غير المنتظمة، استهلاك المنتجات الضارة، الاستهلاك المفرط للدهون، الأدوية، و وجود الطفيليات.	غدة صفروية سليمة
12-6 أشهر	4-3 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات حماية الخلايا	لمنع تطور الطفرات الخلوية، التقليل من التأثير السلبي للبيئة و الحمل السام. يجب إيلاء اهتمام خاص لأولئك الذين يعيشون في مناطق بيئية غير مواتية، و يعانون من ضغوط عاطفية كبيرة و تأثير شروط العمل السلبية. من المستحسن استخدام البرامج في مجمع "خلية سليمة"	خلية سليمة 1 خلية سليمة 2

6-4 أشهر	4-2 اسابيع	مضاد للفيروسات مضاد للسموم	في وجود الوزن الزائد و ضعف الشهية يقضي على أحد من مسببات السمنة الفيروس الغداني ٣٦ (Adenovirus) (٣٦)	التحكم في الوزن
28-14 يوم	2-1 أيام	مضاد للبكتيريا مضاد للفيروسات	في حالة لدغات القراد البرنماجين بشكل ثنائي. في حالة وجود لدغات سابقة، يجب أخذ دورة علاج باستخدام مجمع "داء لايم"	ضد داء لايم ١
				ضد داء لايم ٢
في غضون شهر	2-1 أيام	مزيل للاحتقان مضاد للفيروسات مسكن للألام	أمراض الأنف، الحنجرة و الشعب الهوائية. جنبا إلى جنب مع برامج: "بدون المكورات العنقودية"، "بدون المكورات العقدية" و "بدون بكتيريا".	ضد البرد - عامة
2-1 أشهر	2-1 أيام	مزيل للاحتقان مضاد للالتهابات مسكن للألام	لأية عمليات التهابية في الجسم.	مضاد الالتهابات العامة
21-7 يوما	3-2 ساعات	مطهر، مزيل للاحتقان، مضاد للالتهابات، مسكن للألام مسرع للتجديد	بعد الجراحة، في حالة حدوث أي ضرر على مستوى الجلد و الأغشية المخاطية خلال العمليات الالتهابية.	مطهر
21-14 يوم	2-1 أيام	مضاد للفيروسات حماية الخلايا منظم للقدرات الحركية	الوقاية من أمراض فيروس كوكساي عند زيارة بلدان آسيا و أفريقيا، مما يقلل من مخاطر حدوث مضاعفات. قد تدل العلامات التالية على وجود الفيروس: الجفاف، التهاب الحلق و الطفح الجلدي.	مضاد فيروسات الجهاز الهضمي
21-14 يوم	2-1 أيام	مزيل للاحتقان مضاد للفيروسات مسكن للألام	في حالات الالتهاب الحاد في الغشاء المخاطي للأنف و الجيوب الأنفية يستعمل جنبا إلى جنب مع البرامج المضادة للفيروسات و البكتيريا.	جيوب أنفية نقية

12-6 أشهر	3-2 أيام	مضاد للالتهابات حماية للخلايا	في حالة اختلال سلامة الألياف العصبية الناتجة عن لدغات القراد أو عوامل أخرى (العدوى، الإجهاد، الصدمة ، إلخ)	أعصاب سليمة
في غضون شهر	3-2 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات منظم للقدرة الحركية	سيساعد على تنظيم الحالة في حالة الزحار (Dysentery) ، التهاب المعدة و الأمعاء و القرحة المعوية الناجمة عن وجود البروتوزوا. يوصى باستخدامه لمنع الإصابة بالعدوى عند زيارة البلدان الاستوائية و شبه الاستوائية في آسيا، إفريقيا وأمريكا الجنوبية.	إيقاف الأميبا
21-14 يوم	2-1 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات	في حالة التهاب الأغشية المخاطية للأنف، الحلق و الرئتين.	إيقاف فيروس كورونا
28-14 يوم	2-1 أيام	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات مضاد للسموم	التهاب الجهاز التنفسي، المسالك البولية، السحايا، العيون، الالتهابات المعوية و تسمم الدم. يوصى باستخدامه كتمكمل في حالة الحمل الفيروسي و سوء التغذية و كذلك للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة و إدمان الكحول، مرض السكري، أمراض الرئة و الكبد المزمنة.	إيقاف كليبسيلا
في غضون شهر	في غضون يوم واحد	مسكن للألام مضاد للتشنجات ينظم الدورة الدموية	للصداع الرأس الناتج من أصول مختلفة.	إيقاف الصداع النصفي
في غضون شهر	3-2 أيام	مضاد للفطريات مضاد للالتهابات	لتقليل العدوى السامة عند استخدام المنتجات المصابة بالفطريات، للأمراض المزمنة في الجهاز التنفسي و الكلى ووردود الفعل التحسسية للبنسيليوم.	إيقاف البنسيليوم

في غضون شهر	2-3 ساعات	مضاد للالتهابات مسكن للآلام مضاد للسموم محسن للتغذية	مع طقم الأسنان، المشدات، التيجان أو التهابات الفم التي تسبب أمراض اللثة.	صحة اللثة
في غضون شهر	1-2 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات مسكن للآلام مسرع للتجديد	في حالة التهاب الغشاء المخاطي للفم (تقرحات، تلف الغشاء المخاطي) الذي يحدث في وجود العوامل المعدية، تلف تجويف الفم، أثناء التدخلات الطبية على الأسنان و التغذية غير المتوازنة. لتأثير افضل يستعمل جنباً الى جنب مع برنامج "تجديد الغشاء المخاطي"	فم سليم
14-7 أيام	2-3 ساعات	مسكن للآلام مزيل للاحتقان مسرع للتجديد	بعد أي تدخل طبي على الأسنان (علاج، إزالة، اسنان اصطناعية، تنظيف، وغيرها). للحصول على تأثير أكثر فاعلية، يوصى باستخدامه مع برامج أخرى (راجع مجمع "أسنان صحية").	إيقاف الإصابة، الأسنان
في غضون شهر	1-2 أيام	مضاد للالتهابات مسرع للتجديد معزز للمناعة	في حالة التهاب الغشاء المخاطي للفم (تقرحات، تلف الغشاء المخاطي) الذي يحدث في وجود العوامل المعدية، تلف تجويف الفم، أثناء التدخلات الطبية على الأسنان و التغذية غير المتوازنة. لتأثير افضل يستعمل جنباً الى جنب مع برنامج "فم سليم"	تجديد الغشاء المخاطي
14-7 أيام	1-2 أيام	مضاد للتهابات مزيل للاحتقان مضاد للسموم	بعد تدخلات الطبية على الأسنان (إزالة، علاج) و في حالة وجود تورم في اللثة أو ألم.	بدون الناسور
14-21 يوم	1-2 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات	في حالة التهاب الأغشية المخاطية للأنف، الحلق، العينين و الأمعاء.	إيقاف الفيروسات الغدانية - عام

1-2 أشهر	2-3 أيام	مضاد للطفيليات مضاد للسموم	الإصابة بالديدان المستديرة مثل الديدان الأسطوانية، الديدان الدبوسية و ما إلى ذلك. يسبب فقدان الوزن، تقشر الجلد، الطفح الجلدي، تساقط الشعر، انسداد الأمعاء، التهاب في الجهاز التنفسي، الكبد و البنكرياس. البرنامج محسن و متطور يحارب الطفيليات في مراحل مختلفة من دورة حياتها.	بدون الديدان النيماتودا و الإسكارس- جديد
في غضون شهر	2-3 أيام	مضاد للفيروسات حماية الخلايا	في حالة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري و تلف السطح المخاطي للجهاز البولي (الحوض الكلوي و المثانة).	بدون البابيلوما
في غضون شهر	2-3 أيام	مضاد للفيروسات حماية الخلايا	في حالة حدوث تلف في الجلد و الأغشية المخاطية بسبب فيروس الورم الحليمي. ينصح باستخدامه مع مجمع "بشرة نظرة".	بدون البابيلوما العامة
14-28 يوم	1-2 أيام	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات مضاد للسموم	للبرقان (Jaundice) و حمى الماء، من الأمراض المهنية التي تصيب الرعاة و عمال الزراعة.	بدون بروتيوس
14-28 يوم	1-2 أيام	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات مضاد للسموم	مع عمليات التهابات قيحية (Purulent Inflammation) محلية في الأنسجة اللينة، أعضاء السمع، الرئتين، المفاصل و غيرها. أيضًا للأشخاص المتواجدين في المستشفى لفترة طويلة.	بدون الزائفة الزنجارية
14-28 يوم	1-2 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات حماية الخلايا	لدغات القراد، خاصة في بلدان آسيا و أستراليا، التيفوس، الحمى المنقولة بالقراد و غيرها.	بدون الريكتسيا

21-14 يوم	في غضون يوم واحد	مضاد للالتهاباتمزيل للاحتقان مسكن للآلام مضاد للمسوم	للألم و التورم في الحلق و البلعوم الأنفي، الشعور بالاحتقان، بحة في الصوت أو فقدان الصوت بسبب العمليات الالتهابية.	حلق بدون آلام
28-14 يوم	2-1 أيام	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات	كوسيلة إضافية للوقاية من العدوى و تطور الإسهال للأشخاص العاملين في مزارع الثروة الحيوانية و الدواجن، و كذلك للسائح الذين يزورون البلدان النامية، و الأشخاص الذين يستهلكون منتجات اللحوم الملوثة، الحليب و المياه.	بدون كامبيلوباكتري
28-14 يوم	2-1 أيام	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات	في حالة تضرر الجلد بالتلوث (جروح ، عضات و إصابات أخرى). عند استخدام طعام منتهي الصلاحية أو مشكوك فيه ، أو أطعمة معلبة و غيرها. بالتناوب مع برنامج "بدون سموم" في غضون يوم واحد. يجب استشارة الطبيب!	بدون الكلوستريديوم
2-1 أشهر	3-2 أيام	مضاد للطفيليات	لمنع غزو الديدان الطفيلية و تلف الأعضاء الداخلية للأشخاص الذين يقومون بتربية الحيوانات و الماشية، قطف التوت، الفواكه والخضروات و الصيد. خاصة لأولئك الذين يعيشون في أمريكا الجنوبية، أوروبا، شمال إفريقيا، نيوزيلندا، أستراليا و روسيا في المناطق التالية: منطقة الفولغا، غرب سبيريا، إقليم كراستودار، الشرق الأقصى الروسي.	بدون المشوكات
28-14 يوم	2-1 أيام	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات	في حالة اليرقان(Jaundice)، الحمى و الأمراض المهنية للرعاة و عمال الزراعة.	بدون ليبيتوسيرا

في غضون شهر	2-3 أيام	مضاد اللبوتوزوا مضاد للالتهابات	مع العمليات الالتهابية في منطقة الجهاز البولي التناسلي، الألم أثناء الجماع، الحكّة، الحرقان، الإفرازات و الرائحة الكريهة.	بدون التريكومونيس
في غضون شهر	2-3 أيام	مضاد اللبوتوزوا مضاد للالتهابات	مع العمليات الالتهابية في منطقة الجهاز البولي التناسلي، الضعف التناسلي آلم في أسفل البطن، و التبول المتكرر و المؤلم.	بدون يوريبلازما
14-28 يوم	1-2 أيام	مضاد للباكتيريا مضاد للالتهابات	في حالة حدوث رد فعل تحسسي سام ناتج عن عدم مراعاة التدابير الصحية و يرافقه طفح جلدي، اضطراب في الجهاز الهضمي و التهاب المفاصل.	بدون يرسينيا
في غضون شهر	2-1 أيام	مضاد للفيروسات حماية الخلايا مضاد الالتهاب	مع التهاب الأغشية المخاطية للأنف، الحنجرة، الرئتين و ضعف و انخفاض حاسة الشم و السمع. برنامج محسن و مطور. يُنصح باستخدامه وفقًا لمنهجية مجمع "إيقاف فيروس كورونا"	إيقاف فيروس كورونا - جديد
في غضون شهر	2-1 أيام	مضاد للباكتيريا مضاد للالتهابات	مع التهاب الجهاز التنفسي الناجم عن المكورة Streptococcus pneumoniae)، الكلاميديا Chlamydia pneumoniae)، الكلبسيلا Klebsiella pneumoniae) و غيرها، و قد تكون مصحوبة بحمي، ضعف، صداع، سعال، ضيق تنفس، ألم في الصدر، العضلات و المفاصل.	إيقاف البكتيريا الرئوية

21-14 يوم	2-1 أيام	مضاد للفيروسات حماية الخلايا	يساعد على إعادة الحالة الطبيعية ووقف الجفاف في حالة إختلال الميكروبيوم (Dysbiosis) الناجم عن عدوى فيروس الروتا و الإشريكية القولونية.	إيقاف فيروس الروتا
28-14 يوم	2-1 أيام	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات مضاد للسموم	سيساعد على استعادة الحالة الطبيعية بعد الإصابة بالسموم الناتجة عن استهلاك الطعام الملوث بالكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.	بدون السالمونيلا
28-14 يوم	2-1 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات حماية الخلايا	يساعد على إعادة الحالة الطبيعية ووقف الجفاف في حالة إختلال الميكروبيوم (Dysbiosis) الناجم عن وجود هذه البكتيريا.	بدون الشيغلا
في غضون شهر	3-2 أيام	مضاد للبتوتوزوا مضاد للالتهابات	مع الغزو الطفيلي الناتج عن البروتوزوا داخل الخلايا و ما يرافقه من تطور في العمليات الالتهابية في الغدد الليمفاوية، الكبد، الدماغ، الرئتين، القلب و العضلات ، إلخ.	بدون التوكسوبلازما
2-1 أشهر	3-2 أيام	مضاد للطفيليات حماية الخلايا مضاد للسموم	لمعالجة الأضرار التي لحقت بالكبد، البنكرياس، الرئتين، الدورة الدموية، الجهاز البولي التناسلي، و ردود الفعل التحسسية السامة الناتجة عن الديدان المثقوبة الكبدية: الهربة، الرئوية، اللانست (Lancet Liver Fluke)، و البلهارسيا. يُستخدم البرنامجين مع بعضهما البعض.	بدون الديدان المثقوبة العامة 1 بدون الديدان المثقوبة العامة 2

2-1 أشهر	3-2 أيام	مضاد للطفيليات مضاد للسموم	مع العبء الطفيلي للكبد، البنكرياس والأمعاء وكذلك الحمل السام الناتج عن النشاط الحيوي لهذه الأشكال.	آلية إيقاف الطفيليات
10-5 أيام	3-2 ساعات	مضاد للفيروسات مخفض للحرارة مسكن للآلام مضاد للالتهابات مضاد للسموم	العمليات الالتهابية التي تسببها سلالات مختلفة من فيروس الأنفلونزا.	آلية بدون الأنفلونزا
في غضون شهر	في غضون يوم واحد	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات مضاد للحكة مضاد للسموم	في حالة تكون فقاعات على الأغشية المخاطية للشفيتين، الأعضاء التناسلية، العينين، الفم و الجلد، بسبب نشاط فيروس الهربس البسيط.	آلية بدون الهربس S
2-1 أشهر	3-2 أيام	مضاد للفطريات مضاد للالتهابات مضاد للسموم	في حالة وجود السموم الفطرية في الجسم الناتجة من تكون العفن والخميرة. يقلل من مخاطر تراكم العوامل المسببة للسرطان.	الآلية القاعدية 4
في غضون شهر	في غضون يوم واحد	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات مضاد للحكة مسكن للآلام مضاد للسموم	الهربس النطاقي هو طفح جلدي مصحوب بألم شديد على طول العصب الحسي.	آلية بدون الهربس Z
7-5 أيام	في غضون يوم واحد	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات مضاد للسموم	التهاب الأنف، الحنجرة و الشعب الهوائية.	آلية بدون زكام
7-5 أيام	3-2 ساعات	مضاد للفيروسات مضاد للسموم	فعال في الوقاية من نزلات البرد أثناء انخفاض حرارة الجسم و أثناء موسم العدوى.	آلية دعم مناعة
2-1 أشهر	3-2 أيام	مضاد للطفيليات مضاد للسموم	فعال للوقاية من داء الديدان الطفيلية عند الأطفال و البالغين.	آلية بدون الديدان الطفيلية
6-4 أشهر	2-1 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للسموم	مع الوزن الزائد، نتيجة الحمل الفيروسي و التورم.	فقدان الوزن

بدون سعال	في حالة وجود سعال جاف او رطب مع التهابات مختلفة. للحصول على أفضل النتائج، يُنصح باستخدام برامج DeVita Ritm "ضد الزكام" و "التنفس بسهولة".	مضاد للالتهاباتتمزبل للاحتقان مخفف للتشنجات	في غضون شهر
بدون التهاب رئوي	في حالة وجود التهاب في الجهاز التنفسي، سعال، ضعف عام، إرهاق، نعاس، ضيق تنفس و ألم في الصدر. من المستحسن استخدامه مع برامج أخرى مضاد للالتهابات بشكل عام، موجه إلى تنظيم وظيفة الجهاز التنفسي.	مضاد للالتهاباتتمزبل للاحتقان	في غضون شهر

DeVita AP (البرامج الأوتوماتيكية)

اسم ال برنامج	لأية مشاكل يستخدم فيها البرنامج؟	التأثير	النتائج الأولى	تأثير دائم
الآلية القاعدية 1	مع الأحمال الفيروسية و البروتوزوا. الوقاية المثلى من الأمراض عند تغيير المناطق المناخية و زيارة الدول الآسيوية.	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات مضاد للبروتوزوا	3-1 أيام	2-4 اسابيع
الآلية القاعدية 2	مع الحمل السام الناتج عن العقديات و المكورات العنقودية و فعال لكل من نزلات البرد و الوقاية من التهابات المكورات.	مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات مضاد للسموم	2-3 ساعات	10-14 يوم
الآلية القاعدية 3	مع العبء الجرثومي للجهاز الهضمي و الجهاز البولي التناسلي.	مضاد للفيروسات مضاد للالتهابات مضاد للبكتيريا مضاد للسموم	3-1 أيام	2-4 اسابيع
آلية التطهير	في حالة حدوث خلل في الجهاز اللمفاوي، وذمة و انخفاض المناعة.	مطهرمضاد للسموم التزح اللمفاوي مزبل للاحتقان	في غضون يوم واحد	في غضون شهر

12-6 أشهر	4-3 أيام	مضاد للبكتيريا مضاد للفطريات مضاد للالتهابات مضاد للسموم	مع لدغات القراد أو داء القراد أو مرض لايم. يوصى باستخدامه كجزء من مجمع "داء لايم"	آلية لايم 4
في غضون شهر	2-1 أيام	مسكن للألام مزيل للاحتقان مضاد للفيروسات مسرّع للتجديد	في حالة حدوث التهاب وتلف في التجويف المخاطي، أثناء التدخلات الطبية على الأسنان و التغذية غير المتوازنة.	آلية استعادة 1
4-2 اسبوع	خلال اليوم	مسكن للألام مزيل للاحتقان مضاد للفيروسات مسرّع للتجديد	بعد الجراحة، في حالة حدوث أي ضرر على مستوى الجلد و الأغشية المخاطية خلال العمليات الالتهابية.	آلية استعادة 2
6-4 أشهر	2-1 أيام	مسكن للألام مضاد للفيروسات مسرّع للتجديد	مع التهابات و إصابات تجويف الفم. يوصى باستخدامه وفقاً لمخطط المجمع "أسنان صحية"	آلية مفاصل سليمة
12-6 أشهر	في غضون اسبوع	مضاد للالتهابات مزيل للاحتقان مسكن للألام حماية الخلايا	مع اضطرابات في الجهاز العصبي، و اختلال سلامة الألياف العصبية الناتجة عن لدغات القراد أو عوامل أخرى.	آلية استعادة أعصاب
في غضون شهر	2-1 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للبكتيريا مضاد للسموم مضاد للالتهابات	لأمراض الجهاز التنفسي: الأنف، الحنجرة، الشعب الهوائية و الرئتين.	التنفس السليم

6-4 أشهر	1-2 أيام	مضاد للسمومالترشح المفاوي مزيل للاحتقان	في حالة حدوث خلل في الجهاز اللمفاوي، احتباس السوائل، انخفاض المناعة بسبب زيادة التسمم.	آلية خفض الحجم
6-4 أشهر	3-4 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للبكتيريا مضاد للسموم	لتخفيف الحمل الفيروسي العام، الهربس و البكتيريا السامة. يقلل من نشاط الفيروسات و التأثير السلبي للسموم العقدي.	آلية الحماية 1
12-6 أشهر	في غضون اسبوع	مضاد للفيروسات مضاد للبروتوزوا مضاد للالتهابات حماية للخلايا	مع نمط الحياة الخاطئ، التوتر الشديد، المجهود البدني، و العيش في مناطق بيئية غير مواتية. يوصى باستخدام البرنامج كجزء من مجمع "خلية سليمة".	آلية الحماية 2
6-4 أشهر	3-4 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للبكتيريا مضاد للبروتوزوا مضاد للالتهابات	البرنامج فعال ضد عدوى المكورات العنقودية و الكلاميديا، كما أنه يقلل من التأثير السلبي للبروتوزوا في منطقة الجهاز البولي التناسلي.	آلية الحماية 3
12-6 أشهر	في غضون اسبوع	مضاد للفطريات مضاد للالتهابات مضاد للسموم حماية للخلايا	في حالة الحمل الفطري، لمنع الطفرات و تنكس الخلايا. يوصى باستخدام البرنامج مع مجمع "خلية سليمة".	آلية الحماية 4
6-4 أشهر	3-4 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للبكتيريا مضاد للسموم	لتخفيف الحمل الفيروسي العام، الهربس و البكتيريا السامة. يقلل من نشاط الفيروسات و التأثير السلبي للسموم العقدي.	آلية لايم 1
12-6 أشهر	3-4 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للبكتيريا مضاد للبروتوزوا مضاد للالتهابات	مع لدغات القراد أو داء القراد أو مرض لايم. يوصى باستخدامه كجزء من مجمع "داء لايم"	آلية لايم 2
6-4 أشهر	3-4 أيام	مضاد للفيروسات مضاد للبكتيريا مضاد للبروتوزوا مضاد للالتهابات	البرنامج فعال ضد عدوى المكورات العنقودية و الكلاميديا، كما أنه يقلل من التأثير السلبي للبروتوزوا في منطقة الجهاز البولي التناسلي.	آلية لايم 3

<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3، الآلية القاعدية 4، آلية إيقاف الطفيليات ، بدون الديدان النيماتودا و الإسكارس - جديد، آلية التطهير، بدون السالمونيلا، بدون بروتئوس، إيقاف كليبسيلا، إيقاف الأميبا، بدون كلوستريديا.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل</p>	<p>التهاب الاثني عشر، التهاب القولون، التهاب الأعضاء، القرحة، متلازمة القولون العصبي ، اختلال الميكروبيوم (Dysbiosis) و الوفي (Atony).</p>	
<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 3، آلية إيقاف الطفيليات ، بدون الديدان النيماتودا و الإسكارس - جديد، بدون بكتيريا، آلية التطهير، غدة صفراوية سليمة، بدون الديدان المثقوبة العامية 1، 2 ، بدون السالمونيلا، بدون لبيتوسيروسيس، آلية الاستعادة 2.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، أيضا سليم، السكر في المعيار الطبيعي، البنكرياس في المعيار الطبيعي</p>	<p>التهابات الكبد، خلل الحركات المرارة، التهاب المرارة، التهاب البنكرياس، مرض السكري و حصي المرارة.</p>	<p>جهاز هضمي</p>
<p>جهاز هضمي سليم، مساعدة ضد حالة التسمم، التزح المضاد للسموم، بدون حساسية، آلية التطهير، إيقاف البنسيليوم، ازالة السموم المكسائية، بدون الكلوستريديوم، بدون الشيغلا، بدون بروتئوس، إيقاف فيروس الروتا.</p>	<p>آلية يوم صحي، أيضا سليم، بدون مسببات الحساسية، آلية بدون تسمم.</p>	<p>الأمراض الحادة (التسمم و الحساسية)</p>	

الملحق ٥ - "برامج DeVita الموصى بها للاستخدام في مختلف المشكلات الوظيفية".

نظام الأعضاء	ضعف عمل أعضاء الأنظمة	برامج DeVita Ritm	برامج DeVita AP
القلب و الأوعية الدموية	فشل القلب / الشريان التاجي مرض نقص تروية القلب (Ischaemic heart disease)، متلازمة دريسلر، الأضرار السامة المؤثرة على، عضلة القلب، الحمل الوظيفي الزائد الوظيفي على القلب، وغيرها.)	آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، آلية نوم صحي، قلب سليم.	مضاد الفيروسات، الآلية القاعدية 2، بدون الكلاميديا، بدون البلهارسيا والديدان المثقوبة، آلية تطهير، الصحة الجنسية، مضاد فيروسات الفيروسات، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي، آلية الاستعادة ٢.
	اضطراب ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب (Arrhythmia))، تسرع القلب (Tachycardia))	آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، قلب سليم، معدل ضربات طبيعي للقلب، آلية نوم صحي	مضاد الفيروسات، الآلية القاعدية 2، بدون الكلاميديا، بدون البلهارسيا والديدان المثقوبة، آلية تطهير، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي، الصحة الجنسية .
	ارتفاع ضغط الدم، انخفاض ضغط الدم، الدوالي، تصلب الشرايين وأمراض أخرى في الأوعية الدموية.	آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، آلية ضغط دم عادي، مكافحة الدوالي، رأس بدون صداع، أيضا سليم، آلية نوم صحي.	مضاد الفيروسات، الآلية القاعدية ٢، الآلية القاعدية 3، بدون الكلاميديا، بدون البلهارسيا والديدان المثقوبة، آلية تطهير، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي، بدون يرسينيا، إيقاف الصداع النصفي .
	التهاب المعدة، التهاب المريء، حموضة المعدة و القرحة الهضمية.	آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية نوم صحي	بدون هيليكوباكتر، الآلية القاعدية 4، آلية إيقاف الطفيليات، آلية التطهير آلية الاستعادة 2.

<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 4، آلية التطهير، النزح المضاد للسموم، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي، إيقاف دكريبتوكوكاس.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، صحة الرجل / المرأة</p>	<p>اضطرابات الجهاز النخاعي (Hypophyseal system)</p>	
<p>الآلية القاعدية 1، آلية إيقاف الطفيليات، آلية التطهير، بدون الديدان المثقوبة العامة 1، 2، بدون السالمونيلا، آلية الاستعادة 2،</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، أيض سليم، السكر في المعيار الطبيعي، البنكرياس في المعيار الطبيعي.</p>	<p>أمراض البنكرياس</p>	الغدد الصماء
<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 4، آلية التطهير، النزح المضاد للسموم، آلية الاستعادة 2.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، صحة الرجل / المرأة أيض سليم، آلية نوم صحي، غدة درقية سليمة.</p>	<p>أمراض الغدة الدرقية</p>	
<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 2، آلية التطهير، النزح المضاد للسموم، آلية الاستعادة 2.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، صحة الرجل / المرأة</p>	<p>أمراض الغدد الكظرية</p>	
<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3، الآلية القاعدية 4، آلية التطهير، بدون الكلأميديا، آلية بدون هربس S ، بدون بروتيوس، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي بدون البابيلوما العامة، بدون التريكومونيس، بدون المكورات المعوية، آلية الاستعادة 2.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، صحة المرأة، النشاط الجنسي للمرأة، آلية تطهير كامل.</p>	<p>اضطرابات في منطقة الأعضاء التناسلية الأنثوية (اضطرابات الدورة الشهرية، الحيض المؤلم، انقطاع الطمث و الأورام)</p>	الجهاز التناسلي

<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3، الآلية القاعدية 4، آلية التطهير، إيقاف الصداع النصفي، آلية إيقاف الطفيليات، بدون بكتيريا، بدون فطريات.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، مزاج جيد، آلية نوم صحي، الذاكرة الفعالة +.</p>	<p>العصاب</p>	
<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3، الآلية القاعدية 4، آلية التطهير، آلية إيقاف الطفيليات، بدون بكتيريا، بدون فطريات، بدون الكلاميديا، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي، إيقاف الصداع النصفي.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، مزاج جيد، آلية نوم صحي، قلب سليم، كلى سليمة، رأس بدون صداع</p>	<p>خلل الوظائف المستقلة (Dysautonomia)</p>	
<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3، الآلية القاعدية 4، آلية التطهير، آلية إيقاف الطفيليات، بدون بكتيريا، بدون فطريات، بدون الكلاميديا، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي، إيقاف الصداع النصفي.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، إيقاف الصدمة، آلية نوم صحي، قلب سليم، رأس بدون صداع</p>	<p>سكتة دماغية</p>	<p>الجهاز العصبي</p>
<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3، الآلية القاعدية 4، آلية التطهير، آلية إيقاف الطفيليات، بدون بكتيريا، بدون فطريات آلية بدون هريس²، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي، آلية الاستعادة 2.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، إيقاف الصدمة، آلية نوم صحي، آلية مفاصل بدون آلام، الجهاز العصبي ، عام</p>	<p>التهاب الجذور والتهاب الأعصاب و الهريس النطاقي</p>	

<p>آلية بدون زكام، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3، الآلية القاعدية 4، آلية التطهير، بدون حساسية، بدون بكتيريا، آلية إيقاف الطفيليات، بدون ديدان النيما تودا و الاسكاريس، آلية تنفس سليم، بدون التهاب رئوي، بدون سعال، آلية الاستعادة 2، بدون الزائفة الزنجارية.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، بدون مسببات الحساسية، آلية بدون زكام</p>	<p>مشاكل الجهاز التنفسي السفلي (التهاب الشعب الهوائية، الربو و الالتهاب الرئوي)</p>	<p>الجهاز التنفسي</p>
<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 4، بدون فطريات، بدون حساسية، النزح المضاد للسموم، آلية التطهير، آلية الاستعادة 2،</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، آلية نوم صحي، آلية جلد و شعر صحي.</p>	<p>التهاب الجلد التماسي و التهاب الجلد الدهني</p>	<p>الجلد / الأغشية المخاطية</p>
<p>الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3، بدون حساسية، النزح المضاد للسموم، آلية التطهير، بدون بروتوس، بدون الزائفة الزنجارية، آلية الاستعادة 2.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، آلية نوم صحي، بدون مسببات الحساسية، صحة الرجل / المرأة، بشرة ناظرة.</p>	<p>التهاب الجلد العصبي و الأكزيميا</p>	<p>الجلد / الأغشية المخاطية</p>
<p>الآلية القاعدية 4، آلية إيقاف الطفيليات ، بدون الديدان النيما تودا و الاسكاريس - جديد، بدون حساسية، النزح المضاد للسموم، آلية التطهير.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، بدون مسببات الحساسية، ضد الزكام.</p>	<p>الحساسية</p>	<p>الجلد / الأغشية المخاطية</p>

<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3، الآلية القاعدية 4، آلية التطهير، بدون الكلاميديا، آلية بدون هربس S ، بدون بروتيوس، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي، بدون البابيلوما العامة، بدون التريكومونيس، بدون المكورات المعوية، آلية الإستعادة 2.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، صحة الرجل، النشاط الجنسي للرجل ، آلية تطهير كامل</p>	<p>اضطرابات في منطقة الأعضاء التناسلية الذكورية (البروستاتا ، الورم الحميد و مشاكل الفاعلية)</p>	<p>الجهاز التناسلي</p>
<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3، الآلية القاعدية 4، آلية التطهير، بدون الكلاميديا، آلية بدون هربس S ، بدون بروتيوس، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي، بدون المكورات المعوية، إيقاف البنسيليوم، بدون البابيلوما، بدون التريكومونيس، آلية الاستعادة 2.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، آلية مفاصل سليمة، آلية إيقاف النقرس.</p>	<p>التهاب الإحليل، التهاب المثانة، حصة كلوية، النقرس، التهاب الحويضة و الكلى.</p>	<p>الجهاز البولي</p>
<p>آلية بدون زكام، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3 الآلية القاعدية 4، آلية التطهير ، بدون حساسية، بدون بكتيريا، ضد البرد - عامة، آلية الاستعادة 2، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي، آلية يوم صحي.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، بدون مسببات الحساسية،</p>	<p>مشاكل الجهاز التنفسي العلوي (التهابات الجهاز التنفسي الحادة، التهاب الأنف، القصبات، التهاب الحنجرة، التهاب البلعوم، التهاب الجيوب الأنفية)</p>	<p>الجهاز التنفسي</p>

<p>آلية بدون زكام، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 4، الصحة الجنسية، بدون حساسية، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي، آذان بدون التهاب، جيوب أنفية نقية، ضد البرد - عامة، آلية الاستعادة 2.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، رؤية سليمة، أذن سليمة، الجهاز العصبي، عام، إيقاف الصدمة، ضد الزكام.</p>	<p>مشاكل السمع (التهاب الأذن الوسطى و ضعف السمع)</p>	<p>أجهزة الإحساس</p>
<p>آلية بدون زكام، الآلية القاعدية 2، الصحة الجنسية، بدون حساسية، بدون بكتيريا، مضاد فيروسات الجهاز الهضمي، جيوب أنفية نقية - عامة، جيوب أنفية نقية، ضد البرد - عامة، إيقاف فيروس كورونا - جديد، آلية الاستعادة 2.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، الجهاز العصبي ، عام، ضد الزكام بدون مسببات الحساسية، إيقاف الصدمة</p>	<p>مشاكل في حاسة الشم (التهابات الجهاز التنفسي الحادة، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الأنف و الصددمات)</p>	<p>أجهزة الإحساس</p>
<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 4، بدون فطريات آلية صحة اللثة، آلية الاستعادة 1، 2، إيقاف الإصابة، الأسنان، بدون التاسور، النزح المضاد للسموم.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، أسنان قوية، إيقاف الصدمة.</p>	<p>تلف و التهاب الغشاء المخاطي، نزيف اللثة، وجع بعد معالجات الأسنان.</p>	<p>مشاكل الأسنان</p>

<p>الآلية القاعدية 1، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3، الآلية القاعدية 4، آلية التطهير، بدون الكلاميديا النزح المضاد للسموم، ضد داء لايم 2،1، بدون الزائفة الزنجارية، بدون المكورة المعوية،</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، آلية مفاصل بدون آلام، مفاصل سليمة، آلية إيقاف النقرس، إيقاف الصدمة</p>	<p>داء عظمي غضروفي، التهاب المفاصل، فصال عظمي، النقرس، تبارز القرص بين الفقرتين، صدمة، التهاب كبدي، و التهاب عضلي.</p>	<p>الجهاز العضلي الهيكلية</p>
<p>آلية بدون زكام، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 4، آلية إيقاف الطفيليات، بدون الديدان النيماتودا و الاسكاريس-جديد، النزح المضاد للسموم، آلية التطهير، ازالة السموم المكسيكية، بدون حساسية، ضد البرد - عامة، حلق بدون آلام، آلية الاستعادة 2، إيقاف البنسيليوم.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، بدون مسببات الحساسية، جهاز ليمفاوي نقي ، حلق بدون مشاكل</p>	<p>الحساسية و مشاكل الغدة الزغرية، الطحال و الغدد الليمفاوية</p>	<p>المناعة</p>
<p>آلية دعم المناعة، الآلية القاعدية 2، الآلية القاعدية 3، آلية التطهير ، آلية بدون هريس 5، آلية الإستعادة 2، آلية إيقاف الطفيليات ، بدون الديدان النيماتودا و الاسكاريس - جديد، بدون الكلاميديا، بدون فطريات، بدون حساسية، النزح المضاد للسموم.</p>	<p>آلية يوم صحي، آلية صحة، آلية تطهير كامل، سليمة، بدون مسببات الحساسية، الجهاز العصبي، عام</p>	<p>مشاكل الرؤية (ضمور العصب البصري، التهاب الجفن، التهاب القرنية، التهاب الملتحمة، إعتام عدسة العين، الجلوكوما، قصر النظر ، مد البصر، اللابؤرية)</p>	<p>أجهزة الإحساس</p>

4	صحة الرجل	<p>يمثل العمل الرئيسي للبرنامج في تنظيم جهاز الغدد الصماء عند الذكور: منطقة ما تحت المهاد - الغدة النخامية - الغدد الكظرية - الغدد التناسلية. و ينظم أيضًا وظيفة البروستاتا. البرنامج الرئيسي للوقاية من العجز الجنسي.</p> <p>التطبيق (الصورة 4): يجب وضع الجهاز نفسه في منطقة الضفيرة الشمسية. ضع وحدة التحكم في المناطق المشار إليها في الصورة 4 وقم بحركات دائرية من الجانب الاول ثم الجانب الآخر بالتوالي. تجرى الجلسات مرة واحدة في الأسبوع.</p>
5	تنظيم وظائف الكبد	<p>يهدف البرنامج إلى تنظيم عمل الكبد والحفاظ على وظائفه. التطبيق (الصورة 5): يتم وضع الجهاز على الجانب الأيمن في المنطقة تحت العضروفية. يتم تطبيق وحدة التحكم الكمي على المناطق الموضحة في الشكل 5 بالتوالي بحركات دائرية. يجب إغلاق العينين و يتم توجيهها بواسطة التركيز على الأحاسيس الحرارية.</p>
6	تحفيز الجهاز العصبي	<p>يهدف البرنامج إلى الحفاظ على مزاج جيد، تقليل التوتر، و تنظيم النوم.</p> <p>التطبيق (الصورة 6): من الضروري التواجد في غرفة هادئة والجلوس بشكل مريح والبدء في التأثير على المنطقة المشار إليها (الصورة 6) بحركات دائرية. قم بإغلاق عينيك. التأثير على هذه المنطقة يحفز الجهاز العصبي بأكمله. يخفف التوتر و يعطي الشعور بالهدوء والسلام. موقع الجهاز لا يهم.</p>
7	تنظيم وظائف المعدة	<p>يعمل على تنظيم عمل المعدة، ويخفف من الانزعاج.</p> <p>التطبيق (الصورة 7): يتم وضع الجهاز على منطقة المعدة. قم بتأثير بواسطة وحدة التحكم الكمية على المناطق المشار إليها في الصورة 7 بحركة دائرية. قم بإغلاق عينيك.</p>
8	عملية الهضم	<p>يمنع اضطرابات الجهاز الهضمي، ويدعم وظيفة الأمعاء.</p> <p>التطبيق (الصورة 8): قم بوضع الجهاز على المعدة. قم بتأثير بواسطة وحدة التحكم الكمية على المناطق المشار إليها في الصورة 8 بحركة دائرية. قم بتنفيذ 4 حركات دائرية على المنطقة، ثم انتقل إلى المنطقة الأخرى، إلخ. عد إلى المنطقة الأولى مرة أخرى، وكرر الدورة حتى نهاية البرنامج. قم بإغلاق عينيك.</p>
9	تنظيم وظائف الأمعاء	<p>تقوم الطبيعة بإزالة السموم والمواد الضارة الأخرى من الجسم في الوقت المناسب. الإمساك مشكلة مرتبطة بحركات الأمعاء الصعبة والغير الكافية. يعتبر تأخر البراز لمدة 48 ساعة بالفعل علامة على الإمساك. الإمساك المزمن يجعل الجلد شاحبًا أو مصفرًا - يفقد مرونته و يصبح مترهلًا. يقوم البرنامج بتنظيم عمل الأمعاء الغليظة، مما يمنع تكوين الظواهر الغير مرغوبة. التطبيق (الصورة 9): قم بوضع الجهاز على المعدة. قم بتأثير بواسطة وحدة التحكم الكمية على المناطق المشار إليها في الصورة 9 بحركة دائرية. قم بأربع حركات دائرية في منطقة واحدة، ثم انتقل إلى المنطقة الأخرى، ثم عد إلى الأولى مرة أخرى. يجب تكرار الدورة حتى نهاية البرنامج.</p>

الملحق 6 - «قائمة البرامج الخاصة لـ DeVita Cosmo و مناطق التأثير».

رقم	اسم البرنامج	وصف البرنامج
1	تنعيم التجاعيد	يساعد البرنامج على: القضاء على التجاعيد، حب الشباب، تقوية لون البشرة، شد الوجه البيضاوي. هذا هو البرنامج الرئيسي للحفاظ على صحة البشرة وشبابها. و بعد ذلك يمكنك الانتقال إلى البرامج التي تصحح عمل الأعضاء و تصحيح مظهر الوجه. التطبيق (الصورة 1): موقع الجهاز لا يهم. يجب أن يكون المرفق الكمي مدفوعاً على طول الخطوط الموضحة في الصورة 1 في اتجاه الأسهم (خطوط التدليك). هنا يتم تطبيق حركة خطية بواسطة وحدة التحكم. يجب غلق العينين أثناء العملية. استرشد بالمشاعر. تنبيه: لا تضع الجهاز و وحدة التحكم الكمي على منطقة الغدة الدرقية.
2	تحسين نغمة الوجه	يعيد الاستخدام المنتظم للبرنامج العمليات الطبيعية لتجديد الخلايا، و في بعض الحالات يعززها، و يمنع شيخوخة الجلد، كما يزيل التجاعيد الدقيقة و ينعم التجاعيد الأعمق. يمنح البرنامج الطاقة للجسم كله، و يخفف من التعب العام، و يخفف حالات الاكتئاب هذا هو ثاني أهم برنامج. يجب استخدامه كإجراء وقائي. التطبيق (الصورة 2): موقع الجهاز لا يهم. قم بتحريك وحدة التحكم الكمي على طول أحد الأذنين ثم الأخرى، بدءاً من الجزء العلوي من الأذن و بسلاسة إلى الأسفل. قم بأربع دورات وانتقل إلى الأذن الأخرى. مرة أخرى 4 دورات والعودة إلى الأولى، وهكذا حتى نهاية الجلسة. تأكد من التركيز على الشعور بالدفء. انتباه: يستخدم البرنامج في الصباح أو بعد الظهر.
3	صحة المرأة	تم تصميم البرنامج لتنظيم الغدد الصماء والجهاز التناسلي الأنثوي. مفيد للنساء من جميع الأعمار. التطبيق (الصورة 3): ضع الجهاز في منطقة الضفيرة الشمسية. قم بوضع وحدة التحكم في المناطق المشار إليها (الصورة 3) و قم بإجراء حركات دائرية من الجانب الأول ثم الجانب الآخر بالتوالي. تجرى الجلسات مرة واحدة في الأسبوع. انتباه: لا ينصح باستخدام هذا البرنامج أثناء الحمل و من طرف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا.

	تنظيم نشاط البنكرياس. التطبيق (الصورة 14): قم بوضع الجهاز على منطقة البنكرياس. قم بتأثير على المناطق المشار إليها في الصورة 14 بحركات دائرية. قم بتنفيذ 4 حركات دائرية بواسطة وحدة التحكم الكمية على منطقة الاولى، ثم انتقل إلى المنطقة الأخرى. عد إلى المنطقة الأولى مرة أخرى وكرر الدورة حتى نهاية البرنامج. قم بإغلاق عينيك.	الوقاية من أمراض البنكرياس	14
	البرنامج يخفف من تشنجات الأوعية الدموية الصغيرة في العين. يعيد الأداء الطبيعي للعضلة التي تتحكم في العدسة. التطبيق (الصورة 15): - اذهب الى النافذة؛ - ابحث عن نقطة صغيرة على الزجاج. إذا لم يكن موجودًا، فضع نقطة صغيرة على الزجاج (على سبيل المثال، بعلامة) ؛ - قم بوضع وحدة التحكم الكمي على جانب الرأس بالقرب من الصدغ (Temple). يجب ألا تحجب وحدة التحكم اتجاه الرؤية. التأثير على المناطق الموضحة في الشكل 15 بحركات دائرية عن طريق الاسترشاد بإحساس الحرارة ؛ - أثناء تشغيل الجهاز، ركز على هذه النقطة بحيث تكون في بؤرة التركيز (للقيام بذلك، حدد مسافة مريحة، لا تقوم بإجهاد العين)؛ - انظر إلى النقطة لمدة 8-10 ثوانٍ. بعد ذلك، انظر بعيدا لمدة 8-10 ثوانٍ؛ - ثم كرر هذا الإجراء حتى تشعر بتعب العينين. بعد ذلك، أوقف التمرين، ولا تقم بإزالة وحدة التحكم من مناطق التأثير. - دع الجهاز يعمل من خلال البرنامج حتى النهاية ؛ - قم بزيادة وقت التمرين تدريجيًا حتى يتم تشغيل برنامج الجهاز. بعد تدريب العينين، اترك العضلات تتراح لمدة 20-30 دقيقة. هذا ضروري حتى تتكيف العين مع الظروف الجديدة وتكتسب العضلات المرنة. انتباه: بعد الجلسة لا ينصح بإجهاد عينيك لمدة ساعتين.	تصحيح النظر	15
	يقلل البرنامج من مظاهر الالتهاب (احمرار، حب الشباب، الخ) التطبيق (الصورة 16): يجب وضع الجهاز على بعد 25-30 سم من الوجه. ضع وحدة التحكم على المناطق المشار إليها (الصورة 16) وقم بحركات دائرية من الجانب الاول ثم الجانب الآخر بالتوالي: الجبهة أولاً، ثم الخدين، ثم المعدة (على يمين و يسار السرة). قم بإجراء الدورة حتى نهاية البرنامج. للوقاية، استخدم البرنامج كل يوم. إذا لزم الأمر، يمكنك استخدام الجلسات اليومية: 3-4 أيام متتالية في أي وقت من اليوم، ثم استراحة لمدة 4-3 أيام وتكرار الجلسة. المجموع 10 جلسات. بعد تطبيق هذا البرنامج ، لتحسين التأثير، يوصى باستخدام برنامج "الهضم" ، وكذلك برنامج "صحة الرجل" أو "صحة المرأة".	بشرة نظرة	16

<p>الكلى هي ثاني أهم عضو بعد الكبد تشارك في التخلص من المواد السامة. فهي تنظم استقلاب الماء و الكهارل، توازن الحمضي القاعدي، تركيز الصوديوم في الجسم، الحجم و الضغط التناضحي للدم و سوائل الجسم، تزيل الماء الزائد، اليوريا، الكرياتينين، حمض البوليك، و الأملاح من الجسم.</p> <p>ينعكس اختلال عمل الكلى على الفور على الوجه في شكل وذمة. يساعد البرنامج على تحسين أداء الكلى.</p> <p>التطبيق (الصورة 10): ضع الجهاز على منطقة الكلى من جهة الظهر. قم بتأثير بواسطة وحدة التحكم الكمية على المناطق المشار إليها في الصورة 10 بحركات دائرية. قم بتنفيذ 4 حركات دائرية على المنطقة، ثم انتقل إلى المنطقة الأخرى، إلخ. عد إلى المنطقة الأولى مرة أخرى، وكرر الدورة حتى نهاية البرنامج قم بإغلاق عينيك.</p>	<p>تحفيز الكلى</p>	<p>10</p>
<p>تعتبر الغدة الدرقية عضوًا مهمًا في جهاز الغدد الصماء الذي ينظم عملية التمثيل الغذائي، نقل الحرارة، عمل الجهاز العصبي، و الأنظمة الأخرى. تعد أمراض الغدة الدرقية من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم وهي على قدم المساواة مع أمراض الجهاز القلبي الوعائي. تم تصميم البرنامج للوقاية من مثل هذه الأمراض وتنظيم عمل الجسم بأكمله، وكذلك القضاء على الجلد الجاف والأظافر الهشة والشعر.</p> <p>التطبيق (الصورة 11): موضع الجهاز لا يهم، باستثناء منطقة الغدة. التأثير على المناطق المشار إليها (الصورة 11) مع وحدة التحكم الكمية بحركات دائرية، و الانتقال بسلاسة من منطقة إلى أخرى. كرر الحركات حتى نهاية البرنامج. انتباه: لا تضع الجهاز و وحدة التحكم الكمية على منطقة الغدة الدرقية، يتم تنفيذ التأثير بدقة على طول مناطق الإسقاط: الجزء السفلي من الرقبة على طول المريء، في المنطقة فوق الترقوة و منطقة الحفرة الوداجية (Jugular fossa).</p>	<p>الغدة الدرقية</p>	<p>11</p>
<p>ينظم عمل القلب والأوعية الدموية، ويحسن تدفق الدم إلى الأنسجة. التطبيق (الصورة 12): قم بوضع الجهاز على منطقة القلب. قم بتأثير بواسطة وحدة التحكم الكمية على المنطقة المشار إليها في الصورة 12 بحركة دائرية. قم بإغلاق عينيك.</p>	<p>القلب و الأوعية الدموية</p>	<p>12</p>
<p>يمكن أن تؤثر حالة الطحال على حالة جلد الوجه، وعمل الأعضاء الأخرى و "الحالة المزاجية" للجسم بأكمله. يساعد البرنامج في منع مشاكل الطحال.</p> <p>التطبيق (الصورة 13): قم بوضع الجهاز على منطقة الطحال، الجانب الأيسر من الجسم، فوق الضلع الأخير مباشرة. قم بتأثير بواسطة وحدة التحكم الكمية على المنطقة المشار إليها في الصورة 13 بحركات دائرية. قم بإغلاق عينيك.</p>	<p>تحسين وظيفة الطحال</p>	<p>13</p>



صورة 2



صورة 1



صورة 4



صورة 3



صورة 6



صورة 5

<p>في فترة ما بين الفصول، يعاني جسم الإنسان من الإجهاد: الشعر بعد فصل الشتاء لا يبدو مثاليًا. يعتبر تساقط الشعر اليومي (عادة ما يصل إلى 100) معيارًا فسيولوجيًا محددًا. يشير تساقط الشعر فوق المعدل الطبيعي إلى حدوث اضطرابات في أداء الجسم بسبب الإجهاد والتعرض للبرودة والمناخ الجاف الداخلي ونقص المغذيات الدقيقة، وأحيانًا نتيجة استخدام بعض الأدوية. يساعد البرنامج في منع تساقط الشعر وتحسين حالته.</p> <p>المنهجية (مخطط 17): ضع الجهاز أمام الوجه أو على مؤخرة الرأس. ضع وحدة التحكم الكمية على المناطق المحددة في (الصورة 17). قم بأربع حركات دائرية في المنطقة الأولى ثم الأخرى، بعد ذلك انتقل إلى منطقة السرعة (يمينًا ويسارًا). كرر الدورات حتى نهاية البرنامج. بعد استخدام هذا البرنامج لتحسين المفعول يوصى باستخدام برنامج "عملية الهضم"</p>	<p>تنظيم القلب والأوعية الدموية</p>	<p>17</p>
<p>يقوي ويحسن مظهر الأظافر وجلد اليدين.</p> <p>التطبيق (الصورة 18): ضع الجهاز على بعد 20 سم من اليد المعالجة. باستخدام وحدة التحكم الكمية، قم بعمل حركات خطية بطيئة انطلاقًا من الأصابع إلى قاعدة اليد (مفصل الرسغ). أولاً من الخارج، ثم من الجهة الداخلية لليد. كرر الإجراء على اليد الأخرى. انتقل إلى البطن (على يمين ويسار السرعة). يجب تكرار الدورة حتى نهاية البرنامج.</p>	<p>ماستر مانيكير</p>	<p>18</p>
<p>يتم تجديد خلايا الجلد باستمرار. غالبًا ما تمنعها الخلايا الميتة القديمة التي تبقى على السطح من الظهور بمظهر جميل. سيساعد الاستخدام الوقائي المنتظم للبرنامج على تجنب مثل هذه الظواهر.</p> <p>التطبيق (الصورة 19): قم بوضع الجهاز على مسافة 25-30 سم من الوجه. ضع وحدة التحكم على المناطق المشار إليها (الصورة 19) وقم بحركات دائرية من الجانب الأول ثم الجانب الآخر بالتوالي: الجبهة أولاً، ثم الخدين، ثم المعدة (على يمين ويسار السرعة). يجب تكرار الدورة حتى نهاية البرنامج. للوقاية، يجب استخدام البرنامج كل يوم. إذا لزم الأمر، يمكنك استخدام الجلسات اليومية: 3-4 أيام متتالية في أي وقت من اليوم، ثم استراحة لمدة 3-4 أيام و تكرار الجلسة. المجموع 10 جلسات. بعد استخدام هذا البرنامج لتحسين المفعول يوصى باستخدام برنامج "عملية الهضم" و "تنظيم وظائف الكبد"</p>	<p>وجه بدون عيوب</p>	<p>19</p>
<p>يعمل البرنامج على تطبيع الدورة الدموية في الساقين، ويخفف من التعب و التورم.</p> <p>التطبيق (الصورة 20): يوضع الجهاز على مسافة 20 سم من القدم المعالجة. باستخدام وحدة التحكم الكمية، قم بعمل حركات خطية انطلاقًا من أطراف الأصابع إلى قاعدة القدم (مفصل الساق السفلي). أولاً من الجانب الخلفي، ثم من جانب النعل. كرر الإجراء على الساق الأخرى. انتقل إلى البطن (إلى يمين ويسار السرعة). يجب تكرار الدورة حتى نهاية البرنامج.</p>	<p>الدورة الدموية في الرجلين</p>	<p>20</p>





الملحق 7 - "قائمة مجموعات التردد الموصى بها لـ DeVita Cosmo مع دورة التطبيق و مناطق التأثير."

1. الاضطرابات العامة

ألم عام

مجموعة الترددات: 9,6+9,5+9,4+8,0+5,5+4,9+4,0+3,8
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19,16,12,10,2,1

اليوم 2 — 19,16,12,10,2,1

اليوم 3 — 19,16,12,10,4,1

اليوم 4 — 19,12,10,5,4

ازالة السموم

مجموعة الترددات: 69,0+56,0+9,8+3,3+2,65,2,5+0,9+0,7
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 7,19,5,4,1

اليوم 2 — 16,12,9,6,5

اليوم 3 — 19,7

اليوم 4 — 19,16,5,4

زيادة الوزن

مجموعة الترددات: 35,50+32,0+4,9+4,0+2,0
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19,7,4,2,1

اليوم 2 — 19,5,4,2

اليوم 3 — 9,7,6,5

اليوم 4 — 19,7,11

تعب و الارهاق

مجموعة الترددات: 99,5+92,5+91,5+9,6+5,8
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19,12,10,2

اليوم 2 — 10,9,6,2

اليوم 3 — 19,10,2

اليوم 4 — 19,12,10,7,2



صورة 20



صورة 19

اليوم 4 — 1, 2, 10, 12

الدوار وعدم التوازن

مجموعة الترددات: 97,5+95,0+89,5+89,0+4,0

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 1, 2, 10

اليوم 2 — 1, 2

اليوم 3 — 1, 2, 10

اليوم 4 — 1, 2

خلل التوتر العضلي العصبي

مجموعة الترددات: 9,4+6,3+6,0+4,0+1,2

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 1, 2, 6, 9, 12

اليوم 2 — 2, 12, 19

اليوم 3 — 1, 2, 6, 9

اليوم 4 — 2, 12, 19

هستيريا

مجموعة الترددات: 31,5+6,3+4,5+2,2

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 2, 4, 5, 7, 10, 11, 19

اليوم 2 — 2, 6, 9, 19

اليوم 3 — 2, 10, 11, 19

اليوم 4 — 2, 10, 11

وهن عصبي

مجموعة الترددات: 31,5+6,3+4,5+2,2

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 1, 2, 4, 5, 10

اليوم 2 — 10, 12, 19

اليوم 3 — 2, 4, 5, 7, 8, 12

اليوم 4 — 5, 6, 7, 9, 10, 12, 19

ألم العصب الثلاثي التوائم

مجموعة الترددات: 87,5+30,0+10,0+7,5

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 1, 2, 12, 19

اليوم 2 — 1, 2, 4, 19

اليوم 3 — 1, 2, 12, 16

اليوم 4 — 1, 2, 19

التعرض المهني لعوامل الخطر

مجموعة الترددات: 2,2+10,0+12,5+15,0+19,5+26,0+92,5
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 1, 4, 7,5

اليوم 2 — 1, 4, 7,5

اليوم 3 — 1, 4, 7,5

اليوم 4 — 1, 4, 7,5

تقلصات و تشنج

مجموعة الترددات: 0,6+6,8+33,5+54,0+64,0+70,5
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 1, 2, 19

اليوم 2 — 1, 2, 19

اليوم 3 — 1, 2, 19

اليوم 4 — 2, 19, 19

التدخين

مجموعة الترددات: 3,5

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 1, 2, 4

اليوم 2 — 1, 4, 12, 19

اليوم 3 — 1, 4, 5

اليوم 4 — 1, 5, 6, 9, 19

الإصابات

مجموعة الترددات: 1,2+2,5+3,6+3,8+3,9+8,6+92,0
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 4, 7, 10, 12, 14, 19, موضع الصدمة

اليوم 2 — 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19, موضع الصدمة

اليوم 3 — 5, 10, 19, موضع الصدمة

اليوم 4 — 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19, موضع الصدمة

2. الجهاز العصبي و الاضطرابات السلوكية

الصداع

مجموعة الترددات: 1,2+2,5+3,6+3,9+6,3+7,5+32,5
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 1, 2, 10, 12, 19

اليوم 2 — 1, 2, 10, 12, 19

اليوم 3 — 1, 2, 10, 12, 19

اضطراب النوم

مجموعة الترددات: $92,0+34,0+8,1+5,0+3,9+3,6+2,5$

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 11, 2, 1

اليوم 2 — 2

اليوم 3 — 11, 2

اليوم 4 — 11, 2, 1

قصور في الأوعية الدموية الدماغية

مجموعة الترددات: $99,5+52,5+50,5+50,0+47,5$

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 16, 2, 1

اليوم 2 — 12, 4, 2

اليوم 3 — 19, 2, 16

اليوم 4 — 19, 11, 2, 4

ضعف الانتصاب

مجموعة الترددات: $97,0+55,0+9,4+4,9+4,0+2,6$

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 17, 15, 11, 10, 8, 7, 2

اليوم 2 — 19, 17, 11, 9, 6, 2

اليوم 3 — 19, 11, 9, 7, 5, 1

اليوم 4 — 19, 13, 10, 7

3. أجهزة الإحساس

قصر النظر

مجموعة الترددات: $72,5+31,5+4,9+3,6$

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 12, 8, 7, 4, 2, 1

اليوم 2 — 19, 16, 12, 9, 6, 2, 1

اليوم 3 — 19, 12, 7, 5, 4, 1

اليوم 4 — 19, 12, 10, 7, 4

الغلوكوما

مجموعة الترددات: $98,5+70,0$

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 16, 12, 5, 4, 2, 1

اليوم 2 — 19, 12, 9, 6, 5, 2, 1

اليوم 3 — 19, 9, 8, 7, 4, 1

التهاب العصب الوجهي

مجموعة الترددات: 91,5+89,5+7,5+3,9

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 10, 1

اليوم 2 — 9, 6, 1

اليوم 3 — 10, 9, 1

اليوم 4 — 19, 10, 9, 1

قلة الشهية (فقدان الشهية)

مجموعة الترددات: 94,5+35,0+31,0+25,0

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 16, 12, 7, 5, 2

اليوم 2 — 18, 7, 2

اليوم 3 — 12, 10, 8, 7

اليوم 4 — 12, 9, 6, 5, 4

قلة أو فقدان الرغبة الجنسية

مجموعة الترددات: 97,0+55,0+38,0+32,0+12,5+2,5

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 17, 12, 7, 5, 2

اليوم 2 — 19, 10, 7, 2

اليوم 3 — 19, 9, 8, 7, 6, 4, 1

اليوم 4 — 19, 17, 9, 5, 4

ضعف الذاكرة

مجموعة الترددات: 90,0+80,5+80,0+50,0+21,0

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 16, 2, 1

اليوم 2 — 12, 4, 2

اليوم 3 — 19, 2, 16

اليوم 4 — 19, 12, 4, 2

حالات القلق والاكتئاب

مجموعة الترددات: 98,5+93,5+92,5+19,0+5,5+3,5

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 5, 1

اليوم 2 — 19, 10, 9, 6

اليوم 3 — 19, 17, 10, 5

اليوم 4 — 19, 10, 9, 6

4. نظام القلب والأوعية الدموية

توسع وريد الدوالي (الأطراف السفلية)

مجموعة الترددات: 99,0+68,5+68,0+66,5+60,5+10,0+9,4+2,5
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 14, 12, 8, 7

اليوم 2 — 19, 17, 13, 5, 4

اليوم 3 — 19, 14, 9, 8, 7, 5

اليوم 4 — 19, 16, 9, 7

الصداع الناجم عن الأوعية الدموية

مجموعة الترددات: 96,5+96,0+83,5+67,5+65,0+62,5+2,5
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 12, 10, 2

اليوم 2 — 19, 16, 12, 7, 2

اليوم 3 — 12, 10, 2

اليوم 4 — 19, 16, 12, 2

البواسير

مجموعة الترددات: 4,0+3,8+2,6
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 14, 13, 7, 5, 2, 1

اليوم 2 — 17, 10, 9, 6

اليوم 3 — 19, 11, 9, 8, 7

اليوم 4 — 17, 13, 5, 4

ارتفاع ضغط الدم الشرياني

مجموعة الترددات: 62,5+9,5+9,45+6,0+3,3
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 9, 6, 4, 2

اليوم 2 — 17, 10, 5

اليوم 3 — 9, 6, 4, 2

اليوم 4 — 19, 15, 12, 10

انخفاض ضغط الدم الشرياني

مجموعة الترددات: 99,5+52,5+50,0+49,5+49,0+48,5+47,5+1,7
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 11, 8, 7, 2

اليوم 2 — 7, 6, 5

اليوم 4 — 12, 16, 19

التهاب الملتحمة

مجموعة الترددات: 75,5+70,0+66,5+65,5+11,0

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 12, 7, 4, 2, 1

اليوم 2 — 19, 16, 9, 8, 7, 6, 2, 1

اليوم 3 — 19, 16, 12, 4

اليوم 4 — 19, 12, 10, 7, 5

التهاب العصب البصري

مجموعة الترددات: 94,5+4,9+3,6

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 12, 7, 5, 4, 2, 1

اليوم 2 — 19, 12, 2, 10, 1

اليوم 3 — 16, 10, 9, 6, 5, 1

اليوم 4 — 19, 12, 10, 7

التهاب الأعصاب السمعية

مجموعة الترددات: 9,2+5,8+3,3

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 16, 10, 2

اليوم 2 — 19, 16, 10, 5, 4, 2

اليوم 3 — 19, 16, 12, 7, 5, 3, 1

اليوم 4 — 19, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 3

التهاب الأذن

مجموعة الترددات: 98,0+27,0+9,2+5,8+3,3

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 12, 10, 9, 6

اليوم 2 — 16, 12, 8, 7, 2

اليوم 3 — 12, 2

اليوم 4 — 19, 12, 10

ضعف السمع

مجموعة الترددات: 95,0+60,0+9,8+9,25+6,0+5,8

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 16, 10, 2

اليوم 2 — 19, 16, 10, 5, 4, 2

اليوم 3 — 19, 16, 12, 7, 5, 3, 1

اليوم 4 — 19, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 3

اليوم 1 — 19,16,12,2,1

اليوم 2 — 19,12,2,1

اليوم 3 — 19,18,12,5,4,1

اليوم 4 — 19,16,12,7,5,4

الذبحة الصدرية و التهاب اللوزتين

مجموعة الترددات: 89,0+86,0+82,0+75,5+71,5+52,0+20,5+9,45

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19,16,12,4,2,1

اليوم 2 — 19,12,7,5,4,2

اليوم 3 — 19,12,5,4

اليوم 4 — 19,12,10,8,7

الربو القصبي

مجموعة الترددات: 55,0+50,0+9,4+7,7+5,9+3,8

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 11,6,5,4,2

اليوم 2 — 11,8,7,2

اليوم 3 — 16,5,4

اليوم 4 — 19,4

التشنج القصبي

مجموعة الترددات: 55,0+50,0+9,4+7,7+5,9+3,8

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 5,4,2,1

اليوم 2 — 11,9,7,6,5,4

اليوم 3 — 7,4

اليوم 4 — 19,11

التهاب الشعب الهوائية

مجموعة الترددات: 86,0+46,0+9,45+9,4+8,0+4,0+0,9

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 5,4,2,1

اليوم 2 — 11,9,7,6,5,4

اليوم 3 — 7,4

اليوم 4 — 19,11

التهاب الجيوب الأنفية

مجموعة الترددات: 53,5+3,6+2,9

مناطق التأثير:

اليوم 3 — 2, 7, 11
اليوم 4 — 2, 5, 6, 9, 19

أمراض القلب التاجية

مجموعة الترددات: 2, 3, 3, 1, 2, 3, 9, 45, 38, 0, 38, 5, 95, 0, 97, 0
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 2, 4, 5, 7, 11
اليوم 2 — 4, 5, 7, 9
اليوم 3 — 2, 4, 5, 7, 9
اليوم 4 — 2, 6, 9, 12

اضطراب دوران الأوعية الدقيقة

مجموعة الترددات: 0, 7, 4, 9, 45, 9, 19, 5, 46, 0, 50, 0
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 2, 4, 6, 9
اليوم 2 — 5, 10, 17
اليوم 3 — 2, 4, 6, 9
اليوم 4 — 10, 12, 15, 19

عدم انتظام ضربات القلب

مجموعة الترددات: 2, 3, 3, 1, 2, 6, 0, 45, 38, 0, 38, 5, 95, 0, 97, 0
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 2, 4, 5, 10, 11
اليوم 2 — 4, 5, 11, 19
اليوم 3 — 3, 4, 6, 10, 11
اليوم 4 — 4, 5, 11, 19

أمراض القلب (الوقائية)

مجموعة الترددات: 2, 3, 8, 1, 2, 8, 0, 45, 41, 0, 43, 0, 43, 5, 97, 0
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 2, 4, 5, 10, 11
اليوم 2 — 4, 5, 11, 19
اليوم 3 — 3, 4, 6, 10, 11
اليوم 4 — 4, 5, 11, 19

5. أعضاء الجهاز التنفسي

التهاب الأنف التحسسي

مجموعة الترددات: 5, 2, 9, 7, 5, 12, 0, 74, 0
مناطق التأثير:

مناطق التأثير:

اليوم 1- 1, 2, 10, 12, 16, 19

اليوم 2- 1, 2, 10, 12, 16, 19

اليوم 3- 1, 4, 10, 12, 16, 19

اليوم 4- 4, 5, 10, 12, 19

التهاب المعدة والاثني عشر

مجموعة الترددات: 11,5+10,0+9,4+8,6+8,1+3,8+3,5

مناطق التأثير:

اليوم 1- 1, 2, 7, 10

اليوم 2- 2, 6, 9, 12, 19

اليوم 3- 4, 5, 10, 19

اليوم 4- 5, 7, 12, 19

التهاب الكبد المزمن

مجموعة الترددات: 17,0+9,8+3,3+2,5+0,9

مناطق التأثير:

اليوم 1- 19

اليوم 2- 5, 6, 9, 12, 16

اليوم 3- 7, 19

اليوم 4- 4, 5, 16, 19

خلل الحركة الصفراوية

مجموعة الترددات: 9,25+2,65

مناطق التأثير:

اليوم 1- 2, 7, 12, 19

اليوم 2- 2, 12, 14, 19

اليوم 3- 5, 6, 7, 9, 12, 16

اليوم 4- 7, 10, 18, 19

حصى المرارة

مجموعة الترددات: 96,0+94,5+88,5+85,0+84,0+27,0+17,0+3,5

مناطق التأثير:

اليوم 1- 2, 12, 16

اليوم 2- 7, 10, 19

اليوم 3- 5, 6, 7, 9, 16

اليوم 4- 7, 15, 19

الإمساك

مجموعة الترددات: 11,5+10,0+9,4+8,6+8,1+3,8+3,5

مناطق التأثير:

اليوم 1- 2, 9, 12, 17

اليوم 1 — 19,16,12,9,6,2,1
اليوم 2 — 19,16,12,2,1
اليوم 3 — 19,12,1
اليوم 4 — 19,12,5,4

السعال

مجموعة الترددات: 81,0+75,0+9,45+9,4+8,0+4,0+0,9
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 4,2
اليوم 2 — 16,12,4
اليوم 3 — 5,4
اليوم 4 — 19,9,6,5

التهاب الحنجرة

مجموعة الترددات: 9,5
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 11,5,4,2,1
اليوم 2 — 19,16,11,7,4,2,1
اليوم 3 — 19,11,4
اليوم 4 — 19,11,4

التهاب الجنبية

مجموعة الترددات: 11,5+9,4+2,5
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 9,6,5,2
اليوم 2 — 16,4,3
اليوم 3 — 11,4
اليوم 4 — 19,5,4

الالتهاب الرئوي

مجموعة الترددات: 86,0+46,0+9,45+9,4+8,0+4,0+0,9
مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19,5,4,2
اليوم 2 — 16,7,5,2
اليوم 3 — 19,11,4
اليوم 4 — 11,5,4

6. الجهاز الهضمي

آلام الأسنان

مجموعة الترددات: 79,5+31,0+30,5+17,3+9,5+8,0+4,9+3,6

اليوم 3 — 16, 12, 9, 7, 6, 5

اليوم 4 — 19, 18, 7, 10

التهاب الأمعاء و التهاب القولون

مجموعة الترددات: 63,0+61,0+7,7+5,9+3,8

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 16, 12, 10, 7, 5, 2

اليوم 2 — 12, 9, 7, 6, 2

اليوم 3 — 9, 8, 7

اليوم 4 — 19, 10, 5, 4

قرحة (المعدة، الاثني عشر)

مجموعة الترددات: 96,0+83,0+73,0+67,0+10,0+9,4+8,6

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 17, 12, 10, 4, 2

اليوم 2 — 19, 9, 7, 6, 2

اليوم 3 — 17, 10, 5

اليوم 4 — 19, 10, 5, 4

7. الجلد و الأنسجة تحت الجلد

التهاب الجلد التأتبي (التهاب الجلد العصبي)

مجموعة الترددات: 96,0+83,0+73,0+67,0+10,0+9,4+8,6

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 18, 15, 11, 10, 5, 4, 2, 1

اليوم 2 — 19, 16, 11, 9, 7, 6, 5, 3, 2

اليوم 3 — 19, 17, 11, 10, 9, 7

اليوم 4 — 19, 11, 10

الأكزيما

مجموعة الترددات: 64,0+28,0+9,4+9,25+2,5+1,7+0,7

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 15, 11, 10, 7, 2, 1

اليوم 2 — 19, 14, 10, 5, 4, 2, 1

اليوم 3 — 19, 9, 7, 5, 4, 3

اليوم 4 — 19, 11, 9, 7, 3

8. الجهاز العضلي الهيكلي

ألم في الأطراف

مجموعة الترددات: 95,0+70,5+64,0+54,0+33,5+6,8+3,8

اليوم 2 - 10, 15, 19

اليوم 3 - 7, 9, 12, 19

اليوم 4 - 7, 10, 19

المغص المعوي

مجموعة الترددات: 11,5+10,0+9,4+8,6+8,1+3,8+3,5

مناطق التأثير:

اليوم 1 - 2, 5, 7, 9, 12, 19

اليوم 2 - 5, 7, 17, 19

اليوم 3 - 6, 7, 8, 9, 12, 19

اليوم 4 - 9, 17, 18, 19

اضطرابات الجهاز الهضمي (عسر الهضم)

مجموعة الترددات: 11,5+10,0+9,4+8,6+8,1+3,8+3,5

مناطق التأثير:

اليوم 1 - 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19

اليوم 2 - 2, 7, 19

اليوم 3 - 4, 5, 10, 19

اليوم 4 - 5, 7, 12

تجفيف الفم

مجموعة الترددات: 84,0+33,6+4,9

مناطق التأثير:

اليوم 1 - 1, 2, 4, 5, 12, 19

اليوم 2 - 1, 2, 4, 5, 7, 19

اليوم 3 - 4, 6, 7, 9, 12, 19

اليوم 4 - 4, 12, 16

الغثيان و التقيؤ

مجموعة الترددات: 11,5+10,0+9,4+8,6+8,1+3,8+3,5

مناطق التأثير:

اليوم 1 - 2, 10, 19

اليوم 2 - 7, 10

اليوم 3 - 5, 6, 11

اليوم 4 - 5, 10, 11

التهاب المرارة

مجموعة الترددات: 9,2+2,65

مناطق التأثير:

اليوم 1 - 2, 7, 10, 19

اليوم 2 - 2, 12, 14, 19

اليوم 2 — 2, 5, 7, 10, 19
اليوم 3 — 2, 5, 7
اليوم 4 — 2, 5, 7, 12, 19

الداء العظمي الغضروفي في العمود الفقري القطني العجزي

مجموعة الترددات: 6, 9, 10, 12, 19, 27, 35, 44, 54, 65, 77, 90, 104

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 7, 9, 10, 19
اليوم 2 — 7, 9, 15
اليوم 3 — 7, 8, 9, 10
اليوم 4 — 6, 9, 13

9. الجهاز البولي

صعوبة التبول

مجموعة الترددات: 1, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 27, 35, 44, 54, 65, 77, 90, 104

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 2, 7, 13, 14, 19
اليوم 2 — 2, 7, 8, 17, 19
اليوم 3 — 3, 6, 9, 13, 17
اليوم 4 — 9, 19

الحصاة الكلوية

مجموعة الترددات: 3, 5, 17, 27, 35, 44, 54, 65, 77, 90, 104

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 2, 7, 8, 9, 11, 19
اليوم 2 — 2, 4, 14, 17, 19
اليوم 3 — 4, 5, 7, 11, 19
اليوم 4 — 6, 7, 9, 11, 17, 19

التهاب الكلى

مجموعة الترددات: 8, 2, 3, 3, 8, 9, 10, 12, 19, 27, 35, 44, 54, 65, 77, 90, 104

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 2, 6, 7, 8, 9, 19
اليوم 2 — 2, 9, 11, 17
اليوم 3 — 3, 5, 7, 11, 14
اليوم 4 — 4, 7, 11, 15, 19

التهاب المثانة

مجموعة الترددات: 8, 2, 3, 3, 8, 9, 10, 12, 19, 27, 35, 44, 54, 65, 77, 90, 104

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 18, 9, 2

اليوم 2 — 19, 17, 13

اليوم 3 — 19, 14, 13

اليوم 4 — 19, 16, 14, 9, 6

آلام الظهر (أسباب مختلفة)

مجموعة الترددات: 79,0+33,0+7,5+3,9+3,8+3,6+2,5+1,2

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 10, 9, 7

اليوم 2 — 15, 9, 7

اليوم 3 — 10, 9, 8, 7

اليوم 4 — 13, 9, 6

التهاب مفاصل الركبة

مجموعة الترددات: 100,0+78,0+63,5+7,5+3,5+1,2

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 14, 13, 7

اليوم 2 — 13, 7

اليوم 3 — 19, 15, 13

اليوم 4 — 19, 14, 9

آلام أسفل الظهر، عرق النسا

مجموعة الترددات: 94,0+76,5+67,5+64,5+62,5

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 15, 10, 9, 8, 7

اليوم 2 — 9, 7, 6, 5, 2

اليوم 3 — 15, 10, 9, 7

اليوم 4 — 9, 8, 7, 6, 2

الم عضلي

مجموعة الترددات: 99,5+52,5+50,5+9,0+3,5+3,0+2,5+2,0

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 14, 12, 10, 7, 4

اليوم 2 — 19, 17, 15, 12, 10, 5, 4

اليوم 3 — 19, 10, 5

اليوم 4 — 19, 16, 15, 12, 10, 9, 6

الداء العظمي الغضروفي في العمود الفقري العنقي

مجموعة الترددات: 67,5+60,0+59,0+9,0+3,5+3,0+2,5+2,0

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19, 12, 10, 5, 1

تضخم البروستاتا

مجموعة الترددات: 9,4+4,9+4,0+2,6+2,5

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 19,17,9,7,2

اليوم 2 — 19,14,11,8,7,2

اليوم 3 — 19,17,13,11

اليوم 4 — 19,13,11,9,6

التهاب البروستاتا

مجموعة الترددات: 88,5+57,0+19,5+9,4+4,9+4,0+2,6

اليوم 1 — 17,15,7,5,2

اليوم 2 — 19,17,9,7,6,2

اليوم 3 — 19,15,9,8,7

اليوم 4 — 19,13,11

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 2, 9, 13, 17

اليوم 2 — 5, 7, 13, 19

اليوم 3 — 7, 14, 17, 19

اليوم 4 — 7, 14, 19

10. الأعضاء التناسلية

العقم عند النساء

مجموعة الترددات: 2,5+3,5+4,0+4,9+4,8+5,4+8,5+9,4+9,5+9,6

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 2, 4, 7, 8, 9, 14, 19

اليوم 2 — 2, 11, 13, 17, 19

اليوم 3 — 4, 5, 10, 17, 19

اليوم 4 — 6, 7, 9, 11, 19

أمراض النساء (مشاكل عامة)

مجموعة الترددات: 2,5+4,0+4,9+5,4+5,5+9,4+9,5

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 9, 11, 13, 19

اليوم 2 — 7, 11, 14, 19

اليوم 3 — 5, 8, 11, 17, 19

اليوم 4 — 6, 9, 11, 17, 19

سن اليأس (النساء)

مجموعة الترددات: 2,2+4,0+4,9+6,3+9,5+31,5+98,5

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 2, 7, 11, 19

اليوم 2 — 2, 7, 8, 11, 17

اليوم 3 — 4, 5, 10, 19

اليوم 4 — 5, 7, 9, 19

عدم انتظام الدورة الشهرية

مجموعة الترددات: 0,20+22,0+42,0+49,0+63,0

مناطق التأثير:

اليوم 1 — 9, 11, 13, 19

اليوم 2 — 7, 11, 14, 19

اليوم 3 — 5, 8, 11, 17, 19


اليوم 4 — 6, 9, 11, 17, 19

الملحق 8 - "قائمة البرامج HV الموصى بها و مناطق التطبيق".

موضع الإلكترود الموجب "+" و السالب "-"	التردد، هرتز	اتجاه التأثير	الرقم
مشاكل شائعة			
+ اليد اليمنى (اليسرى) ؛ - الساق اليمنى (اليسرى)	9,6+8,1+3,8+1,7	الحساسية	1
+ على المنطقة المصابة ؛ - على الجانب المعاكس	3,6	الالتهاب	2
+ على المنطقة المصابة ؛ - في اليد من الجانب المصاب	1,7	التهاب صديدي	3
الجبين ؛ - مؤخرة الرأس	9,5+9,45	آلام الرأس	4
+ على المنطقة المصابة ؛ - على الجانب المعاكس	2,5	الزيف ، الإصابات	5
+ الجبين ؛ - مؤخرة الرأس أو + اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى	4,9+4,0	السمنة	6
+ على منطقة الوذمة ؛ - إلكترود اليد أو الرجل على الجانب الآخر	2,59	الوذمة	7
+ الجبين ؛ - مؤخرة الرأس أو + اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى	2,2	الإرهاق	8
+ على المنطقة المصابة ؛ - على الجانب المعاكس	2,5	الكدمات	9
+ على المنطقة المصابة ؛ - على الجانب المعاكس	3,8	تشنجات	10
أنظمة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي			
+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى	3,3	تصلب الشرايين	11
+ منطقة الصدر - منطقة الظهر	0,94	مرض الربو	12
+ منطقة الصدر - منطقة الظهر	9,4	التهاب الشعب الهوائية	13
+ منطقة الصدر - منطقة الظهر	8	التهاب الشعب الهوائية الربوي	14

أطلس المناطق للتعرض للون / الضوء

قائمة التعريف الرقمية لمناطق التأثير



- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 11. السطح الخارجي للساعد | 1. الجبين |
| 12. السطح الداخلي للساعد | 2. الأذن |
| 13. الفخذ | 3. الرقبة |
| 14. الركبة | 4. الشق الوداجي - القص |
| 15. حفرة الركبة | 5. الصدر |
| 16. الجانب الخارجي من أسفل الساق | 6. الظهر |
| 17. الجانب الداخلي من أسفل الساق | 7. البطن |
| 18. الجانب الخلفي من الساق | 8. أسفل البطن والأعضاء التناسلية |
| 19. القدم | 9. المنطقة القطنية |
| | 10. الجزء الخارجي من الكوع |

31	آفات الكبد السامة والمعدية	9,8+3,3+2,5+0,9	+ اليد اليمنى ؛ - الساق اليمنى
32	مرض القرحة الهضمية - قرحة الاثني عشر 12	8,6	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
33	القرحة الهضمية	9,4	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
الجهاز العضلي الهيكلي			
34	التهاب المفاصل	9,7+9,6+9,2+ 1,6+1,2	+ الجانب الأمامي (الخارجي) من المفصل ؛ - الجانب الخلفي (الداخلي) للمفصل
35	تآكل مفصل الكاحل	9,6	+ الجانب الخارجي للمفصل. - الجانب الداخلي للمفصل
36	التهاب الفقار الروماتويدي	9,6	بالتتابع: + إلكترود اليد على منطقة العمود الفقري؛ - الساق اليمنى ثم؛ إلكترود اليد على منطقة العمود الفقري؛ - الساق اليسرى
37	عرق النسا	9,7	+ منطقة الألم؛ أوتار المأبض أو + إلكترود اليد على منطقة أسفل الظهر؛ - الساق اليمنى أو اليسرى
38	الم عضلي	6,8	+ المنطقة المصابة ؛ - الجانب المعاكس
39	التهاب السمحاق	2,65	+ المنطقة المصابة ؛ - الجانب المعاكس
40	الكسور	8,6	+ منطقة الكسر - الجانب المعاكس
41	النقرس	9,29	+ المنطقة المصابة ؛ - الجانب المعاكس
42	ألم العمود الفقري على خلفية داء عظمي غضروفي	9,6	+ إلكترود اليد على المناطق العمود الفقري؛ - الساق اليسرى أو اليمنى
43	زيادة نبرة العضلات القذالية	4,96	+ منطقة الرقبة؛ اليد اليسرى أو اليمنى
44	الروماتيزم	9,7	بالتتابع: + اليد اليسرى؛ - الساق اليسرى ثم: + اليد اليمنى؛ - الساق اليمنى
45	ضعف في مفاصل الركبة	1,23	بالتتابع: + إلكترود اليد على منطقة أسفل الظهر ؛ - الساق اليمنى ثم؛ + إلكترود اليد على منطقة أسفل الظهر ؛- الساق اليسرى

15	الدوالي	2,5	+ على المنطقة المصابة ؛ - على الجانب المعاكس
16	البواسير	4,0+3,8+2,6	بالتتابع: + إلكترود اليد على منطقة المستقيم ؛ - الساق اليمنى ثم: + إلكترود اليد على منطقة المستقيم ؛- الساق اليسرى
17	مرض القلب الضغطي	9,5+9,4+ 9,2+6,0+3,3	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى أو + الجبين. - مؤخرة الرأس
18	ارتفاع ضغط الدم الانقباضي	6	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
19	ارتفاع ضغط الدم الانبساطي	9,2	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
20	ارتفاع ضغط الدم على خلفية تصلب الشرايين	3,3	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
21	انخفاض ضغط الدم (انهيار)	1,7	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
22	الالتهاب الرئوي	9,4	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
23	الذبحة الصدرية	9,45	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى أو + منطقة القلب؛ الظهر
24	تسارع دقات القلب	1,2	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
25	اضطراب ضربات القلب (انقباضة خارجة)	6	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
الجهاز الهضمي			
26	خلل الحركة الصفراوية ، فرط وظيفي	9,2	+ اليد اليمنى؛ - الساق اليمنى
27	خلل الحركة الصفراوية ، قصور وظيفي	2,65	+ اليد اليمنى؛ - الساق اليمنى
28	التهاب الاثني عشر	9,4	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
29	حصى المرارة	3,5	+ اليد اليمنى ؛ - الساق اليمنى
30	التهاب البنكرياس	4	+ اليد اليسرى؛ -الساق اليمنى

64	داء السكري (انخفاض في الجلوكوز)	9,2	+ اليد اليسرى؛ - الساق اليسرى
65	الغدة الدرقية	9,5	+ منطقة الرقبة؛ اليد اليسرى أو اليمنى
الجهاز البولي التناسلي			
66	التهاب الزوائد الرحمية	9,4	+ اليد اليمنى أو اليسرى ؛ - الساق اليمنى أو اليسرى
67	فرط الطمث	2,54	+ اليد اليمنى (اليسرى) ؛ - الساق اليمنى (اليسرى)
68	الضعف الجنسي	4,9+4,0+2,6	بالتتابع: + إلكترود اليد على منطقة المستقيم ؛ - الساق اليمنى ثم: + إلكترود اليد على منطقة المستقيم؛ - الساق اليسرى
69	سن اليأس، عسر الطمث	9,5+4,9+4,0	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
70	الأورام اللبيعية الرحمية	2,5	+ الساق اليمنى - الساق اليسرى أو بالتتابع: + إلكترود اليد على منطقة العانة ؛ - الساق اليمنى ثم: + إلكترود اليد على منطقة العانة؛ - الساق اليسرى
71	حيض مؤلم	3,54	+ الساق اليمنى - الساق اليسرى أو بالتتابع: + إلكترود اليد على منطقة العانة ؛ - الساق اليمنى ثم: + إلكترود اليد على منطقة العانة؛ - الساق اليسرى
72	وفرة الحيض	4,9+4,0+2,5	+ الساق اليمنى - الساق اليسرى أو بالتتابع: + إلكترود اليد على منطقة العانة ؛ - الساق اليمنى ثم: + إلكترود اليد على منطقة العانة؛ - الساق اليسرى
73	عمل مدر للبول (تنظيم توازن الكهارل البوتاسيوم و الصوديوم)	8,1	الساق اليمنى؛ - الساق اليسرى أو + اليد اليمنى ؛ - الساق اليمنى
74	المغص الكلوي	8,1+3,5+3,3+2,8	+ الساق اليمنى؛ - الساق اليسرى
75	التهاب الكلى (التهاب الحويضة والكلى)	9,2+8,1+3,3+2,8	+ الساق اليمنى؛ - الساق اليسرى
76	التهاب البروستاتا	9,4	+ الساق اليمنى - الساق اليسرى أو بالتتابع: + إلكترود اليد على منطقة المستقيم ؛ - الساق اليمنى ثم: + إلكترود اليد على منطقة المستقيم؛ - الساق اليسرى

46	تشنجات العضلات	6,8	+ المنطقة المصابة ؛ - الجانب المعاكس
الجهاز العصبي الصماوي / الاضطرابات النفسية			
47	الأرق	2,5 أو 8,5	+ الجبين ؛ - مؤخرة الرأس
48	اضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي	2,5	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
49	اضطرابات الغدة النخامية	4	+ اليد اليمنى ؛ - الجزء الخلفي من الرأس أو + اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
50	الاكتئاب	5,89	+ الجبين ؛ - مؤخرة الرأس أو + اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
51	السوداوية	3,5	+ الجبين ؛ - مؤخرة الرأس أو + اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
52	الألم العصبي	3,9	+ على منطقة الألم؛ - الجانب المعاكس
53	ألم العصب الثلاثي التوائم	7,5	+ المنطقة المصابة؛ اليد اليمنى أو اليسرى
54	العصاب	6,3	الجبين ؛ - مؤخرة الرأس
55	اختلال وظيفة الغدة الكظرية	9,45	+ الساق اليمنى؛ - الساق اليسرى
56	الشلل الرخو	8,29	+ اليد من الجانب المصاب؛ - مؤخرة الرأس
57	انخفاض الحساسية وضعف العضلات (شلل جزئي)	9,4	+ المنطقة المصابة ؛ - الجانب المعاكس
58	البكاء	3,6	الجبين ؛ - مؤخرة الرأس
59	الغدة جنيبة الدرقية (توازن الكالسيوم و الفوسفور)	4,69	+ الرقبة؛ اليد اليسرى أو اليمنى
60	التهيج	3,66	الجبين ؛ - مؤخرة الرأس
61	اضطرابات النوم (مراحل النوم)	3,9	الجبين ؛ - مؤخرة الرأس
62	الخوف	3,5	الجبين ؛ - مؤخرة الرأس
63	ارتجاج الدماغ	6,3	الجبين ؛ - مؤخرة الرأس

92	سحائي (في حالة التهاب أغشية الدماغ)	4,9	+ الجبين ؛ - مؤخرة الرأس أو + اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
93	آلام الرأس الناجمة عن التهاب الأذن الوسطى	5,89	+ الجبين؛ اليد اليمنى أو اليسرى
94	آلام الرأس الناجمة عن أمراض الجيوب الأنفية	2,5	+ منطقة الجيوب الأنفية؛ - اليد اليمنى أو اليسرى
95	آلام الرأس الناجمة عن أمراض اللوزتين	9,45	+ منطقة الرقبة (اللوزتين) ؛ اليد اليسرى أو اليمنى
96	آلام الرأس الناجمة عن أمراض الكبد	2,66	بالتتابع: + اليد اليسرى؛ - الساق اليسرى ثم: + اليد اليمنى؛ - الساق اليمنى
97	آلام الرأس الناجمة عن أمراض المعدة	9,4	بالتتابع: + اليد اليسرى؛ - الساق اليسرى ثم: + اليد اليمنى؛ - الساق اليمنى
98	آلام الرأس الناجمة عن أمراض الأمعاء	9,4+8,0+2,6	بالتتابع: + الجبين أو اليد اليمنى ؛ - الساق اليمنى ثم: + الجبين أو اليد اليمنى ؛ - الساق اليسرى
99	آلام الرأس الناجمة عن أمراض الكلى	9,2	بالتتابع: + الجبين أو اليد اليمنى ؛ - الساق اليمنى ثم: + الجبين أو اليد اليمنى ؛ - الساق اليسرى
100	آلام الرأس الناجمة عن الجهاز البولي	9,4	بالتتابع: + الجبهة؛ - اليد اليمنى ثم: + الجبهة؛ - الساق اليمنى
101	آلام الرأس الناجمة عن خلل التوتر العضلي الوعائي	9,5+5,5	الجبين ؛ - مؤخرة الرأس
102	آلام الرأس الناجمة عن قصور فقري	9,6	+ الجبين ؛ - مؤخرة الرأس أو بالتتابع: + الجبهة؛ - اليد اليمنى ثم: + الجبهة؛ - الساق اليمنى.

77	التهاب المثانة	8,19	+ الساق اليمنى - الساق اليسرى أو بالتتابع: + إلكترود اليد على منطقة العانة ؛ - الساق اليمنى ثم: + إلكترود اليد على منطقة العانة؛ - الساق اليسرى
78	التهاب بطانة الرحم	9,4	+ الساق اليمنى - الساق اليسرى أو بالتتابع: + إلكترود اليد على منطقة المستقيم ؛ - الساق اليمنى ثم: إلكترود اليد على منطقة المستقيم ؛ - الساق اليسرى
مشاكل الأسنان ، الجلد ، الأنف والحنجرة			
79	التهاب صديدي في اللوزتين (الذبيحة الصدرية)	9,45	+ منطقة الرقبة؛ اليد اليسرى أو اليمنى
80	التهاب الجلد	0,7+1,7+2,6+9,2+9,4	+ اليد اليمنى ؛ - اليد اليسرى
81	سيلان الأنف	2,9	بالتتابع: + على منطقة الجيوب الأنفية؛ - الساق اليمنى ثم: + على منطقة الجيوب الأنفية؛ - الساق اليسرى
82	تصلب الأذن الوسطى	3,39	+ منطقة الخشاء ؛ - من الجانب المصاب
83	غياب الصوت (أفونيا)	9,5	+ الحنجرة؛ - منطقة الرقبة (مؤخرة الرأس)
84	أمراض اللثة	9,5+2,5+1,7	+ منطقة المصابة؛ اليد اليمنى أو اليسرى بالتتابع: + على منطقة الجيوب الأنفية؛ - الساق اليمنى + على منطقة الجيوب الأنفية؛ - الساق اليسرى
85	التهاب الجيوب الأنفية	2,5	+ على المنطقة المصابة ؛ - اليد من الجانب المصاب
86	حب الشباب	1,7	+ المنطقة المصابة؛ - الجانب المعاكس
87	الحمامى العقدية	9,4	+ المنطقة المصابة؛ - الجانب المعاكس
88	الدمامل	9,4+9,2+4,9+3,3+1,7	بالتتابع: + اليد اليسرى؛ - الساق اليسرى ثم: + اليد اليمنى؛ - الساق اليمنى
89	الأكزيما	9,4+9,2+2,5+1,7+0,7	بالتتابع: + اليد اليسرى؛ - الساق اليسرى ثم: + اليد اليمنى؛ - الساق اليمنى
90	إكزيما بثرية	2,2	+ المنطقة المصابة - الجانب المعاكس
ترددات محددة لآلام الرأس من أصول مختلفة			
91	دماغية (في حالة اضطرابات الدورة الدموية)	1,26	الجبين ؛ - مؤخرة الرأس

Аппарат
Комплексного оздоровления

DeVita
Combi

Методические рекомендации

Назначение

DeVita Combi универсальный прибор 5 в 1 (DeVita AP, DeVita Ritm, DeVita Cosmo, HV) для проведения сеансов электромагнитного, квантового и электропунктурного оздоровления. Используется с целью защиты от стресс-факторов, поддержания гомеостаза, улучшения работоспособности, снижения болевых ощущений, предупреждения преждевременного старения.

Может использоваться в косметических, оздоровительных кабинетах, комнатах отдыха, в домашних условиях.

Методы оздоровительного воздействия

1. Электромагнитное воздействие

Электромагнитное регуляторное воздействие.

Как прибор электромагнитного воздействия DeVita Combi излучает электромагнитные колебания низкой интенсивности строго определенной формы и частоты.

Такой вид воздействия осуществляется в двух направлениях:

- регуляторном (используются частоты DeVita Ritm);
- деструктивном (используются частоты DeVita AP).

В основу регуляторного электромагнитного воздействия легли многолетние разработки ученых Р. Фолля, Х. Шиммеля, А.Ф. Крамера и других. По их исследованиям, каждый орган имеет свои собственные колебания, которые у ослабленных органов отличаются от здоровых. В данном случае устройство будет генерировать частоты малой интенсивности для различных органов и систем, имитирующие колебания здоровых органов. Воздействие этих частот «перенастраивает» организм на здоровую волну, что, в результате, приводит к повышению резервов адаптации и восстановлению процессов саморегуляции.

Работа метода основана на способности живого организма избирательно откликаться на действие электромагнитного излучения крайне низкой интенсивности. Под влиянием такого воздействия активируются транспортировка веществ через клеточные мембраны и основные биоэнергетические процессы, что позволяет организму справиться с возникшей проблемой.

Для усиления оздоровительного эффекта, можно сочетать электромагнитный метод с квантовым или электропунктурным.

Внимание: некоторые программы имеют ограничения в использовании по времени суток, по возрасту. (см. Приложение 1) .

Электромагнитное деструктивное воздействие.

В основе деструктивного воздействия лежат разработки Р. Райфа и его последователей. Ученые доказали, что каждое живое существо обладает собственным электромагнитным излучением. Волны определенной частоты, воспроизводимые устройством, вступают в резонанс с собственным излучением микроорганизмов, усиливая его естественные колебания. Интенсивные колебания становятся губительными для инфекционных агентов и паразитов.

В данном случае устройство будет генерировать частоты, характерные для определенных видов вирусов, бактерий, гельминтов, простейших и грибов, а также позволит провести глубокую очистку организма от токсинов.

Поскольку применение частот AP привязано к инкубационному периоду патогенных микроорганизмов или воспалительному процессу, то ежедневное его использование в течение длительного времени не желательно. Обязательным условием при использовании данного прибора является употребление чистой питьевой воды. При несоблюдении могут появиться побочные эффекты в виде: головных болей, отечности, кожных высыпаний, тошноты.

Для осуществления электромагнитного воздействия вы можете воспользоваться как программами базовых комплексов, состоящих из ручных и автоматических программ, так и наборами программ DeInfo. Кроме того для регуляторного воздействия в приборе предусмотрена возможность создания своих уникальных комплексов и программ.

Методика использования программ и их описание даны в Приложениях 1, 3, 5 для прибора DeVita Ritm и Приложениях 2, 4, 5 для прибора DeVita AP. При составлении собственных схем оздоровления с использованием программ деструктивного направления нужно помнить, что после работы антипаразитарных программ должны идти программы по выводу токсинов.

2. Квантовое воздействие.

Как прибор квантового воздействия DeVita Combi излучает частоты, характерные для электромагнитного регуляторного воздействия (DeVita Ritm), инфракрасный свет и световые волны 4-х спектральных цветов видимого света.

Принцип действия заключается в рефлекторном воздействии на нервные окончания, располагающиеся в коже, активации синтеза биологически активных веществ, снижении количества патогенных микроорганизмов на поверхности кожи и слизистых и повышении барьерной функции кожи.

При работе с прибором можно использовать только квантовую насадку или сочетать ее воздействие с электромагнитным направлением. Такое комбинированное излучение является высокоэффективным при воздействии на биологические процессы в организме, позволяет восстанавливать равновесие нервной и эндокринной систем, что благоприятно отражается на работе всего организма и его способности противостоять различным заболеваниям.

Оказывает противовоспалительное, регенерирующее, тонизирующее, омолаживающее действие, улучшает кровообращение и питание тканей, способствует повышению тургора кожи, снижает проявления депрессии, активизирует умственные процессы.

Оздоровительное воздействие цветом/светом проводится на кожные покровы в области рефлекторных зон. Для этих целей используют зоны Захарьина – Геда, зоны на лице, стопах и ладонях, описанные древнекитайскими целителями (см. Приложение 6, 7). Каждая зона на теле человека прямо или косвенно связана с тем или иным органом или системой органов, их функциями. Воздействие на зоны и подлежащие ткани изменяет тонус и наполнение сосудов микроциркуляторного русла, метаболизм клеток дермы и активизирует уровень обменных процессов всех слоев кожи и подкожной жировой клетчатки. Раздражение рецепторного аппарата кожи, слизистых оболочек и подлежащих тканей через нервную систему приводит к воздействию на функциональные системы организма.

Для осуществления электромагнитного-квантового воздействия вы можете воспользоваться специальными программами DeVita Cosmo (Приложение 6), рекомендованными программами для DeVita Cosmo (Приложение 7), наборами программ DelInfo или создать свои программы.

Методика использования специальных программ DeVita Cosmo дана в Приложении 6.

Внимание: некоторые программы имеют ограничения в использовании по времени суток, по возрасту.

3. Электропунктурное воздействие.

Как прибор электропунктурного воздействия DeVita Combi выдает слабые разряды электрического тока (импульсные токи).

Воздействие осуществляется на биологически активные точки (БАТ) или рефлекторные зоны, расположенные на разных участках тела. В рефлекторных зонах находятся проекции внутренних органов. При раздражении точек проекции, в теле запускается рефлекторный механизм, который помогает подключить деятельность нервных окончаний; сосудистой сетки и запустить биохимические процессы. Все это приводит к снижению болевых ощущений и процессу оздоровления.

Для усиления оздоровительного эффекта возможно сочетание электромагнитного регуляторного воздействия и электропунктурного (HV). Последнее может осуществляться в двух направлениях: HV STEP и HV RAMPING. Для направления HV STEP предложены наборы частот и зоны воздействия для решения соответствующих проблем (см. Приложение 8). Так же вы можете самостоятельно подобрать индивидуальный набор частот. В этом варианте частоты будут переключаться друг за другом в указанном вами порядке. Для направления HV RAMPING задается нужный диапазон частот, который будет осуществляться автоматически по принципу «качелей».

Область применения DeVita Combi

Прибор может быть использован при:

- нарушении функционала любой системы организма;
- травматических повреждениях;
- воспалительных реакциях;
- простудных и других инфекционных заболеваниях;
- наличии стресса, раздражительности;
- снижении работоспособности;
- снижении тургора кожи, ухудшении цвета лица

Ограничения в использовании.

Для электромагнитного и квантового воздействия:

- наличие имплантированного органа
- первый триместр беременности

Для электропунктурного воздействия:

- наличие злокачественных новообразований;
- наличие имплантированного органа;
- беременность;
- инфаркт миокарда до 2-х месяцев давности;
- индивидуальная непереносимость электрического тока;
- повреждения и заболевания кожи в местах электростимуляции.

Порядок проведения сеансов

DeVita Combi обеспечивает пользователю возможность самостоятельного проведения процедуры после изучения руководства по эксплуатации.

Прибор прост в обращении, а степень его воздействия регулируется длительностью сеансов.

1. Во время сеанса электромагнитного воздействия необходимо:

- подготовить аппарат к работе;
- расположить антенны Ритм или АП в непосредственной близости от тела (до 150 см)
- выбрать необходимую программу;
- запустить программу;
- для прерывания сеанса на короткое время (до 59 мин) воспользуйтесь кнопкой «**ПАУЗА**».

Курс использования зависит от решения соответствующей проблемы и может длиться от 7 до 30 дней для деструктивного, и от 30 дней до полугода для регуляторного воздействия при ежедневном применении.

Подробнее см. Приложения 1-4 для соответствующих приборов.

В случае появления нежелательных реакций (головокружения, усталости, ухудшения аппетита, болей, сонливости), очередной сеанс пропускают и увеличивают период работы с приборами. Обязательно соблюдение питьевого режима!

2. Во время сеанса квантового воздействия необходимо:

- подготовить аппарат к работе;
- выбрать режим нужного воздействия (квантовый или электромагнитно-квантовый);
- принять удобное положение;

- расположить антенну Ритм (в случае совместного воздействия) в непосредственной близости от тела (до 150 см), квантовая приставка – в руках;
- определить зону воздействия на теле;
- освободить зону воздействия от одежды (кожа должна быть чистой);
- выбрать необходимую программу;
- запустить программу.

Для проведения сеансов прибором QUANT поверхность кожи разбита на зоны, что позволяет легко ориентироваться и подвергать воздействию нужные участки. Зоны воздействия представлены на рисунках (Приложение 6, 7). Во время проведения сеанса квантовой приставкой совершают круговые или линейные движения над рекомендуемой зоной, на расстоянии 2-3 см от поверхности кожи со скоростью 1-2 см/сек.

При работе с квантовой приставкой в области лица, желательно закрыть глаза, т. к. яркий свет может вызвать неприятные ощущения. В области расположения щитовидной железы (передняя часть шеи) приставкой работать не рекомендуется!

Воздействуя на кожные зоны по предлагаемым схемам следует учитывать последовательность действия. В течение сеанса необходимо осуществлять воздействие на все зоны, указанные в Приложениях 6 или 7 для текущего сеанса.

В Приложении 7 указаны наборы частот для решения тех или иных проблем, и циклы их использования с учетом зон. Цикл включает в себя 4 сеанса, следующих один за другим каждый день. Наиболее выраженный эффект наступает в результате курсового использования. Курс – это несколько повторяющихся один за другим циклов.

При работе по зонам Приложения 7 его продолжительность составляет 3-4 цикла (9-12 дней), далее нужно сделать перерыв (10-14 дней) и вновь повторить курс.

При работе по зонам Приложения 6 курс составляет 1 месяц ежедневного использования, далее перерыв (7-14 дней). Для поддержания эффекта сеансы можно проводить 1-2 раза в неделю.

При работе с квантовой приставкой время работы программ сокращается в 2 раза, по сравнению с аналогичными программами режима электромагнитного воздействия. Это связано с тем, что эффективность комплексного влияния выше, и времени для получения хорошего эффекта требуется меньше.

Следует обратить внимание, что в процессе применения возможно проявление неприятных ощущений в виде недомогания, тошноты, слабости и т. д. В этом случае необходимо увеличить интервал между сеансами. Например, проводить их через 1-2 дня.

Комната, где проводятся сеансы квантового воздействия, должна быть слегка затемнена (шторы, жалюзи) или иметь приглушенное освещение. Сеанс проводится через час после приема пищи или физической нагрузки. После завершения сеанса необходимо несколько минут спокойно посидеть или полежать. Это время необходимо для полного усвоения действия прибора.

3. Во время сеанса электропунктурного воздействия необходимо:

- подготовить аппарат к работе;
- выбрать режим нужного воздействия (электропунктурный или электромагнитный-электропунктурный);
- определить зону воздействия на теле;
- освободить зону воздействия от одежды (кожа должна быть чистой);
- снять украшения, часы, индивидуальные средства связи (сотовый телефон и т. п.);
- принять удобное положение;
- выбрать необходимую программу;
- расположить электроды в зоне воздействия;
- запустить программу.

Для определения зон воздействия воспользуйтесь таблицей Приложения 8. Минимальный курс электропунктурного воздействия 3-5 сеансов. Курс может быть продлен до достижения положительного результата.

В случае появления нежелательных реакций (головонкружения, усталости, раздражения на коже и т. д.), очередную процедуру пропускают и увеличивают межпроцедурный период.

Использование комплекса методов в процессе оздоровления обеспечивает стойкий положительный эффект и сокращает сроки восстановления.

Техника безопасности проведения сеансов

Работа на аппарате должна осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и данными Методических рекомендаций.

Приложения

Приложение 1 – «Перечень ручных программ DeVita Ritm».

№	Название программы	Описание программы
1	Активная защита	<p>Организм человека существует в условиях постоянно меняющейся среды, к которым вынужден приспосабливаться. На него оказывают негативное воздействие перепады температур и атмосферного давления, электромагнитное излучение от бытовых приборов и оргтехники, частые стрессы. Также на организм влияют физические и умственные нагрузки, постоянно меняющийся режим работы. Программа нормализует работу нервной и эндокринной систем, повышает работоспособность, внимательность, придает тонус, снимает усталость и раздражительность. Защищает от патогенных излучений.</p> <p>Применение: Программа используется ежедневно в утреннее или дневное время. Входит в состав автопрограмм «Здоровый день» и «Полное очищение».</p> <p>Внимание! Не рекомендуется к использованию в вечернее и ночное время.</p>
2	Кровообращение	<p>Малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, стресс негативно сказываются на состоянии кровеносной системы. Программа восстанавливает местное и общее кровообращение, регуляцию поглощения кислорода, улучшает кровоснабжение всех органов.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток при необходимости.</p> <p>Внимание! Не рекомендуется использовать программу в течение 2-х месяцев после инфаркта миокарда.</p>
3	Пищеварение	<p>Такие факторы, как нарушение режима питания, переход на непривычные продукты оказывают повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.</p>

3	Пищеварение	<p>Это вызывает несварение, метеоризм, боли и дискомфорт. Программа благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, помогает организму легче усваивать пищу, снижает риск пищевых расстройств, уменьшает ощущение тяжести и дискомфорта, снимает изжогу, спазмы кишечника.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток, оптимально – с 19:00 до 21:00. При необходимости используйте повторно через 0,5 часа.</p>
4	Детоксикация	<p>В процессе жизнедеятельности в организме накапливаются токсины. Они накапливаются как в межклеточном веществе, так и в клетках органов. Токсины нарушают обменные процессы, создают благоприятную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов. Программа активизирует деятельность выделительных систем и помогает справиться с выводом токсинов из организма, а также регулирует работу печени и желчного пузыря.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток. Обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p>
5	Антистресс	<p>Практически каждый день мы испытываем стресс: на работе, в дороге, дома. Обычно психика нейтрализует последствия стрессов, однако при постоянном наложении негатива или при резкой смене ритма жизни организму требуется помощь. Программа поможет в сложной ситуации, при психологических или физических нагрузках. Нормализует работу нервной системы, способствует быстрому засыпанию и крепкому сну. При сильном нервном возбуждении используйте в сочетании с программой «Здоровый сон».</p> <p>Применение: Программа используется перед сном. Прибор располагается под подушкой. Если по окончании программы сон не наступает, необходимо повторить сеанс.</p>
6	7 чакр	<p>Человек – сложная энергетическая структура, основу которой составляют семь чакр, расположенных вдоль позвоночника.</p>

6	7 чакр	<p>Каждая чакра связана с определенными органами, при повреждении чакр нарушается работа соответствующих им органов. В чакрах происходит накопление энергии. Негативная энергетика засоряет чакры и губительно воздействует на организм в целом. Программа восстанавливает утраченную энергию, правильно распределяет ее и тем самым восстанавливает работу органов и систем.</p> <p>Применение: Программа используется в дневное время.</p>
7	Гормоны в норме	<p>Эндокринная система регулирует деятельность органов с помощью гормонов и обеспечивает постоянство внутренней среды (гомеостаз). Эндокринная система участвует в развитии организма, его росте, репродуктивной функции. Также она регулирует психическое состояние и эмоциональные реакции. Программа нормализует функцию системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники – половые железы и регулирует выделительные процессы в организме.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток, ежедневно не менее месяца. Входит в автопрограммы «Здоровый день» и «Полное очищение».</p> <p>Внимание! Не рекомендуется к использованию детьми до 13 лет.</p>
8	Чистые почки	<p>Выполняемые почками функции многообразны. Главная из них – регуляция водного и электролитного обмена в организме, поддерживающая постоянный объем и давление крови и других жидкостей. Также почки регулируют кислотно-щелочное равновесие в организме. Они выводят продукты азотистого обмена – мочевину, креатинин, мочевую кислоту и др. Нарушение питания (особенно – избыточное потребление мяса), обмена веществ, недостаток витамина А, переохлаждение, инфекционное заражение вызывают загрязнение почек, образование песка и камней. Программа способствует активному выводу токсинов из организма, регулирует работу почек, а также предупреждает образование почечных камней.</p>

8	Чистые почки	<p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток, оптимально – с 17:00 до 19:00. В случае токсических или инфекционных поражений организма – повторить через 0,5 часа. Для нормального функционирования почек обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p> <p>Внимание: Во время работы этой программы может наблюдаться повышенное выделение мочи.</p>
9	Чистая лимфа	<p>Лимфатическая система круглосуточно стоит на страже чистоты организма. Она играет важную роль в выносе продуктов обмена, а также в поддержании иммунитета. Естественным образом лимфа очищается, проходя через лимфатические узлы, но иногда этого бывает недостаточно. При нарушении функций лимфосистемы до 83% вредных веществ скапливается в межклеточном пространстве. При этом повышается нагрузка на все органы выведения: печень, кишечник, почки. Программа способствует разжижению лимфы, выводу из организма шлаков и лишней воды, улучшает обмен веществ в клетках, нормализует давление, повышает иммунитет.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время. Во время работы программы рекомендуется проводить легкий массаж в виде поглаживания (без усилий).</p> <p>Внимание: Для наиболее эффективного вывода токсинов употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p>
10	Здоровое зрение	<p>Постоянная нагрузка на глаза (чтение, работа за компьютером), а также перемена условий и ритма жизни вызывают усталость и раздражение глаз, снижение зрения. Программа снижает нагрузки на глаза, снимает утомление и боль, способствует нормализации зрения.</p> <p>Применение: Используйте перед сном ежедневно в течение 7 дней. Далее один день – отдых. Сеансы повторять до получения желаемого результата. После окончания работы программы глаза не напрягать. Для наилучшего результата сочетайте с упражнениями для цилиарной мышцы.</p>

11	Женская сексуальность	<p>Сексуальное желание является индикатором разных состояний женщины. Если женщину перестает интересовать сексуальная жизнь, можно предположить о возникшем заболевании. В большинстве случаев, снижение полового влечения развивается при сочетании нескольких факторов - соматических, психических и микросоциальных. Программа поможет при отсутствии или снижении у женщины полового влечения, ослабит чувство эмоционального напряжения, психический дискомфорт, усилит сексуальное влечение.</p> <p>Применение: ежедневно 1 раз в день.</p>
12	Мужская сексуальность	<p>Проявление мужского влечения зависит от возраста, физических нагрузок, нервно-психического состояния, внешних раздражителей и т. п. Стрессы, проблемы на работе, различные комплексы приводят к психологической импотенции у мужчин. В результате они становятся настороженными к появлению и «качеству» эрекции, сравнивают, анализируют. И чем больше мужчина готовится к этому «событию», тем меньше у него шансов на успех. Программа направлена на психологическую коррекцию, регуляцию работы 6 чакры, снимает чувство тревоги и укрепляет уверенность в благоприятном завершении интимной близости.</p> <p>Применение: ежедневно 1 раз в день.</p>
13	Стоп травмы	<p>Ушибы, вывихи, переломы подстерегают как сторонников различных видов спорта, так и обычных людей. В сочетании с врачебной помощью, программа ускоряет процесс заживления, снижает болевые ощущения, снимает отеки, устраняет кровоизлияния, восстанавливает эластичность мышц.</p> <p>Применение: при травмах ежедневно 2-3 раза в день до получения желаемого результата. По необходимости сочетайте с программами «Суставы без воспалений» и/или «Суставы без боли».</p>
14	Предтреник	<p>Зачастую посетителям тренажерных залов не хватает энергии и мотивации особенно после рабочего дня.</p>

14	Предтреник	<p>Программа «Предтреник» заряжает энергией, повышает интенсивность тренировки, помогает победить переутомление, повышает обменные процессы в мышцах и делает тренировку эффективнее.</p> <p>Применение: перед каждой тренировкой.</p>
15	Тренировка	<p>Успешные и активные тренировки часто приводят к утомлению и боли в мышцах, которые не дают возможности добиться большего результата. Программа повышает мышечную силу, снимает утомление мышц, укрепляет мускулатуру, улучшает снабжение мышц кровью и кислородом, повышает выносливость, позволяет достичь максимальных результатов при минимальных затратах организма.</p> <p>Применение: Программа используется во время тренировки.</p> <p>Внимание! Не является допингом.</p>
16	Здоровое сердце	<p>От работы сердца зависит снабжение органов кислородом и питательными веществами, а значит, эффективная работа всего организма. Сбои в деятельности сердца вызываются неправильным образом жизни, стрессами, физическими перегрузками. Программа регулирует комплексное кровообращение и кровяное давление, обеспечивает нормальное кровоснабжение сердечной мышцы, способствует саморегуляции сердца и его стабильной работе.</p> <p>Применение: Используйте в любое время суток один, по необходимости, два раза (оптимально – с 11:00 до 13:00).</p> <p>Внимание! Не рекомендуется использовать программу в течение 2 месяцев после инфаркта миокарда.</p>
17	Сердечный ритм в норме	<p>Когда сердце бьется, как надо, мы не замечаем его работы. Но если оно начинает сбиваться со своего ритма, это приносит огромный дискомфорт. Аритмии могут возникать и у здоровых людей по разным причинам – как реакция на тесную одежду, укусы насекомых, некоторые лекарственные препараты, стресс, обильную еду, проблемы со стулом. Программа восстанавливает сердечный ритм, улучшает кровоснабжение сердца, нормализует работу нервной системы.</p>

17	Сердечный ритм в норме	Применение: Программу используют при нарушении сердечного ритма 1 раз в день.
18	Антипростуда	<p>Первые признаки простуды – это заложенность носа и першение в горле. Часто мы не обращаем на эти симптомы внимания и переносим их «на ногах». Это чревато осложнениями, наиболее распространенными из которых являются инфекции верхних дыхательных путей – гайморит, синусит, бронхит, отит. Программа активизирует иммунитет, повышает сопротивляемость, снижает вероятность осложнений, уменьшает отечность, способствует лучшему отхождению слизи из пазух носа, помогает восстановиться в короткие сроки.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток, в период межсезонья или эпидемии простудных заболеваний применяйте ежедневно. Облегчает состояние при аллергии.</p>
19	Дыши легко	<p>Бронхоспазм (кашель) – это защитная реакция организма на раздражитель, инфекции дыхательных путей, также может быть следствием воздействия некоторых препаратов на организм. Бронхоспастический синдром характерен для людей со склонностью к аллергии и лиц, страдающих бронхиальной астмой. Программа восстанавливает функции бронхолегочной системы, нормализует работу легких, регулирует кровоснабжение и поглощение кислорода, снимает спазмы.</p> <p>Применение: ежедневно по необходимости в любое время суток. При спазмах и сильном кашле – до 2-3 раз подряд.</p>
20	Женское здоровье	<p>Плохая экология, вредные привычки, солнце неблагоприятно воздействуют на женский организм, ускоряют процесс старения и вызывают проблемы в организме женщины. Программа охватывает широкий спектр женских проблем и полезна в любом возрасте. Снижает предменструальное напряжение, болезненные ощущения, корректирует климатические нарушения.</p> <p>Применение: Девочкам в период полового созревания рекомендуется применять ее 1-2 раза в неделю.</p>

20	Женское здоровье	<p>Женщинам, испытывающим боли и дискомфорт в период менструации – ежедневно в данный период. Для эффективности воздействия при коррекции проблем в сексуальной сфере и/или при нарушении работы органов женской репродуктивной системы – ежедневно в сочетании с программой «Женская сексуальность».</p> <p>Внимание! Не рекомендуется использование программы во время беременности или при желании женщины забеременеть.</p>
21	Мужское здоровье	<p>Мужское здоровье – это не только здоровая потенция, но и правильная работа остальных внутренних органов. Заботиться о мужском здоровье необходимо с молодости. Программа предназначена для гармонизации мужской мочеполовой системы. Она регулирует процессы мочеиспускания, работу мужских половых желез, в том числе предстательной. Чем старше мужчина, тем более полезна данная программа.</p> <p>Применение: Программа используется 1 раз в неделю, оптимально с 21:00 до 23:00. При проблемах с потенцией и/или простатой ежедневно в сочетании с программой «Мужская сексуальность», «Без простатита».</p>
22	Здоровый сон	<p>Здоровый крепкий сон является важной составляющей жизни любого человека. Во время сна организм восстанавливает энергию, потраченную в течение дня. Однако любые психо-эмоциональные потрясения могут послужить толчком для развития нарушений сна. Что, в свою очередь, провоцирует развитие как физиологических, так и психических нарушений. Раздражительность, усталость, невозможность сконцентрироваться – самые первые признаки расстройства сна. Программа способствует снижению возбудимости нервной системы, быстрому засыпанию, нормализует фазы сна.</p> <p>Применение: ежедневно на ночь, возможно повторное использование программы до 2-3 раз.</p>

23	Хорошее настроение	<p>Депрессия, тревога, страх — эти понятия взаимосвязаны. Тревожность и страх являются признаком депрессии. Очень часто такое состояние приводит к психосоматическим заболеваниям, эмоциональному истощению, неудовлетворенности собой. Страхи — сильные факторы, мешающие человеку в раскрытии его способностей и достижении успеха. Программа «Хорошее настроение» позволяет купировать депрессивное состояние, снизить тревожность, нормализует сон, улучшает настроение и психическую активность.</p> <p>Применение: ежедневно 1 раз в дневное время.</p>
24	Суставы без боли	<p>Боль в суставах или позвоночнике может иметь несколько причин. Чаще всего это защемление или воспаление нервов, которое происходит из-за малоподвижного образа жизни, ушибов, падений, при избыточном весе, грыже дисков позвоночного столба, переохлаждении, активных физических нагрузках, при разрушении хрящевой ткани или воспалении суставной сумки. Программа способствует снижению болевых ощущений, улучшению микроциркуляции крови, нормализации тонуса мышц, связочного аппарата, хрящевой ткани, активизирует обменные процессы в поврежденных тканях.</p> <p>Применение: при обострении режим использовать как дополнение к основной терапии и в сочетании с программой «Суставы без воспалений». Ежедневно в любое время суток 2 недели, один день перерыв, далее курс повторить до получения желаемых результатов.</p>
25	Суставы без воспалений	<p>Каждый третий житель нашей планеты испытывает боли или хруст в суставах и позвоночнике. Причинами данной проблемы могут быть инфекции, травмы, аллергические реакции, избыточный вес, профессиональные занятия спортом, неправильное питание и т. д. Программа улучшает кровоснабжение поврежденной области, снимает воспаление, отечность и болевые ощущения. Хорошо зарекомендовала себя как поддерживающее и восстанавливающее средство в период «активных дачных работ», также при растяжениях и сильном утомлении мышц.</p>

26	Кишечник без проблем	<p>Кто из нас не испытывал такие симптомы как вздутие живота, тошнота, проблемы с кишечником, снижение аппетита, боли в области живота? Все это показатели нарушений в работе кишечника. Проявляются эти симптомы не на начальной стадии, а когда заболевание перешло в хроническую форму. Чтобы снизить болевые ощущения, убрать тошноту и вздутие, нормализовать стул воспользуйтесь программой «Кишечник без проблем».</p> <p>Применение: ежедневно по необходимости и в зависимости от состояния 1-2 раза в день.</p>
27	Обмен веществ в норме	<p>Обмен веществ – это совокупность химических реакций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма. Основными факторами нарушения обмена веществ являются: неправильное питание, использование некоторых медикаментов, стрессы, малоподвижный образ жизни. Из-за нарушения обмена веществ могут возникнуть такие заболевания, как диабет, подагра, ожирение, аллергия, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, задержка роста и развития у детей. Программа направлена на сбалансированную работу щитовидной и поджелудочной желез, правильное усвоение калия, кальция, магния, натрия, выравнивание кислотно-щелочного равновесия.</p> <p>Применение: по необходимости 1-2 раза в день.</p>
28	Красивая кожа	<p>Проблемы с кожей возникают из-за нарушения работы внутренних органов – в этом случае кожа берет на себя функцию очистки. На лице появляются акне, сосудистые дефекты, пигментация и т.д. С этим сталкиваются подростки, испытывающие гормональную перестройку, и лица, страдающие нарушениями эндокринной и пищеварительной систем. Программа нормализует работу кожных желез, усиливает барьерную функцию кожи, улучшает процессы метаболизма в клетках.</p> <p>Применение: 1-2 раза в день до получения желаемого результата.</p>

29	Красивые волосы и ногти	<p>Выпадение волос, перхоть, ломкие ногти – показатели расстройств работы организма или негативного влияния окружающей среды. Программа способствует улучшению микроциркуляции крови, активизации клеточного метаболизма и регенерации клеток. Это приводит к укреплению волосяных лукович и ногтей, стимулированию роста волос, повышению защитных функций кожи.</p> <p>Применение: ежедневно, до получения желаемого результата.</p>
30	Без аллергенов	<p>Аллергены — вещества, к которым организм испытывает повышенную чувствительность из-за нарушенного механизма иммунной реакции. Они окружают нас повсюду: на улице, дома, на работе. Распространенные аллергены – это пыльца растений, пыль, шерсть животных, лекарственные препараты, бытовая химия и др. На эти вещества организм может реагировать такими проявлениями, как слезотечение, отек слизистых, высыпания на коже и т. п. Программа облегчает симптомы аллергии, нормализует функции иммунной системы.</p> <p>Применение: по необходимости ежедневно. Людям, имеющим аллергию на цветение растений рекомендуется начать применение за 1 месяц до начала цветения.</p>
31	Иммунная защита	<p>Иммунная система является очень сложным, саморегулирующимся, самообучающимся и многоуровневым комплексом. Благодаря его слаженной работе происходит обеспечение биологической защиты. Программа снижает нагрузку печени, активизирует работу тимуса, селезенки и лимфатической системы, способствует омоложению и долголетию.</p> <p>Применение: ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».</p>
32	Здоровые почки	<p>Программа используется для выведения из организма лишней жидкости, а также солей, которые обладают свойством удерживать ее в тканях.</p>

32	Здоровые почки	<p>Программа имеет ярко выраженный мочегонный эффект, также способствует восстановлению физиологической функции почек и снижению отечности.</p> <p>Применение: ежедневно по необходимости в течение месяца.</p>
33	Вегетативная регуляция	<p>Вегетативная нервная система управляет многими функциями жизнеобеспечения организма. Проблемы в ее работе могут выражаться в нарушении сердечного ритма, изменении кровяного давления, излишней потливости, утомляемости, слабости, ломкости волос и ногтей и др. Программа направлена на восстановление функций ВНС, активацию работы головного мозга, нормализацию обмена веществ, теплообмена, аппетита, регенерацию клеток.</p> <p>Применение: ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».</p>
34	Клеточное дыхание	<p>Гипоксия — кислородное голодание, причиной которого может быть недостаток поступающего внутрь организма кислорода или прекращение его усвоения тканями тела. Программа способствует улучшению кровоснабжения головы, сердца и легких, активному усвоению кислорода кровью, снятию спазмов сосудов, уменьшению закисления, выводу токсинов.</p> <p>Применение: ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье»</p>
35	Здоровые суставы	<p>Болезненные ощущения в суставах могут возникать не только у возрастных людей, но и молодых. Связаны боли с воспалительными реакциями, сопровождающимися припухлостью, покраснением кожи, ограничением движения. Причинами данной проблемы могут быть: инфекции, нарушения обмена веществ, травмы, избыточный вес, большие механические и функциональные нагрузки. Программа способствует улучшению состояния поврежденных тканей суставов, уменьшению болевых ощущений.</p>

35	Здоровые суставы	<p>Применение: ежедневно в течение месяца. Рекомендуется использовать совместно с программами «Суставы без боли», «Суставы без воспаления». Наиболее эффективна программа при выполнении легких упражнений на проблемный сустав.</p>
36	Без простатита	<p>Предстательная железа – орган, выполняющий ряд необходимых функций: репродуктивную, секреторную, барьерную, осуществляет контроль оттока мочи, оказывает влияние на психоэмоциональное состояние. Железа очень уязвима для различных видов патологических процессов. Факторы, нарушающие работу простаты, могут быть как внешними (плохая экология, ионизирующее излучение, стрессы, пассивный образ жизни, воздействие инфекционных агентов), так и внутренними (генетическая предрасположенность, сопутствующие хронические и острые заболевания, вредные привычки). Программа направлена на уменьшение воспалительных процессов и нормализацию работы железы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-3 месяцев. Рекомендуется совмещать с программой «Мужское здоровье».</p>
37	Нервное равновесие	<p>Нервное перевозбуждение является следствием накопленного за определенный период времени стресса. Проявляется это может в виде: бессонницы, подавленности, мышечных или головных болях, раздражительности, нестабильности настроения и др. Программа снимает нервное возбуждение, гармонизирует работу нервной системы.</p> <p>Применение: при больших психологических нагрузках ежедневно в конце рабочего дня и/или перед сном.</p>
38	После тренировки	<p>В процессе тренировок в организме активизируется обмен веществ, что приводит к накоплению метаболитов. Возрастает нагрузка на вегетативную систему, могут наблюдаться микротравмы мышц, их болезненность и др. Такой дискомфорт выдерживают не все, и в результате, прекращают дальнейшие тренировки.</p>

38	После тренировки	<p>Программа снимает утомление мышц, способствует быстрому выводу метаболитов и поддержанию работы нервной системы.</p> <p>Применение: после любого вида тренировок.</p>
39	Антиварикоз	<p>На проблему с венами мы обращаем внимание, когда на ногах (чаще всего) образуются синие выступающие «змейки», доставляющие, изначально, эстетический дискомфорт. А в дальнейшем приводящие к другим функциональным нарушениям. Чаще всего причиной данной проблемы является малоподвижность человека, отсутствие тренировок или обычных пеших прогулок, многочасовое сидение за рулем или у монитора компьютера, длительное ношение обуви на высоком каблуке. Программа способствует снятию болевых ощущений и отечности, укреплению венозной стенки и повышению ее тонуса, уменьшению воспалительных реакций, улучшению кровообращения в капиллярах.</p> <p>Применение: по необходимости (при тяжести, усталости ног), или ежедневно (при наличии варикозного расширения). Программу желательно использовать в ночное время или перед сном. Во втором случае под ноги положить свернутое одеяло или подушку так, чтобы ноги оказались в приподнятом состоянии. После сеанса не вставать в течении 30 мин.</p>
40	Голова без боли	<p>Головная боль способна доставить очень много проблем. Причины головной боли разные: перепады артериального давления, интоксикация, вегетативные дисфункции, остеохондроз и др. Программа направлена на устранение болевых ощущений, снятие спазмов сосудов, улучшение кровоснабжения и питания клеток мозга.</p> <p>Применение: по необходимости в любое время суток. Если по окончании программы боль не прошла, повторите сеанс через 20-30 мин.</p>

41	Сахар в норме	<p>Повышенный сахар в крови может наблюдаться у человека под влиянием ряда факторов: тяжелый физический или напряженный умственный труд; злоупотребление пищей, богатой углеводами; сильный стресс, панические атаки; прием лекарственных препаратов, функциональные нарушения кровообращения. Регулярно наблюдайте за показателями сахара в крови. Для предупреждения развития более серьезного заболевания используйте программу «Сахар в норме», которая поможет нормализовать работу поджелудочной железы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, далее по необходимости. Можно сочетать с программами «Обмен веществ в норме» и «Поджелудочная в норме».</p>
42	Оперативная память +	<p>Мозг человека содержит большой объем знаний. С возрастом, а также при больших умственных нагрузках может наблюдаться снижение процесса запоминания и память не всегда способна к выдаче необходимой информации. Программа активизирует мозговую деятельность и процесс запоминания, а в сочетании со здоровым образом жизни настраивает психоэмоциональную составляющую человека на позитив.</p> <p>Применение: Программу рекомендуется применять ежедневно в утреннее и дневное время, желательно в процессе изучения необходимого материала.</p>
43	Нервная система, общая	<p>После укусов клещей, очень часто могут наблюдаться признаки нарушения работы нервной системы, выражающиеся головной болью, усталостью, бессонницей, депрессией, нарушением движения лицевых мышц, сбоем в функционировании зрительного нерва и др. Программа поддерживает нервную систему в гармоничном состоянии, приводит к слаженной работе все ее отделы, налаживает функциональное и психологическое состояние человека, регулирует ментальные процессы и настроение.</p> <p>Применение: в течение 1-6 месяцев. См. комплекс «SOS Клещи»</p>

44	Здоровые уши	<p>Воспаление и боль в ушах могут возникнуть в результате травм, поражении различными инфекционными агентами: вирусами, бактериями, грибами. Проблема может возникнуть в любом возрасте, чаще наблюдается у детей и пожилых. Программа направлена на восстановление слизистой разных отделов органа слуха, снижение неприятных ощущений при заболеваниях уха, улучшение слуха.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Желательно чередование с программой DeVita AP «Уши без воспаления».</p>
45	Горло без проблем	<p>Больное горло – проблема, встречающаяся как у взрослых, так и у детей в разные периоды года. Причинами могут быть: снижение иммунитета, инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, кариозные зубы, заболевания десен. Программа способствует поддержанию местного иммунитета, восстановлению слизистой носоглотки, уменьшению болевых ощущений, отечности, охриплости.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Желательно чередование с программой DeVita AP «Горло без боли».</p>
46	Крепкие зубы	<p>Воспаления десен является очень большой проблемой для человека, доставляющей не только дискомфорт, но и способной привести к выпадению зубов. Причинами часто являются: снижение иммунитета, нарушение кровообращения, вредные привычки. Программа помогает нормализовать микроциркуляцию крови, укрепить десны, восстановить поврежденную слизистую, тем самым улучшить состояние полости рта и зубов.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1 месяца, см. комплекс «Здоровые зубы».</p>
47	Поджелудочная в норме	<p>Поджелудочная железа выполняет в организме две основные функции: внешне- и внутрисекреторную. Дисбаланс в работе железы может привести к серьезным проблемам и в плане функционирования пищеварительной системы и нарушении обменных процессов.</p>

47	Поджелудочная в норме	<p>Программа способствует нормализации функций железы при различных нарушениях.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев. Можно сочетать с программами «Обмен веществ в норме» и «Сахар в норме».</p>
48	Здоровая щитовидка	<p>Щитовидная железа – часть эндокринной системы человека, играющая очень большую роль в организме. При нарушении ее функционирования может появиться дисбаланс в работе сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, репродуктивной системах, а также нарушение обмена веществ и жидкости. Программа оказывает поддержку щитовидной железе при различных нагрузках, нормализуя ее функционирование и обменные процессы в организме.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев. Можно сочетать с программой «Обмен веществ в норме».</p>

Приложение 2 – «Перечень ручных программ DeVita AP».

№	Название программы	Описание программы
1	Нет стафилококкам	<p>По статистике 20% населения являются постоянными носителями стафилококка. Стафилококк является довольно частым возбудителем инфекционных заболеваний, поражающих кожные покровы, мягкие ткани, верхние дыхательные пути, также опорно-двигательный аппарат. Основной причиной заражения часто является больница и врачи, которые становятся хроническими переносчиками бактерии и люди, которые принимали антибиотики. Стафилококки обуславливают вторичные заболевания при гриппе, ранах, инфекциях, послеоперационные нагноения, а также может вызвать пищевые отравления. Программа убирает причину инфекции, способную оказать губительное воздействие на организм человека. Он эффективен и в качестве комплексного воздействия при заболеваниях, вызванных этими бактериями.</p> <p>Применение: ежедневно до 2 недель, в зависимости от снижения проявления инфекции.</p>
2	Нет стрептококкам	<p>Стрептококки – широко распространенная группа микроорганизмов, в числе которых встречаются и патогенные. Они как правило обитают на кожном покрове человека, в дыхательных путях, кишечнике. Могут вызывать острые воспаления ЛОР-органов, мочевыделительной системы, органов брюшной полости, кожи и мягких тканей. Стрептококковая инфекция протекает тяжелее, чем стафилококковая, может привести к поражению суставов, сердца, почек, гаймориту и др. Программа эффективна при ангине, отите, гайморите как в комплексном воздействии, так и отдельно.</p> <p>Применение: ежедневно до 2 недель, в зависимости от стихания проявления инфекции.</p>
3	Нет хламидиям	<p>Хламидии вызывают инфекционные заболевания, передающиеся половым путем. Хламидиоз очень часто протекает бессимптомно, либо с минимальными проявлениями.</p>

3	Нет хламидиям	<p>Поражаются в основном органы мочеполовой сферы. Женщины более восприимчивы к этой инфекции, дети могут инфицироваться при прохождении через родовые пути матери. Хламидиоз может спровоцировать серьезные осложнения, поэтому очень важно вовремя проводить меры по предупреждению заболевания, соблюдая правила гигиены и используя DeVita технологии.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-3 месяцев.</p>
4	Нет хеликобактеру	<p><i>Helicobacter Piloni</i> – микроорганизм, обитающий в желудке и двенадцатиперстной кишке человека и провоцирующий развитие множества опасных заболеваний (гастриты, язвы, гепатиты и многие другие). По данным ВОЗ хеликобактериозом заражено 60 % населения Земли. Инфицирование происходит очень легко и часто считается семейным заболеванием, т. к. при заражении одного члена семьи вероятность заражения остальных составляет 95 %. Зачастую передача паразита происходит в результате общего использования средств личной гигиены, посуды, при поцелуе. Такие симптомы, как изжога, вздутие, боль, тяжесть в желудке могут быть вызваны этим микроорганизмом.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
5	Стоп бактерии	<p>К бактериальным инфекциям относится огромная группа заболеваний, причиной которых являются микроорганизмы – бактерии. Самым важным в развитии заболеваний, вызванных бактериальной инфекцией является выделение бактериями токсинов (ядов), которые обладают воспалительным действием, вызывают интоксикацию организма и повреждают внутренние органы. Программа «Стоп бактерии» применяется для снижения выраженности симптомов интоксикации и облегчения состояния человека при бактериальной инфекции органов ЖКТ и дыхательной системы, вызванной такими формами как пневмококк, листерия, клебсиелла.</p> <p>Применение: ежедневно до исчезновения признаков инфекции.</p>

6	Без гепатита А	<p>В развивающихся странах и в тех местах, где пренебрегают правилами гигиены очень высока вероятность заболеваемости вирусным гепатитом А. Т. к. передается вирус через грязные руки, пищу, воду, даже соленую. Если вы планируете поездки в страны Азии, Африки необходимо принять соответствующие меры безопасности: соблюдайте гигиену, пейте только бутилированную воду, используйте программу «Без гепатита А» при первых подозрениях на наличие инфекции у вас или окружающих.</p> <p>Применение: ежедневно до 2-3 раза в сутки, минимум 1 месяц.</p>
7	Без токсинов	<p>Программа способствует выводу токсинов, улучшает дренажные функции, как следствие повышается иммунитет и жизненная энергия. Используют как детокс-программу после паразитарных, а также самостоятельно в течение месяца. В отличие от других детоксикационных программ не затрачивает энергетические ресурсы организма.</p> <p>Применение: один раз в день после противопаразитарных программ. Входит в состав большинства автоматических программ.</p>
8	Стоп герпес зостер	<p>Заболевание, вызываемое данным вирусом называют опоясывающий лишай. Если человек переболел ветряной оспой (одна из форм вируса зостер), то вирус остается в организме в латентной форме и скрывается в нервных клетках. При переохлаждении, простудных или хронических заболеваниях вирус выходит на поверхность кожи с образованием на ней характерных высыпаний и сильными болевыми ощущениями по ходу любого чувствительного нерва. Программа направлена на уничтожение вируса и снятие основных признаков его проявления.</p> <p>Применение: ежедневно до 3-4 раз в день до исчезновения нежелательных проявлений. Минимум 1 месяц. В комплексе с программой «Стоп герпес».</p> <p>Внимание: при ветряной оспе программа не используется.</p>

9	Стоп герпес симплекс	<p>Простой герпес известен человечеству с древних времен. Каждый третий человек может являться вирусоносителем. Локализуется на слизистых оболочках губ, рта, половых органов. Снижение иммунитета при переохлаждении или перегревании, во время инфекционных заболеваний или периоде менструации у женщин способствует появлению неприятных высыпаний на слизистых. Передается вирус преимущественно при контакте жидкостей тела зараженного человека (кровь, слюна, сперма, секрет слизистых). Программа эффективно снижает герпетическое отягощение и препятствует появлению признаков инфекции на слизистых.</p> <p>Применение: при первых признаках высыпания каждые 3 часа, а затем 1-2 раза в день в течение 1 месяца. В комплексе с программой «Стоп герпес».</p>
10	Стоп герпес	<p>Носителями вируса является более 90% всех людей на планете. Заразиться можно различными способами: через слюну, половые контакты, предметы гигиены, а так же воздушно-капельным путем. В начале болезнь может протекать бессимптомно, далее появляются характерные признаки: головная боль, недомогание, повышение температуры, герпетические высыпания. Программа поможет сократить сроки восстановления и уменьшить воспалительные и болевые проявления.</p> <p>Применение: 1-2 раза в день в течение месяца совместно с программой «Стоп герпес зостер» или «Стоп герпес симплекс».</p>
11	Здоровая лимфа	<p>Лимфа – жидкая ткань организма. Играет очень большую роль в поддержании водного баланса, гомеостаза микросреды клеток и способна вымывать патологические микроорганизмы и токсины из тканей. При недостаточности лимфообращения лимфа не справляется со своими основными задачами, что приводит к возникновению патологического процесса. Программа способствует нормализации лимфооттока, укреплению стенок лимфатических сосудов, улучшению состояния лимфоузлов, что ведет к уменьшению отечности и лучшему отхождению метаболитов из тканей.</p>

11	Здоровая лимфа	<p>При использовании программы повышаются защитные силы организма.</p> <p>Применение: по необходимости используют 1 раз в день или согласно схемам комплексов (входит в автопрограмму «Очищение»)</p>
12	Антипростуда	<p>Простуда — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире. Возбудителями являются респираторные вирусы (аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус), поражающие верхние дыхательные пути (нос, глотку, трахею, гортань). Заболевания, вызванные этой группой вирусов, заразны, т. к. передаются воздушно-капельным путем и не лечатся антибиотиками. Осложнения после перенесенной простуды — риниты, синуситы, отиты и прочее. Очень часто на ослабленный организм может произойти наложение бактериальной инфекции. Поэтому целесообразно использовать данную программу в комплексе с противобактериальными «Нет стафилококкам», «Нет стрептококкам». Программа направлена на уменьшение воспаления слизистых оболочек носа, горла, бронхов и активизацию местного иммунитета.</p> <p>Применение: при первых признаках простуды первые 3 суток до 2-3 раз в день. Далее 1 раз в день на протяжении 7-14 дней.</p>
13	Стоп плесень и грибки	<p>Микроскопические грибы распространены почти повсеместно. Современная отапливаемая квартира или частный дом представляют собой отличную обитель для плесени и грибов. Любимая среда обитания плесени – ванные комнаты, библиотеки, плохо проветриваемые жилые помещения. Грибы могут попасть в организм с пищей, водой, воздухом, со старыми пыльными вещами. Плесневые грибы вызывают аллергию, причем не только ингаляционную, но и перекрестную реакцию на коже. Плесень может проникать через кожный барьер везде, где мы паримся, где мы ходим босиком, везде, где для плесени есть условия (влажность, температура, органические остатки в виде грязи или кожного жира). Грибки и плесень вызывают заболевания дыхательных органов, ЖКТ, кожи с изменением ткани этих органов.</p>

13	Стоп плесень и грибки	<p>Для предупреждения грибковых инфекций и снижения проявления аллергических реакций рекомендуется использование программы «Стоп плесень и грибки». Программа эффективна против аспергиллы.</p> <p>Применение: 1-3 раза в день 4 недели. При проблемах с кожей и ногтями используют комплексно с программой «Без грибка».</p>
14	Стоп кандида	<p>Программа защищает Вас от заражения таким распространённым грибом, как кандида. Она входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, влагалища, рта. Но при снижении иммунитета кандида начинает активно размножаться и вредить организму. Заболевания вызывают и патогенные кандиды, которые попадают в организм с продуктами питания, через предметы обихода, после употребления сильнодействующих антибиотиков, при половом акте с зараженным партнером. Проявляются симптомы в виде аллергических высыпаний на коже, молочницы, боли и жжения в половых органах, дисбактериозе. Предупредите размножение кандиды, используя программу «Стоп кандида».</p> <p>Применение: программу следует применять 1-3 раза в день 2-4 недели. Комплексно с программой «Нет простейшим».</p>
15	Без грибка	<p>Грибковые заболевания человека относятся к группе инфекционных заболеваний, вызываемых болезнетворными грибами. Главная опасность грибковых заболеваний заключается в том, что зачастую пораженные грибком участки являются открытой дорогой для возбудителей множества различных инфекций. Чаще всего микозы поражают кожу, ее производные (волосы, ногти), слизистые оболочки внутренних органов. Лечение требует комплексного подхода и соблюдения правил гигиены. Программа активно борется с такими грибами как трихофитон, микроспорум, мукор.</p> <p>Применение: В целях предотвращения заражения грибковыми инфекциями рекомендуется использование программы каждый раз после посещения сауны, бассейна, пляжа, общения с зараженным человеком.</p>

15	Без грибка	При наличии в организме грибковой инфекции программу используют 1-2 раза в день в течение месяца.
16	Нет простейшим	<p>Программа защищает Вас от негативного действия большого количества простейших. Ими болеет каждый пятый человек, и заражается он через грязные руки или пораженные продукты и воду. У зараженного возникают сильные боли в животе, вздутие его, постоянное чувство утомления, депрессия. Могут пострадать печень и поджелудочная железа. Конечно, все эти признаки мешают Вашей жизни, да к тому же, Вы можете заразить и своих близких. Программа воздействует на амебу, лямблий, уничтожая их. Соблюдая правила личной гигиены, а так же «золотое правило» - не пить воду из под крана и регулярно используя программу «Нет простейшим» в качестве профилактики, Вы будете защищены от этих микроорганизмов.</p> <p>Применение: рекомендуется использование программы 1-2 раза в день 10-14 дней. При повторном инфицировании необходимо выявить источники заражения.</p>
17	Интимное здоровье	<p>Возбудителей заболевания органов мочеполовой сферы очень много и зачастую причиной болезни является не один микроорганизм, а несколько. Инфекции могут протекать в острой форме или в хронической. Хроническая инфекция со временем может вызвать сужение уретры, воспаление суставов, привести к бесплодию и увеличить риск внематочной беременности. Периодически во время простуды или эмоциональных перегрузок могут возникать обострения. Инфекции, в основном, передаются при половом акте, а некоторые и при рождении от больной матери. Такие паразиты как уреоплазма может годами жить в организме, не вызывая какой-либо симптоматики и никак себя не проявляя. Главный фактор защиты организма — нормальная микрофлора, и современные DeVita технологии, которые пагубно воздействуют на паразитарную флору, поддерживая естественные защитные силы организма. Программа эффективно борется с такими паразитами как уреоплазма, токсоплазма, микоплазма.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца.</p>

18	Без шистосом и трематод	<p>Трематоды — плоские черви, способные вызвать у человека различные серьезные заболевания. Могут паразитировать в крови (шистосомы), печени, кишечнике, легких. Заражение происходит при жевании травинок, особенно вблизи водоемов или во время купания в них, при употреблении плохо промытой зелени или салата, а также не до конца приготовленного мяса крупного рогатого скота, рыбы. Программа направлена на выведение большинства видов трематод, в том числе и шистосом, независимо от стадии их развития и локализации в организме.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 14 дней.</p>
19	Без нематод и аскарид	<p>С мытыми фруктами, плохо приготовленным мясом, грязными руками к нам в рот могут попасть яйца глистов, которые не видны невооруженным глазом. Глисты, живя в организме хозяина, питаются его тканями, «отбирают пищу» у человека (поэтому хочется много кушать), выделяют токсичные вещества. Человек худеет, у него выпадают волосы, шелушится кожа. Наиболее часто встречающиеся гельминты — аскариды. Они могут вызывать повреждение стенки тонкого кишечника, непроходимость кишечника, воспаление брюшины, бронхит, очаговые пневмонии, кровохарканье, заболевания печени и поджелудочной железы. Паразитирование аскарид вызывает аллергическую реакцию, которая может проявляться в виде бронхиальной астмы и кожной сыпи. Под действием программы глисты перестают питаться, что приводит к их гибели и естественному выводу паразитов из ЖКТ. Программа не оказывает токсичного действия на организм человека. Людям, имеющим домашних животных, маленьких детей и профессии, связанные с работой с животными, рекомендуется регулярно проводить профилактические мероприятия 1 раз в квартал.</p> <p>Применение: программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. Через 14 дней курс повторить.</p>

20	Стоп паразиты общая	<p>В организм человека паразиты внедряются через кожные покровы, а также могут заноситься в организм с пищей, водой, пылью. У многих людей, ведущих здоровый образ жизни, наблюдаются нарушения состояния здоровья из-за наличия паразитов. оздоровление организма (правильное питание, физические упражнения, закаливающие процедуры) без избавления организма от паразитов не дает выраженного положительного эффекта. Именно паразиты являются пусковым механизмом для многих хронических заболеваний: холецистит, желчекаменная болезнь, панкреатит, колит, сахарный диабет, бронхиальная астма, дерматит. Такие проблемы как: хроническая усталость, раздражительность и тревожность, гиперактивность у детей, анемия, ломкие ногти и волосы, проблемная кожа, головные боли, расстройства аппетита, снижение иммунитета – могут быть сигналами текущего паразитоза. Все паразитарные заболевания страшны тем, что они отлично маскируются под другие болезни. Профилактика паразитарных заболеваний – это, прежде всего соблюдение гигиенических норм общественного поведения, использование программ «Стоп паразиты общая». Эти меры направлены на сохранение Вашего здоровья и здоровья окружающих людей.</p> <p>Применение: программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. Через 14 дней курс повторить.</p>
21	Стоп паразиты ЖКТ	<p>Наличие паразитов в ЖКТ и печени становится причиной развития таких заболеваний как холангит, дискинезия желчных путей, холецистит, гепатиты. Их присутствие в кишечнике вызывает воспаление стенок кишечника и снижение усвоения питательных веществ. Токсические вещества, которые выделяют паразиты, вызывают боли в суставах и мышцах, поражают центральную нервную систему. Способствуют возникновению депрессивных состояний, нервозности, беспокойства, нарушения сна. Программа направлена на очищение организма от паразитов ЖКТ, печени и поджелудочной железы.</p> <p>Применение: программа используется ежедневно в течение 7-10 дней. Через 14 дней курс повторить.</p>

22	Антигрипп	<p>Грипп – тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей любого возраста. Ежегодно гриппом заболевают до 500 млн. человек. При тяжелом течении гриппа возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, центральной нервной системы. Вирус передается очень легко, воздушно-капельным путем (при чихании, кашле, разговоре). Самое частое осложнение гриппа – пневмония. Программа направлена на уничтожение разных штаммов вирусов гриппа, снятие воспалительных проявлений.</p> <p>Применение: для предупреждения гриппа во время эпидемии программа применяется 1 раз в 2 дня. При необходимости — ежедневно до 2-3 раз в день, чередуя ее с программой «Стоп грипп базовая». После этого необходимо воспользоваться программой «Дренаж общая». Возможно совместное использование с программами «Нет стафилококкам», «Нет стрептококкам», «Стоп кандиды» во избежание бактериальной и грибковой отягощенности, а также программами «Антивирус», «Антипростуда».</p>
23	Стоп грипп базовая	<p>Грипп – заболевание, которое поражает верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к серьезным осложнениям. Грипп всегда начинается остро и быстро (от момента заражения до первых признаков проходит 48 часов). Основным симптомом интоксикации является повышенная температура тела (40 °C и выше). Такая температура может сохраняться больше 5 дней, что вызывает: одышку или нарушение дыхания, нарушение сознания, судороги. У людей с ослабленным здоровьем, пожилых, маленьких детей такая температура приводит к инфекционно-токсическому шоку (состояние, когда отказывают жизненно важные органы). Используя программу «Стоп грипп базовая» вы сможете облегчить состояние больного, а при комплексном использовании нескольких программ против вирусов гриппа, достаточно быстро восстановить свое здоровье не допуская осложнений.</p>

23	Стоп грипп базовая	<p>Применение: при первых признаках проявления гриппа с повышенной температурой тела программу использовать 1-3 раза подряд или чередуя ее с программой «Антигрипп». Обязательно обильное питье и соблюдение правил личной гигиены.</p>
24	ЖКТ в порядке	<p>Кишечная инфекция – заболевание возникающее при попадании в организм определенных возбудителей патогенных вирусов или бактерий. Подобной инфекции подвержены люди любого возраста, чаще всего дети и те, кто принимает антибиотики. Сопровождается кишечная инфекция: тошнотой, рвотой, поносом, болями в животе, повышением температуры. При вирусных инфекциях могут наблюдаться и другие симптомы: насморк и покраснение горла, а также боли, возникающие при глотании, отсутствие аппетита, упадок сил. Программа направлена на уничтожение вируса кишечного гриппа – ротавируса и патогенных штаммов кишечной палочки, поможет нормализовать состояние и остановить губительное для организма обезвоживание.</p> <p>Применение: Использовать в первые сутки 4-5 раз подряд для достижения устойчивого результата. Далее в течение 3-5 дней ежедневно 1-2 раза, чередовать с программой «Дренаж общая» и «Антивирус». Обязательно как можно больше пить воды.</p>
25	Помощь в отравлении	<p>При попадании в организм с пищей, водой, через слизистые дыхательных путей энтеробактерий или энтеровирусов развивается инфекция, которую в народе называют отравление. Данная инфекция способна иметь скрытый характер или явные признаки своего присутствия: головная боль, боль в мышцах, в брюшной области, повышение температуры, рвота, расстройство стула. В последствии может привести к серьезным поражениям органов. Программа помогает организму справиться с инфекцией, которую вызывают энтеровирусы и некоторые виды сальмонелл, ускоряет процесс восстановления, снижает вероятность осложнений.</p> <p>Применение: Использовать в первые сутки 4-5 раз подряд для достижения устойчивого результата. Далее в течение 3-5 дней ежедневно 1-2 раза, чередовать с программой «Дренаж общая» и «Антивирус». Обязательно как можно больше пить воды.</p>

26	Антивирус	<p>Вирусные инфекции – большая группа заболеваний, причиной которых служит вирус. Вирусы представляют собой переходную форму между живой и неживой природой. Так как у вирусов есть генетический материал, но собственной клетки нет, они являются только внутриклеточными паразитами. Именно в этом и состоит сложность их уничтожения. Передаваться вирусы могут воздушно-капельным путем, через различные предметы, поцелуи и половым путем. Большая роль в полном истреблении вирусов в организме принадлежит иммунитету. Программа «Антивирус» направлена на борьбу с различными вирусами и в частности цитомегаловирусом и вирусом Эпштейна-Барр. Также используется с целью ослабления любых штаммов вирусов и усиления иммунитета организма.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца.</p>
27	Дренаж общая	<p>Одна из основных программ по очистке организма от токсинов. Выводом токсичных веществ из тканей и органов занимается лимфатическая система. При различных заболеваниях количество вредных веществ увеличивается во много раз. Лимфатическая система не успевает их выводить и может произойти снова интоксикация организма. Кроме того вследствие заболевания или травмы возможно нарушение естественного оттока содержимого из полости раны или органа. Излишнее скопление жидкости, содержащей болезнетворные организмы может вызвать серьезное воспаление и ухудшение состояния организма человека. Используя программу «Дренаж общая» вы защитите свой организм от лишней токсической нагрузки, которую он испытывает при различного рода заболеваниях или повреждениях. Программа направлена на нейтрализацию и выведение токсинов из организма, при этом не нагружая лимфатическую систему.</p> <p>Применение: однократно после использования любой из программ прибора DeVita AP. Входит в автопрограмму «Очищение».</p>

28	Дренаж антитоксический	<p>Межклеточный матрикс является главным местом скопления токсинов, которое приводит к нарушению обмена веществ, развитию многих тяжёлых хронических заболеваний, преждевременному старению организма. Дренаж тканей, является средством детоксикации тканевого сектора, способствует выведению солей тяжелых металлов и радионуклидов, улучшению метаболических процессов и общего состояния организма.</p> <p>Применение: при сильной интоксикации ежедневно и совместно с программой «Дренаж общая»</p>
29	Мексиканка детокс	<p>Система глубокого полного очищения организма, которая была предложена Р. Райфом. Программа способствует выведению продуктов обмена веществ и токсинов, улучшению дренажной функции лимфатической системы, повышению детоксикационных возможностей печени, активизации выделительной функции почек, повышению уровня иммунной защиты.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца при отсутствии серьезных заболеваний печени, почек, лимфатической системы. При наличии таковых для мягкого очищения организма рекомендуется использовать автоматическую программу «Полное очищение» DeVita Ritm.</p>
30	Нет аллергии	<p>Аллергия – это повышенная чувствительность организма к каким-либо веществам – продуктам, шерсти, пыли, пыльце, химическим, инфекционным агентам. В настоящее время, различными ее разновидностями страдают более 85% всего населения нашей планеты. Причиной аллергии является чаще всего неправильное питание и нездоровый образ жизни. Аллергию можно узнать по неожиданно возникшему насморку, чиханию или слезотечению, покраснению и зуду кожи. Программа снимает основные проявления аллергии, облегчает состояние человека, способствует стабилизации иммунной системы.</p> <p>Применение: ежедневно при наличии показаний и для облегчения состояния.</p>

31	Управление весом	<p>Программа направлена на борьбу с аденовирусом 36, являющимся частой причиной появления избыточного веса. Кроме того при ее использовании происходит регуляция ВНС, запускаются процессы снижения веса. Также программа помогает поддерживать энергетические ресурсы организма.</p> <p>Применение: целесообразно использовать по схеме комплекса «Стройная фигура».</p>
32	Без сальмонеллы	<p>Сальмонелла — представитель семейства энтеробактерий. Устойчивы к внешней среде: могут сохраняться в домашней пыли, в открытых водоемах, в замороженном мясе и колбасных изделиях, яйцах птицы, молочных изделиях от 3 до 6 месяцев. Погибают при температуре более 70 градусов. Заражение сопровождается: высокой температурой, болями в животе, рвотой, жидким стулом. Однако, носительство может быть без признаков.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
33	Без иерсинии	<p>Один из представителей энтеробактерий, вызывающий воспаление в тонком кишечнике, но также может поражать другие органы: печень, почки, сердце, суставы. Встречается в воде, почве, на продуктах питания. Хорошо выносит низкие температуры, поэтому может сохраняться и размножаться в холодильнике. В организме человека, не вызывая признаки воспаления, может находится до момента ослабления иммунитета. Далее начинается обострение.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
34	Без протей	<p>Бактерии рода Протей входят в состав условно-патогенной флоры кишечника. При активном росте становятся причиной поражения органов ЖКТ, мочевыводящих путей, врожденных пороков, раневых инфекций. Патогенность бактерий наблюдается в случае бесконтрольного приема антибиотиков. Либо при поступлении бактерий извне через пищу, воду, немытые руки.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>

35	Без клебсиеллы	<p>Условно-патогенная бактерия. При увеличении численности поражает органы ЖКТ, дыхательные пути, мочевыделительную систему. Вызывает сильную интоксикацию с нарушением функционала перечисленных органов. Пути заражения через пищу, воду, при общении с зараженным человеком.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
36	Без кампилобактер	<p>Бактерии кампилобактеры являются возбудителями кишечной инфекции. Внедряются в слизистую и лимфатические пути кишечника и других органов. Заражение происходит через с/х животных и птиц, путем употребления загрязненных мясных продуктов, молока, воды. Реже через поврежденную кожу, при укусах инфицированных животных. Также трансплацентарно или во время родов. В группе риска находятся сельские жители, работники животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также туристы, посещающие развивающиеся страны.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
37	Без клостридий	<p><i>Clostridium difficile</i> входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, но при возникновении дисбактериоза может вызывать поражения стенок толстого кишечника. <i>Clostridium botulinum</i> обитатель почвы и морской воды, распространены повсеместно и образуют самый сильный из известных бактериальных токсинов – ботулотоксин.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
38	Без шигеллы	<p>Бактерии, являющиеся возбудителями дизентерии. Заражение может происходить фекально-оральным или контактно-бытовым путем, через воду, пищу. Переносчиками могут быть мухи и тараканы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
39	Без ротавируса	<p>Вирус кишечного гриппа размножается в клетках слизистой оболочки ЖКТ, что приводит к сильному поносу и обезвоживанию организма. Основной путь передачи – пищевой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>

40	Антивирус ЖКТ	<p>Энтеровирус и вирус Коксаки относятся к кишечной группе, способны поражать ЦНС, мышцы, сердце, кожные покровы, дыхательную и мочеполовую системы. Передаются от человека к человеку воздушно-капельным и бытовым путями. Волна инфекции приходится на теплое время года.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
41	Без трематод общая 1	<p>Трематоды, или сосальщики – паразитические плоские черви, поражающие печень, поджелудочную железу, кишечник, легкие, кровеносные сосуды, головной мозг. Пути заражения: купание в открытых водоемах стран Азии, Африки, Ю.Америки, употребление в пищу плохо приготовленной или сырой рыбы, моллюсков, ракообразных, мяса.</p> <p>Применение: программы используются совместно ежедневно в течение 2-х недель.</p>
42	Без трематод общая 2	
43	Стоп амеба	<p>Entamoeba histolytica – представитель простейших. Способна вызвать амебную дизентерию, сопровождающуюся поражением толстой кишки, печени, легких и других органов. Попадает в организм с пищей и водой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
44	Без энтерококка	<p>Энтерококк – представитель нормальной микрофлоры человека. При использовании антибиотиков, нарушении барьерной функции кожи и слизистых, тяжелых заболеваниях и у возрастных людей энтерококк может вызвать проблемы в тонком кишечнике, мочевыводящих путях, влагалище, сердце, печени, коже.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
45	Нет нематод и аскарид, новая	<p>Новая программа для борьбы с круглыми паразитическими червями. Охватывает большинство видов нематод, поражающих организм человека и животных.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>

46	Стоп аденовирус общая	<p>Аденовирусы — группа вирусов, вызывающая острые заболевания, с поражением органов дыхания, глаз, лимфатических узлов. Заражение происходит воздушно-капельным путем, чаще в холодное время года.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
47	Стоп коронавирус	<p>Вирус распространен в Европе, Азии, Северной Америке. Передается воздушно-капельным путем с поражением дыхательных путей, вплоть до разрушения легочных альвеол.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
48	Стоп пеницилл	<p>Род плесневых грибов, поражающих органы мочевыводящей и дыхательной систем, лимфатические узлы, кожу. Вызывают сильную интоксикацию, являются аллергенами.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
49	Без риккетсии	<p>Внутриклеточный паразит. Способен поражать любые органы человека, вызывать значительные нарушения ЦНС и расстройства кровообращения.</p> <p>Пути передачи: через укус клеща, пищу, контакты. Распространена в развивающихся странах.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
50	Без папиллом общая	<p>ВПЧ поражает кожные покровы и слизистые оболочки с образованием наростов. Некоторые способны вызвать злокачественные образования, в зоне риска женщины. Пути передачи данной инфекции: контактно-бытовой, половой, в родах от матери к ребенку.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
51	Без папиллом	<p>При поражении ВПЧ слизистой поверхности мочевыводительной системы, возникают образования в почечных лоханках и мочевом пузыре. При длительном воздействии неблагоприятных факторов данные образования могут не только снизить функционал органов, но и способны к перерождению.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>

52	Без трихомонады	<p>Трихомонада относится к простейшим, являющимся возбудителями многих половых заболеваний. Инфицирование происходит при любом виде полового контакта, а также посредством бытового контакта: ободок унитаза, бассейн, использование общих полотенец, мочалок, средств гигиены, примерка чужой одежды (нижнего белья). Попадая в кровяное русло могут маскироваться под клетки крови. Большая угроза, чаще всего, не в самом простейшем, а в переносимых им инфекционных агентах: хламидиях, кандиде, гонококках, цитомегаловирусе и вирусах герпеса.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
53	Без лептоспиры	<p>Бактерия, вызывающая поражение капилляров, печени, почек, мышц. Распространена во всех регионах. Заражение происходит от домашних и диких животных, через поврежденные слизистые и кожу, из природных водных источников.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
54	Без криптококка	<p>Дрожжевые грибы рода <i>Cryptococcus</i>, поражают ЦНС, легкие, кожу, слизистые. Возбудитель присутствует в почве, загрязненной птичьим пометом. Путь передачи воздушно-пылевой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
55	Без токсоплазмы	<p>Распространенность заражения токсоплазмой в мире очень высока до 90 %. Нахождение в организме часто не доставляет ее обладателю проблем. Заражение происходит либо внутриутробно, либо приобретается. Токсоплазма поражает нервную систему, глаза, сердце, мышцы, легкие, кишечник, кожу.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
56	Без уреоплазмы	<p>Уреоплазма – патогенная форма, вызывающая заболевания органов мочеполовой сферы, суставов, патологии беременности и плода. Передача инфекционного агента происходит половым путем, внутриутробно и во время родов.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>

57	Без эхинококка	<p>Серьезную проблему представляют личинки цепня, которые образуют в организме кисты. Данные образования сдавливают окружающие ткани, что приводит к атрофии и отмиранию последних. Личинки поражают печень, легкие, почки, кости, мозг. Заражение происходит при контакте с инвазированными животными, при сборе ягод и трав, питье воды из зараженных источников. Так же в группе риска работники скотобоев, пастухи, кожевники.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
58	Без синегнойки	<p><i>Pseudomonas aeruginosa</i> — бактерия, характеризующаяся природной устойчивостью к большинству антимикробных препаратов. Поражает органы ЖКТ, дыхательной системы, ЦНС, других органов и систем. Источником являются люди и животные, больные и носители. Пути передачи: контактно-бытовой, воздушно-капельный, пищевой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
59	Стоп клещи 1	<p>Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — самая распространенная проблема, возникающая при укусе человека инфицированными иксодовыми клещами. Поражаются ЦНС, сердце, суставы.</p> <p>Применение: программу используют совместно со «Стоп клещи 2», после укусов ежедневно в течение 2-х недель. При проблемах, возникших вследствие укусов в предыдущее время см. комплекс «SOS Клещи».</p>
60	Стоп клещи 2	<p>Вирус клещевого энцефалита передается при укусах иксодовых клещей, реже через употребление сырого молока коров и коз, зараженных вирусом. Распространение: Сибирь, Дальний Восток, Урал. Основной орган поражения ЦНС.</p> <p>Применение: программу используют совместно со «Стоп клещи 1», после укусов ежедневно в течение 2-х недель. При проблемах, возникших вследствие укусов в предыдущее время см. комплекс «SOS Клещи»</p>

61	Без мутаций 1	Различные патогенные факторы способствуют накоплению в организме токсинов, способных вызвать перерождение клеток. Программы «Без мутаций 1 и 2» снижают риск возникновения онкологической патологии, способствуют коррекции предопухолевых изменений, уменьшают воспалительные процессы и усиливают иммунную защиту.
62	Без мутаций 2	Применение: программы используются совместно, см. комплекс «Защити себя».
63	Здоровые десны	Воспаление десен (гингивит) вызывают вирусы, бактерии, грибки. В группе риска могут быть люди, носящие зубные протезы и брекеты. Программа помогает снизить патогенную нагрузку, уменьшить воспалительный процесс, улучшить трофику тканей. Применение: ежедневно в течение 1-2 месяцев.
64	Обновление слизистой	Появление язвочек (афт) на слизистой полости рта свидетельствует о наличии воспалительного процесса, который может быть вызван вирусными или бактериальными агентами, травмой или нехваткой микроэлементов. Программа снимает воспалительный процесс, способствует восстановлению слизистой полости рта, укрепляет местный иммунитет. Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Желательно использовать совместно с программой «Рот в порядке».
65	Рот в порядке	Воспаление слизистой полости рта (стоматит) возникает при ряде факторов: наличии инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Локализуется на языке, внутренней поверхности губ, щек, небе. Программа снимает воспалительный процесс, способствует восстановлению слизистой полости рта, укрепляет местный иммунитет. Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Можно сочетать с программой «Обновление слизистой» Использовать при любых стоматологических процедурах, сопровождающихся повреждением слизистой.

66	Без свища	<p>Нагноение десны очень часто сопровождается образованием свища. Это может быть чревато серьезными последствиями от потери зуба до воспаления глубоких тканей. Программа помогает предотвратить процесс нагноения, уменьшает воспалительный процесс.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-4 недель. Использовать после стоматологических процедур по лечению или удалению зубов.</p>
67	Стоп травма (зубы)	<p>Программа снижает болевые ощущения, ускоряет процесс заживления, снимает отечность.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Использовать сразу после стоматологических процедур по лечению, удалению, имплантации зубов.</p>
68	ЦНС без проблем	<p>Программа помогает улучшить работу нервной системы после воздействия различных факторов (инфекционных, травматических и др.). Способствует восстановлению нервных связей между ЦНС и периферической, снимает отечность и болевые ощущения.</p> <p>Применение: в течение 1-6 месяцев ежедневно. Желательно совместно с программой «Нервы в порядке» (см. комплекс «SOS Клещи»).</p>
69	Нервы в порядке	<p>При нарушении целостности нервного волокна могут происходить функциональные нарушения работы нервной системы. Программа препятствует разрушению миелиновой оболочки нервных волокон, тем самым сохраняет проводимость нервного волокна.</p> <p>Применение: в течение 1-6 месяцев ежедневно. Желательно с программой «ЦНС без проблем» (см. комплекс «SOS Клещи»).</p>
70	Чистые пазухи	<p>Воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа — синусит. Может возникнуть как осложнение при инфекционных заболеваниях носа и дыхательных путей, а также после травм лицевой области.</p>

70	Чистые пазухи	<p>Программа способствует уменьшению воспалительного процесса в области пазух, лучшему отхождению слизи, снижению болевых ощущений при острых процессах.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
71	Чистые пазухи общая	<p>Наибольшую проблему для многих людей представляет хронический синусит, который протекает без явных проявлений, но достаточно долго. Причинами могут являться инфекции верхних дыхательных путей, наличие полипов, искривление носовой перегородки, кариозные зубы. Программа способствует уменьшению воспалительного процесса в области пазух, уменьшению отечности, предотвращает обострения.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца при наличии проблемы. И в целях предотвращения обострения в сезон простуд.</p>
72	Уши без воспаления	<p>Причинами воспаления ушей могут являться: патологический процесс в области носоглотки, искривление носовой перегородки, травмы уха. Программа способствует уменьшению отечности, снижению воспаления и болевых ощущений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Чередовать с программой DeVita Ritm «Здоровые уши».</p>
73	Горло без боли	<p>Воспаление миндалин глоточного кольца часто наблюдается после перенесенных ангин или других инфекционных заболеваний глотки. Может протекать в острой или хронической форме. Передача внешне — воздушно-капельным путем, или внутренне — из внутренних очагов хронической инфекции. Программа помогает уменьшить воспаление миндалин, отечность, болевые ощущения и токсическую нагрузку.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Чередовать с программой DeVita Ritm «Горло без проблем».</p>

74	Стоп простуда общая	<p>Воспаление слизистых оболочек носоглотки (назофарингит) имеет инфекционную природу, вирусную или бактериальную. Наибольшая частота наблюдается в межсезонье. Программа уменьшает воспаление, отечность, предупреждает развитие обострений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
75	Антивоспаление общая	<p>Воспаление — реакция организма, возникающая в ответ на повреждение или действие патогенного агента. Программа помогает организму ликвидировать очаг воспаления, где бы он не локализовался, снизить влияние патогенных факторов, а также в восстановить гомеостаз.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-4 недель. Целесообразно совмещать с любыми другими программами с целью снижения воспалительного процесса.</p>
76	Стоп мигрень	<p>Мигрень – одна из наиболее частых разновидностей головной боли. Характеризуется острой пульсирующей болью, локализующейся в определенной части головы. Программа снимает спазмы сосудов, уменьшает болевые ощущения, способствует нормализации кровообращения в области головы.</p> <p>Применение: по необходимости.</p>
77	Антисептик	<p>Повреждения кожного покрова: царапины, порезы, ожоги и др. являются открытыми воротами для инфекционных агентов. В результате чего ранки могут долго не заживать, воспаляться, болеть. Программа способствует обеззараживанию ранки, уменьшению воспаления и быстрому ее затягиванию.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-4 недель. Целесообразно совмещать с любыми другими программами с целью снижения воспалительного процесса.</p>

78	Желчь без застоя	<p>Неправильное и нерегулярное питание (длительное голодание, употребление алкоголя, пряностей, чрезмерно острых жирных и пережаренных блюд, сэнгов, отказ от употребления растительного масла), стрессы, малое количество выпиваемой жидкости, инфекционные поражения печени — причины возникновения проблем в работе желчного пузыря. Программа облегчает отток желчи, способствует восстановлению работы желчного пузыря, уменьшает болевые ощущения.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев, желательно в вечернее время. Иначе, через день.</p>
79	Без кашля	<p>Кашель — защитная рефлекторная реакция организма, возникающая при раздражении слизистой дыхательных путей. Может являться признаком воспаления органов дыхательной системы, которое вызывается патогенными вирусами, бактериями, грибами и др. агентами, а также попаданием аллергенов. Программа облегчает состояние при наличии острого или хронического кашля, уменьшает воспаление слизистой дыхательных путей.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-4 недель.</p>
80	Стоп пневмобактерии	<p>По данным медиков, первое место среди причин воспаления нижних дыхательных путей занимают микробные инфекции. Большинство бактерий, поражающих органы дыхания, являются сопутствующей флорой, но при неблагоприятных условиях они становятся патогенными. Программа борется с такими микроорганизмами как: <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Chlamydomphila pneumoniae</i>, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i> и др.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
81	Стоп коронавируса new	<p>Новая улучшенная и расширенная программа, позволяющая бороться со всеми видами коронавируса, в том числе, с новыми мутировавшими формами.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель. С целью предупреждения заболевания 2-3 раза в неделю.</p>

82	Без пневмонии	<p>Воспаление легочной ткани может быть вызвано патогенной флорой различных форм: вирусной, бактериальной, грибковой и др. Возникает оно не только как самостоятельная форма, но и как следствие имеющейся простуды, сниженного иммунитета, недостатка витаминов. Программа снимает отечность и воспаление нижних отделов дыхательной системы, улучшает функционал и энергетику данных органов, повышает местный иммунитет.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-4 недель. Желательно сочетать с программой «Без кашля».</p>
----	---------------	---

Приложение 3 – «Пояснения к использованию программ DeVita Ritm».

DeVita Ritm (ручные программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Активная защита	При физических и психологических нагрузках, снижении работоспособности, внимательности, тонуса, при хронической усталости и раздражительности, при ежедневной работе с бытовой и компьютерной техникой. Для снятия биоэнергетической нагрузки при работе с людьми.	Иммуностабилизирующий Энергодающий Антистрессовый	В течение часа	1 месяц
Кровообращение регуляция	Нарушение микроциркуляции крови (кровоснабжение органов), недостаток кислорода в крови, головные боли, нарушение артериального давления, тонуса сосудистой стенки.	Снимающий спазмы Поддерживающий тонус Сосудорасширяющий Нормализующий АД	В течение часа	1 месяц
Пищеварение	Переедание, тяжесть в желудке, изжога, вздутие.	Снимающий спазмы Противовоспалительный Кислотонормализующий	В течение часа	1 месяц

Детоксикация	Высокие физические нагрузки, неправильное питание, отравление, боли в правом подреберье, употребление алкоголя.	Антитоксический Защищающий печень Улучшающий отток желчи Снимающий спазмы	В течение часа	1 месяц
Антистресс	Стрессы, высокие физические и психологические нагрузки (учеба, работа, спорт)	Антистрессовый Успокаивающий	В течение часа	1 месяц
7 чакр	Хроническая усталость, головные боли, снижение иммунитета, высокие физические и психологические нагрузки.	Тонизирующий Гормонизирующий Обезболивающий	В течение часа	1 месяц
Гормоны в норме	При нарушениях полового созревания у подростков с 12-и лет, после проведенных оперативных вмешательств, при гормональных сбоях, при дисфункции репродуктивной системы у мужчин и женщин.	Нормализующий гормональный фон	В течение месяца	6 месяцев
Чистые почки	Воспалительные процессы в почках, мочевом пузыре, отечность.	Улучшающий вывод мочи Противоотечный Противовоспалительный	В течение дня	1-2 месяца

Чистая лимфа	Нарушение работы лимфатической системы, отечность, интоксикация, нарушение клеточного метаболизма, нарушение артериального давления, снижение иммунитета, кожные заболевания.	Лимфодренажный Противоотечный Антиоксидантный Иммуностимулирующий	В течение дня	1 месяц
Здоровое зрение	Снижение тонуса мышц глаз, нарушения зрения, зрительное утомление. Предупреждение нарушения зрения при длительной работе с компьютерной техникой или текстами на бумажных носителях.	Корректирующий Тонизирующий Укрепляющий	В течение дня	1-3 месяца
Женская сексуальность	Снижение либидо, повышенная эмоциональная возбудимость, склонность к нервным перевозбуждениям.	Антидепрессивный Активизирующий	2-3 дня	1 - 2 месяца
Мужская сексуальность	Повышенные стрессовые нагрузки, возбудимость нервной системы, снижение потенции, боязнь «неудачи».	Антидепрессивный Активизирующий	2-3 дня	1 - 2 месяца
Стоп травмы	Любые травмы костей, хрящевой и мягких тканей, связочного аппарата: переломы, ушибы, вывихи, порезы. После оперативных вмешательств.	Обезболивающий Противоотечный Противовоспалительный Регенерирующий	В течение часа	1 месяц

Предтреник	Используется до физических нагрузок.	Тонизирующий Энергодающий	В течение часа	1 месяц
Тренировка	Используется во время физических нагрузок.	Тонизирующий Энергодающий Регулирующий	В течение часа	1 месяц
Здоровое сердце	Расстройство функциональной деятельности сердца, нарушение ритма сердца, нарушение артериального давления, высокие стрессовые нагрузки.	Снимающий спазмы Нормализующий АД Тонизирующий Обезболивающий	В течение часа	1-2 месяца
Сердечный ритм в норме	Нарушения ритма сердца: тахикардия, аритмия, в том числе дыхательная и мерцательная.	Снимающий спазмы Нормализующий ритм	В течение часа	1-2 месяца
Антипростуда	Заболевания верхних дыхательных путей. Аллергия, сопровождающаяся отеком носоглотки, слезоточивостью.	Противовоспалительный Противоотечный Иммуностабилзирующий	В течение часа	В течение месяца
Дыши легко	Заболевания нижних отделов дыхательной системы. Аллергия. Спазмы бронхолегочной системы различного происхождения.	Противовоспалительный Снимающий спазмы Сосудорасширяющий	В течение часа	1 месяц

Женское здоровье	Дисфункция и воспалительные процессы репродуктивной системы.	Противовоспалительный Сосудорасширяющий Гормононормализующий Омолаживающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Мужское здоровье	Предупреждение дисфункций репродуктивной системы.	Противовоспалительный Сосудорасширяющий Гормононормализующий Омолаживающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Здоровый сон	Бессонница, нарушение фаз сна, повышенная нервная возбудимость.	Антидепрессивный Успокаивающий Нормализующий сон	В течение дня	1 месяц
Хорошее настроение	Депрессия, раздражительность, психоэмоциональные нагрузки, утомляемость.	Антидепрессивный Регулирующий настроение	В течение дня	1 месяц
Суставы без боли	Воспаления и болевые ощущения опорно-двигательного аппарата (суставы, мышцы, позвоночник), высокие физические нагрузки, в том числе занятия спортом.	Обезболивающий Регулирующий	В течение дня	1 месяц

Суставы без воспаления	Воспаления опорно-двигательного аппарата, отеки, травмы, при высоких физических нагрузках, в том числе занятиях спортом.	Противовоспалительный Противоотечный Регулирующий	В течение дня	1 месяц
Кишечник без проблем	Боль, тошнота, вздутие, дисбактериоз, сниженный тонус кишечника, желчного пузыря, нарушение слизистой желудка и 12-и перстной кишки, работы печени.	Снимающий спазмы Обезболивающий Улучшающий отток желчи Противовоспалительный Нормализующий моторику Противоотечный	В течение дня	6-12 месяцев
Обмен веществ в норме	Дисфункции щитовидной и поджелудочной желез, расстройства ЖКТ, отечность, нарушение усвоения К, Са, Mg, Na, кислотно-щелочного равновесия.	Регулирующий Гармонизирующий	5-7 дней	6-12 месяцев
Красивая кожа	Снижение барьерной функции кожи и клеточного метаболизма. Акне, сухость или излишняя жирность кожи, облегчение состояния при псориазе и витилиго.	Регулирующий иммунную и барьерную функции кожи Нормализующий питание клеток	5-7 дней	1 месяц
Красивые волосы и ногти	Выпадение и ломкость волос, расслоение ногтей. Сухая и жирная себорея.	Регулирующий функцию кожных желез Нормализующий питание клеток	5-7 дней	1 месяц

Без аллергенов	Различные виды аллергии (респираторная — запахи, пыль, домашние животные, поллиноз, кожная, пищевая), отечность верхних дыхательных путей.	Антитоксический Противоаллергический Противоотечный Противовоспалительный Иммуностабилзирующий	В течение дня	1-2 месяца
Иммунная защита	При снижении иммунной защиты, повышенных физических и умственных нагрузках.	Иммуностабилзирующий Противовоспалительный	В течение месяца	Месяц
Здоровые почки	При нарушении обменных процессов, связанных с выводом некоторых кислот и солей, нарушении функциональной активности почек (образование камней в почках, отложение солей в суставах, повышенное артериальное давление).	Улучшающий вывод мочи Противоотечный	В течение дня	1-2 месяца
Клеточное дыхание	При головных болях, проблемах с сосудами головы, вялости, сонливости, недостатке кислорода в крови, малоподвижном образе жизни. Для жителей крупных городов.	Снимающий спазмы Сосудорасширяющий Нормализующий Насыщающий кислородом	В течение дня	1-2 месяца
Вегетативное равновесие	При выполнении тяжелой работы, психологическом стрессе, нарушении баланса ВНС.	Регулирующий	В течение дня	1-2 месяца

Антивари- коз	Снижение тонуса венозной стенки, застой в венах нижних конечностей	Противовос- палительный, Обезболива- ющий	В течение часа	1-2 месяца
Голова без боли	При спазмах сосудов головного мозга, напряженной умственной работе, нестабильности артериального давления, нарушении микроциркуляции крови в области головы.	Обезболива- ющий Снимающий спазмы	В течение часа	1-2 месяца
Сахар в норме	При дисфункции поджелудочной железы, связанной с увеличением концентрации сахара в крови.	Регулирую- щий Нормализую- щий	В течение дня	6-12 меся- цев
Здоровые суставы	Воспалительные изменения оболочки суставов и околосуставных тканей, переохлаждение. Физическая перегрузка суставов профессионального, бытового или спортивного характера. Травмы суставов.	Противовос- палительный, Обезболива- ющий	В течение часа	3-6 меся- цев
Без про- статита	При дисфункции предстательной железы, снижении функциональной активности яичек, нарушении мочеиспускания. При нерегулярных половых связях.	Противовос- палительный Регулирую- щий функцию	2-3 дня	6-12 меся- цев

После тренировки	В посттренировочный период. Для снятия общего дискомфорта, головных болей, вялости, сонливости, раздражительности, уменьшения концентрации молочной кислоты, нормализации дыхательных процессов.	Регулирующий Восстанавливающий энергию, Снимающий спазмы, Антиоксидантный	В течение часа	1 месяц
Оперативная память+	При снижении скорости запоминания, концентрации внимания, длительности хранения информации.	Стимулирующий	5-7 дней	1 месяц
Нервное равновесие	Стрессы, раздражительность, эмоциональная нестабильность, высокие физические и психологические нагрузки (учеба, работа, спорт)	Антистрессовый Успокаивающий	В течение часа	1 месяц
Нервная система общая	При выявленных функциональных проблемах нервной системы, нарушении целостности ткани и связи между отделами ЦНС, приводящих к нарушению психологической устойчивости.	Противовоспалительный, Регенерирующий, Регулирующий, Антистрессовый	В течение месяца	3-4 месяца
Здоровые уши	При болях и неприятных ощущениях в области уха, возникающих вследствие попадания инфекционных агентов, воды, перепада давления. Также при снижении слуха.	Регулирующий, Снимающий спазмы, Противовоспалительный, Обезболивающий	В течение дня	1 месяц

Горло без проблем	При болях и отечности в области горла, носоглотки, ощущении заложенности, охриплости или потере голоса, возникающих вследствие воспалительного процесса.	Противовоспалительный, Обезболивающих, Противоотечный	1-2 дня	В течение месяца
Крепкие зубы	При кровоточивости, рыхлости десен, нарушении целостности слизистых (бытовые микротравмы, стоматологические процедуры)	Противовоспалительный, Регенерирующий, Нормализующий микроциркуляцию	5-7 дней	В течение месяца
Поджелудочная в норме	При нарушении внешне секреторной (пищеварительной) или внутри секреторной (эндокринной) функций железы.	Нормализующий, Регулирующий, Противовоспалительный	1 месяц	6 - 12 месяцев
Здоровая щитовидка	При нарушении обменных процессов, связанных с функциональным дисбалансом железы.	Нормализующий, Регулирующий, Противовоспалительный	1 месяц	6 - 12 месяцев

DeVita Ritm (автоматические программы)

Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Здоровый день автомат	Улучшает кровоснабжение органов и тканей, активизирует работу выделительных систем, способствует улучшению обмена веществ, правильному распределению энергетического баланса, снимет нервное напряжение, усиливает защитные функции организма.	Иммуностабилизирующий Энергодающий Антистрессовый Антитоксический Нормализующий гормональный фон	5-7 дней	1 месяц
Здоровье автомат	Корректирует состояние иммунной системы при простудных вирусных заболеваниях, улучшает клеточный метаболизм, что способствует более быстрому очищению от токсинов. А также помогает восстановить нарушенную в процессе болезни работу систем и органов.	Противовоспалительный Иммуностабилизирующий Снимающий спазмы Противоотечный	5-7 дней	1 месяц
Полное очищение автомат	Активизирует работу выделительных систем, выводит токсины, повышает адаптационные резервы и защитные силы организма. Учтена суточная биологическая активность органов.	Энергодающий Антитоксический Противоотечный Нормализующий гормональный фон	5-7 дней	1 месяц

<p>Высокий тонус автомат</p>	<p>Способствует снятию токсической нагрузки с печени, почек и лимфатической системы, активизирует их работу, улучшает кровообращение. Запускает естественные процессы омоложения.</p>	<p>Противовоспалительный, Улучшающий вывод мочи, Противоотечный, Иммуностабилзирующий</p>	<p>В течение месяца</p>	<p>6-12 месяцев</p>
<p>Здоровый метаболизм автомат</p>	<p>Гармонизирует работу организма, регулирует деятельность вегетативной нервной системы, стабилизирует аппетит, активизирует работу органов пищеварения и выделения. Способствует нормализации обменных процессов и психоэмоционального состояния, снижению массы тела и улучшению качества жизни.</p>	<p>Противовоспалительный Нормализующий моторику Противоотечный, Регулирующий аппетит</p>	<p>В течение месяца</p>	<p>6-12 месяцев</p>
<p>Без отравлений автомат</p>	<p>Уменьшает вредное воздействие на организм токсинов (пищевых, медикаментозных, алкогольных). Помогает нейтрализовать и скорее вывести их из кишечника и печени, снижая нагрузку на эти органы</p>	<p>Антитоксический Защищающий печен Улучшающий отток желчи Снимающий спазмы</p>	<p>В течение дня</p>	<p>5-7 дней</p>

<p>Давление в норме автомат</p>	<p>Снимает спазм сосудов, нормализует давление. Восстанавливает работу сердца и почек, нормализуя клеточный метаболизм, снижая гипоксию и освобождая от токсинов. Улучшает кровоснабжение органов, способствует снижению отечности.</p>	<p>Нормализующий АД Снимающий спазмы Улучшающий вывод мочи</p>	<p>В течение дня</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Здоровый сон автомат</p>	<p>Снимает психологическую нагрузку, расслабляет центральную нервную систему, улучшает качество и продолжительность сна.</p>	<p>Антистрессовый Успокаивающий</p>	<p>В течение 1-2 часов</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Здоровые суставы автомат</p>	<p>Снимает воспаление и боль в суставах и позвоночнике. Улучшает их кровоснабжение и питание. Способствует восстановлению поврежденных тканей суставов, в том числе, суставных хрящей и синовиальной оболочки, а также окружающих тканей: связок, сухожилий и мышц. Эффективна при любых проблемах с суставами: артриты, артрозы, тугоподвижность.</p>	<p>Противовоспалительный, Обезболивающий, Противоотечный Регулирующий Поддерживающий функцию</p>	<p>В течение дня</p>	<p>3-6 месяцев</p>

<p>Суставы без боли автомат</p>	<p>Расслабляет напряженные мышцы, улучшает состояние связочного аппарата, активизирует кровоснабжение, уменьшает боль и воспаление в суставах и позвоночнике. Эффективна при активной нагрузке на опорно-двигательный аппарат, травмах.</p>	<p>Противовоспалительный Противоотечный, Обезболивающий</p>	<p>В течение 2-3 часов</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Здоровье кожи и волос автомат</p>	<p>Улучшает кровоснабжение кожи, корректирует работу сальных и потовых желез, что усиливает кожный иммунитет и уменьшает проявление бактериальных и грибковых поражений. А также улучшает кровообращение в капиллярах волосяных фолликул и ложа ногтевых пластин, способствуя усиленному питанию волос и ногтей.</p>	<p>Регулирующий иммунную и барьерную функции кожи, функцию желез Нормализующий питание клеток</p>	<p>5-7 дней</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Без простуды автомат</p>	<p>Применяется во время простудных заболеваний и аллергических реакциях (поллиноз). Снимает воспаление и уменьшает респираторное проявление простуды и аллергии: отечность, заложенность носа, кашель.</p>	<p>Противовоспалительный Противоотечный Иммуностабилзирующий Снимающий спазмы</p>	<p>1-2 часа</p>	<p>1 месяц</p>

<p>Мужское здоровье автомат</p>	<p>Способствует нормализации работы предстательной железы, общему оздоровлению мочеполовой системы у мужчин, повышает активность и сексуальную выносливость. Также помогает предотвратить появление проблем, связанных с нарушением функции органов МПС.</p>	<p>Противовоспалительный Сосудорасширяющий Гормононормализующий Омолаживающий</p>	<p>2-3 дня</p>	<p>6-12 месяцев</p>
<p>Стоп подагра автомат</p>	<p>Нормализует обмен веществ в организме, регулирует баланс К, Са, Na, Р. Снимает воспаления в суставах, уменьшает отечность, способствует выводу солей и токсинов. Улучшает функциональное состояние почек.</p>	<p>Противовоспалительный, Обезболивающий, Противоотечный, Улучшающий вывод мочи, Регулирующий солевой обмен</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>3-6 месяцев</p>

Приложение 4 – «Пояснения к использованию программ DeVita AP».

DeVita AP (ручные программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Нет стафилококкам	Гнойные инфекции ран, заражение, гнойно-воспалительные заболевания разных органов (верхних дыхательных путей, горла, кожных покровов, опорно-двигательного аппарата, наружных половых органов, мочевыделительной системы, оболочек головного мозга, пищевая токсикоинфекция). Предотвращение заражения плода во время беременности.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 часа	10-14 дней
Нет стрептококкам	Заболевания уха, горла, носа, воспалительные процессы опорно-двигательного аппарата, сердца, почек, кожных покровов. Предотвращение заражения плода во время беременности.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 часа	10-14 дней

Нет хламидиям	Инфекции мочеполовой системы, суставов, глаз, верхних и нижних дыхательных путей, а также сердечно-сосудистой системы. Предупреждение профессиональных заболеваний у лиц, работающих с птицами. А также предотвращение заражения через водоемы при купании и передачи инфекции плоду во время беременности.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	10-14 дней
Нет хеликобактеру	Воспаления желудка, двенадцатиперстной кишки, повреждение слизистых этих органов.	Антибактериальный Противовоспалительный	5-7 дней	3-5 недель
Стоп бактерии	Проблемы, вызываемые клебсиеллой: воспаление органов дыхания, мочевыводящих путей, мозговых оболочек, глаз, кишечные инфекции, заражение крови. Проблемы, вызываемые листерией: воспаление органов ЖКТ, мозговых оболочек, суставов, органов дыхания. В целях предупреждения профессиональных заболеваний людей занимающихся животноводством, птицеводством, первичной обработкой мяса и шкур.	Антибактериальный Противовоспалительный	В течение дня	14-21 день

Стоп бактерии	Проблемы, вызываемые пневмококком: воспаление дыхательных путей, ушей, суставов, мозговых оболочек, заражение крови.	Антибактериальный Противовоспалительный	В течение дня	14-21 день
Без гепатита А	Предупреждение заболевания вирусом при посещении стран Азии и Африки, снижение риска осложнений.	Противовирусный Противовоспалительный	1-2 недели	6 месяцев
Без токсинов	Обязательная программа при любых токсических нагрузках (вирусных, бактериальных, протозойных, микотических, паразитарных).	Антитоксический Энергосберегающий	1-2 часа	1 месяц
Стоп герпес зостер	Опоясывающий лишай – кожные высыпания, сопровождающиеся сильными болевыми ощущениями по ходу чувствительного нерва.	Противовирусный Противовоспалительный Обезболивающий	В течение дня	1 месяц
Стоп герпес симплекс	Генитальный герпес и герпес губ	Противовирусный Противовоспалительный	В течение дня	1 месяц
Стоп герпес	Как дополнение к любой из противогерпетических программ для сокращения сроков выздоровления и уменьшения воспалительных и болевых проявлений.	Противовирусный Противовоспалительный Противозудный	В течение дня	1 месяц

Здоровая лимфа	Нарушения в работе лимфатической системы проявляющиеся следующими признаками: опухшие пальцы и склонность к отекам, хроническая усталость, запор, обесцвеченная кожа на ногах, боль в груди и отеки, сухая раздраженная кожа, невозможность сконцентрироваться, холодные руки и ноги, целлюлит.	Противовоспалительный Противоотечный Антиоксидантный	В течение дня	1 месяц
Антипростуда	Заболевания носа, горла, бронхов. Совместно с программами: «Стоп стафилококки», «Стоп стрептококки», «Стоп бактерии».	Противовирусный Противовоспалительный Противоотечный	2-3 часа	5-7 дней
Стоп плесень и грибки	Поражения кожи, подкожно-жировой клетчатки, слизистых оболочек, зрительного и слухового аппаратов, костей, суставов, а также внутренних органов (бронхолегочной системы, печени, селезёнки, сердца, сосудов, ЖКТ, почек, ЦНС), аллергические реакции в виде кашля, заложенности носа, кожных высыпаниях.	Противомикотический Противовоспалительный	1-2 дня	2 месяца

Стоп плесень и грибки	Эффективна в целях предупреждения заражения грибковыми инфекциями после посещения сауны, бассейна, пляжа, при длительном нахождении во влажных помещениях.	Противомикотический Противовоспалительный	1-2 дня	2 месяца
Стоп кандида	Заболевания слизистых оболочек внутренних органов, кожи, сопровождающиеся высыпаниями, дисбактериозом, ощущением жжения в половых органах.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без грибка	Поражение кожи, волос, ногтей, слизистых оболочек внутренних органов грибками рода: трихофитон, микроспорум, мукор. Эффективна в целях предупреждения заражения грибковыми инфекциями после посещения сауны, бассейна, пляжа, общения с зараженным человеком.	Противомикотический Противовоспалительный Противозудный	2-3 дня	3-6 месяцев
Нет простейшим	Воспалительные процессы органов ЖКТ, вызванные рядом простейших: лямблии, амебы и др. Предотвращение заражения через водоемы при купании.	Противопаразитарный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц

<p>Интимное здоровье</p>	<p>Заболевания слизистой дыхательных путей, мочеполовой сферы, вызванные такими возбудителями как: уреаплазма, микоплазма, токсоплазма. Предупреждение передачи инфекций плоду, половому партнеру.</p>	<p>Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный</p>	<p>2-3 дня</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Без шистосом и трематод</p>	<p>Поражение печени, поджелудочной железы, легких, кровеносной и мочеполовой систем, токсико-аллергические реакции, вызванные рядом сосальщиков: кошачьим, печеночным, легочным, ланцетовидным, а также шистосомами.</p>	<p>Антипаразитарный</p>	<p>1-5 дней</p>	<p>1-2 месяца</p>
<p>Нет нематод и аскарид</p>	<p>Заражение круглыми червями, такими как аскариды, острицы и др. Вызывающие снижение веса, шелушение кожи, высыпания, выпадение волос, непроходимость кишечника, воспаления дыхательных путей, печени и поджелудочной железы. Программа борется с паразитами на разных стадиях жизненного цикла.</p>	<p>Антипаразитарный</p>	<p>2-3 дня</p>	<p>1-2 месяца</p>

Стоп паразиты общая	Подавление жизненной активности различных видов паразитов. Используется в сочетании с другими программами по уничтожению гельминтов.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Стоп паразиты ЖКТ	Паразиты печени и поджелудочной железы, 12-и перстной кишки. Используется в сочетании с другими программами по уничтожению гельминтов.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Антигрипп	Программа направлена на уничтожение различных штаммов вирусов гриппа (А, В, С).	Противовирусный	2-3 часа	5-10 дней
Стоп грипп базовая	Мутировавшие формы гриппа, высокая температура, боль.	Противовирусный Жаропонижающий Обезболивающий Противовоспалительный	1-2 часа	5-10 дней
ЖКТ в порядке	Поможет нормализовать состояние и остановить обезвоживание при дисбактериозе, вызванном ротавирусной инфекцией, кишечной палочкой.	Антибактериальный Противовирусный Противовоспалительный Защищающий клетки Нормализующий моторику	2-3 часа	5-7 дней

<p>Помощь при отравлениях</p>	<p>Поможет нормализовать состояние при энтеровирусной инфекции и заражении сальмонеллой.</p>	<p>Антибактериальный Противовирусный Противовоспалительный Защищающий клетки Нормализующий моторику Антитоксический</p>	<p>2-3 часа</p>	<p>10 дней</p>
<p>Антивирус</p>	<p>Снижение общей вирусной нагрузки, цитомегаловирусной инфекции, протекающей в форме упорной простуды с головными и суставными болями, воспалением слюнных желез. Инфекции верхних дыхательных путей, лимфоидной ткани, печени, селезенки, вызываемые вирусом Эпштейна-Барр. Эффективна при переохлаждении.</p>	<p>Противовирусный Противовоспалительный</p>	<p>2-3 часа</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Дренаж общая</p>	<p>Обязательная программа при любых токсических нагрузках (вирусных, бактериальных, протозойных, микотических, паразитарных).</p>	<p>Антисептический Антитоксический Лимфодренажный</p>	<p>В течение дня</p>	<p>1 месяц</p>

Дренаж антитоксический	При химических нагрузках тканевого сектора солями тяжелых металлов, радионуклидами, пищевыми токсинами.	Антитоксический Лимфодренажный	1-2 дня	14-21 день
Мексиканка детокс	После оперативных вмешательств, при хронической и лекарственной интоксикаций.	Лимфодренажный Противоотечный Антитоксический Стабилизирующий Регулирующий	6-7 дней	1 месяц
Нет аллергии	Различные виды аллергии (респираторная — запахи, пыль, домашние животные, поллиноз, кожная, пищевая), стабилизация иммунной системы.	Антитоксический Противоаллергический Противоотечный Противовоспалительный Иммуностабилизирующий	1-2 дня	4-6 месяцев
Управление весом	При наличии лишнего веса, нарушении аппетита, уничтожает одну из причин ожирения – аденовирус Ad-36	Противовирусный Антитоксический	2-4 недели	4-6 месяцев
Стоп клещи 1	При свежих укусах клещей. Программы используются в паре. Если укусы были ранее, необходимо пройти курс по комплексу «SOS! Клещи!».	Антибактериальный Противовирусный	1-2 дня	14-28 дней
Стоп клещи 2				

Стоп простуда общая	Заболевания носа, горла, бронхов. Совместно с программами: «Стоп стафилококки», «Стоп стрептококки», «Стоп бактерии».	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	1 месяц
Антивоспаление общая	При любых воспалительных процессах в организме.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	1-2 месяца
Антисептик	После оперативных вмешательств, при любых повреждениях целостности кожного покрова и слизистых оболочек, при воспалительных процессах.	Антисептический Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий Ускоряющий регенерацию	2-3 часа	7-21 день
Антивирус ЖКТ	Предупреждение заболевания вирусом коксаки при посещении стран Азии и Африки, снижение риска осложнений. О наличии вируса могут говорить следующие признаки: обезвоживание, боль в горле, наличие пузырьковой сыпи на коже.	Противовирусный Защищающий клетки Нормализующий моторику	1-2 дня	14-21 день

Чистые пазухи	При острых воспалениях слизистой носа и пазух (синусит, гайморит и др.) Совместно с противовирусными и антибактериальными программами.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	14-21 день
Чистые пазухи общая	При хронических проблемах со слизистой носа и пазух. Как одно из средств предупреждения острого процесса в верхних дыхательных путях при простудных заболеваниях.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий Стабилизирующий	1-2 дня	14 дней
ЦНС без проблем	При негативном расстройстве нервной системы, вызванном укусами клещей или другими факторами (инфекцией, стрессом, травмой и др.).	Противоотечный Обезболивающий Защищающий клетки Восстанавливающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Уши без воспаления	При болях и неприятных ощущениях в области уха, возникающих вследствие попадания инфекционных агентов, воды, перепаде давления.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	14-21 день

Желчь без застоя	При нарушении своевременного и равномерного отделения желчи в кишечник, что может быть следствием нерегулярного питания, потребления вредных продуктов, избыточным потреблением жиров, медикаментов, наличием паразитозов.	Противовоспалительный Обезболивающий Желчегонный	2-3 часа	1-4 месяца
Без мутаций 1	Для предупреждения развития клеточных мутаций, снижения негативного воздействия окружающей среды и токсической нагрузки. Особое внимание следует уделить тем, кто проживает в неблагоприятных экологических районах, испытывает большое эмоциональное напряжение и влияние негативных производственных факторов. Программы целесообразно использовать в комплексе «Защити себя».	Противовирусный Противовоспалительный Защищающий клетки	3-4 дня	6-12 месяцев
Без мутаций 2				
Здоровые десны	При наличии зубных протезов, брекетов, коронок, а также инфекциях полости рта, вызывающих воспаление десен.	Противовоспалительный Обезболивающий Антитоксический Улучшающий трофику	2-3 часа	1 месяц

Рот в порядке	При воспалении слизистой полости рта (язвочки, повреждение слизистой), возникающем при наличии инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Лучший эффект в сочетании с программой «Обновление слизистой».	Противовирусный Противовоспалительный Обезболивающий Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	1 месяц
Стоп травма (зубы)	После любых стоматологических вмешательств (лечение, удаление, протезирование, чистка и др). Для более эффективного воздействия рекомендуется использовать в комплексе с другими программами (см. комплек «Здоровые зубы»).	Обезболивающий Противоотечный Ускоряющий регенерацию	2-3 часа	7-14 дней
Обновление слизистой	При воспалении слизистой полости рта (язвочки, повреждение слизистой), возникающем при наличии инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Лучший эффект в сочетании с программой «Рот в порядке».	Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию Иммуностабилизирующий	1-2 дня	1 месяц

Без свища	После стоматологических вмешательств (удаление, лечение), при наличии отечности десны, болезненности.	Противовоспалительный Противоотечный Антитоксический	1-2 дня	7-14 дней
Стоп аденовирус общая	При воспалении слизистых оболочек носа, горла, глаз, кишечника.	Противовирусный Противовоспалительный	1-2 дня	14-21 день
Нервы в порядке	При нарушении целостности нервного волокна, вызванном укусами клещей или другими факторами (инфекцией, стрессом, травмой и др.).	Противовоспалительный Защищающий клетки	2-3 дня	6-12 месяцев
Стоп амeba	Поможет нормализовать состояние при дизентерии, гастроэнтерите, кишечных язвах, вызванное присутствием простейшего. Рекомендуется использовать для предотвращения заражения при посещении тропических и субтропических стран Азии, Африки, Ю. Америки.	Противопроtoзойный Противовоспалительный Нормализующий моторику	2-3 дня	2-3 дня
Стоп корoнавирус	При воспалении слизистых оболочек носа, горла, легких.	Противовирусный Противовоспалительный	1-2 дня	14-21 день

Без клембиселлы	Воспаление органов дыхания, мочевыводящих путей, мозговых оболочек, глаз, кишечные инфекции, заражение крови. Рекомендуется в качестве дополнения при вирусной нагрузке, нарушении питания, также лицам со сниженным иммунитетом, лицам страдающим алкоголизмом, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, печени.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Стоп мигрень	При головных болях различного происхождения.	Обезболивающий Спазмолитический Нормализующий кровообращение	В течение дня	1 месяц
Стоп пеницилл	Для снижения токсикоинфекции при использовании пораженных грибок продуктов, при хронических заболеваниях дыхательных путей, почек, аллергической реакции на пеницилл.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Горло без боли	При болях и отечности в области горла, носоглотки, ощущении заложенности, охриплости или потере голоса, возникающих вследствие воспалительного процесса.	Противовоспалительный Противоотечный Обезболивающий Антитоксический	В течение дня	14-21 день

<p>Без кампилобактер</p>	<p>В качестве дополнительного метода для предотвращения заражения и развития диареи лицам, работающим в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, а также туристам, посещающим развивающиеся страны, людям употребляющим загрязненные мясные продукты, молоко, воду.</p>	<p>Антибактериальный Противовоспалительный</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>14-28 дней</p>
<p>Без клостридий</p>	<p>При повреждении целостности кожного покрова с загрязнением (порезы, укусы, другие травмы). При использовании в пищу просроченных или сомнительных продуктов, консервов и т. д. Чередовать с программой «Без токсинов» циклично в течение дня. Обязательно обращение к врачу!</p>	<p>Антибактериальный Противовоспалительный</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>14-28 дней</p>
<p>Без криптококка</p>	<p>В качестве одного из методов предупреждения заболевания лицам, работающим в птицеводческих хозяйствах, занимающихся разведением птиц в квартире или собственном хозяйстве.</p>	<p>Противомикотический Противовоспалительный</p>	<p>2-3 дня</p>	<p>1 месяц</p>

Без криптококка	Особое внимание людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями легких, находящимся в местах скопления птиц.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без энтерококка	При частом и болезненном мочеиспускании, боли при дефекации, снижении потенции, повышенной утомляемости, депрессии, гастрите, дисбактериозе, пищевом отравлении.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без эхинококка	Для предупреждения глистной инвазии и поражения внутренних органов лицам, разводящих животных, скот, занимающихся сбором ягод, фруктов, овощей, охотой. Особенно проживающих в Южной Америке и Европе, Северной Африке, Новой Зеландии, Австралии, в России в районах: Поволжья, Западной Сибири, Краснодарского края, на Дальнем Востоке.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Без лептоспиры	При желтухе, водяной лихорадке, как профессиональных заболевании скотоводов и работников сельского хозяйства.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	14-28 дней

Нет нематод и аскаридная	Заражение круглыми червями, такими как аскариды, острицы и др. Вызывающие снижение веса, шелушение кожи, высыпания, выпадение волос, непроходимость кишечника, воспаления дыхательных путей, печени и поджелудочной железы. Усиленная, расширенная программа борется с паразитами на разных стадиях жизненного цикла.	Антипаразитарный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Без папиллом	При поражении ВПЧ слизистой поверхности мочевыделительной системы (почечных лоханок и мочевого пузыря).	Противовирусный Защищающий клетки	2-3 дня	1 месяц
Без папиллом общая	При поражении кожи и слизистых оболочек, вызванном вирусом папилломы человека. Желательно использовать с комплексом «Чистая кожа».	Противовирусный Защищающий клетки	2-3 дня	1 месяц
Без протеев	При гастрите, диарее, боли в животе, рвоте, обострении дерматита, аллергии, проблемах в работе мочеполовой системы, долго незаживающих ранах.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней

Без синегнойки	При локальных гнойно-воспалительных процессах в мягких тканях, органах слуха, легких, суставов и др. Также лицам, находящимся длительное время в условиях стационара.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без рикетсии	При укусах клещей особенно в странах Азии и Австралии, сыпном тифе, клещевых лихорадках и др.	Антибактериальный Противовоспалительный Защищающий клетки	1-2 дня	14-28 дней
Без ротавируса	Поможет нормализовать состояние и остановить обезвоживание при дисбактериозе, вызванном ротавирусной инфекцией.	Противовирусный Защищающий клетки	1-2 дня	14-21 день
Без сальмонеллы	Поможет нормализовать состояние при токсикоинфекции, появившейся в результате употребления в пищу продуктов с патогенными микроорганизмами.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без шигеллы	Поможет нормализовать состояние и остановить обезвоживание при диарее, вызванной присутствием данной бактерии.	Антибактериальный Противовоспалительный Защищающий клетки	1-2 дня	14-28 дней

Без токсоплазмы	При паразитарной инвазии, вызванной внутриклеточным простейшим и сопровождающейся развитием воспалительного процесса в лимфоузлах, печени, мозге, легких, сердце, мышцах и др.	Противопро- тозойный Противовос- палительный	2-3 дня	1 месяц
Без трематод общая 1	Поражение печени, поджелудочной железы, легких, кровеносной и мочеполовой систем, токсико-аллергические реакции, вызванные рядом сосальщиков: кошачьим, печеночным, легочным, ланцетовидным и др. Программы используются совместно друг с другом.	Антипарази- тарный Защищающий клетки Антитоксиче- ский	2-3 дня	1-2 месяца
Без трематод общая 2				
Без трихомонады	При воспалительных процессах мочеполовой сферы, болевых ощущениях во время полового акта, зуде и жжении, выделениях и неприятном запахе.	Противопро- тозойный Противовос- палительный	2-3 дня	1 месяц
Без уреоплазмы	При воспалительных процессах мочеполовой сферы, нарушениях репродуктивной функции, болях внизу живота, учащенном и болезненном мочеиспускании.	Противопро- тозойный Противовос- палительный	2-3 дня	1 месяц

<p>Без иерсинии</p>	<p>При токсико-аллергической реакции, возникающей при несоблюдении гигиенических мер и сопровождающейся кожными высыпаниями, нарушением работы ЖКТ, воспалением суставов.</p>	<p>Антибактериальный Противовоспалительный</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>14-28 дней</p>
<p>Стоп коронавируса new</p>	<p>При воспалении слизистых оболочек носа, горла, легких, слабости, снижении обоняния и слуха. Улучшенная и расширенная программа. Желательно использовать согласно методике комплекса «Стоп коронавирус».</p>	<p>Противовирусный Защищающий клетки Противовоспалительный</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Стоп пневмо-бактерии</p>	<p>При воспалении органов дыхательной системы, вызванном <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Chlamydomphila pneumoniae</i>, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i> и др., сопровождающемся лихорадкой, слабостью, головной болью, кашлем, одышкой, болью в груди, мышцах и суставах.</p>	<p>Антибактериальный Противовоспалительный</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>1 месяц</p>

Без кашля	При наличии как сухого, так и влажного кашля при различных инфекциях. Для получения лучшего эффекта желателен использовать с программами DeVita Ritm «Антипростуда», «Дыши легко».	Противовоспалительный Противоотечный Снимающий спазмы	В течение дня	1 месяц
Без пневмонии	При наличии инфекции дыхательных путей, кашля, общей слабости, утомляемости, сонливости, одышке, боли в грудной клетке. Желательно использование с другими противовоспалительными программами как общими, так и направленными на нормализацию функции дыхательной системы.	Противовоспалительный Противоотечный	2-3 дня	1 месяц

DeVita AP (автоматические программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Базовая 1 автомат	При вирусной и протозойной нагрузках. Оптимальная предотвращение заболеваний при смене климатических поясов, посещении Азиатских стран.	Противовирусный Противовоспалительный Противопротозойный	1-3 дня	2-4 недели

Базовая 2 автомат	При токсической нагрузке, вызванной стрепто- и стафилококками. Эффективно как при простудных заболеваниях, так и для предупреждения кокковых инфекций.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	2-3 часа	10-14 дней
Базовая 3 автомат	При бактериальном отежении органов ЖКТ и мочеполовой системы.	Противовирусный Противовоспалительный Антибактериальный Антитоксический	1-3 дня	2-4 недели
Базовая 4 автомат	При наличии в организме микотоксинов, образованных плесневыми и дрожжевыми грибами. Снижает риск накопления канцерогенных факторов.	Противомикотический Противовоспалительный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Очищение автомат	При нарушении работы лимфатической системы, отежности, снижении иммунитета.	Антисептический Антитоксический Лимфодренажный Противоотечный	В течение дня	1 месяц
Стоп паразиты автомат	При паразитарном отежении печени, поджелудочной железы, кишечника, а также токсической нагрузке, вызванной жизнедеятельностью данных форм.	Антипаразитарный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца

Стоп грипп автомат	Воспалительные процессы, вызванные различными штаммами вируса гриппа.	Противовирусный Жаропонижающий Обезболивающий Противовоспалительный Антитоксический	2-3 часа	5-10 дней
Стоп герпес S автомат	При образовании пузырьков на слизистых оболочках губ, гениталий, глаз, рта, коже, образующихся за счет активации вируса Herpes Simplex.	Противовирусный Противовоспалительный Противозудный Антитоксический	В течение дня	1 месяц
Стоп герпес Z автомат	Опоясывающий лишай – кожные высыпания, сопровождающиеся сильными болевыми ощущениями по ходу чувствительного нерва.	Противовирусный Противовоспалительный Противозудный Обезболивающий Антитоксический	В течение дня	1 месяц
Без простуды автомат	Воспаления носа, горла, бронхов.	Противовирусный Противовоспалительный Антитоксический	В течение дня	5-7 дней
Поддержка иммунитета автомат	Эффективна для предотвращения простудных инфекций при переохлаждении и в период массовых заболеваний.	Противовирусный Антитоксический	2-3 часа	5-7 дней

Без гельмин- тов автомат	Эффективна для предупреждения гельминтозов у детей и взрослых.	Антипатази- тарный Антитоксиче- ский	2-3 дня	1-2 месяца
Снижаем вес автомат	При лишнем весе, являющемся следствием вирусного отягощения. Отечности.	Противови- русный Антитоксиче- ский	1-2 дня	4-6 ме- сяцев
Уменьшаем объем автомат	При нарушении ра- боты лимфатиче- ской системы, задержке жидкости, снижении иммунитета в след- ствие повышенной интоксикации.	Антитоксиче- ский, Лимфодрен- ажный, Противоот- ечный	1-2 дня	4-6 ме- сяцев
Защита 1 автомат	Для снятия общей вирусной, герпетиче- ской и бактериальной токсической нагрузки. Снижает активность вирусов и негативное действие стрептокок- ковых токсинов.	Противови- русный Антибактери- альный Антитоксиче- ский	3-4 дня	4-6 меся- цев
Защита 2 автомат	При неправиль- ном образе жизни, больших стрессовых и физических на- грузках, проживании в неблагоприятных эко- логических районах. Программу рекомен- дуется использовать с составе комплекса «Защити себя».	Противови- русный Противопро- тозойный Противовос- палительный Защищающий клетки	В течение недели	6-12 ме- сяцев

Защита 3 автомат	Программа эффективна против стафилококковой и хламидийной инфекций, также снижает негативное воздействие при протозойном поражении мочеполовой сферы.	Противовирусный Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	3-4 дня	4-6 месяцев
Защита 4 автомат	При грибковой нагрузке и в целях предотвращения мутаций и негативного перерождения клеток. Программу рекомендуется использовать в составе комплекса «Защити себя».	Противомикотический Противовоспалительный Антиоксидантный Защищающий клетки	В течение недели	6-12 месяцев
SOS 1 автомат	Для снятия общей вирусной, герпетической и бактериальной токсической нагрузки. Снижает активность вирусов и негативное действие стрептококковых токсинов.	Противовирусный Антибактериальный Антиоксидантный	3-4 дня	4-6 месяцев
SOS 2 автомат	При укусах клещей, выявлении клещевого боррелиоза или болезни Лайма. Рекомендуется использовать в составе комплекса «SOS! Клещи!».	Противовирусный Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	3-4 дня	6-12 месяцев

SOS 3 автомат	Программа эффективна против стафилококковой и хламидийной инфекций, также снижает негативное воздействие при протозойном поражении мочеполовой сферы.	Противовирусный Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	3-4 дня	4-6 месяцев
SOS 4 автомат	При укусах клещей, выявлении клещевого боррелиоза или болезни Лайма. Рекомендуется использовать в составе комплекса «SOS! Клещи!».	Антибактериальный Противомикотический Противовоспалительный Антиоксидантный	3-4 дня	6-12 месяцев
Восстановление 1 автомат	При воспалении и повреждениях слизистой полости, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании.	Обезболивающий Противоотечный Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	1 месяц
Восстановление 2 автомат	После оперативных вмешательств, при любых повреждениях целостности кожного покрова и слизистых оболочек, при воспалительных процессах.	Обезболивающий Противоотечный Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию	В течение суток	2-4 недели
Здоровые десны автомат	При инфекциях и повреждениях полости рта. Рекомендуется использовать согласно методике комплекса «Здоровые зубы».	Противоотечный Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	4-6 месяцев

<p>Восстановление нервов автомат</p>	<p>При негативном расстройстве нервной системы, нарушении целостности нервного волокна, вызванных укусами клещей или другими факторами.</p>	<p>Противовоспалительный Противоотечный Обезболивающий Защищающий клетки</p>	<p>В течение недели</p>	<p>6-12 месяцев</p>
<p>Здоровое дыхание</p>	<p>При заболеваниях дыхательных путей: носа, горла, бронхов, легких.</p>	<p>Противовирусный Антибактериальный Антитоксический Противовоспалительный</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>1 месяц</p>

Приложение 5 – «Рекомендуемые программы DeVita для использования при различных функциональных проблемах».

Система органов	Нарушения работы органов системы	Программы DeVita Ritm	Программы DeVita AP
ССС	Сердечная/ коронарная недостаточность (ИБС, стенокардия, постинфарктное состояние, токсические повреждения сердечной мышцы, функциональная перегрузка сердца и др)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровый сон автомат, Здоровое сердце	Антивирус, Базовая 2 автомат Нет хламидиям, Без шистосом и трематод, Очищение автомат, Интимное здоровье, Антивирус ЖКТ, Восстановление 2 автомат
	Нарушения ритма сердца (аритмия, тахикардия)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровое сердце, Сердечный ритм в норме , Здоровый сон автомат	Антивирус, Базовая 2 автомат Нет хламидиям, Без шистосом и трематод, Очищение автомат, Антивирус ЖКТ Интимное здоровье
	Гипертония, гипотония, варикоз, атеросклероз и другие заболевания сосудистой системы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Давление в норме автомат, Антиварикоз, Голова без боли, Обмен веществ в норме, Здоровый сон автомат	Антивирус, Базовая 2 автомат Базовая 3 автомат, Нет хламидиям, Без шистосом и трематод, Очищение автомат, Антивирус ЖКТ, Без иерсинии, Стоп мигрень

ЖКТ	Гастрит, эзофагит, изжога, язва	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Здоровый сон автомат	Нет хеликобактеру, Базовая 4 автомат, Стоп паразиты автомат, Очищение автомат, Восстановление 2 автомат.
	Дуоденит, колит, энтерит, язва, синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, атония.	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Очищение автомат, Без сальмонеллы, Без протей, Без клебсиеллы, Стоп амеба, Без клостридий
	Гепатит, ДЖВП, холецистит, панкреатит, диабет, ЖКБ.	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Обмен веществ в норме, Сахар в норме, Поджелудочная в норме	Базовая 1 автомат, Базовая 3 автомат, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Стоп бактерии, Очищение автомат, Желчь без застоя, Без трематод общая 1,2, Без сальмонеллы, Без лептоспиры, Восстановление 2 автомат

ЖКТ	Острые заболевания (отравление, аллергия)	Здоровый день автомат, Обмен веществ в норме, Без аллергенов, Без отравлений автомат	ЖКТ в порядке, Помощь при отравлении, Дренаж антитоксический, Нет аллергии, Очищение автомат, Стоп пеницилл, Мексиканка детокс, Без клостридий, Без шигеллы, Без протей, Без ротавируса
Нервная	Неврозы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Хорошее настроение, Здоровый сон автомат, Оперативная память+	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Стоп мигрень, Стоп паразиты автомат, Стоп бактерии, Без грибка
	ВСД	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Хорошее настроение, Здоровый сон автомат, Здоровое сердце, Здоровые почки, Голова без боли	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Стоп паразиты автомат, Стоп бактерии, Без грибка, Нет хламидиям, Антивирус ЖКТ, Стоп мигрень

Нервная	Инсульт	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Стоп травмы, Здоровый сон автомат, Здоровое сердце, Голова без боли.	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Стоп паразиты автомат, Стоп бактерии, Без грибка, Нет хламидиям, Антивирус ЖКТ, Стоп мигрень
	Радикулит, неврит, опоясывающий лишай	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Стоп травмы, Здоровый сон автомат, Суставы без боли автомат, Нервная система, общая	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Стоп паразиты автомат, Стоп бактерии, Без грибка, Стоп герпес Z автомат, Антивирус ЖКТ, Восстановление 2 автомат
Эндокринная	Гипоталамо-гипофизарные нарушения	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Ж/М здоровье	Базовая 1 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Дренаж антиоксидантический, Антивирус ЖКТ, Без криптококка

Эндокринная	Заболевания поджелудочной железы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Обмен веществ в норме, Сахар в норме, Поджелудочная в норме	Базовая 1 автомат, Стоп паразиты автомат, Очищение автомат, Без трематод общая 1,2, Без сальмонеллы, Восстановление 2 автомат
	Заболевания щитовидной железы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Ж/М здоровье Обмен веществ в норме, Здоровая щитовидка	Базовая 1 автомат Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Дренаж антиоксидантический, Восстановление 2 автомат.
	Заболевания надпочечников	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Ж/М здоровье	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Очищение автомат, Дренаж антиоксидантический, Восстановление 2 автомат.

Эндокринная	Заболевания половых желез	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Ж/М здоровье, Ж/М сексуальность	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Стоп герпес S автомат, Без протeya, Антивирус ЖКТ, Без папиллом общая, Без трихомонады, Без энтерококка, Восстановление 2 автомат
Репродуктивная	Нарушения в женской половой сфере (нарушения цикла, болезненная менструация, климакс, новообразования)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Женское здоровье, Женская сексуальность, Полное очищение автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Стоп герпес S автомат, Без протeya, Антивирус ЖКТ, Без папиллом общая, Без трихомонады, Без энтерококка, Восстановление 2 автомат.

Репродуктивная	Нарушения в мужской половой сфере (простатит, аденома, проблемы с потенцией)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Мужское здоровье автомат, Мужская сексуальность, Полное очищение автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Стоп герпес S автомат, Без протeya, Антивирус ЖКТ, Без папиллом общая, Без трихомонады, Без энтерококка, Восстановление 2 автомат.
Мочевыделительная	Уретрит, Цистит, МКБ, подагра, пиелонефрит	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровые суставы автомат, Стоп подагра автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Стоп герпес S автомат, Без протeya, Антивирус ЖКТ, Без энтерококка, Стоп пеницилл, Без папиллом, Без трихомонады, Восстановление 2 автомат.

Дыхательная	Проблемы верхних дыхательных путей (ОРЗ, ринит, трахеит, ларингит, фарингит, гайморит)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Без аллергенов, Антипростуда	Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет аллергии, Стоп бактерии, Чистые пазухи, Стоп простуда общая, Восстановление 2 автомат, Антивирус ЖКТ, Здоровое дыхание автомат
	Проблемы нижних дыхательных путей (бронхит, бронхиальная астма, пневмония)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Без аллергенов, Без простуды автомат	Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет аллергии, Стоп бактерии, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид, Здоровое дыхание автомат Без пневмонии, Без кашля, Восстановление 2 автомат, Без синегнойки

Кожа/ слизистые	Контактный дерматит, себорейный дерматит	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровый сон автомат, Здоровье кожи и волос автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 4 автомат, Без грибка, Нет аллергии, Дренаж антиоксидационный, Очищение автомат, Восстановление 2 автомат
	Нейродермит, экзема	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровый сон автомат, Без аллергенов, Женское/мужское здоровье, Чистая кожа	Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Нет аллергии, Дренаж антиоксидационный, Очищение автомат, Без протeya, Без синегнойки, Восстановление 2 автомат
	Аллергия	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Без аллергенов, Антипростуда	Базовая 4 автомат, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Нет аллергии, Дренаж антиоксидационный, Очищение автомат

<p>Опорно-двигательная</p>	<p>Остеохондроз, артрит, артроз, подагра, протрузии, травмы, бурсит, миозит</p>	<p>Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Суставы без боли автомат, Здоровые суставы автомат, Стоп подагра автомат, Стоп травмы</p>	<p>Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Дренаж антитоксический, Стоп клещи 1,2, Без синегнойки, Без энтерококка</p>
<p>Иммунная</p>	<p>Аллергия, проблемы тимуса, селезенки, лимфатических узлов</p>	<p>Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Без аллергенов, Чистая лимфа, Горло без проблем</p>	<p>Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 4 автомат, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Дренаж антитоксический, Очищение автомат, Менсиканка детокс, Нет аллергии, Стоп простуда общая, Горло без боли, Восстановление 2 автомат, Стоп пеницилл</p>

Органы чувств	<p>Проблемы органов зрения (атрофия зрительного нерва, блефарит, кератит, конъюнктивит, катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм)</p>	<p>Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровое зрение, Без аллергенов, Нервная система, общая</p>	<p>Поддержка иммунитета автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Очищение автомат, Стоп герпес S автомат, Восстановление 2 автомат,, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Нет хламидиям, Без грибка, Нет аллергии, Дренаж антитоксический</p>
	<p>Проблемы органов слуха (отит, снижение слуха)</p>	<p>Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровые уши, Нервная система, общая, Стоп травмы, Антипростуда</p>	<p>Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 4 автомат, Интимное здоровье, Нет аллергии, Антивирус ЖКТ, Уши без воспаления, Чистые пазухи, Стоп простуда общая, Восстановление 2 автомат</p>

<p>Органы чувств</p>	<p>Проблемы органов обоняния (ОРЗ, синусит, ринит, травмы)</p>	<p>Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Нервная система, общая, Антипростуда, Без аллергенов, Стоп травмы</p>	<p>Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Интимное здоровье, Нет аллергии, Стоп бактерии, Антивирус ЖКТ, Чистые пазухи общая, Чистые пазухи, Стоп простуда общая, Стоп коронавирус new, Восстановление 2 автомат</p>
<p>Стоматологические проблемы</p>	<p>Повреждения и воспаления слизистой, кровоточивость десен, болезненность после стоматологических вмешательств</p>	<p>Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Крепкие зубы, Стоп травмы</p>	<p>Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 4 автомат, Без грибка, Здоровые десны автомат, Восстановление 1-2 автомат, Стоп травма (зубы), Без свища, Дренаж антитоксический</p>

Приложение 6 – «Список специальных программ DeVita Cosmo и зоны воздействия».

№	Название программы	Описание программы
1	Кожа без морщин	<p>Программа помогает: устранить мимические морщины, акне, укрепить тонус кожи, подтянуть овал лица. Это основная программа по поддержанию здоровья и молодости кожи. Далее можно переходить к последующим программам, корректирующим работу органов и преображающим лицо.</p> <p>Применение (рис. 1): Расположение устройства значения не имеет. Квантовой приставкой необходимо водить по линиям, указанным на рисунке 1 в направлении стрелок (массажные линии). Здесь применяется линейное перемещение приставки. Глаза при проведении процедуры закрываются. Ориентируйтесь по ощущениям.</p> <p>Внимание: прибор и квантовую приставку в зоне щитовидной железы не располагать.</p>
2	Тонус лица	<p>Регулярное применение программы восстанавливает естественные процессы регенерации клеток, в некоторых случаях усиливая их, препятствует дальнейшему увяданию кожи, а также устраняет мелкие морщинки и разглаживает более глубокие. Программа дает энергию всему организму, снимает общее утомление, облегчает депрессивные состояния. Это вторая по значимости программа. Ее необходимо применять в профилактических целях.</p> <p>Применение (рис. 2): Расположение устройства значения не имеет. Квантовую приставку перемещать по одной и другой ушной раковине, начиная с верхней части уха и плавно перемещая вниз. Делаете 4 цикла и переходите на другое ухо. Снова 4 цикла и возвращаетесь на первое, и так до конца сеанса. Обязательно ориентируйтесь по ощущению тепла.</p> <p>Внимание! Программа применяется в утреннее или дневное время.</p>

3	Женское здоровье	<p>Программа предназначена для регуляции женской эндокринной и репродуктивной систем. Будет полезна женщинам в любом возрасте.</p> <p>Применение (рис. 3): Устройство разместить в области солнечного сплетения. Приставку располагать в указанные зоны (рис. 3) и осуществлять круговые движения с одной и с другой стороны по очереди. Сеансы проводить 1 раз в неделю.</p> <p>Внимание! Не рекомендуется использовать эту программу при беременности и лицам моложе 14 лет.</p>
4	Мужское здоровье	<p>Основное действие программы заключено в регуляции мужской эндокринной системы: гипоталамус – гипофиз – надпочечники – половые железы. Регулируется также функция простаты. Программа является основной для профилактики импотенции.</p> <p>Применение (рис. 4): Само устройство нужно располагать в области солнечного сплетения. Приставку располагать в указанные на рисунке 4 зоны и осуществлять круговые движения с одной и другой стороны по очереди.</p> <p>Сеансы проводить 1 раз в неделю.</p>
5	Работа печени	<p>Программа направлена на регуляцию работы печени, поддержание ее функций.</p> <p>Применение (рис. 5): Устройство располагается с правой стороны в области подреберья. Квантовой приставкой воздействуем на указанные на рисунке 5 зоны по очереди круговыми движениями. Глаза следует закрыть и ориентироваться по тепловым ощущениям.</p>
6	Живи спокойно	<p>Направлена на поддержание хорошего настроения, снижению стрессовой нагрузки, нормализацию сна.</p> <p>Применение (рис. 6): Необходимо расположиться в тихой комнате, сесть удобно и начать воздействовать на указанную зону (рис. 6) круговыми движениями. Глаза закрыть. Воздействие на эту зону стимулирует всю нервную систему. Снимает нервность и дает чувство спокойствия и умиротворения. Расположение устройства значения не имеет.</p>

7	Регуляция желудка	<p>Нормализует работу желудка, снимает неприятные ощущения.</p> <p>Применение (рис. 7): Устройство располагать в области желудка. Воздействовать квантовой приставкой на зоны, указанные на рисунке 7 круговыми движениями. Глаза закрыть.</p>
8	Пищеварение	<p>Предупреждает расстройства пищеварения, поддерживает работу кишечника.</p> <p>Применение (рис. 8): Устройство положить на живот. Воздействовать квантовой приставкой на указанные зоны (рис. 8) круговыми движениями. Провести 4 круговых движения по одной зоне, потом перейти на другую и т.д. Снова вернуться на первую, и цикл повторять до окончания программы. Глаза закрыть.</p>
9	Как по часам	<p>Природой предусмотрено своевременное выведение шлаков и других вредных веществ из организма. Запор – это проблема, связанная с затруднительным и недостаточным опорожнением кишечника. Задержка стула на 48 часов уже считается признаком запора. Хронический запор делает кожу бледной или желтоватой – она теряет эластичность, становится дряблой. Программа нормализует работу толстого кишечника, не допуская образования неприятных явлений.</p> <p>Применение (рис. 9): Прибор положить на живот. Воздействовать квантовой приставкой на указанные зоны (рис. 9) круговыми движениями. Провести 4 круговых движения по одной зоне, потом перейти на другую, затем снова вернуться на первую. Цикл необходимо повторять до окончания работы программы.</p>
10	Стимуляция почек	<p>Почки являются вторым по значимости после печени органом, участвующим в выведении токсических веществ. Они регулируют водный и электролитный обмен, кислотно-щелочное равновесие, концентрацию натрия в организме, объем и осмотическое давление крови и жидкостей тела, выводят из организма избыток воды, мочевины, креатинин, мочевую кислоту, соли.</p>

10	Стимуляция почек	<p>Нарушение работы почек моментально отражается на лице в виде отеков. Программа помогает наладить работу почек.</p> <p>Применение (рис. 10): Устройство расположить в области почек со стороны спины. Воздействовать квантовой приставкой на указанные зоны (рис. 10) круговыми движениями. Провести 4 круговых движения по одной зоне, потом перейти на другую и т.д. Снова вернуться на первую и повторять цикл до окончания программы. Глаза закрыть.</p>
11	Щитовидная железа	<p>Щитовидная железа – это важный орган эндокринной системы, регулирующий обмен веществ, теплообмен, работу нервной и других систем. Заболевания щитовидной железы – одни из самых распространенных в мире и стоят в одном ряду с болезнями сердечно-сосудистой системы. Программа предназначена для предупреждения таких заболеваний и нормализации работы всего организма, а также устранения сухости кожи, ломкости ногтей и волос.</p> <p>Применение (рис. 11): Расположение устройства значения не имеет, кроме области самой железы. Воздействовать на указанные зоны (рис. 11) квантовой приставкой круговыми движениями, плавно перемещаясь с одной зоны на другую. Повторять перемещения до окончания программы.</p> <p>Внимание: прибор и квантовую приставку на зону щитовидной железы не располагать, воздействие проводится строго по зонам проекции: нижняя часть шеи вдоль пищевода, в надключичную область и область яремной ямки.</p>
12	Сердце и сосуды	<p>Регулирует работу сердца и сосудов, улучшает кровоснабжение тканей.</p> <p>Применение (рис. 12): Устройство расположить в области сердца. Воздействовать квантовой приставкой на указанную на рисунке 12 зону круговыми движениями. Глаза закрыть.</p>

13	Работа селезенки	<p>Состояние селезенки может отразиться на состоянии кожи лица, функционировании других органов и «настроении» всего организма. Программа помогает предупредить проблемы селезенки.</p> <p>Применение (рис. 13): Устройство расположить в области селезенки – левая сторона тела, чуть выше последнего ребра. Воздействовать квантовой приставкой на указанную на рисунке 13 зону круговыми движениями. Глаза закрыть.</p>
14	Ключ жизни	<p>Нормализует деятельность поджелудочной железы.</p> <p>Применение (рис. 14): Устройство расположить в области поджелудочной железы. Воздействовать на указанные зоны (рис. 14) круговыми движениями. Провести квантовой приставкой 4 круговых движения по одной зоне, потом перейти на другую. Снова вернуться на первую и повторять цикл до окончания программы. Глаза закрыть.</p>
15	Ясные глаза	<p>Программа снимает спазмы мелких кровеносных сосудов глаз. Восстанавливает нормальную работу мышцы, управляющей хрусталиком.</p> <p>Применение (рис. 15):</p> <ul style="list-style-type: none"> - подойдите к окну; - найдите на стекле небольшую точку. Если ее нет, то нанесите на стекло маленькую точку (например, маркером); - расположите квантовую приставку сбоку от головы в районе виска. Приставка не должна загромождать направление взгляда. Воздействовать на указанные на рисунке 15 зоны круговыми движениями, ориентируясь по ощущению тепла; - во время работы устройства сосредоточьтесь внимание на этой точке так, чтобы она была в резкости (для этого выберите комфортное расстояние, при котором глаз не напрягается); - посмотрите на точку в течение 8-10 секунд. После этого переведите взгляд вдаль на 8-10 секунд; - далее повторяйте эту процедуру до возникновения чувства усталости глаз. После этого прекратите упражнение, приставку не убирайте от зон.

15	Ясные глаза	<p>- дайте устройству отработать программу до конца; - постепенно увеличивайте время тренировки до времени работы программы устройства. После тренировки глаз дайте мышцам отдохнуть в течение 20-30 минут. Это необходимо для того, чтобы глаза адаптировались к новым условиям и мышцы обрели эластичность.</p> <p>Внимание: после сеанса не желательно напрягать глаза в течение 2-х часов.</p>
16	Чистая кожа	<p>Программа уменьшает проявления воспаления (покраснения, акне и т.д.)</p> <p>Применение (рис. 16): Сам прибор располагать в 25-30 см от лица. Приставку располагать в указанные зоны (рис. 16) и осуществлять круговые движения с одной и другой стороны по очереди: сначала лоб, далее щеки, затем живот (справа и слева от пупка). Цикл проводить до окончания действия программы. Для профилактики программу использовать через день.</p> <p>По необходимости можно использовать ежедневно сеансами: 3-4 дня подряд в любое время суток, далее перерыв 3-4 дня и повторить сеанс. Всего 10 сеансов. После применения данной программы для улучшения эффекта рекомендуется использовать программу «Пищеварение», а также «Мужское здоровье» или «Женское здоровье».</p>
17	Коса-краса	<p>В межсезонье организм людей переживает стресс: волосы после зимнего сезона выглядят не идеально. Ежедневное выпадение волос (в норме до 100) является физиологически обусловленной нормой. Выпадение волос сверх нормы свидетельствует о нарушениях в работе организма, обусловленных стрессами, воздействием холода, сухого климата в помещении, дефицитом микроэлементов, иногда результатом применения определенных медицинских препаратов. Программа помогает в профилактике выпадения волос и улучшает их состояние.</p> <p>Методика (схема 17): Расположить устройство перед лицом или в области затылка. Квантовую насадку располагать в указанных зонах (рис. 17).</p>

17	Коса-краса	<p>Совершить по 4 круговых движения по одной и другой зоне, далее перейти на область пупка (справа и слева). Циклы повторять до полного окончания программы. После применения данной программы для улучшения эффекта рекомендуется использовать программу «Пищеварение».</p>
18	Мастер маникюра	<p>Укрепляет и улучшает внешний вид ногтей и кожи рук.</p> <p>Применение (рис. 18): Устройство расположить в 20 см от обрабатываемой кисти. Квантовой насадкой совершать линейные медленные движения от пальцев к основанию кисти (лучезапястному суставу). Сначала с наружной, затем с внутренней стороны кисти. Повторить процедуру на другой руке. Перейти на область живота (справа и слева от пупка). Цикл повторять до окончания работы программы.</p>
19	Лицо без изъянов	<p>Клетки кожи постоянно обновляются. Выглядеть ей красиво и ухоженно зачастую мешают старые омертвевшие клетки, которые задерживаются на поверхности. Регулярное профилактическое использование программы поможет избежать подобных явлений.</p> <p>Применение (рис. 19): Прибор располагать на расстоянии 25-30 см от лица. Приставку располагать в указанных зонах (рис. 19) и осуществлять круговые движения с одной и другой стороны по очереди: сначала лоб, далее щеки, затем живот (справа и слева от пупка). Цикл повторять до окончания действия программы. Для профилактики программу использовать через день. При необходимости можно использовать ежедневно сеансами: 3-4 дня подряд в любое время суток, далее перерыв 3-4 дня и повторить сеанс. Всего 10 сеансов. После применения данной программы для улучшения эффекта рекомендуется использовать программы «Пищеварение», «Работа печени».</p>

20	Легкость ног	<p>Программа нормализует кровообращение в ногах, снимает усталость и отечность.</p> <p>Применение (рис.20): Прибор расположить на расстоянии 20 см от обрабатываемой стопы. Квантовой насадкой совершать линейные движения от кончиков пальцев до основания стопы (голеностопного сустава). Сначала с тыльной стороны, затем со стороны подошвы. Повторить процедуру на другой ноге. Перейти на область живота (справа и слева от пупка). Цикл повторять до окончания работы программы.</p>
----	--------------	--



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8



Рисунок 9



Рисунок 10



Рисунок 11



Рисунок 12



Рисунок 13



Рисунок 14



Рисунок 15



Рисунок 16



Рисунок 17



Рисунок 18



Рисунок 19



Рисунок 20

Приложение 7 – «Список рекомендованных наборов частот для DeVita Cosmo с циклом применения и зоны воздействия».

1. Общие расстройства

Боль общая

Набор частот: 3,8+4,0+4,9+5,5+8,0+9,4+9,5+9,6

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 10, 12, 16, 19

2 день — 1, 2, 10, 12, 16, 19

3 день — 1, 4, 10, 12, 16, 19

4 день — 4, 5, 10, 12, 19

Детокс

Набор частот: 0,7+0,9+2,5+2,65+3,3+9,8+56,0+69,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 4, 5, 7, 19

2 день — 5, 6, 9, 12, 16

3 день — 7, 19

4 день — 4, 5, 16, 19

Избыточный вес

Набор частот: 2,0+4,0+4,9+32,0+35,50

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 7, 19

2 день — 2, 4, 5, 19

3 день — 5, 6, 7, 9

4 день — 7, 11, 19

Недомогание, утомляемость

Набор частот: 5,8+9,6+91,5+92,5+99,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 10, 12, 19

2 день — 2, 6, 9, 10

3 день — 2, 10, 19

4 день — 2, 7, 10, 12, 19

Профессиональная подверженность факторам риска

Набор частот: 2,2+10,0+12,5+15,0+19,5+26,0+92,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 4, 5, 7

2 день — 1, 4, 5, 7

3 день — 1, 4, 5, 7

4 день — 1, 4, 5, 7

Судорога и спазм

Набор частот: 6,0+6,8+33,5+54,0+64,0+70,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 19

2 день — 1, 2, 19

3 день — 1, 2, 19

4 день — 2, 19, 19

Табакокурение

Набор частот: 3,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4

2 день — 1, 4, 12, 19

3 день — 1, 4, 5

4 день — 1, 5, 6, 9, 19

Травмы

Набор частот: 1,2+2,5+3,6+3,8+3,9+8,6+92,0

Зоны воздействия:

1 день — 4, 7, 10, 12, 14, 19, зона травмы

2 день — 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19, зона травмы

3 день — 5, 10, 19, зона травмы

4 день — 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19, зона травмы

2. Нервная система, расстройства поведения

Головная боль

Набор частот: 1,2+3, 8+3,9+6,3+7,5+32,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 10, 12, 19

2 день — 1, 2, 10, 12, 19

3 день — 1, 2, 10, 12, 19

4 день — 1, 2, 10, 12

Головокружение и нарушение устойчивости

Набор частот: 4,0+89,0+89,5+95,0+97,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 10

2 день — 1, 2

3 день — 1, 2, 10

4 день — 1, 2

Дистония нейроциркуляторная

Набор частот: 1,2+4,0+6,0+6,3+9,4

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 6, 9, 12

2 день — 2, 12, 19

3 день — 1, 2, 6, 9

4 день — 2, 12, 19

Истерия

Набор частот: 2,2+4,5+6,3+31,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 5, 7, 10, 11, 19

2 день — 2, 6, 9, 19

3 день — 2, 10, 11, 19

4 день — 2, 10, 11

Неврастения

Набор частот: 2,2+4,5+6,3+31,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5, 10

2 день — 10, 12, 19

3 день — 2, 4, 5, 7, 8, 12

4 день — 5, 6, 7, 9, 10, 12, 19

Невралгия тройничного нерва

Набор частот: 7,5+10,0+30,0+87,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 12, 19

2 день — 1, 2, 4, 19

3 день — 1, 2, 12, 16

4 день — 1, 2, 19

Неврит лицевого нерва

Набор частот: 3,9+7,5+89,5+91,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 10, 19

2 день — 1, 6, 9

3 день — 1, 9, 10

4 день — 1, 9, 10, 19

Отсутствие аппетита (анорексия)

Набор частот: 25,0+31,0+35,0+94,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 5, 7, 12, 16

2 день — 2, 7, 18

3 день — 7, 8, 10, 12

4 день — 4, 5, 6, 9, 12

Отсутствие или потеря сексуального влечения

Набор частот: 2,5+12,5+32,0+38,0+55,0+97,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 5, 7, 12, 17, 19

2 день — 2, 7, 10, 19

3 день — 1, 4, 6, 7, 8, 9, 19

4 день — 4, 5, 9, 17, 19

Снижение памяти

Набор частот: 21,0+50,0+80,0+80,5+90,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 16, 19

2 день — 2, 4, 12

3 день — 2, 16, 19

4 день — 2, 4, 12, 19

Тревожно-депрессивные состояния

Набор частот: 3,5+5,5+19,0+92,5+93,5+98,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 5, 19

2 день — 6, 9, 10, 19

3 день — 5, 10, 17, 19

4 день — 6, 9, 10, 19

Расстройства сна

Набор частот: 2,5+3,6+3,9+5,0+8,1+34,0+92,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 11

2 день — 2

3 день — 2, 11

4 день — 1, 2, 11

Цереброваскулярная недостаточность

Набор частот: 47,5+50,0+50,5+52,5+99,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 16, 19

2 день — 2, 4, 12

3 день — 2, 16, 19

4 день — 2, 4, 11, 19

Эректильная дисфункция

Набор частот: 2,6+4,0+4,9+9,4+55,0+97,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 8, 10, 11, 15, 17

2 день — 2, 6, 9, 11, 17, 19

3 день — 1, 5, 7, 9, 11, 19

4 день — 7, 10, 13, 19

3. Органы чувств

Близорукость

Набор частот: 3,6+4,9+31,5+72,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 7, 8, 12, 19

2 день — 1, 2, 6, 9, 12, 16, 19

3 день — 1, 4, 5, 7, 12, 19

4 день — 4, 7, 10, 12, 19

Глаукома

Набор частот: 70,0+98,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5, 12, 16, 19

2 день — 1, 2, 5, 6, 9, 12, 19

3 день — 1, 4, 7, 8, 9, 19

4 день — 12, 16, 19

Конъюнктивит

Набор частот: 11,0+65,5+66,5+70,0+75,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 7, 12, 19

2 день — 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 19

3 день — 4, 12, 16, 19

4 день — 5, 7, 10, 12, 19

Неврит зрительного нерва

Набор частот: 3,6+4,9+94,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5, 7, 12, 19

2 день — 1, 2, 10, 12, 19

3 день — 1, 5, 6, 9, 10, 16

4 день — 7, 10, 12, 19

Неврит слухового нерва

Набор частот: 3,3+5,8+9,2

Зоны воздействия:

1 день — 2, 10, 16, 19

2 день — 2, 4, 5, 10, 16, 19

3 день — 1, 3, 5, 7, 12, 16, 19

4 день — 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

Отит

Набор частот: 3,3+5,8+9,2+27,0+98,0

Зоны воздействия:

1 день — 6, 9, 10, 12, 19

2 день — 2, 7, 8, 12, 16

3 день — 2, 12

4 день — 10, 12, 19

Снижение слуха

Набор частот: 5,8+6,0+9,25+9,8+60,0+95,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 10, 16, 19

- 2 день — 2, 4, 5, 10, 16, 19
3 день — 1, 3, 5, 7, 12, 16, 19
4 день — 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

4. Сердечно-сосудистая система

Варикозное расширение вен (нижние конечности)

Набор частот: 2,5+9,4+10,0+60,5+66,5+68,0+68,5+99,0

Зоны воздействия:

- 1 день — 7, 8, 12, 14, 19
2 день — 4, 5, 13, 17, 19
3 день — 5, 7, 8, 9, 14, 19
4 день — 7, 9, 16, 19

Головная боль сосудистая

Набор частот: 2,5+62,5+65,0+67,5+83,5+96,0+96,5

Зоны воздействия:

- 1 день — 2, 10, 12
2 день — 2, 7, 12, 16, 19
3 день — 2, 10, 12
4 день — 2, 12, 16, 19

Геморрой

Набор частот: 2,6+3,8+4,0

Зоны воздействия:

- 1 день — 1, 2, 5, 7, 13, 14
2 день — 6, 9, 10, 17
3 день — 7, 8, 9, 11, 19
4 день — 4, 5, 13, 17

Гипертензия артериальная

Набор частот: 3,3+6,0+9,45+9,5+62,5

Зоны воздействия:

- 1 день — 2, 4, 6, 9
2 день — 5, 10, 17
3 день — 2, 4, 6, 9
4 день — 10, 12, 15, 19

Гипотензия артериальная

Набор частот: 1,7+47,5+48,5+49,0+49,5+50,0+52,5+99,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 8, 11

2 день — 5, 6, 7

3 день — 2, 7, 11

4 день — 2, 5, 6, 9, 19

Ишемическая болезнь сердца

Набор частот: 1,2+3,3+9,45+38,0+38,5+95,0+97,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 5, 7, 11

2 день — 4, 5, 7, 9

3 день — 2, 4, 5, 7, 9

4 день — 2, 6, 9, 12

Нарушение микроциркуляции

Набор частот: 7,0+9,4+9,45+19,5+40,5+46,0+50,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 6, 9

2 день — 5, 10, 17

3 день — 2, 4, 6, 9

4 день — 10, 12, 15, 19

Нарушение сердечного ритма (тахикардия)

Набор частот: 1,2+3,3+6,0+9,45+38,0+38,5+95,0+97,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 5, 10, 11

2 день — 4, 5, 11, 19

3 день — 3, 4, 6, 10, 11

4 день — 4, 5, 11, 19

Сердечные заболевания (профилактика)

Набор частот: 1,2+3,8+8,0+9,45+41,0+43,0+43,5+97,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 5, 10, 11

2 день — 4, 5, 11, 19

3 день — 3, 4, 6, 10, 11

4 день — 4, 5, 11, 19

5. Органы дыхания

Аллергический ринит

Набор частот: 2,5+2,9+7,5+12,0+74,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 12, 16, 19

2 день — 1, 2, 12, 19

3 день — 1, 4, 5, 12, 18, 19

4 день — 4, 5, 7, 12, 16, 19

Ангина, тонзиллит

Набор частот: 9,45+20,5+52,0+71,5+75,5+82,0+86,0+89,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 12, 16, 19

2 день — 2, 4, 5, 7, 12, 19

3 день — 4, 5, 12, 19

4 день — 7, 8, 10, 12, 19

Бронхиальная астма

Набор частот: 3,8+5,9+7,7+9,4+50,0+55,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 5, 6, 11

2 день — 2, 7, 8, 11

3 день — 4, 5, 16

4 день — 4, 19

Бронхоспазм

Набор частот: 3,8+5,9+7,7+9,4+50,0+55,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5

2 день — 4, 5, 6, 7, 9, 11

3 день — 4, 7

4 день — 11, 19

Бронхит

Набор частот: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+46,0+86,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5

2 день — 4, 5, 6, 7, 9, 11

3 день — 4, 7

4 день — 11, 19

Гайморит (синусит)

Набор частот: 2,9+3,6+53,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 6, 9, 12, 16, 19

2 день — 1, 2, 12, 16, 19

3 день — 1, 12, 19

4 день — 4, 5, 12, 19

Кашель

Набор частот: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+75,0+81,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4

2 день — 4, 12, 16

3 день — 4, 5

4 день — 5, 6, 9, 19

Ларингит

Набор частот: 9,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5, 11

2 день — 1, 2, 4, 7, 11, 16, 19

3 день — 4, 11, 19

4 день — 4, 11, 19

Плеврит

Набор частот: 2,5+9,4+11,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 5, 6, 9

2 день — 3, 4, 16

3 день — 4, 11

4 день — 4, 5, 19

Пневмония

Набор частот: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+46,0+86,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 5, 19

2 день — 2, 5, 7, 16

3 день — 4, 11, 19

4 день — 4, 5, 11

6. ЖКТ

Боль зубная

Набор частот: 3,6+4,9+8,0+9,5+17,3+30,5+31,0+79,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 10, 12, 16, 19

2 день — 1, 2, 10, 12, 16, 19

3 день — 1, 4, 10, 12, 16, 19

4 день — 4, 5, 10, 12, 19

Гастрит и дуоденит

Набор частот: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 7, 10

2 день — 2, 6, 9, 12, 19

3 день — 4, 5, 10, 19

4 день — 5, 7, 12, 19

Гепатит хронический

Набор частот: 0,9+2,5+3,3+9,8+17,0

Зоны воздействия:

1 день — 19

2 день — 5, 6, 9, 12, 16

3 день — 7, 19

4 день — 4, 5, 16, 19

ДЖВП

Набор частот: 2,65+9,2

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 12, 19

2 день — 2, 12, 14, 19

3 день — 5, 6, 7, 9, 12, 16

4 день — 7, 10, 18, 19

ЖКБ

Набор частот: 3,5+17,0+27,0+84,0+85,0+88,5+94,5+96,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 12, 16

2 день — 7, 10, 19

3 день — 5, 6, 7, 9, 16

4 день — 7, 15, 19

Запор

Набор частот: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 9, 12, 17

2 день — 10, 15, 19

3 день — 7, 9, 12, 19

4 день — 7, 10, 19

Колика кишечная

Набор частот: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 5, 7, 9, 12, 19

2 день — 5, 7, 17, 19

3 день — 6, 7, 8, 9, 12, 19

4 день — 9, 17, 18, 19

Нарушение пищеварения (диспепсия)

Набор частот: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19

2 день — 2, 7, 19

3 день — 4, 5, 10, 19

4 день — 5, 7, 12

Полость рта

Набор частот: 4,9+33,6+84,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5, 12, 19

2 день — 1, 2, 4, 5, 7, 19

3 день — 4, 6, 7, 9, 12, 19

4 день — 4, 12, 16

Тошнота и рвота

Набор частот: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 10, 19

2 день — 7, 10

3 день — 5, 6, 11

4 день — 5, 10, 11

Холецистит

Набор частот: 2,65+9,2

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 10, 19

2 день — 2, 12, 14, 19

3 день — 5, 6, 7, 9, 12, 16

4 день — 7, 10, 18, 19

Энтериты и колиты

Набор частот: 3,8+5,9+7,7+61,0+63,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 5, 7, 10, 12, 16

2 день — 2, 6, 7, 9, 12

3 день — 7, 8, 9

4 день — 4, 5, 10, 19

Язва (желудок, 12-и перстная к.)

Набор частот: 8,6+9,4+10,0+67,0+73,0+83,0+96,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 10, 12, 17

2 день — 2, 6, 7, 9, 19

3 день — 5, 10, 17

4 день — 4, 5, 10, 19

7. Кожа и подкожная клетчатка

Атопический дерматит (нейродермит)

Набор частот: 0,7+1,7+2,6+9,2+9,4+28,0+64,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5, 10, 11, 15, 18, 19

2 день — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 19

3 день — 7, 9, 10, 11, 17, 19

4 день — 10, 11, 19

Экзема

Набор частот: 0,7+1,7+2,5+9,25+9,4+28,0+64,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 7, 10, 11, 15, 19

2 день — 1, 2, 4, 5, 10, 14, 19

3 день — 3, 4, 5, 7, 9, 19

4 день — 3, 7, 9, 11, 19

8. Опорно-двигательный аппарат

Боль в конечности

Набор частот: 3,8+6,8+33,5+54,0+64,0+70,5+95,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 9, 18, 19

2 день — 13, 17, 19

3 день — 13, 14, 19

4 день — 6, 9, 14, 16, 19

Боль в спине (разные причины)

Набор частот: 1,2+2,5+3,6+3,8+3,9+7,5+33,0+79,0

Зоны воздействия:

1 день — 7, 9, 10, 19

2 день — 7, 9, 15

3 день — 7, 8, 9, 10

4 день — 6, 9, 13

Коленного сустава артроз

Набор частот: 1,2+3,5+7,5+63,5+78,0+100,0

Зоны воздействия:

1 день — 7, 13, 14, 19

2 день — 7, 13

3 день — 13, 15, 19

4 день — 9, 14, 19

Люмбаго, ишиас

Набор частот: 62,5+64,5+67,5+76,5+94,0

Зоны воздействия:

1 день — 7, 8, 9, 10, 15

2 день — 2, 5, 6, 7, 9

3 день — 7, 9, 10, 15

4 день — 2, 6, 7, 8, 9

Миалгия

Набор частот: 4,0+10,0+47,5+50,0+52,5+99,5

Зоны воздействия:

1 день — 4, 7, 10, 12, 14, 19

2 день — 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19

3 день — 5, 10, 19

4 день — 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19

Остеохондроз шейно-грудной

Набор частот: 2,0+2,5+3,0+3,5+9,0+59,0+60,0+67,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 5, 10, 12, 19

2 день — 2, 5, 7, 10, 19

3 день — 2, 5, 7

4 день — 2, 5, 7, 12, 19

Остеохондроз пояснично-крестцовый

Набор частот: 9,6+76,0+84,5+95,0+100,0

Зоны воздействия:

1 день — 7, 9, 10, 19

2 день — 7, 9, 15

3 день — 7, 8, 9, 10

4 день — 6, 9, 13

9. Мочевыводящая система

Затрудненное выделение мочи

Набор частот: 8,1+9,4+81,0+86,0+88,0+90,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 13, 14, 19

2 день — 2, 7, 8, 17, 19

3 день — 3, 6, 9, 13, 17

4 день — 9, 19

Мочекаменная болезнь

Набор частот: 3,5+17,0+27,0+84,0+85,0+88,5+94,5+96,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 8, 9, 11, 19

2 день — 2, 4, 14, 17, 19

3 день — 4, 5, 7, 11, 19

4 день — 6, 7, 9, 11, 17, 19

Нефрит

Набор частот: 2,8+3,3+8,1+9,2

Зоны воздействия:

1 день — 2, 6, 7, 8, 9, 19

2 день — 2, 9, 11, 17

3 день — 3, 5, 7, 11, 14

4 день — 4, 7, 11, 15, 19

Цистит

Набор частот: 2,8+3,3+8,1+9,2+9,4

Зоны воздействия:

1 день — 2, 9, 13, 17

2 день — 5, 7, 13, 19

3 день — 7, 14, 17, 19

4 день — 7, 14, 19

10. Репродуктивные органы

Бесплодие женское

Набор частот: 2,5+3,5+4,0+4,9+8,5+9,4+9,5+9,6

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 7, 8, 9, 14, 19

2 день — 2, 11, 13, 17, 19

3 день — 4, 5, 10, 17, 19

4 день — 6, 7, 9, 11, 19

Гинекологические проблемы (общие)

Набор частот: 2,5+4,0+4,9+5,5+9,4+9,5

Зоны воздействия:

1 день — 9, 11, 13, 19

2 день — 7, 11, 14, 19

3 день — 5, 8, 11, 17, 19

4 день — 6, 9, 11, 17, 19

Менопауза (женщины)

Набор частот: 2,2+4,0+4,9+6,3+9,5+31,5+98,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 11, 19

2 день — 2, 7, 8, 11, 17

3 день — 4, 5, 10, 19

4 день — 5, 7, 9, 19

Нарушение менструального цикла

Набор частот: 20,0+22,0+42,0+49,0+63,0

Зоны воздействия:

1 день — 9, 11, 13, 19

2 день — 7, 11, 14, 19

3 день — 5, 8, 11, 17, 19

4 день — 6, 9, 11, 17, 19

Предстательной железы гиперплазия

Набор частот: 2,5+2,6+4,0+4,9+9,4

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 9, 17, 19

2 день — 2, 7, 8, 11, 14, 19

3 день — 11, 13, 17, 19

4 день — 6, 9, 11, 13, 19

Простатит

Набор частот: 2,6+4,0+4,9+9,4+19,5+57,0+88,5

Зоны воздействия:


1 день — 2, 5, 7, 15, 17

2 день — 2, 6, 7, 9, 17, 19

3 день — 7, 8, 9, 15, 19

4 день — 11, 13, 19

Атлас зон для воздействия цветом/светом
Перечень цифровых обозначений зон воздействия



1. Лоб
2. Ухо
3. Шея
4. Яремная вырезка - грудина
5. Грудь
6. Спина
7. Живот
8. Нижняя часть живота и половые органы
9. Поясница
10. Наружная часть локтевого сгиба
11. Наружная поверхность предплечья
12. Тыльная поверхность предплечья
13. Бедро
14. Колено
15. Подколенная ямка
16. Наружная сторона нижней части голени
17. Внутренняя сторона нижней части голени
18. Задняя сторона голени
19. Стопа

11. Наружная поверхность предплечья
12. Тыльная поверхность предплечья
13. Бедро
14. Колено
15. Подколенная ямка
16. Наружная сторона нижней части голени
17. Внутренняя сторона нижней части голени
18. Задняя сторона голени
19. Стопа

Приложение 8 – «Список рекомендованных программ HV и зоны применения».

№ п/п	Направление воздействия	Частота, Гц	Положение активного «+» и пассивного «-» электрода
Общие проблемы			
1	Аллергия	1,7+3,8+8,1+9,6	+ правая (левая) рука; - правая (левая) нога
2	Воспаление	3,6	+ на зону поражения; - на противоположную сторону
3	Воспаление гнойное	1,7	+ на зону поражения; - в руку со стороны поражения
4	Головные боли	9,45+9,5	+ лоб; - затылок
5	Кровоизлияния, травмы	2,5	+ на зону поражения; - на противоположную сторону
6	Ожирение	4,0+4,9	+ лоб; - затылок или + правая рука; - левая рука
7	Отеки	2,59	+ на зону отека; - ручной или ножной электрод с противоположной стороны
8	Утомление	2,2	+ лоб; - затылок или + правая рука; - левая рука
9	Ушибы	2,5	+ на зону поражения; - на противоположную сторону
10	Спазмы	3,8	+ на зону поражения; - на противоположную сторону
Сердечно-сосудистая и дыхательная системы			
11	Артериосклероз	3,3	+ правая рука; - левая рука
12	Астма	0,94	+ область груди; - область спины
13	Бронхит	9,4	+ область груди; - область спины

14	Бронхит астматический	8	+ область груди; - область спины
15	Варикоз	2,5	+ на зону поражения; - на противоположную сторону
16	Геморрой	2,6+3,8+4,0	Последовательно: + ручной электрод в области ректальной зоны; - правая нога. Далее: +ручной электрод в области ректальной зоны; - левая нога
17	Гипертоническая болезнь	3,3+6,0+9,2+9,4+9,5	+ правая рука; - левая рука или + лоб; - затылок
18	Гипертензия систолическая	6	+ правая рука; - левая рука
19	Гипертензия диастолическая	9,2	+ правая рука; - левая рука
20	Гипертензия на фоне атеросклероза	3,3	+ правая рука; - левая рука
21	Гипотония (ноллапс)	1,7	+ правая рука; - левая рука
22	Пневмония	9,4	+ правая рука; - левая рука
23	Стенокардия	9,45	+ правая рука; - левая рука или + область сердца; - спина
24	Тахикардия	1,2	+ правая рука; - левая рука
25	Нарушение ритма (экстрасистолия)	6	+ правая рука; - левая рука
Желудочно-кишечный тракт			
26	Дискинезия желчевыводящих путей, гиперфункция	9,2	+ правая рука; - правая нога
27	Дискинезия желчевыводящих путей, гиподискинезия	2,65	+ правая рука; - правая нога

28	Воспаление 12-перстной кишки (дуоденит)	9,4	+ правая рука; - левая рука
29	Желчнокаменная болезнь	3,5	+ правая рука; - правая нога
30	Панкреатит	4	+ левая рука; - левая нога
31	Печени токсические и инфекционные поражения	0,9+2,5+3,3+9,8	+ правая рука; - правая нога
32	Язвенная болезнь 12-перстной кишки	8,6	+ правая рука; - левая рука
33	Язвенная болезнь желудка	9,4	+ правая рука; - левая рука
Опорно-двигательный аппарат			
34	Артриты - артрозы	1,2+1,6+9,2+9,6 +9,7	+ передняя (внешняя) сторона сустава; - задняя (внутренняя) сторона сустава
35	Артрит голеностопного сустава	9,6	+ внешняя сторона сустава; - внутренняя сторона сустава
36	Болезнь Бехтерева	9,6	Последовательно: + ручной электрод на область позвоночного столба; - правая нога. Далее: ручной электрод на область позвоночного столба; - левая нога
37	Ишиас	9,7	+ болевая зона; - задняя поверхность бедра или + ручной электрод на область поясницы; - правая или левая нога
38	Миалгии	6,8	+ область поражения; - противоположная сторона
39	Воспаление надкостницы (периостит)	2,65	+ зона поражения; - противоположная сторона
40	Переломы	8,6	+ зона перелома; - противоположная сторона

41	Подагра	9,29	+ зона поражения; - противоположная сторона
42	Позвоночные боли на фоне остеохондроза	9,6	+ ручной электрод на зону позвоночного столба; - правая или левая нога
43	Повышение тонуса затылочных мышц	4,96	+ область шеи; - правая или левая рука
44	Ревматизм	9,7	Последовательно: + левая рука; - левая нога. Далее: + правая рука; - правая нога
45	Слабость в коленных суставах	1,23	Последовательно: + ручной электрод на область поясницы; - правая нога. Далее: + ручной электрод на область поясницы; - левая нога
46	Судороги мышц	6,8	+ зона поражения; - противоположная сторона
Нейроэндокринная система/Психологические расстройства			
47	Бессонница	2,5 или 8,5	+ лоб; - затылок
48	Вегетативные нарушения	2,5	+ правая рука; - левая рука
49	Гипофизарные нарушения	4	+ правая рука; - затылок или + правая рука; - левая рука
50	Депрессии	5,89	+ лоб; - затылок или + правая рука; - левая рука
51	Меланхолия	3,5	+ лоб; - затылок или + правая рука; - левая рука
52	Невралгии	3,9	+ на болевую зону; - противоположная сторона
53	Невралгия тройничного нерва	7,5	+ зона поражения; - правая или левая рука
54	Неврозы	6,3	+ лоб; - затылок
55	Нарушение функции надпочечников	9,45	+ правая нога; - левая нога

56	Паралич вялый	8,29	+ рука со стороны поражения; - затылок
57	Снижение чувствительности и слабость мышц (парезы)	9,4	+ зона поражения; - противоположная сторона
58	Плаксивость	3,6	+ лоб; - затылок
59	Паращитовидная железа (баланс Са и Р)	4,69	+ шея; - правая или левая рука
60	Раздражительность	3,66	+ лоб; - затылок
61	Расстройства сна (фазы засыпания)	3,9	+ лоб; - затылок
62	Страх	3,5	+ лоб; - затылок
63	Сотрясение головного мозга	6,3	+ лоб; - затылок
64	Сахарный диабет (действие -снижение глюкозы)	9,2	+ левая рука; - левая нога
65	Щитовидная железа	9,5	+ область шеи; - правая или левая рука
Мочеполовая система			
66	Воспаление придатков матки	9,4	+ правая или левая рука; - правая или левая нога
67	Гиперменорея	2,54	+ правая или левая рука; - правая или левая нога
68	Импотенция	2,6+4,0+4,9	Последовательно: + ручной электрод в области ректальной зоны; - правая нога. Далее: + ручной электрод в области ректальной зоны; - левая нога
69	Климакс (дисменорея)	4,0+4,9+9,5	+ правая рука; - левая рука

70	Миома матки	2,5	+ правая нога; - левая нога или последовательно: + ручной электрод на область лобна; - правая нога. Далее: + ручной электрод на область лобна; - левая нога
71	Болезненные менструации	3,54	+ правая нога; - левая нога или последовательно: + ручной электрод на область лобна; - правая нога. Далее: + ручной электрод на область лобна; - левая нога
72	Обильные менструации	2,5+4,0+4,9	+ правая нога; - левая нога или последовательно: + ручной электрод на область лобна; - правая нога. Далее: + ручной электрод на область лобна; - левая нога
73	Мочегонное действие (регуляция электролитного баланса К и Na)	8,1	+ правая нога; - левая нога или + правая рука; - правая нога
74	Почечные колики	2,8+3,3+3,5+8,1	+ правая нога; - левая нога
75	Воспаление почек (пиелонефрит)	2,8+3,3+8,1+9,2	+ правая нога; - левая нога
76	Воспаление предстательной железы	9,4	+ правая нога; - левая нога или последовательно: + ручной электрод в области ректальной зоны; правая нога. Далее: + ручной электрод в области ректальной зоны; - левая нога
77	Воспаление мочевого пузыря (цистит)	8,19	+ правая нога; - левая нога или последовательно: + ручной электрод на область лобна; - правая нога. Далее: + ручной электрод на область лобна; - левая нога

78	Воспаление слизистой матки (эндометрит)	9,4	+ правая нога; - левая нога или последовательно: + ручной электрод в области ректальной зоны; - правая нога. Далее: ручной электрод в области ректальной зоны; - левая нога
Стоматологические, кожные и ЛОР проблемы			
79	Гнойное воспаление миндалин (ангина)	9,45	+ на область шеи; - правая или левая рука
80	Воспаление кожи (дерматит)	0,7+1,7+2,6+9,2 +9,4	+ правая рука; - левая рука
81	Насморк	2,9	Последовательно: + на область пазух носа; - правая нога. Далее: + на область пазух носа; - левая нога
82	Отосклероз	3,39	+ область сосцевидного отростка; - со стороны поражения
83	Отсутствие голоса (афония)	9,5	+ гортань; - область шеи или затылок
84	Поражение десен (пародонтоз)	1,7+2,5+9,5	+ область поражения; - правая или левая рука
85	Воспаление пазух носа (синусит)	2,5	Последовательно: + область пазух; - правая нога. Далее: область пазух; - левая нога
86	Угри	1,7	+ на зону поражения; - рука со стороны поражения
87	Узловатая эритема	9,4	+ область поражения; - противоположная сторона
88	Фурункулез	1,7+3,3+4,9+9,2 +9,4	Последовательно: + левая рука; - левая нога. Далее: + правая рука; + правая нога
89	Экзема	0,7+1,7+2,5+9,2 + 9,4	Последовательно: + левая рука; - левая нога. Далее: + правая рука; - правая нога
90	Экзема пустулезная	2,2	+ зона поражения; - противоположная сторона

Специфические частоты при головных болях различного происхождения

91	Церебральная (при нарушении кровообращения)	1,26	+ лоб; - затылок
92	Менингеальная (при воспалении оболочек мозга)	4,9	+ лоб; - затылок или + правая рука; - левая рука
93	Головная боль при отите	5,89	+ лоб; - правая или левая рука
94	Головная боль при заболеваниях придаточных пазух носа	2,5	+ область пазух; - правая или левая рука
95	Головная боль при заболеваниях миндалин	9,45	+ область шеи (проекция миндалин); - правая или левая рука
96	Головная боль при заболеваниях печени	2,66	Последовательно: + левая рука; - левая нога. Далее: + правая рука; - правая нога
97	Головная боль при заболеваниях желудка	9,4	Последовательно: + левая рука; - левая нога. Далее: + правая рука; - правая нога
98	Головная боль при заболеваниях кишечника	2,6+8,0+9,4	Последовательно: + лоб или правая рука; - правая нога. Далее: + лоб или правая рука; - левая нога
99	Головная боль при заболеваниях почек	9,2	Последовательно: + лоб или правая рука; - правая нога. Далее: + лоб или правая рука; - левая нога
100	Головная боль при заболеваниях мочеполовой сферы	9,4	Последовательность: + лоб; - правая нога. Далее: + лоб; - левая нога
101	Головная боль при вегетосудистой дистонии	5,5+9,5	+ лоб; - затылок
102	Головная боль при вертебробазилярной недостаточности	9,6	+ лоб; - затылок или последовательно: + лоб; - правая нога. Далее: + лоб; - левая нога.

www.deholding.info

Deta-Elis Europa GmbH Kaiserstrasse 74, 63065
Offenbach, Deutschland